



Codes LPPR :
- 9124643 - VHP, PROPULSION MANUELLE, PLIANT, A DOSSIER NON INCLINABLE, INVACARE : 558,99 €
- 9124689 - VHP, PROPULSION MANUELLE, PLIANT, A DOSSIER INCLINABLE, INVACARE : 603,65 €

Supports de fourches réglables en angle et platines de roues arrière permettant le déplacement sur au moins 4 positions verticales. Nouvelle configuration compatible avec le Projet de Nomenclature.





Action®^{NG} Family

Informations client		Caractéristiques produit	
Date :		Type de châssis	Pliant par croisillon
Référence d'achat :		Matière	Aluminium
		Dossier	Fixe 7° ou inclinable par crémaillères 0°/10°/20°/30° (livré avec tendeur de dossier)
		Hauteur de dossier	430 mm
		Garniture de dossier	Nylon noir, réglable en tension 1 sangle
		Toile d'assise	Ajustable en profondeur de 400 à 425 mm, livrée à 400 mm
Code client :		Hauteur d'assise	485 mm, réglable à 435, 460 et 510 mm* <i>*: avec changement de fourches et roues avant)</i>
Cachet du distributeur :		Roues avant	6" x 1.1/4" bandage noir (150 x 30 mm)
		Roues arrière	24" x 1.3/8", rayonnées, à démontage rapide
		Coloris	Gris Argent
		Potences	Escamotables et amovibles
		Poids total	A partir de 16,2 kg
		Poids max utilisateur	125 kg
		Garantie	2 ans hors pièces d'usure

Commandes

Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre **e-commerce** dans votre **espace Invacare Pro** sur www.invacare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com
Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas *Invacare®*.

						Euros			
						Prix Public			LPPR *
						HT	TTC		
Quantité		Quantité							
Dossier fixe - Code LPPR 9124643									
Roues arrière 24" bandage noir - Sélectionnez la largeur d'assise et la quantité						529,85	558,99	558,99	
BR1538209		405 mm	BR1538212		480 mm				
BR1538210		430 mm	BR1655005		505 mm				
BR1538211		455 mm							
Roues arrière 24" pneu noir - Sélectionnez la largeur d'assise et la quantité									
BR1538205		405 mm	BR1538208		480 mm				
BR1538206		430 mm	BR1655006		505 mm				
BR1538207		455 mm							
Dossier Inclinable par crémaillère - Code LPPR 9124689									
Roues arrière 24" bandage noir - Sélectionnez la largeur d'assise et la quantité						572,18	603,65	603,65	
BR1538217		405 mm	BR1538220		480 mm				
BR1538218		430 mm	BR1655007		505 mm				
BR1538219		455 mm							
Roues arrière 24" pneu noir - Sélectionnez la largeur d'assise et la quantité									
BR1538213		405 mm	BR1538216		480 mm				
BR1538214		430 mm	BR1655008		505 mm				
BR1538215		455 mm							

Invacare® <i>Action</i> ® ² NG						Euros			
						Prix Public		LPPR *	
						HT	TTC		
ACCESSOIRES (<i>livrés séparément</i>)									
Repose-jambes Standard avec palettes réglables en inclinaison et en profondeur (la paire) - Cocher une largeur - Livré avec sangles talonnières									
1573661		405 / 430 mm	1573692		455 / 480 / 505 mm	200,49	211,52	211,52	
Roulettes anti-bascule, la paire									
AP1440970		Roulettes anti-bascule, la paire				76,78	81,00		 AP1606299
Tablette réglable en largeur (livrée avec manchettes longues et rallonges de tube) pour largeur d'assise :									
AP1606299		Pour largeur d'assise 405 mm				72,83	76,84	76,84	
AP1606300		Pour largeurs d'assise 430 mm / 455 mm				72,83	76,84	76,84	 AP1604623
AP1606301		Pour largeur d'assise 480 mm / 505 mm				72,83	76,84	76,84	
Demi-tablette (kit livré avec manchette longue et rallonge de tube)									
AP1604624		Demi-tablette transparente escamotable, à droite				72,83	76,84	76,84	 AP1604623
AP1604623		Demi-tablette transparente escamotable, à gauche				72,83	76,84	76,84	
AP1604625		Coussin pour demi-tablette droite ou gauche				90,05	95,00		
Appui-nuque avec tendeur pour largeur d'assise :									
AP1554576		405 mm	AP1554579		480 mm	60,10	63,41	63,41	
AP1554577		430 mm	AP1554580		505 mm	60,10	63,41	63,41	
AP1554578		455 mm				60,10	63,41	63,41	 AP1534882
Appui-nuque (pour dossier inclinable uniquement, à fixer sur tendeur existant) :									
AP1508848		Appui-nuque (<i>pour dossier inclinable, à fixer sur tendeur existant</i>)				60,10	63,41	63,41	
Tige porte-sérum et tendeur - Sélectionnez la largeur d'assise et la quantité :									 1627254
AP1534860		405 mm	AP1534884		480 mm	97,63	103,00		
AP1534882		430 mm	AP1534885		505 mm	97,63	103,00		
AP1534883		455 mm				97,63	103,00		
Coussin d'assise <i>Classic Visco</i> 75 mm - plat et réversible - 2 housses noires bi-extensibles et imperméables									380 405 430 455 480 505
1627254		405 x 400 mm (poids max utilisateur 100 kg)				65,40	69,00	69,00	
1627255		430 x 430 mm (poids max utilisateur 100 kg)				65,40	69,00	69,00	
1627256		455 x 400 mm (poids max utilisateur 100 kg)				76,78	81,00	81,00	
Coussin d'assise en mousse 60 mm - housse en nylon avec base anti-dérapante - pour largeur d'assise									380 405 430 455 480 505
1564267		405 / 430 mm (412 x 412 mm)	1564268		455 / 480 mm (462 x 412 mm)	33,08	34,90	34,90	
1564269		505 mm (500 x 412 mm)				33,08	34,90	34,90	
Kit étiquettes									380 405 430 455 480 505
SP1650176		Kit de 55 étiquettes de couleur pour identification largeur d'assise (5 bleues 380 / 10 vertes 405 / 15 jaunes 430 / 15 orange 455 / 5 roses 480 / 5 blanches 505)				41,71	44,00		
Rampes en accessoire									1654128  1654129  1654130
1654128		Rampe Basic 2 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 1210 x 194 mm 8,8 kg la paire - capacité maximum : 270 kg				402,84	425,00		
1654129		Rampe Quick2go Compact 3 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 870 x 237 mm 13,6 kg la paire - capacité maximum : 260kg				805,69	850,00		
1654130		Mono rampe pliante en aluminium Dimensions repliée : 1824 x 714 mm 13,9 kg - capacité maximum : 300 kg				426,54	450,00		