

# Fibre de carbone ultra-léger



**i-Go** lite



Dimensions plié:  
720 x 310 x 610 mm

Pratique, ultra-léger et design. Le tout nouveau **i-Go Lite** pèse seulement 19,8 kg. C'est notre fauteuil roulant électrique le plus léger. Grâce à son chargeur USB intégré, vous pourrez voyager et rester connecté avec le monde qui vous entoure. Sa batterie Flight-Safe\* transportable en avion rend le ciel atteignable. Il vous suffit de déplier votre fauteuil pour partir à l'aventure.

**PRIDE**<sup>®</sup>  
MOBILITY  
LIVE YOUR BEST<sup>®</sup>



## Spécifications

<b>Capacité de poids</b>	135 kg
<b>Vitesse maximum<sup>1</sup></b>	Jusqu'à 6 km/h
<b>Rayon de giration<sup>1</sup></b>	900 mm
<b>Longueur hors-tout</b>	940 mm
<b>Largeur hors-tout</b>	610 mm
<b>Roues avant</b>	7" solides
<b>Roues arrière</b>	8,5" solides
<b>Autonomie</b>	15km
<b>Poids total sans batteries</b>	18 kg
<b>Suspension</b>	Limité
<b>Motorisation</b>	2x 250W
<b>Système de freinage</b>	Régénératif électronique, frein de stationnement à disque
<b>Type de batterie</b>	Lithium
<b>Chargeur</b>	Chargeur dédié
<b>Poids de la batterie<sup>2</sup></b>	1,8 kg
<b>Coloris</b>	 Noir

## Caractéristiques

- Compartiment de rangement sous assise large et sécurisé
- Chargeur USB intégré
- Position de conduite ajustable
- Conception design en fibre de carbone
- Pliage facile d'une seule pression
- Conception légère
- Batterie 12Ah conforme pour le transport en avion\*



\* Le transport de ce produit sur un vol commercial est soumis à la réglementation et à la politique de la compagnie aérienne. Veuillez consulter votre compagnie aérienne avant votre vol pour vous assurer que votre fauteuil et sa batterie lithium-ion sont autorisés à voyager.

1. Varie selon le poids de l'utilisateur, le type de terrain, l'ampérage de la batterie, la charge de la batterie et son état, l'état des pneus. Cette spécification est sujette à une variation de (+ ou -) 10%
2. Le poids de la batterie peut varier en fonction du fabricant de batterie

NOTE: Toutes les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans notification préalable. Les informations contenues dans ce document sont correctes au moment de sa publication. Nous nous réservons le droit de modifier ces spécifications sans notification préalable. La vitesse et l'autonomie varient selon le poids de l'utilisateur, le type de terrain, la charge de la batterie, l'état de la batterie, et la pression des pneus. En raison des tolérances de fabrication et l'amélioration continue de nos produits, la longueur, la largeur, le rayon de giration, et la garde au sol, peuvent être sujets à des variations de + ou - 3%. Les dimensions listées sont pour la base roulante uniquement. Les mesures hors-tout varient en fonction de l'assise et de la sélection d'accessoires.