



## LE PLUS ROBUSTE

### Châssis renforcé pour une solidité inégalée

Le SmartChair Travel Max est discret, simple à utiliser et ingénieux dans ses réglages - pensés pour le confort de l'utilisateur.

- Conçu pour supporter **jusqu'à 150 kg** grâce à son châssis renforcé.
- Le SmartChair Travel Max **se règle une fois avec des outils** et garantit ainsi une meilleure durabilité.
- Capable de résister à un usage intensif, ce fauteuil est idéal pour ceux qui recherchent une **solution durable**.



Autonomie 18 - 36 KM    Poids 30 KG    Capacité 150 KG    Prix 3 487,95€ TTC

# MAX



LPP : 9178337 / 3 487,95€

### Confort exceptionnel et design

- Son assise et son dossier rembourré, offrant un **confort optimisé même lors de longues périodes**.
- Son design ergonomique assure un **maintien optimal et une posture agréable**.
- **Réglage en tension** de l'assise et du dossier.



### Conduite et mise en coffre intuitives

Le fauteuil est équipé de roulettes d'aide au chargement SmartRoll®, réduisant le poids à soulever à seulement 20 kg.

- **Roues motrices de 12 pouces** à l'arrière et ses roues avant de **8 pouces avec suspensions**.
- Ses **moteurs puissants de 2 x 250W** garantissent une propulsion efficace.

