



## Eco-Buggy

### La simplicité au quotidien

**La poussette canne Eco-Buggy est conçue pour être transportée facilement et rapidement.**

Grâce à son châssis en aluminium, l'Eco-Buggy est ultra-légère. Pouvant supporter une charge maximale de 50 kg, elle convient également pour de plus grands enfants.

Sa toile d'assise et de dossier renforcée, ses palettes repose-pieds réglables en hauteur ainsi que sa sangle de bassin contribuent au bon équilibre de l'enfant.

Grâce à la suspension de ses quatre roues de direction jumelées et à son dispositif d'arrêt des roues avant, l'Eco-Buggy se laisse facilement manœuvrer sur tous types de terrain.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	Eco-Buggy
Âge	5 – 10 ans
Poids max. supporté	50 kg
Largeur d'assise	35 cm
Profondeur d'assise	30 cm
Hauteur du dossier	55 cm
Longueur du segment jambier	20 – 34 cm
Dimension pliée (L x l x H)	115 x 42 x 29 cm
Inclinaison du dossier	90° à 110°
Poids total	9 kg

