

SCOOTER COMPACT

KOMPACT 4 PLUS

Pour votre confort, des équipements de série de la catégorie supérieure !

PRISE EN CHARGE, REMBOURSEMENT PARTIEL SOUS CONDITIONS (RENSEIGNEZ-VOUS EN MAGASIN). CODE LPPR : 4292070

POINTS FORTS

- Le bon rapport prix/performances.
- Siège et accoudoirs confort multi réglages.
- Suspension par amortisseurs avant et arrière.
- Equipé de série du kit «d'homologation route» : éclairage et clignotants avant et arrière
- Vide poche et panier avant.
- Guidon ergonomique et commande double préhension.
- Rétroviseurs de série

DONNÉES TECHNIQUES

- Longueur totale : 130cm
- Largeur totale : 65cm
- Rayon de Braquage : 140cm
- Garde au sol
- Maxi 8cm (5.5cm sous moteur)
- Hauteur repose pieds/sol : 16cm
- Hauteur assise/sol : 58 à 63cm
- Hauteur assise/repose pieds : 42 à 47cm
- Assise skai facilitant les transferts (largeur x profondeur) : 48 x 45.5cm
- Hauteur du dossier Rabattable /assise 50cm
- Poids maximum supporté : 140kg
- Poids batteries : 2 x 11kg
- Poids du siège avec les accoudoirs : 18.5kg
- Poids total : 93kg
- Batteries : 2 x 12V-38Ah
- Puissance : 500W
- Autonomie maximale cumulée* 33km**
- Vitesse ajustable jusqu'à 8.6km/h
- Dimensions (cm) des roues avant et arrière : 260x85 (Av et Ar)
- * : explications page 24
- ** : conditions = 75 kg à 24°C sur terrain plat stabilisé



Siège pivotant avec accoudoirs relevables pour faciliter les transferts. Réglage d'avancée ou de recul de l'assise confort avec dossier réglable en inclinaison et appui tête réglable en hauteur



Amortisseurs avant et arrière



Port USB à l'arrière de la colonne de direction



Éclairage avant et arrière



Rétroviseurs

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

Housse de protection, ceinture de sécurité, panier arrière, pincettes guidon (porte bouteille et/ou porte canne), sacoche de dossier, pack Confort (présentation de ces accessoires p.34)

LES COULEURS (RÉF. 2014)

