

SCOOTER HOMOLOGUÉ « ROUTE »

LE CASTELET 780

Batteries de 80 ampères pour plus d'autonomie et de puissance.



POINTS FORTS

Équipement :

- Pack éclairage complet LED (feux et cligotants avant/arrière)
- 2 rétroviseurs
- Protections latérales de carrosserie au niveau du marche pieds/plateau d'embarquement
- Siège pivotant multi réglages équipé de sa ceinture de sécurité et la qualité de son revêtement au centre de l'assise et du dossier pour un plus grand confort



DONNÉES TECHNIQUES

• Longueur totale	137cm
• Largeur totale	66cm
• Garde au sol au plus haut	7.6cm
• Dimensions de l'assise (prof. x larg.)	46cm x 46 cm
• Hauteur du dossier	54 cm
• Rayon de braquage	125cm
• Poids maximum supporté	150kg
• Poids sans batteries	87kg
• Poids total	140kg
• Batteries	2x 12V 80Ah
• Puissance	700W
• Autonomie maximale cumulée	40* km
• Vitesse ajustable jusqu'à	10-12**km/h
• Diamètre des roues avant et arrière (pneus + chambre à air)	31cm
• * explications page 24	
• ** 12 km/h en option	

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

Panier avant, panier arrière, coffre arrière, pinces guidon (porte bouteille et/ ou porte canne), porte cannes latéral, pack confort (présentation de ces accessoires p34)

COULEUR

 (RÉF. 2511)

VOUS APPRÉCIEREZ

Le confort de ses suspensions.

