

SCOOTER MINI

MINIM X4

Véhiculez une image moderne et dynamique lors de vos déplacements urbains avec ce mini scooter démontable de 4 roues et ses dimensions facilitant sa prise en main.



POINTS FORTS

- Colonne de direction ajustable en inclinaison (molette de réglage).
- Manette marche avant et recul double contrôle (vous pouvez d'un seul côté avec une seule main faire avancer ou reculer votre scooter).
- Siège réglable en hauteur (3 positions tous les 2,5cm) pour faciliter l'accès - pivotant à 360° cranté tous les 90° pour faciliter l'embarquement.
- Accoudoirs escamotables, relevables et réglables en inclinaison, en largeur et en longueur.
- Panier et vide poche avant de série.
- Le bloc batterie est équipé de sa propre prise de chargeur. Vous aurez donc le choix de charger les batteries en poste sur le scooter ou indépendamment du scooter lorsque le scooter est stocké dans un sous sol, garage ou dans le coffre de votre voiture sans prise de courant à proximité... très pratique lorsque vous séjournez à l'hôtel.
- Se démonte (et se remonte) sans outil, en 5 parties très légères pour faciliter son transport et son rangement - connexion automatique des circuits électriques au remontage.

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

Housse de protection, rétroviseurs, ceinture de sécurité, panier arrière, pinces guidon (porte bouteille et/ou porte canne) - Pack Confort - sacoche de dossier (présentation de ces accessoires p34).

DONNÉES TECHNIQUES

- Longueur totale 103cm
 - Largeur extérieure roues arrière 51cm
 - Largeur totale 55.5 à 65cm (selon écartement accoudoirs)
 - Rayon de Braquage 120cm
 - Garde au sol mini A partir de 3cm (roulettes anti-bascule)
 - (repose pieds - moteur) 4.5cm
 - Hauteur repose pieds/sol 14cm
 - Hauteur assise/sol 59 à 63cm
 - Hauteur assise/repose pieds (3 positions) 43 à 47cm
 - Assise skai facilitant les transferts (largeur x profondeur) 45.5x37cm
 - Hauteur du dossier Rabattable /assise 38cm
 - Poids maximum supporté 125kg
 - Poids du pack 2 batteries 10kg
 - Poids de la partie démontée la plus lourde 11.5kg (Avant)
 - Poids du siège avec les accoudoirs 11kg
 - Poids total 48.5kg
 - Batteries 2 x 12V - 12 Ah)
 - Puissance 220W
 - Autonomie maximale continue théorique cumulée* 16km*
 - Vitesse ajustable jusqu'à 6.5km/h max
 - Dimensions (cm) des roues avant et arrière -
 - Pneus pleins à l'avant et à l'arrière ne nécessitant pas d'entretien 190x54 (AV) (215x70 (AR))
- * : explications page 24

VOUS APPRÉCIEREZ

Plateau repose pieds bas pour faciliter l'embarquement



Se loge facilement, même dans les coffres les plus petits



LES COULEURS (RÉF. 2000)

