

SCOOTER HOMOLOGUÉ « ROUTE »

MONTLHERY 550

Confortable et maniable, équipé de batteries de 50 ampères.



POINTS FORTS

- Guidon antidérapant forme « delta » pour de multiples combinaisons de prise en main
- Kit éclairage complet : feux et clignotants avant et arrière
- Siège confort ergonomique réglable en hauteur et pivotant pour faciliter l'embarquement. Équipé de sa ceinture de sécurité. Accoudoirs relevables et réglables en inclinaison - dossier haut et rabattable à inclinaison réglable avec appui tête réglable en hauteur - réglage avancée / recul du siège
- Porte gobelets / mini bouteilles à l'arrière de la colonne de direction
- Colonne de direction réglable en inclinaison
- Panier avant et 2 rétroviseurs

DONNÉES TECHNIQUES

• Longueur totale	123cm
• Largeur totale	62cm
• Plateau d'embarquement	41 cm
• Garde au sol au plus haut	7.6cm
• Rayon de braquage	125cm
• Dimensions du siège (larg x prof.)	46cm x 46cm
• Poids maximum supporté	135kg
• Poids sans batteries	57kg
• Poids total	85kg
• Batteries	2x 12V 50Ah
• Puissance	550W à 5600tr/min
• Autonomie maximale cumulée	30* km
• Vitesse ajustable jusqu'à	10-12**km/h
• Diamètre des roues avant et arrière (pneus + chambre à air)	32cm
• *explications page 24	
• ** version 12 km/h en option	

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

Panier arrière, coffre arrière, pinces guidon (porte bouteille et/ou porte canne), porte cannes latéral, sacoche de dossier, pack Confort (présentation de ces accessoires p34)

COULEUR

 (RÉF. 2430)

VOUS APPRÉCIEREZ

La douceur de son amortissement grâce à ses suspensions confort avant et arrière.

