

TRANSAT DE BAIN



Manatee™

Code LPPR 6264970 + 6264987 (< 16 ans)* - Code ISO 093303

Réf. 58100 / 58101 / 58102 / 58103



Le Manatee™ est conçu pour faire du bain un moment relaxant. Les nombreux réglages et accessoires offrent un maintien personnalisé à chaque utilisateur.

Le Manatee™ est un siège de bain adapté aux enfants dès l'âge d'un an. Les enfants ne sont pas tous semblables, il est donc important d'utiliser le tableau des dimensions pour valider la bonne taille.

Siège de bain multi-positions évolutif en aluminium



CARACTÉRISTIQUES

Configuration standard

- Appui-tête réglable en hauteur
- Ceinture 2 points
- Réglage profond
- Réglage inclinaison dossier et repose-jambes

Spécificités

- Existe en 4 tailles
- Nombreux accessoires de positionnement
- Rehausse en option

DIMENSIONS EN CM

◆ Bon de commande sur www.cree.fr



TAILLE	RÉF.	LARGEUR ASSISE	PROFONDEUR ASSISE	HAUTEUR DOSSIER	LONGUEUR REPOSE-JAMBES	HAUTEUR ASSISE-SOL	LARGEUR TOTALE	INCLINAISON REPOSE-JAMBES	LONGUEUR PLIÉ	HAUTEUR PLIÉ	CHARGE MAX. (KG)	POIDS TOTAL (KG)
Taille 0	58100	33	22-25	43	28	14-43	42	0°, -30°, -60°	103-110	13	50	5,5
Taille 1	58101	33	30-37	43	28	14-43	42	0°, -30°, -60°	110-117	13	50	5,5
Taille 2	58102	33	39-46	58	35	14-43	42	0°, -30°, -60°	136-143	13	75	6
Taille 3	58103	40	40-47	64	35	14-43	49	0°, -30°, -60°	144-151	13	75	7

* Autre Code LPPR possible : nous consulter



RÉF.	LARGEUR REHAUSSE	LONGUEUR REHAUSSE	HAUTEUR REHAUSSE	CHARGE MAX. (KG)	POIDS TOTAL (KG)
53880	43,5	99-111	27	75	2

Coloris

BLEU



*Ajustements
et variations de hauteur*



Appui-tête

*Ceinture 2 points
réglable*

*Dossier et repose-jambes
inclinables*

Les produit

- ✓ **Profondeur d'assise réglable** qui permet au siège de grandir avec l'enfant
- ✓ **Châssis aluminium** très léger pour une manipulation facile
- ✓ **Châssis pliable** pour un volume de stockage réduit

ACCESSOIRES



ACCESSOIRES	RÉF.	
Cales latérales		1
• T0/T1/T2	58150	
• T3	58151	
Ceinture 2 points		2
• T0/T1/T2	58152	
• T3	58153	
Bloc abduction		3
• T0/T1/T2	58154	
• T3	58155	
Sangle maintien des jambes		4
• T0/T1/T2	58156	
• T3	58157	
Rehausse baignoire/douche		5
• T U	53880	