



Table Ergo



RUPIANI
vers l'autonomie

Table Ergo



- Adaptées aux nouveaux programmes de rééducation
- Plateaux rectangulaires réglables en hauteur et inclinaison
- Avec une inclinaison de tablette de -70° à $+5^{\circ}$

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES			
Taille	School T1	School T2	School T3
Hauteur de la tablette (cm) avec option roulettes	49-68	61-91	79-108
Hauteur de la tablette (cm) sans option roulettes	42-61	54-84	72-101
Largeur entre pieds (cm)	69		
Dimensions du plateau (cm)	75x63		
Profondeur de l'encoche (cm)	20		
Largeur de l'encoche (cm)	40		
Inclinaison maxi de la Tablette (°)	$-70^{\circ}/+5^{\circ}$		



RUPIANI

74, avenue du 8 Mai 1945
69120 Vaulx-en-Velin
vers l'autonomie...

Tél : (33) 04 37 45 02 54
Fax : (33) 04 37 45 02 55
Courriel : info@rupiani.fr
Web : www.rupiani.fr