

188

4365

188 & 4365

TABLE ET DIVANS DE PÉDIATRIE • HAUTEUR FIXE

PEDIATRIC TABLES • FIXED HEIGHT



DIVAN DE PÉDIATRIE • PEDIATRIC COUCHE

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

Dispositif médical de classe I
 Bâti acier revêtement époxy polyester blanc
 Pieds emboîtables époxy blanc
 Dossier réglable par crémaillère
 Sellerie plate, revêtement non-feu M1
 avec protection antibactérienne
 (suivant choix de couleur, voir nuancier)
 Porte-rouleau papier
 Poids maximum du patient autorisé 135 kg

STANDARD FEATURES

Class I medical device
 Light white epoxy polyester coated steel frame
 Light white epoxy removable feet
 Adjustable backrest with trammel
 Flat upholstery, M1 fire retardant covering
 with antibacterial protection
 (depending on the color, see color chart)
 Paper roll holder
 135 kg patient weight capacity



CONFORT

> Dossier et rallonge réglables par crémaillère



ACCESSIBILITÉ

> Hauteur de travail : 85 cm



SÉCURITÉ

> Sellerie plate non-feu M1
 > Support rouleau de drap d'examen



HYGIÈNE

> Revêtement avec protection antibactérienne
 > Toutes les parties sont accessibles au nettoyage

COMFORT

> Adjustable backrest and legrest with trammel

ACCESSIBILITY

> Working height: 85 cm

SAFETY

> Flat upholstery with M1 fire retardant covering
 > Paper roll holder

HYGIENE

> Covering with antibacterial protection
 > All the outer parts are accessible for cleaning



Capacité
Capacity



135 kg

ACCESSOIRES / ACCESSORIES



900-10

Marchepied inox soudé 2 marches
Welded stainless steel 2 steps



901-10

Marchepied inox soudé 1 marche
Welded stainless steel 1 step

4365

TABLE DE PÉDIATRIE • PEDIATRIC TABLE

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

Dispositif médical de classe I
Bâti acier revêtement époxy polyester blanc
Pieds époxy blanc
Sellerie avec 3 bords relevés, revêtement non-feu M1 avec protection antibactérienne (suivant choix de couleur, voir nuancier)
Dimensions intérieures : L 100 x l 60 x H 85 cm

STANDARD FEATURES

Class I medical device
Light white epoxy polyester coated steel frame
Light white epoxy feet
Upholstery with 3 higher edges, M1 fire retardant covering with antibacterial protection (depending on the color, see color chart)
Inner dimensions: L 100 x W 60 x H 85cm



CONFORT

- > Bords relevés
- > 2 patins réglables pour une stabilité optimale
- > Châssis entièrement soudé
- > Facilité d'usage : tiroir (option) et étagère (accessoire)



ACCESSIBILITÉ

- > Hauteur de travail : 92 cm



SÉCURITÉ

- > Sellerie non-feu M1
- > Léger pour un déplacement facile



HYGIÈNE

- > Revêtement avec protection antibactérienne
- > Toutes les parties sont accessibles au nettoyage

COMFORT

- > Higher edges
- > 2 adjustable levelers for an optimal stability
- > Fully welded frame
- > Ease of use: drawer (option) and shelf (accessory)

ACCESSIBILITY

- > Working height: 92 cm

SAFETY

- > M1 fire retardant upholstery
- > Light weight for an easy move

HYGIENE

- > Covering with antibacterial protection
- > All the outer parts are accessible for cleaning



4365 + 4366 + 47690-01P



OPTION*

* A demander impérativement lors de la commande, montage usine / Plant installed, must be ordered with initial order



ACCESSOIRE / ACCESSORIE



47690-01P

Tiroir
Drawer

4366

Plateau inférieur acier inoxydable
Stainless steel lower shelf

188

POIDS NET • NET WEIGHT : 29 KG
 POIDS BRUT • GROSS WEIGHT : 26 KG
 VOLUME COLIS • PACKAGE VOLUME : 0,30 M³

4365

POIDS NET • NET WEIGHT : 32 KG
 POIDS BRUT • GROSS WEIGHT : 30 KG
 VOLUME COLIS • PACKAGE VOLUME : 0,33 M³


CHOIX DE SELLERIES NON-FEU M1 ANTIBACTÉRIEN

CHOICE OF M1 ANTIBACTERIAL
FIRE-RETARDANT UPHOLSTERY


GAMME CLASSIQUE • CLASSIC RANGE

- CA - TOMATE
CA - TOMATO
- CB - FUCHSIA
CB - FUCHSIA
- CC - PRUNE
CC - PLUM
- CD - CITRON
CD - LEMON
- CE - PAON
CE - PEACOCK
- CF - SAPHIR
CF - SAPHYR
- CG - BLEU MINUIT
CG - MIDNIGHT BLUE
- CH - GLACIER
CH - GLACIER
- CI - OBSCURE
CI - DARK
- 57 - ANTISTATIQUE
57 - ANTISTATIC
- CJ - GRIS
CJ - GREY
- CK - PLATINE
CK - PLATINUM

188




4365



Réf. 47690 - 120 x 750

Réf. 4366

FE-18/24



GAMME ÉLÉGANCE* • ELEGANT RANGE*

- EA - VERT PROFOND
EA - DEEP GREEN
- EB - VÉGÉTAL
EB - VEGETAL
- EC - ORAGE
EC - STORM
- ED - BLEU ARGENTÉ
ED - SILVER BLUE
- EE - PAPRIKA
EE - PAPRIKA
- EF - CRÉPUSCULE
EF - TWILIGHT
- EG - CAMEL
EG - CAMEL
- EH - LIÈGE
EH - CORK

* La gamme Élégance est soumise
à l'application d'un supplément tarifaire.
Merci de vous référer à la grille tarifaire.

* The Elegance range is subject
to the application of a price supplement.
Please refer to the price list.



22, rue de Saint-Denis-de-Gastines - 53500 Ernée, France
 +33 (0)2 43 05 17 76

PROMOTAL.COM