




Maniable, Robuste & Confortable



Le tricycle qui allie confort, sécurité et style pour une utilisation optimale

PRIDE[®]
MOBILITY
LIVE YOUR BEST[®]

Le tricycle maniable, résistant et confortable

MODELE	Tonicross City
Poids utilisateur	Junior 100 Kg Adulte 110 Kg XP 135 Kg
Coloris	ONYX (noir) / JASPE (cuivre) / QUARTZ (gris)
Hauteur d'entrejambes	Junior 56 à 80 cm Adulte/XP 66 à 90 cm
Garantie	Cadre 5 ans Composants 2 ans
Châssis	Surbaissé
Roues	Rayonnées 20"x1.75"
Longueur hors tout	159 cm
Largeur hors tout	72 cm
Hauteur selle / sol	Adulte 78-102 cm Junior 68-92 cm
Hauteur guidon / sol	102 - 116 cm
Poids du tricycle	23 kg
Largeur du panier arrière	Adulte 51 cm Junior 36 cm
Structure	Acier

Conçu avec un cadre surbaissé, le TONICROSS CITY allie maniabilité et solidité. Son châssis, extrêmement résistant est garanti 5 ans, vous offrant ainsi une tranquillité d'esprit et une utilisation durable.



Avec ses trois coloris de série et la possibilité de choisir une couleur personnalisée, le TONICROSS CITY s'adapte à tous les goûts.



Le TONICROSS CITY est entièrement configurable, avec un ensemble d'équipements personnalisables pour répondre aux besoins spécifiques de chaque utilisateur.

Disponible avec le Kit d'Assistance Électrique : permettant ainsi de transformer votre tricycle en une solution de mobilité électrique, rendant le pédalage fluide et sans effort. Le kit est idéal pour prolonger l'autonomie et le confort.



Le TONICROSS existe aussi en versions BASIC, PLUS et LIBERTY pour que chacun puisse trouver son tricycle.



Pride Mobility Products France
26 rue Monseigneur Ancel
69800 Saint-Priest
France
Tel: 04 81 65 94 70
pridemobility.fr - contact@quantum-rehab.fr

PRIDE
MOBILITY
LIVE YOUR BEST*

www.pridemobility.fr

FR_SS_TONICROSSCITY/Rev0/29OCT24