

BASE



Retrouvez les versions
Stock en page 2 et la
version configurée à
partir de la **page 3** !

Prix public TTC (LPPR/PLV)

1 125,00 € TTC

USAGE MIXTE

Forfait MAD Niveau 1 : 100,00 € (LPPR)

Forfait de livraison : 50,00 € (LPPR)



UNIQUE
Designed by you. Built by us.



Informations client

Date :

Référence d'achat :

Code client :

Cachet du distributeur :



Caractéristiques produit

Type de châssis	Châssis porte-coquille
Matière	Acier
Largeur d'assise	340 mm à 490 mm avec réglage jusqu'à +50 mm
Inclinaison d'assise	+1° à -24° par vérins pneumatiques, à translation
Inclinaison de dossier	0 à 30° par vérins pneumatiques
Poignées à pousser	Réglables en hauteur
Freins	Freins tambour avec frein de parking
Poids total	A partir de 20 kg
Crash-testé	Oui
Positionnement	Compatible avec les produits Bodypoint
Poids max utilisateur	135 kg
Garantie	2 ans hors pièces d'usure

Commandes



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre **e-commerce** dans votre **espace Invacare Pro** sur www.invacare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com

Les codes et montants LPPR/PLV sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas Invacare®.

Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités et avec les derniers tarifs en vigueur.


☐ Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases

☒ Configuration standard

☐ Option sans supplément de prix

Rea® Azalea® Base S - les versions Stock			Euros		
			Prix Public		LPPR/PLV
CODE	iant	DESIGNATION	HT	TTC	
Rea® Azalea® Base S - 16" freins tambours					
Code LPPR : 9556236					
Roues arrière 16" bandage noir, axes fixes. Livré sans potence, sans palette et sans accoudoir					
1575835		Largeur d'assise 390 mm, réglable de 390 mm à 490 mm	1 066,35	1 125,00	1 125,00
1575872		Largeur d'assise 440 mm, réglable de 440 mm à 540 mm	1 066,35	1 125,00	1 125,00
Rea® Azalea® Base S - 24" freins manuels à tirer					
Code LPPR : 9556236					
Roues arrière 24" bandage noir, axes à démontage rapide. Livré sans potence, sans palette et sans accoudoir					
1575873		Largeur d'assise 390 mm, réglable de 390 à 440 mm	1 066,35	1 125,00	1 125,00
1575874		Largeur d'assise 440 mm, réglable de 440 à 490 mm	1 066,35	1 125,00	1 125,00
1575875		Largeur d'assise 490 mm, réglable de 490 à 540 mm	1 066,35	1 125,00	1 125,00
CODE	iant	DESIGNATION	HT	TTC	
ACCESSOIRES (livrés séparément)					
Pensez aux accessoires de positionnement Bodypoint : ceintures, harnais, maintiens de chevilles.			Bodypoint		
AP1508848		Appui-nuque	151,66	160,00	160,00 (1)
AP1657051		Repose-jambe réglable en inclinaison 0° - 75° avec palettes réglables en profondeur, en angle et en largeur, UL réglable de 290 mm à 520	189,57	200,00	
AP1657107		Repose-jambe réglable en inclinaison 0° - 75° avec palettes réglables en profondeur, en angle et en largeur, UL réglable de 290 mm à 520	189,57	200,00	
AP1657108		Repose-jambe réglable en inclinaison 0° - 75° avec palettes réglables en profondeur, en angle et en largeur, UL réglable de 290 mm à 520	189,57	200,00	
1575876		Gouttière, la paire	218,01	230,00	
SP1449218		Support tablette et molette	33,18	35,00	
1530007		Paire d'accoudoirs Confort réglables en hauteur	80,57	85,00	
SP1586424		Tablette escamotable taille S (largeur 590 mm), livrée sans paire d'accoudoirs Confort	125,12	132,00	
SP1586425		Tablette escamotable taille M (largeur 640mm), livrée sans paire d'accoudoirs Confort	125,12	132,00	
(1) code LPPR : 9913245 - VPH, adjonction, supplément appui-tête réglable - 160,00 €					

Rea® Azalea® Base S - version configurée			Euros			
			Prix Public	LPPR/PLV		
CODE		DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	HT	TTC	
BQA0010	☐	Rea® Azalea Base® BASE - Code LPPR : 9556236		1 066,35	1 125,00	1 125,00
BQA0010	☐	Rea® Azalea Minor Base® (largeur d'assise 340 mm) - BASE - Code LPPR : 9556236	NC : 0120	1 066,35	1 125,00	1 125,00
TYPES DE PROPULSION						
BQA0020	☐	Fauteuil transit, roues arrière de 16", freins tambour, commande tierce-personne	NC : 0705, 0715, 0722, 0724, 0790, 0810, 0850, 0863, 0867	○	○	
BQA0030	☐	Fauteuil à propulsion manuelle, roues arrières de 22" ou 24"	NC : 0100, 0702, 0726	○	○	
BQA0040	☐	Fauteuil à propulsion manuelle, roues arrières de 22" ou 24", freins tambour, commande tierce-personne	NC : 0100, 0722, 0724	○	○	
ASSISE						
Largeur d'assise						
BQA0050	☐	340 mm - Réglable de 340 à 390 mm (340 à 440 mm avec roues arrière 16")	NC : 0120, 0180, 0186, 0600, 0665, 0672, 0675, 0863, 0867, 0900, 0902, 0936, 0938	○	○	
BQA0060	☐	390 mm - Réglable de 390 à 440 mm (390 à 490 mm avec roues arrière 16")	NC : 0110	○	○	
BQA0070	☐	440 mm - Réglable de 440 à 490 mm (440 à 540 mm avec roues arrière 16")	NC : 0110	○	○	
BQA0080	☐	490 mm - Réglable de 490 à 540 mm (490 à 590 mm avec roues arrière 16")	NC : 0110	○	○	
Pré-réglage en largeur des accoudoirs et des repose-jambes						
BQA0090	☐	+ 50 mm (+25 mm par côté)	NC : 0863, 0867	○	○	
BQA0100	☐	+ 100 mm (+50 mm par côté)	Uniquement avec roues arrière 16"	○	○	
BQA0105	☐	Sans pré-réglage en largeur des accoudoirs		◆	◆	
Profondeur d'assise						
BQA0110	☐	Réglable de 380 à 450 mm	Uniquement largeur d'assise 340 mm	○	○	
BQA0120	☐	Réglable de 430 à 500 mm		○	○	
Hauteur sol/siège						
BQA0130	☐	400 mm	NC : 0180, 0330, 0340, 0390, 0400, 0665, 0672, 0675, 0715, 0936, 0938	○	○	
BQA0140	☐	450 mm	NC : 0705	◆	◆	
Inclinaison d'assise						
BQA0145	☐	Inclinaison d'assise de +1° à +25° (-1° à +23° en standard)		○	○	
Type d'assise						
BQA0150	☐	Plaque d'assise plane réglable en profondeur sur 70 mm		○	○	
BQA0155	☐	Plaque d'assise avec pente d'assise de -5° ou + 5°, réglable en profondeur sur 70 mm		236,97	250,00	
BQA0170	☐	Sans interface (livré avec support d'assise fixe)		◆	◆	
DOSSIER						
Inclinaison du dossier						
BQA0160	☐	Réglable par vérin		◆	◆	
BQA0161	☐	Réglable mécaniquement		○	○	
BQA0932	☐	Système de verrouillage de l'inclinaison (dossier et/ou assise)		◆	◆	
Poignées à pousser						
BQA0174	☐	Poignées à pousser connectées, amovibles, avec fixation d'appui-tête Rea, réglables en hauteur		○	○	
BQA0176	☐	Poignées à pousser amovible, réglable en hauteur, en angle		○	○	



0° / +30°
-1° à +23°



BQA0150



BQA0155
BQA0170



BQA0160
BQA0161



BQA0174



BQA0176


Rea® Azalea® Base				Euros			
				Prix Public		LPPR/PLV	
				HT	TTC		
POTENCES							
Repose jambe central							
BQA0180	☐	Repose-jambe central réglable en angle (de 80° à 50°) avec appui mollet et palettes articulées	NC : 0186, 0188, 0190, 0200, 0220, 0240, 0250, 0270, 0290, 0300, 0310, 0330, 0340, 0360, 0370, 0390, 0400, 0572	758,29	800,00		
Ajustement des potences et repose-jambes							
BQA0185	☐	Position standard		◆	◆		
BQA0186	☐	Position haute (+ 50 mm) pour les utilisateurs de grande taille		○	○		
BQA0188	☐	Support pour position 85° - angulation du repose-jambe 10° à 85°	NC : 0200, 0220, 0250, 0270	○	○		
Potence gauche (noire)							
BQA0190	☐	Repose-jambe réglable en inclinaison 0° - 75° avec appui-mollet, protection de genou, UL réglable de 290 mm à 520 mm	NC : 0300, 0310	99,53	105,00		
BQA0200	☐	Potence fixe à 80°, escamotable int/ext	NC : 0572	○	○		
BQA0220	☐	Support amputé	NC : 0290, 0300, 0310, 0330, 0340, 0572	104,27	110,00		
BQA0230	☐	Sans potences et palettes	NC : 0290, 0360, 0370, 0390, 0400	◆	◆		
Potence droite (noire)							
BQA0240	☐	Repose-jambe réglable en inclinaison 0° - 75° avec appui-mollet, protection de genou, UL réglable de 290 mm à 520 mm	NC : 0360, 0370	99,53	105,00		
BQA0250	☐	Potence fixe à 80°, escamotable int/ext	NC : 0572	○	○		
BQA0270	☐	Support amputé	NC : 0290, 0360, 0370, 0390, 0400, 0572	104,27	110,00		
BQA0280	☐	Sans potences et palettes	NC : 0290, 0360, 0370, 0390, 0400	◆	◆		
PALETTES							
Palette monobloc							
BQA0290	☐	Palette monobloc réglable en profondeur et en angle, non réglable en largeur	NC : 0300, 0310, 0330, 0340, 0360, 0370, 0390, 0400	189,57	200,00		
Palette gauche							
BQA0300	☐	Fixe, tube court, sangle talonnière	NC : 0572	○	○		
BQA0310	☐	Réglable en profondeur, en angle, tube court, sangle talonnière		○	○		
BQA0330	☐	Fixe, tube long, sangle talonnière	NC : 0572	○	○		
BQA0340	☐	Réglable en profondeur, en angle, tube long (et en largeur si commandée avec repose-jambe) , sangle talonnière		○	○		
Palette droite							
BQA0360	☐	Fixe, tube court, sangle talonnière	NC : 0572	○	○		
BQA0370	☐	Réglable en profondeur, en angle, tube court, sangle talonnière		○	○		
BQA0390	☐	Fixe, tube long, sangle talonnière	NC : 0572	○	○		
BQA0400	☐	Réglable en profondeur, en angle, tube long (et en largeur si commandée avec repose-jambe) , sangle talonnière		○	○		
ACCOUDOIRS							
Accoudoir gauche (verrou d'accoudoir inclus)							
BQA0420	☐	Confort, réglable en hauteur de 230 à 340 mm	NC : 0903	○	○		
BQA0425	☐	Gouttière étroite sans rotation, réglable en hauteur et en profondeur sur 70 mm SANS OUTIL (compatible avec la tablette)	NC : 0903	○	○		
BQA0440	☐	Enveloppant, réglable en hauteur de 230 à 340 mm - Largeur d'assise utile - 20 mm	NC : 0520, 0530, 0900, 0902, 0903, 0920, 0930	104,27	110,00		
BQA0450	☐	Gouttière à rotation latérale indexée, réglable en hauteur et en profondeur	NC : 0900, 0902, 0903, 0910, 0915, 0920, 0930	104,27	110,00		
BQA0460	☐	Sans accoudoirs	NC : 0520, 0530, 0900, 0902, 0910, 0915, 0930	◆	◆		


0190 / 0240


0200 / 0250


0220 / 0270


0290


0310 / 0340


0420/0470


0425 / 0475

Rea® Azalea® Base				Euros		
				Prix Public		LPPR/PLV
				HT	TTC	
Accoudoir droit (verrou d'accoudoir inclus)						
BQA0470	☐	Confort, réglable en hauteur de 230 à 340 mm	NC : 0904	○	○	
BQA0475	☐	Gouttière étroite sans rotation, réglable en hauteur et en profondeur sur 70 mm SANS OUTIL (compatible avec la tablette)	NC : 0903	○	○	
BQA0490	☐	Enveloppant, réglable en hauteur de 230 à 340 mm - Largeur d'assise utile - 20 mm	NC : 0520, 0530, 0900, 0902, 0904, 0920, 0930	104,27	110,00	
BQA0500	☐	Gouttière à rotation latérale indéxée, réglable en hauteur et en profondeur	NC : 0900, 0902, 0904, 0910, 0915, 0920, 0930	104,27	110,00	
BQA0510	☐	Sans accoudoirs	NC : 0520, 0530, 0900, 0902, 0910, 0915, 0920, 0930	◆	◆	
⁽¹⁾ montant du remboursement valable pour la paire d'accoudoirs						
OPTIONS D'ASSISE						
Options d'accoudoir						
BQA0520	☐	Housses de protège-vêtements, la paire		66,35	70,00	
BQA0530	☐	Coussins pour housses de protège-vêtements, la paire, uniquement avec 0520		28,44	30,00	
Options de dossier						
BQA0540	☐	Appui-tête avec réglage latéral et oreillettes réglables	NC : 0560	189,57	200,00	600,00 (4)
BQA0550	☐	Appui-joue avec réglage latéral et oreillettes longues réglables	NC : 0545, 0560, 0567	189,57	200,00	600,00 (4)
BQA0545	☐	Housse de coussin d'appui-tête		47,39	50,00	
BQA0560	☐	Appui-nuque		151,66	160,00	160,00 (1) ou 600,00 (4)
BQA0570	☐	Kit de 2 molettes de réglage pour appui-tête		28,44	30,00	
Options de potences / palettes						
BQA0572	☐	Revêtements rembourrés pour palettes		94,79	100,00	
CHASSIS						
Coloris de châssis						
BQA0591	☐	Gris perle		◆	◆	
BQA0592	☐	Bleu nuit		○	○	
BQA0593	☐	Sable		○	○	
BQA0594	☐	Vert électrique		○	○	
BQA0596	☐	Rouge vif		○	○	
Options de châssis						
BQA0600	☐	Extension de châssis + 50 mm		○	○	
Fixation des fourches						
BQA0610	☐	Fixes		◆	◆	
Roues avant						
BQA0638	☐	5,5" x 1.3/4" - 140 x 45 mm - Bandage noir souple		○	○	
BQA0645	☐	6" x 1.1/4" - 150 x 30 mm - Bandage noir souple		○	○	
BQA0665	☐	8" x 1.1/4" - 200 x 32 mm - Bandage noir		◆	◆	
BQA0672	☐	8"x 1.1/4"- 200 x 32 mm - Pneumatique noir		○	○	
BQA0675	☐	8" x 2" - 200 x 45 mm - Bandage noir		○	○	
ROUES ARRIERES						
Diamètre des roues arrière						
BQA0702	☐	16" - 405 mm avec axes fixes	NC : 0722, 0724, 0745, 0785, 0790, 0810, 0850, 0863, 0867	◆	◆	
BQA0705	☐	22" - 560 mm avec axes à démontage rapide		○	○	
BQA0715	☐	24" - 600 mm avec axes à démontage rapide		○	○	
Type de roues arrière						
BQA0722	☐	Standard (moyeu noir, jante grise et rayons gris)	NC : 0810	○	○	
BQA0724	☐	Renforcée (moyeu gris, jante grise, et rayons gris renforcés en acier)		47,39	50,00	
BQA0726	☐	Frein tambour (moyeu frein tambour gris, jante grise et rayons gris renforcés en acier)	NC : 0785	◆	◆	



0440 / 0490



0450 / 0500



0540



0550



0560



0591



0592



0593



0594



0596




0600



0440 / 0490





0450 / 0500



0540 0550



0560



0596 0600

Rea® Azalea® Base				Euros			
				Prix Public			LPPR/PLV
				HT	TTC		
Type de revêtement roues arrière							
BQA0745	☐	Pneumatique noir à crampons 1.3/8" - 35 mm		○	○		
BQA0775	☐	Bandage noir 1.3/8" - 35 mm		◆	◆		
BQA0785	☐	Pneumatique noir fin et lisse - moyenne pression 1" - 25 mm		○	○		
Mains-courantes							
BQA0790	☐	Aluminium		○	○		
BQA0810	☐	Anti-dérapantes noires		94,79	100,00		
OPTIONS DE CHASSIS							
Protège-rayons							
BQA0850	☐	Protège-rayons "Frost"		218,01	230,00		
SECURITE							
BQA0860	☐	Freins à tirer		○	○		
BQA0863	☐	Freins à câble à commande unilatérale à gauche		170,62	180,00		
BQA0867	☐	Freins à câble à commande unilatérale à droite		170,62	180,00		
OPTIONS DE SECURITE							
BQA0870	☐	Ceinture de maintien		○	○		
OPTIONS DE POSITIONNEMENT							
Pensez aux accessoires de positionnement Bodypoint : ceintures, harnais, maintiens de chevilles.							
AUTRES OPTIONS							
Tablettes							
BQA0900	☐	Tablette amovible réglable en profondeur	NC : 0907	125,12	132,00		
BQA0902	☐	Tablette amovible réglable en profondeur avec coussins appui-coudes	NC : 0907	125,12	132,00		
BQA0903	☐	Demi-tablette escamotable à gauche	NC : 0905	125,12	132,00		
BQA0904	☐	Demi-tablette escamotable à droite	NC : 0905	125,12	132,00		
BQA0910	☐	Tablette escamotable	NC : 0905, 0907	125,12	132,00		
BQA0915	☐	Tablette escamotable avec coussins appui-coudes	NC : 0905, 0907	125,12	132,00		
Coussins de tablette							
BQA0905	☐	Coussin de tablette	NC : 0910, 0915	104,27	110,00		
BQA0907	☐	Coussin pour demi-tablette	NC : 0910, 0915	90,05	95,00		
Autres options							
BQA0936	☐	Fixation pour assistance électrique à la poussée et au freinage pour la tierce-personne alber viamobil V25	NC : 0938	313,74	331,00		
BQA0938	☐	Fixation pour assistance électrique à la poussée et au freinage pour la tierce-personne alber viaplus		414,25	437,03		
BQA0920	☐	Goupille de verrouillage pour tablette		56,87	60,00		
BQA0970	☐	Attache pour harnais		75,83	80,00		
Rampes en accessoire							
1654128	☐	Rampe Basic 2 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 1210 x 194 mm 8,8 kg la paire - capacité maximum : 270 kg		402,84	425,00		
1654129	☐	Rampe Quick2go Compact 3 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 870 x 237 mm 13,6 kg la paire - capacité maximum : 260 kg		805,69	850,00		
1654130	☐	Mono rampe pliante en aluminium Dimensions repliée : 1824 x 714 mm 13,9 kg - capacité maximum : 300 kg		426,54	450,00		


1"


1.3/8"

0785

0745


0902


0903 / 0904



0907


0915


0910


1654128


1654129


1654130