

AVIVA RX20

Modulite

FRE Classe B



Configuration disponible

Dossier toile réglable en angle / Bascule
d'assise manuelle / potences /
Equipement route 30 LUX / REM 216

Adjonctions disponibles

Lift/Bascule d'assise 45°
(LPPR/PLV 1500,00 €)

Repose-jambe électrique
(LPPR/PLV 1250,00 €)

PAP membres Inférieurs
(LPPR/PLV dans la limite de 600,00 €)

PAP membres supérieurs
(LPPR/PLV dans la limite de 600,00 €)

Appui-tête
(LPPR/PLV 160,00 €)

Double commande
(LPPR/PLV 1500,00 €)

Tablette
(LPPR/PLV 132,00 €)

Prix Public TTC (LPPR/PLV)

3 882,08 €

Forfait MAD1 Niveau 2 : 250,00 € (LPPR)

Forfait de livraison : 50,00 € (LPPR)



UNIQUE
Designed by you. Built by us.




Informations client		Caractéristiques produit	
Date :		Largeur hors tout	560 mm
Référence d'achat :		Hauteur d'assise	435 mm
Code client :		Moteurs	340W 4 pôles
Cachet du distributeur :		Vitesse	6 km/h, 10 km/h
		Batteries	60 Ah ou 73 Ah
		Electronique	Linx
		Roues motrices	14"
		Roues avant	8" ou 9"
		Franchissement	60 mm et 100 mm avec monte-trottoir
		Poids max utilisateur	136 kg
		Garantie	2 ans hors batteries et pièces d'usure
Commandes			
Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre e-commerce dans votre espace Invacare Pro sur www.invacare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas Invacare®. Les tarifs publics et les options sans supplément de prix sont donnés à titre indicatif et peuvent être revus sans délai pour toute nouvelle commande.			

Invacare® Aviva RX20 FRE Classe B				Euros		
				Prix Public	LPPR/PLV	
Retrouvez les cale-troncs et tous les accessoires sur la fiche de mesure Matrix !						
Revêtement du coussin de dossier et/ou de l'assise (selon configuration)						
JB2151	☐	Nylon noir		◆	◆	
JB2155	☐	Mesh noir	NC : 2141, 2171	○	○	
Accoudoirs						
JB2191	☐	Accoudoirs réglables en hauteur de 290 à 360 mm, en profondeur et amovible, la paire		◆	◆	
Manchettes						
JB2195	☐	Manchettes standard, longueur 325 mm, la paire	NC : 2198	◆	◆	
Appuis-têtes et autres accessoires						
JB1350	☐	Appui-nuque réglable en profondeur	NC : 2230, 2247	151,66	160,00	160,00 (1)
JB1432	☐	Appui-tête revêtement PU bi-extensible noir, réglable en profondeur et en largeur	NC : 2230, 2247	151,66	160,00	160,00 (1)
JB1427	☐	Appui-tête Kontour multi-réglable avec oreillettes latérales, revêtement PU bi-extensible noir	NC : 2230, 2247	151,66	160,00	160,00 (1)
JB2324	☐	Appui-tête Elan Standard 10" - housse noire respirante	NC : 2230, 2247	568,72	600,00	600,00 (4)
JB2325	☐	Appui-tête Elan Occipital 9" - housse noire respirante	NC : 2230, 2247	568,72	600,00	600,00 (4)
JB2327	☐	Appui-tête Elan 4 points 11" - housse noire respirante	NC : 2230, 2247	568,72	600,00	600,00 (4)
Inclinaison d'assise						
JB1091	☐	Manuelle de 0° à 15°	NC : 1401	◆	◆	
Hauteur sol-plaque d'assise pour inclinaison d'assise manuelle de 0° à 15° et électrique de 0° à 20°						
JB2857	☐	435 mm		◆	◆	
JB2858	☐	460 mm		○	○	
JB2859	☐	485 mm		○	○	
Inclinaison de dossier						
JB0975	☐	Manuelle de 90° à 120° par paliers de 3,75°		◆	◆	
ASSISE MODULITE MODULABLE						
Type d'assise						
JB2111	☐	Assise Modulite rigide réglable en largeur et en profondeur, accoudoirs réglables en largeur (+25 mm par côté) Largeur : 380 à 530 mm, réglable par palier de 50 mm Profondeur : 410 à 510 mm REGLABLE EN CONTINU		○	○	
JB2112	☐	Assise Modulite souple réglable en tension, en largeur et en profondeur, accoudoirs réglables en largeur (+25 mm par côté) - réhausse la hauteur d'assise de 30 mm Largeur : 380 à 530 mm, réglable par palier de 50 mm Profondeur : 410 à 510 mm REGLABLE EN CONTINU		○	○	



2191



1432



1427



2324



2325



2327



DOSSIER RABATTABLE



2111



2112

(1) code LPPR : 9913245 - VPH, adjonction supplément appui-tête réglable - 160,00 €

(4) code LPPR : 9981399 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonction membre supérieur dans la limite - 600,00 €

Invacare® <i>Aviva RX20</i> FRE Classe B				Euros		
				Prix Public	LPPR/PLV	
Largeur d'assise (Préréglage d'usine)						
JBJ2121	☐	380 mm	NC : 2701, 2703, 2705	○	○	
JBJ2122	☐	430 mm	NC: 2701, 2703, 2705	◆	◆	
JBJ2123	☐	480 mm	NC: 2702, 2704, 2706	○	○	
JBJ2124	☐	530 mm Recommandé : prendre les batteries 73,5 Ah	NC : 2143, 2702, 2704, 2706, 2106, dossiers MatrX	○	○	
Kit D'écartement Des Points De Pivot						
JBJ2106	☐	Kit D'écartement Des Points De Pivot dossier Recommandé pour l'installation d'un corset-siège	NC : 2124, 2192, 2194	○	○	
Profondeur d'assise (Préréglage d'usine)						
JBJ2132	☐	410 mm	NC : 2196, 2197, 2198, Bodypoint	○	○	
JBJ2134	☐	460 mm		◆	◆	
JBJ2136	☐	510 mm - Rail d'assise rallongé de 35 mm si fauteuil commandé en profondeur 510 mm avec un dossier rigide Flex 3	NC : 2143	○	○	
Coussin d'assise						
JBJ2142	☐	Coussin d'assise Flo-tech Lite (Pour largeur 380 à 480 mm, hauteur 75 mm, poids max 127 kg) / Contour (Pour largeur 530mm, hauteur 100 mm, poids max 152 kg)		◆	◆	
JBJ2143	☐	Coussin d'assise Matrx Contour Visco NG (hauteur 100 mm, poids max 100 kg)	NC : 2134, 2124	76,78	81,00	81,00
JBJ2147	☐	Coussin d'assise Matrx Libra , (hauteur 90mm, poids max 136kg) Livré avec 2 housses		331,75	350,00	600,00 (5)
JBJ2144	☐	Coussin d'assise Matrx Vi (Housse micro-aérée) Livré avec 2 housses		331,75	350,00	600,00 (5)
Première cale de positionnement pour coussin Matrx Libra						
JBJ1980	☐	Biseau fessier, la paire		47,39	50,00	600,00 (5)
JBJ1981	☐	Plot d'abduction Matrx (hauteur 4 cm) l'unité		47,39	50,00	600,00 (5)
JBJ1982	☐	Biseau latéral, l'unité		47,39	50,00	600,00 (5)
JBJ1983	☐	Biseau crural, l'unité		47,39	50,00	600,00 (5)
Deuxième cale de positionnement pour coussin Matrx Libra						
JBJ1980	☐	Biseau fessier, la paire		47,39	50,00	600,00 (5)
JBJ1981	☐	Plot d'abduction Matrx (hauteur 4 cm) l'unité		47,39	50,00	600,00 (5)
JBJ1982	☐	Biseau latéral, l'unité		47,39	50,00	600,00 (5)
JBJ1983	☐	Biseau crural, l'unité		47,39	50,00	600,00 (5)
Cale de positionnement pour coussin Matrx Vi						
JBJ1985	☐	Kit d'obliquité pelvienne MatrX Vi (2 cales de 13mm)		94,79	100,00	600,00 (5)
Cannes de dossier - Poignées incluses						
JBJ2162	☐	Hauteur 540 mm		○	○	
JBJ2163	☐	Hauteur 480 mm	NC : 2173	◆	◆	
Poignées à pousser						
JBJ2108	☐	Sans poignées à pousser	NC : 1307, 2219, 2220, 2227, 2228, 2245, 2291, 2292, 0047, 0077	○	○	



2143



2147



2144

(5) code LPPR : 9977848 - VPH, adjonction, PAP, forfait B adjonction membre inférieur dans la limite - 600,00 €



2143



2147

2144

(5) code LPPR : 9977848 - VPH, adjonction, PAP, forfait B adjonction membre inférieur dans la limite - 600,00 €

Invacare® Aviva RX20 FRE Classe B				Euros		
				Prix Public	LPPR/PLV	
Type de dossier						
JB2171	☐	Dossier réglable en tension , avec toile rembourrée bi-matière et pochette arrière	NC : 2152, 1455, 2155, 2230, 2247, 1288, 1289, 2106	◆	◆	
JB2179	☐	Dossier réglable en tension Flex 3 livré avec coussin de dossier Lateral , revêtement PU bi-extensible noir (avec supplément)	NC : 2128, 2151, 2192, 2193, 2194, 2229, 2155, 2230, 2247	180,09	190,00	600,00 (4)
JB2174	☐	Matrx Posture Back , hauteur 400 mm	NC : 1445, 2124	568,72	600,00	600,00 (4)
JB2175	☐	Matrx Posture Back , hauteur 500 mm	NC : 1445, 2124	568,72	600,00	600,00 (4)
JB2176	☐	Matrx Elite E2 , hauteur 500 mm	NC : 1445, 2124	568,72	600,00	600,00 (4)
JB2177	☐	Matrx Elite TR , hauteur 500 mm	NC : 1445, 2124	568,72	600,00	600,00 (4)
JB2178	☐	Matrx Elite E2 Deep , hauteur 500 mm	NC : 1445, 2124	568,72	600,00	600,00 (4)
Retrouvez les cale-troncs et tous les accessoires sur la fiche de mesure Matrx !						
Revêtement du coussin de dossier et/ou de l'assise (selon configuration)						
JB2151	☐	Nylon noir	NC : 2179	○	○	
JB2152	☐	PU bi-extensible noir	NC : 2171	○	○	
JB2155	☐	Mesh noir	NC : 2171, 2179	◆	◆	
Accoudoirs						
JB2191	☐	Accoudoirs réglables en hauteur de 290 à 360 mm, en profondeur et amovible, la paire		◆	◆	
Manchettes						
JB2195	☐	Manchettes standard, longueur 325 mm, la paire	NC : 2198	◆	◆	
Appui-têtes et autres accessoires						
JB1350	☐	Appui-nuque réglable en profondeur	NC : 2230, 2247, 1288, 1288	151,66	160,00	160,00 (1)
JB1432	☐	Appui-tête revêtement PU bi-extensible noir, réglable en profondeur et en largeur	NC : 2230, 2247, 1288, 1289	151,66	160,00	160,00 (1)
JB1427	☐	Appui-tête Kontour multi-réglable avec oreillettes latérales revêtement PU bi-extensible noir	NC : 2230, 2247, 1288, 1289	151,66	160,00	160,00 (1)
JB2324	☐	Appui-tête Elan Standard 10" - housse noire respirante	NC : 2230, 2247	568,72	600,00	600,00 (4)
JB2325	☐	Appui-tête Elan Occipital 9" - housse noire respirante	NC : 2230, 2247	568,72	600,00	600,00 (4)
JB2327	☐	Appui-tête Elan 4 points 11" - housse noire respirante	NC : 2230, 2247	568,72	600,00	600,00 (4)
JB1495	☐	Autre appui-tête non Invacare conforme à l'ISO 7176-19 pour utilisation du fauteuil roulant comme siège dans un véhicule	NC : 2229	○	○	
Tendeur de dossier						
JB1307	☐	Tendeur de dossier, diamètre 22mm (pour assise Modulite Modulable uniquement)	NC : 2108	○	○	


2171


2171


1432


1427


2324


2325


2327

(1) code LPPR : 9913245 - VHP, adjonction supplément appui-tête réglable - 160,00€

(4) code LPPR : 9981399 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonction membre supérieur dans la limite - 600,00 €

(1) code LPPR : 9913245 - VHP, adjonction supplément appui-tête réglable - 160,00€

(4) code LPPR : 9981399 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonction membre supérieur dans la limite - 600,00 €

Invacare® Aviva RX20 FRE Classe B				Euros		
				Prix Public	LPPR/PLV	
Support latéral (par paire ; revêtement PU bi-extensible noir)						
JB1445	☐	Cale-tronc articulé, amovible, réglable en profondeur/hauteur/largeur, revêtement PU bi-extensible noir (la paire)	NC : 2171, 2174, 2175, 2176, 2177, 22178, 2179, 2192, 2193, 2194	236,97	250,00	600,00 (4)
Inclinaison d'assise						
JB1091	☐	Manuelle de 0° à 15°	NC : 1401, 2054	◆	◆	
JB2053	☐	Lift 300 mm - Assise élévatrice électriquement (Poids max.136 kg) - inclus inclinaison électrique à compensation de 0° à 45°	NC : 1494,(2054+0556/0589), 2105,2201,2220,(2171/0975+2273),1910,1912,2161 ,2163 ,2171	1 421,80	1 500,00	1500,00 (7)
Hauteur sol-plaque d'assise pour inclinaison d'assise manuelle de 0° à 15°						
JB12857	☐	435 mm		◆	◆	
JB12858	☐	460 mm	NC : 2054	○	○	
JB12859	☐	485 mm	NC : 2054	○	○	
Inclinaison de dossier						
JB10975	☐	Manuelle de 90° à 120° par paliers de 3,75° DOSSIER DEMONTABLE SANS OUTILS		◆	◆	
REPOSE-JAMBES ET REPOSE-PIEDS						
Repose-jambes central réglable en inclinaison avec appui-mollet avec palette réglable en angle ATTENTION : Conflit possible entre palettes et roues avant - privilégier le châssis large						
Potences / Repose-pieds (la paire)						
JB10526	☐	Potences repose-pieds fixes 80° escamotables Intérieur/Extérieur	NC : 0504	◆	◆	
JB10503	☐	Potences repose-pieds standard réglables 90°-65° et escamotables		○	○	
JB10531	☐	Repose-jambes ergonomiques électriques de 0° à 80°	NC : 0512, 2201	1 184,83	1 250,00	1250,00 (2)
Palettes (la paire)						
JB10512	☐	Fixes	NC : 0533, 0531	◆	◆	
JB10504	☐	Réglables en angle	NC : 0526	○	○	
COMMANDES ELECTRONIQUES LINX						
Commande principale pour Electronique LiNX						
JB12201	☐	Remote LiNX DLX-REM110 = Drive only	NC : 1437, 2837, 1092, 1093, 1094, 0977, 0589, 0531, 2219, 2229, 2231, 2232, 2230, 2247, 2257, 2233, 2240, 2258, 2219, 2245, 2270, 0077, 1905	◆	◆	
JB12203	☐	Manipulateur LiNX REM211 : Conduite et contrôle des vérins	NC : 2837, 1437, 2231, 2232, 2229, 2233, 2230, 2247, 2257, 2240, 2271, 2270, 2272, 2258, 0077	○	○	
JB12204	☐	Manipulateur LiNX REM216 : Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage	NC : 2231, 2232, 2229, 2233, 2230, 2247, 2257, 2240, 2271, 2270, 2272, 2258	○	○	

1445

0526

0503

0531

LINX®

REM211

REM216

(2) code LPPR : 9934282 - VPH, adjonction repose-jambe électrique droit et gauche pour FRE - 1250,00 €

(4) code LPPR : 9981399 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonction membre supérieur dans la limite - 600,00 €

(7) code LPPR : 9928838 - VPH, adjonction, supplément pour élévation électrique (lift) - 1500,00 €

Invacare® Aviva RX20 FRE Classe B				Euros		
				Prix Public	LPPR/PLV	
Fixation de la commande principale (REM211/216)						
JB1207	☐	Fixation à droite réversible, non escamotable	NC : 2206, 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1404	○	○	Sur devis (9)
JB1208	☐	Fixation à gauche réversible, non escamotable	NC : 2206, 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1405	○	○	
JB1707	☐	Escamotable à droite + réglable en hauteur, renforcé	NC : 2206, 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1404	◆	◆	
JB1708	☐	Escamotable à gauche + réglable en hauteur, renforcé	NC : 2206, 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1405	○	○	
JB12213	☐	Fixation centrale, escamotable à droite	NC : 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1415, 2217, 1404, 1405	787,68	831,00	
JB12214	☐	Fixation centrale, escamotable à gauche	NC : 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1339, 2218, 1404, 1405	787,68	831,00	
JB12227	☐	Fixation à droite pour tierce-personne (déplacement du manipulateur)	NC : 2206, 1287, 2220, 2128, 2108, 2219, 1221, 1312	○	○	
JB12228	☐	Fixation à gauche pour tierce-personne (déplacement du manipulateur)	NC : 2206, 1286, 2220, 2128, 2108, 2219, 1222, 1363	○	○	
JBX2239	☐	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		
Double commande LiNX (Utilisateur + tierce-personne)						
JB12220	☐	Double commande LiNX (REM050 - utilise le profil de conduite du REM110 ou le profil de conduite 1 du REM211/216 - Vitesse limitée à 6km/h)	NC : 1094, 2273, 2108, 2205, 2206, 1221, 1222, 2227, 2228	1 421,80	1 500,00	1500,00 (6)
JB12219	☐	Double commande Compact LiNX - 3 profils de conduite dédiés et contrôle des vérins - Adjonction incluse dans le Aviva RX20 Pack Power	NC : 2201, 2108, 1221, 1222, 2227, 2228	1 421,80	1 500,00	
JB12245	☐	Double commande intuitive LiNX - profil de conduite dédié	NC : 2201, 2108, 2259, 2260	1 421,80	1 500,00	
JB12259	☐	Fixation A Droite Pour Tierce-Personne	NC : 1287, 2291, 2245, 1312	◆	◆	
JB12260	☐	Fixation A Gauche Pour Tierce-Personne	NC : 1286, 2292, 2245, 1363	○	○	
JB1221	☐	Fixation à droite, amovible - uniquement avec commande intuitive LiNX	NC : 1287, 2291, 2220, 2219, 2227, 1312	◆	◆	
JB1222	☐	Fixation à gauche, amovible - uniquement avec commande intuitive LiNX	NC : 1286, 2292, 2220, 2219, 2228, 1363	○	○	
BASE MOTRICE						
Coloris de châssis						
JB12871	☐	Noir Anthracite		○	○	2871 2872 2873 2874 2875
JB12872	☐	Argenté		○	○	
JB12873	☐	Rouge Bengale		○	○	
JB12874	☐	Bleu mercure		○	○	
JB12875	☐	Violet midnight		○	○	
Coloris de jantes						
JB12882	☐	Noir		◆	◆	
Fourches						
JB12632	☐	Fourches Doubles		◆	◆	
(6) code LPPR : 9982884 - VHP, adjonction, boîtier de commande personnalisé - 1500,00€						
(9) code LPPR : 4960062 - VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis - Sur devis						

Invacare® Aviva RX20 FRE Classe B				Euros		
				Prix Public	LPPR/PLV	
Roues						
JBJ0835	☐	9" Pneumatique Noir		◆	◆	
JBJ0836	☐	9" Bandage Plein Noir		○	○	
JBJ0838	☐	9" Pneumatique Anti Crevaison Noir		○	○	
Système verrouillage des fourches avant						
JBJ1490	☐	Système de verrouillage des fourches avant		251,18	265,00	Sur devis (9)
Roues arrière type Storm®4						
JBJ0704	☐	14x3 Pneumatique noir à crampons		◆	◆	
JBJ0705	☐	14x3 Bandage plein noir à crampons		○	○	
JBJ0706	☐	14x3 Pneu anti-crevaison noir à crampons		○	○	
SUSPENSIONS						
CTC - Contrôle Traction Confort (Groupe de propulsion suspendu dans les plans horizontaux et verticaux par rapport au châssis et fermé réglable)						
JBJ2870	☐	Suspensions CTC - Contrôle Traction Confort		◆	◆	
Suspensions latérales arrière						
JBJ1910	☐	Suspensions Poids Max. Utilisateur Jusqu'à 70 kg	NC : 1021, 1094	○	○	
JBJ1912	☐	Suspensions Poids Max. Utilisateur Jusqu'à 90 kg	NC : 1094	○	○	
JBJ1911	☐	Suspensions Poids Max. Utilisateur Jusqu'à 110 kg	NC : 1021	○	○	
JBJ1915	☐	Suspensions Poids Max. Utilisateur Jusqu'à 136 kg		○	○	
PERFORMANCES						
Moteurs						
JBJ1282	☐	OPS Drive 6 km/h		◆	◆	
JBJ1283	☐	OPS Drive 10 km/h		○	○	
Batteries & Chargeur						
JBJ1259	☐	60 Ah - batteries GEL	NC : 1223	◆	◆	
Chargeur						
JBJ1343	☐	Chargeur 8A OptiCharge		◆	◆	
JBJ1344	☐	Chargeur 8A OptiCharge UK (IP44)		○	○	
(9) code LPPR : 4960062 - VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis - Sur devis						
GYROSCOPE						
G-Trac						
JBJ1215	☐	Module G-Trac (Contrôle directionnel de la trajectoire durant la conduite)		1 090,05	1 150,00	Sur devis (9)
OPTIONS DE POSITIONNEMENT						
Pensez aux accessoires de positionnement Bodypoint : ceintures, harnais, maintiens de chevilles.						
OPTIONS						
Les roulettes anti-basculer sont montées de série						
Roulette anti-basculer						
JBJ1205	☐	Roulette anti-basculer		◆	◆	
Eclairage						
JBJ1437	☐	Equipement route de sécurité LED - Puissance 30 Lux - Clignotants, feux de position, warning (Choisir REM216 , ou REM500)	NC : 2201, 2203	○	○	
JBJ1254	☐	Sans éclairage		◆	◆	
Monte-trottoir						
JBJ1244	☐	Monte-trottoir	NC : 0522, 0556, 0589	291,00	307,00	Sur devis (9)
Préparation Base Motrice Montage Station d'Accueil Dahl						
JBJ1450	☐	Préparation Base Motrice Montage Station d'Accueil Dahl	NC : 1260	330,81	349,00	Sur devis (9)
Accroche-taxi						
JBJ1493	☐	Accroche-taxi 4 Fixations Avant/Arrière	NC : 2894	◆	◆	
JBJ1494	☐	Accroche -taxis 4 Fixations conformes à la norme ISO7176-19 : 2001 pour le transport des personnes, appui-tête obligatoire	NC : 1094	○	○	
JBJ1401	☐	Accroche -taxis 6 Fixations conformes à la norme ISO7176-19 : 2001 pour le transport des personnes, appui-tête obligatoire	NC : 2105, 1091, 1092, 1093	○	○	
(9) code LPPR : 4960062 - VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis - Sur devis						

 1244

Invacare® <i>Aviva RX20</i> FRE Classe B				Euros			
				Prix Public	LPPR/PLV		
Points d'accroche taxi							
JB2894	☐	Points de fixation latéraux faciles d'accès (remplacent les points de fixation standards avant)	NC : 1493	104,27	110,00	Sur devis (9)	 JBB2894
Ceintures de maintien							
JB1329	☐	Fermeture à boucle type automobile		○	○		
Ceintures de positionnement Bodypoint (fixations incluses)							
JB2701	☐	Ceinture Bodypoint Evoflex, Loquet Rehab, taille L	NC : 2105, 2121, 2122, 2132, 2253, cale-cuisses	236,97	250,00	600,00 (5)	 2701, 2702
JB2702	☐	Ceinture Bodypoint Evoflex, Loquet Rehab, taille M	NC : 2105, 2123, 2253, cale-cuisses	236,97	250,00	600,00 (5)	 2703, 2704
JB2703	☐	Ceinture Bodypoint 2 points, bouton à pousser, ajustement central, taille L	NC : 2105, 2121, 2122, 2132, 2253, cale-cuisses	236,97	250,00	600,00 (5)	
JB2704	☐	Ceinture Bodypoint 2 points, bouton à pousser, ajustement central, taille M	NC : 2105, 2123, 2253, cale-cuisses	236,97	250,00	600,00 (5)	 2705, 2706
JB2705	☐	Ceinture Bodypoint 2 points, verrouillage par clip, ajustement à tirer vers l'intérieur, taille L	NC : 2105, 2121, 2122, 2132, 2253, cale-cuisses	236,97	250,00	600,00 (5)	
JB2706	☐	Ceinture Bodypoint 2 points, verrouillage par clip, ajustement à tirer vers l'intérieur, taille M	NC : 2105, 2123, 2253, cale-cuisses	236,97	250,00	600,00 (5)	
ACCESSOIRES							
Tablette escamotable							 1404 1405
JB1404	☐	Côté droit	NC : 1207, 1707, 2209, 2275, 2276, 2287, 2288, 2283, 2284, 2285, 2286, 2265, 2266, 2207, 2213, 2214, 2217	125,12	132,00	132,00 (3)	
JB1405	☐	Côté gauche	NC : 1208, 1708, 2210, 2275, 2276, 2287, 2288, 2283, 2284, 2285, 2286, 2265, 2266, 2208, 2213, 2214, 2218	125,12	132,00	132,00 (3)	
Trousse à outils							
JB1333	☐	Trousse à outils		33,18	35,00		
Rampes en accessoire							
1654128	☐	Rampe Basic 2 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 1210 x 194 mm 8,8 kg la paire - capacité maximum : 270 kg		402,84	425,00	Sur devis (9)	 1440530
1654129	☐	Rampe Quick2go Compact 3 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 870 x 237 mm 13,6 kg la paire - capacité maximum : 260 kg		805,69	850,00	Sur devis (9)	 1654128
1654130	☐	Mono rampe pliante en aluminium Dimensions repliée : 1824 x 714 mm 13,9 kg - capacité maximum : 300 kg		426,54	450,00	Sur devis (9)	 1654129
(1) code LPPR : 9913245 - VHP, adjonction supplément appui-tête réglable - 160,00€							
(2) code LPPR : 9934282 - VHP, adjonction repose-jambe électrique droit et gauche pour FRE - 1250,00€							
(3) code LPPR : 9947184 - VHP, adjonction tablette complète - 132,00€							
(4) code LPPR : 9981399 - VHP, adjonction PAP, forfait A adjonction membre supérieur dans la limite - 600,00€							
(5) code LPPR : 9977848 - VHP, adjonction, PAP, forfait B adjonction membre inférieur dans la limite - 600,00€							
(6) code LPPR : 9982884 - VHP, adjonction, boîtier de commande personnalisé - 1500,00€							
(7) code LPPR : 9928838 - VHP, adjonction, supplément pour élévation électrique (lift) - 1500,00€							
(8) code LPPR : 9942590 - VHP, adjonction supplément pour fauteuil roulant bariatrique - 700,00€							
(9) code LPPR : 4960062 - VHP, adjonction spécifique, supplément sur devis - Sur devis							