

# Q300® M Mini assise SEDEO® LITE


**FRE-B**

**Classement Nomenclature LPPR**

Grande Classe :	VPH Modulaires à Propulsion Electrique
Dénomination Catégorie :	Fauteuils Roulants Modulaires à Propulsion par Moteur Electrique Classe B
Acronyme :	FRE-B
Code Individuel :	9587001
LPPR / PLV :	3 882,08 €

**Prescripteurs**

- Médecins Spécialistes MPR
- Médecins Titulaires d'un DU Appareillage
- Ergothérapeutes en équipe pluridisciplinaire

**Adjonctions Disponibles**

Code	Désignation	LPPR/PLV € TTC
9921865	Appui-tête réglable	160,00
9987717	Repose-jambe électrique droit et gauche	1 250,00
9995042	Tablette complète	132,00
4510004	PAP, forfait A - adjonctions membres supérieurs	600,00 maximum
9940117	PAP, forfait B - adjonctions membres inférieurs	600,00 maximum
9928790	Boîtier de commande personnalisé	1 500,00
9963830	Élévation électrique (lift)	1 500,00

## BON DE COMMANDE PROFESSIONNEL


Révision 1\_122025

Sous réserve de modifications techniques, erreurs ou omissions

<b>Adresse facturation ou Code client</b>			<b>Adresse Livraison</b>	Identique facturation
Code Clt:			Code Clt:	
Magasin:			Magasin:	
Rue:			Rue:	
Ville/CP:			Ville/CP:	
E-Mail:			E-Mail:	
Tél:			Tél:	
<b>Informations</b>			<b>Poids Utilisateur</b>	
Commande	Devis	Built-4-Me®	<b>Poids max. utilisateur: 136 kg</b>	
N° commande:			<b>Poids uti.:</b>	<b>kg</b>
<b>Art. No.:</b> Q300 M Mini : 2280030M-500    Code Individuel LPPR : 9587001			<b>Prix Public TTC (LPPR / PLV)</b>	
Date:	Jour	Mois	Année	<b>€ 3 882,08</b>

**Mesures Anthropométriques**

a) Du haut de la tête à l'assise	mm
b) Du haut de l'épaule à l'assise	mm
c) Aisselle - assise	mm
d) Coude - assise	mm
e) Haut du bassin - assise	mm
f) Largeur épaule	mm
g) Largeur poitrine	mm
i) Largeur hanche	mm
j) Profondeur assise	mm
m) Longueur pied	mm
n) Longueur de jambe	mm
o) Largeur assise	mm

**Données Techniques**

Crash testé selon ISO 7176-19:2008

Bases motrices préparées pour station d'arrimage DAHL Engineering (station non incluse ni vendue par Sunrise Medical) - Crash Testé

<b>Système d'assise</b>	SEDEO LITE	<b>Largeur Assise réglable</b>	385 mm - 510 mm
<b>Poids sans batteries</b>	à partir de 80 kg	<b>Profondeur Assise réglable</b>	410 mm - 560 mm
<b>Poids avec batteries</b>	à partir de 103 kg	<b>Hauteurs d'assise</b>	410 mm - 490 mm

**Données Techniques - Base ROUES MOTRICES CENTRALES**

<b>Poids max. Utilisateur</b>	136 kg	<b>Roues motrices</b>	13" et 14"
<b>Largeur base</b>	Largeur 540 mm (roues 13") Largeur 570 mm (roues 14")	<b>Roues avant / arrière</b>	7" avant / 7" arrière (bandage noir)
<b>Électronique</b>	R-Net	<b>Chargeur</b>	220V/8 A
<b>Autonomie mini</b>	25 km (selon exigences classe B)	<b>Batteries</b>	56 Ah
<b>Motorisation</b>	6 km/h et 10 km/h - 2 pôles	<b>Coloris</b>	Carénage uni : 4 coloris Inserts : 7 coloris
<b>Garde au sol</b>	Bac batteries 70 mm Bras roues directrices 45 mm	<b>Franchissement max.</b>	70 mm

**Légende****● = Configuration de Base****△ = Option**

PEC = Prise En Charge

PAP : Produits d'Aide à la Posture

**□ Veuillez sélectionner** toutes les options choisies par une **croix dans les cases**

<b>Fauteuil Roulant Electrique Série - Q300</b>		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QML000074	<b>Q300 M Mini (Roues Motrices Centrales)</b>	<b>3 679,70</b>	<b>3 882,08</b>	9587001	3 882,08
+ 7.42 € HT d'éco-participation					
<b>Motorisation</b>		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QML180012	6 km/h - Moteurs 2-Poles (2x300 W) - Performance	△	△	-	-
QML180013	10 km/h - Moteurs 2-Poles (2x350 W) - Performance ( <b>module GYRO inclus de série</b> )	●	●	-	-
<b>Contrôle de Trajectoire</b>		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QML110009	Module contrôle de trajectoire pour R-Net (technologie GYRO)	●	●	-	-
<b>Roues Motrices</b> 		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QML070065	13", Pneumatique, Knobby (crampon), Noir	△	△	-	-
QML070069	13", Bandage, Knobby (crampon), Noir	△	△	-	-
QML070034	14", Pneumatique, Knobby (crampon), Noir	●	●	-	-
QML070033	14", Bandage, Knobby (crampon), Noir	△	△	-	-
<b>Roues Directrices</b> 		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QML080213	7", bandage, Noir	●	●	-	-
<b>Coloris Carénage</b>		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QML100576	Rouge	●	●	-	-
QML100578	Bleu	●	●	-	-
QML100579	Blanc	●	●	-	-
QML100577	Noir	●	●	-	-
<b>Coloris Inserts</b> (enjoliveurs, têtes de fourche)		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QML140005	Vert Pomme (RAL 110 70 77)	●	●	-	-
QML140004	Noir (RAL 9005)	●	●	-	-
QML140006	Orange (RAL 060 60 80)	●	●	-	-
QML140007	Argent (RAL 9006)	●	●	-	-
QML140002	Rouge (RAL 040 40 67)	●	●	-	-
QML140003	Bleu (RAL 260 40 45)	●	●	-	-
QML140001	Blanc (RAL 9010)	●	●	-	-
<b>Kit Eclairage LED</b> 		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QML110201	Kit éclairage route LED	△	△	-	-
QML110209	Sans kit éclairage	●	●	-	-
<b>Hauteurs d'Assise Q300 M Mini</b>					
		QML130011	QML130009		
	Hauteurs	Bascule d'assise manuelle par platine	Combiné lift / Bascule d'assise 0 - 30°		
SH41	410 mm				
SH43	430 mm				
SH45	450 mm				
SH47	470 mm				
SH49	490 mm				

## BASE MOTRICE

Batteries & Chargeurs 		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QML160013	Batteries, 56 Ah, sans maintenance	●	●	-	-
QML160101	Chargeur, 220 V / 8 Ah	●	●	-	-

## MODULES D'INCLINAISON D'ASSISE ET DE DOSSIER

Modules d'Inclinaison d'Assise		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QML130011	Bascule manuelle par platine (réglable 0°, 3°, 6°, 9°, pré-réglage usine 6°)	●	●	-	-
QML130009	Combiné lift (300 mm) et bascule électrique (0° - 30°)	1 421,80	1 500,00	9963830	1 500,00

Fonction C-Me		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
Disponible uniquement avec combiné lift & bascule d'assise QML130009					
QML110034	C-Me Activé (vitesse max. 4,5 km/h avec lift) (Angle assise <9°)	△	△	-	-
QML110035	C-Me Désactivé (vitesse max. 1,5 km/h avec lift)	●	●	-	-

Module d'Inclinaison de Dossier		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QML030147	Inclinaison manuelle par platine, 86°, 90°, 94°, 98°, 102°, 106°	●	●	-	-
QML030148	Inclinaison manuelle par vérin, 85° - 120°, inclinaison par la tierce-personne	△	△	-	-

## DOSSIER

Option de Dossier  - Pour dossier toile et dossier Sedeo Lite		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QML030156	Dossier amovible	●	●	-	-
QML030098	Dossier rabattable sur l'assise	△	△	-	-

Cadre de Dossier Réglable		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QML030154	Dossier réglable en largeur, 385 - 485 mm	●	●	-	-
QML030155	Dossier réglable en largeur, 460 - 510 mm	●	●	-	-

Type de Dossier 		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
Toile de dossier rembourrée (voir Section A)					
QML030150	Toile de dossier rembourrée, avec sangles réglables en tension	△	△	-	-
Coussin de dossier SEDEO LITE (voir Section B)					
QML030151	Coussin de Dossier SEDEO LITE	●	●	-	-
Dossier de positionnement JAY J3 (voir Section C)					
QML030054	Dossier JAY J3 - interface Jay J3 incluse (QML030055)	Voir section C		-	-
Dossier souple JAY Shape (voir Section D)					
QML030152	Dossier souple JAY Shape	Voir section D		-	-

## A – Toile de Dossier Rembourrée Réglable en Tension, Dimensions

Largeur toile de dossier (largeur du dossier doit correspondre à la largeur d'assise)

BW385	385 mm	BW46	460 mm
BW41	410 mm	BW485	485 mm
BW435	435 mm	BW51	510 mm

Hauteur toile de dossier

BH46	460 mm
BH485	485 mm
BH51	510 mm

A – Toile de Dossier Rembourrée Réglable en tension, Cales tronc		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QML030607	Cales tronc, escamotable, réglable en hauteur, grand coussinet, 150 x 130 mm, Droit	220,85	233,00	4510004	PEC-PAP 600,00
QML030608	Cales tronc, escamotable, réglable en hauteur, grand coussinet, 150 x 130 mm, Gauche	220,85	233,00	4510004	PEC-PAP 600,00

## DOSSIER

B – Dossier SEDEO LITE, Galbes 		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QML030130	Coussin de dossier, Profilé, Hauteur 500 mm, Housse Confort	●	●	-	-

## B – Coussin de Dossier SEDEO LITE, Dimensions

Largeur du coussin de dossier SEDEO LITE - la largeur du dossier doit correspondre à la largeur d'assise

BW385	385 mm
BW41	410 mm
BW435	435 mm
BW46	460 mm
BW485	485 mm
BW51	510 mm

B – Coussin de Dossier SEDEO LITE, Cales tronc		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QML030607	Cales tronc, escamotable, réglable en hauteur, grand coussinet, 150 x 130 mm, Droit	221,80	234,00	4510004	PEC-PAP 600,00
QML030608	Cales tronc, escamotable, réglable en hauteur, grand coussinet, 150 x 130 mm, Gauche	221,80	234,00	4510004	PEC-PAP 600,00

C – Dossier JAY J3, Galbe Profond - Support Moyen (MDC) 		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
JAY030042	UT - Hauteur medium 460 mm	568,72	600,00	4510004	PEC - PAP 600,00
C – Dossier JAY J3, Galbe Profond - Support Haut (DC) 		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
JAY030021	UT - Hauteur medium 460 mm	568,72	600,00	4510004	PEC - PAP 600,00

## C – Dossier JAY J3, MDC ou DC - Dimensions

Largeur du dossier JAY J3 - la largeur du dossier doit correspondre à la largeur d'assise

Pour largeur dossier J3 410 mm > Largeur max. tronc Utilisateur : 330 mm

Pour largeur dossier J3 460 mm > Largeur max. tronc Utilisateur : 380 mm

Pour largeur dossier J3 510 mm > Largeur max. tronc Utilisateur : 430 mm

JAY030111	410 mm Uniquement avec largeur d'assise 410 mm ou 435 mm
JAY030112	460 mm Uniquement avec largeur d'assise 460 mm ou 485 mm
JAY030113	510 mm

D – Dossier souple JAY Shape		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
JAY080001	Dossier souple JAY Shape	521,33	550,00	4510004	PEC - PAP 600,00
JAY080006	Dossier souple JAY Shape, Oversized (+ 2.5 cm que la largeur d'assise pour plus d'immersion) Non disponible avec largeur d'assise 485 mm et 510 mm	521,33	550,00	4510004	PEC - PAP 600,00

## D – Dossier souple JAY Shape, Dimensions

Largeur du dossier JAY Shape - la largeur du dossier doit correspondre à la largeur d'assise

BW385	385 mm	BW46	460 mm
BW41	410 mm	BW485	485 mm
BW435	435 mm		

Hauteur du dossier JAY Shape

BH47	470 mm
BH495	495 mm
BH52	520 mm

D – Dossier souple JAY Shape, Cales tronc		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
JAY080010	Cales tronc JAY Shape, (LxH) 150 x 150 mm, Paire	△	△	-	-

## DOSSIER

Appui-Tête (constitué d'une tétière, d'un support et d'une fixation)		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
<b>Tétières et supports SEDEO</b>					
QML030430	SEDEO, <b>tétière</b> PU - (LxH) 240 x 150 mm	151,65	160,00	9921865	160,00
QML030433	SEDEO, <b>support</b> multi-positions	●	●	-	-
<b>Fixations appui-tête SEDEO</b>					
QML030119	Fixation montée sur coussin de dossier	●	●	-	-
QML030120	Fixation montée sur armature du dossier	△	△	-	-

## ASSISE

Interface d'assise		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QML020123	Rails de fixation, pour profondeurs d'assise 410 - 485 mm	●	●	-	-
QML020124	Rails de fixation, pour profondeurs d'assise 510 - 560 mm	●	●	-	-
<b>Coussin d'Assise - Types</b> 					
SEDEO (Voir Section E)					
QML020027	Coussin d'Assise SEDEO		Voir Section F	-	-
JAY (Voir Section F)					
QML020515	Coussin d'Assise JAY		Voir Section G	-	-
<b>E – SEDEO, Coussins</b> 		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QML020073	SEDEO, Profilé (Profiled), hauteur 70 mm	●	●	-	-
<b>E – SEDEO, Housse</b>		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QML020518	Housse dartex	●	●	-	-
QML020080	Housse confort	△	△	-	-
<b>E – SEDEO, Plaque d'Assise</b>		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QML020082	SEDEO, Plaque d'assise avec butée arrière de coussin réglable en profondeur	△	△	-	-

## E – Coussin d'Assise SEDEO, Dimensions

Pré-réglage largeur d'assise					
SW38	385 mm, avec coussin largeur 380 mm	(uniquement avec réglage de dossier 385 mm)			
SW40	410 mm, avec coussin largeur 400 mm	(uniquement avec réglage de dossier 410 mm)			
	Non disponible avec coussin SEDEO QML020076				
SW42	410 mm, avec coussin largeur 420 mm	(uniquement avec réglage de dossier 410 mm)			
SW44	435 mm, avec coussin largeur 440 mm	(uniquement avec réglage de dossier 435 mm)			
	Non disponible avec coussin SEDEO QML020076				
SW46	460 mm, avec coussin largeur 460 mm	(uniquement avec réglage de dossier 460 mm)			
SW48	485 mm, avec coussin largeur 480 mm	(uniquement avec réglage de dossier 485 mm)			
	Non disponible avec coussin SEDEO QML020076				
SW50	510 mm, avec coussin largeur 500 mm	(uniquement avec réglage de dossier 510 mm)			

Pré-réglage profondeur d'assise					
SD41	410 mm, avec coussin profondeur 500 mm				
SD435	435 mm, avec coussin profondeur 500 mm				
SD46	460 mm, avec coussin profondeur 500 mm				
SD485	485 mm, avec coussin profondeur 560 mm				
SD51	510 mm, avec coussin profondeur 560 mm				
SD535	535 mm, avec coussin profondeur 560 mm				
	Non disponible avec coussins de dossier SEDEO LITE, QML030130, QML030131 et QML030133				
SD56	560 mm, avec coussin profondeur 560 mm				
	Non disponible avec coussins de dossier SEDEO LITE, QML030130, QML030131 et QML030133				

## ASSISE

F – JAY, Coussins (Veuillez vérifier la disponibilité du coussin en fonction de la taille)			Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
JAY020006	JAY Easy Visco, base plate - Livré avec 2 housses, incontinence		389,57	411,00		
	JAYxxx	Eléments de positionnement incluant cales pelviennes (paire) et biseau crural	50,24	53,00	9940118	PEC - PAP 600,00
JAY020011	JAY Balance, insert Fluid - Livré avec 2 housses, aérée		568,72	600,00	9940118	PEC - PAP 600,00
	JAY020015	Eléments de positionnement incluant : 1 paire de cales pelviennes 25 mm 1 paire de cales d'adduction 25 mm 1 butée d'abduction 25 mm		△	△	-

## F – JAY, Dimensions

## Pré-réglage largeur cadre d'assise

SW38	385 mm, avec coussin largeur 380 mm	(uniquement avec réglage de dossier 385 mm)
SW40	410 mm, avec coussin largeur 400 mm	(uniquement avec réglage de dossier 410 mm)
SW42	410 mm, avec coussin largeur 420 mm	(uniquement avec réglage de dossier 410 mm)
SW44	435 mm, avec coussin largeur 440 mm	(uniquement avec réglage de dossier 435 mm)
SW46	460 mm, avec coussin largeur 460 mm	(uniquement avec réglage de dossier 460 mm)
SW48	485 mm, avec coussin largeur 480 mm	(uniquement avec réglage de dossier 485 mm)
SW50	510 mm, avec coussin largeur 500 mm	(uniquement avec réglage de dossier 510 mm)

## Pré-réglage profondeur cadre d'assise

SD41	410 mm
SD435	435 mm
SD46	460 mm
SD485	485 mm
SD51	510 mm
SD535	535 mm Non disponible avec coussins de dossier SEDEO LITE, QML030130, QML030131 et QML030133
SD56	560 mm Non disponible avec coussins de dossier SEDEO LITE, QML030130, QML030131 et QML030133

## Cale Cuisse

Prix € HT | Prix € TTC | Code | LPPR/PLV

Cale cuisse non disponible avec manchettes standard 380 mm QML040040-41

Cale cuisse non disponible avec accoudoirs amovibles QML040022

Cale cuisse non disponible avec hauteur d'assise 410 mm

QML020113	Cale cuisse amovible, 120 x 120 mm, côté droit	175,35	185,00	9940118	PEC - PAP 600,00
QML020114	Cale cuisse amovible, 120 x 120 mm, côté gauche	175,35	185,00	9940118	PEC - PAP 600,00
QML020121	Cale cuisse amovible, 180 x 120 mm, côté droit	205,68	217,00	9940118	PEC - PAP 600,00
QML020122	Cale cuisse amovible, 180 x 120 mm, côté gauche	205,68	217,00	9940118	PEC - PAP 600,00

## Cale Genoux

Prix € HT | Prix € TTC | Code | LPPR/PLV

QML020342	Cale genou escamotable, 120 x 120 mm, côté droit	236,02	249,00	9940118	PEC - PAP 600,00
QML020341	Cale genou escamotable, 120 x 120 mm, côté gauche	236,02	249,00	9940118	PEC - PAP 600,00

## ACCOUDOIRS

Accouдоirs - Types 		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QML040039	Accouдоirs relevables	●	●	-	-
QML040022	Accouдоirs amovibles, avec manchettes standards 380 mm, protège-vêtements Non disponible avec tablette - Non disponible avec commandes spéciales Non disponible avec pantographe escamotable intérieur/extérieur (QML110056) Non disponible avec cale cuisse escamotable (QML020113/QML020114/QML020121/QML020122)	△	△	-	-

Manchettes d'Accouдоirs 

Manchettes standard

QML040040	Standard, 380 mm - droite	QML040041	Standard, 380 mm - gauche	Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
Gouttières hémiplégiques - Remarque: largeur d'assise -20 mm							
QML040031	Gouttière, droite			235,07	248,00	4550001	PEC sur devis
QML040032	Gouttière, gauche			235,07	248,00	4550001	PEC sur devis

## Protège-vêtements

Protège-vêtements, standard

Uniquement disponible avec accouдоirs QML040039 et QML040123

QML040033	Protège-vêtements, standard	Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
	Uniquement disponible avec accouдоirs QML040039 et QML040123	●	●	-	-

## REPOSE-PIEDS / REPOSE-JAMBES

## Potence Centrale

Potence centrale, réglable avec outils de 90° à 180°, palette monobloc relevable et réglable en angle - LJ réglable 310 mm à 470 mm (mesure à partir de la plaque d'assise)  
En combinaison avec option lift ou bascule d'assise, choisir appui-mollet simple (QML050087) ou appui-mollets séparé (QML050092)

Appui-mollets

QML050087 Appui-mollets simple

## Repose-Jambes Central, Électrique

Repose-jambes central électrique, compensation sur 175 mm, inclinaison de 90° - 180°  
LJ réglable de 200 à 460 mm (mesure à partir de la plaque d'assise)

Palettes

QML050072 Palettes séparées, réglables en hauteur et en angle (longueur 260 mm x largeur 150 mm)

Appui-mollets

QML050092 Appui-mollets séparé, paire

## REPOSE-PIEDS / REPOSE-JAMBES

Repose-Pieds / Repose-Jambes Latéraux Escamotables SEDEO 		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QML050100	Potences escamotables 70°, SEDEO LITE (type Q200 R Configuré)	●	●	-	-
QML050015	Potences escamotables 70°, SEDEO PRO (type Q400)	△	△	-	-
QML050016	Repose-jambes manuels, SEDEO PRO (type Q400) (pour UL 36 à 53 cm)	480,57	507,00	4550001	PEC sur devis
FMG-PB01-3297-02	Repose-jambes manuels courts, pour UL 26 à 43 cm (UL, segment jambier: mesure palette - plaque d'assise)	<b>Attention délai supplémentaire</b>		1 000,00	1 055,00
QML050017	Repose-jambes électriques sans fil, à compensation, SEDEO PRO (type Q400)	1 184,83	1 250,00	9987717	1 250,00
FMG-PB01-3297-01	Repose-jambes électriques courts, sans fil, à compensation, pour UL 26 à 43 cm (UL, segment jambier: mesure palette - plaque d'assise)	<b>Attention délai supplémentaire</b>		1 184,83	1 250,00
QML050200	Protection de genou, confort, pour repose-jambes	△	△	-	-
<b>Support repose-jambes latéraux</b>					
QML050170	Support haut (préconisé avec coussin, épaisseur < ou = à 700 mm)	●	●	-	-
QML050171	Support bas (préconisé avec coussin, épaisseur < ou = à 500 mm)	△	△	-	-
<b>Palettes</b>					
QML050088	Palettes séparées, pour largeur d'assise 385 - 400 mm	-	-	-	-
QML050089	Palettes séparées, pour largeur d'assise 420 - 460 mm	-	-	-	-
QML050090	Palettes séparées, pour largeur d'assise 480 - 510 mm	-	-	-	-
QML050081	Palettes solidaires Uniquement pour potences escamotables 70° Sedeo Pro (QML050015)	88,15	93,00	4550001	PEC sur devis
<b>Options de repose-jambes</b>					
QML050082	Appui-mollets, standard, réglables en profondeur, paire	●	●	-	-
QML050084	Talonnières	●	●	-	-
QML050085	Sangles mollets Uniquement pour potences escamotables 70° Sedeo Pro (QML050015)	△	△	-	-
<b>Options de repose-jambes</b>					
QML050142	Support amputé, confort, droit	219,91	232,00	4550001	PEC sur devis
QML050143	Support amputé, confort, gauche	219,91	232,00	4550001	PEC sur devis

## OPTIONS DE POSITIONNEMENT &amp; ACCESSOIRES

Options de Positionnement & Accessoires		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QML090128	Ceinture, boucle type automobile, 50 mm x 1700 mm	●	●	-	-
QML090123	Supports de fixation de rails d'assise pour ceinture de positionnement	●	●	-	-
QML030605	Plot d'abduction	132,70	140,00	9940118	PEC - PAP 600,00
QML090110	Rétroviseur, monté à droite (montage côté opposé manipulateur si tablette)	59,72	63,00	4550001	PEC sur devis
QML090118	Rétroviseur, monté à gauche (montage côté opposé manipulateur si tablette)	59,72	63,00	4550001	PEC sur devis
QML090009	Porte canne	67,30	71,00	4550001	PEC sur devis
<b>Tablette (montage côté opposé du manipulateur)</b>					
QML090124	Tablette escamotable	125,12	132,00	9995042	132,00

## ELECTRONIQUE EVOLUTIVE

Manipulateur – R-Net 		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QML110015	LED, Vérins	●	●	-	-
QML110016	LED, Vérins et kit éclairage	△	△	-	-
QML110017	Ecran couleur LCD	701,42	740,00	4550001	PEC sur devis
QML110018	Ecran couleur LCD, joystick renforcé Non disponible avec embouts joystick QML090505 à QML090511	1 129,86	1 192,00	4550001	PEC sur devis
QML110013	Advanced, écran couleur LCD haute résolution, contrôle infrarouge (32 à 40 kHz)	1 782,94	1 881,00	4550001	PEC sur devis
QML110023	Advanced, écran couleur LCD haute résolution, contrôle infrarouge (32 à 40 kHz) et Bluetooth (2 appareils PC, Android et 2 appareils iOS, iPhone, iPad)	2 138,39	2 256,00	4550001	PEC sur devis
Support Commande Principale 		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QML110050	Support fixe	△	△	-	-
QML110082	Support escamotable	●	●	-	-
Montage Commande Principale		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QML110052	Accoudoir, côté droit	●	●	-	-
QML110053	Accoudoir, côté gauche	●	●	-	-
Langue					
QML119002	Français				
Embouts de Joystick		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QML090505	Balle de golf, Ø 42 mm	54,98	58,00	4550001	PEC sur devis
QML090506	T-Bar, largeur 82 mm	54,98	58,00	4550001	PEC sur devis
QML090507	Balle souple, Ø 70 mm	54,98	58,00	4550001	PEC sur devis
QML090508	Balle, Ø 35 mm	54,98	58,00	4550001	PEC sur devis
QML090045	Balle Allround, Ø 48 mm	54,98	58,00	4550001	PEC sur devis
QML090509	Coupelle commande menton, Ø 37 mm	54,98	58,00	4550001	PEC sur devis
QML090512	Tige, 80 x 15 mm	54,98	58,00	4550001	PEC sur devis
QML090511	Champignon, Ø 45 mm	238,86	252,00	4550001	PEC sur devis
Module de Puissance 		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QML110003	Module de puissance, R-Net, 90 A	●	●	-	-
Commandes Accompagnateurs 		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QML110021	Commande double (manipulateur ou commande spéciale + boîtier tierce personne)	1 421,80	1 500,00	9928790	1 500,00
QML110020	Commande tierce personne uniquement (déplacement du manipulateur principal) Choisir également un manipulateur	△	△	-	-
Montage commande accompagnateur					
QML110025	Côté droit	QML110026	Côté gauche	-	-
Commande sur Tablette 		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QML110143	Manipulateur R-Net écran couleur LCD, monté sur tablette	2 123,22	2 240,00	4550001	PEC sur devis
Montage de la tablette					
QML110080	Côté gauche	QML110081	Côté droit	-	-

## COMMANDES SPECIALES

R-Net OMNI2 interface commandes spéciales, infra rouge 32-40 kHz 	Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QML110116 R-Net OMNI2	1 421,80	1 500,00	9928790	1 500,00

Montage R-Net OMNI2	Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
---------------------	-----------	------------	------	----------

Montage OMNI2: côté opposé au manipulateur R-Net	●	●	-	-
QML110119 Support fixe, à droite	●	●	-	-
QML110120 Support fixe, à gauche	△	△	-	-
QML110123 Support escamotable, à droite	194,31	205,00	4550001	PEC sur devis
QML110124 Support escamotable, à gauche	194,31	205,00	4550001	PEC sur devis

Commandes Spéciales Manuelles (Sélection des contacteurs voir section H) 	Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
--	-----------	------------	------	----------

## Commandes proportionnelles (OMNI2 requis)

QML110301 MicroGuide (mini-joystick force de poussée 40 gr, débattement 13°)	2 907,11	3 067,00	4550001	PEC sur devis
QML110304 VersaGuide (joystick compact - force de poussée 240 gr et débattement 22°)	1 751,66	1 848,00	4550001	PEC sur devis
QML110305 VersaGuide EZ (joystick compact light - force de poussée 120 gr et débattement 12°) ND avec embouts joystick Tige (QML090512), Champignon (QML090511), T-bar (QML090506)	1 751,66	1 848,00	4550001	PEC sur devis
QML110306 Allround (joystick compact, force de poussée 250 gr)	2 907,11	3 067,00	4550001	PEC sur devis
QML110307 Allround light (joystick compact light, force de poussée 120 gr) Uniquement disponible avec embout par défaut ou balle allround Ø 48 mm (QML090045)	3 094,79	3 265,00	4550001	PEC sur devis
QML110308 Allround heavy duty (joystick compact renforcé, force de poussée 650 gr)	4 022,75	4 244,00	4550001	PEC sur devis
QML110309 Allround (joystick compact, force de poussée 250 gr) R-Net bus OMNI2 non requis	1 421,80	1 500,00	9928790	1 500,00
QML110310 Allround light (joystick compact light, force de poussée 120 gr) – R-Net bus OMNI2 non requis	1 421,80	1 500,00	9928790	1 500,00
QML110311 Allround heavy duty (joystick compact renforcé, force de poussée 650 gr) – R-Net bus OMNI2 non requis	4 022,75	4 244,00	4550001	PEC sur devis

Supports de Fixation Link-It pour Commandes Spéciales Manuelles	Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QML110342 Appui palmaire pour joystick MicroGuide	297,63	314,00	4550001	PEC sur devis
Emplacement de la fixation 	-	-	-	-
QML110350 Sur l'accoudoir, montage fixe	-	-	-	-
QML110353 Sur l'accoudoir, montage escamotable	-	-	-	-
Côté de la fixation	-	-	-	-
QML110362 Droit	-	-	-	-
QML110361 Gauche	-	-	-	-

Commandes Occipitales & Supports (Sélection des contacteurs voir section H)	Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
---	-----------	------------	------	----------

## VIGO - Commande proportionnelle 4 axes Switch-It (OMNI2 requis - Recommandé avec GYRO)

QML110208 VIGO, commande gyroscopique montée sur casque Uniquement avec tête de l'appui-tête WHT030402		4 494,79	4 742,00	4550001	PEC sur devis
---	---	----------	----------	---------	---------------

## Tétières WHITMYER - Option obligatoire pour commande VIGO

WHT030402 Whitmyer, coussinet Plush, (LxH) 254 x 127 mm	151,65	160,00	9921865	160,00
WHT030409 WHITMYER, support AXYS, barre horizontale orientable à 180°	-	-	-	-

## Fixations supports appui-tête

QML030119 Fixation montée sur coussin de dossier	●	●	-	-
QML030120 Fixation montée sur armature du dossier	△	△	-	-

## DUAL PRO - Commandes proportionnelles 3 axes Switch-It (OMNI2 requis - Recommandé avec GYRO)

QML110370 Dual Pro (contacteurs sensitifs et à pression - coussinets latéraux ovales)	4 923,22	5 194,00	4550001	PEC sur devis
QML110371 Dual Pro (contacteurs sensitifs et à pression - coussinets latéraux ronds)	4 923,22	5 194,00	4550001	PEC sur devis

## Supports commandes Occipitales - Option obligatoire

WHT030409 WHITMYER, support AXYS, barre horizontale orientable à 180°	94,79	100,00	4550001	PEC sur devis
---	-------	--------	---------	---------------

## Fixations supports appui-tête

QML030119 Fixation montée sur coussin de dossier	●	●	-	-
QML030120 Fixation montée sur armature du dossier	△	△	-	-

## COMMANDES SPECIALES

Commandes au Menton 		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
<b>Commandes au menton proportionnelles (Omni2 requis)</b>					
QML110470	MicroGuide (mini-joystick force de poussée 40 gr, débattement 13°)	2 907,11	3 067,00	4550001	PEC sur devis
QML110472	VersaGuide joystick compact (force de poussée 240 gr et débattement 22°)	1 751,66	1 848,00	4550001	PEC sur devis
QML110473	VersaGuide EZ joystick compact (force de poussée 120 gr et débattement 12°) ND avec embouts joystick Tige (QML090512), Champignon (QML090511), T-bar (QML090506)	1 751,66	1 848,00	4550001	PEC sur devis
QML110474	Allround (joystick compact, force de poussée 250 gr)	2 907,11	3 067,00	4550001	PEC sur devis
QML110475	Allround light (joystick compact light, force de poussée 120 gr) Uniquement disponible avec embout par défaut ou balle allround Ø 48 mm (QML090045)	3 094,79	3 265,00	4550001	PEC sur devis
QML110476	Allround (joystick compact, force de poussée 250 gr) R-Net bus OMNI2 non requis	1 421,80	1 500,00	9928790	1 500,00
QML110477	Allround light (joystick compact light, force de poussée 120 gr) – R-Net bus Uniquement disponible avec embout par défaut ou balle allround Ø 48 mm (QML090045) OMNI2 non requis	1 421,80	1 500,00	9928790	1 500,00

Supports de Fixation Link-It pour Commandes au Menton 		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
<b>Supports de Fixation Link-It pour commandes au menton</b>					
QML110480	Plastron - small (largeur plastron: 15,24 cm) Si contacteurs requis, uniquement disponible avec joystick Allround	680,57	718,00	4550001	PEC sur devis
QML110483	Bras manuel escamotable sur dossier – côté droit	717,54	757,00	4550001	PEC sur devis
QML110484	Bras manuel escamotable sur dossier – côté gauche	717,54	757,00	4550001	PEC sur devis
QML110485	Bras électrique escamotable contacteur sur l'appui-tête – côté droit	2 222,75	2 345,00	4550001	PEC sur devis
QML110486	Bras électrique escamotable contacteur sur l'appui-tête – côté gauche	2 222,75	2 345,00	4550001	PEC sur devis
QML110487	Bras manuel escamotable sur l'appui-tête – côté gauche	717,54	757,00	4550001	PEC sur devis
QML110488	Bras manuel escamotable sur l'appui-tête – côté droit	717,54	757,00	4550001	PEC sur devis
<b>Kit Kit d'Extension Link-It</b>					
QML110590	Module de base + tube de 100 mm, incluant 5 clips câble	88,15	93,00	4550001	PEC sur devis
QML110591	Module de base + tube de 150 mm, incluant 5 clips câble	88,15	93,00	4550001	PEC sur devis

Commande au Souffle (sélection contacteur voir Section H)		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QML110510	Commande au souffle avec fixation escamotable Link-It, sur l'appui-tête (recommandé avec GYRO) Sélectionner option appui-tête	1 421,80	1 500,00	9928790	1 500,00

## COMMANDES SPECIALES

## H – Contacteur #1

Prix € HT | Prix € TTC | Code | LPPR/PLV

Sélection d'un contacteur #1 et de son montage (si second contacteur requis, sélection page suivante)

QML110611	#1 Contacteur Ø 64 mm – noir	172,51	182,00	4550001	PEC sur devis
QML110612	#1 Contacteur Ø 64 mm – rouge	172,51	182,00	4550001	PEC sur devis
QML110613	#1 Contacteur Ø 64 mm – vert	172,51	182,00	4550001	PEC sur devis
QML110523	#1 Egg Switch – noir	172,51	182,00	4550001	PEC sur devis
QML110524	#1 MicroLite Switch – noir	246,45	260,00	4550001	PEC sur devis
QML110651	#1 Contacteur Ø 30 mm – noir	172,51	182,00	4550001	PEC sur devis
QML110654	#1 Contacteur Ø 30 mm – bleu	172,51	182,00	4550001	PEC sur devis
QML110653	#1 Contacteur Ø 30 mm – vert	172,51	182,00	4550001	PEC sur devis
QML110652	#1 Contacteur Ø 30 mm – rouge	172,51	182,00	4550001	PEC sur devis
QML110655	#1 Contacteur Ø 30 mm – jaune	172,51	182,00	4550001	PEC sur devis
QML110534	#1 Twister Switch – noir	172,51	182,00	4550001	PEC sur devis
QML110535	#1 Twister Switch – vert	172,51	182,00	4550001	PEC sur devis
QML110536	#1 Twister Switch – rouge	172,51	182,00	4550001	PEC sur devis

Montage Link-It contacteur 

QML110560	#1 Sur manipulateur Non disponible avec Joystick Allround Heavy Duty ou appui palmaire	250,24	264,00	4550001	PEC sur devis
QML110566	#1 Opposé au manipulateur Montage sur rail d'accoudoir	250,24	264,00	4550001	PEC sur devis
QML110561	#1 Sur l'appui-tête	250,24	264,00	4550001	PEC sur devis
QML110563	#1 Sur le rail de fixation de l'assise (genou) Si 2 contacteurs sélectionnés uniquement montage droit et gauche	250,24	264,00	4550001	PEC sur devis
QML110565	#1 Au menton Pas de contacteur gauche / droit requis	250,24	264,00	4550001	PEC sur devis
QML110569	#1 Sans montage Link-It Contacteur livré non fixé	△	△	-	-

## Côté du Montage Contacteur #1

QML110572	#1 A droite - (non disponible avec contacteur Satellite)	-	-	-	-
QML110571	#1 A gauche - (non disponible avec contacteur Satellite)	-	-	-	-

## Contacteurs Satellite #1 (uniquement pour Joystick Allround, maximum 2 au choix)

QML110537	#1 Contacteur Satellite – noir	172,51	182,00	4550001	PEC sur devis
QML110538	#1 Contacteur Satellite – vert	172,51	182,00	4550001	PEC sur devis
QML110539	#1 Contacteur Satellite – rouge	172,51	182,00	4550001	PEC sur devis

## I – Contacteur #2

Prix € HT | Prix € TTC | Code | LPPR/PLV

Sélection d'un Second Contacteur #2 et de son Montage

QML110631	#2 Contacteur Ø 64 mm – noir	172,51	182,00	4550001	PEC sur devis
QML110632	#2 Contacteur Ø 64 mm – rouge	172,51	182,00	4550001	PEC sur devis
QML110633	#2 Contacteur Ø 64 mm – vert	172,51	182,00	4550001	PEC sur devis
QML110088	#2 Egg Switch – noir	172,51	182,00	4550001	PEC sur devis
QML110089	#2 MicroLite Switch – noir	246,45	260,00	4550001	PEC sur devis
QML110671	#2 Contacteur Ø 30 mm – noir	172,51	182,00	4550001	PEC sur devis
QML110674	#2 Contacteur Ø 30 mm – bleu	172,51	182,00	4550001	PEC sur devis
QML110673	#2 Contacteur Ø 30 mm – vert	172,51	182,00	4550001	PEC sur devis
QML110672	#2 Contacteur Ø 30 mm – rouge	172,51	182,00	4550001	PEC sur devis
QML110675	#2 Contacteur Ø 30 mm – jaune	172,51	182,00	4550001	PEC sur devis
QML110095	#2 Twister Switch – noir	155,45	164,00	4550001	PEC sur devis
QML110096	#2 Twister Switch – vert	155,45	164,00	4550001	PEC sur devis
QML110097	#2 Twister Switch – rouge	155,45	164,00	4550001	PEC sur devis

## Montage Link-It pour Contacteur #2

QML110098	#2 Sur manipulateur Non disponible avec Joystick Allround Heavy Duty ou appui palmaire	250,24	264,00	4550001	PEC sur devis
QML110099	#2 Opposé au manipulateur Montage sur rail d'accoudoir	250,24	264,00	4550001	PEC sur devis
QML110100	#2 Sur l'appui-tête	250,24	264,00	4550001	PEC sur devis
QML110104	#2 Sur le rail de fixation de l'assise (genou) Si 2 contacteurs sélectionnés uniquement montage droit et gauche	250,24	264,00	4550001	PEC sur devis
QML110105	#2 Au menton Pas de contacteur gauche / droit requis	250,24	264,00	4550001	PEC sur devis
QML110106	#2 Sans montage Link-It (contacteur livré non fixé)	△	△	-	-

## Côté du Montage Contacteur #2

QML110108	A droite (non disponible avec contacteur Satellite)	-	-	-	-
QML110107	A gauche (non disponible avec contacteur Satellite)	-	-	-	-

## Contacteurs Satellite #2 (uniquement pour Joystick Allround, maximum 2 au choix)

QML110111	#2 Contacteur Satellite – noir	172,51	182,00	4550001	PEC sur devis
QML110112	#2 Contacteur Satellite – vert	172,51	182,00	4550001	PEC sur devis
QML110113	#2 Contacteur Satellite – rouge	172,51	182,00	4550001	PEC sur devis

## Contacteurs Multi-Fonctions (utilisés en combinaison avec la programmation du paramètre "assignation de boutons")

QML110550	Mini 2 stéréo - 2 contacteurs branchés en stéréo sur la prise jack "mode" du manipulateur écran (4 fonctions assignables) - Non fixé à la livraison. Fixation Link-It impossible	231,28	244,00	4550001	PEC sur devis
QML110551	Mini 2 mono - 2 contacteurs branchés en mono sur la prise jack "mode" et "marche/arrêt" Non fixé à la livraison. Fixation Link-It impossible	231,28	244,00	4550001	PEC sur devis
QML110552	Mini 4 – 4 contacteurs branchés en DB9 sur l'OMNI Non fixé à la livraison. Fixation Link-It impossible	231,28	244,00	4550001	PEC sur devis
QML110554	Joystick 4 contacts - branchés en DB9 sur l'OMNI	330,81	349,00	4550001	PEC sur devis

## Accessoires

QML110580	Rallonge jack mono (2 m) (prise Jack 3.5 mm)	33,18	35,00	4550001	PEC sur devis
QML110581	Rallonge jack stéréo (2 m) (prise Jack 3.5 mm)	33,18	35,00	4550001	PEC sur devis
QML110582	Rallonge DB9 (1 m)	42,65	45,00	4550001	PEC sur devis
QML110583	Cable jack Y, stéréo - mono/mono	81,52	86,00	4550001	PEC sur devis

## Dispositif de Sécurité

Prix € HT | Prix € TTC | Code | LPPR/PLV

QML090147	Contacteur d'arrêt d'urgence (portée activation 30 m, branché sur port OBC du module de puissance)	988,63	1 043,00	4550001	PEC sur devis
-----------	--	--------	----------	---------	---------------



## BON DE COMMANDE | Accessoires &amp; Personnalisations - Montage Usine

**Q300 M Mini SEDEO LITE - FRE-B**

OF\_Q300 M Mini Sedeo Lite\_FRE-B\_Accessoires-Personnalisations\_Rev1\_122025  
Sous réserve de modifications techniques, erreurs ou omissions

<b>Carénage Graphique (délai supplémentaire)</b>		Prix € HT	Prix € TTC
FMG-PA04-3338-01	Grey Burst	643,60	679,00
FMG-PA04-3338-02	Red Burst	643,60	679,00
FMG-PA04-3338-03	Blue Burst	643,60	679,00
FMG-PA04-3338-04	Pure White Burst	643,60	679,00
FMG-PA04-3338-05	Flames Asteroid Grey	643,60	679,00
FMG-PA04-3338-06	Flames Hot Red	643,60	679,00
FMG-PA04-3338-07	Flames Sharp Blue	643,60	679,00
FMG-PA04-3338-08	Flames Pure White	643,60	679,00
FMG-PA04-3338-09	Floral White	643,60	679,00
FMG-PA04-3338-10	Carbone	643,60	679,00