

Q300® R

avec assise SEDEO LITE

FRE-B


Classement Nomenclature LPPR

Grande Classe :	VPH Modulaires à Propulsion Électrique
Dénomination Catégorie :	Fauteuils Roulants Modulaires à Propulsion par Moteur Électrique Classe B
Acronyme :	FRE-B
Code Individuel :	9587001
LPPR/PLV :	3 882,08 €

Prescripteurs

- Médecins Spécialistes MPR
- Médecins Titulaires d'un DU Appareillage
- Ergothérapeutes en Équipe Pluridisciplinaire

Adjonctions Disponibles

Code	Désignation	LPPR/PLV € TTC
9921865	Appui-tête réglable	160,00
9987717	Repose-jambe électrique droit et gauche	1 250,00
9995042	Tablette complète	132,00
4510004	PAP, forfait A - adjonctions membres supérieurs	600,00 maximum
9940118	PAP, forfait B - adjonctions membres inférieurs	600,00 maximum
9928790	Boîtier de commande personnalisé	1 500,00
9963830	Élévation électrique (lift)	1 500,00

BON DE COMMANDE PROFESSIONNEL

Révision 1_122025
 Sous réserve de modifications techniques, erreurs ou omissions


Adresse facturation ou Code client			Adresse Livraison		Identique facturation	
Code Clt:			Code Clt:			
Magasin:			Magasin:			
Rue:			Rue			
Ville/CP:			Ville /CP:			
E-Mail:			E-Mail:			
Tél:			Tél:			
Informations			Poids Utilisateur			
Commande	Devis	Built-4-Me®	Poids max. utilisateur: 136 kg			
N° commande.:			Poids uti.: kg			
Art. No.: 2280030R-100		Code Individuel LPPR : 9587001				
Date:	Jour	Mois	Année			

Prix Public TTC (LPPR / PLV)

€ 3 882,08

Mesures Anthropométriques

a) Du haut de la tête à l'assise	mm
b) Du haut de l'épaule à l'assise	mm
c) Aisselle - assise	mm
d) Coude - assise	mm
e) Haut du bassin - assise	mm
f) Largeur épaule	mm
g) Largeur poitrine	mm
i) Largeur hanche	mm
j) Profondeur assise	mm
m) Longueur pied	mm
n) Longueur de jambe	mm
o) Largeur d'assise	mm



Données Techniques

Crash testé selon ISO 7176-19:2008

Base motrice préparée pour station d'arrimage DAHL Engineering (station non incluse ni vendue par Sunrise Medical)

Système d'assise	SEDEO LITE	Assise réglable	Larg. 385 - 510 mm, Prof. 410 - 510 mm
Poids sans batteries	à partir de 80 kg	Hauteurs d'assise	430 mm - 490 mm
Poids avec batteries	à partir de 124 kg (batteries 50 Ah)		
Assise	Bascule d'assise manuelle (0° - 9°) et dossier manuel par platine (85° - 106°) ou dossier manuel par vérins (85°-120°), inclinaison par la tierce-personne		

Données Techniques - Base ROUES MOTRICES PROPULSION

Poids max. Utilisateur	136 kg	Roues motrices	14" (noir)
Largeur base	mini: 550 mm (moteurs 2 poles - roues 12") max: 580 mm (moteurs 4 poles - roues 14")	Roues directrices	9" bandage /pneumatique (noir)
Electronique	R-net	Chargeur	220V/8 A
Autonomie (ISO 7176-4)	25 km (selon exigences classe B)	Batteries	64 Ah Gel
Motorisation	6 km/h - 2 poles Performance (2x350 W) 10 km/h - 4 poles Performance (2x450 W)	Coloris	Carénage: 5 coloris Inserts: 7 coloris
Garde au sol	90 mm	Franchissement max.	100 mm (avec monte-trottoir)

Garantie: 2 ans hors batteries et pièces d'usure

Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas Sunrise Medical

Légende

● = Configuration de Base

△ = Option

PEC = Prise En Charge

PAP : Produits d'Aide à la Posture

☐ Veuillez sélectionner toutes les options choisies par une **croix dans les cases**

Fauteuil Roulant Electrique - Q300 R				Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QML000166	Q300 R			3 679,70	3 882,08	9587001	3 882,08
				+ 7.42 € HT d'éco-participation			
Motorisation				Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QML180012	6 km/h - Moteurs 2-Poles Performance			●	●	-	-
QML180007	10 km/h - Moteurs 4-Poles Performance			△	△	-	-
Contrôle de Trajectoire				Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QML110014	Sans module contrôle de trajectoire pour R-Net (technologie GYRO)			●	●	-	-
Roues Motrices et Directrices				Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
Roues Motrices							
QML070034	14", Pneumatique, Knobby	Bandage / pneumatique Knobby : crampon, noir	●	●	-	-	
QML070033	14", Bandage, Knobby		△	△	-	-	
Roues Directrices							
QML080210	9", Bandage, Noir		●	●	-	-	
QML080211	9", Pneumatique, Noir		△	△	-	-	
Coloris				Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
Coloris Carénage							
QML100577	Noir (RAL 9005) - Finition noir naturel - carénage non peint		●	●	-	-	
Coloris Inserts (enjoliveurs, stickers têtes de fourche, stickers garde-boue)							
QML140004	Noir (RAL 9005)		●	●	-	-	
QML140005	Vert Pomme (RAL 110 70 77)	QML140002	Rouge (RAL 040 40 67)	△	△	-	-
QML140007	Argent (RAL 9006)	QML140003	Bleu (RAL 260 40 45)	△	△	-	-
QML140006	Orange (RAL 060 60 80)	QML140001	Blanc (RAL 9010)	△	△	-	-
Monte trottoir				Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QML090037	Sans monte trottoir			●	●		
QML090038	Monte trottoir			323,22	341,00	4550001	PEC sur devis
Kit Éclairage LED				Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QML110201	Kit éclairage route LED (homologué StVZO)			△	△	-	-
QML110202	Kit éclairage feu de position LED monté sur garde-boue (sans clignotant)			△	△	-	-
QML110209	Sans kit éclairage			●	●	-	-
Hauteurs d'Assise							
		QML130011	QML130009				
	Hauteurs	Bascule d'assise manuelle par platine	Combiné lift / Bascule d'assise 0 - 30°				
SH43	430 mm	✓					
SH45	450 mm	✓					
SH49	490 mm		✓				
Batteries & Chargeur				Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QML160001	Batteries, 64 Ah, Gel, sans maintenance			●	●	-	-
QML160101	Chargeur, 220 V / 8 Ah			●	●	-	-

MODULES D'INCLINAISON D'ASSISE ET DE DOSSIER

Modules d'Inclinaison d'Assise - décharge ischiatique		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QML130011	Bascule manuelle par platine (réglable 0°, 3°, 6°, 9°, pré-réglage usine 6°)	●	●	-	-
QML130009	Combiné lift (300 mm) et bascule électrique (0° - 30°)	1 421,80	1 500,00	9963830	1 500,00

Fonction C-Me		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
Uniquement avec combiné lift & bascule d'assise QML130009					
QML110034	C-Me Activé (vitesse max. 4.8 km/h avec lift) (Angle assise <9°)	△	△	-	-
QML110035	C-Me Désactivé (vitesse max. 1.5 km/h avec lift)	●	●	-	-

Module d'Inclinaison de Dossier		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QML030147	Inclinaison manuelle par platine, 86°, 90°, 94°, 98°, 102°, 106°	●	●	-	-
QML030148	Inclinaison manuelle par vérin, 85° - 120°, inclinaison par la tierce-personne	△	△	-	-

Option de Dossier		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
Information non requise si sélection du dossier flexible SEDEO PRO (QML030104)					
QML030156	Dossier amovible	●	●	-	-
QML030098	Dossier rabattable sur l'assise et amovible	△	△	-	-

Cadre de Dossier		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
Information non requise si sélection du dossier flexible SEDEO PRO (QML030104)					
QML030154	Dossier réglable en largeur, 385 - 485 mm	●	●	-	-
QML030155	Dossier réglable en largeur, 460 - 510 mm	△	△	-	-

Type de Dossier		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
Toile de dossier rembourrée (Voir Section A)					
QML030150	Toile de dossier rembourrée, avec sangles réglables en tension	△	△	-	-
Coussin de dossier SEDEO LITE (Voir Section B)					
QML030151	Coussin de Dossier SEDEO LITE	●	●	-	-
JAY J3 (Voir Section C)					
QML030054	Dossier JAY J3 - interface Jay J3 incluse (QML030055)	Voir Section C		-	-
JAY Shape (Voir Section D)					
QML030152	Dossier souple JAY Shape	Voir Section D		-	-

A – Toile de Dossier Rembourrée Réglable en Tension, Dimensions

Largeur toile de dossier (largeur du dossier doit correspondre à la largeur d'assise)

BW385	385 mm	BW46	460 mm
BW41	410 mm	BW485	485 mm
BW435	435 mm	BW51	510 mm

Hauteur toile de dossier

BH46	460 mm	BH485	485 mm	BH51	510 mm	-	-	-	-
------	--------	-------	--------	------	--------	---	---	---	---

A – Toile de Dossier Rembourrée Réglable en Tension, Cales tronc		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QML030607	Cales tronc, escamotable, réglable en hauteur, grand coussinet, 150 x 130 mm, Droit	221,80	234,00	4510004	PEC - PAP 600,00
QML030608	Cales tronc, escamotable, réglable en hauteur, grand coussinet, 150 x 130 mm, Gauche	221,80	234,00	4510004	PEC - PAP 600,00

DOSSIER

B – Coussin de Dossier SEDEO LITE, Galbes

		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QML030130	Coussin de dossier, Profilé, Hauteur 500 mm, Housse Confort	●	●	-	-

B – Coussin de Dossier SEDEO LITE, Dimensions

Largeur du coussin de dossier SEDEO LITE - la largeur du dossier doit correspondre à la largeur d'assise

BW385	385 mm	BW46	460 mm
BW41	410 mm	BW485	485 mm
BW435	435 mm	BW51	510 mm

B – Coussin de Dossier SEDEO LITE, Cales tronc

		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QML030607	Cales tronc, escamotable, réglable en hauteur, grand coussinet, 150 x 130 mm, Droit	221,80	234,00	4510004	PEC - PAP 600,00
QML030608	Cales tronc, escamotable, réglable en hauteur, grand coussinet, 150 x 130 mm, Gauche	221,80	234,00	4510004	PEC - PAP 600,00

C – Dossier JAY J3, Galbe Profond - Support Moyen et Haut

		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
Pour largeur dossier J3 410 mm > Largeur max. tronc Utilisateur : 330 mm Pour largeur dossier J3 460 mm > Largeur max. tronc Utilisateur : 380 mm		Pour largeur dossier J3 510 mm > Largeur max. tronc Utilisateur : 430 mm			

JAY J3, Galbe Profond - Support Moyen (MDC)

JAY030042	UT - Hauteur medium 460 mm	568,72	600,00	4510004	PEC - PAP 600,00
-----------	----------------------------	--------	--------	---------	---------------------

JAY J3, Galbe Profond - Support Haut (MDC)

JAY030021	UT - Hauteur medium 460 mm	568,72	600,00	4510004	PEC - PAP 600,00
-----------	----------------------------	--------	--------	---------	---------------------

C – Dossier JAY J3, Dimensions

Largeur du dossier JAY J3 - la largeur du dossier doit correspondre à la largeur d'assise

JAY030111	410 mm Uniquement avec largeur d'assise 410 mm ou 435 mm
JAY030112	460 mm Uniquement avec largeur d'assise 460 mm ou 485 mm
JAY030113	510 mm

D – Dossier souple JAY Shape

		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
JAY080001	Dossier souple JAY Shape	521,33	550,00	4510004	PEC - PAP 600,00
JAY080006	Dossier souple JAY Shape, Oversized (+ 2.5 cm que la largeur d'assise pour plus d'immersion) Non disponible avec largeurs 485 mm et 510 mm	521,33	550,00	4510004	PEC - PAP 600,00

D – Dossier souple JAY Shape, Dimensions

Largeur du dossier JAY Shape - la largeur du dossier doit correspondre à la largeur d'assise

BW385	385 mm	BW46	460 mm
BW41	410 mm	BW485	485 mm
BW435	435 mm		

Hauteur du dossier JAY Shape

BH47	470 mm	BH56	560 mm
BH495	495 mm	BH585	585 mm
BH52	520 mm	BH61	610 mm
Hauteurs 560/585/610 mm uniquement avec dossier manuel par platine (QML030147)			

D – Dossier souple JAY Shape, Cales tronc

		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
JAY080010	Cales tronc JAY Shape, (LxH) 150 x 150 mm, Paire	△	△	-	-

DOSSIER

Appui-tête, Support et Fixation

		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QML030430	SEDEO, tétière PU - (LxH) 240 x 150 mm	151,65	160,00	9921865	160,00
QML030433	SEDEO, support multi-positions	●	●	-	-
QML030120	Fixation montée sur armature du dossier	●	●	-	-
QML030119	Fixation montée sur coussin de dossier	△	△	-	-

ASSISE

Interface d'assise

		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QML020123	Rails de fixation, pour profondeurs d'assise 410 - 485 mm	●	●	-	-
QML020124	Rails de fixation, pour profondeurs d'assise 510 - 560 mm	△	△	-	-

Coussin d'Assise - Type

		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
Coussins SEDEO (Voir Section E)					
QML020027	Coussin d'Assise SEDEO	●	●	-	-
Coussins JAY (Voir Section E)					
QML020515	Coussin d'Assise JAY	Voir Section G		-	-

E – SEDEO, Coussins

		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
Coussins SEDEO, Types					
QML020073	SEDEO, Profilé (Profiled), hauteur 70 mm	●	●	-	-
Coussins SEDEO, Housse					
QML020518	Housse - Dartex	●	●	-	-
QML020080	Housse - Confort	△	△	-	-

E – SEDEO, Plaque d'Assise

		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QML020082	SEDEO, Plaque d'assise avec butée arrière de coussin réglable en profondeur	△	△	-	-

E – Coussin d'Assise SEDEO, Dimensions

Pré-réglage largeur d'assise

SW38	385 mm, avec coussin largeur 380 mm	(uniquement avec réglage de dossier 385 mm)
SW40	410 mm, avec coussin largeur 400 mm	(uniquement avec réglage de dossier 410 mm)
	Non disponible avec coussin SEDEO Anatomique (QML020076)	
SW42	410 mm, avec coussin largeur 420 mm	(uniquement avec réglage de dossier 410 mm)
SW44	435 mm, avec coussin largeur 440 mm	(uniquement avec réglage de dossier 435 mm)
	Non disponible avec coussin SEDEO Anatomique (QML020076)	
SW46	460 mm, avec coussin largeur 460 mm	(uniquement avec réglage de dossier 460 mm)
SW48	485 mm, avec coussin largeur 480 mm	(uniquement avec réglage de dossier 485 mm)
	Non disponible avec coussin SEDEO Anatomique (QML020076)	
SW50	510 mm, avec coussin largeur 500 mm	(uniquement avec réglage de dossier 510 mm)

Pré-réglage profondeur d'assise

SD41	410 mm, avec coussin profondeur 500 mm
SD435	435 mm, avec coussin profondeur 500 mm
SD46	460 mm, avec coussin profondeur 500 mm
SD485	485 mm, avec coussin profondeur 560 mm Non disponible avec largeurs de dossier 385 mm et 410 mm si combinée avec dossiers Sedeo Lite
SD51	510 mm, avec coussin profondeur 560 mm Non disponible avec largeurs de dossier 385 mm et 410 mm si combinée avec toile de dossier (QML030150) ou dossiers JAY (QML030554/QML030152) ou Sedeo Lite (QML030151)

ASSISE

F – JAY, Coussins (Veuillez vérifier la disponibilité du coussin en fonction de la taille)			Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
JAY020006	JAY Easy Visco, base plate - Livré avec 2 housses, incontinence		389,57	411,00	9940118	PEC - PAP 600,00
	JAYxxx	Eléments de positionnement incluant cales pelviennes (paire) et biseau crural	50,24	53,00		
JAY020011	JAY Balance, insert Fluid - Livré avec 2 housses, aérée		568,72	600,00	9940118	PEC - PAP 600,00
	JAY020015	Eléments de positionnement incluant : 1 paire de cales pelviennes 25 mm 1 paire de cales d'adduction 25 mm 1 butée d'abduction 25 mm	△	△	-	-

F – JAY, Dimensions

Pré-réglage largeur cadre d'assise

SW38	385 mm, avec coussin largeur 380 mm	(uniquement avec réglage de dossier 385 mm)
SW40	410 mm, avec coussin largeur 400 mm	(uniquement avec réglage de dossier 410 mm)
SW42	410 mm, avec coussin largeur 420 mm	(uniquement avec réglage de dossier 410 mm)
SW44	435 mm, avec coussin largeur 440 mm	(uniquement avec réglage de dossier 435 mm)
SW46	460 mm, avec coussin largeur 460 mm	(uniquement avec réglage de dossier 460 mm)
SW48	485 mm, avec coussin largeur 480 mm	(uniquement avec réglage de dossier 485 mm)
SW50	510 mm, avec coussin largeur 500 mm	(uniquement avec réglage de dossier 510 mm)

Pré-réglage profondeur cadre d'assise

SD41	410 mm
SD435	435 mm
SD46	460 mm
SD485	485 mm
SD51	510 mm

Cale Cuisse et Cale Genoux

Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
-----------	------------	------	----------

Cale cuisse - amovible

QML020113	Small, 120 x 120 mm, côté droit	QML020114	Small, 120 x 120 mm, côté gauche	175,35	185,00	9940118	PEC - PAP 600,00
QML020121	Large, 180 x 120 mm, côté droit	QML020122	Large, 180 x 120 mm, côté gauche	205,68	217,00	9940118	PEC - PAP 600,00

Cale genoux escamotable

QML020342	Small, 120 x 120 mm, côté droit	QML020341	Small, 120 x 120 mm, côté gauche	236,02	249,00	9940118	PEC - PAP 600,00
-----------	---------------------------------	-----------	----------------------------------	--------	--------	---------	---------------------

ACCOUDOIRS

Accoudoirs - Types

Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
-----------	------------	------	----------

QML040039	Accoudoirs relevables	●	●	-	-
QML040022	Accoudoirs amovibles, SEDEO LITE, inc. manchettes stds 380 mm et protège-vêtements Non disponible avec tablette Non disponible avec commandes spéciales	△	△	-	-

Manchettes d'Accoudoirs

Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
-----------	------------	------	----------

Manchettes standard

QML040040	Standard, 380 mm - droite	QML040041	Standard, 380 mm - gauche	●	●	-	-
-----------	---------------------------	-----------	---------------------------	---	---	---	---

Gouttières hémiplégiques

QML040031	Gouttière, droite Non disponible avec coussins de dossier SEDEO LITE (QML030130-QML030131-QML030133)	235,07	248,00	4550001	PEC sur devis
QML040032	Gouttière, gauche Non disponible avec coussins de dossier SEDEO LITE (QML030130-QML030131-QML030133)	235,07	248,00	4550001	PEC sur devis

Protège-vêtements

Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
-----------	------------	------	----------

QML040033	Protège-vêtements, standard Disponible uniquement avec accoudoirs relevables QML040039	●	●	-	-
-----------	---	---	---	---	---

REPOSE-PIEDS

Potences et Repose-Jambes Latéraux Escamotables SEDO LITE		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QML050100	Potences escamotables, SEDEO Lite, 70°, escamotables (LJ de 350 à 510 mm)	●	●	-	-

Repose-Pieds / Repose-Jambes Latéraux Escamotables SEDEO		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QML050100	Potences escamotables 70°, SEDEO LITE (type Q200 R Configuré)	●	●	-	-
QML050015	Potences escamotables 70°, SEDEO PRO (type Q400)	△	△	-	-
QML050016	Repose-jambes manuels, SEDEO PRO (type Q400) (pour UL 36 à 53 cm)	480,57	507,00	4550001	PEC sur devis
FMG-PB01-3297-02	Repose-jambes manuels courts, pour UL 26 à 43 cm (UL, segment jambier: mesure palette - plaque d'assise) Attention délai supplémentaire	1 000,00	1 055,00	4550001	PEC sur devis
QML050017	Repose-jambes électriques sans fil, à compensation, SEDEO PRO (type Q400)	1 184,83	1 250,00	9987717	1 250,00
FMG-PB01-3297-01	Repose-jambes électriques courts, sans fil, à compensation, pour UL 26 à 43 cm (UL, segment jambier: mesure palette - plaque d'assise) Attention délai supplémentaire	1 184,83	1 250,00	9987717	1 250,00
QML050200	Protection de genou, confort, pour repose-jambes	△	△	-	-

Support repose-jambes latéraux

QML050170	Support haut (préconisé avec coussin, épaisseur < ou = à 700 mm)	●	●	-	-
QML050171	Support bas (préconisé avec coussin, épaisseur < ou = à 500 mm)	△	△	-	-

Palettes

QML050088	Palettes séparées, pour largeur d'assise 385 - 400 mm	△	△	-	-
QML050089	Palettes séparées, pour largeur d'assise 420 - 460 mm	●	●	-	-
QML050090	Palettes séparées, pour largeur d'assise 480 - 510 mm	△	△	-	-
QML050081	Palettes solidaires Uniquement pour potences escamotables 70° Sedeo Pro (QML050015)	88,15	93,00	4550001	PEC sur devis

Options de repose-jambes

QML050082	Appui-mollets, standard, réglables en profondeur, paire	●	●	-	-
QML050084	Talonniers	●	●	-	-
QML050085	Sangles mollets Uniquement pour potences escamotables 70° Sedeo Pro (QML050015)	△	△	-	-

Options de repose-jambes

QML050142	Support amputé, confort, droit	219,91	232,00	4550001	PEC sur devis
QML050143	Support amputé, confort, gauche	219,91	232,00	4550001	PEC sur devis

OPTIONS DE POSITIONNEMENT & ACCESSOIRES

Options de Positionnement & Accessoires		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QML090128	Ceinture, boucle type automobile, 50 mm x 1700 mm	●	●	-	-
QML090123	Supports de fixation de rails d'assise pour ceinture de positionnement	△	△	-	-
QML090110	Rétroviseur, monté à droite (montage côté opposé manipulateur si tablette)	59,72	63,00	4550001	PEC sur devis
QML090118	Rétroviseur, monté à gauche (montage côté opposé manipulateur si tablette)	59,72	63,00	4550001	PEC sur devis
QML090009	Porte canne	67,30	71,00	4550001	PEC sur devis
QML030605	Plot d'abduction Non disponible avec repose-jambes central électrique	132,70	140,00	9940118	PEC - PAP 600,00

Tablette (montage côté opposé du manipulateur)

QML090124	Tablette escamotable	125,12	132,00	9995042	132,00
-----------	----------------------	--------	--------	---------	--------

ÉLECTRONIQUE ÉVOLUTIVE

Manipulateur – R-Net 

		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QML110015	LED, Vérins	●	●	-	-
QML110016	LED, Vérins et kit éclairage	△	△	-	-
QML110017	Ecran couleur LCD	701,42	740,00	4550001	PEC sur devis
QML110018	Ecran couleur LCD, joystick renforcé Non disponible avec embouts joystick QML090505 à QML090511	1 129,86	1 192,00	4550001	PEC sur devis
QML110013	Advanced, écran couleur LCD haute résolution, contrôle infrarouge (32 à 40 kHz)	1 782,94	1 881,00	4550001	PEC sur devis
QML110023	Advanced, écran couleur LCD haute résolution, contrôle infrarouge (32 à 40 kHz) et Bluetooth (2 appareils PC, Android et 2 appareils IOS, iPhone, iPad)	2 138,39	2 256,00	4550001	PEC sur devis

Support Commande Principale

		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QML110050	Support fixe	△	△	-	-
QML110082	Support escamotable	●	●	-	-

Montage Commande Principale

		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QML110052	Accoudoir, côté droit	●	●	-	-
QML110053	Accoudoir, côté gauche	●	●	-	-

Langue

QML119002	Français
-----------	----------

Embouts de Joystick

		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QML090505	Balle de golf, Ø 42 mm	54,98	58,00	4550001	PEC sur devis
QML090506	T-Bar, largeur 82 mm	54,98	58,00	4550001	PEC sur devis
QML090507	Balle souple, Ø 70 mm	54,98	58,00	4550001	PEC sur devis
QML090508	Balle, Ø 35 mm	54,98	58,00	4550001	PEC sur devis
QML090045	Balle Allround, Ø 48 mm	54,98	58,00	4550001	PEC sur devis
QML090509	Coupelle commande menton, Ø 37 mm	54,98	58,00	4550001	PEC sur devis
QML090512	Tige, 80 x 15 mm	54,98	58,00	4550001	PEC sur devis
QML090511	Champignon, Ø 45 mm	238,86	252,00	4550001	PEC sur devis

Module de Puissance

		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QML110003	Module de puissance, R-Net, 90 A	●	●	-	-

Commandes Accompagnateur

		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QML110021	Commande double (manipulateur ou commande spéciale + boîtier tierce personne)	1 421,80	1 500,00	9928790	1 500,00
QML110020	Commande tierce personne uniquement (déplacement du manipulateur principal) Choisir également un manipulateur	△	△	-	-

Montage commande accompagnateur

QML110025	Côté droit	QML110026	Côté gauche	-	-
-----------	------------	-----------	-------------	---	---

Commande sur Tablette

		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QML110143	Manipulateur R-Net écran couleur LCD, monté sur tablette	2 123,22	2 240,00	4550001	PEC sur devis

Montage de la tablette

QML110080	Côté gauche	QML110081	Côté droit
-----------	-------------	-----------	------------

COMMANDES SPÉCIALES

R-Net OMNI2 interface commandes spéciales, infra rouge 32-40 kHz		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QML110116	R-Net OMNI2	1 421,80	1 500,00	9928790	1 500,00

Montage R-Net OMNI2 - côté opposé au manipulateur R-Net		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QML110119	Support fixe, à droite	●	●	-	-
QML110120	Support fixe, à gauche	△	△	-	-
QML110123	Support escamotable, à droite Non disponible avec rétroviseur monté à droite QML090110	194,31	205,00	4550001	PEC sur devis
QML110124	Support escamotable, à gauche Non disponible avec rétroviseur monté à gauche QML090118 En combinaison avec commande accompagnateur, montage du boîtier CTRL+5 sur accoudoir	194,31	205,00	4550001	PEC sur devis

Commandes Spéciales Manuelles (Sélection des contacteurs voir section H) 		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
--	--	-----------	------------	------	----------

Commandes proportionnelles

QML110301	MicroGuide (mini-joystick force de poussée 40 gr, débattement 13°)	2 907,11	3 067,00	4550001	PEC sur devis
QML110304	VersaGuide (joystick compact - force de poussée 240 gr et débattement 22°)	1 751,66	1 848,00	4550001	PEC sur devis
QML110305	VersaGuide EZ (joystick compact light - force de poussée 120 gr et débattement 12°) ND avec embouts joystick Tige (QML090512), Champignon (QML090511), T-bar (QML090506)	1 751,66	1 848,00	4550001	PEC sur devis
QML110306	Allround (joystick compact, force de poussée 250 gr)	2 907,11	3 067,00	4550001	PEC sur devis
QML110307	Allround light (joystick compact light, force de poussée 120 gr) Uniquement disponible avec embout par défaut ou balle allround Ø 48 mm (QML090045)	3 094,79	3 265,00	4550001	PEC sur devis
QML110308	Allround heavy duty (joystick compact renforcé, force de poussée 650 gr)	4 022,75	4 244,00	4550001	PEC sur devis
QML110309	Allround (joystick compact, force de poussée 250 gr) R-Net bus OMNI2 non requis	1 421,80	1 500,00	9928790	1 500,00
QML110310	Allround light (joystick compact light, force de poussée 120 gr) – R-Net bus OMNI2 non requis	1 421,80	1 500,00	9928790	1 500,00
QML110311	Allround heavy duty (joystick compact renforcé, force de poussée 650 gr) – R-Net bus OMNI2 non requis	4 022,75	4 244,00	4550001	PEC sur devis

Supports de Fixation Link-It pour Commandes Spéciales Manuelles		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QML110342	Appui palmaire pour joystick MicroGuide	297,63	314,00	4550001	PEC sur devis

Emplacement de la fixation 

QML110350	Sur l'accoudoir, montage fixe
QML110353	Sur l'accoudoir, montage escamotable

Côté de la fixation

QML110362	Droit
QML110361	Gauche

Commandes Occipitales & Supports (Sélection des contacteurs voir section H) 		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
---	--	-----------	------------	------	----------

Commande proportionnelle 4 axes Switch-It (OMNI2 requis - Recommandé avec GYRO)

QML110208	VIGO, commande gyroscopique montée sur casque Uniquement avec tétière appui-tête WHT030402 ou WHT030403	4 494,79	4 742,00	4550001	PEC sur devis
-----------	--	----------	----------	---------	---------------

Commandes proportionnelles 3 axes Switch-It (OMNI2 requis - Recommandé avec GYRO)

QML110370	Dual Pro (contacteurs sensitifs et à pression - coussinets latéraux ovales) Option support Whimyer obligatoire	4 923,22	5 194,00	4550001	PEC sur devis
QML110371	Dual Pro (contacteurs sensitifs et à pression - coussinets latéraux ronds) Option support Whimyer obligatoire	4 923,22	5 194,00	4550001	PEC sur devis

Supports commandes Occipitales - Option obligatoire

WHT030409	WHITMYER, support AXYS, barre horizontale orientable à 180°	94,79	100,00	4550001	PEC sur devis
-----------	---	-------	--------	---------	---------------

COMMANDES SPECIALES

Commandes au Menton 

Prix € HT

Prix € TTC

Code

LPPR/PLV

Commandes au menton proportionnelles

QML110470	MicroGuide (mini-joystick force de poussée 40 gr, débattement 13°)	2 907,11	3 067,00	4550001	PEC sur devis
QML110472	VersaGuide joystick compact (force de poussée 240 gr et débattement 22°)	1 751,66	1 848,00	4550001	PEC sur devis
QML110473	VersaGuide EZ joystick compact (force de poussée 120 gr et débattement 12°) ND avec embouts joystick Tige (QML090512), Champignon (QML090511), T-bar (QML090506)	1 751,66	1 848,00	4550001	PEC sur devis
QML110474	Allround (joystick compact, force de poussée 250 gr)	2 907,11	3 067,00	4550001	PEC sur devis
QML110475	Allround light (joystick compact light, force de poussée 120 gr) Uniquement disponible avec embout par défaut ou balle allround Ø 48 mm (QML090045)	3 094,79	3 265,00	4550001	PEC sur devis
QML110476	Allround (joystick compact, force de poussée 250 gr) R-Net bus OMNI2 non requis	1 421,80	1 500,00	9928790	1 500,00
QML110477	Allround light (joystick compact light, force de poussée 120 gr) – R-Net bus Uniquement disponible avec embout par défaut ou balle allround Ø 48 mm (QML090045) OMNI2 non requis	1 421,80	1 500,00	9928790	1 500,00

Supports de Fixation Link-It pour Commandes au Menton 

Prix € HT

Prix € TTC

Code

LPPR/PLV

Supports de Fixation Link-It pour commandes au menton

QML110480	Plastron - small (largeur plastron: 15,24 cm) Si contacteurs requis, uniquement disponible avec joystick Allround	680,57	718,00	4550001	PEC sur devis
QML110483	Bras manuel escamotable sur dossier – côté droit	717,54	757,00	4550001	PEC sur devis
QML110484	Bras manuel escamotable sur dossier – côté gauche	717,54	757,00	4550001	PEC sur devis
QML110485	Bras électrique escamotable contacteur sur l'appui-tête – côté droit	2 222,75	2 345,00	4550001	PEC sur devis
QML110486	Bras électrique escamotable contacteur sur l'appui-tête – côté gauche	2 222,75	2 345,00	4550001	PEC sur devis
QML110487	Bras manuel escamotable sur l'appui-tête – côté gauche	717,54	757,00	4550001	PEC sur devis
QML110488	Bras manuel escamotable sur l'appui-tête – côté droit	717,54	757,00	4550001	PEC sur devis

Kit d'Extension Link-It

QML110590	Module de base + tube de 100 mm, incluant 5 clips câble	88,15	93,00	4550001	PEC sur devis
QML110591	Module de base + tube de 150 mm, incluant 5 clips câble	88,15	93,00	4550001	PEC sur devis

Commande au Souffle (sélection contacteur voir Section H)

Prix € HT


Prix € TTC

Code

LPPR/PLV

QML110510	Commande au souffle avec fixation escamotable Link-It, sur l'appui-tête (recommandé avec GYRO) Sélectionner option appui-tête	1 421,80	1 500,00	9928790	1 500,00
-----------	--	----------	----------	---------	----------

COMMANDES SPÉCIALES

H – Contacteur #1		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
Sélection d'un contacteur #1 et de son montage (si second contacteur requis, sélection page suivante)					
QML110611	#1 Contacteur Ø 64 mm – noir	172,51	182,00	4550001	PEC sur devis
QML110612	#1 Contacteur Ø 64 mm – rouge	172,51	182,00	4550001	PEC sur devis
QML110613	#1 Contacteur Ø 64 mm – vert	172,51	182,00	4550001	PEC sur devis
QML110523	#1 Egg Switch – noir	172,51	182,00	4550001	PEC sur devis
QML110524	#1 MicroLite Switch – noir	246,45	260,00	4550001	PEC sur devis
QML110651	#1 Contacteur Ø 30 mm – noir	172,51	182,00	4550001	PEC sur devis
QML110654	#1 Contacteur Ø 30 mm – bleu	172,51	182,00	4550001	PEC sur devis
QML110653	#1 Contacteur Ø 30 mm – vert	172,51	182,00	4550001	PEC sur devis
QML110652	#1 Contacteur Ø 30 mm – rouge	172,51	182,00	4550001	PEC sur devis
QML110655	#1 Contacteur Ø 30 mm – jaune	172,51	182,00	4550001	PEC sur devis
QML110534	#1 Twister Switch – noir	172,51	182,00	4550001	PEC sur devis
QML110535	#1 Twister Switch – vert	172,51	182,00	4550001	PEC sur devis
QML110536	#1 Twister Switch – rouge	172,51	182,00	4550001	PEC sur devis
Montage Link-It contacteur 					
QML110560	#1 Sur manipulateur Non disponible avec Joystick Allround Heavy Duty ou appui palmaire	250,24	264,00	4550001	PEC sur devis
QML110566	#1 Opposé au manipulateur Montage sur rail d'accoudoir	250,24	264,00	4550001	PEC sur devis
QML110561	#1 Sur l'appui-tête	250,24	264,00	4550001	PEC sur devis
QML110563	#1 Sur le rail de fixation de l'assise (genou) Si 2 contacteurs sélectionnés uniquement montage droit et gauche	250,24	264,00	4550001	PEC sur devis
QML110565	#1 Au menton Pas de contacteur gauche / droit requis	250,24	264,00	4550001	PEC sur devis
QML110569	#1 Sans montage Link-It Contacteur livré non fixé	△	△	-	-
Côté du Montage Contacteur #1					
QML110572	#1 A droite - (non disponible avec contacteur Satellite)				
QML110571	#1 A gauche - (non disponible avec contacteur Satellite)				
Contacteurs Satellite #1 (uniquement pour Joystick Allround, maximum 2 au choix)					
QML110537	#1 Contacteur Satellite – noir	172,51	182,00	4550001	PEC sur devis
QML110538	#1 Contacteur Satellite – vert	172,51	182,00	4550001	PEC sur devis
QML110539	#1 Contacteur Satellite – rouge	172,51	182,00	4550001	PEC sur devis

H – Contacteur #2		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
Sélection d'un Second Contacteur #2 et de son Montage					
QML110631	#2 Contacteur Ø 64 mm – noir	172,51	182,00	4550001	PEC sur devis
QML110632	#2 Contacteur Ø 64 mm – rouge	172,51	182,00	4550001	PEC sur devis
QML110633	#2 Contacteur Ø 64 mm – vert	172,51	182,00	4550001	PEC sur devis
QML110088	#2 Egg Switch – noir	172,51	182,00	4550001	PEC sur devis
QML110089	#2 MicroLite Switch – noir	246,45	260,00	4550001	PEC sur devis
QML110671	#2 Contacteur Ø 30 mm – noir	172,51	182,00	4550001	PEC sur devis
QML110674	#2 Contacteur Ø 30 mm – bleu	172,51	182,00	4550001	PEC sur devis
QML110673	#2 Contacteur Ø 30 mm – vert	172,51	182,00	4550001	PEC sur devis
QML110672	#2 Contacteur Ø 30 mm – rouge	172,51	182,00	4550001	PEC sur devis
QML110675	#2 Contacteur Ø 30 mm – jaune	172,51	182,00	4550001	PEC sur devis
QML110095	#2 Twister Switch – noir	155,45	164,00	4550001	PEC sur devis
QML110096	#2 Twister Switch – vert	155,45	164,00	4550001	PEC sur devis
QML110097	#2 Twister Switch – rouge	155,45	164,00	4550001	PEC sur devis
Montage Link-It pour Contacteur #2					
QML110098	#2 Sur manipulateur Non disponible avec Joystick Allround Heavy Duty ou appui palmaire	250,24	264,00	4550001	PEC sur devis
QML110099	#2 Opposé au manipulateur Montage sur rail d'accoudoir	250,24	264,00	4550001	PEC sur devis
QML110100	#2 Sur l'appui-tête	250,24	264,00	4550001	PEC sur devis
QML110104	#2 Sur le rail de fixation de l'assise (genou) Si 2 contacteurs sélectionnés uniquement montage droit et gauche	250,24	264,00	4550001	PEC sur devis
QML110105	#2 Au menton Pas de contacteur gauche / droit requis	250,24	264,00	4550001	PEC sur devis
QML110106	#2 Sans montage Link-It (contacteur livré non fixé)	△	△	-	-
Côté du Montage Contacteur #2					
QML110108	A droite (non disponible avec contacteur Satellite)				
QML110107	A gauche (non disponible avec contacteur Satellite)				
Contacteurs Satellite #2 (uniquement pour Joystick Allround, maximum 2 au choix)					
QML110111	#2 Contacteur Satellite – noir	172,51	182,00	4550001	PEC sur devis
QML110112	#2 Contacteur Satellite – vert	172,51	182,00	4550001	PEC sur devis
QML110113	#2 Contacteur Satellite – rouge	172,51	182,00	4550001	PEC sur devis
Contacteurs Multi-Fonctions (utilisés en combinaison avec la programmation du paramètre "assignation de boutons")					
QML110550	Mini 2 stéréo - 2 contacteurs branchés en stéréo sur la prise jack "mode" du manipulateur écran (4 fonctions assignables) - Non fixé à la livraison. Fixation Link-It impossible	231,28	244,00	4550001	PEC sur devis
QML110551	Mini 2 mono - 2 contacteurs branchés en mono sur la prise jack "mode" et "marche/arrêt" Non fixé à la livraison. Fixation Link-It impossible	231,28	244,00	4550001	PEC sur devis
QML110552	Mini 4 – 4 contacteurs branchés en DB9 sur l'OMNI Non fixé à la livraison. Fixation Link-It impossible	231,28	244,00	4550001	PEC sur devis
QML110554	Joystick 4 contacts - branchés en DB9 sur l'OMNI	330,81	349,00	4550001	PEC sur devis
Accessoires					
QML110580	Rallonge jack mono (2 m) (prise Jack 3.5 mm)	33,18	35,00	4550001	PEC sur devis
QML110581	Rallonge jack stéréo (2 m) (prise Jack 3.5 mm)	33,18	35,00	4550001	PEC sur devis
QML110582	Rallonge DB9 (1 m)	42,65	45,00	4550001	PEC sur devis
QML110583	Cable jack Y, stéréo - mono/mono	81,52	86,00	4550001	PEC sur devis
Dispositif de Sécurité		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QML090147	Contacteur d'arrêt d'urgence (portée activation 30 m, branché sur port OBC du module de puissance)	988,63	1 043,00	4550001	PEC sur devis

BON DE COMMANDE | Personnalisations - Montage Usine

Q300 R - Assise SEDEO LITE - FRE-B

OF_Q300 R Sedeo Lite_FRE-B_Accessoires-Personnalisations_Rev1_122025
Sous réserve de modifications techniques, erreurs ou omissions

Coloris				Prix € HT	Prix € TTC
Coloris Carénage					
QML100576	Rouge (RAL 040 40 67)	QML100585	Jaune (RAL 1016)	322,27	340,00
QML100578	Bleu (RAL 260 40 45)	QML100586	Violet (RAL 4005)	322,27	340,00

Commentaires Pour Fabrications Spéciales



Q300 R - SEDEO LITE - FRE-B

€

Prix de base TTC	3 882,08
Total options TTC	
Prix total TTC	

Date

Signature

Jour

Mois

Année

**Sunrise Medical SAS**

ZAC de la Vrillonnerie
 17 Rue Michaël Faraday
 37170 Chambray-Les-Tours
 Tél: 02 47 55 44 31
 E-Mail: commandes@sunrisemedical.fr
 www.SunriseMedical.fr