

Q400® R

assise SEDEO® LITE


FRE-B

Classement Nomenclature LPPR

Grande Classe :	VPH Modulaires à Propulsion Électrique
Dénomination Catégorie :	Fauteuils Roulants Modulaires à Propulsion par Moteur Électrique Classe B
Acronyme :	FRE-B
Code Individuel :	9587001
LPPR/PLV :	3 882,08 €

Prescripteurs

- Médecins Spécialistes MPR
- Médecins Titulaires d'un DU Appareillage
- Ergothérapeutes en Équipe Pluridisciplinaire

Adjonctions Disponibles

Code	Désignation	LPPR/PLV € TTC
4510001	Appui-tête réglable	160,00
9987717	Repose-jambe électrique droit et gauche	1 250,00
9995042	Tablette complète	132,00
4510004	PAP, forfait A - adjonctions membres supérieurs	600,00 maximum
9940118	PAP, forfait B - adjonctions membres inférieurs	600,00 maximum
9928790	Boîtier de commande personnalisé	1 500,00
9963830	Élévation électrique (lift)	1 500,00

BON DE COMMANDE PROFESSIONNEL


Révision 1_122025

Sous réserve de modifications techniques, erreurs ou omissions

Adresse facturation ou Code client			Adresse Livraison		Identique facturation
Code Clt:			Code Clt:		
Magasin:			Magasin:		
Rue:			Rue		
Ville/CP:			Ville /CP:		
E-Mail:			E-Mail:		
Tél:			Tél:		
Informations			Poids Utilisateur		
Commande	Devis	Built-4-Me®	Poids max. utilisateur: 136 kg		
N° commande.:			Poids uti.: kg		
Art. No.: Q400 R : 2280040R-000		Code Individuel LPPR : 9587001		Prix Public TTC (LPPR / PLV)	
Date:	Jour	Mois	Année	€ 3 882,08	

Mesures Anthropométriques

a) Du haut de la tête à l'assise	mm
b) Du haut de l'épaule à l'assise	mm
c) Aisselle - assise	mm
d) Coude - assise	mm
e) Haut du bassin - assise	mm
f) Largeur épaule	mm
g) Largeur poitrine	mm
i) Largeur hanche	mm
j) Profondeur assise	mm
m) Longueur pied	mm
n) Longueur de jambe	mm
o) Largeur d'assise	mm

**Données Techniques**

Crash testé selon ISO 7176-19:2008

Bases motrices préparées pour station d'arrimage DAHL Engineering (station non incluse ni vendue par Sunrise Medical) - Crash Testé

Système d'assise	SEDEO LITE	Assise réglable	Larg. 385 - 510 mm, Prof. 410 - 510 mm
Poids fauteuil mini.	à partir de 130 kg	Hauteurs d'assise	440 mm - 465 mm - 490 mm
Poids batteries 80 Ah	48.4 kg (lot de 2)		
Fonctions d'assise	Bascule d'assise manuelle (0° - 9°), inclinaison de dossier manuelle par platine ou par vérins (85°-120°, inclinaison par la tierce-personne) Combiné lift (30 cm) et bascule d'assise électrique (0°-30°)		

Données Techniques - Base ROUES MOTRICES PROPULSION

Poids max. Utilisateur	136 kg	Roues motrices	14" (noir)
Largeur base	max: 640 mm (moteurs 4 poles - roues 14")	Roues directrices	9" (noir) ou 10" (noir)
Électronique	R-net	Chargeur	220 V / 10 Ah
Autonomie mini	25 km (selon exigences classe B)	Batteries	80 Ah
Motorisation	6 et 10 km/h - 4 poles	Coloris	Base motrice: noir mat Inserts: 4 coloris
Garde au sol	Bac batteries 70 mm	Franchissement max.	80 mm / 100 mm (avec monte-trottoir)

Garantie: 2 ans hors batteries et pièces d'usure

Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas Sunrise Medical

Légende**● = Configuration de Base****△ = Option**

PEC = Prise En Charge

PAP : Produits d'Aide à la Posture

 Veuillez sélectionner toutes les options choisies par une croix dans les cases

Fauteuil Roulant Electrique Série - Q400		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QPL000033	Q400 R (Roues Motrices Propulsion)	3 679,70	3 882,08	9587001	3 882,08
					+ 7,42 € HT d'éco-participation
Motorisation		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QPL18007	10 km/h - Moteurs 4-Poles (2x450 W)	●	●	-	-
QPL18009	6 km/h - Moteurs 4-Poles (2x500 W)	△	△	-	-
Réglage Suspension - Q400 M uniquement		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QPL15002	Suspension ferme Recommandé si fauteuil équipé de l'option lift (QOP130009) Recommandé si fauteuil équipé de la bascule d'assise élec. (QPL130004/QPL130012) pour un poids Utilisateur à partir de 75 kg	●	●	-	-
QPL15001	Suspension souple (recommandé pour poids Utilisateur inférieur à 75 kg) Non disponible avec la fonction C-Me Activé (QPL110034)	△	△	-	-
Contrôle de Trajectoire		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QPL110014	Sans module contrôle de trajectoire pour R-Net (technologie GYRO)	●	●	-	-
QPL11009	Module contrôle de trajectoire pour R-Net (technologie GYRO)	935,55	987,00	4550001	PEC sur devis
Roues Motrices		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QPL070034	14", Pneumatique, Knobby (crampon), Noir	●	●	-	-
QPL070033	14", Bandage, Knobby (crampon), Noir	△	△	-	-
QPL070032	14", Pneumatique, V-Type (lisse), Noir	△	△	-	-
QPL070031	14", Bandage, V-Type (lisse), Noir	△	△	-	-
Roues Directrices		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QPL080210	9", Bandage, Noir	△	△	-	-
QPL080211	9", Pneumatique, Noir	●	●	-	-
QPL080212	10", Pneumatique, Noir	△	△	-	-
QPL080058	10", Bandage, Noir	△	△	-	-
Garde-Boue pour Q400 R		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QPL010007	Garde-boue, roues motrices, 14"	●	●	-	-
QPL010008	Garde-boue, roues directrices, 9"	108,06	114,00	4550001	PEC sur devis
					Option garde-boue (QPL010007 ou QPL010008) obligatoire en combinaison avec kit éclairage feu de position LED (QPL110202)
Monte trottoir		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QPL090037	Sans monte trottoir	●	●	-	-
QPL090038	Monte trottoir	323,22	341,00	4550001	PEC sur devis
Coloris Inserts (enjoliveurs, têtes de fourche)		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QPL140005	Vert Pomme (RAL 110 70 77)	●	●	-	-
QPL140004	Noir (RAL 9005)	●	●	-	-
QPL140006	Orange (RAL 060 60 80)	●	●	-	-
QPL140007	Argent (RAL 9006)	●	●	-	-
Kit Éclairage LED		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QPL110209	Sans kit éclairage	●	●	-	-
QPL110201	Kit éclairage LED (homologué StVZO) Option garde-boue (QPL010007 ou QPL010008) obligatoire	△	△	-	-
QPL110202	Kit éclairage feu de position LED monté sur garde-boue (sans clignotant)	△	△	-	-

BASE MOTRICE

Hauteurs d'Assise		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
SH44	440 mm Non disponible avec bascule d'assise électrique -5°-25°	●	●	-	-
SH465	465 mm	●	●	-	-
SH49	490 mm Non disponible avec bascule d'assise manuelle (QPL130011)	●	●	-	-

Batteries & Chargeurs		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QPL160005	Batteries, 80 Ah, Gel, sans maintenance	●	●	-	-
QPL160104	Chargeur, 220 V / 10 Ah	●	●	-	-

MODULES D'INCLINAISON D'ASSISE ET DE DOSSIER

Modules d'Inclinaison d'Assise - décharge ischiatique		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QPL130011	Bascule manuelle par platine (réglable 0°, 3°, 6°, 9°, pré-réglage usine 6°)	●	●	-	-
QPL130009	Combiné lift (300 mm) et bascule électrique (0° - 30°)	1 421,80	1 500,00	9963830	1 500,00

Fonction C-Me		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
Uniquement avec combiné lift & bascule d'assise QPL130009					
QPL110034	C-Me Activé (vitesse max. 4.5 km/h avec lift) (Angle assise <9°) Non disponible avec suspension souple QPL150001	△	△	-	-
QPL110035	C-Me Désactivé (vitesse max. 1.5 km/h avec lift)	●	●	-	-

Module d'Inclinaison de Dossier		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QPL030147	Inclinaison manuelle par platine, 86°, 90°, 94°, 98°, 102°, 106°	●	●	-	-
QPL030148	Inclinaison manuelle par vérin, 85° - 120°, inclinaison par la tierce-personne	△	△	-	-

DOSSIER

Option de Dossier		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QPL030098	Dossier rabattable sur l'assise	△	△	-	-
QLP030156	Dossier amovible sur l'assise	●	●	-	-

Cadre de Dossier		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QPL030154	Dossier réglable en largeur, 385 - 485 mm	●	●	-	-
QPL030155	Dossier réglable en largeur, 460 - 510 mm	●	●	-	-

Type de Dossier		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
Toile de dossier rembourrée (Voir Section A)					
QPL030150	Toile de dossier rembourrée, avec sangles réglables en tension	△	△	-	-
Coussin de dossier SEDEO LITE (Voir Section B)					
QPL030151	Coussin de Dossier SEDEO LITE	●	●	-	-
JAY J3 (Voir Section C)					
QPL030054	Dossier JAY J3 - interface Jay J3 incluse (QPL030055)	Voir tarifs Section C		-	-
JAY Shape (Voir Section D)					
QPL030152	Dossier souple JAY Shape	Voir tarifs Section D		-	-

DOSSIER**A – Toile de Dossier Rembourrée Réglable en Tension, Dimensions**

Largeur toile de dossier (largeur du dossier doit correspondre à la largeur d'assise)

BW385	385 mm	BW46	460 mm
BW41	410 mm	BW485	485 mm
BW435	435 mm	BW51	510 mm

Hauteur toile de dossier

BH46	460 mm
BH485	485 mm
BH51	510 mm

A – Toile de Dossier Rembourrée Réglable en Tension, Cales tronc

		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QPL030607	Cales tronc, escamotable, réglable en hauteur, grand coussinet, 150 x 130 mm, Droit	221,80	234,00	4510004	PEC-PAP 600,00
QPL030608	Cales tronc, escamotable, réglable en hauteur, grand coussinet, 150 x 130 mm, Gauche	221,80	234,00	4510004	PEC-PAP 600,00
QPL030609	Cales tronc, escamotable, réglable en hauteur, petit coussinet, 90 x 120 mm, Droit	221,80	234,00	4510004	PEC-PAP 600,00
QPL030610	Cales tronc, escamotable, réglable en hauteur, petit coussinet, 90 x 120 mm, Gauche	221,80	234,00	4510004	PEC-PAP 600,00

B – Dossier SEDEO LITE, Galbes 

		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QPL030130	Coussin de dossier, Profilé, Hauteur 500 mm, Housse Confort	●	●	-	-

B – Coussin de Dossier SEDEO LITE, Dimensions

Largeur du coussin de dossier SEDEO LITE - la largeur du dossier doit correspondre à la largeur d'assise

BW385	385 mm
BW41	410 mm
BW435	435 mm
BW46	460 mm
BW485	485 mm
BW51	510 mm

B – Coussin de Dossier SEDEO LITE, Cales tronc

		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QPL030607	Cales tronc, escamotable, réglable en hauteur, grand coussinet, 150 x 130 mm, Droit	220,85	233,00	4510004	PEC-PAP 600,00
QPL030608	Cales tronc, escamotable, réglable en hauteur, grand coussinet, 150 x 130 mm, Gauche	220,85	233,00	4510004	PEC-PAP 600,00
QPL030609	Cales tronc, escamotable, réglable en hauteur, petit coussinet, 90 x 120 mm, Droit	220,85	233,00	4510004	PEC-PAP 600,00
QPL030610	Cales tronc, escamotable, réglable en hauteur, petit coussinet, 90 x 120 mm, Gauche	220,85	233,00	4510004	PEC-PAP 600,00

C – Dossier JAY J3, Galbe Peu Profond (SC) 

		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
JAY030010	MT - Hauteur medium 340 mm	568,72	600,00	4510004	PEC-PAP 600,00
JAY030033	MT - Hauteur tall 380 mm	568,72	600,00	4510004	PEC-PAP 600,00

Pour largeur dossier J3 360 mm > Largeur max. tronc Utilisateur : 330 mm
Pour largeur dossier J3 410 mm > Largeur max. tronc Utilisateur : 380 mmPour largeur dossier J3 460 mm > Largeur max. tronc Utilisateur : 430 mm
Pour largeur dossier J3 510 mm > Largeur max. tronc Utilisateur : 480 mm

JAY030010	MT - Hauteur medium 340 mm	568,72	600,00	4510004	PEC-PAP 600,00
JAY030033	MT - Hauteur tall 380 mm	568,72	600,00	4510004	PEC-PAP 600,00
JAY030012	UT - Hauteur short 420 mm	568,72	600,00	4510004	PEC-PAP 600,00
JAY030019	UT - Hauteur medium 460 mm	568,72	600,00	4510004	PEC-PAP 600,00
JAY030025	UT - Hauteur tall 510 mm	568,72	600,00	4510004	PEC-PAP 600,00

DOSSIER

C – Dossier JAY J3, Galbe Moyen (MC) 

Pour largeur dossier J3 360 mm > Largeur max. tronc Utilisateur : 295 mm
 Pour largeur dossier J3 410 mm > Largeur max. tronc Utilisateur : 345 mm

Pour largeur dossier J3 460 mm > Largeur max. tronc Utilisateur : 395 mm
 Pour largeur dossier J3 510 mm > Largeur max. tronc Utilisateur : 445 mm

		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
JAY030011	MT - Hauteur medium 340 mm	568,72	600,00	4510004	PEC-PAP 600,00
JAY030018	MT - Hauteur tall 380 mm	568,72	600,00	4510004	PEC-PAP 600,00
JAY030013	UT - Hauteur short 420 mm	568,72	600,00	4510004	PEC-PAP 600,00
JAY030020	UT - Hauteur medium 460 mm	568,72	600,00	4510004	PEC-PAP 600,00
JAY030026	UT - Hauteur tall 510 mm	568,72	600,00	4510004	PEC-PAP 600,00
JAY030016	SH - Hauteur short 530 mm	568,72	600,00	4510004	PEC-PAP 600,00
JAY030023	SH - Hauteur medium 570 mm	568,72	600,00	4510004	PEC-PAP 600,00
JAY030029	SH - Hauteur tall 610 mm	568,72	600,00	4510004	PEC-PAP 600,00

C – Dossier JAY J3, Galbe Profond et Extra Profond - Support Moyen (MDC) 

Pour largeur dossier J3 360 mm > Largeur max. tronc Utilisateur : 280 mm
 Pour largeur dossier J3 410 mm > Largeur max. tronc Utilisateur : 330 mm

Pour largeur dossier J3 460 mm > Largeur max. tronc Utilisateur : 380 mm
 Pour largeur dossier J3 510 mm > Largeur max. tronc Utilisateur : 430 mm

		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
JAY030041	MT - Hauteur tall 380 mm	568,72	600,00	4510004	PEC-PAP 600,00
JAY030045	UT - Hauteur short 420 mm	568,72	600,00	4510004	PEC-PAP 600,00
JAY030042	UT - Hauteur medium 460 mm	568,72	600,00	4510004	PEC-PAP 600,00
JAY030046	UT - Hauteur tall 500 mm	568,72	600,00	4510004	PEC-PAP 600,00
JAY030043	SH - Hauteur short 530 mm	568,72	600,00	4510004	PEC-PAP 600,00
JAY030047	SH - Hauteur medium 570 mm	568,72	600,00	4510004	PEC-PAP 600,00
JAY030048	SH - Hauteur tall 610 mm	568,72	600,00	4510004	PEC-PAP 600,00
JAY030049	Extra Profond (galbe 180 mm) - MT - Hauteur tall 380 mm	568,72	600,00	4510004	PEC-PAP 600,00
JAY030050	Extra Profond (galbe 180 mm) - UT - Hauteur medium 460 mm	568,72	600,00	4510004	PEC-PAP 600,00

C – Dossier JAY J3, Galbe Profond et Extra Profond Support Haut (DC) 

Pour largeur dossier J3 360 mm > Largeur max. tronc Utilisateur : 280 mm
 Pour largeur dossier J3 410 mm > Largeur max. tronc Utilisateur : 330 mm

Pour largeur dossier J3 460 mm > Largeur max. tronc Utilisateur : 380 mm
 Pour largeur dossier J3 510 mm > Largeur max. tronc Utilisateur : 430 mm

		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
JAY030014	UT - Hauteur short 420 mm	568,72	600,00	4510004	PEC-PAP 600,00
JAY030021	UT - Hauteur medium 460 mm	568,72	600,00	4510004	PEC-PAP 600,00
JAY030027	UT - Hauteur tall 500 mm	568,72	600,00	4510004	PEC-PAP 600,00
JAY030017	SH - Hauteur short 530 mm	568,72	600,00	4510004	PEC-PAP 600,00
JAY030024	SH - Hauteur medium 570 mm	568,72	600,00	4510004	PEC-PAP 600,00
JAY030030	SH - Hauteur tall 610 mm	568,72	600,00	4510004	PEC-PAP 600,00
JAY030051	Extra Profond (galbe 180 mm) - UT - Hauteur medium 460 mm	568,72	600,00	4510004	PEC-PAP 600,00

DOSSIER**C – Dossier JAY J3, Dimensions**

Largeur du dossier JAY J3 - la largeur du dossier doit correspondre à la largeur d'assise

JAY030110	360 mm
JAY030111	410 mm Uniquement avec largeur d'assise 410 mm ou 435 mm
JAY030112	460 mm Uniquement avec largeur d'assise 460 mm ou 485 mm
JAY030113	510 mm

C – Dossier JAY J3, Harnais 

Prix € HT | Prix € TTC | Code | LPPR/PLV

Harnais ouverture centrale à boucle, non stretch (4 points, pour dossier JAY uniquement)

JAY090040	Moyen	137,44	145,00	4510004	PEC-PAP 600,00
JAY090041	Large	137,44	145,00	4510004	PEC-PAP 600,00
JAY090042	Extra Large	137,44	145,00	4510004	PEC-PAP 600,00

C – Cale Tronc JAY J3 - pour dossiers JAY

Prix € HT | Prix € TTC | Code | LPPR/PLV

Sélectionner type de support et côté		Droit	Gauche				
Support fixe	JAY090026			JAY090017	72,04	76,00	4510004
Support escamotable	JAY090028			JAY090019	162,09	171,00	4510004

Sélectionner taille du coussinet et côté		Droit	Gauche				
Cale tronc (LxH) 100 x 100 mm	JAY090020			JAY090011	△	△	-
Cale tronc (LxH) 100 x 127 mm	JAY090021			JAY090012	△	△	-
Cale tronc (LxH) 100 x 152 mm	JAY090022			JAY090013	△	△	-
Cale tronc (LxH) 152 x 100 mm	JAY090023			JAY090014	△	△	-
Cale tronc (LxH) 152 x 127 mm	JAY090024			JAY090015	△	△	-
Cale tronc (LxH) 152 x 152 mm	JAY090025			JAY090016	△	△	-

D – Dossier souple JAY Shape		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
JAY080001	Dossier souple JAY Shape	521,33	550,00	4510004	PEC-PAP 600,00
JAY080006	Dossier souple JAY Shape, Oversized (+ 2,5 cm que la largeur d'assise pour plus d'immersion) Non disponible avec largeur d'assise 485 mm et 510 mm	521,33	550,00	4510004	PEC-PAP 600,00

D – Dossier souple JAY Shape, Dimensions

Largeur du dossier JAY Shape - la largeur du dossier doit correspondre à la largeur d'assise

BW385	385 mm	BW46	460 mm
BW41	410 mm	BW485	485 mm
BW435	435 mm		

Hauteur du dossier JAY Shape

BH47	470 mm	BH56	560 mm
BH495	495 mm	BH585	585 mm
BH52	520 mm	BH61	610 mm

Hauteurs 560/585/610 mm uniquement avec dossier manuel par platine (QPL030147)

D – Dossier souple JAY Shape, Cales tronc		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
JAY080010	Cales tronc JAY Shape, (LxH) 150 x 150 mm, Paire	144,07	152,00	4510004	PEC - PAP 600,00
JAY080011	Cales tronc JAY Shape, (LxH) 100 x 120 mm, Paire	144,07	152,00	4510004	PEC-PAP 600,00

DOSSIER

Appui-Tête - Tétière, support et une fixation au choix - SEDEO 			Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QPL030430	SEDEO, tétière PU - (LxH) 240 x 150 mm Uniquement avec supports d'appui-tête SEDEO		151,65	160,00	4510001	160,00
QPL030433	SEDEO, support multi-positions	●	●	-	-	-
QPL030119	Fixation montée sur coussin de dossier Uniquement avec les coussins de dossier Sedeo Lite QPL030130	△	△	-	-	-
QPL030120	Fixation montée sur armature du dossier	●	●	-	-	-

ASSISE

Interface d'assise	Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QPL020123 Rails de fixation, pour profondeurs d'assise 410 - 485 mm	●	●	-	-
QPL020124 Rails de fixation, pour profondeurs d'assise 510 - 560 mm	●	●	-	-

Coussin d'Assise - Types 	Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
--	-----------	------------	------	----------

SEDEO (Voir Section E)

QPL020027 Coussin d'Assise SEDEO	●	●	-	-
----------------------------------	---	---	---	---

JAY (Voir Section F)

QPL020515 Coussin d'Assise JAY	Voir Section F	-	-	-
--------------------------------	----------------	---	---	---

E - SEDEO, Coussins 	Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QPL020073 SEDEO, Profilé (Profiled), housse Dartex, hauteur 70 mm	●	●	-	-

E - SEDEO, Plaque d'Assise	Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QPL020082 SEDEO, Plaque d'assise avec butée arrière de coussin réglable en profondeur Non disponible avec coussins d'assise SEDEO QPL020073	109,00	115,00	4550001	PEC sur devis

E - Coussin d'Assise SEDEO, Dimensions
--

Pré-réglage largeur d'assise

SW38	385 mm, avec coussin largeur 380 mm	(uniquement avec réglage de dossier 385 mm)
SW40	410 mm, avec coussin largeur 400 mm	(uniquement avec réglage de dossier 410 mm)
SW44	435 mm, avec coussin largeur 440 mm	(uniquement avec réglage de dossier 435 mm)
SW46	460 mm, avec coussin largeur 460 mm	(uniquement avec réglage de dossier 460 mm)
SW48	485 mm, avec coussin largeur 480 mm	(uniquement avec réglage de dossier 485 mm)
SW50	510 mm, avec coussin largeur 500 mm	(uniquement avec réglage de dossier 510 mm)

Pré-réglage profondeur d'assise

SD41	410 mm, avec coussin profondeur 500 mm
SD435	435 mm, avec coussin profondeur 500 mm
SD46	460 mm, avec coussin profondeur 500 mm
SD485	485 mm, avec coussin profondeur 560 mm
SD51	510 mm, avec coussin profondeur 560 mm
SD535	535 mm, avec coussin profondeur 560 mm Non disponible avec coussins de dossier Sedeo Lite QPL030130
SD56	560 mm, avec coussin profondeur 560 mm Non disponible avec coussins de dossier Sedeo Lite QPL030130

ASSISE

E – JAY, Coussins (Veuillez vérifier la disponibilité du coussin en fonction de la taille)		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
JAY020005	JAY Easy Fluid, base plate - Livré avec 2 housses, incontinence	369,57	390,00	9940118	PEC - PAP 600,00
	JAYxxx Eléments de positionnement incluant cales d'obliquité (paire) et biseau crural	50,24	53,00		
JAY020006	JAY Easy Visco, base plate - Livré avec 2 housses, incontinence	389,57	411,00	9940118	PEC - PAP 600,00
	JAYxxx Eléments de positionnement incluant cales pelviennes (paire) et biseau crural	50,24	53,00		

F – JAY, Dimensions

Pré-réglage largeur cadre d'assise

SW38	385 mm, avec coussin largeur 380 mm	(uniquement avec réglage de dossier 385 mm)
SW40	410 mm, avec coussin largeur 400 mm	(uniquement avec réglage de dossier 410 mm)
SW42	410 mm, avec coussin largeur 420 mm	(uniquement avec réglage de dossier 410 mm)
SW44	435 mm, avec coussin largeur 440 mm	(uniquement avec réglage de dossier 435 mm)
SW46	460 mm, avec coussin largeur 460 mm	(uniquement avec réglage de dossier 460 mm)
SW48	485 mm, avec coussin largeur 480 mm	(uniquement avec réglage de dossier 485 mm)
SW50	510 mm, avec coussin largeur 500 mm	(uniquement avec réglage de dossier 510 mm)

Pré-réglage profondeur cadre d'assise

SD41	410 mm	
SD435	435 mm	
SD46	460 mm	
SD485	485 mm	
SD51	510 mm	
SD535	535 mm Non disponible avec coussins de dossier SEDEO LITE QPL030130	
SD56	560 mm Non disponible avec coussins de dossier SEDEO LITE QPL030130	

OPTIONS D'ASSISE ET ACCOUDOIRS

Cale Cuisse		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
Cale cuisse non disponible avec hauteur d'assise 415 mm et non disponible avec accoudoirs amovibles QPL040022					
QPL020113	Cale cuisse amovible, 120 x 120 mm, côté droit	175,35	185,00	9940118	PEC-PAP 600,00
QPL020114	Cale cuisse amovible, 120 x 120 mm, côté gauche	175,35	185,00	9940118	PEC-PAP 600,00
QPL020121	Cale cuisse amovible, 180 x 120 mm, côté droit	205,68	217,00	9940118	PEC-PAP 600,00
QPL020122	Cale cuisse amovible, 180 x 120 mm, côté gauche	205,68	217,00	9940118	PEC-PAP 600,00

ACCOUDOIRS

Accoudoirs - Types 		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QPL040039	Accoudoirs relevables Disponible uniquement à partir de largeur 460 mm en combinaison avec dossier flexibles (QPL030115 - QPL030116 - QML030117) (livré sans protège-vêtements voir rubrique protège-vêtements)	●	●	-	-
QPL040022	Accoudoirs amovibles, avec manchettes standards 380 mm, protège-vêtements Non disponible avec tablette - Non disponible avec commandes spéciales Non disponible avec support de commande intérieur/extérieur (QPL110056) Non disponible avec cale cuisse amovible (QPL020113/QPL020114/QPL020121/QPL020122)	△	△	-	-

ACCOUDOIRS

Manchettes d'Accoudoirs		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
Manchettes standard					
QPL040040	Standard, 380 mm - droite	QPL040041	Standard, 380 mm - gauche	●	●
Gouttières hémiplégiques - Remarque: largeur d'assise -20 mm					
QPL040031	Gouttière, droite Non disponible avec manipulateur monté à droite QPL110052 Non disponible avec rétroviseur monté à droite QPL090110		235,07	248,00	4550001 PEC sur devis
QPL040032	Gouttière, gauche Non disponible avec manipulateur monté à gauche QPL110053 Non disponible avec rétroviseur monté à gauche QPL090118		235,07	248,00	4550001 PEC sur devis
Protège-vêtements		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QPL040033	Protège-vêtements, standard Uniquement avec accoudoirs relevables QPL040039	●	●	-	-

REPOSE-PIEDS

Repose-Jambes Central, Électrique		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QPL050076	Repose-jambes central électrique, compensation sur 175 mm, inclinaison de 90° - 180° LJ réglable de 200 à 460 mm (mesure à partir de la plaque d'assise)	1 184,83	1 250,00	9987717	1 250,00
Palettes					
QPL050072	Palettes séparées, réglables en hauteur et en angle (longueur 260 mm x largeur 150 mm)	●	●	-	-
QPL050073	Palettes séparées, réglables en hauteur et en angle (long. 310 mm x larg. 170 mm)	△	△	-	-
Appui-mollets					
QPL050092	Appui-mollets séparés, paire	-	-	-	-
Potences SEDO LITE		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QPL050100	Potences escamotables, SEDEO Lite, 70°, escamotables	LJ de 350 à 510 mm	●	●	-

REPOSE-PIEDS

Repose-Jambes Latéraux Escamotables SEDEO PRO 			Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QPL050015	Potences escamotables, SEDEO Pro, 70°		△	△	-	-
QPL050016	Repose-jambes manuels, SEDEO Pro	LJ de 360 à 530 mm	480,57	507,00	4550001	PEC sur devis
FMG-PB01-3297-02	Repose-jambes manuels courts, pour LJ 260 à 430 mm (LJ, segment jambier: mesure palette - plaque d'assise) (ND avec sangles talonnière)	Attention délai supplémentaire	1 000,00	1 055,00	4550001	PEC sur devis
QPL050017	Repose-jambes électriques sans fil, à compensation		1 184,83	1 250,00	9987717	1 250,00
FMG-PB01-3297-01	Repose-jambes électriques courts, sans fil, à compensation, pour UL 26 à 43 cm (UL, segment jambier: mesure palette - plaque d'assise)	Attention délai supplémentaire	1 184,83	1 250,00	9987717	1 250,00
Supports repose-jambes latéraux						
QPL050170	Support haut (préconisé avec coussin, épaisseur < ou = à 70 mm)		●	●	-	-
QPL050171	Support bas (préconisé avec coussin, épaisseur < ou = à 50 mm)		△	△	-	-
Palettes						
QPL050088	Palettes séparées, pour largeur d'assise 385 - 400 mm		△	△	-	-
QPL050089	Palettes séparées, pour largeur d'assise 420 - 460 mm		●	●	-	-
QPL050090	Palettes séparées, pour largeur d'assise 480 - 510 mm		△	△	-	-
Palettes, solidaires						
QPL050081	Choisir également une palette Uniquement pour potences 70° SEDEO PRO, QPL050015		△	△	-	-
Options de Repose-Jambes 						
QPL050082	Appui-mollets, standard, réglables en profondeur, paire		●	●	-	-
QPL050084	Talonnières (ND avec repose-jambes courts)		●	●	-	-
QPL050085	Sangles mollets Uniquement pour potences escamotables 70° Sedeo Pro, QPL050015		△	△	-	-
QPL050200	Protection de genou, confort		△	△	-	-
Support amputé (livré non monté)						
PIECES DETACHEES	Support amputé, confort, droit	(réf. 22805010-002 et réf. 22805110-002)	143,99	151,91	4550001	PEC sur devis
PIECES DETACHEES	Support amputé, confort, gauche	(réf. 22805010-001 et réf. 22805110-001)	143,99	151,91	4550001	PEC sur devis

OPTIONS DE POSITIONNEMENT & ACCESSOIRES

Options de Positionnement & Accessoires			Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QPL090128	Ceinture, boucle type automobile, 50 mm x 1700 mm		●	●	-	-
QPL090123	Supports de fixation de rails d'assise pour ceinture de positionnement		●	●	-	-
QPL090110	Rétroviseur, monté à droite (ne pas combiner avec le même côté avec option tablette)		59,72	63,00	4550001	PEC sur devis
QPL090118	Rétroviseur, monté à gauche (ne pas combiner avec le même côté avec option tablette)		59,72	63,00	4550001	PEC sur devis
QPL030605	Plot d'abduction Non disponible avec repose-jambes central électrique		132,70	140,00	9940118	PEC-PAP 600,00
QPL090009	Porte-canne Uniquement avec inclinaison de dossier manuel par platine QPL030147		67,30	71,00	4550001	PEC sur devis
QPL090124	Tablette escamotable (montage côté opposé du manipulateur)		125,12	132,00	9995042	132,00

ÉLECTRONIQUE ÉVOLUTIVE

Manipulateur – R-Net 		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QPL110015	LED, Vérins	●	●	-	-
QPL110016	LED, Vérins et kit éclairage	△	△	-	-
QPL110017	Ecran couleur LCD	701,42	740,00	4550001	PEC sur devis
QPL110018	Ecran couleur LCD, joystick renforcé Non disponible avec embouts joystick QPL090505 à QPL090511	1 129,86	1 192,00	4550001	PEC sur devis
QPL110013	Advanced, écran couleur LCD haute résolution, contrôle infrarouge (32 à 40 kHz)	1 782,94	1 881,00	4550001	PEC sur devis
QPL110023	Advanced, écran couleur LCD haute résolution, contrôle infrarouge (32 à 40 kHz) et Bluetooth (2 appareils PC, Android et 2 appareils IOS, iPhone, iPad)	2 138,39	2 256,00	4550001	PEC sur devis

Support Commande Principale 		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QPL110050	Support fixe	△	△	-	-
QPL110082	Support escamotable	●	●	-	-

Montage Commande Principale		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QPL110052	Accoudoir, côté droit	●	●	-	-
QPL110053	Accoudoir, côté gauche	●	●	-	-

Langue	
QPL119002	Français

Embouts de Joystick (Optionnel)		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
QPL090505	Balle de golf, Ø 42 mm	54,98	58,00	4550001	PEC sur devis
QPL090506	T-Bar, largeur 82 mm	54,98	58,00	4550001	PEC sur devis
QPL090507	Balle souple, Ø 70 mm	54,98	58,00	4550001	PEC sur devis
QPL090508	Balle, Ø 35 mm	54,98	58,00	4550001	PEC sur devis
QPL090045	Balle Allround, Ø 48 mm	54,98	58,00	4550001	PEC sur devis
QPL090509	Coupelle commande menton, Ø 37 mm	54,98	58,00	4550001	PEC sur devis
QPL090512	Tige, 80 x 15 mm	54,98	58,00	4550001	PEC sur devis
QPL090511	Champignon, Ø 45 mm	238,86	252,00	4550001	PEC sur devis

ÉLECTRONIQUE ÉVOLUTIVE

Module de Puissance 		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QPL110003	Module de puissance, R-Net, 90 A	●	●	-	-

Commandes Accompagnateurs 		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QPL110021	Commande double (manipulateur ou commande spéciale + boîtier tierce personne)	1 421,80	1 500,00	9928790	1 500,00
QPL110020	Commande tierce personne uniquement (déplacement du manipulateur principal) Choisir également un manipulateur	△	△	-	-

Montage commande accompagnateur

QPL110025	Côté droit	QPL110026	Côté gauche	-	-	-	-
-----------	------------	-----------	-------------	---	---	---	---

Commande sur Tablette 		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QPL110143	Manipulateur R-Net écran couleur LCD, monté sur tablette	2 123,22	2 240,00	4550001	PEC sur devis
Montage de la tablette					
QPL110080	Côté gauche	QPL110081	Côté droit	-	-

COMMANDES SPÉCIALES

R-Net OMNI2 interface commandes spéciales, infra rouge 32-40 kHz		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QML110116	R-Net OMNI2	1 421,80	1 500,00	9928790	1 500,00
Montage R-Net OMNI2		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
Montage OMNI2: côté opposé au manipulateur R-Net					
QML110119	Support fixe, à droite	●	●	-	-
QML110120	Support fixe, à gauche	△	△	-	-
QML110123	Support escamotable, à droite	194,31	205,00	4550001	PEC sur devis
QML110124	Support escamotable, à gauche	194,31	205,00	4550001	PEC sur devis

Commandes Spéciales Manuelles (Sélection des contacteurs voir section H) 	Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
--	-----------	------------	------	----------

Commandes proportionnelles

QML110301	MicroGuide (mini-joystick force de poussée 40 gr, débattement 13°)	2 907,11	3 067,00	4550001	PEC sur devis
QML110304	VersaGuide (joystick compact - force de poussée 240 gr et débattement 22°)	1 751,66	1 848,00	4550001	PEC sur devis
QML110305	VersaGuide EZ (joystick compact light - force de poussée 120 gr et débattement 12°) ND avec embouts joystick Tige (QML090512), Champignon (QML090511), T-bar (QML090506)	1 751,66	1 848,00	4550001	PEC sur devis
QML110306	Allround (joystick compact, force de poussée 250 gr)	2 907,11	3 067,00	4550001	PEC sur devis
QML110307	Allround light (joystick compact light, force de poussée 120 gr) Uniquement disponible avec embout par défaut ou balle allround Ø 48 mm (QML090045)	3 094,79	3 265,00	4550001	PEC sur devis
QML110308	Allround heavy duty (joystick compact renforcé, force de poussée 650 gr)	4 022,75	4 244,00	4550001	PEC sur devis
QML110309	Allround (joystick compact, force de poussée 250 gr) R-Net bus OMNI2 non requis	1 421,80	1 500,00	9928790	1 500,00
QML110310	Allround light (joystick compact light, force de poussée 120 gr) – R-Net bus OMNI2 non requis	1 421,80	1 500,00	9928790	1 500,00
QML110311	Allround heavy duty (joystick compact renforcé, force de poussée 650 gr) – R-Net bus OMNI2 non requis	4 022,75	4 244,00	4550001	PEC sur devis

Supports de Fixation Link-It pour Commandes Spéciales Manuelles	Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QML110342 Appui palmaire pour joystick MicroGuide	297,63	314,00	4550001	PEC sur devis
Emplacement de la fixation 				
QML110350 Sur l'accoudoir, montage fixe	-	-	-	-
QML110353 Sur l'accoudoir, montage escamotable	-	-	-	-
Côté de la fixation				
QML110362 Droit	-	-	-	-
QML110361 Gauche	-	-	-	-

Commandes Occipitales & Supports (Sélection des contacteurs voir section H)	Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
---	-----------	------------	------	----------

VIGO - Commande proportionnelle 4 axes Switch-It (OMNI2 requis - Recommandé avec GYRO)

QML110208	VIGO, commande gyroscopique montée sur casque Uniquement avec tête d'appui-tête WHT030402		4 494,79	4 742,00	4550001	PEC sur devis
-----------	--	--	----------	----------	---------	---------------

Têtes WHITMYER - Option obligatoire pour commande VIGO

WHT030402	Whitmyer, coussinet Plush, (LxH) 254 x 127 mm	151,65	160,00	4510001	160,00
WHT030409	WHITMYER, support AXYS, barre horizontale orientable à 180°	-	-	-	-

Fixations supports appui-tête

QML030119	Fixation montée sur coussin de dossier	●	●	-	-
QML030120	Fixation montée sur armature du dossier	△	△	-	-

DUAL PRO - Commandes proportionnelles 3 axes Switch-It (OMNI2 requis - Recommandé avec GYRO)

QML110370	Dual Pro (contacteurs sensitifs et à pression - coussinets latéraux ovales)	4 923,22	5 194,00	4550001	PEC sur devis
QML110371	Dual Pro (contacteurs sensitifs et à pression - coussinets latéraux ronds)	4 923,22	5 194,00	4550001	PEC sur devis

Supports commandes Occipitales - Option obligatoire

WHT030409	WHITMYER, support AXYS, barre horizontale orientable à 180°	94,79	100,00	4550001	PEC sur devis
-----------	---	-------	--------	---------	---------------

Fixations supports appui-tête

QML030119	Fixation montée sur coussin de dossier	●	●	-	-
QML030120	Fixation montée sur armature du dossier	△	△	-	-

COMMANDES SPÉCIALES

Commandes au Menton 		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
Commandes au menton proportionnelles					
QML110470	MicroGuide (mini-joystick force de poussée 40 gr, débattement 13°)	2 907,11	3 067,00	4550001	PEC sur devis
QML110472	VersaGuide joystick compact (force de poussée 240 gr et débattement 22°)	1 751,66	1 848,00	4550001	PEC sur devis
QML110473	VersaGuide EZ joystick compact (force de poussée 120 gr et débattement 12°) ND avec embouts joystick Tige (QML090512), Champignon (QML090511), T-bar (QML090506)	1 751,66	1 848,00	4550001	PEC sur devis
QML110474	Allround (joystick compact, force de poussée 250 gr)	2 907,11	3 067,00	4550001	PEC sur devis
QML110475	Allround light (joystick compact light, force de poussée 120 gr) Uniquement disponible avec embout par défaut ou balle allround Ø 48 mm (QML090045)	3 094,79	3 265,00	4550001	PEC sur devis
QML110476	Allround (joystick compact, force de poussée 250 gr) R-Net bus OMNI2 non requis	1 421,80	1 500,00	9928790	1 500,00
QML110477	Allround light (joystick compact light, force de poussée 120 gr) – R-Net bus Uniquement disponible avec embout par défaut ou balle allround Ø 48 mm (QML090045) OMNI2 non requis	1 421,80	1 500,00	9928790	1 500,00

Supports de Fixation Link-It pour Commandes au Menton 		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
Supports de Fixation Link-It pour commandes au menton					

QML110480	Plastron - small (largeur plastron: 15,24 cm) Si contacteurs requis, uniquement disponible avec joystick Allround	680,57	718,00	4550001	PEC sur devis
QML110483	Bras manuel escamotable sur dossier – côté droit	717,54	757,00	4550001	PEC sur devis
QML110484	Bras manuel escamotable sur dossier – côté gauche	717,54	757,00	4550001	PEC sur devis
QML110485	Bras électrique escamotable contacteur sur l'appui-tête – côté droit	2 222,75	2 345,00	4550001	PEC sur devis
QML110486	Bras électrique escamotable contacteur sur l'appui-tête – côté gauche	2 222,75	2 345,00	4550001	PEC sur devis
QML110487	Bras manuel escamotable sur l'appui-tête – côté gauche	717,54	757,00	4550001	PEC sur devis
QML110488	Bras manuel escamotable sur l'appui-tête – côté droit	717,54	757,00	4550001	PEC sur devis

Kit Kit d'Extension Link-It		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QML110590	Module de base + tube de 100 mm, incluant 5 clips câble	88,15	93,00	4550001	PEC sur devis
QML110591	Module de base + tube de 150 mm, incluant 5 clips câble	88,15	93,00	4550001	PEC sur devis

Commande au Souffle (sélection contacteur voir Section H)		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QPL110510	Commande au souffle avec fixation escamotable Link-It, sur l'appui-tête (recommandé avec GYRO) Sélectionner option appui-tête	1 421,80	1 500,00	9928790	1 500,00

COMMANDES SPÉCIALES

H – Contacteur #1

Prix € HT | Prix € TTC | Code | LPPR/PLV

Sélection d'un contacteur #1 et de son montage (si second contacteur requis, sélection page suivante)

QPL110611	#1 Contacteur Ø 64 mm – noir	172,51	182,00	4550001	PEC sur devis
QPL110612	#1 Contacteur Ø 64 mm – rouge	172,51	182,00	4550001	PEC sur devis
QPL110613	#1 Contacteur Ø 64 mm – vert	172,51	182,00	4550001	PEC sur devis
QPL110523	#1 Egg Switch – noir	172,51	182,00	4550001	PEC sur devis
QPL110524	#1 MicroLite Switch – noir	246,45	260,00	4550001	PEC sur devis
QPL110651	#1 Contacteur Ø 30 mm – noir	172,51	182,00	4550001	PEC sur devis
QPL110654	#1 Contacteur Ø 30 mm – bleu	172,51	182,00	4550001	PEC sur devis
QPL110653	#1 Contacteur Ø 30 mm – vert	172,51	182,00	4550001	PEC sur devis
QPL110652	#1 Contacteur Ø 30 mm – rouge	172,51	182,00	4550001	PEC sur devis
QPL110655	#1 Contacteur Ø 30 mm – jaune	172,51	182,00	4550001	PEC sur devis
QPL110534	#1 Twister Switch – noir	172,51	182,00	4550001	PEC sur devis
QPL110535	#1 Twister Switch – vert	172,51	182,00	4550001	PEC sur devis
QPL110536	#1 Twister Switch – rouge	172,51	182,00	4550001	PEC sur devis

Montage Link-It contacteur 

QPL110560	#1 Sur manipulateur Non disponible avec Joystick Allround Heavy Duty ou appui palmaire	250,24	264,00	4550001	PEC sur devis
QPL110566	#1 Opposé au manipulateur Montage sur rail d'accoudoir	250,24	264,00	4550001	PEC sur devis
QPL110561	#1 Sur l'appui-tête	250,24	264,00	4550001	PEC sur devis
QPL110563	#1 Sur le rail de fixation de l'assise (genou) Si 2 contacteurs sélectionnés uniquement montage droit et gauche	250,24	264,00	4550001	PEC sur devis
QPL110565	#1 Au menton Pas de contacteur gauche / droit requis	250,24	264,00	4550001	PEC sur devis
QPL110569	#1 Sans montage Link-It Contacteur livré non fixé	△	△	-	-

Côté du Montage Contacteur #1

QPL110572	#1 A droite - (non disponible avec contacteur Satellite)	-	-	-	-
QPL110571	#1 A gauche - (non disponible avec contacteur Satellite)	-	-	-	-

Contacteurs Satellite #1 (uniquement pour Joystick Allround, maximum 2 au choix)

QPL110537	#1 Contacteur Satellite – noir	172,51	182,00	4550001	PEC sur devis
QPL110538	#1 Contacteur Satellite – vert	172,51	182,00	4550001	PEC sur devis
QPL110539	#1 Contacteur Satellite – rouge	172,51	182,00	4550001	PEC sur devis

COMMANDES SPÉCIALES

I – Contacteur #2		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
Sélection d'un Second Contacteur #2 et de son Montage					
QPL110631	#2 Contacteur Ø 64 mm – noir	172,51	182,00	4550001	PEC sur devis
QPL110632	#2 Contacteur Ø 64 mm – rouge	172,51	182,00	4550001	PEC sur devis
QPL110633	#2 Contacteur Ø 64 mm – vert	172,51	182,00	4550001	PEC sur devis
QPL110088	#2 Egg Switch – noir	172,51	182,00	4550001	PEC sur devis
QPL110089	#2 MicroLite Switch – noir	246,45	260,00	4550001	PEC sur devis
QPL110671	#2 Contacteur Ø 30 mm – noir	172,51	182,00	4550001	PEC sur devis
QPL110674	#2 Contacteur Ø 30 mm – bleu	172,51	182,00	4550001	PEC sur devis
QPL110673	#2 Contacteur Ø 30 mm – vert	172,51	182,00	4550001	PEC sur devis
QPL110672	#2 Contacteur Ø 30 mm – rouge	172,51	182,00	4550001	PEC sur devis
QPL110675	#2 Contacteur Ø 30 mm – jaune	172,51	182,00	4550001	PEC sur devis
QPL110095	#2 Twister Switch – noir	155,45	164,00	4550001	PEC sur devis
QPL110096	#2 Twister Switch – vert	155,45	164,00	4550001	PEC sur devis
QPL110097	#2 Twister Switch – rouge	155,45	164,00	4550001	PEC sur devis
Montage Link-It pour Contacteur #2					
QPL110098	#2 Sur manipulateur Non disponible avec Joystick Allround Heavy Duty ou appui palmaire	250,24	264,00	4550001	PEC sur devis
QPL110099	#2 Opposé au manipulateur Montage sur rail d'accoudoir	250,24	264,00	4550001	PEC sur devis
QPL110100	#2 Sur l'appui-tête	250,24	264,00	4550001	PEC sur devis
QPL110104	#2 Sur le rail de fixation de l'assise (genou) Si 2 contacteurs sélectionnés uniquement montage droit et gauche	250,24	264,00	4550001	PEC sur devis
QPL110105	#2 Au menton Pas de contacteur gauche / droit requis	250,24	264,00	4550001	PEC sur devis
QPL110106	#2 Sans montage Link-It (contacteur livré non fixé)	△	△	-	-
Côté du Montage Contacteur #2					
QPL110108	A droite (non disponible avec contacteur Satellite)	-	-	-	-
QPL110107	A gauche (non disponible avec contacteur Satellite)	-	-	-	-
Contacteurs Satellite #2 (uniquement pour Joystick Allround, maximum 2 au choix)					
QPL110111	#2 Contacteur Satellite – noir	172,51	182,00	4550001	PEC sur devis
QPL110112	#2 Contacteur Satellite – vert	172,51	182,00	4550001	PEC sur devis
QPL110113	#2 Contacteur Satellite – rouge	172,51	182,00	4550001	PEC sur devis
Contacteurs Multi-Fonctions (utilisés en combinaison avec la programmation du paramètre "assignation de boutons")					
QPL110550	Mini 2 stéréo - 2 contacteurs branchés en stéréo sur la prise jack "mode" du manipulateur écran (4 fonctions assignables) - Non fixé à la livraison. Fixation Link-It impossible	231,28	244,00	4550001	PEC sur devis
QPL110551	Mini 2 mono - 2 contacteurs branchés en mono sur la prise jack "mode" et "marche/arrêt" Non fixé à la livraison. Fixation Link-It impossible	231,28	244,00	4550001	PEC sur devis
QPL110552	Mini 4 – 4 contacteurs branchés en DB9 sur l'OMNI Non fixé à la livraison. Fixation Link-It impossible	231,28	244,00	4550001	PEC sur devis
QPL110554	Joystick 4 contacts - branchés en DB9 sur l'OMNI	330,81	349,00	4550001	PEC sur devis
Accessoires					
QPL110580	Rallonge jack mono (2 m) (prise Jack 3.5 mm)	33,18	35,00	4550001	PEC sur devis
QPL110581	Rallonge jack stéréo (2 m) (prise Jack 3.5 mm)	33,18	35,00	4550001	PEC sur devis
QPL110582	Rallonge DB9 (1 m)	42,65	45,00	4550001	PEC sur devis
QPL110583	Cable jack Y, stéréo - mono/mono	81,52	86,00	4550001	PEC sur devis
Dispositif de Sécurité					
QPL090147	Contacteur d'arrêt d'urgence (portée activation 30 m, branché sur port OBC du module de puissance)	988,63	1 043,00	4550001	PEC sur devis

Roues Motrices & Directrices - Garde Boue

◀ RETOUR



// QPL070069



// QPL080213

Kit Eclairage & Chargeurs

◀ RETOUR



// QPL110209



// QPL110209



// QPL110202

Toile de Dossier

◀ RETOUR



// QPL030150

Coussins de Dossier SEDEO LITE

◀ RETOUR



// QPL030130

Coussinets Appui-Tête & Supports d'Appui-Tête

◀ RETOUR



// QPL030430



// QPL030433

SEDEO, Coussins d'Assise

◀ RETOUR



// QPL020073

Coussin d'Assise Standard

◀ RETOUR



// QPL020098

Dossiers JAY J3

◀ RETOUR



// JAY030010



// JAY030011



// JAY030041



// JAY030014

Largeur dossier en mm	Galbe Peu Profond - SC JAY030010	Galbe Moyen - MC JAY030011	Galbe Profond Support Moyen / Extra Deep - MDC JAY030041/JAY030049	Galbe Profond Support Haut / Extra Deep - DC JAY030014/JAY030051
Largeur Maximum Tronc Utilisateur en mm				
360	330	295	280	280
410	380	345	330	330
460	430	395	380	380
510	480	445	430	430

Dossier JAY J3, Harnais

◀ RETOUR



// JAY090040 - JAY090042

Coussins JAY

◀ RETOUR



// JAY020005



// JAY020006

Types d'Accoudoirs & Manchettes

◀ RETOUR



// QPL040039



// QPL040022




// QPL040031

Repose-Jambes Central Électrique & Potence Centrale


◀ RETOUR



// QPL050076



// QPL050086

Repose-Jambes SEDEO PRO & Support Options**◀ RETOUR**

// QPL050015



// QPL050016

Manipulateurs R-Net & Montage**◀ RETOUR**

// QPL110017



// QPL110013



// QPL110018

Embouts de Joystick**◀ RETOUR**

// QPL090505



// QPL090045



// QPL090507



// QPL090508



// QPL090509



// QPL090512



// QPL090511



// QPL090506

Modules de Puissance R-Net

◀ RETOUR



// QPL110004



// QPL110021

OMNI 2

◀ RETOUR



// QPL110116

Commandes Occipitales**◀ RETOUR**

// QPL110370 // QPL110371

Commandes au Menton & Commandes Manuelles**◀ RETOUR**

// QPL110470 // QPL110301

// QPL110472 // QPL110473 //
QPL110304 // QPL110305// QPL110306 - QPL110309
// QPL110474 - QPL110477// QPL110475 // QPL110477
// QPL110307 // QPL110310**Commande sur Tablette****◀ RETOUR**

// QPL110143

Contacteurs**◀ RETOUR**


// QPL110651 - QPL110655
// QPL110671 - QPL110675



// QPL110523



// QPL110524



// QPL110611 - QPL110613
// QPL110631 - QPL110633



// QPL110537 - QPP110539



// QPL110534 - QPL110536



// QPL110551



// QPL110552

Montage et Position Contacteurs**◀ RETOUR**

// QPL110526 // QPL110566



// QPL110566 // QPL110526
// QPL110529



// QPL110560 // QPL110572
// QPL110013 // QPL110056
// QPL110529 // QPL110526



// QPL110563

Montage et Position pour Commandes Manuelles**◀ RETOUR**

// QPL110353
// QPL110362



// QPL110353
// QPL110362 // QPL110342



// QPL110353 // QPL110361
// QPL110524 // QPL110526
// QPL110560




// QPL110353 // QPL110306
// QPL110362 // QPL110538
// QPL110539

Montage et Position pour Commande Menton**◀ RETOUR**

// QPL110480 // QPL110481
// QPL110470




// QPL110483 // QPL110484



// QPL110483 // QPL110484




// QPL110485 // QPL110486



// QPL110485 // QPL110474



// QPL110487
// QPL110526 // QPL110529
// QPL110561 // QPL110572
// QPL110571



// QPL110487 // QPL110474

Commentaires Pour Fabrications Spéciales



Q400 R - SEDEO LITE - FRE-B		€
Prix de base TTC		3 882,08
Total options TTC		
Prix total TTC		

Date	Signature
Jour Mois Année	

**Sunrise Medical SAS**

ZAC de la Vrillonnerie
 17 Rue Michaël Faraday
 37170 Chambray-Les-Tours
 Tél: 02 47 55 44 31
 E-Mail: commandes@sunrisemedical.fr
 www.SunriseMedical.fr