

# Q500® R

## assise SEDEO® PRO

**FREP-A**


### Classement Nomenclature LPPR

Grande Classe :	VPH Modulaires à Propulsion Electrique
Dénomination Catégorie :	Fauteuils Roulants Modulaires à Propulsion par Moteur Electrique Multi-position - Classe A
Acronyme :	FREP-A
Code :	4100011 - (code individuel en cours)
LPPR/PLV :	8 140,57 €

### Prescripteurs

- Médecins Spécialistes MPR
- Médecins Titulaires d'un DU Appareillage
- Ergothérapeutes en Équipe Pluridisciplinaire

### Adjonctions Disponibles

Code	Désignation	LPPR/PLV € TTC
9921865	Appui-tête réglable	160,00
9987717	Repose-jambe électrique droit et gauche	1 250,00
9995042	Tablette complète	132,00
4510004	PAP, forfait A - adjonctions membres supérieurs	600,00 maximum
9940118	PAP, forfait B - adjonctions membres inférieurs	600,00 maximum
9928790	Boîtier de commande personnalisé	1 500,00
9963830	Élévation électrique (lift)	1 500,00

## BON DE COMMANDE PROFESSIONNEL

 Révision 01\_122025  
 Sous réserve de modifications techniques, erreurs ou omissions


Adresse facturation ou Code client			Adresse Livraison		Identique facturation	
Code Clt:			Code Clt:			
Magasin:			Magasin:			
Rue:			Rue			
Ville/CP:			Ville/CP:			
E-Mail:			E-Mail:			
Tél:			Tél:			
Informations			Poids Utilisateur			
Commande	Devis	Built-4-Me®	<b>Poids max. utilisateur: 160 kg</b>			
N° commande.:			<b>Poids uti.:                      kg</b>			
<b>Art. No.:</b> 2250050R-050		<b>Code LPPR :</b> 4100011				
Date:	Jour	Mois	Année			

Prix Public TTC (LPPR / PLV)

# € 8 140,57

## Mesures anthropométriques

a) Du haut de la tête à l'assise	mm
b) Du haut de l'épaule à l'assise	mm
c) Aisselle - assise	mm
d) Coude - assise	mm
e) Haut du bassin - assise	mm
f) Largeur épaule	mm
g) Largeur poitrine	mm
i) Largeur hanche	mm
j) Profondeur d'assise	mm
m) Longueur pied	mm
n) Longueur de jambe	mm
o) Largeur assise	mm



## Données Techniques

Crash testé selon ISO 7176-19:2008		Bases motrices préparées et homologuées pour station d'accueil d'arrimage DAHL Engineering (station non incluse ni vendue par Sunrise Medical)	
<b>Système d'assise</b>	SEDEO PRO	<b>Assise réglable</b>	Larg. 380 - 560 mm, Profond. 400 - 560 mm
<b>Poids sans batteries</b>	140 kg	<b>Hauteurs d'assise</b>	415 mm - 490 mm
<b>Poids avec batteries</b>	165 kg		
<b>Assise</b>	Bascule d'assise électrique (0° - 30° ou -5° - 25°) et dossier électrique (90° - 130°)		

## Données Techniques - Q500 R - Base ROUES MOTRICES PROPULSION

<b>Poids max. Utilisateur</b>	160 kg	<b>Roues motrices</b>	13" (noir)
<b>Largeur base</b>	620 mm (13") - 640 mm (14")	<b>Roues directrices</b>	9" (noir)
<b>Electronique</b>	R-Net	<b>Chargeur</b>	220V/8 A
<b>Autonomie</b>	15 km (selon exigences Classe A)	<b>Batteries</b>	60 Ah
<b>Motorisation</b>	6 km/h - 4 poles	<b>Coloris</b>	Base motrice: noir mat Inserts: 7 coloris
<b>Garde au sol</b>	Bac batteries : 70 mm	<b>Franchissement max.</b>	80 mm

## Légende

● = Configuration de Base

△ = Option

PEC = Prise En Charge

PAP : Produits d'Aide à la Posture

☐ **Veuillez sélectionner** toutes les options choisies par une **croix dans les cases** (les options dans la configuration de base, sans supplément de prix ou avec prise en charge)

Fauteuil Roulant Electrique Série - Q500		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QOP000029	<b>Q500 R (Roues Motrices Propulsion)</b>	7 716,18	8 140,57	4100011	8 140,57
		+ 7.42 € HT d'éco-participation			

Motorisation		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QOP180009	6 km/h - Moteurs 4-Poles (2x500 W) (module de puissance 90 A)	●	●	-	-

Contrôle de Trajectoire		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QOP110014	Sans module contrôle de trajectoire pour R-Net (technologie GYRO)	-	-	-	-

Roues Motrices		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QOP070065	13", Pneumatique, Knobby (crampon), Noir	●	●	-	-
QOP070069	13", Bandage, Knobby (crampon), Noir	△	△	-	-

Roues Directrices		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QOP080210	9", Bandage, Noir	△	△	-	-
QOP080211	9", Pneumatique, Noir	●	●	-	-

Garde-Boue		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QOP010008	Garde-boue, roues directrices, 9"	△	△	-	-

Monte trottoir		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QOP090037	Sans monte trottoir	●	●	-	-
QOP090038	Monte trottoir	323,22	341,00	4550001	PEC sur devis

Coloris Inserts (enjoleurs, têtes de fourche)				Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QOP140005	Vert Pomme (RAL 110 70 77)	QOP140002	Rouge (RAL 040 40 67)	-	-	-	-
QOP140004	Noir (RAL 9005)	QOP140007	Argent (RAL 9006)	-	-	-	-
QOP140003	Bleu (RAL 260 40 45)	QOP140001	Blanc (RAL 9010)	-	-	-	-
QOP140006	Orange (RAL 060 60 80)			-	-	-	-

Kit Éclairage LED		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QOP110209	Sans kit éclairage	●	●	-	-

Hauteurs d'Assise			
SH415	415 mm	SH45	450 mm
SH425	425 mm	SH465	465 mm
SH44	440 mm	SH49	490 mm

Matrice	Hauteurs d'Assise Disponibles en Fonction de Certaines Options					
	415 mm	425 mm	440 mm	450 mm	465 mm	490 mm
Combiné lift et bascule d'assise	ND	●	ND	●	●	●
Bascule d'assise 0-30° et 0-50°	●	ND	●	ND	●	●
Bascule d'assise -5° - 25° et - 5° - 45°	ND	ND	ND	ND	●	●
Accoudoirs escamotables (QOP040019)	ND	ND	●	●	●	●
Accoudoirs amovibles (QOP040021)	ND	ND	●	●	●	●
Poignée de transfert	ND	ND	●	●	●	●
Cales cuisses	ND	●	●	●	●	●

ND = Non Disponible

● = Disponible

## BASE MOTRICE

## Batteries &amp; Chargeurs

		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QOP160001	Batteries, 60 Ah, Gel, sans maintenance	●	●	-	-
QOP160101	Chargeur, 220 V / 8 Ah	●	●	-	-

## MODULES D'INCLINAISON D'ASSISE ET DE DOSSIER

## Modules d'Inclinaison d'Assise - décharge ischiatique - (voir matrice ci-dessus)

		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QOP130007	Bascule électrique, 0° - 50°	●	●	-	-
QOP130005	Bascule électrique, -5° - 45°	△	△	-	-
QOP130009	Combiné lift (300 mm) et bascule électrique (0° - 30°)	1 421,80	1 500,00	9963830	1 500,00

## Fonction C-Me

Uniquement avec combiné lift & bascule d'assise QOP130009/QOP130006 - ND avec dossier manuel QOP030084 / QOP030085 - **Poids max. Utilisateur 136kg.**

		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QOP110034	C-Me Activé (vitesse max. 4.5 km/h avec lift) (Angle assise <9°) Non disponible avec suspension souple pour Q500 M (QOP150001)	△	△	-	-
QOP110035	C-Me Désactivé (vitesse max. 1.5 km/h avec lift)	●	●	-	-

## Module d'Inclinaison de Dossier

		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QOP030086	Inclinaison électrique, 90° - 130°	●	●	-	-
QOP030087	Inclinaison électrique, 90° - 150°, compensation sinusoïdale 100 mm Uniquement avec combiné lift (300 mm) et bascule d'assise électrique 0° - 50° (QOP130006) Non disponible avec fonction C-Me activé	△	△	-	-

## Option de Dossier

		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QOP030098	Dossier rabattable sur l'assise	△	△	-	-

## Type de Dossier

Coussin de dossier SEDEO PRO (Voir Section A)

		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QOP030104	Coussin de Dossier SEDEO PRO	●	●	-	-

JAY J3 (Voir Section B)

		Voir section B			
QOP030054	Dossier JAY J3 - interface Jay J3 incluse (QOP030055)				

## A – Dossier SEDEO PRO, Galbes

		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QOP030109	Coussin de dossier, Profilé	●	●	-	-
QOP030113	Coussin de dossier, Profilé, sangles réglables	△	△	-	-
QOP030116	Coussin de dossier, Flexible, Deep Contour, Actif, galbe 12 cm, sangles réglables	△	△	-	-
QOP030117	Coussin de dossier, Flexible, Extra Deep Contour, Actif, galbe 18 cm, sangles réglables	△	△	-	-
	Dossiers Flexible (QOP030116/117) non disponibles avec appui-tête monté sur coussin de dossier (QOP030119)				

## A – Dossier SEDEO PRO, Housses

		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QOP030059	Housse, Dartex	●	●	-	-
QOP030108	Housse, Confort	△	△	-	-

## DOSSIER

## A – Dossier SEDEO PRO, Dimensions

## Largeur du coussin de dossier SEDEO PRO

BW38	380 mm, pour largeur utile 380 mm
BW42	420 mm, pour largeur utile 380 - 420 mm
BW46	460 mm, pour largeur utile 420 - 460 mm
BW50	500 mm, pour largeur utile 460 - 500 mm
BW54	540 mm, pour largeur utile 500 - 540 mm
BW56	560 mm, pour largeur utile 540 - 560 mm

## Hauteur du coussin de dossier SEDEO PRO

BH44	440 mm, position réglable en hauteur sur 150 mm Uniquement avec dossier SEDEO PRO Flexible, Deep Contour, Actif (QOP030116) Uniquement avec dossier SEDEO PRO, Extra Deep Contour, Actif (QOP030117)
BH50	500 mm, position réglable en hauteur sur 150 mm
BH56	560 mm, position réglable en hauteur sur 150 mm

## A – Dossier SEDEO PRO, Cales Tronc

		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
Cales tronc Sedeo PRO uniquement pour dossier Sedeo PRO profilé (QOP030109) et profilé sangles réglables (QOP030113)					
QOP030607	Cale tronc, escamotable, réglable en hauteur, grand coussinet, 150x130 mm, côté droit	220,85	233,00	4510004	PEC - PAP 600,00
QOP030608	Cale tronc, escamotable, réglable en hauteur, grand coussinet, 150 x 130 mm, côté gauche	220,85	233,00	4510004	PEC - PAP 600,00

## B – Dossier JAY J3, Galbe Profond et Extra Profond - Support Moyen (MDC)

		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
Pour largeur dossier J3 410 mm > Largeur max. tronc Utilisateur : 330 mm Pour largeur dossier J3 460 mm > Largeur max. tronc Utilisateur : 380 mm					
JAY030042	UT - Hauteur medium 460 mm	568,72	600,00	4510004	PEC - PAP 600,00

## B – Dossier JAY J3, Galbe Profond et Extra Profond Support Haut (DC)

		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
Pour largeur dossier J3 410 mm > Largeur max. tronc Utilisateur : 330 mm Pour largeur dossier J3 460 mm > Largeur max. tronc Utilisateur : 380 mm					
JAY030021	UT - Hauteur medium 460 mm	568,72	600,00	4510004	PEC - PAP 600,00

## B – Dossier JAY J3, Dimensions

JAY030111	410 mm
JAY030112	460 mm
JAY030113	510 mm

## Appui-Tête (constitué d'une tétière, d'un support et d'une fixation)

		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
Tétières et supports <b>SEDEO</b>					
QOP030430	SEDEO, <b>tétière</b> PU - (LxH) 240 x 150 mm	151,65	160,00	9921865	160,00
QOP030431	SEDEO, <b>tétière</b> PU avec housse stretch confort (LxH) 240 x 150 mm	151,65	160,00	9921865	160,00
QOP030433	SEDEO, <b>support</b> multi-positions	●	●	-	-
QOP030434	SEDEO, <b>support</b> multi-positions réglable sans outils	△	△	-	-
Tétières et supports <b>WHITMYER</b>					
WHT030402	Whitmyer, coussinet Plush, (LxH) 254 x 127 mm	151,65	160,00	9921865	160,00
WHT030404	Whitmyer, coussinet ajustable Spécial Plush-A, étroit, (LxH) 355 x 76 mm	151,65	160,00	9921865	160,00
WHT030409	Whitmyer, support AXYS, barre horizontale orientable à 180° - pour tétière Whitmyer	△	△	-	-
Fixations communes appui-tête SEDEO et WHITMYER					
QOP030119	Fixation montée sur coussin de dossier Non disponible avec dossier SEDEO PRO Flexible, Deep Contour, Actif (QOP030116) Non disponible avec dossier SEDEO PRO, Extra Deep Contour, Actif (QOP030117)	●	●	-	-
QOP030120	Fixation montée sur armature du dossier	△	△	-	-

Poignées de Poussée		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QOP030204	Poignées de poussée, réglables en hauteur Non disponible avec commande double (QOP110021) ou commande tierce personne (QOP110020)	△	△	-	-
QOP030200	Sans poignées de poussée	●	●	-	-

## ASSISE

Interface d'assise		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QOP020085	Rails de fixation, pour profondeurs d'assise 400 - 560 mm	●	●	-	-
QOP020069	Rails de fixation, pour profondeurs d'assise 460 - 560 mm Non disponible largeur d'assise 380 et 420 mm	●	●	-	-

Coussin d'Assise - Types		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
SEDEO PRO (Voir Section C)					
QOP020027	Coussin d'Assise SEDEO PRO	●	●	-	-
JAY (Voir Section D)					
QOP020515	Coussin d'Assise JAY	Voir Section D			

C - SEDEO PRO, Coussins		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QOP020073	SEDEO, Profilé (Profiled) - hauteur 70 mm	●	●	-	-
QOP020078	SEDEO, Ergonomique (Stabilizer) - hauteur 90 mm	△	△	-	-
QOP020075	SEDEO, Anatomique (Support), hauteur 90 mm	△	△	-	-
QOP020076	SEDEO, Anatomique, mousse à mémoire de forme (Support Memory), hauteur 90 mm	△	△	-	-

C – SEDEO, Housses Coussins		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QOP020518	Housse - Dartex	●	●	-	-
QOP020080	Housse - Confort	△	△	-	-

C – SEDEO, Plaque d'Assise		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QOP020082	SEDEO, Plaque d'assise avec butée arrière de coussin réglable en profondeur	△	△	-	-

## C – SEDEO, Dimensions d'Assise

## Largeur coussin d'assise

SW38	380 mm, pour largeur utile 380 mm
SW42	420 mm, pour largeur utile 380 - 420 mm
SW46	460 mm, pour largeur utile 420 - 460 mm
SW50	500 mm, pour largeur utile 460 - 500 mm
SW54	540 mm, pour largeur utile 500 - 540 mm
SW56	560 mm, pour largeur utile 540 - 560 mm

## Pré-réglage profondeur d'assise

SD40	400 mm avec coussin 460 mm	(réglage de la plaque de 400 mm à 600 mm)
SD42	420 mm avec coussin 460 mm	(réglage de la plaque de 400 mm à 600 mm)
SD44	440 mm avec coussin 460 mm	(réglage de la plaque de 400 mm à 600 mm)
SD46	460 mm avec coussin 500 mm	(réglage de la plaque de 400 mm à 600 mm)
SD48	480 mm avec coussin 500 mm	(réglage de la plaque de 400 mm à 600 mm)
SD50	500 mm avec coussin 500 mm	(réglage de la plaque de 400 mm à 600 mm)
SD52	520 mm avec coussin 560 mm	(réglage de la plaque de 400 mm à 600 mm)
SD54	540 mm avec coussin 560 mm	(réglage de la plaque de 400 mm à 600 mm)
SD56	560 mm avec coussin 560 mm	(réglage de la plaque de 400 mm à 600 mm)

## ASSISE

D – JAY, Coussins (Veuillez vérifier la disponibilité du coussin en fonction de la taille)			Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
JAY020006	JAY Easy Visco, base plate - Livré avec 2 housses, incontinence		389,57	411,00	9940118	PEC - PAP 600,00
	JAYxxx	Eléments de positionnement incluant cales pelviennes (paire) et biseau crural	50,24	53,00		
JAY020011	JAY Balance, insert Fluid - Livré avec 2 housses, aérée (jusqu'à largeur d'assise 500 mm)		568,72	600,00	9940118	PEC - PAP 600,00
	JAY020015	Eléments de positionnement incluant : 1 paire de cales pelviennes 25 mm 1 paire de cales d'adduction 25 mm 1 butée d'abduction 25 mm	△	△	-	-
JAY02013	JAY Balance, insert Fluid - Livré avec 2 housses, aérée (à partir de largeur d'assise 560 mm)		568,72	600,00	9940118	PEC - PAP 600,00
	JAY020017	Eléments de positionnement incluant : 1 paire de cales pelviennes 25 mm 1 paire de cales d'adduction 25 mm 1 butée d'abduction 25 mm	△	△	-	-

## D – JAY - Dimensions

## Largeur d'assise / coussin

SW40	400 mm
SW42	420 mm
SW44	440 mm
SW46	460 mm
SW48	480 mm
SW50	500 mm
SW52	520 mm, livré avec coussin 500 mm
SW54	540 mm, livré avec coussin 560 mm
SW56	560 mm, livré avec coussin 560 mm

## Profondeur d'assise / coussin

SD40	400 mm
SD42	420 mm
SD44	440 mm
SD46	460 mm
SD48	480 mm
SD50	500 mm
SD52	520 mm
SD54	540 mm (uniquement avec largeur 560 mm)
SD56	560 mm (uniquement avec largeur 560 mm)

## OPTIONS D'ASSISE ET ACCOUDOIRS

Accessoires d'Assise		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QOP020342	Cale genou escamotable, 120 x 120 mm, côté droit Non disponible avec repose-jambe manuels et électriques (QOP050016-QOP050017) Non disponible avec poignées de transfert	236,02	249,00	9940118	PEC - PAP 600,00
QOP020341	Cale genou escamotable, 120 x 120 mm, côté gauche Non disponible avec repose-jambe manuels et électriques (QOP050016-QOP050017) Non disponible avec poignées de transfert	236,02	249,00	9940118	PEC - PAP 600,00
QOP020113	Cale cuisse amovible, 120 x 120 mm, côté droit	175,35	185,00	9940118	PEC - PAP 600,00
QOP020114	Cale cuisse amovible, 120 x 120 mm, côté gauche	175,35	185,00	9940118	PEC - PAP 600,00
QOP020121	Cale cuisse amovible, 180 x 120 mm, côté droit	205,68	217,00	9940118	PEC - PAP 600,00
QOP020122	Cale cuisse amovible, 180 x 120 mm, côté gauche	205,68	217,00	9940118	PEC - PAP 600,00

## ACCOUDOIRS

Accoudoirs - Types (livrés sans protège-vêtements)		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QOP040019	Accoudoirs escamotables SEDEO Pro, vers l'arrière (réglage supplémentaire : 40 mm par côté) Non disponibles avec hauteurs d'assise 415 mm et 425 mm	●	●	-	-
QOP040021	Accoudoirs amovibles Non disponibles avec hauteurs d'assise 415 mm et 425 mm	△	△	-	-
QOP040070	Accoudoirs, relevables à compensation, multiréglables	△	△	-	-

Manchettes d'Accoudoirs	Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
-------------------------	-----------	------------	------	----------

## Manchettes standard

QOP040023	Standard, 300 mm - droite	QOP040024	Standard, 300 mm - gauche	△	△	-	-
QOP040025	Standard, 400 mm - droite	QOP040026	Standard, 400 mm - gauche	●	●	-	-
QOP040027	Standard, 450 mm - droite Avec accoudoirs escamotables QOP040019: largeur d'assise + 20 mm	QOP040028	Standard, 450 mm - gauche Avec accoudoirs escamotables QOP040019: largeur d'assise + 20 mm	△	△	-	-

## Manchettes confort

QOP040204	Confort Dartex, 400 mm, droite	△	△	-	-
QOP040203	Confort Dartex, 400 mm, gauche	△	△	-	-

## Gouttières hémiplegiques - Remarque: largeur d'assise -20 mm

QOP040031	Gouttière, droite Non disponible avec manipulateur monté à droite QOP110052 Non disponible avec tablette escamotable QOP090040 Non disponible avec demi-tablette QOP090046 Non disponible avec rétroviseur monté à droite QOP090110	235,07	248,00	4550001	PEC sur devis
QOP040032	Gouttière, gauche Non disponible avec manipulateur monté à gauche QOP110053 Non disponible avec tablette escamotable QOP090040 Non disponible avec demi-tablette QOP090046 Non disponible avec rétroviseur monté à gauche QOP090118	235,07	248,00	4550001	PEC sur devis

Protège-vêtements	Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
-------------------	-----------	------------	------	----------

## Pour accoudoirs, escamotables (QOP040019), amovibles (QOP040021)

QOP040033	Protège-vêtements, standard	●	●	-	-
QOP040034	Protège-vêtements, confort - (largeur d'assise -20 mm)	△	△	-	-

## Pour accoudoirs relevables à compensation (QOP040123)

QOP040036	Protège-vêtements standard, montés sur fixation rail d'assise	△	△	-	-
-----------	---	---	---	---	---

## REPOSE-PIEDS

Potences et Repose-Jambes Latéraux Escamotables SEDEO PRO	Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
---	-----------	------------	------	----------

	QOP050015	Potences escamotables 70°		●	●	-	-
	QOP050016	Repose-jambes manuels, pour UL 360-530 mm		△	△	-	-
	FMG-PB01-3297-02	Repose-jambes manuels courts, pour UL 260-430 mm (UL, segment jambier: mesure palette - plaque d'assise)	Fabrication spéciale Attention délai supplémentaire	△	△	-	-
	QOP050017	Repose-jambes électriques sans fil, à compensation, UL 350-510 mm		1 184,83	1 250,00	9987717	1 250,00
	QOP050183	Repose-jambes électriques courts, sans fil, à compensation, UL 300-460 mm (UL, segment jambier: mesure palette - plaque d'assise)		1 184,83	1 250,00	9987717	1 250,00
	QOP050200	Protection de genou, confort		△	△	-	-

## Supports repose-jambes latéraux

QOP050170	Support haut (préconisé avec coussin, épaisseur < ou = à 700 mm)	●	●	-	-
QOP050171	Support bas (préconisé avec coussin, épaisseur < ou = à 500 mm)	△	△	-	-



## REPOSE-PIEDS

Potences et Repose-Jambes Latéraux Escamotables SEDEO PRO		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
Palettes					
QOP050088	Palettes séparées, pour largeur d'assise 385 - 400 mm	△	△	-	-
QOP050089	Palettes séparées, pour largeur d'assise 420 - 460 mm	●	●	-	-
QOP050090	Palettes séparées, pour largeur d'assise 480 - 510 mm	△	△	-	-
QOP050091	Palettes séparées, pour largeur d'assise 540 - 560 mm	△	△	-	-
QOP050081	Palettes, solidaires -Choisir également une palette Uniquement pour potences 70° SEDEO PRO, QOP050015	△	△	-	-

## Options de Repose-Jambes

QOP050082	Appui-mollets, standard, réglables en profondeur, paire Non disponible sur base motrice Q500 R avec potences 70° SEDEO PRO, QOP050015	●	●	-	-
QOP050083	Appui-mollets, confort, réglables en profondeur, paire Non disponible sur base motrice Q500 R avec potences 70° SEDEO PRO, QOP050015	△	△	-	-
QOP050084	Talonniers	●	●	-	-
QOP050085	Sangles mollets Uniquement pour potences escamotables 70° Sedeo Pro, QOP050015	●	●	-	-

Supports Amputé		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QOP050142	Support amputé, droit	219,91	232,00	4550001	PEC sur devis
QOP050143	Support amputé, gauche	219,91	232,00	4550001	PEC sur devis

## OPTIONS DE POSITIONNEMENT &amp; ACCESSOIRES

Options de Positionnement & Accessoires		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QOP090128	Ceinture, boucle type automobile, 50 mm x 1700 mm Non disponible avec coussins Sedeo Pro tous modèles en profondeur 400 mm Uniquement avec coussins Jay ou plaque d'assise QOP020082	●	●	-	-
QOP090129	Ceinture, boucle type automobile, 50 mm x 2700 mm Non disponible avec coussins Sedeo Pro tous modèles en profondeur 400 mm Uniquement avec coussins Jay ou plaque d'assise QOP020082	△	△	-	-
QOP030605	Plot d'abduction	132,70	140,00	9940118	PEC - PAP 600,00

## Tablette (montage côté opposé du manipulateur)

QOP090040	Tablette, réglable en largeur, escamotable Pour largeur d'assise 38 à 52 cm, largeur tablette : 65 cm Pour largeur d'assise 54 et 56 cm, largeur tablette : 75 cm	125,11	132,00	9995042	132,00
-----------	---	--------	--------	---------	--------

## ÉLECTRONIQUE ÉVOLUTIVE

Manipulateur – R-Net		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QOP110015	LED, Vérins	●	●	-	-
QOP110016	LED, Vérins et kit éclairage	△	△	-	-
QOP110017	Ecran couleur LCD	△	△	-	-
QOP110018	Ecran couleur LCD, joystick renforcé Non disponible avec embouts joystick QOP090505 à QOP090511	1 129,86	1 192,00	4550001	PEC sur devis
QOP110013	Advanced, écran couleur LCD haute résolution, contrôle infrarouge (32 à 40 kHz)	△	△	-	-
QOP110023	Advanced, écran couleur LCD haute résolution, contrôle infrarouge (32 à 40 kHz) et Bluetooth (2 appareils PC, Android et 2 appareils IOS, iPhone, iPad)	△	△	-	-
Support Commande Principale		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QOP110050	Support fixe	△	△	-	-
QOP110056	Support escamotable, intérieur/extérieur	●	●	-	-

## ÉLECTRONIQUE ÉVOLUTIVE

## Montage Commande Principale

		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QOP110052	Accoudoir, côté droit	●	●	-	-
QOP110053	Accoudoir, côté gauche	●	●	-	-

## Langue

QOP119002	Français
-----------	----------

## Embouts de Joystick (Optionel)

		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QOP090505	Balle de golf, Ø 42 mm	54,98	58,00	4550001	PEC sur devis
QOP090506	T-Bar, largeur 82 mm	54,98	58,00	4550001	PEC sur devis
QOP090507	Balle souple, Ø 70 mm	54,98	58,00	4550001	PEC sur devis
QOP090508	Balle, Ø 35 mm	54,98	58,00	4550001	PEC sur devis
QOP090045	Balle Allround, Ø 48 mm	54,98	58,00	4550001	PEC sur devis
QOP090509	Coupelle commande menton, Ø 37 mm	54,98	58,00	4550001	PEC sur devis
QOP090512	Tige, 80 x 15 mm	54,98	58,00	4550001	PEC sur devis
QOP090511	Champignon, Ø 45 mm	238,86	252,00	4550001	PEC sur devis

## Module de Puissance

		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QOP110003	Module de puissance, R-Net, 90 A	●	●	-	-

## Commandes Accompagnateur

		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QOP110021	Commande double (manipulateur ou commande spéciale + boîtier tierce personne) Non disponible avec poignées de poussée	1 421,80	1 500,00	9928790	1 500,00
QOP110020	Commande tierce personne uniquement (déplacement du manipulateur principal) Choisir également un manipulateur Non disponible avec poignées de poussée	△	△	-	-

## Montage commande accompagnateur

QOP110025	Côté droit	QOP110026	Côté gauche	●	●	-	-
-----------	------------	-----------	-------------	---	---	---	---

## Commande sur Tablette

		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QOP110143	Manipulateur R-Net écran couleur LCD, monté sur tablette	2 123,22	2 240,00	4550001	PEC sur devis

## Montage de la tablette

QOP110080	Côté gauche	QOP110081	Côté droit	-	-	-	-
-----------	-------------	-----------	------------	---	---	---	---

## Boîtier Ctrl+5 Contacts - Avec commande vocale

		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QOP110043	Boîtier Ctrl+5 avec 10 fonctions assignables, prise de charge USB En combinaison avec une commande tierce personne, le boîtier Ctrl+5 sera monté sur l'accoudoir	1 092,89	1 153,00	4550001	PEC sur devis

## Montage

QOP110180	A l'arrière du manipulateur Non disponible avec pantographe intérieur/extérieur (QOP110056), escamotage impossible
QOP110181	Côté opposé du manipulateur

## Type de boutons

QOP110175	A pousser	QOP110176	A bascule
-----------	-----------	-----------	-----------

## COMMANDES SPÉCIALES

R-Net OMNI2 interface commandes spéciales, infra rouge 32-40 kHz		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QOP110116	R-Net OMNI2	1 421,80	1 500,00	9928790	1 500,00

Montage R-Net OMNI2 - côté opposé au manipulateur R-Net		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QOP110119	Support fixe, à droite	●	●	-	-
QOP110120	Support fixe, à gauche	△	△	-	-
QOP110123	Support escamotable, à droite Non disponible avec rétroviseur monté à droite QOP090110	194,31	205,00	4550001	PEC sur devis
QOP110124	Support escamotable, à gauche Non disponible avec rétroviseur monté à gauche SPL090118	194,31	205,00	4550001	PEC sur devis

Commandes Spéciales Manuelles (Sélection des contacteurs voir section H)		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
Commandes proportionnelles Switch-It					
QOP110301	MicroGuide (mini-joystick force de poussée 40 gr, débattement 13°)	2 907,11	3 067,00	4550001	PEC sur devis
QOP110304	VersaGuide (joystick compact - force de poussée 240 gr et débattement 22°)	1 751,66	1 848,00	4550001	PEC sur devis
QOP110305	VersaGuide EZ (joystick compact light - force de poussée 120 gr et débattement 12°) Non disponible avec embouts de joystick : tige (QOP090512), champignon Ø 45 mm (QOP090511), T-Bar (QOP090506)	1 751,66	1 848,00	4550001	PEC sur devis

Commandes proportionnelles Mo-Vis					
QOP110306	Allround (joystick compact, force de poussée 250 gr) (OMNI2 requis)	2 907,11	3 067,00	4550001	PEC sur devis
QOP110307	Allround light (joystick compact light, force de poussée 120 gr) (OMNI2 requis) Uniquement utilisé avec embout de joystick de série ou embout de joystick balle Allround Ø 48 mm	3 094,79	3 265,00	4550001	PEC sur devis
QOP110308	Allround heavy duty (joystick compact renforcé, force de poussée 650 gr) (OMNI2 requis)	4 022,75	4 244,00	4550001	PEC sur devis
QOP110309	Allround (joystick compact, force de poussée 250 gr) R-Net bus (OMNI2 non requis)	1 421,80	1 500,00	9928790	1 500,00
QOP110310	Allround light (joystick compact light, force de poussée 120 gr) – R-Net bus (OMNI2 non requis)	1 421,80	1 500,00	9928790	1 500,00
QOP110311	Allround heavy duty (joystick compact renforcé, force de poussée 650 gr) – R-Net bus (OMNI2 non requis)	4 022,75	4 244,00	4550001	PEC sur devis

Supports de Fixation Link-It pour Commandes Spéciales Manuelles		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QOP110342	Appui palmaire pour joystick MicroGuide Uniquement avec mini-joysticks, Micro Series	297,63	314,00	4550001	PEC sur devis

Emplacement de la fixation					
QOP110350	Sur l'accoudoir, montage fixe	-	-	-	-
QOP110353	Sur l'accoudoir, montage escamotable	-	-	-	-
Côté de la fixation					
QOP110362	Droit	-	-	-	-
QOP110361	Gauche	-	-	-	-

Commandes Occipitales & Supports (Sélection des contacteurs voir section H)		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
Commande proportionnelle 4 axes Switch-It (OMNI2 requis - Recommandé avec GYRO)					
QOP110208	VIGO, commande gyroscopique montée sur casque Uniquement avec tétière appui-tête WHT030402	4 494,79	4 742,00	4550001	PEC sur devis

Commandes proportionnelles 3 axes Switch-It (OMNI2 requis - Recommandé avec GYRO)					
QOP110370	Dual Pro (contacteurs sensitifs et à pression - coussinets latéraux ovales) Option support Whitmyer obligatoire	4 923,22	5 194,00	4550001	PEC sur devis
QOP110371	Dual Pro (contacteurs sensitifs et à pression - coussinets latéraux ronds) Option support Whitmyer obligatoire	4 923,22	5 194,00	4550001	PEC sur devis

Supports commandes Occipitales - Option obligatoire					
WHT030408	WHITMYER, support LINX²	140,28	148,00	4550001	PEC sur devis
WHT030409	WHITMYER, support AXYS, barre horizontale orientable à 180°	94,79	100,00	4550001	PEC sur devis

## COMMANDES SPÉCIALES

Commandes au Menton Proportionnelles & Supports		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
Commandes au menton proportionnelles Switch-It					
QOP110470	MicroGuide (mini-joystick force de poussée 40 gr, débattement 13°)	2 907,11	3 067,00	4550001	PEC sur devis
QOP110472	VersaGuide joystick compact (force de poussée 240 gr et débattement 22°)	1 751,66	1 848,00	4550001	PEC sur devis
QOP110473	VersaGuide EZ joystick compact (force de poussée 120 gr et débattement 12°)	1 751,66	1 848,00	4550001	PEC sur devis
Commandes au menton proportionnelles Mo-Vis					
QOP110474	Allround (joystick compact, force de poussée 250 gr) (OMNI2 requis)	2 907,11	3 067,00	4550001	PEC sur devis
QOP110475	Allround light (joystick compact light, force de poussée 120 gr) (OMNI2 requis)	3 094,79	3 265,00	4550001	PEC sur devis
QOP110476	Allround (joystick compact, force de poussée 250 gr) R-Net bus (OMNI2 non requis)	1 421,80	1 500,00	9928790	1 500,00
QOP110477	Allround light (joystick compact light, force de poussée 120 gr) – R-Net bus (OMNI2 non requis)	1 421,80	1 500,00	9928790	1 500,00
Supports de Fixation Link-It pour commandes au menton					
QOP110480	Plastron - small (2) (largeur plastron: 15,24 cm)	680,57	718,00	4550001	PEC sur devis
QOP110483	Bras manuel escamotable sur dossier – côté droit	717,54	757,00	4550001	PEC sur devis
QOP110484	Bras manuel escamotable sur dossier – côté gauche	717,54	757,00	4550001	PEC sur devis
QOP110485	Bras électrique escamotable contacteur sur l'appui-tête – côté droit	2 222,75	2 345,00	4550001	PEC sur devis
QOP110486	Bras électrique escamotable contacteur sur l'appui-tête – côté gauche	2 222,75	2 345,00	4550001	PEC sur devis
QOP110487	Bras manuel escamotable sur l'appui-tête – côté gauche	717,54	757,00	4550001	PEC sur devis
QOP110488	Bras manuel escamotable sur l'appui-tête – côté droit	717,54	757,00	4550001	PEC sur devis
Commande au Souffle (sélection contacteur voir Section H)		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QOP110510	Commande au souffle avec fixation escamotable Link-It, sur l'appui-tête (recommandé avec GYRO) Sélectionner option appui-tête	1 421,80	1 500,00	9928790	1 500,00

## COMMANDES SPÉCIALES

H – Contacteur #1		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
Sélection d'un contacteur #1 et de son montage (si second contacteur requis, sélection page suivante)					
QOP110611	#1 Contacteur Ø 64 mm – noir	173,46	183,00	4550001	PEC sur devis
QOP110612	#1 Contacteur Ø 64 mm – rouge	173,46	183,00	4550001	PEC sur devis
QOP110613	#1 Contacteur Ø 64 mm – vert	173,46	183,00	4550001	PEC sur devis
QOP110523	#1 Egg Switch – noir	173,46	183,00	4550001	PEC sur devis
QOP110524	#1 MicroLite Switch – noir	247,39	261,00	4550001	PEC sur devis
QOP110651	#1 Contacteur Ø 30 mm – noir	173,46	183,00	4550001	PEC sur devis
QOP110654	#1 Contacteur Ø 30 mm – bleu	173,46	183,00	4550001	PEC sur devis
QOP110653	#1 Contacteur Ø 30 mm – vert	173,46	183,00	4550001	PEC sur devis
QOP110652	#1 Contacteur Ø 30 mm – rouge	173,46	183,00	4550001	PEC sur devis
QOP110655	#1 Contacteur Ø 30 mm – jaune	173,46	183,00	4550001	PEC sur devis
QOP110534	#1 Twister Switch – noir	173,46	183,00	4550001	PEC sur devis
QOP110535	#1 Twister Switch – vert	173,46	183,00	4550001	PEC sur devis
QOP110536	#1 Twister Switch – rouge	173,46	183,00	4550001	PEC sur devis
Montage Link-It contacteur					
QOP110560	#1 Sur manipulateur Non disponible avec Joystick Allround Heavy Duty ou appui palmaire	250,24	264,00	4550001	PEC sur devis
QOP110566	#1 Opposé au manipulateur Montage sur rail d'accoudoir	250,24	264,00	4550001	PEC sur devis
QOP110561	#1 Sur l'appui-tête	250,24	264,00	4550001	PEC sur devis
QOP110563	#1 Sur le rail de fixation de l'assise (genou) Si 2 contacteurs sélectionnés uniquement montage droit et gauche	250,24	264,00	4550001	PEC sur devis
QOP110565	#1 Au menton Pas de contacteur gauche / droit requis	250,24	264,00	4550001	PEC sur devis
QOP110569	#1 Sans montage Link-It Contacteur livré non fixé	-	-	-	-
Côté du Montage Contacteur #1					
QOP110572	#1 A droite Non disponible avec contacteur Satellite	-	-	-	-
QOP110571	#1 A gauche Non disponible avec contacteur Satellite	-	-	-	-
Contacteurs Satellite #1 (uniquement pour Joystick Allround, maximum 2 au choix)					
QOP110537	#1 Contacteur Satellite – noir	173,46	183,00	4550001	PEC sur devis
QOP110538	#1 Contacteur Satellite – vert	173,46	183,00	4550001	PEC sur devis
QOP110539	#1 Contacteur Satellite – rouge	173,46	183,00	4550001	PEC sur devis

## COMMANDES SPÉCIALES

I – Sélection d'un Second Contacteur #2 et de son Montage		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QOP110631	#2 Contacteur Ø 64 mm – noir	173,46	183,00	4550001	PEC sur devis
QOP110632	#2 Contacteur Ø 64 mm – rouge	173,46	183,00	4550001	PEC sur devis
QOP110633	#2 Contacteur Ø 64 mm – vert	173,46	183,00	4550001	PEC sur devis
QOP110088	#2 Egg Switch – noir	173,46	183,00	4550001	PEC sur devis
QOP110089	#2 MicroLite Switch – noir	247,39	261,00	4550001	PEC sur devis
QOP110671	#2 Contacteur Ø 30 mm – noir	173,46	183,00	4550001	PEC sur devis
QOP110674	#2 Contacteur Ø 30 mm – bleu	173,46	183,00	4550001	PEC sur devis
QOP110673	#2 Contacteur Ø 30 mm – vert	173,46	183,00	4550001	PEC sur devis
QOP110672	#2 Contacteur Ø 30 mm – rouge	173,46	183,00	4550001	PEC sur devis
QOP110675	#2 Contacteur Ø 30 mm – jaune	173,46	183,00	4550001	PEC sur devis
QOP110095	#2 Twister Switch – noir	155,45	164,00	4550001	PEC sur devis
QOP110096	#2 Twister Switch – vert	155,45	164,00	4550001	PEC sur devis
QOP110097	#2 Twister Switch – rouge	155,45	164,00	4550001	PEC sur devis
Montage Link-It pour Contacteur #2					
QOP110098	#2 Sur manipulateur Non disponible avec Joystick Allround Heavy Duty ou appui palmaire	250,24	264,00	4550001	PEC sur devis
QOP110099	#2 Opposé au manipulateur Montage sur rail d'accouoir	250,24	264,00	4550001	PEC sur devis
QOP110100	#2 Sur l'appui-tête	250,24	264,00	4550001	PEC sur devis
QOP110104	#2 Sur le rail de fixation de l'assise (genou) Si 2 contacteurs sélectionnés uniquement montage droit et gauche	250,24	264,00	4550001	PEC sur devis
QOP110105	#2 Au menton Pas de contacteur gauche / droit requis	250,24	264,00	4550001	PEC sur devis
QOP110106	#2 Sans montage Link-It (contacteur livré non fixé)	-	-	-	-
Côté du Montage Contacteur #2					
QOP110108	A droite - Non disponible avec contacteur Satellite	-	-	-	-
QOP110107	A gauche - Non disponible avec contacteur Satellite	-	-	-	-
Contacteurs Satellite #2 (uniquement pour Joystick Allround, maximum 2 au choix)					
QOP110111	#2 Contacteur Satellite – noir	173,46	183,00	4550001	PEC sur devis
QOP110112	#2 Contacteur Satellite – vert	173,46	183,00	4550001	PEC sur devis
QOP110113	#2 Contacteur Satellite – rouge	173,46	183,00	4550001	PEC sur devis
Contacteurs Multi-Fonctions (utilisés en combinaison avec la programmation du paramètre "assignation de boutons")					
QOP110550	Mini 2 stéréo - 2 contacteurs branchés en stéréo sur la prise jack "mode" du manipulateur écran (4 fonctions assignables) - Non fixé à la livraison. Fixation Link-It impossible	231,28	244,00	4550001	PEC sur devis
QOP110551	Mini 2 mono - 2 contacteurs branchés en mono sur la prise jack "mode" et "marche/arrêt" - Non fixé à la livraison. Fixation Link-It impossible	231,28	244,00	4550001	PEC sur devis
QOP110552	Mini 4 – 4 contacteurs branchés en DB9 sur l'OMNI - Non fixé à la livraison. Fixation Link-It impossible	231,28	244,00	4550001	PEC sur devis
QOP110554	Joystick 4 contacts - branchés en DB9 sur l'OMNI	330,81	349,00	4550001	PEC sur devis
Accessoires					
QOP110580	Rallonge jack mono (2 m) (prise Jack 3.5 mm)	33,18	35,00	4550001	PEC sur devis
QOP110581	Rallonge jack stéréo (2 m) (prise Jack 3.5 mm)	33,18	35,00	4550001	PEC sur devis
QOP110582	Rallonge DB9 (1 m)	42,65	45,00	4550001	PEC sur devis
QOP110583	Cable jack Y, stéréo - mono/mono	81,52	86,00	4550001	PEC sur devis
Dispositif de Sécurité		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
QOP090147	Contacteur d'arrêt d'urgence (portée activation 30 m, branché sur port OBC du module de puissance)	988,63	1 043,00	4550001	PEC sur devis