



## BON DE COMMANDE PROFESSIONNEL

Version 2 - 12/2025  
Sous réserve de modifications  
techniques, erreurs ou omissions

☐ Commande

☐ Devis

### Adresse de facturation ou code client

Code Clt :

Magasin :

Rue :

Ville / CP :

E-Mail :

Tél :

### Adresse de livraison identique à facturation

Code Clt :

Magasin :

Rue :

Ville / CP :

E-Mail :

Tél :

### Information

Art. no. : 02FREPB

Magix2

Date :

Code LPPR : 9594076 + 9914871

Prescription FREP-B avec adjonction Lift électrique

### Données Techniques - Base à 6 Roues Motrices

<b>Dimensions assise</b>	Largueur 250 - 560 mm (entre accoudoirs) Profondeur 250 - 550 mm*	<b>Motorisation</b>	6 km/h (4 pôles) 10 km/h (4 pôles)
<b>Poids max. Utilisateur</b>	140 kg*	<b>Roues centrales</b>	Diam. 28 cm
<b>Poids mini avec batterie</b>	132 kg	<b>Roues avant/arrière</b>	Diam. 28 cm omnidirectionnelles
<b>Largueur base roulante</b>	580 mm	<b>Coloris</b>	Base : noir - Habillage au choix
<b>Hauteur d'assise</b>	Electrique 400 mm à 800 mm (sous coussin)	<b>Chargeur</b>	220V/8A (charge complète en 7h30)
<b>Franchissement</b>	15 cm (selon poids et capacités de l'utilisateur)	<b>Batterie au Lithium</b>	24v 60 Ah (équivalent à 2 x 12v-80Ah au plomb)
<b>Electronique</b>	R-Net (évolutive)	<b>Autonomie (jusqu'à)</b>	30 km
<b>Pantographe</b>	Escamotable à gauche et à droite	<b>Classification</b>	Classe B

Prévu pour attache DAHL

Crash-testé selon ISO 7176-19 (2008)

**Garantie** : 2 ans hors pièces d'usure - Batterie 3 ans

\*Relation entre poids utilisateur et réglage profondeur d'assise :

Profondeur d'assise inférieure à 400 mm = Poids max. utilisateur 75 kg ;

Profondeur d'assise de 400 à 450 mm = Poids max. utilisateur 100 kg ;

Profondeur d'assise supérieure à 450 mm = Poids max. utilisateur 140 kg

Fauteuil Magix2	FREP Classe B	Code 9594076	11 680,50 €
Adjonction	Lift électrique	Code 9914871	1 500,00 €
Non dissociable en raison des capacités de franchissement du Magix2			

**Prix Public TTC 13 180,50 €**

*Demande particulière : Veuillez indiquer toutes vos demandes spécifiques sur le bon de commande pour qu'elles soient prises en compte (voir p9)*

<input checked="" type="checkbox"/> Choix par défaut		<input checked="" type="checkbox"/> Equipement de série	Magix2			
BASE MOTRICE						
Fauteuil Roulant Electrique (FREP) MAGIX2			Prix € HT	Prix € TTC	LPPR	
02FREPB	<input checked="" type="checkbox"/>	Magix2 - FREP - Classe B	11071,56	11680,50	11680,50 Code 9594076	
ADJLIFT	<input checked="" type="checkbox"/>	Lift électrique de 400 à 800 mm (Sol à plaque d'assise)	1421,80	1500,00	1500,00 Code 9914871	
Motorisation			Prix € HT	Prix € TTC	LPPR	
020101	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/> 6 km/h - Moteurs 4-Pôles				
020102	<input type="checkbox"/>	10 km/h - Moteurs 4-Pôles				
Roues			Prix € HT	Prix € TTC	LPPR	
	<input checked="" type="checkbox"/>	Roues avants et arrières Omnidirectionnelles brevetées New Live				
020111	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/> Roues centrales Diam. 28 cm pneumatique				
020112	<input type="checkbox"/>	Roues centrales avec insert increvable				
Garde-Boues			Prix € HT	Prix € TTC	LPPR	
020121	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/> Sans garde-boues				
020122	<input type="checkbox"/>	Garde-boues pour les 6 roues				
Coloris Habillage ( <i>Carénages latéraux, enjoliveurs, protège vêtements</i> )			Prix € HT	Prix € TTC	LPPR	
020131	<input type="checkbox"/>	Bleu				
020132	<input type="checkbox"/>	Blanc				
020133	<input type="checkbox"/>	Rouge				
020134	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/> Gris				
Kit Eclairage LED			Prix € HT	Prix € TTC	LPPR	
	<input checked="" type="checkbox"/>	Kit éclairage LED (homologué STVZO)				
Equipement véhicule*			Prix € HT	Prix € TTC	LPPR	
	<input checked="" type="checkbox"/>	Pré-équipement pour système d'attache 4 points*				
020382	<input type="checkbox"/>	Sabot pour station d'arrimage <b>DAHL</b> avec montage* (pour arrimage autonome dans véhicule adaptée)	331,75	350,00	sur devis Code 4550001	
*Pour le transport en véhicule un appui-tête est obligatoire, voir adjonction appui-tête en page 5						
Batterie & chargeurs			Prix € HT	Prix € TTC	LPPR	
	<input checked="" type="checkbox"/>	Batterie au lithium 24v-60 Ah sans maintenance (équivalent en capacité à 2 batteries 12v - 80 Ah au plomb)				
	<input checked="" type="checkbox"/>	Chargeur pour batterie au lithium 220 V / 8 A (charge complète en 7h30)				
Tarif 2026 (12/2025) - Page 2 sur 9						


## ASSISE

## Mesures Anthropométriques obligatoires pour réglages




Poids utilisateur (maxi. 140kg) \*

☐ Inférieur à 80 kg
     
 ☐ 80 à 99 kg
     
 ☐ 100 à 119 kg
     
 ☐ 120 à 140 kg





1	Distance du haut de la tête à l'assise	mm
2	Distance du coude à l'assise	mm
3	Profondeur d'assise*	mm
4	Largeur d'assise*	mm
5	Longueur de jambe*	mm




\* Renseignements obligatoires












Modules d'inclinaison d'Assise Electrique			Prix € HT	Prix € TTC	LPPR																																																																				
	<input checked="" type="checkbox"/>	Bascule électrique de -10° à +37°																																																																							
Coussin d'assise			Prix € HT	Prix € TTC	LPPR																																																																				
020171	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/> <b>Coussin standard</b> avec tissu Aéré Nid d'Abeilles																																																																							
020172	<input type="checkbox"/>	<b>Coussin standard</b> avec tissu Dartex																																																																							
	<table><tr><td></td><td colspan="8">Largeur</td></tr><tr><td></td><td></td><td>300</td><td>320</td><td>370</td><td>400</td><td>440</td><td>480</td><td>520</td></tr><tr><td rowspan="6">Profondeur</td><td>300</td><td>O</td><td>O</td><td>O</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>350</td><td></td><td>O</td><td>O</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>400</td><td></td><td>O</td><td>O</td><td>O</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>440</td><td></td><td></td><td></td><td>O</td><td>O</td><td>O</td><td></td></tr><tr><td>480</td><td></td><td></td><td></td><td>O</td><td>O</td><td>O</td><td>O</td></tr><tr><td>550</td><td></td><td></td><td></td><td>O</td><td>O</td><td>O</td><td>O</td></tr></table>			Largeur										300	320	370	400	440	480	520	Profondeur	300	O	O	O					350		O	O					400		O	O	O				440				O	O	O		480				O	O	O	O	550				O	O	O	O				
	Largeur																																																																								
		300	320	370	400	440	480	520																																																																	
Profondeur	300	O	O	O																																																																					
	350		O	O																																																																					
	400		O	O	O																																																																				
	440				O	O	O																																																																		
	480				O	O	O	O																																																																	
	550				O	O	O	O																																																																	
020181	<input type="checkbox"/>	<b>Coussin moulé</b> avec tissu Aéré Nid d'Abeilles																																																																							
020182	<input type="checkbox"/>	<b>Coussin moulé</b> avec tissu Dartex																																																																							
	<table><tr><td></td><td colspan="4">Largeur</td></tr><tr><td></td><td></td><td>400</td><td>440</td><td>480</td><td>520</td></tr><tr><td rowspan="4">Profondeur</td><td>400</td><td>O</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>440</td><td>O</td><td>O</td><td>O</td><td></td></tr><tr><td>480</td><td>O</td><td>O</td><td>O</td><td>O</td></tr><tr><td>550</td><td>O</td><td>O</td><td>O</td><td>O</td></tr></table>			Largeur						400	440	480	520	Profondeur	400	O				440	O	O	O		480	O	O	O	O	550	O	O	O	O																																							
	Largeur																																																																								
		400	440	480	520																																																																				
Profondeur	400	O																																																																							
	440	O	O	O																																																																					
	480	O	O	O	O																																																																				
	550	O	O	O	O																																																																				
Produits d'assistance à la posture (PAP forfait B) des membres inférieurs			Prix € HT	Prix € TTC	LPPR																																																																				
020191	<input type="checkbox"/>	Cales cuisses latérales droit 180x120mm	189,57	200,00	Code 9989076 Max. 600,00																																																																				
020192	<input type="checkbox"/>	Cales cuisses latérales gauche 180x120mm	189,57	200,00	Code 9989076 Max. 600,00																																																																				

[illegible]

<input type="radio"/> Choix par défaut		<input checked="" type="checkbox"/> Equipement de série	Magix2			
Appui-tête			Prix € HT	Prix € TTC	LPPR	
Un appui-tête 020251 à 020254 est obligatoire pour le transport en véhicule						
020251	<input type="checkbox"/>	Polyuréthane moulé petit 220 x 95 mm	151,66	160,00	160,00 Code 9983435	
020252	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="radio"/>	Polyuréthane moulé grand 295 x 140 mm				
020253	<input type="checkbox"/>	Mousse et simili cuir petit 210 x 110 mm				
020254	<input type="checkbox"/>	Mousse et simili cuir grand 260 x 125 mm				
020255	<input type="checkbox"/>	Mousse et simili cuir Flexible petit 290 x 100 **				
020256	<input type="checkbox"/>	Mousse et simili cuir Flexible grand 420 x 120mm **				
** 020255 et 020256 non autorisé pour le transport en véhicule						
Support inclus avec appui-tête						
020261	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="radio"/>	Hauteur de tête supérieur à 650 mm				
020262	<input type="checkbox"/>	Hauteur de tête inférieur à 650 mm				
Protège-vêtements			Prix € HT	Prix € TTC	LPPR	
	<input checked="" type="checkbox"/>	Protège vêtements, aide au transfert / porte verre, escamotable, Diam. 160 mm (peut servir de cale-cuisse)				
Accoudoirs			Prix € HT	Prix € TTC	LPPR	
	<input checked="" type="checkbox"/>	Accoudoirs, relevables à compensation				
Manchettes d'accoudoirs			Prix € HT	Prix € TTC	LPPR	
Manchettes polyuréthane moulées						
020271	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="radio"/>	Polyuréthane moulé 260 x 80 mm (paire)				
Manchettes mousse tissus						
020272	<input type="checkbox"/>	Dartex 300 x 80 mm (paire)				
020273	<input type="checkbox"/>	Dartex 360 x 80 mm (paire)				
020278	<input type="checkbox"/>	Dartex 360 x 100 mm (paire)				
020275	<input type="checkbox"/>	Nid d'abeille aéré 300 x 80 mm (paire)				
020276	<input type="checkbox"/>	Nid d'abeille aéré 360 x 80 mm (paire)				
020279	<input type="checkbox"/>	Nid d'abeille aéré 360 x 100 mm (paire)				
Repose Pieds			Prix € HT	Prix € TTC	LPPR	
020281	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="radio"/>	Monopalette repose pieds réglable en hauteur				
020288	<input type="checkbox"/>	Palettes repose pieds séparés avec 2 potences fixes				
Repose jambes Electrique			Prix € HT	Prix € TTC	LPPR	
Adjonction repose-jambes électrique						
020283	<input type="checkbox"/>	Repose-jambes central électrique monopalette à compensation avec appui-mollets, inclinaison de 90° à 165°, descente de la palette au sol pour transferts	1184,83	1250,00	1250,00 Code 9962700	
020291	<input type="checkbox"/>	Appui-mollets, pour repose jambes, 148 x 120 mm				
020292	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="radio"/>	Appui-mollets, pour repose jambes, 205 x 150 mm				
Accessoires			Prix € HT	Prix € TTC	LPPR	
020301	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="radio"/>	Ceinture de bassin, type automobile ***				
020302	<input type="checkbox"/>	Harnais 4 points, type automobile ***				
*** 020301 et 020302 ne remplace pas la ceinture 3 points du véhicule pour le transport						
Adjonction tablette complète						
020311	<input type="checkbox"/>	Tablette escamotable 600 x 450 mm (non découpée)	125,12	132,00	132,00 Code 9998980	
020312	<input type="checkbox"/>	Découpe de la tablette				
Tarif 2026 (12/2025) - Page 5 sur 9						

<div> <div> <div>●</div> <div>Choix par défaut</div> </div> <div> <div>☑</div> <div>Equipement de série</div> </div> </div> <div>Magix2</div>				
ELECTRONIQUE EVOLUTIVE				
Module de puissance		Prix € HT	Prix € TTC	LPPR
<input checked="" type="checkbox"/>	Module de puissance, R-Net, 120 A			
Manipulateur principal standard		Prix € HT	Prix € TTC	LPPR
020320	<input type="checkbox"/> ● R-net JSM Led sans écran (1)			
020321	<input type="checkbox"/> R-net CISM-SW avec écran couleur (2)			
020331	<input type="checkbox"/> ● Montage manipulateur principal sur support escamotable			
020332	<input type="checkbox"/> A droite			
020332	<input type="checkbox"/> A gauche			
020346	<input type="checkbox"/> Déplacement du manipulateur principal sur dossier			
020347	<input type="checkbox"/> ● A droite sur dossier			
020348	<input type="checkbox"/> A gauche sur dossier			
Boitier de commande personnalisé		Prix € HT	Prix € TTC	LPPR
020341	<input type="checkbox"/> Boitier de commande accompagnateur	1421,80	1500,00	1500,00 Code 9974318
020342	<input type="checkbox"/> ● Montage commande accompagnateur			
020343	<input type="checkbox"/> A droite sur dossier			
020343	<input type="checkbox"/> A gauche sur dossier			
Commandes Spéciales				
Commandes Spéciales - Interface Omni2		Prix € HT	Prix € TTC	LPPR
020500	<input type="checkbox"/> Interface de contrôle spécialisée Omni2 avec écran LCD couleur (montage écran fixe coté opposé au Joystick)	1393,36	1470,00	sur devis Code 4550001
020345	<input type="checkbox"/> Support escamotable pour écran Omni2	188,63	199,00	sur devis Code 4550001
Commandes Spéciales - Joystick		Prix € HT	Prix € TTC	LPPR
020322	<input type="checkbox"/> Boitier de commande principal hors standard, CISM2, écran couleur avec infra rouge et Bluetooth (pour controle d'environnement IR et controle de 2 appareils PC/Android et 2 appareils IOS)	744,08	785,00	sur devis Code 4550001
020510	<input type="checkbox"/> All-round Joystick avec connexion SUB D9 (Omni2 requis)	1398,10	1475,00	sur devis Code 4550001
020511	<input type="checkbox"/> All-round Joystick Light avec connexion SUB D9 (Omni2 requis)	2170,62	2290,00	sur devis Code 4550001
020515	<input type="checkbox"/> All-round Joystick bus R-NET avec montage sur support escamotable et cablage	1616,11	1705,00	sur devis Code 4550001
020516	<input type="checkbox"/> All-round Joystick Light bus R-NET avec montage sur support escamotable et cablage	2393,36	2525,00	sur devis Code 4550001
020520	<input type="checkbox"/> Heavy Duty Joystick avec connexion SUB D9 (Omni2 requis)	2957,35	3120,00	sur devis Code 4550001
020525	<input type="checkbox"/> Heavy Duty Joystick bus R-NET avec montage sur support escamotable et cablage	3180,09	3355,00	sur devis Code 4550001
020530	<input type="checkbox"/> Micro Joystick avec connexion SUB D9 - force 8g (Omni2 requis)	3023,70	3190,00	sur devis Code 4550001
020535	<input type="checkbox"/> Micro Joystick bus R-NET force 8g avec montage sur support escamotable et cablage	3175,36	3350,00	sur devis Code 4550001
020531	<input type="checkbox"/> Multi Joystick avec connexion SUB D9 - force 50g (Omni2 requis)	2772,51	2925,00	sur devis Code 4550001
020536	<input type="checkbox"/> Multi Joystick bus R-NET force 50g avec montage sur support escamotable et cablage	2909,95	3070,00	sur devis Code 4550001
Tarif 2026 (12/2025) - Page 6 sur 9				

Commandes Spéciales - Supports commandes au menton			Prix € HT	Prix € TTC	LPPR	
020540	<input type="checkbox"/>	Bras manuel de fixation joystick commande au menton Montage coté droit	1213,27	1280,00	sur devis Code 4550001	
020541	<input type="checkbox"/>	Bras manuel de fixation joystick commande au menton Montage coté gauche				
020545	<input type="checkbox"/>	Bras électrique de fixation joystick commande au menton Montage coté droit	2322,27	2450,00	sur devis Code 4550001	
020546	<input type="checkbox"/>	Bras électrique de fixation joystick commande au menton Montage coté gauche				
020550	<input type="checkbox"/>	Harnais (Plastron) pour commande au menton avec support	881,52	930,00	sur devis Code 4550001	
Commandes Spéciales - Occipitale			Prix € HT	Prix € TTC	LPPR	
020560	<input type="checkbox"/>	Commande occipitale arrière à 3 leviers (avec connection SUB D9)	3218,01	3395,00	sur devis Code 4550001	
Module à commandes directs des vérins (non compatible avec Joystick Led et Omni2)			Prix € HT	Prix € TTC	LPPR	
020350	<input type="checkbox"/>	A boutons pour CJSM-SW (derrière joystick)	464,45	490,00	sur devis Code 4550001	
020351	<input type="checkbox"/>	A boutons pour CJSM2 (derrière joystick)				
020354	<input type="checkbox"/>	A bascules pour CJSM-SW (derrière joystick)	464,45	490,00	sur devis Code 4550001	
020355	<input type="checkbox"/>	A bascules pour CJSM2 (derrière joystick)				
020359	<input type="checkbox"/>	Montage module commande vérins côté opposé joystick	56,87	60,00	sur devis Code 4550001	
Commandes Spéciales - Module IOM			Prix € HT	Prix € TTC	LPPR	
020505	<input type="checkbox"/>	Module d'entrée/sortie (IOM) universel de bus R-NET vers SUB D9	511,85	540,00	sur devis Code 4550001	

Commandes Spéciales - Contacteur			Prix € HT	Prix € TTC	LPPR	
020401	<input type="checkbox"/>	Contacteur diam. 30mm - Pression faible - Force d'activation 75g - Jack 3,5mm - Rouge	170,62	180,00	sur devis Code 4550001	
020402	<input type="checkbox"/>	Contacteur diam. 30mm - Pression faible - Force d'activation 75g - Jack 3,5mm - Vert	170,62	180,00	sur devis Code 4550001	
020403	<input type="checkbox"/>	Contacteur diam. 30mm - Pression faible - Force d'activation 75g - Jack 3,5mm - Noir	170,62	180,00	sur devis Code 4550001	
020410	<input type="checkbox"/>	Contacteur diamètre 63mm, pression au centre 200g, pression sur les bords 100g - Jack 3,5mm - Rouge	170,62	180,00	sur devis Code 4550001	
020411	<input type="checkbox"/>	Contacteur diamètre 63mm, pression au centre 200g, pression sur les bords 100g - Jack 3,5mm - Vert	170,62	180,00	sur devis Code 4550001	
020412	<input type="checkbox"/>	Contacteur diamètre 63mm, pression au centre 200g, pression sur les bords 100g - Jack 3,5mm - Noir	170,62	180,00	sur devis Code 4550001	
020420	<input type="checkbox"/>	Satellite Twister, (cable 300 mm), Rouge <i>(Uniquement pour Joystick Allround)</i>	219,91	232,00	sur devis Code 4550001	
020421	<input type="checkbox"/>	Satellite Twister, (cable 300 mm), Bleu <i>(Uniquement pour Joystick Allround)</i>	219,91	232,00	sur devis Code 4550001	
020422	<input type="checkbox"/>	Satellite Twister, (cable 300 mm), Vert <i>(Uniquement pour Joystick Allround)</i>	219,91	232,00	sur devis Code 4550001	
020430	<input type="checkbox"/>	Twister Bended Tube, (1500mm), Noir	255,92	270,00	sur devis Code 4550001	
020431	<input type="checkbox"/>	Twister Bended Tube, (1500mm), Rouge	255,92	270,00	sur devis Code 4550001	
020432	<input type="checkbox"/>	Twister Bended Tube, (1500mm), Jaune	255,92	270,00	sur devis Code 4550001	
020435	<input type="checkbox"/>	Twister Bended Tube, (300mm), Noir	255,92	270,00	sur devis Code 4550001	
020436	<input type="checkbox"/>	Twister Bended Tube, (300mm), Rouge	255,92	270,00	sur devis Code 4550001	
020437	<input type="checkbox"/>	Twister Bended Tube, (300mm), Jaune	255,92	270,00	sur devis Code 4550001	
020450	<input type="checkbox"/>	Twister GooseNeck Noir (1500mm) avec fixation	312,80	330,00	sur devis Code 4550001	
020451	<input type="checkbox"/>	Twister GooseNeck Rouge (1500mm) avec fixation	312,80	330,00	sur devis Code 4550001	
020452	<input type="checkbox"/>	Twister GooseNeck Vert (1500mm) avec fixation	312,80	330,00	sur devis Code 4550001	
020459	<input type="checkbox"/>	Pince de montage universelle et réglable à fixer sur un tube et avec une fente pour l'insertion d'une barre plate	58,77	62,00	sur devis Code 4550001	





Magix II

FREP Classe B



## CONFIGURATION PERSONNALISABLE NON ELIGIBLE A REMBOURSEMENT\*

Version 2 - 12/2025

Sous réserve de modifications techniques, erreurs ou omissions

\* La personnalisation du fauteuil ne répond pas à un besoin de compensation et ne fait pas partie de la prise en charge par l'assurance maladie.  
Les codes et montants sont donnés à titre indicatif et peuvent être revus sans délai pour toute nouvelle commande.

Coloris Habillage Carénages latéraux, enjoliveurs, protège vêtements			Prix € HT	Prix € TTC	
020135	<input type="checkbox"/>	Couleur RAL personnalisée Code RAL à 4 chiffres Attention, codes RAL fluorescent suivants non disponibles: 1026, 2005, 2007, 3024, 3026, 6038, 9999	372,51	393,00	
Plaque arrière			Prix € HT	Prix € TTC	
020151	<input type="checkbox"/>	Personnalisation de la plaque arrière Texte :	106,16	112,00	

### Demande particulière :

Veuillez indiquer toutes vos demandes spécifiques sur le bon de commande pour qu'elles soient prises en compte. Seul le bon de commande fait foi, toutes les informations fournies sur un autre support ne seront pas prises en compte.



NEW LIVE Mobilité SAS - 2, rue de Soufflenheim 67660 - BETSCHDORF  
Tel. : +33 (0) 3 88 94 20 99 - Fax : +33 (0) 6 67 31 00 01  
info@newlive.fr - www.newlive.fr