

Q300® M Mini assise SEDEO® LITE

FREP-B


Classement Nomenclature LPPR

Grande Classe :	VPH Modulaires à Propulsion Electrique
Dénomination Catégorie :	Fauteuils Roulants Modulaires à Propulsion par Moteur Electrique Multi-position - Classe B
Acronyme :	FREP-B
Code Individuel :	9555001
LPPR / PLV :	11 680.50 €

Prescripteurs

- Médecins Spécialistes MPR
- Médecins Titulaires d'un DU Appareillage
- Ergothérapeutes en équipe pluridisciplinaire

Adjonctions Disponibles

Code	Désignation	LPPR/PLV € TTC
9921865	Appui-tête réglable	160,00
9987717	Repose-jambe électrique droit et gauche	1 250,00
4510003	Tablette complète	132,00
4510004	PAP, forfait A - adjonctions membres supérieurs	600,00 maximum
9940118	PAP, forfait B - adjonctions membres inférieurs	600,00 maximum
9928790	Boîtier de commande personnalisé	1 500,00
9963830	Élévation électrique (lift)	1 500,00

BON DE COMMANDE PROFESSIONNEL


Révision 1_122025

Sous réserve de modifications techniques, erreurs ou omissions

Adresse facturation ou Code client	Adresse Livraison	Identique facturation
Code Clt:	Code Clt:	
Magasin:	Magasin:	
Rue:	Rue:	
Ville/CP:	Ville/CP:	
E-Mail:	E-Mail:	
Tél:	Tél:	
Informations	Poids Utilisateur	
Commande	Devis	Built-4-Me®
N° commande:	Poids max. utilisateur: 136 kg	
Art. No.: Q300 M Mini : 2280030M-500	Code Individuel LPPR :	9555001
Date: Jour	Mois	Année
Prix Public TTC (LPPR / PLV)		
€ 11 680,50		

Mesures Anthropométriques

a) Du haut de la tête à l'assise	mm
b) Du haut de l'épaule à l'assise	mm
c) Aisselle - assise	mm
d) Coude - assise	mm
e) Haut du bassin - assise	mm
f) Largeur épaule	mm
g) Largeur poitrine	mm
i) Largeur hanche	mm
j) Profondeur assise	mm
m) Longueur pied	mm
n) Longueur de jambe	mm
o) Largeur assise	mm

**Données Techniques**

Crash testé selon ISO 7176-19:2008

Bases motrices préparées pour station d'arrimage DAHL Engineering (station non incluse ni vendue par Sunrise Medical) - Crash Testé

Système d'assise	SEDEO LITE	Largeur Assise réglable	385 mm - 510 mm
Poids sans batteries	à partir de 80 kg	Profondeur Assise réglable	410 mm - 560 mm
Poids avec batteries	à partir de 103 kg	Hauteurs d'assise	430 mm - 490 mm

Données Techniques - Base ROUES MOTRICES CENTRALES

Poids max. Utilisateur	136 kg	Roues motrices	12.5", 13" ou 14" (Noir)
Largeur base	Largeur 520 mm (roues 12.5") Largeur 540 mm (roues 13") Largeur 570 mm (roues 14")	Roues avant / arrière	7" avant / 7" arrière (bandage noir)
Électronique	R-Net	Chargeur	220V/8 A
Autonomie (ISO 7176-4)	25 km (selon exigences Classe B)	Batteries	56 Ah
Motorisation	6 et 10 km/h - 2 pôles	Coloris	Carénage uni : 4 coloris Carénage graphique : 10 modèles Inserts : 7 coloris
Garde au sol	Bac batteries 70 mm Bras roues directrices 45 mm	Franchissement max.	70 mm

Légende**● = Configuration de Base****△ = Option**

PEC = Prise En Charge

PAP : Produits d'Aide à la Posture

Veuillez sélectionner toutes les options choisies par une **croix dans les cases** (les options dans la configuration de base, sans supplément de prix ou avec prise en charge)

Fauteuil Roulant Electrique Série - Q300		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QML000074	Q300 M Mini	11 071,56	11 680,50	9555001	11 680,50
		+ 7,42 € HT d'éco-participation			

Motorisation		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QML180012	6 km/h - Moteurs 2-Poles (2x300 W) - Performance	△	△	-	-
QML180013	10 km/h - Moteurs 2-Poles (2x350 W) - Performance (module GYRO inclus de série)	●	●	-	-

Contrôle de Trajectoire		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QML110009	Module contrôle de trajectoire pour R-Net (technologie GYRO), pour moteurs 6 km/h	935,55	987,00	4550001	PEC sur devis

Roues Motrices		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QML070084	12,5", Bandage, Knobby (crampon), Noir	△	△	-	-
QML070065	13", Pneumatique, Knobby (crampon), Noir	△	△	-	-
QML070069	13", Bandage, Knobby (crampon), Noir	△	△	-	-
QML070034	14", Pneumatique, Knobby (crampon), Noir	●	●	-	-
QML070033	14", Bandage, Knobby (crampon), Noir	△	△	-	-

Roues Directrices		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QML080213	7", bandage, Noir	●	●	-	-

Carénage - Coloris		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QML100576	Rouge	QML100579	Blanc	●	●
QML100578	Bleu	QML100577	Noir	●	●
FMG-PA04-3338-01	Grey Burst	FMG-PA04-3338-06	Flames Hot Red	●	●
FMG-PA04-3338-02	Red Burst	FMG-PA04-3338-07	Flames Sharp Blue	●	●
FMG-PA04-3338-03	Blue Burst	FMG-PA04-3338-08	Flames Pure White	●	●
FMG-PA04-3338-04	Pure White Burst	FMG-PA04-3338-09	Floral White	●	●
FMG-PA04-3338-05	Flames Asteroid Grey	FMG-PA04-3338-10	Carbone	●	●

Coloris Inserts (enjoliveurs, têtes de fourche)		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QML140005	Vert Pomme (RAL 110 70 77)	QML140002	Rouge (RAL 040 40 67)	●	●
QML140004	Noir (RAL 9005)	QML140003	Bleu (RAL 260 40 45)	●	●
QML140006	Orange (RAL 060 60 80)	QML140001	Blanc (RAL 9010)	●	●
QML140007	Argent (RAL 9006)			●	●

Kit Eclairage LED		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QML110201	Kit éclairage route LED	△	△	-	-
QML110209	Sans kit éclairage	●	●	-	-

Hauteurs d'Assise Q300 M Mini

	QML130004	QML130012	QML130009	
	Hauteurs	Bascule électrique 0 - 30°	Bascule électrique -5 - 25°	Combiné lift / Bascule d'assise 0 - 30°
SH43	430 mm	✓		
SH45	450 mm	✓		✓
SH47	470 mm	✓	✓	✓
SH49	490 mm	✓		✓

Batteries & Chargeurs		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QML160013	Batteries, 56 Ah, sans maintenance	●	●	-	-
QML160101	Chargeur, 220 V / 8 Ah	●	●	-	-

MODULES D'INCLINAISON D'ASSISE ET DE DOSSIER

Modules d'Inclinaison d'Assise		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
QML130004	Bascule électrique, 0° - 30°	●	●	-	-
QML130012	Bascule électrique, -5° - 25°	△	△	-	-
QML130009	Combiné lift (300 mm) et bascule électrique (0° - 30°)	1 421,80	1 500,00	9963830	1 500,00

Fonction C-Me (uniquement avec combiné lift et bascule d'assise)		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QML110034	C-Me Activé (vitesse max. 4,5 km/h avec lift) (Angle assise <9°)	△	△	-	-
QML110035	C-Me Désactivé (vitesse max. 1,5 km/h avec lift)	●	●	-	-

Module d'Inclinaison de Dossier		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QML030149	Inclinaison électrique, 85° - 120°	●	●	-	-

DOSSIER

Option de Dossier  - Pour dossier toile et dossier Sedeo Lite		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
Information non requise si sélection du dossier flexible SEDEO PRO (QML030104)					

QML030156	Dossier amovible	●	●	-	-
QML030098	Dossier rabattable sur l'assise	△	△	-	-

Cadre de Dossier Réglable		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
Information non requise si sélection du dossier flexible SEDEO PRO (QML030104)					

QML030154	Dossier réglable en largeur, 385 - 485 mm	●	●	-	-
QML030155	Dossier réglable en largeur, 460 - 510 mm	●	●	-	-

Type de Dossier 		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
Toile de dossier rembourrée (voir Section A)					
QML030150	Toile de dossier rembourrée, avec sangles réglables en tension	△	△	-	-
Coussin de dossier SEDEO LITE (voir Section B)					
QML030151	Coussin de Dossier SEDEO LITE	●	●	-	-
Coussin de dossier SEDEO PRO (voir Section C)					
QML030104	Coussin de Dossier SEDEO PRO Flexible	Voir Section C		-	-
Dossier de positionnement JAY J3 (voir Section D)					
QML030054	Dossier JAY J3 - interface Jay J3 incluse (QML030055)	Voir Section D		-	-
Dossier souple JAY Shape (voir Section E)					
QML030152	Dossier souple JAY Shape	Voir Section E		-	-

A – Toile de Dossier Rembourrée Réglable en Tension, Dimensions

Largeur toile de dossier (largeur du dossier doit correspondre à la largeur d'assise)

BW385	385 mm	BW46	460 mm
BW41	410 mm	BW485	485 mm
BW435	435 mm	BW51	510 mm

Hauteur toile de dossier

BH46	460 mm
BH485	485 mm
BH51	510 mm

A – Toile de Dossier Rembourrée Réglable en tension, Cales tronc		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QML030607	Cales tronc, escamotable, réglable en hauteur, grand coussinet, 150 x 130 mm, Droit	△	△	-	-
QML030608	Cales tronc, escamotable, réglable en hauteur, grand coussinet, 150 x 130 mm, Gauche	△	△	-	-

DOSSIER

B – Dossier SEDEO LITE, Galbes				Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QML030130	Coussin de dossier, Profilé, Hauteur 500 mm, Housse Confort		●	●		-	-
QML030131	Coussin de dossier, Profilé, Sangles Réglables, Hauteur 600 mm, Housse Confort		△	△		-	-
QML030133	Coussin de dossier, Galbe Deep Contour Actif, Sangles Réglables, Hauteur 600 mm, Galbe 180 mm, Housse Confort		△	△		-	-

B – Coussin de Dossier SEDEO LITE, Dimensions

Largeur du coussin de dossier SEDEO LITE - la largeur du dossier doit correspondre à la largeur d'assise

BW385	385 mm	BW46	460 mm
BW41	410 mm	BW485	485 mm
BW435	435 mm	BW51	510 mm

B – Coussin de Dossier SEDEO LITE, Cales tronc				Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QML030607	Cales tronc, escamotable, réglable en hauteur, grand coussinet, 150 x 130 mm, Droit		△	△		-	-
QML030608	Cales tronc, escamotable, réglable en hauteur, grand coussinet, 150 x 130 mm, Gauche		△	△		-	-

C – Dossier SEDEO PRO, Galbes				Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QML030116	Coussin de dossier, Flexible, Deep Contour, Actif, galbe 12 cm, sangles réglables Non disponible avec appui-tête monté sur coussin de dossier (QML030119) Pour les accoudoirs QML040039, QML040123 et QML040022 : uniquement disponible avec une largeur de dossier équivalente ou inférieure à la largeur d'assise. Pour les accoudoirs QML040021 et QML040019 : disponible avec une largeur de dossier jusqu'à 80 mm plus large que la largeur d'assise Non disponible avec accoudoirs relevables (QML040039) ou relevables à compensation (QML040123) avec une largeur comprise entre 380 mm et 440 mm		●	●		-	-
QML030117	Coussin de dossier, Flexible, Extra Deep Contour, Actif, galbe 18 cm, sangles réglables Non disponible avec appui-tête monté sur coussin de dossier (QML030119) Pour les accoudoirs QML040039, QML040123 et QML040022 : uniquement disponible avec une largeur de dossier équivalente ou inférieure à la largeur d'assise. Pour les accoudoirs QML040021 et QML040019 : disponible avec une largeur de dossier jusqu'à 80 mm plus large que la largeur d'assise Non disponible avec accoudoirs relevables (QML040039) ou relevables à compensation (QML040123) avec une largeur comprise entre 380 mm et 440 mm		△	△		-	-

C – Dossier SEDEO PRO, Housse				Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QML030108	Housse, Confort		●	●		-	-

C – Dossier SEDEO PRO, Dimensions

Largeur du coussin de dossier SEDEO PRO

BW38	380 mm, pour largeur utile 380 mm
BW42	420 mm, pour largeur utile 380 - 420 mm
BW46	460 mm, pour largeur utile 420 - 460 mm
BW50	500 mm, pour largeur utile 460 - 500 mm

Hauteur du coussin de dossier SEDEO PRO

BH44	440 mm, position réglable en hauteur sur 150 mm
BH50	500 mm, position réglable en hauteur sur 150 mm
BH56	560 mm, position réglable en hauteur sur 150 mm

DOSSIER

D – Dossier JAY J3, Galbe Profond - Support Moyen (MDC) 		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
JAY030042	UT - Hauteur medium 460 mm	568,72	600,00	4510004	PEC - PAP 600,00
D – Dossier JAY J3, Galbe Profond - Support Haut (DC) 		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
JAY030021	UT - Hauteur medium 460 mm	568,72	600,00	4510004	PEC - PAP 600,00

D – Dossier JAY J3, Dimensions

Largeur du dossier JAY J3 - la largeur du dossier doit correspondre à la largeur d'assise

Pour largeur dossier J3 410 mm > Largeur max. tronc Utilisateur : 330 mm

Pour largeur dossier J3 460 mm > Largeur max. tronc Utilisateur : 380 mm

Pour largeur dossier J3 510 mm > Largeur max. tronc Utilisateur : 430 mm

JAY030111	410 mm Uniquement avec largeur d'assise 410 mm ou 435 mm				
JAY030112	460 mm Uniquement avec largeur d'assise 460 mm ou 485 mm				
JAY030113	510 mm				

E – Dossier souple JAY Shape		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
JAY080001	Dossier souple JAY Shape	521,33	550,00	4510004	PEC - PAP 600,00
JAY080006	Dossier souple JAY Shape, Oversized (+ 2.5 cm que la largeur d'assise pour plus d'immersion) Non disponible avec largeur d'assise 485 mm et 510 mm	521,33	550,00	4510004	PEC - PAP 600,00

E – Dossier souple JAY Shape, Dimensions

Largeur du dossier JAY Shape - la largeur du dossier doit correspondre à la largeur d'assise

BW385	385 mm	BW46	460 mm
BW41	410 mm	BW485	485 mm
BW435	435 mm		

Hauteur du dossier JAY Shape

BH47	470 mm	BH495	495 mm	BH52	520 mm
------	--------	-------	--------	------	--------

E – Dossier souple JAY Shape, Cales tronc		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
JAY080010	Cales tronc JAY Shape, (LxH) 150 x 150 mm, Paire	△	△	-	-

Appui-Tête (constitué d'une têtetière, d'un support et d'une fixation)		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
--	--	-----------	------------	------	----------

Tête tières et supports SEDEO

QOP030430	SEDEO, tête tière PU - (LxH) 240 x 150 mm	151,65	160,00	9921865	160,00
QOP030431	SEDEO, tête tière PU avec housse stretch confort (LxH) 240 x 150 mm	151,65	160,00	9921865	160,00
QML030432	SEDEO, tête tière flexible avec housse stretch confort (LxH) 400 x 110 mm	151,65	160,00	9921865	160,00
QOP030433	SEDEO, support multi-positions	-	-	-	-
QOP030434	SEDEO, support multi-positions réglable sans outils	-	-	-	-

Tête tières et supports WHITMYER

WHT030402	Whitmyer, coussinet Plush, (LxH) 254 x 127 mm	●	●	-	-
WHT030404	Whitmyer, coussinet ajustable Spécial Plush-A, étroit, (LxH) 355 x 76 mm	△	△	-	-
WHT030409	Whitmyer, support AXYS, barre horizontale orientable à 180° - pour tête tière Whitmyer	●	●	-	-

Fixations communes appui-tête SEDEO et WHITMYER

QML030119	Fixation montée sur coussin de dossier Uniquement avec les coussins de dossier SEDEO Lite QML03130 - QML03133	●	●	-	-
QML030120	Fixation montée sur armature du dossier	△	△	-	-

ASSISE

Interface d'assise		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QML020123	Rails de fixation, pour profondeurs d'assise 410 - 485 mm	●	●	-	-
QML020124	Rails de fixation, pour profondeurs d'assise 510 - 560 mm	●	●	-	-
Coussin d'Assise - Types		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
SEDEO (Voir Section F)				Voir Section F	-
QML020027	Coussin d'Assise SEDEO			-	-
JAY (Voir Section G)					
QML020515	Coussin d'Assise JAY		Voir Section G	-	-
F – SEDEO, Coussins		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QML020073	SEDEO, Profilé (Profiled), hauteur 70 mm	●	●	-	-
QML020076	SEDEO, Anatomique, mousse à mémoire de forme (Support Memory), hauteur 90 mm	△	△	-	-
F – SEDEO, Housses		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QML020518	Housse dartex	●	●	-	-
QML020080	Housse confort	△	△	-	-
F – SEDEO, Plaque d'Assise		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QML020082	SEDEO, Plaque d'assise avec butée arrière de coussin réglable en profondeur	△	△	-	-
F – Coussin d'Assise SEDEO, Dimensions					
Pré-réglage largeur d'assise					
SW38	385 mm, avec coussin largeur 380 mm	(uniquement avec réglage de dossier 385 mm)			
SW40	410 mm, avec coussin largeur 400 mm Non disponible avec coussin SEDEO QML020076	(uniquement avec réglage de dossier 410 mm)			
SW42	410 mm, avec coussin largeur 420 mm	(uniquement avec réglage de dossier 410 mm)			
SW44	435 mm, avec coussin largeur 440 mm Non disponible avec coussin SEDEO QML020076	(uniquement avec réglage de dossier 435 mm)			
SW46	460 mm, avec coussin largeur 460 mm	(uniquement avec réglage de dossier 460 mm)			
SW48	485 mm, avec coussin largeur 480 mm Non disponible avec coussin SEDEO QML020076	(uniquement avec réglage de dossier 485 mm)			
SW50	510 mm, avec coussin largeur 500 mm	(uniquement avec réglage de dossier 510 mm)			
Pré-réglage profondeur d'assise					
SD41	410 mm, avec coussin profondeur 500 mm				
SD435	435 mm, avec coussin profondeur 500 mm				
SD46	460 mm, avec coussin profondeur 500 mm				
SD485	485 mm, avec coussin profondeur 560 mm				
SD51	510 mm, avec coussin profondeur 560 mm				
SD535	535 mm, avec coussin profondeur 560 mm Non disponible avec coussins de dossier SEDEO LITE, QML030130, QML030131 et QML030133				
SD56	560 mm, avec coussin profondeur 560 mm Non disponible avec coussins de dossier SEDEO LITE, QML030130, QML030131 et QML030133				

ASSISE

G – JAY, Coussins (Veuillez vérifier la disponibilité du coussin en fonction de la taille)			Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
JAY020006	JAY Easy Visco, base plate - Livré avec 2 housses, incontinence		389,57	411,00		
	JAYxxx	Eléments de positionnement incluant cales pelviennes (paire) et biseau crural	50,24	53,00	9940118	PEC - PAP 600,00
JAY020011	JAY Balance, insert Fluid - Livré avec 2 housses, aérée		568,72	600,00	9940118	PEC - PAP 600,00
	JAY020015	Eléments de positionnement incluant : 1 paire de cales pelviennes 25 mm 1 paire de cales d'adduction 25 mm 1 butée d'abduction 25 mm		△	△	

G – JAY, Dimensions

Pré-réglage largeur cadre d'assise

SW38	385 mm, avec coussin largeur 380 mm	(uniquement avec réglage de dossier 385 mm)
SW40	410 mm, avec coussin largeur 400 mm	(uniquement avec réglage de dossier 410 mm)
SW42	410 mm, avec coussin largeur 420 mm	(uniquement avec réglage de dossier 410 mm)
SW44	435 mm, avec coussin largeur 440 mm	(uniquement avec réglage de dossier 435 mm)
SW46	460 mm, avec coussin largeur 460 mm	(uniquement avec réglage de dossier 460 mm)
SW48	485 mm, avec coussin largeur 480 mm	(uniquement avec réglage de dossier 485 mm)
SW50	510 mm, avec coussin largeur 500 mm	(uniquement avec réglage de dossier 510 mm)

Pré-réglage profondeur cadre d'assise

SD41	410 mm
SD435	435 mm
SD46	460 mm
SD485	485 mm
SD51	510 mm
SD535	535 mm Non disponible avec coussins de dossier SEDEO LITE, QML030130, QML030131 et QML030133
SD56	560 mm Non disponible avec coussins de dossier SEDEO LITE, QML030130, QML030131 et QML030133

Cale Cuisse

Prix € HT | Prix € TTC | Code | LPPR/PLV

Cale cuisse non disponible avec manchettes standard 380 mm QML040040-41

Cale cuisse non disponible avec accoudoirs amovibles QML040022

Cale cuisse non disponible avec hauteur d'assise 410 mm

QML020113	Cale cuisse amovible, 120 x 120 mm, côté droit	●	●	-	-
QML020114	Cale cuisse amovible, 120 x 120 mm, côté gauche	●	●	-	-
QML020121	Cale cuisse amovible, 180 x 120 mm, côté droit	△	△	-	-
QML020122	Cale cuisse amovible, 180 x 120 mm, côté gauche	△	△	-	-

Cale Genoux

Prix € HT | Prix € TTC | Code | LPPR/PLV

QML020342	Cale genou escamotable, 120 x 120 mm, côté droit	●	●	-	-
QML020341	Cale genou escamotable, 120 x 120 mm, côté gauche	●	●	-	-

ACCOUDOIRS

Accoudoirs - Types		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QML040039	Accoudoirs relevables Disponible uniquement à partir de largeur 460 mm en combinaison avec dossier flexibles (QML030116 - QML030117)	●	●	-	-
QML040022	Accoudoirs amovibles, avec protège-vêtements Non disponible avec manchettes std 400 mm (QML040025/QML040026) Non disponible avec tablette - Non disponible avec commandes spéciales Non disponible avec pantographe escamotable intérieur/extérieur (QML110056) Non disponible avec cale cuisse escamotable (QML020113/QML020114/QML020121/QML020122)	△	△	-	-
QML040021	Accoudoirs amovibles Sedeo Pro, avec protège-vêtements Non disponible avec manchettes std 380 mm (QML040040/41) Uniquement avec pantographe escamotable (QML110082) et intérieur/extérieur (QML110056)	△	△	-	-
QML040019	Accoudoirs escamotables Sedeo Pro, vers l'arrière, avec protège-vêtements (réglage supplémentaire de 40 mm par côté) Non disponible avec manchettes std 380 mm (QML040040/41) Uniquement avec pantographe escamotable, intérieur/extérieur (QML110056)	△	△	-	-
QML040123	Accoudoirs relevables à compensation	△	△	-	-

Manchettes d'Accoudoirs		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
--------------------------------	--	-----------	------------	------	----------

Manchettes standard

QML040040	Standard, 380 mm - droite	QML040041	Standard, 380 mm - gauche	△	△	-	-
QML040025	Sedeo Pro, 400 mm - droite	QML040026	Sedeo Pro, 400 mm - gauche	●	●	-	-

Manchettes confort

QML040204	Confort Dartex, 400 mm, droite	△	△	-	-
QML040203	Confort Dartex, 400 mm, gauche	△	△	-	-

Gouttières hémiplégiques - Remarque: largeur d'assise -20 mm

QML040031	Gouttière, droite	235,07	248,00	4550001	PEC sur devis
QML040032	Gouttière, gauche	235,07	248,00	4550001	PEC sur devis

Protège-vêtements		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QML040033	Protège-vêtements, standard Uniquement disponibles avec accoudoirs QML040039 et QML040123	●	●	-	-
QML040034	Protège-vêtements, confort Remarque : Largeur d'assise -20mm Uniquement disponibles avec accoudoirs QML040021 et QML040019	△	△	-	-

REPOSE-PIEDS / REPOSE-JAMBES

Potence Centrale		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QML050086	Potence centrale, réglable avec outils de 90° à 180°, palette monobloc relevable et réglable en angle - LJ réglable 310 mm à 470 mm (mesure à partir de la plaque d'assise) En combinaison avec option lift ou bascule d'assise, choisir appui-mollet simple (QML050087) ou appui-mollets séparé (QML050092)	●	●	-	-

Appui-mollets

QML050087	Appui-mollets simple	●	●	-	-
QML050092	Appui-mollets séparé, paire	△	△	-	-

Repose-Jambes Central, Électrique		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QML050076	Repose-jambes central électrique, compensation sur 175 mm, inclinaison de 90° - 180° LJ réglable de 200 à 460 mm (mesure à partir de la plaque d'assise)	1 184,83	1 250,00	9987717	1 250,00

Palettes

QML050072	Palettes séparées, réglables en hauteur et en angle (longueur 260 mm x largeur 150 mm)	●	●	-	-
-----------	--	---	---	---	---

Appui-mollets

QML050092	Appui-mollets séparé, paire	●	●	-	-
-----------	-----------------------------	---	---	---	---

REPOSE-PIEDS / REPOSE-JAMBES

Repose-Pieds / Repose-Jambes Latéraux Escamotables SEDEO 		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QML050100	Potence escamotable 70°, SEDEO LITE (type Q200 R Configuré)	●	●	-	-
QML050015	Potence escamotable 70°, SEDEO PRO (type Q400)	△	△	-	-
QML050105	Repose-jambes manuels, SEDEO Lite (LJ de 350 à 510 mm)	△	△	-	-
QML050016	Repose-jambes manuels, SEDEO PRO (type Q400) (pour UL 36 à 53 cm)	△	△	-	-
FMG-PB01-3297-02	Repose-jambes manuels courts, pour UL 26 à 43 cm (UL, segment jambier: mesure palette - plaque d'assise)	Attention délai supplémentaire		△	△
QML050017	Repose-jambes électriques sans fil, à compensation, SEDEO PRO (type Q400)	1 184,83	1 250,00	9987717	1 250,00
FMG-PB01-3297-01	Repose-jambes électriques courts, sans fil, à compensation, pour UL 26 à 43 cm (UL, segment jambier: mesure palette - plaque d'assise)	Attention délai supplémentaire		1 184,83	1 250,00
QML050200	Protection de genou, confort, pour repose-jambes	△	△	-	-
Support repose-jambes latéraux					
QML050170	Support haut (préconisé avec coussin, épaisseur < ou = à 700 mm)	●	●	-	-
QML050171	Support bas (préconisé avec coussin, épaisseur < ou = à 500 mm)	△	△	-	-
Palettes					
QML050088	Palettes séparées, pour largeur d'assise 385 - 400 mm	●	●	-	-
QML050089	Palettes séparées, pour largeur d'assise 420 - 460 mm	●	●	-	-
QML050090	Palettes séparées, pour largeur d'assise 480 - 510 mm	●	●	-	-
QML050081	Palettes solidaires Uniquement pour potences escamotables 70° Sedeo Pro (QML050015)	88,15	93,00	4550001	PEC sur devis
Options de repose-jambes					
QML050082	Appui-mollets, standard, réglables en profondeur, paire	●	●	-	-
QML050084	Talonnières	●	●	-	-
QML050085	Sangles mollets Uniquement pour potences escamotables 70° Sedeo Pro (QML050015)	△	△	-	-
Options de repose-jambes					
QML050142	Support amputé, confort, droit	△	△	-	-
QML050143	Support amputé, confort, gauche	△	△	-	-
Options de Positionnement & Accessoires		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QML090128	Ceinture, boucle type automobile, 50 mm x 1700 mm	●	●	-	-
QML090123	Supports de fixation de rails d'assise pour ceinture de positionnement	△	△	-	-
QML090110	Rétroviseur, monté à droite (ne pas combiner du même côté avec option tablette)	△	△	-	-
QML090118	Rétroviseur, monté à gauche (ne pas combiner du même côté avec option tablette)	△	△	-	-
QML030605	Plot d'abduction	132,70	140,00	9940118	PEC - PAP 600 €
Tablette (montage côté opposé du manipulateur)					
QML090124	Tablette escamotable	125,12	132,00	4510003	132,00
QML090040	Tablette, réglable en largeur, escamotable	125,12	132,00	4510003	132,00

ELECTRONIQUE EVOLUTIVE

Manipulateur – R-Net		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QML110015	LED, Vérins	QML110016	LED, Vérins et kit éclairage	●	●
QML110017	Ecran couleur LCD			△	△
QML110018	Ecran couleur LCD, joystick renforcé Non disponible avec embouts joystick QML090505 à QML090511		1 129,86	1 192,00	4550001 PEC sur devis
QML110013	Advanced, écran couleur LCD haute résolution, contrôle infrarouge (32 à 40 kHz)		△	△	-
QML110023	Advanced, écran couleur LCD haute résolution, contrôle infrarouge (32 à 40 kHz) et Bluetooth (2 appareils PC, Android et 2 appareils IOS, iPhone, iPad)		△	△	-
Support Commande Principale		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QML110050	Support fixe		△	△	-
QML110082	Support escamotable Non disponible avec accoudoirs escamotables vers l'arrière QML040019		△	△	-
QML110056	Support escamotable, intérieur/extérieur Obligatoire avec accoudoirs escamotables QML040019 et amovibles Sedeo Pro QML040021 Non disponible avec accoudoirs amovibles QML040022		●	●	-
Montage Commande Principale		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QML110052	Accoudoir, côté droit		●	●	-
QML110053	Accoudoir, côté gauche		●	●	-
Langue					
QML119002	Français				
Embouts de Joystick (Optionnel)		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QML090505	Balle de golf, Ø 42 mm		54,98	58,00	4550001 PEC sur devis
QML090506	T-Bar, largeur 82 mm		54,98	58,00	4550001 PEC sur devis
QML090507	Balle souple, Ø 70 mm		54,98	58,00	4550001 PEC sur devis
QML090508	Balle, Ø 35 mm		54,98	58,00	4550001 PEC sur devis
QML090045	Balle Allround, Ø 48 mm		54,98	58,00	4550001 PEC sur devis
QML090509	Coupelle commande menton, Ø 37 mm		54,98	58,00	4550001 PEC sur devis
QML090512	Tige, 80 x 15 mm		54,98	58,00	4550001 PEC sur devis
QML090511	Champignon, Ø 45 mm		238,86	252,00	4550001 PEC sur devis
Module de Puissance		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QML110003	Module de puissance, R-Net, 90 A, avec motorisation 6 km/h		●	●	-
QML110004	Module de puissance, R-Net, 120 A, avec motorisation 10 km/h		●	●	-
Commandes Accompagnateurs		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QML110021	Commande double (manipulateur ou commande spéciale + boîtier tierce personne)		1 421,80	1 500,00	9928790 1 500,00
QML110020	Commande tierce personne uniquement (déplacement du manipulateur principal) Choisir également un manipulateur		△	△	-
Montage commande accompagnateur					
QML110025	Côté droit	QML110026	Côté gauche	△	△
Commande sur Tablette		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QML110143	Manipulateur R-Net écran couleur LCD, monté sur tablette		2 123,22	2 240,00	4550001 PEC sur devis
Montage de la tablette					
QML110080	Côté gauche	QML110081	Côté droit	△	△

ELECTRONIQUE EVOLUTIVE

Boitier CTRL+5 Contacts - Avec Commande Vocale 		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QML110043	Boitier CTRL+5 avec 10 fonctions assignables, prise de charge USB-C Fonctionnalité d'activation vocale incluse En combinaison avec une commande tierce personne, le boîtier Ctrl+5 sera monté sur l'accoudoir	1 092,89	1 153,00	4550001	PEC sur devis
Montage					
QML110180	A l'arrière du manipulateur Non disponible avec pantographe intérieur/extérieur (QPL110056), escamotage impossible	●	●	-	-
QML110181	Côté opposé du manipulateur	△		-	-
Type de boutons					
QML110175	A pousser Fonctionnalité d'activation vocale incluse	●	●	-	-
QML110176	A bascule Fonctionnalité d'activation vocale incluse	△	△	-	-

COMMANDES SPECIALES

R-Net OMNI2 interface commandes spéciales, infra rouge 32-40 kHz 		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QML110116	R-Net OMNI2	1 421,80	1 500,00	9928790	1 500,00
Montage R-Net OMNI2 - côté opposé au manipulateur R-Net					
QML110119	Support fixe, à droite	●	●	-	-
QML110120	Support fixe, à gauche	△	△	-	-
QML110123	Support escamotable, à droite Non disponible avec rétroviseur monté à droite QML090110	194,31	205,00	4550001	PEC sur devis
QML110124	Support escamotable, à gauche Non disponible avec rétroviseur monté à gauche SPL090118	194,31	205,00	4550001	PEC sur devis

Commandes Spéciales Manuelles (Sélection des contacteurs voir section H)		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
Commandes proportionnelles Switch-It (OMNI2 requis)					
QML110301	MicroGuide (mini-joystick force de poussée 40 gr, débattement 13°)	2 907,11	3 067,00	4550001	PEC sur devis
QML110304	VersaGuide (joystick compact - force de poussée 240 gr et débattement 22°)	1 751,66	1 848,00	4550001	PEC sur devis
QML110305	VersaGuide EZ (joystick compact light - force de poussée 120 gr et débattement 12°) Non disponible avec embouts de joystick : tige (QML090512), champignon Ø 45 mm (QML090511), T-Bar (QML090506)	1 751,66	1 848,00	4550001	PEC sur devis
Commandes proportionnelles Mo-Vis					
QML110306	Allround (joystick compact, force de poussée 250 gr) (OMNI2 requis)	2 907,11	3 067,00	4550001	PEC sur devis
QML110307	Allround light (joystick compact light, force de poussée 120 gr) (OMNI2 requis) Uniquement utilisé avec embout de joystick de série ou embout de joystick balle Allround Ø 48 mm	3 094,79	3 265,00	4550001	PEC sur devis
QML110308	Allround heavy duty (joystick compact renforcé, force de poussée 650 gr) (OMNI2 requis)	4 022,75	4 244,00	4550001	PEC sur devis
QML110309	Allround (joystick compact, force de poussée 250 gr) R-Net bus (OMNI2 non requis)	1 421,80	1 500,00	9928790	1 500,00
QML110310	Allround light (joystick compact light, force de poussée 120 gr) – R-Net bus (OMNI2 non requis)	1 421,80	1 500,00	9928790	1 500,00
QML110311	Allround heavy duty (joystick compact renforcé, force de poussée 650 gr) – R-Net bus (OMNI2 non requis)	4 022,75	4 244,00	4550001	PEC sur devis

Supports de Fixation Link-It pour Commandes Spéciales Manuelles		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QML110342	Appui palmaire pour joystick MicroGuide Uniquement avec mini-joysticks, Micro Series	297,63	314,00	4550001	PEC sur devis
Emplacement de la fixation 					
QML110350	Sur l'accoudoir, montage fixe	-	-	-	-
QML110353	Sur l'accoudoir, montage escamotable	-	-	-	-
Côté de la fixation					
QML110362	Droit	-	-	-	-
QML110361	Gauche	-	-	-	-

COMMANDES SPECIALES

Commandes Occipitales & Supports (Sélection des contacteurs voir section H) 		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
---	--	-----------	------------	------	----------

Commande proportionnelle 4 axes Switch-It (OMNI2 requis - Recommandé avec GYRO)

QML110208	VIGO, commande gyroscopique montée sur casque Uniquement avec tête appui-tête WHT030402		4 494,79	4 742,00	4550001	PEC sur devis
-----------	--	--	----------	----------	---------	---------------

Commandes proportionnelles 3 axes Switch-It (OMNI2 requis - Recommandé avec GYRO)

QML110370	Dual Pro (contacteurs sensitifs et à pression - coussinets latéraux ovales) Option support Whitmyer obligatoire	4 923,22	5 194,00	4550001	PEC sur devis
QML110371	Dual Pro (contacteurs sensitifs et à pression - coussinets latéraux ronds) Option support Whitmyer obligatoire	4 923,22	5 194,00	4550001	PEC sur devis

Supports commandes Occipitales - Option obligatoire

WHT030408	WHITMYER, support LINX ²	140,28	148,00	4550001	PEC sur devis
WHT030409	WHITMYER, support AXYS, barre horizontale orientable à 180°	94,79	100,00	4550001	PEC sur devis

Commandes au Menton Proportionnelles & Supports 		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
---	--	-----------	------------	------	----------

Commandes au menton proportionnelles Switch-It

QML110470	MicroGuide (mini-joystick force de poussée 40 gr, débattement 13°)	2 907,11	3 067,00	4550001	PEC sur devis
QML110472	VersaGuide joystick compact (force de poussée 240 gr et débattement 22°)	1 751,66	1 848,00	4550001	PEC sur devis
QML110473	VersaGuide EZ joystick compact (force de poussée 120 gr et débattement 12°)	1 751,66	1 848,00	4550001	PEC sur devis

Commandes au menton proportionnelles Mo-Vis

QML110474	Allround (joystick compact, force de poussée 250 gr) (OMNI2 requis)	2 907,11	3 067,00	4550001	PEC sur devis
QML110475	Allround light (joystick compact light, force de poussée 120 gr) (OMNI2 requis)	3 094,79	3 265,00	4550001	PEC sur devis
QML110476	Allround (joystick compact, force de poussée 250 gr) R-Net bus (OMNI2 non requis)	1 421,80	1 500,00	9928790	1 500,00
QML110477	Allround light (joystick compact light, force de poussée 120 gr) – R-Net bus (OMNI2 non requis)	1 421,80	1 500,00	9928790	1 500,00

Supports de Fixation Link-It pour commandes au menton 

QML110480	Plastron - small (2) (largeur plastron: 15,24 cm)	680,57	718,00	4550001	PEC sur devis
QML110483	Bras manuel escamotable sur dossier – côté droit	717,54	757,00	4550001	PEC sur devis
QML110484	Bras manuel escamotable sur dossier – côté gauche	717,54	757,00	4550001	PEC sur devis
QML110485	Bras électrique escamotable contacteur sur l'appui-tête – côté droit	2 222,75	2 345,00	4550001	PEC sur devis
QML110486	Bras électrique escamotable contacteur sur l'appui-tête – côté gauche	2 222,75	2 345,00	4550001	PEC sur devis
QML110487	Bras manuel escamotable sur l'appui-tête – côté gauche	717,54	757,00	4550001	PEC sur devis
QML110488	Bras manuel escamotable sur l'appui-tête – côté droit	717,54	757,00	4550001	PEC sur devis

Commande au Souffle (sélection contacteur voir Section H)		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
---	--	-----------	------------	------	----------

QML110510 Commande au souffle avec fixation escamotable Link-It, sur l'appui-tête (recommandé avec GYRO)
Sélectionner option appui-tête

1 421,80

1 500,00

9928790

1 500,00

COMMANDES SPECIALES

H – Contacteur #1

Prix € HT | Prix € TTC | Code | LPPR/PLV

Sélection d'un contacteur #1 et de son montage (si second contacteur requis, sélection page suivante)

QML110611	#1 Contacteur Ø 64 mm – noir	173,46	183,00	4550001	PEC sur devis
QML110612	#1 Contacteur Ø 64 mm – rouge	173,46	183,00	4550001	PEC sur devis
QML110613	#1 Contacteur Ø 64 mm – vert	173,46	183,00	4550001	PEC sur devis
QML110523	#1 Egg Switch – noir	173,46	183,00	4550001	PEC sur devis
QML110524	#1 MicroLite Switch – noir	247,39	261,00	4550001	PEC sur devis
QML110651	#1 Contacteur Ø 30 mm – noir	173,46	183,00	4550001	PEC sur devis
QML110654	#1 Contacteur Ø 30 mm – bleu	173,46	183,00	4550001	PEC sur devis
QML110653	#1 Contacteur Ø 30 mm – vert	173,46	183,00	4550001	PEC sur devis
QML110652	#1 Contacteur Ø 30 mm – rouge	173,46	183,00	4550001	PEC sur devis
QML110655	#1 Contacteur Ø 30 mm – jaune	173,46	183,00	4550001	PEC sur devis
QML110534	#1 Twister Switch – noir	173,46	183,00	4550001	PEC sur devis
QML110535	#1 Twister Switch – vert	173,46	183,00	4550001	PEC sur devis
QML110536	#1 Twister Switch – rouge	173,46	183,00	4550001	PEC sur devis

Montage Link-It contacteur

QML110560	#1 Sur manipulateur Non disponible avec Joystick Allround Heavy Duty ou appui palmaire	250,24	264,00	4550001	PEC sur devis
QML110566	#1 Opposé au manipulateur Montage sur rail d'accoudoir	250,24	264,00	4550001	PEC sur devis
QML110561	#1 Sur l'appui-tête	250,24	264,00	4550001	PEC sur devis
QML110563	#1 Sur le rail de fixation de l'assise (genou) Si 2 contacteurs sélectionnés uniquement montage droit et gauche	250,24	264,00	4550001	PEC sur devis
QML110565	#1 Au menton Pas de contacteur gauche / droit requis	250,24	264,00	4550001	PEC sur devis
QML110569	#1 Sans montage Link-It Contacteur livré non fixé	-	-	-	-

Côté du Montage Contacteur #1

QML110572	#1 A droite Non disponible avec contacteur Satellite	-	-	-	-
QML110571	#1 A gauche Non disponible avec contacteur Satellite	-	-	-	-

Contacteurs Satellite #1 (uniquement pour Joystick Allround, maximum 2 au choix)


QML110537	#1 Contacteur Satellite – noir	173,46	183,00	4550001	PEC sur devis
QML110538	#1 Contacteur Satellite – vert	173,46	183,00	4550001	PEC sur devis
QML110539	#1 Contacteur Satellite – rouge	173,46	183,00	4550001	PEC sur devis

COMMANDES SPECIALES


I – Sélection d'un Second Contacteur #2 et de son Montage		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QML110631	#2 Contacteur Ø 64 mm – noir	173,46	183,00	4550001	PEC sur devis
QML110632	#2 Contacteur Ø 64 mm – rouge	173,46	183,00	4550001	PEC sur devis
QML110633	#2 Contacteur Ø 64 mm – vert	173,46	183,00	4550001	PEC sur devis
QML110088	#2 Egg Switch – noir	173,46	183,00	4550001	PEC sur devis
QML110089	#2 MicroLite Switch – noir	247,39	261,00	4550001	PEC sur devis
QML110671	#2 Contacteur Ø 30 mm – noir	173,46	183,00	4550001	PEC sur devis
QML110674	#2 Contacteur Ø 30 mm – bleu	173,46	183,00	4550001	PEC sur devis
QML110673	#2 Contacteur Ø 30 mm – vert	173,46	183,00	4550001	PEC sur devis
QML110672	#2 Contacteur Ø 30 mm – rouge	173,46	183,00	4550001	PEC sur devis
QML110675	#2 Contacteur Ø 30 mm – jaune	173,46	183,00	4550001	PEC sur devis
QML110095	#2 Twister Switch – noir	155,45	164,00	4550001	PEC sur devis
QML110096	#2 Twister Switch – vert	155,45	164,00	4550001	PEC sur devis
QML110097	#2 Twister Switch – rouge	155,45	164,00	4550001	PEC sur devis
Montage Link-It pour Contacteur #2					
QML110098	#2 Sur manipulateur Non disponible avec Joystick Allround Heavy Duty ou appui palmaire	250,24	264,00	4550001	PEC sur devis
QML110099	#2 Opposé au manipulateur Montage sur rail d'accoudoir	250,24	264,00	4550001	PEC sur devis
QML110100	#2 Sur l'appui-tête	250,24	264,00	4550001	PEC sur devis
QML110104	#2 Sur le rail de fixation de l'assise (genou) Si 2 contacteurs sélectionnés uniquement montage droit et gauche	250,24	264,00	4550001	PEC sur devis
QML110105	#2 Au menton Pas de contacteur gauche / droit requis	250,24	264,00	4550001	PEC sur devis
QML110106	#2 Sans montage Link-It (contacteur livré non fixé)	-	-	-	-
Côté du Montage Contacteur #2					
QML110108	A droite - Non disponible avec contacteur Satellite	-	-	-	-
QML110107	A gauche - Non disponible avec contacteur Satellite	-	-	-	-
Contacteurs Satellite #2 (uniquement pour Joystick Allround, maximum 2 au choix)					
QML110111	#2 Contacteur Satellite – noir	173,46	183,00	4550001	PEC sur devis
QML110112	#2 Contacteur Satellite – vert	173,46	183,00	4550001	PEC sur devis
QML110113	#2 Contacteur Satellite – rouge	173,46	183,00	4550001	PEC sur devis
Contacteurs Multi-Fonctions (utilisés en combinaison avec la programmation du paramètre "assignation de boutons")					
QML110550	Mini 2 stéréo - 2 contacteurs branchés en stéréo sur la prise jack "mode" du manipulateur écran (4 fonctions assignables) - Non fixé à la livraison. Fixation Link-It impossible	231,28	244,00	4550001	PEC sur devis
QML110551	Mini 2 mono - 2 contacteurs branchés en mono sur la prise jack "mode" et "marche/arrêt" Non fixé à la livraison. Fixation Link-It impossible	231,28	244,00	4550001	PEC sur devis
QML110552	Mini 4 – 4 contacteurs branchés en DB9 sur l'OMNI Non fixé à la livraison. Fixation Link-It impossible	231,28	244,00	4550001	PEC sur devis
QML110554	Joystick 4 contacts - branchés en DB9 sur l'OMNI	330,81	349,00	4550001	PEC sur devis
Accessoires					
QML110580	Rallonge jack mono (2 m) (prise Jack 3.5 mm)	33,18	35,00	4550001	PEC sur devis
QML110581	Rallonge jack stéréo (2 m) (prise Jack 3.5 mm)	33,18	35,00	4550001	PEC sur devis
QML110582	Rallonge DB9 (1 m)	42,65	45,00	4550001	PEC sur devis
QML110583	Cable jack Y, stéréo - mono/mono	81,52	86,00	4550001	PEC sur devis
Dispositif de Sécurité		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QML090147	Contacteur d'arrêt d'urgence (portée activation 30 m, branché sur port OBC du module de puissance)	988,63	1 043,00	4550001	PEC sur devis

Roues Motrices & Directrices

◀ RETOUR



// QML070069



// QML080213

Kit Eclairage LED & Chargeurs

◀ RETOUR



// QML110209



// QML110209



// QML160104



// QML160101

Toile de Dossier

◀ RETOUR



// QML030150

Option de Dossier

◀ RETOUR



// QML030098

Coussins de Dossier SEDEO LITE

◀ RETOUR



// QML030130



// QML030131



// QML030133

Coussinets Appui-Tête & Supports d'Appui-Tête

◀ RETOUR



// QML030430 & QML030431



// QML030432



// WH030404



// QML030433



// WHT030408



// WHT030409

Coussins d'Assise

◀ RETOUR



// Coussin SEDEO QML020073



// Coussin standard QML020098

Coussin d'Assise JAY

◀ RETOUR



// JAY020006



// JAY020011

Dosiers JAY J3

◀ RETOUR



// JAY030042

// JAY030021

Largeur dossier en mm	Galbe Profond Support Moyen MDC	Galbe Profond Support Haut DC
	JAY030042	JAY030021
Largeur Maximum Tronc Utilisateur en mm		
410	330	330
460	380	380
510	430	430

Dossier JAY J3, Kit Accessoires de Positionnement

◀ RETOUR



// JAY090032-JAY090034



// JAY090035



// JAY090036

Types d'Accouduoirs & Manchettes

[◀ RETOUR](#)




// QML040039



// QML040123



// QML0400022



// QML040019



// QML040021



// QML040204

Repose-Jambes SEDEO & Support Options

[◀ RETOUR](#)



// QML050015



// QML050016



// QML050082



// QML050105

Manipulateurs R-Net & Montage

[◀ RETOUR](#)



// QML110017



// QML110013



// QML110018



// QML110056

Embouts de Joystick

[◀ RETOUR](#)



// QML090505



// QML090045



// QML090507



// QML090508



// QML090509



// QML090512



// QML090511



// QML090506

Outils de Programmation

[◀ RETOUR](#)



// QML090066

Modules de Puissance R-Net / Commande Accompagnateur

[◀ RETOUR](#)



// QML110004



// QML110021

#1 Ctrl+5 Contacts & OMNI2

[◀ RETOUR](#)



// QML110175



// QML110176



// QML110116

Commandes Occipitales

◀ RETOUR



// QML110370 // QML110371

Commandes au Menton & Commandes Manuelles

◀ RETOUR



// QML110470 // QML110301



// QML110472 // QML110473 //
QML110304 // QML110305



// QML110306 - QML110309
// QML110474 - QML110477



// QML110475 // QML110477
// QML110307 // QML110310

Commande sur Tablette

◀ RETOUR



// QML110143

Contacteurs**◀ RETOUR**

// QML110612



// QML110523



// QML110524



// QML110651 - QML110655



// QML110537 - QPP110539



// QML110534 - QML110536



// QML110551



// QML110552

Montage et Position Contacteurs**◀ RETOUR**

// QML110526 // QML110566

// QML110566 // QML110526
// QML110529// QML110560 // QML110572
// QML110013 // QML110056
// QML110529 // QML110526

// QML110563

Carénage Graphique (visuel disponible sur www.sunrisemedical.fr)**◀ RETOUR**// FMG-PA04-3338-01
// FMG-PA04-3338-02
// FMG-PA04-3338-03
// FMG-PA04-3338-04// FMG-PA04-3338-05
// FMG-PA04-3338-06
// FMG-PA04-3338-07
// FMG-PA04-3338-08// FMG-PA04-3338-09
// FMG-PA04-3338-10

Montage et Position pour Commandes Manuelles**◀ RETOUR**

// QML110353
// QML110362



// QML110353
// QML110362 // QML110342



// QML110353 // QML110361
// QML110524 // QML110526
// QML110560




// QML110353 // QML110366
// QML110362 // QML110538
// QML110539

Montage et Position pour Commande Menton**◀ RETOUR**

// QML110480 // QML110481
// QML110470




// QML110483 // QML110484



// QML110483 // QML110484




// QML110485 // QML110486



// QML110485 // QML110474



// QML110487
// QML110526 // QML110529
// QML110561 // QML110572
// QML110571



// QML110487 // QML110474

Commentaires Pour Fabrications Spéciales



Q300 M Mini SEDEO LITE - FREP-B		€
Prix de base TTC		11 680,50
Total Options TTC		
Prix total TTC		

Date	Signature
Jour	Mois



Sunrise Medical SAS

ZAC de la Vrillonnerie
17 Rue Michaël Faraday
37170 Chambray-Lés-Tours
Tél : 02 47 55 44 31
E-Mail: commandes@sunrisemedical.fr
www.SunriseMedical.fr