

Q300® R

avec assise SEDEO LITE

FREP-B


BON DE COMMANDE PROFESSIONNEL


Révision 1_122025

Sous réserve de modifications techniques, erreurs ou omissions

| | | | | | |
|---|-------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| Adresse facturation ou Code client | | | Adresse Livraison | | Identique facturation |
| Code Clt: | | | Code Clt: | | |
| Magasin: | | | Magasin: | | |
| Rue: | | | Rue | | |
| Ville/CP: | | | Ville /CP: | | |
| E-Mail: | | | E-Mail: | | |
| Tél: | | | Tél: | | |
| Informations | | | Poids Utilisateur | | |
| Commande | Devis | Built-4-Me® | Poids max. utilisateur: 136 kg | | |
| N° commande.: | | | Poids uti.: kg | | |
| Art. No.: 2280030R-100 | | Code Individuel LPPR : 9555001 | | | Prix Public TTC (LPPR / PLV) |
| Date: | Jour | Mois | Année | € 11 680,50 | |

Mesures Anthropométriques

| | |
|-----------------------------------|----|
| a) Du haut de la tête à l'assise | mm |
| b) Du haut de l'épaule à l'assise | mm |
| c) Aisselle - assise | mm |
| d) Coude - assise | mm |
| e) Haut du bassin - assise | mm |
| f) Largeur épaule | mm |
| g) Largeur poitrine | mm |
| i) Largeur hanche | mm |
| j) Profondeur assise | mm |
| m) Longueur pied | mm |
| n) Longueur de jambe | mm |
| o) Largeur d'assise | mm |

**Données Techniques**

Crash testé selon ISO 7176-19:2008

Base motrice préparée pour station d'arrimage DAHL Engineering (station non incluse ni vendue par Sunrise Medical)

| | | | |
|-----------------------------|--|--------------------------|--|
| Système d'assise | SEDEO LITE | Assise réglable | Larg. 385 - 510 mm, Prof. 410 - 510 mm |
| Poids sans batteries | à partir de 80 kg | Hauteurs d'assise | 430 mm - 490 mm |
| Poids avec batteries | à partir de 124 kg (batteries 50 Ah) | | |
| Assise | Bascule d'assise électrique - Dossier électrique | | |

Données Techniques - Base ROUES MOTRICES PROPULSION

| | | | |
|-------------------------------|---|----------------------------|---|
| Poids max. Utilisateur | 136 kg | Roues motrices | 12" et 14" (noir) |
| Largeur base | mini: 550 mm (moteurs 2 poles - roues 12") max: 580 mm (moteurs 4 poles - roues 14") | Roues directrices | 8" bandage (noir) 9" bandage /pneumatique (noir) |
| Électronique | R-net | Chargeur | 220V/8 A |
| Autonomie (ISO 7176-4) | 25 km (selon exigences classe B) | Batteries | 64 Ah Gel |
| Motorisation | 6 km/h - 2 poles Performance (2x350 W) 10 km/h - 4 poles Performance (2x450 W) | Coloris | Carénage: 5 coloris Inserts: 7 coloris |
| Garde au sol | 90 mm | Franchissement max. | 100 mm (avec monte-trottoir) |

Garantie: 2 ans hors batteries et pièces d'usure

Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas Sunrise Medical

Légende**● = Configuration de Base****△ = Option**

PEC = Prise En Charge

PAP : Produits d'Aide à la Posture

 Veuillez sélectionner toutes les options choisies par une **croix dans les cases**

| Fauteuil Roulant Electrique - Q300 R | | Prix € HT | Prix € TTC | Code | LPPR/PLV |
|--|--|-------------------------------------|-------------------------------------|---|---------------|
| | | 11 071,56 | 11 680,50 | 9555001 | 11 680,50 |
| | | + 7,42 € HT d'éco-participation | | | |
| Motorisation | | Prix € HT | Prix € TTC | Code | LPPR/PLV |
| QML180012 | 6 km/h - Moteurs 2-Poles Performance (2x350 W) | △ | △ | - | - |
| QML180007 | 10 km/h - Moteurs 4-Poles Performance (2x450 W) | ● | ● | - | - |
| Contrôle de Trajectoire | | Prix € HT | Prix € TTC | Code | LPPR/PLV |
| QML110009 | Module contrôle de trajectoire pour R-Net (technologie GYRO) | 935,55 | 987,00 | 4550001 | PEC sur devis |
| QML110014 | Sans module contrôle de trajectoire pour R-Net (technologie GYRO) | ● | ● | - | - |
| Roues Motrices et Directrices | | Prix € HT | Prix € TTC | Code | LPPR/PLV |
| Roues Motrices | | | | | |
| QML070084 | 12", Bandage, Knobby | △ | △ | - | - |
| QML070034 | 14", Pneumatique, Knobby | ● | ● | - | - |
| QML070033 | 14", Bandage, Knobby | △ | △ | - | - |
| Roues Directrices | | | | | |
| QML080059 | 8", Bandage, Noir | △ | △ | - | - |
| QML080210 | 9", Bandage, Noir | ● | ● | - | - |
| QML080211 | 9", Pneumatique, Noir | △ | △ | - | - |
| Coloris | | | | | |
| Coloris Carénage | | | | | |
| QML100577 | Noir (RAL 9005) - Finition noir naturel - carénage non peint | | | | |
| Coloris Inserts (enjoliveurs, stickers têtes de fourche, stickers garde-boue) | | | | | |
| QML140004 | Noir (RAL 9005) | | | | |
| QML140005 | Vert Pomme (RAL 110 70 77) | QML140002 | Rouge (RAL 040 40 67) | | |
| QML140007 | Argent (RAL 9006) | QML140003 | Bleu (RAL 260 40 45) | | |
| QML140006 | Orange (RAL 060 60 80) | QML140001 | Blanc (RAL 9010) | | |
| Monte trottoir | | Prix € HT | Prix € TTC | Code | LPPR/PLV |
| QML090037 | Sans monte trottoir | ● | ● | | |
| QML090038 | Monte trottoir | 323,22 | 341,00 | 4550001 | PEC sur devis |
| Kit Éclairage LED | | Prix € HT | Prix € TTC | Code | LPPR/PLV |
| QML110201 | Kit éclairage route LED (homologué StVZO) | △ | △ | - | - |
| QML110202 | Kit éclairage feu de position LED monté sur garde-boue (sans clignotant) | △ | △ | - | - |
| QML110209 | Sans kit éclairage | ● | ● | - | - |
| Hauteurs d'Assise | | | | | |
| | QML130004 | QML130012 | QML130009 | | |
| | Hauteurs | Bascule électrique 0 - 30° | Bascule électrique -5 - 25° | Combiné lift / Bascule d'assise 0 - 30° | |
| SH45 | 450 mm | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| SH47 | 470 mm | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| SH49 | 490 mm | | <input checked="" type="checkbox"/> | | |

| Batteries & Chargeur | Prix € HT | Prix € TTC | Code | LPPR/PLV |
|---|-----------|------------|------|----------|
| QML160001 Batteries, 64 Ah, Gel, sans maintenance | ● | ● | - | - |
| QML160101 Chargeur, 220 V / 8 Ah | ● | ● | - | - |

MODULES D'INCLINAISON D'ASSISE ET DE DOSSIER

| Modules d'Inclinaison d'Assise - décharge ischiatique | Prix € HT | Prix € TTC | Code | LPPR/PLV |
|--|-----------|------------|---------|----------|
| QML130004 Bascule d'assise électrique, 0° - 30° | ● | ● | - | - |
| QML130012 Bascule d'assise électrique, -5° - 25° | △ | △ | - | - |
| QML130009 Combiné lift (300 mm) et bascule électrique (0° - 30°) | 1 421,80 | 1 500,00 | 9963830 | 1 500,00 |

| Fonction C-Me | Prix € HT | Prix € TTC | Code | LPPR/PLV |
|--|-----------|------------|------|----------|
| Uniquement avec combiné lift & bascule d'assise QML130009 | | | | |
| QML110034 C-Me Activé (vitesse max. 4.8 km/h avec lift) (Angle assise <9°) | △ | △ | - | - |
| QML110035 C-Me Désactivé (vitesse max. 1.5 km/h avec lift) | ● | ● | - | - |

| Module d'Inclinaison de Dossier | Prix € HT | Prix € TTC | Code | LPPR/PLV |
|--|-----------|------------|------|----------|
| QML030149 Inclinaison électrique, 85°-120° | ● | ● | - | - |

| Option de Dossier | Prix € HT | Prix € TTC | Code | LPPR/PLV |
|--|-----------|------------|------|----------|
| Information non requise si sélection du dossier flexible SEDEO PRO (QML030104) | | | | |
| QML030156 Dossier amovible | ● | ● | - | - |
| QML030098 Dossier rabattable sur l'assise et amovible | △ | △ | - | - |

| Cadre de Dossier | Prix € HT | Prix € TTC | Code | LPPR/PLV |
|--|-----------|------------|------|----------|
| Information non requise si sélection du dossier flexible SEDEO PRO (QML030104) | | | | |
| QML030154 Dossier réglable en largeur, 385 - 485 mm | ● | ● | - | - |
| QML030155 Dossier réglable en largeur, 460 - 510 mm | △ | △ | - | - |

| Type de Dossier | Prix € HT | Prix € TTC | Code | LPPR/PLV |
|-----------------|-----------|------------|------|----------|
|-----------------|-----------|------------|------|----------|

Toile de dossier rembourrée (Voir Section A)

| | | | | |
|--|---|---|---|---|
| QML030150 Toile de dossier rembourrée, avec sangles réglables en tension | △ | △ | - | - |
|--|---|---|---|---|

Coussin de dossier SEDEO LITE (Voir Section B)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| QML030151 Coussin de Dossier SEDEO LITE | ● | ● | - | - |
|---|---|---|---|---|

Coussin de dossier SEDEO PRO (Voir Section C)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Coussin de Dossier SEDEO PRO, Flexible Avec les accoudoirs QML040039, QML040123 et QML040022 : uniquement disponible avec une largeur de dossier équivalente ou inférieure à la largeur d'assise. | △ | △ | - | - |
| QML030104 Avec les accoudoirs QML040021 et QML040019 : disponible avec une largeur de dossier jusqu'à 80 mm plus large que la largeur d'assise Non disponible avec accoudoirs relevables (QML040039) ou relevables à compensation (QML040123) avec une largeur d'assise comprise entre 380 mm et 440 mm | △ | △ | - | - |

JAY J3 (Voir Section D)

| | | | | |
|---|----------------|--|---|---|
| QML030054 Dossier JAY J3 - interface Jay J3 incluse (QML030055) | Voir Section D | | - | - |
|---|----------------|--|---|---|

JAY Shape (Voir Section E)

| | | | | |
|------------------------------------|----------------|--|---|---|
| QML030152 Dossier souple JAY Shape | Voir Section E | | - | - |
|------------------------------------|----------------|--|---|---|

A – Toile de Dossier Rembourrée Réglable en Tension, Dimensions

Largeur toile de dossier (largeur du dossier doit correspondre à la largeur d'assise)

| | | | |
|-------|--------|-------|--------|
| BW385 | 385 mm | BW46 | 460 mm |
| BW41 | 410 mm | BW485 | 485 mm |
| BW435 | 435 mm | BW51 | 510 mm |

Hauteur toile de dossier

| | | | | | |
|------|--------|-------|--------|------|--------|
| BH46 | 460 mm | BH485 | 485 mm | BH51 | 510 mm |
|------|--------|-------|--------|------|--------|

DOSSIER

| A – Toile de Dossier Rembourrée Réglable en Tension, Cales tronc | | | Prix € HT | Prix € TTC | Code | LPPR/PLV |
|---|-----------|--|-----------|------------|------|----------|
| | QML030607 | Cales tronc, escamotable, réglable en hauteur, grand coussinet, 150 x 130 mm, Droit | △ | △ | - | - |
| | QML030608 | Cales tronc, escamotable, réglable en hauteur, grand coussinet, 150 x 130 mm, Gauche | △ | △ | - | - |

| B – Coussin de Dossier SEDEO LITE, Galbes  | | | Prix € HT | Prix € TTC | Code | LPPR/PLV |
|--|-----------|---|-----------|------------|------|----------|
| | QML030130 | Coussin de dossier, Profilé, Hauteur 500 mm, Housse Confort | ● | ● | - | - |
| | QML030131 | Coussin de dossier, Profilé, Sangles Réglables, Hauteur 600 mm, Housse Confort | △ | △ | - | - |
| | QML030133 | Coussin de dossier, Galbe Deep Contour Actif, Sangles Réglables, Hauteur 600 mm, Galbe 180 mm, Housse Confort | △ | △ | - | - |

B – Coussin de Dossier SEDEO LITE, Dimensions

Largeur du coussin de dossier SEDEO LITE - la largeur du dossier doit correspondre à la largeur d'assise

| | | | |
|-------|--------|-------|--------|
| BW385 | 385 mm | BW46 | 460 mm |
| BW41 | 410 mm | BW485 | 485 mm |
| BW435 | 435 mm | BW51 | 510 mm |

| B – Coussin de Dossier SEDEO LITE, Cales tronc | | | Prix € HT | Prix € TTC | Code | LPPR/PLV |
|---|-----------|--|-----------|------------|------|----------|
| | QML030607 | Cales tronc, escamotable, réglable en hauteur, grand coussinet, 150 x 130 mm, Droit | △ | △ | - | - |
| | QML030608 | Cales tronc, escamotable, réglable en hauteur, grand coussinet, 150 x 130 mm, Gauche | △ | △ | - | - |

| C – Dossier SEDEO PRO, Flexible, Galbes et Housse | | | Prix € HT | Prix € TTC | Code | LPPR/PLV |
|--|-----------|--|-----------|------------|------|----------|
| | QML030116 | SEDEO Pro, Flexible, Deep Contour, Actif, galbe 12 cm, sangles réglables | ● | ● | - | - |
| | QML030117 | SEDEO Pro, Flexible, Extra Deep Contour, Actif, galbe 18 cm, sangles réglables | △ | △ | - | - |
| Housse de dossier | QML030108 | Housse, Confort | ● | ● | - | - |

C – Dossier SEDEO PRO, Dimensions

Largeur du coussin de dossier SEDEO PRO

| | |
|------|---|
| BW38 | 380 mm, pour largeur utile 380 mm (1) |
| BW42 | 420 mm, pour largeur utile 380 - 420 mm (1) |
| BW46 | 460 mm, pour largeur utile 420 - 460 mm |
| BW50 | 500 mm, pour largeur utile 460 - 500 mm |
| BW54 | 540 mm, pour largeur utile 500 - 540 mm |
| BW56 | 560 mm, pour largeur utile 520 - 560 mm |

(1) Non disponible avec profondeur 485 mm si combinée avec dossier Sedeo Lite ou Sedeo Pro.

Non disponible avec profondeur 510 mm combinée avec tous types de dossiers.

Hauteur du coussin de dossier SEDEO PRO

| | |
|------|---|
| BH44 | 440 mm, position réglable en hauteur sur 150 mm |
| BH50 | 500 mm, position réglable en hauteur sur 150 mm |
| BH56 | 560 mm, position réglable en hauteur sur 150 mm |

DOSSIER

D – Dossier JAY J3, Galbe Profond - Support Moyen et Haut

Prix € HT | Prix € TTC | Code | LPPR/PLV

Pour largeur dossier J3 410 mm > Largeur max. tronc Utilisateur : 330 mm
 Pour largeur dossier J3 460 mm > Largeur max. tronc Utilisateur : 380 mm

Pour largeur dossier J3 510 mm > Largeur max. tronc Utilisateur : 430 mm

JAY J3, Galbe Profond - Support Moyen (MDC)

| | | | | | |
|---|----------------------------|--------|--------|---------|------------------|
| JAY030042 | UT - Hauteur medium 460 mm | 568,72 | 600,00 | 4510004 | PEC - PAP 600,00 |
| JAY J3, Galbe Profond - Support Haut (MDC) | | | | | |
| JAY030021 | UT - Hauteur medium 460 mm | 568,72 | 600,00 | 4510004 | PEC - PAP 600,00 |

D – Dossier JAY J3, Dimensions

Largeur du dossier JAY J3 - la largeur du dossier doit correspondre à la largeur d'assise

| | | | | | |
|------------------|---|--|--|--|--|
| JAY030111 | 410 mm Uniquement avec largeur d'assise 410 mm ou 435 mm | | | | |
| JAY030112 | | | | | |
| JAY030113 | 460 mm Uniquement avec largeur d'assise 460 mm ou 485 mm | | | | |

E – Dossier souple JAY Shape

Prix € HT | Prix € TTC | Code | LPPR/PLV

| | | | | | |
|------------------|---|--------|--------|---------|------------------|
| JAY080001 | Dossier souple JAY Shape | 521,33 | 550,00 | 4510004 | PEC - PAP 600,00 |
| JAY080006 | | | | | |
| JAY080006 | Dossier souple JAY Shape, Oversized (+ 2,5 cm que la largeur d'assise pour plus d'immersion) Non disponible avec largeurs 485 mm et 510 mm | 521,33 | 550,00 | 4510004 | PEC - PAP 600,00 |

E – Dossier souple JAY Shape, Dimensions

Largeur du dossier JAY Shape - la largeur du dossier doit correspondre à la largeur d'assise

| | | | |
|-------|--------|-------|--------|
| BW385 | 385 mm | BW46 | 460 mm |
| BW41 | 410 mm | BW485 | 485 mm |
| BW435 | 435 mm | | |

Hauteur du dossier JAY Shape

| | | | |
|-------|--------|-------|--------|
| BH47 | 470 mm | BH56 | 560 mm |
| BH495 | 495 mm | BH585 | 585 mm |
| BH52 | 520 mm | BH61 | 610 mm |

E – Dossier souple JAY Shape, Cales tronc

Prix € HT | Prix € TTC | Code | LPPR/PLV

| | | | | | |
|-----------|--|---|---|---|---|
| JAY080010 | Cales tronc JAY Shape, (LxH) 150 x 150 mm, Paire | △ | △ | - | - |
|-----------|--|---|---|---|---|

Appui-Tête (constitué d'une tête, d'un support et d'une fixation)

Prix € HT | Prix € TTC | Code | LPPR/PLV

Têtes et supports SEDEO

| | | | | | |
|-----------|---|--------|--------|---------|--------|
| QML030430 | SEDEO, tête PU - (LxH) 240 x 150 mm | 151,65 | 160,00 | 4510001 | 160,00 |
| QML030431 | SEDEO, tête PU avec housse stretch confort (LxH) 240 x 150 mm | 151,65 | 160,00 | 4510001 | 160,00 |
| QML030432 | SEDEO, tête flexible avec housse stretch confort (LxH) 400 x 110 mm | 151,65 | 160,00 | 4510001 | 160,00 |
| QML030433 | SEDEO, support multi-positions | - | - | - | - |
| QML030434 | SEDEO, support multi-positions réglable sans outils | - | - | - | - |

Têtes et supports WHITMYER

| | | | | | |
|-----------|--|---|---|---|---|
| WHT030402 | Whitmyer, coussinet Plush, (LxH) 254 x 127 mm | ● | ● | - | - |
| WHT030404 | Whitmyer, coussinet ajustable Spécial Plush-A, étroit, (LxH) 355 x 76 mm | △ | △ | - | - |
| WHT030409 | Whitmyer, support AXYS, barre horizontale orientable à 180° - pour tête Whitmyer | ● | ● | - | - |

Fixations communes appui-tête SEDEO et WHITMYER

| | | | | | |
|-----------|---|---|---|---|---|
| QML030119 | Fixation montée sur coussin de dossier Uniquement avec les coussins de dossier Sedeo Lite QML030130/030131/030132/030133 | ● | ● | - | - |
| QML030120 | Fixation montée sur armature du dossier | △ | △ | - | - |

ASSISE

| Interface d'assise | Prix € HT | Prix € TTC | Code | LPPR/PLV |
|---|-----------|------------|------|----------|
| QML020123 Rails de fixation, pour profondeurs d'assise 410 - 485 mm | ● | ● | - | - |
| QML020124 Rails de fixation, pour profondeurs d'assise 510 - 560 mm | △ | △ | - | - |

| Coussin d'Assise - Type | Prix € HT | Prix € TTC | Code | LPPR/PLV |
|--|----------------|------------|------|----------|
| Coussins SEDEO (Voir Section F) | | | | |
| QML020027 Coussin d'Assise SEDEO | ● | ● | - | - |
| Coussins JAY (Voir Section G) | | | | |
| QML020515 Coussin d'Assise JAY | Voir Section G | - | - | - |

| F - Coussin d'Assise - SEDEO | Prix € HT | Prix € TTC | Code | LPPR/PLV |
|--|-----------|------------|------|----------|
| Coussins SEDEO, Types | | | | |
| QML020073 SEDEO, Profilé (Profiled), hauteur 70 mm | ● | ● | - | - |
| QML020076 SEDEO, Anatomique, mousse à mémoire de forme (Support Memory), hauteur 90 mm | △ | △ | - | - |
| Coussins SEDEO, Housse | | | | |
| QML020518 Housse - Dartex | ● | ● | - | - |
| QML020080 Housse - Confort | △ | △ | - | - |

| F – SEDEO, Plaque d'Assise | Prix € HT | Prix € TTC | Code | LPPR/PLV |
|--|-----------|------------|------|----------|
| QML020082 SEDEO, Plaque d'assise avec butée arrière de coussin réglable en profondeur | △ | △ | - | - |
| QML020083 SEDEO, Plaque d'assise rembourrée, avec butée arrière de coussin réglable en profondeur, hauteur butée 50 mm | △ | △ | - | - |

F – Coussin d'Assise SEDEO, Dimensions

Pré-réglage largeur d'assise

| | | |
|------|-------------------------------------|---|
| SW38 | 385 mm, avec coussin largeur 380 mm | (uniquement avec réglage de dossier 385 mm) |
| SW40 | 410 mm, avec coussin largeur 400 mm | (uniquement avec réglage de dossier 410 mm) Non disponible avec coussin SEDEO Anatomique (QML020076) |
| SW42 | 410 mm, avec coussin largeur 420 mm | (uniquement avec réglage de dossier 410 mm) |
| SW44 | 435 mm, avec coussin largeur 440 mm | (uniquement avec réglage de dossier 435 mm) Non disponible avec coussin SEDEO Anatomique (QML020076) |
| SW46 | 460 mm, avec coussin largeur 460 mm | (uniquement avec réglage de dossier 460 mm) |
| SW48 | 485 mm, avec coussin largeur 480 mm | (uniquement avec réglage de dossier 485 mm) Non disponible avec coussin SEDEO Anatomique (QML020076) |
| SW50 | 510 mm, avec coussin largeur 500 mm | (uniquement avec réglage de dossier 510 mm) |

Pré-réglage profondeur d'assise

| | | |
|-------|--|--|
| SD41 | 410 mm, avec coussin profondeur 500 mm | |
| SD435 | 435 mm, avec coussin profondeur 500 mm | |
| SD46 | 460 mm, avec coussin profondeur 500 mm | |
| SD485 | 485 mm, avec coussin profondeur 560 mm | Non disponible avec largeurs de dossier 385 mm et 410 mm si bascule électrique (QML130004/QML130012) combinée avec dossier électrique (QML030149) et dossiers Sedeo Lite ou Sedeo Pro |
| SD51 | 510 mm, avec coussin profondeur 560 mm | Non disponible avec largeurs de dossier 385 mm et 410 mm si bascule électrique (QML130004/QML130012) combinée avec dossier électrique (QML030149) et toile de dossier ou dossiers Jay ou Sedeo Lite ou Sedeo Pro |

ASSISE

| G – JAY, Coussins (Veuillez vérifier la disponibilité du coussin en fonction de la taille) | | | Prix € HT | Prix € TTC | Code | LPPR/PLV |
|--|---|---|-----------|------------|---------|------------------|
| JAY020006 | JAY Easy Visco, base plate - Livré avec 2 housses, incontinence | | 389,57 | 411,00 | | |
| | JAYxxx | Eléments de positionnement incluant cales pelviennes (paire) et biseau crural | 50,24 | 53,00 | 9940118 | PEC - PAP 600,00 |
| JAY020011 | JAY Balance, insert Fluid - Livré avec 2 housses, aérée (jusqu'à largeur d'assise 500 mm) | | 568,72 | 600,00 | 9940118 | PEC - PAP 600,00 |
| | JAY020015 | Eléments de positionnement incluant : 1 paire de cales pelviennes 25 mm 1 paire de cales d'adduction 25 mm 1 butée d'abduction 25 mm | △ | △ | - | - |

G – JAY, Dimensions

Pré-réglage largeur cadre d'assise

| | | |
|------|-------------------------------------|---|
| SW38 | 385 mm, avec coussin largeur 380 mm | (uniquement avec réglage de dossier 385 mm) |
| SW40 | 410 mm, avec coussin largeur 400 mm | (uniquement avec réglage de dossier 410 mm) |
| SW42 | 410 mm, avec coussin largeur 420 mm | (uniquement avec réglage de dossier 410 mm) |
| SW44 | 435 mm, avec coussin largeur 440 mm | (uniquement avec réglage de dossier 435 mm) |
| SW46 | 460 mm, avec coussin largeur 460 mm | (uniquement avec réglage de dossier 460 mm) |
| SW48 | 485 mm, avec coussin largeur 480 mm | (uniquement avec réglage de dossier 485 mm) |
| SW50 | 510 mm, avec coussin largeur 500 mm | (uniquement avec réglage de dossier 510 mm) |

Pré-réglage profondeur cadre d'assise

| | | |
|-------|--------|--|
| SD41 | 410 mm | |
| SD435 | 435 mm | |
| SD46 | 460 mm | |
| SD485 | 485 mm | |
| SD51 | 510 mm | |

OPTIONS D'ASSISE

| Cale Cuisse et Cale Genoux | | | Prix € HT | Prix € TTC | Code | LPPR/PLV |
|----------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------------------|------------|------|----------|
| Cale cuisse - amovible | | | | | | |
| QML020113 | Small, 120 x 120 mm, côté droit | QML020114 | Small, 120 x 120 mm, côté gauche | ● | ● | - |

Cale genoux escamotable

| | | | | | | | |
|-----------|---------------------------------|-----------|----------------------------------|---|---|---|---|
| QML020342 | Small, 120 x 120 mm, côté droit | QML020341 | Small, 120 x 120 mm, côté gauche | ● | ● | - | - |
|-----------|---------------------------------|-----------|----------------------------------|---|---|---|---|

ACCOUDOIRS

| Accoudoirs - Types  | | | Prix € HT | Prix € TTC | Code | LPPR/PLV |
|--|--|--|-----------|------------|------|----------|
| QML040039 | Accoudoirs relevables | | ● | ● | - | - |
| QML040022 | Accoudoirs amovibles, SEDEO LITE, inc. manchettes stds 380 mm et protège-vêtements Non disponible avec tablette Non disponible avec commandes spéciales Non disponible avec support de commande escamotable intérieur/extérieur (QML110056) | | △ | △ | - | - |
| QML040019 | Accoudoirs escamotables Sedeo Pro, vers l'arrière, avec protège-vêtements (réglage supplémentaire de 40 mm par côté) Non disponible avec manchette standard 380 mm (QML040040/41) Uniquement avec support de commande escamotable intérieur/extérieur (QML110056) | | △ | △ | - | - |
| QML040021 | Accoudoirs amovibles, SEDEO PRO, avec protège-vêtements Non disponible avec manchette standard 380 mm (QML040040/41) Uniquement avec support de commande escamotable intérieur/extérieur (QML110056) | | △ | △ | - | - |
| QML040123 | Accoudoirs relevables à compensation | | △ | △ | - | - |

ACCOUDOIRS

| Manchettes d'Accoudoirs | | | | Prix € HT | Prix € TTC | Code | LPPR/PLV | |
|---------------------------------|---|--|-----------|----------------------------|------------|--------|----------|---------------|
| QML040040 | Standard, 380 mm - droite | | QML040041 | Standard, 380 mm - gauche | △ | △ | - | - |
| QML040025 | Sedeo Pro, 400 mm - droite | | QML040026 | Sedeo Pro, 400 mm - gauche | ● | ● | - | - |
| Manchettes confort | | | | | | | | |
| QML040204 | Confort Dartex, 400 mm, droite | | | | △ | △ | - | - |
| QML040203 | Confort Dartex, 400 mm, gauche | | | | △ | △ | - | - |
| Gouttières hémiplégiques | | | | | | | | |
| QML040031 | Gouttière, droite Non disponible avec coussins de dossier SEDEO LITE (QML030130-QML030131-QML030133) | | | | 235,07 | 248,00 | 4550001 | PEC sur devis |
| QML040032 | Gouttière, gauche Non disponible avec coussins de dossier SEDEO LITE (QML030130-QML030131-QML030133) | | | | 235,07 | 248,00 | 4550001 | PEC sur devis |

| Protège-vêtements | | | | Prix € HT | Prix € TTC | Code | LPPR/PLV |
|--------------------------|---|--|--|-----------|------------|------|----------|
| QML040033 | Protège-vêtements, standard Disponible uniquement avec : accoudoirs relevables QML040039 & accoudoirs relevables à compensation QML040123 | | | ● | ● | - | - |
| QML040034 | Protège-vêtements, confort - (largeur d'assise -20 mm) Disponible uniquement avec : accoudoirs amovible QML040021 & accoudoirs escamotables QML040019 | | | △ | △ | - | - |

REPOSE-PIEDS

| Repose-Pieds / Repose-Jambes Latéraux Escamotables SEDEO | | | | Prix € HT | Prix € TTC | Code | LPPR/PLV |
|---|---|---------------------------------------|--|-----------|------------|---------|----------|
| QML050100 | Potences escamotables 70°, SEDEO LITE (type Q200 R Configuré) | | | ● | ● | - | - |
| QML050015 | Potences escamotables 70°, SEDEO PRO (type Q400) | | | △ | △ | - | - |
| QML050016 | Repose-jambes manuels, SEDEO PRO (type Q400) | (pour UL 36 à 53 cm) | | △ | △ | - | - |
| FMG-PB01-3297-02 | Repose-jambes manuels courts, pour UL 26 à 43 cm (UL, segment jambier: mesure palette - plaque d'assise) | Attention délai supplémentaire | | △ | △ | - | - |
| QML050017 | Repose-jambes électriques sans fil, à compensation, SEDEO PRO (type Q400) | | | 1 184,83 | 1 250,00 | 9987717 | 1 250,00 |
| FMG-PB01-3297-01 | Repose-jambes électriques courts, sans fil, à compensation, pour UL 26 à 43 cm (UL, segment jambier: mesure palette - plaque d'assise) | Attention délai supplémentaire | | 1 184,83 | 1 250,00 | 9987717 | 1 250,00 |
| QML050200 | Protection de genou, confort, pour repose-jambes | | | △ | △ | - | - |
| Support repose-jambes latéraux | | | | | | | |
| QML050170 | Support haut (préconisé avec coussin, épaisseur < ou = à 700 mm) | | | ● | ● | - | - |
| QML050171 | Support bas (préconisé avec coussin, épaisseur < ou = à 500 mm) | | | △ | △ | - | - |
| Palettes | | | | | | | |
| QML050088 | Palettes séparées, pour largeur d'assise 385 - 400 mm | | | △ | △ | - | - |
| QML050089 | Palettes séparées, pour largeur d'assise 420 - 460 mm | | | ● | ● | - | - |
| QML050090 | Palettes séparées, pour largeur d'assise 480 - 510 mm | | | △ | △ | - | - |
| QML050081 | Palettes solidaires Uniquement pour potences escamotables 70° Sedeo Pro (QML050015) | | | △ | △ | - | - |
| Options de repose-jambes | | | | | | | |
| QML050082 | Appui-mollets, standard, réglables en profondeur, paire | | | ● | ● | - | - |
| QML050084 | Talonnières | | | ● | ● | - | - |
| QML050085 | Sangles mollets Uniquement pour potences escamotables 70° Sedeo Pro (QML050015) | | | △ | △ | - | - |
| Options de repose-jambes | | | | | | | |
| QML050142 | Support amputé, confort, droit | | | △ | △ | - | - |
| QML050143 | Support amputé, confort, gauche | | | △ | △ | - | - |

| Repose-Jambes Central, Electrique | | | | Prix € HT | Prix € TTC | Code | LPPR/PLV |
|--|---|--|--|-----------|------------|---------|----------|
| Uniquement avec roues directrices 8" - Non compatible avec monte-trottoir | | | | | | | |
| QML050076 | Repose-jambes central électrique, compensation sur 175 mm, inclinaison de 90° - 180° LJ réglable de 200 à 460 mm (mesure à partir de la plaque d'assise) | | | 1 184,83 | 1 250,00 | 9987717 | 1 250,00 |
| QML050072 | Palettes séparées, réglables en hauteur et en angle (longueur 260 mm x largeur 150 mm) | | | ● | ● | - | - |
| QML050092 | Appui-mollets séparé, paire | | | ● | ● | - | - |

OPTIONS DE POSITIONNEMENT & ACCESSOIRES

| Options de Positionnement & Accessoires | | Prix € HT | Prix € TTC | Code | LPPR/PLV |
|---|--|-----------|------------|---------|---------------------|
| QML090128 | Ceinture, boucle type automobile, 50 mm x 1700 mm | ● | ● | - | - |
| QML090123 | Supports de fixation de rails d'assise pour ceinture de positionnement | △ | △ | - | - |
| QML090110 | Rétroviseur, monté à droite (montage côté opposé manipulateur si tablette) | △ | △ | - | - |
| QML090118 | Rétroviseur, monté à gauche (montage côté opposé manipulateur si tablette) | △ | △ | - | - |
| QML030605 | Plot d'abduction Non disponible avec repose-jambes central électrique | 132,70 | 140,00 | 9940118 | PEC - PAP 600,00 |
| Tablette (montage côté opposé du manipulateur) | | | | | |
| QML090124 | Tablette escamotable | 125,12 | 132,00 | 9995042 | 132,00 |
| QML090040 | Tablette, réglable en largeur, escamotable | 125,12 | 132,00 | 9995042 | 132,00 |

ÉLECTRONIQUE ÉVOLUTIVE

| Manipulateur – R-Net  | | Prix € HT | Prix € TTC | Code | LPPR/PLV |
|---|---|-----------|------------|---------|---------------|
| QML110015 | LED, Vérins | ● | ● | - | - |
| QML110016 | LED, Vérins et kit éclairage | △ | △ | - | - |
| QML110017 | Ecran couleur LCD | △ | △ | - | - |
| QML110018 | Ecran couleur LCD, joystick renforcé Non disponible avec embouts joystick QML090505 à QML090511 | 1 129,86 | 1 192,00 | 4550001 | PEC sur devis |
| QML110013 | Advanced, écran couleur LCD haute résolution, contrôle infrarouge (32 à 40 kHz) | △ | △ | - | - |
| QML110023 | Advanced, écran couleur LCD haute résolution, contrôle infrarouge (32 à 40 kHz) et Bluetooth (2 appareils PC, Android et 2 appareils IOS, iPhone, iPad) | △ | △ | - | - |

| Support Commande Principale | | Prix € HT | Prix € TTC | Code | LPPR/PLV |
|------------------------------------|---|-----------|------------|------|----------|
| QML110050 | Support fixe | △ | △ | - | - |
| QML110082 | Support escamotable | ● | ● | - | - |
| QML110056 | Support escamotable, intérieur/extérieur Non disponible avec accoudoirs amovibles SEDEO Lite QML040022 | △ | △ | - | - |

| Montage Commande Principale | | Prix € HT | Prix € TTC | Code | LPPR/PLV |
|------------------------------------|------------------------|-----------|------------|------|----------|
| QML110052 | Accoudoir, côté droit | ● | ● | - | - |
| QML110053 | Accoudoir, côté gauche | | | | |

| Langue | | Prix € HT | Prix € TTC | Code | LPPR/PLV |
|---------------|----------|-----------|------------|------|----------|
| QML119002 | Français | | | | |

| Embouts de Joystick | | Prix € HT | Prix € TTC | Code | LPPR/PLV |
|----------------------------|-----------------------------------|-----------|------------|---------|---------------|
| QML090505 | Balle de golf, Ø 42 mm | 54,98 | 58,00 | 4550001 | PEC sur devis |
| QML090506 | T-Bar, largeur 82 mm | 54,98 | 58,00 | 4550001 | PEC sur devis |
| QML090507 | Balle souple, Ø 70 mm | 54,98 | 58,00 | 4550001 | PEC sur devis |
| QML090508 | Balle, Ø 35 mm | 54,98 | 58,00 | 4550001 | PEC sur devis |
| QML090045 | Balle Allround, Ø 48 mm | 54,98 | 58,00 | 4550001 | PEC sur devis |
| QML090509 | Coupelle commande menton, Ø 37 mm | 54,98 | 58,00 | 4550001 | PEC sur devis |
| QML090512 | Tige, 80 x 15 mm | 54,98 | 58,00 | 4550001 | PEC sur devis |
| QML090511 | Champignon, Ø 45 mm | 238,86 | 252,00 | 4550001 | PEC sur devis |

| Module de Puissance | | Prix € HT | Prix € TTC | Code | LPPR/PLV |
|----------------------------|----------------------------------|-----------|------------|------|----------|
| QML110003 | Module de puissance, R-Net, 90 A | ● | ● | - | - |

| Commandes Accompagnateur | | Prix € HT | Prix € TTC | Code | LPPR/PLV |
|--|--|-----------|-------------|---------|----------|
| QML110021 | Commande double (manipulateur ou commande spéciale + boîtier tierce personne) | 1 421,80 | 1 500,00 | 9928790 | 1 500,00 |
| QML110020 | Commande tierce personne uniquement (déplacement du manipulateur principal) Choisir également un manipulateur | △ | △ | - | - |
| Montage commande accompagnateur | | | | | |
| QML110025 | Côté droit | QML110026 | Côté gauche | | |

| Commande sur Tablette | | Prix € HT | Prix € TTC | Code | LPPR/PLV |
|-------------------------------|--|-----------|------------|---------|---------------|
| QML110143 | Manipulateur R-Net écran couleur LCD, monté sur tablette | 2 123,22 | 2 240,00 | 4550001 | PEC sur devis |
| Montage de la tablette | | | | | |
| QML110080 | Côté gauche | QML110081 | Côté droit | | |

| COMMANDES SPÉCIALES | | | | | |
|---|---|-----------|------------|---------|---------------|
| R-Net OMNI2 interface commandes spéciales, infra rouge 32-40 kHz | | Prix € HT | Prix € TTC | Code | LPPR/PLV |
| QML110116 | R-Net OMNI2 | 1 421,80 | 1 500,00 | 9928790 | 1 500,00 |
| Montage R-Net OMNI2 - côté opposé au manipulateur R-Net | | | | | |
| QML110119 | Support fixe, à droite | ● | ● | - | - |
| QML110120 | Support fixe, à gauche | △ | △ | - | - |
| QML110123 | Support escamotable, à droite Non disponible avec rétroviseur monté à droite QML090110 | 194,31 | 205,00 | 4550001 | PEC sur devis |
| QML110124 | Support escamotable, à gauche Non disponible avec rétroviseur monté à gauche QML090118 En combinaison avec commande accompagnateur, montage du boîtier CTRL+5 sur accoudoir | 194,31 | 205,00 | 4550001 | PEC sur devis |

| Commandes Spéciales Manuelles (Sélection des contacteurs voir section H)  | | Prix € HT | Prix € TTC | Code | LPPR/PLV |
|---|---|-----------|------------|---------|---------------|
| Commandes proportionnelles (Omni2 requis) | | | | | |
| QML110301 | MicroGuide (mini-joystick force de poussée 40 gr, débattement 13°) | 2 907,11 | 3 067,00 | 4550001 | PEC sur devis |
| QML110304 | VersaGuide (joystick compact - force de poussée 240 gr et débattement 22°) | 1 751,66 | 1 848,00 | 4550001 | PEC sur devis |
| QML110305 | VersaGuide EZ (joystick compact light - force de poussée 120 gr et débattement 12°) ND avec embouts joystick Tige (QML090512), Champignon (QML090511), T-bar (QML090506) | 1 751,66 | 1 848,00 | 4550001 | PEC sur devis |
| QML110306 | Allround (joystick compact, force de poussée 250 gr) | 2 907,11 | 3 067,00 | 4550001 | PEC sur devis |
| QML110307 | Allround light (joystick compact light, force de poussée 120 gr) Uniquement disponible avec embout par défaut ou balle allround Ø 48 mm (QML090045) | 3 094,79 | 3 265,00 | 4550001 | PEC sur devis |
| QML110308 | Allround heavy duty (joystick compact renforcé, force de poussée 650 gr) | 4 022,75 | 4 244,00 | 4550001 | PEC sur devis |
| QML110309 | Allround (joystick compact, force de poussée 250 gr) R-Net bus OMNI2 non requis | 1 421,80 | 1 500,00 | 9928790 | 1 500,00 |
| QML110310 | Allround light (joystick compact light, force de poussée 120 gr) – R-Net bus OMNI2 non requis | 1 421,80 | 1 500,00 | 9928790 | 1 500,00 |
| QML110311 | Allround heavy duty (joystick compact renforcé, force de poussée 650 gr) – R-Net bus OMNI2 non requis | 4 022,75 | 4 244,00 | 4550001 | PEC sur devis |

| Supports de Fixation Link-It pour Commandes Spéciales Manuelles | | Prix € HT | Prix € TTC | Code | LPPR/PLV |
|---|---|-----------|------------|---------|---------------|
| QML110342 | Appui palmaire pour joystick MicroGuide | 297,63 | 314,00 | 4550001 | PEC sur devis |
| Emplacement de la fixation  | | | | | |
| QML110350 | Sur l'accoudoir, montage fixe | | | | |
| QML110353 | Sur l'accoudoir, montage escamotable | | | | |
| Côté de la fixation | | | | | |
| QML110362 | Droit | | | | |
| QML110361 | Gauche | | | | |

COMMANDES SPECIALES

| Commandes Occipitales & Supports (Sélection des contacteurs voir section H)  | | Prix € HT | Prix € TTC | Code | LPPR/PLV |
|--|---|-----------|------------|---------|---------------|
| Commande proportionnelle 4 axes Switch-It (OMNI2 requis - Recommandé avec GYRO) | | | | | |
| QML110208 | VIGO, commande gyroscopique montée sur casque Uniquement avec tête appui-tête WHT030402 ou WHT030403 | 4 494,79 | 4 742,00 | 4550001 | PEC sur devis |
| Commandes proportionnelles 3 axes Switch-It (OMNI2 requis - Recommandé avec GYRO) | | | | | |
| QML110370 | Dual Pro (contacteurs sensitifs et à pression - coussinets latéraux ovales) Option support Whimyer obligatoire | 4 923,22 | 5 194,00 | 4550001 | PEC sur devis |
| QML110371 | Dual Pro (contacteurs sensitifs et à pression - coussinets latéraux ronds) Option support Whimyer obligatoire | 4 923,22 | 5 194,00 | 4550001 | PEC sur devis |
| Supports commandes Occipitales - Option obligatoire | | | | | |
| WHT030408 | WHITMYER, support LINX ² | 140,28 | 148,00 | 4550001 | PEC sur devis |
| WHT030409 | WHITMYER, support AXYS, barre horizontale orientable à 180° | 94,79 | 100,00 | 4550001 | PEC sur devis |

| Commandes au Menton  | | Prix € HT | Prix € TTC | Code | LPPR/PLV |
|--|--|-----------|------------|---------|---------------|
| Commandes au menton proportionnelles | | | | | |
| QML110470 | MicroGuide (mini-joystick force de poussée 40 gr, débattement 13°) | 2 907,11 | 3 067,00 | 4550001 | PEC sur devis |
| QML110472 | VersaGuide joystick compact (force de poussée 240 gr et débattement 22°) | 1 751,66 | 1 848,00 | 4550001 | PEC sur devis |
| QML110473 | VersaGuide EZ joystick compact (force de poussée 120 gr et débattement 12°) ND avec embouts joystick Tige (QML090512), Champignon (QML090511), T-bar (QML090506) | 1 751,66 | 1 848,00 | 4550001 | PEC sur devis |
| QML110474 | Allround (joystick compact, force de poussée 250 gr) | 2 907,11 | 3 067,00 | 4550001 | PEC sur devis |
| QML110475 | Allround light (joystick compact light, force de poussée 120 gr) Uniquement disponible avec embout par défaut ou balle allround Ø 48 mm (QML090045) | 3 094,79 | 3 265,00 | 4550001 | PEC sur devis |
| QML110476 | Allround (joystick compact, force de poussée 250 gr) R-Net bus OMNI2 non requis | 1 421,80 | 1 500,00 | 9928790 | 1 500,00 |
| QML110477 | Allround light (joystick compact light, force de poussée 120 gr) – R-Net bus Uniquement disponible avec embout par défaut ou balle allround Ø 48 mm (QML090045) OMNI2 non requis | 1 421,80 | 1 500,00 | 9928790 | 1 500,00 |

| Supports de Fixation Link-It pour Commandes au Menton  | | Prix € HT | Prix € TTC | Code | LPPR/PLV |
|--|--|-----------|------------|---------|---------------|
| Supports de Fixation Link-It pour commandes au menton | | | | | |
| QML110480 | Plastron - small (largeur plastron: 15,24 cm) Si contacteurs requis, uniquement disponible avec joystick Allround | 680,57 | 718,00 | 4550001 | PEC sur devis |
| QML110483 | Bras manuel escamotable sur dossier – côté droit | 717,54 | 757,00 | 4550001 | PEC sur devis |
| QML110484 | Bras manuel escamotable sur dossier – côté gauche | 717,54 | 757,00 | 4550001 | PEC sur devis |
| QML110485 | Bras électrique escamotable contacteur sur l'appui-tête – côté droit | 2 222,75 | 2 345,00 | 4550001 | PEC sur devis |
| QML110486 | Bras électrique escamotable contacteur sur l'appui-tête – côté gauche | 2 222,75 | 2 345,00 | 4550001 | PEC sur devis |
| QML110487 | Bras manuel escamotable sur l'appui-tête – côté gauche | 717,54 | 757,00 | 4550001 | PEC sur devis |
| QML110488 | Bras manuel escamotable sur l'appui-tête – côté droit | 717,54 | 757,00 | 4550001 | PEC sur devis |
| Kit Kit d'Extension Link-It | | | | | |
| QML110590 | Module de base + tube de 100 mm, incluant 5 clips câble | 88,15 | 93,00 | 4550001 | PEC sur devis |
| QML110591 | Module de base + tube de 150 mm, incluant 5 clips câble | 88,15 | 93,00 | 4550001 | PEC sur devis |

| Commande au Souffle (sélection contacteur voir Section H) | | Prix € HT | Prix € TTC | Code | LPPR/PLV |
|--|--|-----------|------------|---------|----------|
| Commande au souffle avec fixation escamotable Link-It, sur l'appui-tête (recommandé avec GYRO) Sélectionner option appui-tête | | | | | |
| QML110510 | Commande au souffle avec fixation escamotable Link-It, sur l'appui-tête (recommandé avec GYRO) Sélectionner option appui-tête | 1 421,80 | 1 500,00 | 9928790 | 1 500,00 |

COMMANDES SPÉCIALES

| H – Contacteur #1 | | Prix € HT | Prix € TTC | Code | LPPR/PLV |
|---|--|-----------|------------|---------|---------------|
| Sélection d'un contacteur #1 et de son montage (si second contacteur requis, sélection page suivante) | | | | | |
| QML110611 | #1 Contacteur Ø 64 mm – noir | 172,51 | 182,00 | 4550001 | PEC sur devis |
| QML110612 | #1 Contacteur Ø 64 mm – rouge | 172,51 | 182,00 | 4550001 | PEC sur devis |
| QML110613 | #1 Contacteur Ø 64 mm – vert | 172,51 | 182,00 | 4550001 | PEC sur devis |
| QML110523 | #1 Egg Switch – noir | 172,51 | 182,00 | 4550001 | PEC sur devis |
| QML110524 | #1 MicroLite Switch – noir | 246,45 | 260,00 | 4550001 | PEC sur devis |
| QML110651 | #1 Contacteur Ø 30 mm – noir | 172,51 | 182,00 | 4550001 | PEC sur devis |
| QML110654 | #1 Contacteur Ø 30 mm – bleu | 172,51 | 182,00 | 4550001 | PEC sur devis |
| QML110653 | #1 Contacteur Ø 30 mm – vert | 172,51 | 182,00 | 4550001 | PEC sur devis |
| QML110652 | #1 Contacteur Ø 30 mm – rouge | 172,51 | 182,00 | 4550001 | PEC sur devis |
| QML110655 | #1 Contacteur Ø 30 mm – jaune | 172,51 | 182,00 | 4550001 | PEC sur devis |
| QML110534 | #1 Twister Switch – noir | 172,51 | 182,00 | 4550001 | PEC sur devis |
| QML110535 | #1 Twister Switch – vert | 172,51 | 182,00 | 4550001 | PEC sur devis |
| QML110536 | #1 Twister Switch – rouge | 172,51 | 182,00 | 4550001 | PEC sur devis |
| Montage Link-It contacteur | | | | | |
| QML110560 | #1 Sur manipulateur Non disponible avec Joystick Allround Heavy Duty ou appui palmaire | 250,24 | 264,00 | 4550001 | PEC sur devis |
| QML110566 | #1 Opposé au manipulateur Montage sur rail d'accoudoir | 250,24 | 264,00 | 4550001 | PEC sur devis |
| QML110561 | #1 Sur l'appui-tête | 250,24 | 264,00 | 4550001 | PEC sur devis |
| QML110563 | #1 Sur le rail de fixation de l'assise (genou) Si 2 contacteurs sélectionnés uniquement montage droit et gauche | 250,24 | 264,00 | 4550001 | PEC sur devis |
| QML110565 | #1 Au menton Pas de contacteur gauche / droit requis | 250,24 | 264,00 | 4550001 | PEC sur devis |
| QML110569 | #1 Sans montage Link-It Contacteur livré non fixé | △ | △ | - | - |
| Côté du Montage Contacteur #1 | | | | | |
| QML110572 | #1 A droite - (non disponible avec contacteur Satellite) | | | | |
| QML110571 | #1 A gauche - (non disponible avec contacteur Satellite) | | | | |
| Contacteurs Satellite #1 (uniquement pour Joystick Allround, maximum 2 au choix) | | | | | |
| QML110537 | #1 Contacteur Satellite – noir | 172,51 | 182,00 | 4550001 | PEC sur devis |
| QML110538 | #1 Contacteur Satellite – vert | 172,51 | 182,00 | 4550001 | PEC sur devis |
| QML110539 | #1 Contacteur Satellite – rouge | 172,51 | 182,00 | 4550001 | PEC sur devis |

COMMANDES SPÉCIALES

| I – Contacteur #2 | | Prix € HT | Prix € TTC | Code | LPPR/PLV |
|--|--|-----------|------------|---------|---------------|
| Sélection d'un Second Contacteur #2 et de son Montage | | | | | |
| QML110631 | #2 Contacteur Ø 64 mm – noir | 172,51 | 182,00 | 4550001 | PEC sur devis |
| QML110632 | #2 Contacteur Ø 64 mm – rouge | 172,51 | 182,00 | 4550001 | PEC sur devis |
| QML110633 | #2 Contacteur Ø 64 mm – vert | 172,51 | 182,00 | 4550001 | PEC sur devis |
| QML110088 | #2 Egg Switch – noir | 172,51 | 182,00 | 4550001 | PEC sur devis |
| QML110089 | #2 MicroLite Switch – noir | 246,45 | 260,00 | 4550001 | PEC sur devis |
| QML110671 | #2 Contacteur Ø 30 mm – noir | 172,51 | 182,00 | 4550001 | PEC sur devis |
| QML110674 | #2 Contacteur Ø 30 mm – bleu | 172,51 | 182,00 | 4550001 | PEC sur devis |
| QML110673 | #2 Contacteur Ø 30 mm – vert | 172,51 | 182,00 | 4550001 | PEC sur devis |
| QML110672 | #2 Contacteur Ø 30 mm – rouge | 172,51 | 182,00 | 4550001 | PEC sur devis |
| QML110675 | #2 Contacteur Ø 30 mm – jaune | 172,51 | 182,00 | 4550001 | PEC sur devis |
| QML110095 | #2 Twister Switch – noir | 155,45 | 164,00 | 4550001 | PEC sur devis |
| QML110096 | #2 Twister Switch – vert | 155,45 | 164,00 | 4550001 | PEC sur devis |
| QML110097 | #2 Twister Switch – rouge | 155,45 | 164,00 | 4550001 | PEC sur devis |
| Montage Link-It pour Contacteur #2 | | | | | |
| QML110098 | #2 Sur manipulateur Non disponible avec Joystick Allround Heavy Duty ou appui palmaire | 250,24 | 264,00 | 4550001 | PEC sur devis |
| QML110099 | #2 Opposé au manipulateur Montage sur rail d'accoudoir | 250,24 | 264,00 | 4550001 | PEC sur devis |
| QML110100 | #2 Sur l'appui-tête | 250,24 | 264,00 | 4550001 | PEC sur devis |
| QML110104 | #2 Sur le rail de fixation de l'assise (genou) Si 2 contacteurs sélectionnés uniquement montage droit et gauche | 250,24 | 264,00 | 4550001 | PEC sur devis |
| QML110105 | #2 Au menton Pas de contacteur gauche / droit requis | 250,24 | 264,00 | 4550001 | PEC sur devis |
| QML110106 | #2 Sans montage Link-It (contacteur livré non fixé) | △ | △ | - | - |
| Côté du Montage Contacteur #2 | | | | | |
| QML110108 | A droite (non disponible avec contacteur Satellite) | | | | |
| QML110107 | A gauche (non disponible avec contacteur Satellite) | | | | |
| Contacteurs Satellite #2 (uniquement pour Joystick Allround, maximum 2 au choix) | | | | | |
| QML110111 | #2 Contacteur Satellite – noir | 172,51 | 182,00 | 4550001 | PEC sur devis |
| QML110112 | #2 Contacteur Satellite – vert | 172,51 | 182,00 | 4550001 | PEC sur devis |
| QML110113 | #2 Contacteur Satellite – rouge | 172,51 | 182,00 | 4550001 | PEC sur devis |
| Contacteurs Multi-Fonctions (utilisés en combinaison avec la programmation du paramètre "assignation de boutons") | | | | | |
| QML110550 | Mini 2 stéréo - 2 contacteurs branchés en stéréo sur la prise jack "mode" du manipulateur écran (4 fonctions assignables) - Non fixé à la livraison. Fixation Link-It impossible | 231,28 | 244,00 | 4550001 | PEC sur devis |
| QML110551 | Mini 2 mono - 2 contacteurs branchés en mono sur la prise jack "mode" et "marche/arrêt" Non fixé à la livraison. Fixation Link-It impossible | 231,28 | 244,00 | 4550001 | PEC sur devis |
| QML110552 | Mini 4 – 4 contacteurs branchés en DB9 sur l'OMNI Non fixé à la livraison. Fixation Link-It impossible | 231,28 | 244,00 | 4550001 | PEC sur devis |
| QML110554 | Joystick 4 contacts - branchés en DB9 sur l'OMNI | 330,81 | 349,00 | 4550001 | PEC sur devis |
| Accessoires | | | | | |
| QML110580 | Rallonge jack mono (2 m) (prise Jack 3.5 mm) | 33,18 | 35,00 | 4550001 | PEC sur devis |
| QML110581 | Rallonge jack stéréo (2 m) (prise Jack 3.5 mm) | 33,18 | 35,00 | 4550001 | PEC sur devis |
| QML110582 | Rallonge DB9 (1 m) | 42,65 | 45,00 | 4550001 | PEC sur devis |
| QML110583 | Cable jack Y, stéréo - mono/mono | 81,52 | 86,00 | 4550001 | PEC sur devis |
| Dispositif de Sécurité | | | | | |
| QML090147 | Contacteur d'arrêt d'urgence (portée activation 30 m, branché sur port OBC du module de puissance) | 988,63 | 1 043,00 | 4550001 | PEC sur devis |

Commentaires Pour Fabrications Spéciales



| Q300 R - SEDEO LITE - FREP-B | | € |
|-------------------------------------|--|-----------|
| Prix de base TTC | | 11 680,50 |
| Total options TTC | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Prix total TTC | | |

| Date | Signature |
|---------------------------|-----------|
| Jour Mois Année | |

**Sunrise Medical SAS**

ZAC de la Vrillonnerie
 17 Rue Michaël Faraday
 37170 Chambray-Les-Tours
 Tél: 02 47 55 44 31
 E-Mail: commandes@sunrisemedical.fr
 www.SunriseMedical.fr