

Q400® M assise SEDEO® LITE

FREP-B



BON DE COMMANDE PROFESSIONNEL

Révision 1_122025
Sous réserve de modifications techniques, erreurs ou omissions

Adresse facturation ou Code client			Adresse Livraison		Identique facturation
Code Clt:			Code Clt:		
Magasin:			Magasin:		
Rue:			Rue		
Ville/CP:			Ville /CP:		
E-Mail:			E-Mail:		
Tél:			Tél:		
Informations			Poids Utilisateur		
Commande	Devis	Built-4-Me®	Poids max. utilisateur: 136 kg		
N° commande.:			Poids uti.:	kg	
Art. No.: Q400 M: 2280040M-500			Prix Public TTC (LPPR / PLV)		
Date:	Jour	Mois	Année		
€ 11 680,50					

Mesures Anthropométriques

a) Du haut de la tête à l'assise	mm
b) Du haut de l'épaule à l'assise	mm
c) Aisselle - assise	mm
d) Coude - assise	mm
e) Haut du bassin - assise	mm
f) Largeur épaule	mm
g) Largeur poitrine	mm
i) Largeur hanche	mm
j) Profondeur assise	mm
m) Longueur pied	mm
n) Longueur de jambe	mm
o) Largeur d'assise	mm

**Données Techniques**

Crash testé selon ISO 7176-19:2008

Bases motrices préparées pour station d'arrimage DAHL Engineering (station non incluse ni vendue par Sunrise Medical) - Crash Testé

Système d'assise	SEDEO LITE	Assise réglable	Larg. 385 - 510 mm, Prof. 410 - 510 mm
Poids fauteuil mini.	à partir de 130 kg	Hauteurs d'assise	415 mm - 440 mm - 465 mm - 490 mm
Poids batteries	60 Ah : 43 kg (lot de 2) 80 Ah : 48.4 kg (lot de 2)		
Fonctions d'assise	Bascule d'assise électrique (0° - 30° ou -5° - 25°), dossier électrique (85° - 120°) Combiné lift (30 cm) et bascule d'assise électrique (0° - 30°)		

Données Techniques

Poids max. Utilisateur	136 kg	Roues motrices	13" et 14" (noir)
Largeur base	620 mm	Roues directrices	7" avant / 7" arrière (bandage noir)
Électronique	R-Net	Chargeur	220V/8 A - 220V/10 A
Autonomie (ISO 7176-4)	25 km (selon exigences Classe B)	Batteries	60 Ah - 80 Ah
Motorisation	6 et 10 km/h - 4 poles	Coloris	Base motrice: noir mat Inserts: 4 coloris
Garde au sol	Bac batteries 70 mm Bras roues directrices 45 mm	Franchissement max.	75 mm

Garantie: 2 ans hors batteries et pièces d'usure

Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas Sunrise Medical

Légende**● = Configuration de Base****△ = Option**

PEC = Prise En Charge

PAP : Produits d'Aide à la Posture

 Veuillez sélectionner toutes les options choisies par une croix dans les cases

Fauteuil Roulant Electrique Série - Q400		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QPL000031	Q400 M (Roues Motrices Centrales)	11 071,56	11 680,50	9555001	11 680,50
		+ 7,42 € HT d'éco-participation			
Motorisation		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QPL180009	6 km/h - Moteurs 4-Poles (2x500 W)	●	●	-	-
QPL180007	10 km/h - Moteurs 4-Poles (2x450 W)	△	△	-	-
Réglage Suspension		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QPL150001	Suspension souple (recommandé pour poids Utilisateur inférieur à 75 kg) Non disponible avec la fonction C-Me Activé (QPL110034)	●	●	-	-
QPL150002	Suspension ferme Recommandé si fauteuil équipé de l'option lift (QPL130009) Recommandé si fauteuil équipé de la bascule d'assise élec. (QPL130004/QPL130012) pour un poids Utilisateur à partir de 75 kg	△	△	-	-
Contrôle de Trajectoire		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QPL110009	Module contrôle de trajectoire pour R-Net (technologie GYRO)	△	△	-	-
QPL110014	Sans module contrôle de trajectoire pour R-Net (technologie GYRO)	●	●	-	-
Roues Motrices		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QPL070065	13", Pneumatique, Knobby (crampon), Noir	△	△	-	-
QPL070069	13", Bandage, Knobby (crampon), Noir	△	△	-	-
QPL070034	14", Pneumatique, Knobby (crampon), Noir	●	●	-	-
QPL070033	14", Bandage, Knobby (crampon), Noir	●	●	-	-
Roues Directrices		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QPL080213	7", bandage, Noir	●	●	-	-
Coloris Inserts (enjoliveurs, têtes de fourche)		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QPL140005	Vert Pomme (RAL 110 70 77)	●	●	-	-
QPL140004	Noir (RAL 9005)	●	●	-	-
QPL140006	Orange (RAL 060 60 80)	●	●	-	-
QPL140007	Argent (RAL 9006)	●	●	-	-
Kit Éclairage LED		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QPL110201	Kit éclairage LED (homologué StVZO)	△	△	-	-
QPL110202	Kit éclairage feu de position LED monté sur garde-boue (sans clignotant)	△	△	-	-
QPL110209	Sans kit éclairage	●	●	-	-
Hauteurs d'Assise		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
SH415	415 mm Non disponible avec batteries 80 Ah Non disponible avec combiné lift & bascule d'assise (QPL130009) Non disponible à partir de largeur d'assise 480 mm Non disponible avec bascule d'assise électrique -5°-25°	●	●	-	-
SH44	440 mm	●	●	-	-
SH465	465 mm	●	●	-	-
SH49	490 mm	△	△	-	-

Batteries & Chargeurs		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QPL160001	Batteries, 60 Ah, Gel, sans maintenance	●	●	-	-
QPL160005	Batteries, 80 Ah, Gel, sans maintenance, avec chargeur 10 A inclus	△	△	-	-
QPL160101	Chargeur, 220 V / 8 Ah	●	●	-	-
QPL160104	Chargeur, 220 V / 10 Ah	△	△	-	-

MODULES D'INCLINAISON D'ASSISE ET DE DOSSIER

Modules d'Inclinaison d'Assise - décharge ischiatique		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QPL130004	Bascule électrique, 0° - 30°	●	●	-	-
QPL130012	Bascule électrique, -5° - 25° Non disponible hauteur d'assise 415 mm ou 440 mm	△	△	-	-
QPL130009	Combiné lift (300 mm) et bascule électrique (0° - 30°)	1 421,80	1 500,00	9963830	1 500,00

Fonction C-Me		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
Uniquement avec combiné lift & bascule d'assise QPL130009					
QPL110034	C-Me Activé (vitesse max. 4.5 km/h avec lift) (Angle assise <9°) Non disponible avec suspension souple QPL150001	△	△	-	-
QPL110035	C-Me Désactivé (vitesse max. 1.5 km/h avec lift)	●	●	-	-

Module d'Inclinaison de Dossier		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QPL030149	Inclinaison électrique, 85° - 120°	●	●	-	-

DOSSIER

Option de Dossier		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
Information non requise si sélection du dossier flexible SEDEO PRO (QPL030104)					
QPL030098	Dossier rabattable sur l'assise	●	●	-	-
QLP030156	Dossier amovible sur l'assise	△	△	-	-

Cadre de Dossier		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
Information non requise si sélection du dossier flexible SEDEO PRO (QPL030104)					
QPL030154	Dossier réglable en largeur, 385 - 485 mm	●	●	-	-
QPL030155	Dossier réglable en largeur, 460 - 510 mm	●	●	-	-

Type de Dossier		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
Toile de dossier rembourrée (Voir Section A)					
QPL030150	Toile de dossier rembourrée, avec sangles réglables en tension	●	●	-	-
Coussin de dossier SEDEO LITE (Voir Section B)					
QPL030151	Coussin de Dossier SEDEO LITE	△	△	-	-
Coussin de dossier SEDEO PRO (Voir Section C)					
QPL030104	Coussin de Dossier SEDEO PRO, Flexible Pour les accoudoirs QPL040039, QPL040123 et QPL040022 : uniquement disponible avec une largeur de dossier équivalente ou inférieure à la largeur d'assise. Pour les accoudoirs QPL040021 et QPL040019 : disponible avec une largeur de dossier jusqu'à 80 mm plus large que la largeur d'assise Non disponible avec accoudoirs relevables (QPL040039) ou relevables à compensation (QPL040123) avec une largeur comprise entre 380 mm et 440 mm	Voir Section C		-	-
JAY J3 (Voir Section D)					
QPL030054	Dossier JAY J3 - interface Jay J3 incluse (QPL030055)	Voir Section D		-	-
JAY Shape (Voir Section E)					
QPL030152	Dossier souple JAY Shape	Voir Section E		-	-

DOSSIER**A – Toile de Dossier Rembourrée Réglable en Tension, Dimensions**

Largeur toile de dossier (largeur du dossier doit correspondre à la largeur d'assise)

BW385	385 mm	BW46	460 mm
BW41	410 mm	BW485	485 mm
BW435	435 mm	BW51	510 mm

Hauteur toile de dossier

BH46	460 mm
BH485	485 mm
BH51	510 mm

A – Toile de Dossier Rembourrée Réglable en Tension, Cales tronc

		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QPL030607	Cales tronc, escamotable, réglable en hauteur, grand coussinet, 150 x 130 mm, Droit	△	△	-	-
QPL030608	Cales tronc, escamotable, réglable en hauteur, grand coussinet, 150 x 130 mm, Gauche	△	△	-	-
QPL030609	Cales tronc, escamotable, réglable en hauteur, petit coussinet, 90 x 120 mm, Droit	△	△	-	-
QPL030610	Cales tronc, escamotable, réglable en hauteur, petit coussinet, 90 x 120 mm, Gauche	△	△	-	-

B – Dossier SEDEO LITE, Galbes 

		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QPL030130	Coussin de dossier, Profilé, Hauteur 500 mm, Housse Confort	●	●	-	-
QPL030131	Coussin de dossier, Profilé, Sangles Réglables, Hauteur 600 mm, Housse Confort	△	△	-	-
QPL030132	Coussin de dossier, Galbe Deep Contour, Passif, Sangles Réglables, Hauteur 600 mm, Galbe 180 mm, Housse Confort <small>Non disponible avec accoudoirs relevables (QPL040039) ou à compensation (QPL040123)</small>	△	△	-	-
QPL030133	Coussin de dossier, Galbe Deep Contour Actif, Sangles Réglables, Hauteur 600 mm, Galbe 180 mm, Housse Confort	△	△	-	-

B – Coussin de Dossier SEDEO LITE, Dimensions

Largeur du coussin de dossier SEDEO LITE - la largeur du dossier doit correspondre à la largeur d'assise

BW385	385 mm
BW41	410 mm
BW435	435 mm
BW46	460 mm
BW485	485 mm
BW51	510 mm

B – Coussin de Dossier SEDEO LITE, Cales tronc

		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QPL030607	Cales tronc, escamotable, réglable en hauteur, grand coussinet, 150 x 130 mm, Droit	△	△	-	-
QPL030608	Cales tronc, escamotable, réglable en hauteur, grand coussinet, 150 x 130 mm, Gauche	△	△	-	-
QPL030609	Cales tronc, escamotable, réglable en hauteur, petit coussinet, 90 x 120 mm, Droit	△	△	-	-
QPL030610	Cales tronc, escamotable, réglable en hauteur, petit coussinet, 90 x 120 mm, Gauche	△	△	-	-

DOSSIER**C – Dossier SEDEO PRO, Flexible, Galbes**

Prix € HT | Prix € TTC | Code | LPPR/PLV

Non disponible avec accoudoirs relevables (QPL040039) ou relevables à compensation (QPL040123) avec une largeur comprise entre 380 mm et 440 mm

QPL030115	Coussin de dossier, Flexible, Deep Contour, Passif, galbe 12 cm, sangles réglables	●	●	-	-
QPL030116	Coussin de dossier, Flexible, Deep Contour, Actif, galbe 12 cm, sangles réglables	△	△	-	-
QPL030117	Coussin de dossier, Flexible, Extra Deep Contour, Actif, galbe 18 cm, sangles réglables	△	△	-	-

C – Dossier SEDEO PRO, Housse

Prix € HT | Prix € TTC | Code | LPPR/PLV

QPL030059	Housse, Dartex	●	●	-	-
QPL030108	Housse, Confort	△	△	-	-

C – Dossier SEDEO PRO, Dimensions

Largeur du coussin de dossier SEDEO PRO

BW38	380 mm, pour largeur utile 380 mm
BW42	420 mm, pour largeur utile 380 - 420 mm
BW46	460 mm, pour largeur utile 420 - 460 mm
BW50	500 mm, pour largeur utile 460 - 500 mm

Hauteur du coussin de dossier SEDEO PRO

BH44	440 mm, position réglable en hauteur sur 150 mm
BH50	500 mm, position réglable en hauteur sur 150 mm
BH56	560 mm, position réglable en hauteur sur 150 mm

D – Dossier JAY J3, Galbe Peu Profond (SC) 

Prix € HT | Prix € TTC | Code | LPPR/PLV

Pour largeur dossier J3 360 mm > Largeur max. tronc Utilisateur : 330 mm
Pour largeur dossier J3 410 mm > Largeur max. tronc Utilisateur : 380 mmPour largeur dossier J3 460 mm > Largeur max. tronc Utilisateur : 430 mm
Pour largeur dossier J3 510 mm > Largeur max. tronc Utilisateur : 480 mm

JAY030010	MT - Hauteur medium 340 mm	568,72	600,00	4510004	PEC - PAP 600,00
JAY030033	MT - Hauteur tall 380 mm	568,72	600,00	4510004	PEC - PAP 600,00
JAY030012	UT - Hauteur short 420 mm	568,72	600,00	4510004	PEC - PAP 600,00
JAY030019	UT - Hauteur medium 460 mm	568,72	600,00	4510004	PEC - PAP 600,00
JAY030025	UT - Hauteur tall 510 mm	568,72	600,00	4510004	PEC - PAP 600,00

D – Dossier JAY J3, Galbe Moyen (MC) 

Prix € HT | Prix € TTC | Code | LPPR/PLV

Pour largeur dossier J3 360 mm > Largeur max. tronc Utilisateur : 295 mm
Pour largeur dossier J3 410 mm > Largeur max. tronc Utilisateur : 345 mmPour largeur dossier J3 460 mm > Largeur max. tronc Utilisateur : 395 mm
Pour largeur dossier J3 510 mm > Largeur max. tronc Utilisateur : 445 mm

JAY030011	MT - Hauteur medium 340 mm	568,72	600,00	4510004	PEC - PAP 600,00
JAY030018	MT - Hauteur tall 380 mm	568,72	600,00	4510004	PEC - PAP 600,00
JAY030013	UT - Hauteur short 420 mm	568,72	600,00	4510004	PEC - PAP 600,00
JAY030020	UT - Hauteur medium 460 mm	568,72	600,00	4510004	PEC - PAP 600,00
JAY030026	UT - Hauteur tall 510 mm	568,72	600,00	4510004	PEC - PAP 600,00
JAY030016	SH - Hauteur short 530 mm	568,72	600,00	4510004	PEC - PAP 600,00
JAY030023	SH - Hauteur medium 570 mm	568,72	600,00	4510004	PEC - PAP 600,00
JAY030029	SH - Hauteur tall 610 mm	568,72	600,00	4510004	PEC - PAP 600,00

DOSSIER

D – Dossier JAY J3, Galbe Profond et Extra Profond - Support Moyen (MDC) 

Pour largeur dossier J3 360 mm > Largeur max. tronc Utilisateur : 280 mm
 Pour largeur dossier J3 410 mm > Largeur max. tronc Utilisateur : 330 mm

Pour largeur dossier J3 460 mm > Largeur max. tronc Utilisateur : 380 mm
 Pour largeur dossier J3 510 mm > Largeur max. tronc Utilisateur : 430 mm

		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
JAY030041	MT - Hauteur tall 380 mm	568,72	600,00	4510004	PEC - PAP 600,00
JAY030045	UT - Hauteur short 420 mm	568,72	600,00	4510004	PEC - PAP 600,00
JAY030042	UT - Hauteur medium 460 mm	568,72	600,00	4510004	PEC - PAP 600,00
JAY030046	UT - Hauteur tall 500 mm	568,72	600,00	4510004	PEC - PAP 600,00
JAY030043	SH - Hauteur short 530 mm	568,72	600,00	4510004	PEC - PAP 600,00
JAY030047	SH - Hauteur medium 570 mm	568,72	600,00	4510004	PEC - PAP 600,00
JAY030048	SH - Hauteur tall 610 mm	568,72	600,00	4510004	PEC - PAP 600,00
JAY030049	Extra Profond (galbe 180 mm) - MT - Hauteur tall 380 mm	568,72	600,00	4510004	PEC - PAP 600,00
JAY030050	Extra Profond (galbe 180 mm) - UT - Hauteur medium 460 mm	568,72	600,00	4510004	PEC - PAP 600,00

D – Dossier JAY J3, Galbe Profond et Extra Profond Support Haut (DC) 

Pour largeur dossier J3 360 mm > Largeur max. tronc Utilisateur : 280 mm
 Pour largeur dossier J3 410 mm > Largeur max. tronc Utilisateur : 330 mm

Pour largeur dossier J3 460 mm > Largeur max. tronc Utilisateur : 380 mm
 Pour largeur dossier J3 510 mm > Largeur max. tronc Utilisateur : 430 mm

		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
JAY030014	UT - Hauteur short 420 mm	568,72	600,00	4510004	PEC - PAP 600,00
JAY030021	UT - Hauteur medium 460 mm	568,72	600,00	4510004	PEC - PAP 600,00
JAY030027	UT - Hauteur tall 500 mm	568,72	600,00	4510004	PEC - PAP 600,00
JAY030017	SH - Hauteur short 530 mm	568,72	600,00	4510004	PEC - PAP 600,00
JAY030024	SH - Hauteur medium 570 mm	568,72	600,00	4510004	PEC - PAP 600,00
JAY030030	SH - Hauteur tall 610 mm	568,72	600,00	4510004	PEC - PAP 600,00
JAY030051	Extra Profond (galbe 180 mm) - UT - Hauteur medium 460 mm	568,72	600,00	4510004	PEC - PAP 600,00

D – Dossier JAY J3, Dimensions

Largeur du dossier JAY J3 - la largeur du dossier doit correspondre à la largeur d'assise

JAY030110	360 mm				
JAY030111	410 mm				
	Uniquement avec largeur d'assise 410 mm ou 435 mm				
JAY030112	460 mm				
	Uniquement avec largeur d'assise 460 mm ou 485 mm				
JAY030113	510 mm				

D – Dossier JAY J3, Harnais 

Harnais ouverture centrale à boucle, non stretch (4 points, pour dossier JAY uniquement)

		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
JAY090040	Moyen	137,44	145,00	4510004	PEC - PAP 600,00
JAY090041	Large	137,44	145,00	4510004	PEC - PAP 600,00
JAY090042	Extra Large	137,44	145,00	4510004	PEC - PAP 600,00

DOSSIER

D – Cale Tronc JAY J3 - pour dossiers JAY				Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
Sélectionner type de support et côté		Droit	Gauche				
Support fixe	JAY090026			JAY090017	△	△	-
Support escamotable	JAY090028			JAY090019	162,09	171,00	4510004
							PEC - PAP 600,00
Sélectionner taille du coussinet et côté		Droit	Gauche				
Cale tronc (LxH) 100 x 100 mm	JAY090020			JAY090011	△	△	-
Cale tronc (LxH) 100 x 127 mm	JAY090021			JAY090012	△	△	-
Cale tronc (LxH) 100 x 152 mm	JAY090022			JAY090013	△	△	-
Cale tronc (LxH) 152 x 100 mm	JAY090023			JAY090014	△	△	-
Cale tronc (LxH) 152 x 127 mm	JAY090024			JAY090015	△	△	-
Cale tronc (LxH) 152 x 152 mm	JAY090025			JAY090016	△	△	-

E – Dossier souple JAY Shape		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
JAY080001	Dossier souple JAY Shape	521,33	550,00	4510004	PEC - PAP 600,00
JAY080006	Dossier souple JAY Shape, Oversized (+ 2.5 cm que la largeur d'assise pour plus d'immersion) Non disponible avec largeur d'assise 485 mm et 510 mm	521,33	550,00	4510004	PEC - PAP 600,00

E – Dossier souple JAY Shape, Dimensions

Largeur du dossier JAY Shape - la largeur du dossier doit correspondre à la largeur d'assise

BW385	385 mm	BW46	460 mm
BW41	410 mm	BW485	485 mm
BW435	435 mm		

Hauteur du dossier JAY Shape

BH47	470 mm	BH495	495 mm	BH52	520 mm
------	--------	-------	--------	------	--------

E – Dossier souple JAY Shape, Cales tronc		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
JAY080010	Cales tronc JAY Shape, (LxH) 150 x 150 mm, Paire	△	△	-	-
JAY080011	Cales tronc JAY Shape, (LxH) 100 x 120 mm, Paire	△	△	-	-

DOSSIER

Appui-Tête (constitué d'une tête, d'un support et d'une fixation)		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
Têtes et supports SEDEO					
QPL030430	SEDEO, tête PU - (LxH) 240 x 150 mm	151,65	160,00	4510001	160,00
QPL030431	SEDEO, tête PU avec housse stretch confort (LxH) 240 x 150 mm	151,65	160,00	4510001	160,00
QPL030432	SEDEO, tête flexible avec housse stretch confort (LxH) 400 x 110 mm	151,65	160,00	4510001	160,00
QPL030433	SEDEO, support multi-positions	-	-	-	-
QPL030434	SEDEO, support multi-positions réglable sans outils	-	-	-	-
Têtes et supports WHITMYER					
WHT030401	Whitmyer, coussinet Plush, (LxH) 203 x 127 mm	●	●		
WHT030402	Whitmyer, coussinet Plush, (LxH) 254 x 127 mm	△	△		
WHT030403	Whitmyer, coussinet Plush, (LxH) 356 x 127 mm	△	△		
WHT030404	Whitmyer, coussinet ajustable Spécial Plush-A, étroit, (LxH) 355 x 76 mm	△	△		
WHT030406	Whitmyer, coussinet ajustable Spécial Plush-A, large, (LxH) 460 mm x 127 mm	△	△		
WHT030409	Whitmyer, support AXYS, barre horizontale orientable à 180° - pour tête Whitmyer	●	●		
Fixations communes appui-tête SEDEO et WHITMYER					
SEP030119	Fixation montée sur coussin de dossier Uniquement avec les coussins de dossier Sedeo Lite QPL030130/030131/030132/030133	●	●	-	-
SEP030120	Fixation montée sur armature du dossier	△	△	-	-

ASSISE

Interface d'assise		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QPL020123	Rails de fixation, pour profondeurs d'assise 410 - 485 mm	●	●	-	-
QPL020124	Rails de fixation, pour profondeurs d'assise 510 - 560 mm	△	△	-	-

ASSISE

Coussin d'Assise - Types 		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
Standard (Voir Section F)					
QPL020098	Coussin d'Assise, Standard, Hauteur 50 mm	●	●	-	-
SEDEO (Voir Section G)					
QPL020027	Coussin d'Assise SEDEO	△	△	-	-
JAY (Voir Section H)					
QPL020515	Coussin d'Assise JAY	Voir Section H		-	-

F – Coussin d'Assise STANDARD, Dimensions

Pré-réglage largeur d'assise					
SW385	385 mm, avec coussin largeur 410 mm	(uniquement avec réglage de dossier 385 mm)			
SW41	410 mm, avec coussin largeur 410 mm	(uniquement avec réglage de dossier 410 mm)			
SW435	435 mm, avec coussin largeur 410 mm	(uniquement avec réglage de dossier 435 mm)			
SW46	460 mm, avec coussin largeur 485 mm	(uniquement avec réglage de dossier 460 mm)			
SW485	485 mm, avec coussin largeur 485 mm	(uniquement avec réglage de dossier 485 mm)			
SW51	510 mm, avec coussin largeur 485 mm	(uniquement avec réglage de dossier 510 mm)			
Pré-réglage profondeur d'assise					
SD41	410 mm, avec coussin profondeur 500 mm				
SD435	435 mm, avec coussin profondeur 500 mm				
SD46	460 mm, avec coussin profondeur 500 mm				
SD485	485 mm, avec coussin profondeur 500 mm				
SD51	510 mm, avec coussin profondeur 500 mm				

ASSISE

G –SEDEO, Coussins 		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QPL020073	SEDEO, Profilé (Profiled), housse Dartex, hauteur 70 mm	●	●	-	-
QPL020075	SEDEO, Anatomique (Support), housse Dartex, hauteur 100 mm	△	△	-	-

G – SEDEO, Plaque d'Assise		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QPL020082	SEDEO, Plaque d'assise avec butée arrière de coussin réglable en profondeur Non disponible avec coussins d'assise SEDEO QPL020073/QPL020075	109,00	115,00	4550001	PEC sur devis
QPL020083	SEDEO, Plaque d'assise rembourrée, avec butée arrière de coussin réglable en profondeur, hauteur butée 50 mm Non disponible avec coussins d'assise SEDEO QPL020073/QPL020075	109,00	115,00	4550001	PEC sur devis

G – Coussin d'Assise SEDEO, Dimensions

Pré-réglage largeur d'assise

SW38	385 mm, avec coussin largeur 380 mm	(uniquement avec réglage de dossier 385 mm)
SW40	410 mm, avec coussin largeur 400 mm	(uniquement avec réglage de dossier 410 mm)
SW44	435 mm, avec coussin largeur 440 mm	(uniquement avec réglage de dossier 435 mm)
SW46	460 mm, avec coussin largeur 460 mm	(uniquement avec réglage de dossier 460 mm)
SW48	485 mm, avec coussin largeur 480 mm	(uniquement avec réglage de dossier 485 mm)
SW50	510 mm, avec coussin largeur 500 mm	(uniquement avec réglage de dossier 510 mm)

Pré-réglage profondeur d'assise

SD41	410 mm, avec coussin profondeur 500 mm
SD435	435 mm, avec coussin profondeur 500 mm
SD46	460 mm, avec coussin profondeur 500 mm
SD485	485 mm, avec coussin profondeur 560 mm
SD51	510 mm, avec coussin profondeur 560 mm
SD535	535 mm, avec coussin profondeur 560 mm Non disponible avec coussins de dossier Sedeo Lite QPL030130/030131/030132/030133
SD56	560 mm, avec coussin profondeur 560 mm Non disponible avec coussins de dossier Sedeo Lite QPL030130/030131/030132/030133

ASSISE

G – JAY, Coussins (Veuillez vérifier la disponibilité du coussin en fonction de la taille)			Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
JAY020005	JAY Easy Fluid, base plate - Livré avec 2 housses, incontinence		369,57	390,00	9940118	PEC - PAP 600,00
	JAYxxx	Eléments de positionnement incluant cales d'obliquité (paire) et biseau crural	50,24	53,00		
JAY020006	JAY Easy Visco, base plate - Livré avec 2 housses, incontinence		389,57	411,00	9940118	PEC - PAP 600,00
	JAYxxx	Eléments de positionnement incluant cales pelviennes (paire) et biseau crural	50,24	53,00		
JAY020010	JAY Balance, insert Air - Livré avec 2 housses, aérée (jusqu'à largeur d'assise 500 mm)		568,72	600,00	9940118	PEC - PAP 600,00
	JAY020014	Eléments de positionnement incluant : 1 paire de cales pelviennes 25 mm 1 paire de cales d'adduction 25 mm 1 butée d'abduction 25 mm		△	△	-
JAY020012	JAY Balance, insert Air - Livré avec 2 housses, aérée (à partir de largeur d'assise 500 mm)		568,72	600,00	9940118	PEC - PAP 600,00
	JAY020016	Eléments de positionnement incluant : 1 paire de cales pelviennes 25 mm 1 paire de cales d'adduction 25 mm 1 butée d'abduction 25 mm		△	△	-
JAY020011	JAY Balance, insert Fluid - Livré avec 2 housses, aérée (jusqu'à largeur d'assise 500 mm)		568,72	600,00	9940118	PEC - PAP 600,00
	JAY020015	Eléments de positionnement incluant : 1 paire de cales pelviennes 25 mm 1 paire de cales d'adduction 25 mm 1 butée d'abduction 25 mm		△	△	-
JAY020013	JAY Balance, insert Fluid - Livré avec 2 housses, aérée (à partir de largeur d'assise 500 mm)		568,72	600,00	9940118	PEC - PAP 600,00
	JAY020017	Eléments de positionnement incluant : 1 paire de cales pelviennes 25 mm 1 paire de cales d'adduction 25 mm 1 butée d'abduction 25 mm		△	△	-
JAY020018	JAY Xtreme Active - Livré avec 2 housses, aérée		561,14	592,00	9940118	PEC - PAP 600,00
	JAY020023	Eléments de positionnement incluant : 1 butée d'abduction 25 mm + 1 paire de cales d'adduction 25 mm (uniquement pour profondeurs coussin 420 - 500 mm)		△	△	-

H – JAY, Dimensions

Pré-réglage largeur cadre d'assise

SW38	385 mm, avec coussin largeur 380 mm	(uniquement avec réglage de dossier 385 mm)
SW40	410 mm, avec coussin largeur 400 mm	(uniquement avec réglage de dossier 410 mm)
SW42	410 mm, avec coussin largeur 420 mm	(uniquement avec réglage de dossier 410 mm)
SW44	435 mm, avec coussin largeur 440 mm	(uniquement avec réglage de dossier 435 mm)
SW46	460 mm, avec coussin largeur 460 mm	(uniquement avec réglage de dossier 460 mm)
SW48	485 mm, avec coussin largeur 480 mm	(uniquement avec réglage de dossier 485 mm)
SW50	510 mm, avec coussin largeur 500 mm	(uniquement avec réglage de dossier 510 mm)

Pré-réglage profondeur cadre d'assise

SD41	410 mm
SD435	435 mm
SD46	460 mm
SD485	485 mm
SD51	510 mm
SD535	535 mm Non disponible avec coussins de dossier SEDEO LITE, QPL030130, QPL030131 et QPL030133
SD56	560 mm Non disponible avec coussins de dossier SEDEO LITE, QPL030130, QPL030131 et QPL030133

OPTIONS D'ASSISE ET ACCOUDOIRS

Cale Cuisse		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
Cale cuisse non disponible avec hauteur d'assise 415 mm et non disponible avec accoudoirs amovibles QPL040022					
QPL020113	Cale cuisse amovible, 120 x 120 mm, côté droit	●	●	-	-
QPL020114	Cale cuisse amovible, 120 x 120 mm, côté gauche	●	●	-	-
QPL020121	Cale cuisse amovible, 180 x 120 mm, côté droit	△	△	-	-
QPL020122	Cale cuisse amovible, 180 x 120 mm, côté gauche	△	△	-	-

ACCOUDOIRS

Accoudoirs - Types		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QPL040039	Accoudoirs relevables Disponible uniquement à partir de largeur 460 mm en combinaison avec dossier flexibles (QPL030115 - QPL030116 - QPL030117)	●	●	-	-
QPL040022	Accoudoirs amovibles, avec manchettes standards 380 mm, protège-vêtements Non disponible avec tablette - Non disponible avec commandes spéciales Non disponible avec support de commande intérieur/extérieur (QPL110056) Non disponible avec cale cuisse amovible (QPL020113/QPL020114/QPL020121/QPL020122)	△	△	-	-
QPL040019	Accoudoirs escamotables Sedeo Pro, vers l'arrière, avec protège-vêtements (réglage supplémentaire de 40 mm par côté) Non disponible avec manchette standard 380 mm (QPL040040/41) Non disponible avec hauteur d'assise 415 mm Uniquement avec support de commande intérieur/extérieur (QPL110056)	△	△	-	-
QPL040123	Accoudoirs relevables à compensation	△	△	-	-

Manchettes d'Accoudoirs		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
Manchettes standard					
QPL040040	Standard, 380 mm - droite	QPL040041	Standard, 380 mm - gauche	△	△
QPL040025	Sedeo Pro, 400 mm - droite Non disponible avec accoudoirs amovibles QPL040022	QPL040026	Sedeo Pro, 400 mm - gauche Non disponible avec accoudoirs amovibles QPL040022	●	●

Manchettes confort

QPL040204	Confort Dartex, 400 mm, droite	△	△	-	-
QPL040203	Confort Dartex, 400 mm, gauche	△	△	-	-

Gouttières hémiplégiques - Remarque: largeur d'assise -20 mm

QPL040031	Gouttière, droite Non disponible avec manipulateur monté à droite QPL110052 Non disponible avec tablette escamotable QPL090040 Non disponible avec demi-tablette QPL090046 Non disponible avec rétroviseur monté à droite QPL090110	235,07	248,00	4550001	PEC sur devis
QPL040032	Gouttière, gauche Non disponible avec manipulateur monté à gauche QPL110053 Non disponible avec tablette escamotable QPL090040 Non disponible avec demi-tablette QPL090046 Non disponible avec rétroviseur monté à gauche QPL090118	235,07	248,00	4550001	PEC sur devis

Protège-vêtements		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QPL040033	Protège-vêtements, standard Uniquement avec accoudoirs relevables QPL040039 & relevables à compensation QPL040123	●	●	-	-

REPOSE-PIEDS

Potence Centrale Réglable avec Outils		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QPL050086	Potence centrale, réglable avec outils de 90° à 180°, palette monobloc relevable et réglable en angle - LJ réglable 310 mm à 470 mm (mesure à partir de la plaque d'assise) En combinaison avec option lift ou bascule d'assise, choisir appui-mollet simple QPL050087 ou appui-mollets séparé QPL050092	●	●	-	-
Appui-mollets					
QPL050087	Appui-mollets simple	●	●	-	-
QPL050092	Appui-mollets séparé, paire	△	△	-	-
Repose-jambes Central Electrique		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QPL050076	Repose-jambes central électrique, compensation sur 175 mm, inclinaison de 90° - 180° LJ réglable de 200 à 460 mm (mesure à partir de la plaque d'assise)	1 184,83	1 250,00	9987717	1 250,00
Palettes					
QPL050072	Palettes séparées, réglables en hauteur et en angle (longueur 260 mm x largeur 150 mm)	●	●	-	-
QPL050073	Palettes séparées, réglables en hauteur et en angle (long. 310 mm x larg. 170 mm)	●	●	-	-
Appui-mollets					
QPL050092	Appui-mollets séparé, paire	●	●	-	-
Potences et Repose-Jambes Latéraux Escamotables		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QPL050015	Potences escamotables, SEDEO Pro, 70°	●	●	-	-
QPL050105	Repose-jambes manuels, SEDEO Lite (LJ de 350 à 510 mm)	△	△	-	-
QPL050016	Repose-jambes manuels, SEDEO Pro	LJ de 360 à 530 mm Attention délai supplémentaire	△	△	-
FMG-PB01-3297-02	Repose-jambes manuels courts, pour LJ 260 à 430 mm (LJ, segment jambier: mesure palette - plaque d'assise) (ND avec sangles talonnière)		△	△	-
QPL050017	Repose-jambes électriques sans fil, à compensation	1 184,83	1 250,00	9987717	1 250,00
FMG-PB01-3297-01	Repose-jambes électriques courts, sans fil, à compensation, pour UL 26 à 43 cm (UL, segment jambier: mesure palette - plaque d'assise)	Attention délai supplémentaire	1 184,83	1 250,00	9987717
QPL050017	Repose-jambes électriques sans fil, à compensation		1 184,83	1 250,00	9987717
Supports repose-jambes latéraux					
QPL050170	Support haut (préconisé avec coussin, épaisseur < ou = à 70 mm)	●	●	-	-
QPL050171	Support bas (préconisé avec coussin, épaisseur < ou = à 50 mm)	△	△	-	-
Palettes					
QPL050088	Palettes séparées, pour largeur d'assise 385 - 400 mm	△	△	-	-
QPL050089	Palettes séparées, pour largeur d'assise 420 - 460 mm	●	●	-	-
QPL050090	Palettes séparées, pour largeur d'assise 480 - 510 mm	△	△	-	-
QPL050081	Palettes, solidaires Choisir également une palette Uniquement pour potences 70° SEDEO PRO, QPL050015	△	△	-	-
Options de Repose-Jambes ☺					
QPL050082	Appui-mollets, standard, réglables en profondeur, paire Non disponible sur base motrice Q400 R avec potences 70° SEDEO PRO, QPL050015	●	●	-	-
QPL050083	Appui-mollets, confort, réglables en profondeur, paire Non disponible sur base motrice Q400 R avec potences 70° SEDEO PRO, QPL050015	△	△	-	-
QPL050084	Talonnières (ND avec repose-jambes courts)	●	●	-	-
QPL050085	Sangles mollets Uniquement pour potences escamotables 70° Sedeo Pro, QPL050015	●	●	-	-
QPL050200	Protection de genou, confort	△	△	-	-
Support amputé (livré non monté)					
PIECES DETACHEES	Support amputé, confort, droit	(réf. 22805010-002 et réf. 22805110-002)		△	△
PIECES DETACHEES	Support amputé, confort, gauche	(réf. 22805010-001 et réf. 22805110-001)		△	△

OPTIONS DE POSITIONNEMENT & ACCESSOIRES

Options de Positionnement & Accessoires		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QPL090128	Ceinture, boucle type automobile, 50 mm x 1700 mm	●	●	-	-
QPL090123	Supports de fixation de rails d'assise pour ceinture de positionnement	△	△	-	-
QPL090110	Rétroviseur, monté à droite (ne pas combiner avec le même côté avec option tablette)	△	△	-	-
QPL090118	Rétroviseur, monté à gauche (ne pas combiner avec le même côté avec option tablette)	△	△	-	-
QPL030605	Plot d'abduction Non disponible avec repose-jambes central électrique	132,70	140,00	9940118	PEC - PAP 600 €

Tablette (montage côté opposé du manipulateur)

QPL090124	Tablette escamotable	125,11	132,00	9995042	132,00
QPL090040	Tablette, réglable en largeur, escamotable	125,11	132,00	9995042	132,00

ÉLECTRONIQUE ÉVOLUTIVE

Manipulateur – R-Net		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QPL110015	LED, Vérins	●	●	-	-
QPL110016	LED, Vérins et kit éclairage	△	△	-	-
QPL110017	Ecran couleur LCD	△	△	-	-
QPL110018	Ecran couleur LCD, joystick renforcé Non disponible avec embouts joystick QPL090505 à QPL090511	1 129,86	1 192,00	4550001	PEC sur devis
QPL110013	Advanced, écran couleur LCD haute résolution, contrôle infrarouge (32 à 40 kHz)	△	△	-	-
QPL110023	Advanced, écran couleur LCD haute résolution, contrôle infrarouge (32 à 40 kHz) et Bluetooth (2 appareils PC, Android et 2 appareils IOS, iPhone, iPad)	△	△	-	-

Support Commande Principale		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QPL110050	Support fixe	△	△	-	-
QPL110082	Support escamotable Non disponible avec accoudoirs escamotables vers l'arrière QPL040019	△	△	-	-
QPL110056	Support escamotable, intérieur/extérieur Non disponible avec accoudoirs amovibles QPL040022	●	●	-	-

Montage Commande Principale		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QPL110052	Accoudoir, côté droit	●	●	-	-
QPL110053	Accoudoir, côté gauche	●	●	-	-

Langue	
QPL119002	Français

Embouts de Joystick (Optionel)		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QPL090505	Balle de golf, Ø 42 mm	54,98	58,00	4550001	PEC sur devis
QPL090506	T-Bar, largeur 82 mm	54,98	58,00	4550001	PEC sur devis
QPL090507	Balle souple, Ø 70 mm	54,98	58,00	4550001	PEC sur devis
QPL090508	Balle, Ø 35 mm	54,98	58,00	4550001	PEC sur devis
QPL090045	Balle Allround, Ø 48 mm	54,98	58,00	4550001	PEC sur devis
QPL090509	Coupelle commande menton, Ø 37 mm	54,98	58,00	4550001	PEC sur devis
QPL090512	Tige, 80 x 15 mm	54,98	58,00	4550001	PEC sur devis
QPL090511	Champignon, Ø 45 mm	238,86	252,00	4550001	PEC sur devis

Module de Puissance		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QPL110003	Module de puissance, R-Net, 90 A, avec motorisation 6 km/h	●	●	-	-
QPL110004	Module de puissance, R-Net, 120 A, avec motorisation 10 km/h	●	●	-	-

ÉLECTRONIQUE ÉVOLUTIVE

Commandes Accompagnateur		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QPL110021	Commande double (manipulateur ou commande spéciale + boîtier tierce personne) Non disponible avec poignées de poussée	1 421,80	1 500,00	9928790	1 500,00
QPL110020	Commande tierce personne uniquement (déplacement du manipulateur principal) Choisir également un manipulateur Non disponible avec poignées de poussée	△	△	-	-
Montage commande accompagnateur					
QPL110025	Côté droit	●	●	-	-
QPL110026	Côté gauche	●	●	-	-
Commande sur Tablette 		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QPL110143	Manipulateur R-Net écran couleur LCD, monté sur tablette	2 123,22	2 240,00	4550001	PEC sur devis
Montage de la tablette					
QPL110080	Côté gauche	●	●	-	-
QPL110081	Côté droit	●	●	-	-
Boîtier Ctrl+5 Contacts - Avec commande vocale		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QPL110043	Boîtier Ctrl+5 avec 10 fonctions assignables, prise de charge USB En combinaison avec une commande tierce personne, le boîtier Ctrl+5 sera monté sur l'accoudoir	1 092,89	1 153,00	4550001	PEC sur devis
Montage					
QPL110180	A l'arrière du manipulateur Non disponible avec pantographe intérieur/extérieur (QPL110056), escamotage impossible	●	●	-	-
QPL110181	Côté opposé du manipulateur	●	●	-	-
Type de boutons					
QPL110175	A pousser	●	●	-	-
QPL110176	A bascule	●	●	-	-

COMMANDES SPÉCIALES

R-Net OMNI2 interface commandes spéciales, infra rouge 32-40 kHz 		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QPL110116	R-Net OMNI2	1 421,80	1 500,00	9928790	1 500,00
Montage R-Net OMNI2 - côté opposé au manipulateur R-Net					
QPL110119	Support fixe, à droite	●	●	-	-
QPL110120	Support fixe, à gauche Non disponible avec rétroviseur monté à droite QPL090110	△	△	-	-
QPL110123	Support escamotable, à droite Non disponible avec rétroviseur monté à droite QPL090110	194,31	205,00	4550001	PEC sur devis
QPL110124	Support escamotable, à gauche Non disponible avec rétroviseur monté à gauche SPL090118 En combinaison avec commande accompagnateur, montage du boîtier CTRL+5 sur accoudoir	194,31	205,00	4550001	PEC sur devis

COMMANDES SPÉCIALES

Commandes Spéciales Manuelles (Sélection des contacteurs voir section H)		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
Commandes proportionnelles Switch-It (OMNI2 requis)					
QPL110301	MicroGuide (mini-joystick force de poussée 40 gr, débattement 13°)	2 907,11	3 067,00	4550001	PEC sur devis
QPL110304	VersaGuide (joystick compact - force de poussée 240 gr et débattement 22°)	1 751,66	1 848,00	4550001	PEC sur devis
QPL110305	VersaGuide EZ (joystick compact light - force de poussée 120 gr et débattement 12°) Non disponible avec embouts de joystick : tige (QPL090512), champignon Ø 45 mm (QPL090511), T-Bar (QPL090506)	1 751,66	1 848,00	4550001	PEC sur devis
Commandes proportionnelles Mo-Vis					
QPL110306	Allround (joystick compact, force de poussée 250 gr) (OMNI2 requis)	2 907,11	3 067,00	4550001	PEC sur devis
QPL110307	Allround light (joystick compact light, force de poussée 120 gr) (OMNI2 requis) Uniquement utilisé avec embout de joystick de série ou embout de joystick balle Allround Ø 48 mm	3 094,79	3 265,00	4550001	PEC sur devis
QPL110308	Allround heavy duty (joystick compact renforcé, force de poussée 650 gr) (OMNI2 requis)	4 022,75	4 244,00	4550001	PEC sur devis
QPL110309	Allround (joystick compact, force de poussée 250 gr) R-Net bus (OMNI2 non requis)	1 421,80	1 500,00	9928790	1 500,00
QPL110310	Allround light (joystick compact light, force de poussée 120 gr) – R-Net bus (OMNI2 non requis)	1 421,80	1 500,00	9928790	1 500,00
QPL110311	Allround heavy duty (joystick compact renforcé, force de poussée 650 gr) – R-Net bus (OMNI2 non requis)	4 022,75	4 244,00	4550001	PEC sur devis
Supports de Fixation Link-It pour Commandes Spéciales Manuelles		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QPL110342	Appui palmaire pour joystick MicroGuide Uniquement avec mini-joysticks, Micro Series	297,63	314,00	4550001	PEC sur devis
Emplacement de la fixation 					
QPL110350	Sur l'accoudoir, montage fixe	-	-	-	-
QPL110353	Sur l'accoudoir, montage escamotable	-	-	-	-
Côté de la fixation					
QPL110362	Droit	QPL110361	Gauche	-	-
Commandes Occipitales & Supports (Sélection des contacteurs voir section H) 		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
Commande proportionnelle 4 axes Switch-It (OMNI2 requis - Recommandé avec GYRO)					
QPL110208	VIGO, commande gyroscopique montée sur casque Uniquement avec tête appui-tête WHT030402	4 494,79	4 742,00	4550001	PEC sur devis
Commandes proportionnelles 3 axes Switch-It (OMNI2 requis - Recommandé avec GYRO)					
QPL110370	Dual Pro (contacteurs sensitifs et à pression - coussinets latéraux ovales) Option support Whitmyer obligatoire	4 923,22	5 194,00	4550001	PEC sur devis
QPL110371	Dual Pro (contacteurs sensitifs et à pression - coussinets latéraux ronds) Option support Whitmyer obligatoire	4 923,22	5 194,00	4550001	PEC sur devis
Supports commandes Occipitales - Option obligatoire					
WHT030408	WHITMYER, support LINX²	140,28	148,00	4550001	PEC sur devis
WHT030409	WHITMYER, support AXYS, barre horizontale orientable à 180°	94,79	100,00	4550001	PEC sur devis

COMMANDES SPÉCIALES

Commandes au Menton Proportionnelles & Supports 		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
Commandes au menton proportionnelles Switch-It (OMNI2 requis)					
QPL110470	MicroGuide (mini-joystick force de poussée 40 gr, débattement 13°)	2 907,11	3 067,00	4550001	PEC sur devis
QPL110472	VersaGuide joystick compact (force de poussée 240 gr et débattement 22°)	1 751,66	1 848,00	4550001	PEC sur devis
QPL110473	VersaGuide EZ joystick compact (force de poussée 120 gr et débattement 12°)	1 751,66	1 848,00	4550001	PEC sur devis
Commandes au menton proportionnelles Mo-Vis					
QPL110474	Allround (joystick compact, force de poussée 250 gr) (OMNI2 requis)	2 907,11	3 067,00	4550001	PEC sur devis
QPL110475	Allround light (joystick compact light, force de poussée 120 gr) (OMNI2 requis)	3 094,79	3 265,00	4550001	PEC sur devis
QPL110476	Allround (joystick compact, force de poussée 250 gr) R-Net bus (OMNI2 non requis)	1 421,80	1 500,00	9928790	1 500,00
QPL110477	Allround light (joystick compact light, force de poussée 120 gr) – R-Net bus (OMNI2 non requis)	1 421,80	1 500,00	9928790	1 500,00
Supports de Fixation Link-It pour commandes au menton 					
QPL110480	Plastron - small (2) (largeur plastron: 15,24 cm)	680,57	718,00	4550001	PEC sur devis
QPL110483	Bras manuel escamotable sur dossier – côté droit	717,54	757,00	4550001	PEC sur devis
QPL110484	Bras manuel escamotable sur dossier – côté gauche	717,54	757,00	4550001	PEC sur devis
QPL110485	Bras électrique escamotable contacteur sur l'appui-tête – côté droit	2 222,75	2 345,00	4550001	PEC sur devis
QPL110486	Bras électrique escamotable contacteur sur l'appui-tête – côté gauche	2 222,75	2 345,00	4550001	PEC sur devis
QPL110487	Bras manuel escamotable sur l'appui-tête – côté gauche	717,54	757,00	4550001	PEC sur devis
QPL110488	Bras manuel escamotable sur l'appui-tête – côté droit	717,54	757,00	4550001	PEC sur devis
Commande au Souffle (sélection contacteur voir Section H)		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QPL110510	Commande au souffle avec fixation escamotable Link-It, sur l'appui-tête (recommandé avec GYRO) Sélectionner option appui-tête	1 421,80	1 500,00	9928790	1 500,00

COMMANDES SPÉCIALES

H – Contacteur #1 

Prix € HT | Prix € TTC | Code | LPPR/PLV

Sélection d'un contacteur #1 et de son montage (si second contacteur requis, sélection page suivante)

QPL110611	#1 Contacteur Ø 64 mm – noir	173,46	183,00	4550001	PEC sur devis
QPL110612	#1 Contacteur Ø 64 mm – rouge	173,46	183,00	4550001	PEC sur devis
QPL110613	#1 Contacteur Ø 64 mm – vert	173,46	183,00	4550001	PEC sur devis
QPL110523	#1 Egg Switch – noir	173,46	183,00	4550001	PEC sur devis
QPL110524	#1 MicroLite Switch – noir	247,39	261,00	4550001	PEC sur devis
QPL110651	#1 Contacteur Ø 30 mm – noir	173,46	183,00	4550001	PEC sur devis
QPL110654	#1 Contacteur Ø 30 mm – bleu	173,46	183,00	4550001	PEC sur devis
QPL110653	#1 Contacteur Ø 30 mm – vert	173,46	183,00	4550001	PEC sur devis
QPL110652	#1 Contacteur Ø 30 mm – rouge	173,46	183,00	4550001	PEC sur devis
QPL110655	#1 Contacteur Ø 30 mm – jaune	173,46	183,00	4550001	PEC sur devis
QPL110534	#1 Twister Switch – noir	173,46	183,00	4550001	PEC sur devis
QPL110535	#1 Twister Switch – vert	173,46	183,00	4550001	PEC sur devis
QPL110536	#1 Twister Switch – rouge	173,46	183,00	4550001	PEC sur devis

Montage Link-It contacteur 

QPL110560	#1 Sur manipulateur Non disponible avec Joystick Allround Heavy Duty ou appui palmaire	250,24	264,00	4550001	PEC sur devis
QPL110566	#1 Opposé au manipulateur Montage sur rail d'accoudoir	250,24	264,00	4550001	PEC sur devis
QPL110561	#1 Sur l'appui-tête	250,24	264,00	4550001	PEC sur devis
QPL110563	#1 Sur le rail de fixation de l'assise (genou) Si 2 contacteurs sélectionnés uniquement montage droit et gauche	250,24	264,00	4550001	PEC sur devis
QPL110565	#1 Au menton Pas de contacteur gauche / droit requis	250,24	264,00	4550001	PEC sur devis
QPL110569	#1 Sans montage Link-It Contacteur livré non fixé	-	-	-	-

Côté du Montage Contacteur #1

QPL110572	#1 A droite Non disponible avec contacteur Satellite	-	-	-	-
QPL110571	#1 A gauche Non disponible avec contacteur Satellite	-	-	-	-

Contacteurs Satellite #1 (uniquement pour Joystick Allround, maximum 2 au choix)


QPL110537	#1 Contacteur Satellite – noir	173,46	183,00	4550001	PEC sur devis
QPL110538	#1 Contacteur Satellite – vert	173,46	183,00	4550001	PEC sur devis
QPL110539	#1 Contacteur Satellite – rouge	173,46	183,00	4550001	PEC sur devis

COMMANDES SPÉCIALES

I – Sélection d'un Second Contacteur #2 et de son Montage	Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QPL110631 #2 Contacteur Ø 64 mm – noir	173,46	183,00	4550001	PEC sur devis
QPL110632 #2 Contacteur Ø 64 mm – rouge	173,46	183,00	4550001	PEC sur devis
QPL110633 #2 Contacteur Ø 64 mm – vert	173,46	183,00	4550001	PEC sur devis
QPL110088 #2 Egg Switch – noir	173,46	183,00	4550001	PEC sur devis
QPL110089 #2 MicroLite Switch – noir	247,39	261,00	4550001	PEC sur devis
QPL110671 #2 Contacteur Ø 30 mm – noir	173,46	183,00	4550001	PEC sur devis
QPL110674 #2 Contacteur Ø 30 mm – bleu	173,46	183,00	4550001	PEC sur devis
QPL110673 #2 Contacteur Ø 30 mm – vert	173,46	183,00	4550001	PEC sur devis
QPL110672 #2 Contacteur Ø 30 mm – rouge	173,46	183,00	4550001	PEC sur devis
QPL110675 #2 Contacteur Ø 30 mm – jaune	173,46	183,00	4550001	PEC sur devis
QPL110095 #2 Twister Switch – noir	155,45	164,00	4550001	PEC sur devis
QPL110096 #2 Twister Switch – vert	155,45	164,00	4550001	PEC sur devis
QPL110097 #2 Twister Switch – rouge	155,45	164,00	4550001	PEC sur devis
Montage Link-It pour Contacteur #2				
QPL110098 #2 Sur manipulateur Non disponible avec Joystick Allround Heavy Duty ou appui palmaire	250,24	264,00	4550001	PEC sur devis
QPL110099 #2 Opposé au manipulateur Montage sur rail d'accoudoir	250,24	264,00	4550001	PEC sur devis
QPL110100 #2 Sur l'appui-tête	250,24	264,00	4550001	PEC sur devis
QPL110104 #2 Sur le rail de fixation de l'assise (genou) Si 2 contacteurs sélectionnés uniquement montage droit et gauche	250,24	264,00	4550001	PEC sur devis
QPL110105 #2 Au menton Pas de contacteur gauche / droit requis	250,24	264,00	4550001	PEC sur devis
QPL110106 #2 Sans montage Link-It (contacteur livré non fixé)	-	-	-	-
Côté du Montage Contacteur #2				
QPL110108 A droite - Non disponible avec contacteur Satellite	-	-	-	-
QPL110107 A gauche - Non disponible avec contacteur Satellite	-	-	-	-
Contacteurs Satellite #2 (uniquement pour Joystick Allround, maximum 2 au choix)				
QPL110111 #2 Contacteur Satellite – noir	173,46	183,00	4550001	PEC sur devis
QPL110112 #2 Contacteur Satellite – vert	173,46	183,00	4550001	PEC sur devis
QPL110113 #2 Contacteur Satellite – rouge	173,46	183,00	4550001	PEC sur devis
Contacteurs Multi-Fonctions (utilisés en combinaison avec la programmation du paramètre "assignation de boutons")				
QPL110550 Mini 2 stéréo - 2 contacteurs branchés en stéréo sur la prise jack "mode" du manipulateur écran (4 fonctions assignables) - Non fixé à la livraison. Fixation Link-It impossible	231,28	244,00	4550001	PEC sur devis
QPL110551 Mini 2 mono - 2 contacteurs branchés en mono sur la prise jack "mode" et "marche/arrêt" Non fixé à la livraison. Fixation Link-It impossible	231,28	244,00	4550001	PEC sur devis
QPL110552 Mini 4 – 4 contacteurs branchés en DB9 sur l'OMNI Non fixé à la livraison. Fixation Link-It impossible	231,28	244,00	4550001	PEC sur devis
QPL110554 Joystick 4 contacts - branchés en DB9 sur l'OMNI	330,81	349,00	4550001	PEC sur devis
Accessoires				
QPL110580 Rallonge jack mono (2 m) (prise Jack 3.5 mm)	33,18	35,00	4550001	PEC sur devis
QPL110581 Rallonge jack stéréo (2 m) (prise Jack 3.5 mm)	33,18	35,00	4550001	PEC sur devis
QPL110582 Rallonge DB9 (1 m)	42,65	45,00	4550001	PEC sur devis
QPL110583 Cable jack Y, stéréo - mono/mono	81,52	86,00	4550001	PEC sur devis
Dispositif de Sécurité				
QPL090147 Contacteur d'arrêt d'urgence (portée activation 30 m, branché sur port OBC du module de puissance)	988,63	1 043,00	4550001	PEC sur devis

Roues Motrices & Directrices - Garde Boue

◀ RETOUR



// QPL070069




// QPL080213

Kit Eclairage & Chargeurs

◀ RETOUR



// QPL110209



// QPL110209



// QPL160101



// QPL160104



// QPL110202

Toile de Dossier

◀ RETOUR



// QPL030150

Coussins de Dossier SEDEO LITE**◀ RETOUR**

// QPL030130



// QPL030131



// QPL030132




// QPL030133

Coussinets Appui-Tête & Supports d'Appui-Tête**◀ RETOUR**

// QPL030430 & QPL030431



// QPL030432



// WHT030401-WH030403



// WHT030404-WHT030406



// QPL030433



// WHT030408



// WHT030409

SEDEO, Coussins d'Assise**◀ RETOUR**

// QPL020073



// QPL020075

Coussin d'Assise Standard**◀ RETOUR**

// QPL020098

Dossiers JAY J3

[◀ RETOUR](#)

// JAY030010

// JAY030011

// JAY030041

// JAY030014

Largeur dossier en mm	Galbe Peu Profond - SC	Galbe Moyen - MC	Galbe Profond Support Moyen / Extra Deep - MDC	Galbe Profond Support Haut / Extra Deep - DC
	JAY030010	JAY030011	JAY030041/JAY030049	JAY030014/JAY030051
Largeur Maximum Tronc Utilisateur en mm				
360	330	295	280	280
410	380	345	330	330
460	430	395	380	380
510	480	445	430	430

Dossier JAY J3, Kit Accessoires de Positionnement

[◀ RETOUR](#)

// JAY090032-JAY090034

// JAY090035

// JAY090036

// JAY090029 - JAY090031

Dossier JAY J3, Harnais

[◀ RETOUR](#)

// JAY090040 - JAY090042

Coussins JAY**◀ RETOUR**

// JAY020005



// JAY020003



// JAY020006



// JAY020010



// JAY020011



// JAY020018



// JAY020019



// JAY020020

Types d'Accoudoirs & Manchettes**◀ RETOUR**

// QPL040039



// QPL040123



// QPL040022



// QPL040019



// QPL040204




// QPL040025



// QPL040031

Repose-Jambes Central Électrique & Potence Centrale**◀ RETOUR**

// QPL050076



// QPL050086

Repose-Jambes SEDEO PRO & Support Options**◀ RETOUR**

// QPL050015



// QPL050016

Manipulateurs R-Net & Montage**◀ RETOUR**

// QPL110017



// QPL110013



// QPL110018



// QPL110056

Embouts de Joystick**◀ RETOUR**

// QPL090505



// QPL090045



// QPL090507



// QPL090508



// QPL090509



// QPL090512



// QPL090511



// QPL090506

Outils de Programmation

◀ RETOUR



// QPL090066

Modules de Puissance R-Net

◀ RETOUR



// QPL110004



// QPL110021

#1 Ctrl+5 Contacts et OMNI 2

◀ RETOUR



// QPL110175



// QPL110176



// QPL110116

Commandes Occipitales

◀ RETOUR



// QPL110370 // QPL110371

Commandes au Menton & Commandes Manuelles

◀ RETOUR



// QPL110470 // QPL110301



// QPL110472 // QPL110473 //
QPL110304 // QPL110305



// QPL110306 - QPL110309
// QPL110474 - QPL110477



// QPL110475 // QPL110477
// QPL110307 // QPL110310

Commande sur Tablette

◀ RETOUR



// QPL110143

Contacteurs**◀ RETOUR**


// QPL110651 - QPL110655
// QPL110671 - QPL110675



// QPL110523



// QPL110524



// QPL110611 - QPL110613
// QPL110631 - QPL110633



// QPL110537 - QPP110539



// QPL110534 - QPL110536



// QPL110551



// QPL110552

Montage et Position Contacteurs**◀ RETOUR**

// QPL110526 // QPL110566



// QPL110566 // QPL110526
// QPL110529



// QPL110560 // QPL110572
// QPL110013 // QPL110056
// QPL110529 // QPL110526



// QPL110563

Montage et Position pour Commandes Manuelles**◀ RETOUR**

// QPL110353
// QPL110362



// QPL110353
// QPL110362 // QPL110342



// QPL110353 // QPL110361
// QPL110524 // QPL110526
// QPL110560



// QPL110353 // QPL110306
// QPL110362 // QPL110538
// QPL110539

Montage et Position pour Commande Menton**◀ RETOUR**

// QPL110480 // QPL110481
// QPL110470




// QPL110483 // QPL110484



// QPL110483 // QPL110484




// QPL110485 // QPL110486



// QPL110485 // QPL110474



// QPL110487
// QPL110526 // QPL110529
// QPL110561 // QPL110572
// QPL110571



// QPL110487 // QPL110474

Commentaires Pour Fabrications Spéciales



Q400 M - SEDEO LITE - FREP-B		€
Prix de base TTC		11 680,50
Total options TTC		
Prix total TTC		

Date	Signature
------	-----------

Jour Mois Année



Sunrise Medical SAS

ZAC de la Vrillonnerie
17 Rue Michaël Faraday
37170 Chambray-Les-Tours
Tél: 02 47 55 44 31
E-Mail: commandes@sunrisemedical.fr
www.SunriseMedical.fr