

Q700® F

assise SEDEO® PRO



Classement Nomenclature LPPR

Grande Classe :	VPH Modulaires à Propulsion Electrique
Dénomination Catégorie :	Fauteuils Roulants Modulaires à Propulsion par Moteur Electrique Multi-position - Classe B
Acronyme :	FREP-B
Code Individuel:	9555001
LPPR / PLV :	11 680.50 €

Prescripteurs

- Médecins Spécialistes MPR
- Médecins Titulaires d'un DU Appareillage
- Ergothérapeutes en Équipe Pluridisciplinaire

Adjonctions Disponibles

Code	Désignation	LPPR/PLV € TTC
4510001	Appui-tête réglable	160,00
9987717	Repose-jambe électrique droit et gauche	1 250,00
9995042	Tablette complète	132,00
4510004	PAP, forfait A - adjonctions membres supérieurs	600,00 maximum
9940118	PAP, forfait B - adjonctions membres inférieurs	600,00 maximum
9928790	Boîtier de commande personnalisé	1 500,00
9963830	Élévation électrique (lift)	1 500,00

BON DE COMMANDE PROFESSIONNEL

Révision 01_122025

Sous réserve de modifications techniques, erreurs ou omissions


Adresse facturation ou Code client			Adresse livraison		Identique facturation	
Code Clt:			Code Clt:			
Magasin:			Magasin:			
Rue:			Rue:			
Ville/CP:			Ville/CP:			
E-Mail:			E-Mail:			
Tél:			Tél:			
Information			Poids Utilisateur			
Commande	Devis	Built-4-Me®	Poids max. Utilisateur: 160 kg			
N° commande:			Poids Uti.: kg			
Art. no.: Q700 F: 2250070F-000			Code Individuel LPPR : 9555001			
Date:	Jour	Mois	Année			

Prix Public TTC (LPPR / PLV)

€ 11 680,50

Mesures anthropométriques

a) Du haut de la tête à l'assise	mm
b) Du haut de l'épaule à l'assise	mm
c) Aisselle - assise	mm
d) Coude - assise	mm
e) Haut du bassin - assise	mm
f) Largeur épaule	mm
g) Largeur poitrine	mm
i) Largeur hanche	mm
j) Profondeur d'assise	mm
m) Longueur pied	mm
n) Longueur de jambe	mm
o) Largeur d'assise	mm



Données Techniques - Système d'assise

Système d'assise	SEDEO PRO		
Poids sans batteries	140 kg	Dimensions d'assise	Larg. 380 - 560 mm, Profond. 400 - 600 mm
Poids avec batteries	165 kg	Hauteurs d'assise	440 mm - 490 mm

Données Techniques - Base Motrice Roues Motrices Traction (Q700 F SEDEO PRO)

Poids max. Utilisateur	160 kg	Roues motrices	14" (noir)
Largeur base	Min. 640 mm	Roues directrices	9" Avant (noir)
Electronique	R-Net	Chargeur	220 V / 10 A
Autonomie	25 km (selon exigences classe B)	Batteries	80 Ah
Motorisation	6 km/h et 10 km/h	Coloris	inserts: 7 coloris au choix
Garde au sol	75 mm	Base	noir

BASE MOTRICE

Fauteuil Roulant Electrique Série - Q700 SEDEO PRO		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
SEP000017	Q700 F	11 071,56	11 680,50	9555001	11 680,50
		+ 7.42 € HT d'éco-participation			

Motorisation		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
SEP180009	6 km/h - Moteurs 4-Poles (2x500W) - Uniquement avec module de puissance 90A	△	△	-	-
SEP180007	10 km/h - Moteurs 4-Poles (2x450W) - Uniquement avec module de puissance 120A	●	●	-	-

Contrôle de Trajectoire		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
SEP110009	Module contrôle de trajectoire pour R-Net (technologie GYRO) (de série pour Q700 F)	●	●	-	-

Roues Motrices 		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
SEP070032	14", Pneumatique, V-Type (lisse), Noir	△	△	-	-
SEP070031	14", Bandage, V-Type (lisse), Noir	△	△	-	-
SEP070034	14", Pneumatique, Knobby (crampon), Noir	●	●	-	-
SEP070033	14", Bandage, Knobbly (crampon), Noir	△	△	-	-

Roues Directrices 		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
SEP080210	9", Bandage, Noir	△	△	-	-
SEP080211	9", Pneumatique, Noir	●	●	-	-

Garde-Boue 		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
SEP010007	Roue motrice, 14"	●	●	-	-
SEP010008	Roue directrice, 9"	△	△	-	-

Coloris Inserts (enjolveurs, dossier, supports latéraux, pivots accoudoirs, tête de fourche)				Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
SEP140005	Vert Pomme (RAL 110 70 77)	SEP140002	Rouge (RAL 040 40 67)	-	-	-	-
SEP140004	Noir (RAL 9005)	SEP140007	Argent (RAL 9006)	-	-	-	-
SEP140003	Bleu (RAL 260 40 45)	SEP140001	Blanc (RAL 9010)	-	-	-	-
SEP140006	Orange (RAL 060 60 80)			-	-	-	-

Kit Éclairage LED 		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
SEP110201	Kit éclairage LED (homologué StVZO)	△	△	-	-
SEP110202	Kit éclairage feu de position LED monté sur garde-boue (sans clignotant) (garde-boue roues motrices inclus)	△	△	-	-
SEP110209	Sans kit éclairage	●	●	-	-

Hauteurs d'Assise	
SH44	440 mm Non disponible avec les combinés lift et bascule d'assise 0°-30° (SEP130009)
SH45	450 mm Uniquement avec les combinés lift et bascule d'assise 0°-30° (SEP130009)
SH465	465 mm
SH49	490 mm

Batteries & Chargeur 		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
SEP160005	Batteries, 80 Ah, Gel, sans maintenance avec chargeur 10 A	●	●	-	-

ASSISE - DOSSIER

Modules d'Inclinaison d'Assise - décharge ischiatique		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
SEP130007	Basculé d'assise électrique 0° - 50°	●	●	-	-
SEP130005	Basculé d'assise électrique -5° - 45°	△	△	-	-
SEP130009	Combiné lift (300 mm) avec bascule d'assise électrique 0° - 30°	1 421,80	1 500,00	9963830	1 500,00

Modules d'Inclinaison de Dossier		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
SEP030086	Inclinaison électrique, 90° - 130°	●	●	-	-
SEP030087	Inclinaison électrique, 90° - 150°, compensation sinusoïdale 100 mm Non disponible avec fonction C-Me	△	△	-	-

Option de Dossier		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
SEP030098	Dossier rabattable sur l'assise, à déverrouillage rapide	△	△	-	-

Fonction C-Me		Poids max Utilisateur 136 kg	Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
Disponible uniquement avec combiné lift & bascule d'assise SEP130009						
SEP110034	C-Me Activé (max. 4,5 km/h avec lift) (Angle assise <16° (Q700 F) et angle dossier <30°) Non disponible en combinaison avec dossier à compensation 150° (SEP030087)		△	△	-	-
SEP110035	C-Me Désactivé (vitesse max. 1.5 km/h avec lift)		●	●	-	-

Types de Coussin de Dossier		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
SEDEO PRO (Voir Section A)					
SEP030104	Coussin de dossier SEDEO PRO	●	●	-	-
JAY J3 (Voir Section B)					
SEP030054	Dossier JAY J3	Voir Section B		-	-

A – Dossier SEDEO PRO, Galbes 		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
SEP030109	Coussin de dossier, Profilé	●	●	-	-
SEP030113	Coussin de dossier, Profilé, Sangles Réglables	△	△	-	-
SEP030116	Coussin de dossier, Flexible, Deep Contour, Actif, Sangles Réglables Non disponible avec appui-tête monté sur coussin de dossier (SEP030119)	△	△	-	-
SEP030117	Coussin de dossier, Flexible, Extra Deep Contour, Actif, Sangles Réglables Non disponible avec appui-tête monté sur coussin de dossier (SEP030119)	△	△	-	-

A – Dossier SEDEO PRO, Housses		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
SEP030059	Housse Dartex	●	●	-	-
SEP030108	Housse, Confort	△	△	-	-

A – Dossier SEDEO PRO, Dimensions

Largeur coussin de dossier

BW38	380 mm, pour largeur utile 380 mm
BW42	420 mm, pour largeur utile 380 - 420 mm
BW46	460 mm, pour largeur utile 420 - 460 mm
BW50	500 mm, pour largeur utile 460 - 500 mm
BW54	540 mm, pour largeur utile 500 - 540 mm
BW56	560 mm, pour largeur utile 540 - 560 mm

Hauteur coussin de dossier

BH44	440 mm, réglable en hauteur sur 150 mm Uniquement disponible avec dossiers SEDEO PRO Flexible, Deep Contour Actif (SEP030116) et dossier SEDEO PRO Flexible, Extra Deep Contour, Actif (SEP030117)
BH50	500 mm, réglable en hauteur sur 150 mm
BH56	560 mm, réglable en hauteur sur 150 mm

DOSSIER

A – Dossier SEDEO PRO, Cales Tronc

Prix € HT

Prix € TTC

Code

LPPR/PLV

Cales tronc Sedeo PRO pour coussins de dossier Sedeo PRO, modèles profilé (SEP030109) et profilé sangles réglables (SEP030113) uniquement.

SEP030607	Cale tronc, escamotable, réglable en hauteur, grand coussinet, 150 x 130 mm, côté droit	220,85	233,00	4510004	PEC - PAP 600,00
SEP030608	Cale tronc, escamotable, réglable en hauteur, grand coussinet, 150 x 130 mm, côté gauche	220,85	233,00	4510004	PEC - PAP 600,00
SEP030609	Cale tronc, escamotable, réglable en hauteur, grand coussinet, 90 x 120 mm, côté droit	220,85	233,00	4510004	PEC - PAP 600,00
SEP030610	Cale tronc, escamotable, réglable en hauteur, grand coussinet, 90 x 120 mm, côté gauche	220,85	233,00	4510004	PEC - PAP 600,00

B – Dossier JAY J3, Galbe Peu Profond (SC)

Prix € HT

Prix € TTC

Code

LPPR/PLV

Pour largeur dossier J3 410 mm > Largeur max. tronc Utilisateur : 380 mm

Pour largeur dossier J3 460 mm > Largeur max. tronc Utilisateur : 430 mm

Pour largeur dossier J3 510 mm > Largeur max. tronc Utilisateur : 480 mm

JAY030012	UT - Hauteur short 420 mm	568,72	600,00	4510004	PEC - PAP 600,00
JAY030019	UT - Hauteur medium 460 mm	568,72	600,00	4510004	PEC - PAP 600,00
JAY030025	UT - Hauteur tall 510 mm	568,72	600,00	4510004	PEC - PAP 600,00
JAY030015	SH - Hauteur short 530 mm	568,72	600,00	4510004	PEC - PAP 600,00
JAY030022	SH - Hauteur medium 570 mm	568,72	600,00	4510004	PEC - PAP 600,00
JAY030028	SH - Hauteur tall 610 mm	568,72	600,00	4510004	PEC - PAP 600,00

B – Dossier JAY J3, Galbe Moyen (MC)

Prix € HT

Prix € TTC

Code

LPPR/PLV

Pour largeur dossier J3 410 mm > Largeur max. tronc Utilisateur : 345 mm

Pour largeur dossier J3 460 mm > Largeur max. tronc Utilisateur : 395 mm

Pour largeur dossier J3 510 mm > Largeur max. tronc Utilisateur : 445 mm

JAY030013	UT - Hauteur short 420 mm	568,72	600,00	4510004	PEC - PAP 600,00
JAY030020	UT - Hauteur medium 460 mm	568,72	600,00	4510004	PEC - PAP 600,00
JAY030026	UT - Hauteur tall 510 mm	568,72	600,00	4510004	PEC - PAP 600,00
JAY030016	SH - Hauteur short 530 mm	568,72	600,00	4510004	PEC - PAP 600,00
JAY030023	SH - Hauteur medium 570 mm	568,72	600,00	4510004	PEC - PAP 600,00
JAY030029	SH - Hauteur tall 610 mm	568,72	600,00	4510004	PEC - PAP 600,00

B – Dossier JAY J3, Galbe Profond et Extra Profond Support Haut (DC)

Prix € HT

Prix € TTC

Code

LPPR/PLV

Pour largeur dossier J3 410 mm > Largeur max. tronc Utilisateur : 330 mm

Pour largeur dossier J3 460 mm > Largeur max. tronc Utilisateur : 380 mm

Pour largeur dossier J3 510 mm > Largeur max. tronc Utilisateur : 445 mm

JAY030014	UT - Hauteur short 420 mm	568,72	600,00	4510004	PEC - PAP 600,00
JAY030021	UT - Hauteur medium 460 mm	568,72	600,00	4510004	PEC - PAP 600,00
JAY030027	UT - Hauteur tall 500 mm	568,72	600,00	4510004	PEC - PAP 600,00
JAY030017	SH - Hauteur short 530 mm	568,72	600,00	4510004	PEC - PAP 600,00
JAY030024	SH - Hauteur medium 570 mm	568,72	600,00	4510004	PEC - PAP 600,00
JAY030030	SH - Hauteur tall 610 mm	568,72	600,00	4510004	PEC - PAP 600,00
JAY030051	Extra Profond (galbe 180 mm) - UT - Hauteur medium 460 mm	568,72	600,00	4510004	PEC - PAP 600,00

DOSSIER

B – Dossier JAY J3, Dimensions

Largeur de dossier J3

JAY030111	410 mm
JAY030112	460 mm
JAY030113	510 mm

B – Dossier JAY J3, Harnais

Prix € HT

Prix € TTC

Code

LPPR/PLV

Harnais ouverture centrale à boucle, non stretch (4 points, pour dossier JAY uniquement)

JAY090040	Moyen	137,44	145,00	4510004	PEC - PAP 600,00
JAY090041	Large	137,44	145,00	4510004	PEC - PAP 600,00
JAY090042	Extra Large	137,44	145,00	4510004	PEC - PAP 600,00

B – Cale Tronc JAY J3 - pour dossiers JAY

Prix € HT

Prix € TTC

Code

LPPR/PLV

Sélectionner type de support et côté		Droit	Gauche					
Support fixe	JAY090026			JAY090017	72,04	76,00	4510004	PEC - PAP 600,00
Support escamotable	JAY090028			JAY090019	162,09	171,00	4510004	PEC - PAP 600,00
Sélectionner taille du coussinet et côté		Droit	Gauche					
Cale tronc (LxH) 100 x 100 mm	JAY090020			JAY090011	△	△	-	-
Cale tronc (LxH) 100 x 127 mm	JAY090021			JAY090012	△	△	-	-
Cale tronc (LxH) 100 x 152 mm	JAY090022			JAY090013	△	△	-	-
Cale tronc (LxH) 152 x 100 mm	JAY090023			JAY090014	△	△	-	-
Cale tronc (LxH) 152 x 127 mm	JAY090024			JAY090015	△	△	-	-
Cale tronc (LxH) 152 x 152 mm	JAY090025			JAY090016	△	△	-	-

Appui-Tête (constitué d'une tétière, d'un support et d'une fixation)

Prix € HT

Prix € TTC

Code

LPPR/PLV

Tétières et supports **SEDEO**

SEP030430	SEDEO, tétière PU - (LxH) 240 x 150 mm	151,65	160,00	4510001	160,00
SEP030431	SEDEO, tétière PU avec housse stretch confort (LxH) 240 x 150 mm	151,65	160,00	4510001	160,00
SEP030433	SEDEO, support multi-positions	-	-	-	-
SEP030434	SEDEO, support multi-positions réglable sans outils	-	-	-	-

Tétières et supports **WHITMYER**

WHT030401	Whitmyer, coussinet Plush, (LxH) 203 x 127 mm	235,07	248,00	4510004	PEC - PAP 600,00
WHT030402	Whitmyer, coussinet Plush, (LxH) 254 x 127 mm	261,61	276,00	4510004	PEC - PAP 600,00
WHT030403	Whitmyer, coussinet Plush, (LxH) 356 x 127 mm	276,78	292,00	4510004	PEC - PAP 600,00
WHT030404	Whitmyer, coussinet ajustable Spécial Plush-A, étroit, (LxH) 355 x 76 mm	374,41	395,00	4510004	PEC - PAP 600,00
WHT030406	Whitmyer, coussinet ajustable Spécial Plush-A, large, (LxH) 460 mm x 127 mm	431,27	455,00	4510004	PEC - PAP 600,00
WHT030409	Whitmyer, support AXYS, barre horizontale orientable à 180° - pour tétière Whitmyer	94,78	100,00	4510004	PEC - PAP 600,00

Fixations communes appui-tête SEDEO et WHITMYER

SEP030119	Fixation montée sur coussin de dossier Non disponible avec dossier SEDEO PRO Flexible, Deep Contour, Actif (SEP030116) Non disponible avec dossier SEDEO PRO, Extra Deep Contour, Actif (SEP030117)	●	●	-	-
SEP030120	Fixation montée sur armature du dossier	△	△	-	-

DOSSIER

Poignées de Poussée		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
SEP030200	Sans poignées de poussée	●	●	-	-
SEP030204	Poignées de poussée, réglables en hauteur Non disponible avec commande double (SEP110021) ou commande tierce personne (SEP110020)	△	△	-	-

Interface d'Assise		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
SEP020085	Rails de fixation, pour profondeurs d'assise 400 - 560 mm	●	●	-	-
SEP020069	Rails de fixation, pour profondeurs d'assise 460 - 560 mm Non disponible avec largeur d'assise 380 & 420 mm	●	●	-	-

Coussin d'Assise - Types		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
SEDEO PRO (Voir Section C)					
SEP020027	Coussin d'assise SEDEO PRO	●	●	-	-
JAY (Voir Section D)					
SEP020515	Coussin d'assise JAY	voir section D		-	-

C – SEDEO PRO - Coussins 		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
SEP020073	SEDEO, Profilé (Profiled) - hauteur 70 mm	●	●	-	-
SEP020078	SEDEO, Ergonomique (Stabilizer) - hauteur 90 mm	△	△	-	-
SEP020075	SEDEO, Anatomique (Support), hauteur 90 mm	△	△	-	-
SEP020076	SEDEO, Anatomique, mousse à mémoire de forme (Support Memory) - hauteur 90 mm	△	△	-	-

C – SEDEO PRO - Housses		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
SEP020518	Housse Dartex	●	●	-	-
SEP020080	Housse Confort	△	△	-	-

C – SEDEO PRO - Plaques d'Assise		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
SEP020082	SEDEO, Plaque d'assise avec butée arrière de coussin réglable en profondeur	△	△	-	-

C – SEDEO PRO - Dimensions d'Assise

Largeur coussin d'assise

SW38	380 mm, pour largeur utile 380 mm
SW42	420 mm, pour largeur utile 380 - 420 mm
SW46	460 mm, pour largeur utile 420 - 460 mm
SW50	500 mm, pour largeur utile 460 - 500 mm
SW54	540 mm, pour largeur utile 500 - 540 mm
SW56	560 mm, pour largeur utile 520 - 560 mm

Profondeur coussin d'assise

SD40	400 mm avec coussin 460 mm Non disponible avec ceinture courte 50x1700 mm (SEP090128) ou longue 50x2700 mm (SEP090129)	(réglage de la plaque de 400 mm à 600 mm)
SD42	420 mm avec coussin 460 mm	(réglage de la plaque de 400 mm à 600 mm)
SD44	440 mm avec coussin 460 mm	(réglage de la plaque de 400 mm à 600 mm)
SD46	460 mm avec coussin 500 mm	(réglage de la plaque de 400 mm à 600 mm)
SD48	480 mm avec coussin 500 mm	(réglage de la plaque de 400 mm à 600 mm)
SD50	500 mm avec coussin 500 mm	(réglage de la plaque de 400 mm à 600 mm)
SD52	520 mm avec coussin 560 mm	(réglage de la plaque de 460 mm à 600 mm)
SD54	540 mm avec coussin 560 mm	(réglage de la plaque de 460 mm à 600 mm)
SD56	560 mm avec coussin 560 mm	(réglage de la plaque de 460 mm à 600 mm)

ASSISE

D – JAY, Coussins (Veuillez vérifier la disponibilité du coussin en fonction de la taille)			Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
JAY020005	JAY Easy Fluid, base plate - Livré avec 2 housses, incontinence		369,57	390,00	9940118	PEC - PAP 600,00
	JAYxxx	Eléments de positionnement incluant cales d'obliquité (paire) et biseau crural	50,24	53,00		
JAY020006	JAY Easy Visco, base plate - Livré avec 2 housses, incontinence		389,57	411,00	9940118	PEC - PAP 600,00
	JAYxxx	Eléments de positionnement incluant cales pelviennes (paire) et biseau crural	50,24	53,00		
JAY020010	JAY Balance, insert Air - Livré avec 2 housses, aérée (jusqu'à largeur d'assise 500 mm)		568,72	600,00	9940118	PEC - PAP 600,00
	JAY020014	Eléments de positionnement incluant : 1 paire de cales pelviennes 25 mm 1 paire de cales d'adduction 25 mm 1 butée d'abduction 25 mm	△	△	-	-
JAY020012	JAY Balance, insert Air - Livré avec 2 housses, aérée (à partir de largeur d'assise 500 mm)		568,72	600,00	9940118	PEC - PAP 600,00
	JAY020016	Eléments de positionnement incluant : 1 paire de cales pelviennes 25 mm 1 paire de cales d'adduction 25 mm 1 butée d'abduction 25 mm	△	△	-	-
JAY020011	JAY Balance, insert Fluid - Livré avec 2 housses, aérée (jusqu'à largeur d'assise 500 mm)		568,72	600,00	9940118	PEC - PAP 600,00
	JAY020015	Eléments de positionnement incluant : 1 paire de cales pelviennes 25 mm 1 paire de cales d'adduction 25 mm 1 butée d'abduction 25 mm	△	△	-	-
JAY02013	JAY Balance, insert Fluid - Livré avec 2 housses, aérée (à partir de largeur d'assise 500 mm)		568,72	600,00	9940118	PEC - PAP 600,00
	JAY020017	Eléments de positionnement incluant : 1 paire de cales pelviennes 25 mm 1 paire de cales d'adduction 25 mm 1 butée d'abduction 25 mm	△	△	-	-
JAY020018	JAY Xtreme Active - Livré avec 2 housses, aérée		561,14	592,00	9940118	PEC - PAP 600,00
	JAY020023	Eléments de positionnement incluant : 1 butée d'abduction 25 mm + 1 paire de cales d'adduction 25 mm	△	△	-	-

D – JAY, Coussins d'Assise, Dimensions

Largeur d'assise / coussin

SW40	400 mm		
SW42	420 mm	SW50	500 mm (uniquement avec LS 500 mm)
SW44	440 mm	SW52	520 mm (uniquement avec LS 500 mm)
SW46	460 mm	SW54	540 mm (uniquement avec LS 560 mm)
SW48	480 mm	SW56	560 mm (uniquement avec LS 560 mm)

Profondeur d'assise / coussin

SD40	400 mm	SD48	480 mm
SD42	420 mm	SD50	500 mm
SD44	440 mm	SD52	520 mm (uniquement avec LS 560 mm)
SD46	460 mm	SD54	540 mm (uniquement avec LS 560 mm)

Accessoires d'Assise		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
SEP020342	Cale genou escamotable, 120 x 120 mm, côté droit ND avec repose-jambes manuels (SEP050015-17), ND avec poignée de transfert SEP090122	236,02	249,00	9940118	PEC - PAP 600,00
SEP020341	Cale genou escamotable, 120 x 120 mm, côté gauche ND avec repose-jambes manuels (SEP050015-17), ND avec poignée de transfert SEP090122	236,02	249,00	9940118	PEC - PAP 600,00
SEP020113	Cale cuisse amovible, 120 x 120 mm, côté droit ND avec protège-vêtements cunéiforme confort (SEP040035)	175,35	185,00	9940118	PEC - PAP 600,00
SEP020114	Cale cuisse amovible, 120 x 120 mm, côté gauche ND avec protège-vêtements cunéiforme confort (SEP040035)	175,35	185,00	9940118	PEC - PAP 600,00
SEP020121	Cale cuisse amovible, 180 x 120 mm, côté droit ND avec protège-vêtements cunéiforme confort (SEP040035)	205,68	217,00	9940118	PEC - PAP 600,00
SEP020122	Cale cuisse amovible, 180 x 120 mm, côté gauche ND avec protège-vêtements cunéiforme confort (SEP040035)	205,68	217,00	9940118	PEC - PAP 600,00

ASSISE

Accoudoirs - Types  - (accoudoirs livrés sans Protège-vêtements)		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
SEP040019	Accoudoirs escamotables, vers l'arrière Non disponible avec hauteur d'assise 415 mm et 425mm Non disponible hauteur d'assise 440 mm avec combiné lift (SEP130009)	●	●	-	-
SEP040021	Accoudoirs amovibles Non disponible avec hauteur d'assise 415 mm et 425mm Non disponible hauteur d'assise 440 mm avec combiné lift (SEP130009)	△	△	-	-
SEP040070	Accoudoirs, relevables à compensation, multiréglables	△	△	-	-

Manchettes d'Accoudoirs 		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
SEP040023	Standard, 300 mm - droite	△	△	-	-
SEP040024	Standard, 300 mm - gauche	△	△	-	-
SEP040025	Standard, 400 mm - droite	●	●	-	-
SEP040026	Standard, 400 mm - gauche	●	●	-	-
SEP040027	Standard, 450 mm - droite Avec accoudoirs escamotables (SEP040019), largeur d'assise +20 mm	△	△	-	-
SEP040028	Standard, 450 mm - gauche Avec accoudoirs escamotables (SEP040019), largeur d'assise +20 mm	△	△	-	-

Manchettes confort

SEP040204	Confort Dartex, 400 mm, droite	△	△	-	-
SEP040203	Confort Dartex, 400 mm, gauche	△	△	-	-

Gouttières hémip légiques

SEP040031	Gouttière, PU, 435 x 120 mm, droite ND avec manipulateur monté à droite (SEP110052), avec tablette escamotable (SEP090040), avec rétroviseur monté à droite (SEP090110)	235,07	248,00	4550001	PEC sur devis
SEP040032	Gouttière, PU, 435 x 120 mm, gauche ND avec manipulateur monté à gauche (SEP110053), avec tablette escamotable (SEP090040), avec rétroviseur monté à gauche (SEP090118)	235,07	248,00	4550001	PEC sur devis

Protège-vêtements		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
Pour accoudoirs: escamotables (SEP040019), amovibles (SEP040021)					
SEP040033	Protège-vêtements, standard	●	●	-	-
SEP040034	Protège-vêtements, confort Largeur d'assise -20 mm Largeur d'assise -20mm.	△	△	-	-
Pour accoudoirs relevables à compensation (SEP040070)					
SEP040036	Protège-vêtements standard, montés sur fixation rail d'assise Uniquement avec accoudoirs à compensation (SEP040070)	△	△	-	-

REPOSE-PIEDS

Potence Centrale - Q700 F 		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
SEP050086	Potence centrale, réglable avec outils de 90° à 180° , palette monobloc relevable et réglable en angle - Appui-mollets obligatoires - à sélectionner ci-dessous	●	●	-	-
Appui-mollets					
SEP050087	Appui-mollets simple	●	●	-	-
SEP050092	Appui-mollets séparé, paire	△	△	-	-

Repose-Jambes Central, Électrique - Q700 F 		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
SEP050076	Repose-jambes central électrique, compensation sur 190 mm, inclinaison de 90° - 180°, LJ réglable de 200 à 460 mm	1 184,83	1 250,00	9987717	1 250,00
SEP050071	Repose-jambes central électrique, compensation sur 190 mm, inclinaison de 90° - 180°, descente des palettes au sol, LJ réglable 350 à 460 mm	1 184,83	1 250,00	9987717	1 250,00

Palettes

SEP050072	Palettes séparées, réglables en hauteur et en angle (longueur 260 mm x largeur 150 mm)	●	●	-	-
SEP050073	Palettes séparées, réglables en hauteur et en angle (longueur 310 mm x largeur 170 mm)	△	△	-	-

Appui-mollets

SEP050092	Appui-mollets séparés, paire	△	△	-	-
-----------	------------------------------	---	---	---	---

REPOSE-PIEDS

Repose jambes latéraux escamotables SEDEO PRO 		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
SEP050017	Repose-jambes électriques sans fil, à compensation, UL 350-510 mm	1 184,83	1 250,00	9987717	1 250,00
SEP050183	Repose-jambes électriques courts, sans fil, à compensation, UL 300-460 mm (LJ, segment jambier: mesure palette - plaque d'assise)	1 184,83	1 250,00	9987717	1 250,00

SEP050016	Repose-jambes manuels	△	△	-	-
FMG-PB01-3297-02	Repose-jambes manuels courts, UL 260-430 mm (LJ, segment jambier: mesure palette - plaque d'assise) Fabrication spéciale Attention délai supplémentaire	△	△	-	-

Supports repose-jambes latéraux

SEP050170	Support haut (préconisé avec coussin, épaisseur < ou = à 700 mm)	●	●	-	-
SEP050171	Support bas (préconisé avec coussin, épaisseur < ou = à 500 mm)	△	△	-	-

Palettes

SEP050088	Palettes séparées, pour largeur d'assise 385 - 400 mm	△	△	-	-
SEP050089	Palettes séparées, pour largeur d'assise 420 - 460 mm	●	●	-	-
SEP050090	Palettes séparées, pour largeur d'assise 480 - 520 mm	△	△	-	-
SEP050091	Palettes séparées, pour largeur d'assise 540 - 560 mm	△	△	-	-

Options de repose-pieds

SEP050082	Appui-mollets, standard, réglables en profondeur, paire	●	●	-	-
SEP050083	Appui-mollets, confort, réglables en profondeur, paire	△	△	-	-
SEP050084	Talonniers	●	●	-	-
SEP050200	Protection de genou, confort	△	△	-	-

Support Amputé

SEP050013	Support amputé, confort, droit	219,91	232,00	4550001	PEC sur devis
SEP050014	Support amputé, confort, gauche	219,91	232,00	4550001	PEC sur devis

Options de Positionnements & Accessoires		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
SEP090128	Ceinture, boucle type automobile, 50 mm x 1700 mm	●	●	-	-
SEP090129	Ceinture, boucle type automobile, 50 mm x 2700 mm	△	△	-	-
SEP090122	Poignée de transfert Non disponible avec cale genou droit/gauche (SEP020342/SEP020341) Non disponible avec repose-jambes latéraux manuels et électriques sans fil (SEP050016-SEP050017)	113,74	120,00	4550001	PEC sur devis
SEP090110	Rétroviseur, monté à droite (montage côté manipulateur si tablette)	59,72	63,00	4550001	PEC sur devis
SEP090111	Rétroviseur, monté à gauche (montage côté manipulateur si tablette)	59,72	63,00	4550001	PEC sur devis
SEP030605	Plot d'abduction Non disponible avec repose-jambes central électrique	132,70	140,00	9940118	PEC - PAP 600,00

Tablette (montage côté opposé du manipulateur)

SEP090040	Tablette, réglable en largeur, escamotable Pour largeur d'assise 38 à 52 cm, largeur tablette : 65 cm Pour largeur d'assise 54 et 56 cm, largeur tablette : 75 cm	125,11	132,00	9995042	132,00
-----------	---	--------	--------	---------	--------

ÉLECTRONIQUE ÉVOLUTIVE

Manipulateur – R-Net 		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
SEP110015	LED, Vérins	●	●	-	-
SEP110017	Ecran couleur LCD	△	△	-	-
SEP110016	LED, Vérins et kit éclairage	△	△	-	-
SEP110018	Ecran couleur LCD, joystick renforcé	1 129,86	1 192,00	4550001	PEC sur devis
SEP110013	Advanced, écran couleur LCD haute résolution, contrôle infrarouge (32 à 40 kHz)	△	△	-	-
SEP110023	Advanced, écran couleur LCD haute résolution, contrôle infrarouge (32 à 40 kHz) et Bluetooth (2 appareils PC, Android et 2 appareils IOS, iPhone, iPad)	△	△	-	-

Support Commande Principale 		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
SEP110050	Support fixe	△	△	-	-
SEP110056	Support escamotable, intérieur/extérieur	●	●	-	-

Montage Commande Principale	
SEP110052	Accoudoir, côté droit
SEP110053	Accoudoir, côté gauche

Langue	
SEP119002	Français

Embouts de Joystick (optionnel) 		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
SEP090505	Balle de golf, Ø 42 mm	54,98	58,00	4550001	PEC sur devis
SEP090506	T-Bar, largeur 82 mm	54,98	58,00	4550001	PEC sur devis
SEP090507	Balle souple, Ø 70 mm	54,98	58,00	4550001	PEC sur devis
SEP090508	Balle, Ø 35 mm	54,98	58,00	4550001	PEC sur devis
SEP090045	Balle Allround, Ø 48 mm	54,98	58,00	4550001	PEC sur devis
SEP090509	Coupelle commande menton, Ø 37 mm	54,98	58,00	4550001	PEC sur devis
SEP090512	Tige, 80 x 15 mm	54,98	58,00	4550001	PEC sur devis
SEP090511	Champignon, Ø 45 mm	238,86	252,00	4550001	PEC sur devis

Module de Puissance 		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
SEP110003	Module de puissance, R-Net, 90 A pour motorisations 6 km/h	△	△	-	-
SEP110004	Module de puissance, R-Net, 120 A pour motorisations 10 km/h	●	●	-	-

Commandes Accompagnateurs 		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
SEP110021	Commande double (manipulateur ou commande spéciale + boîtier tierce personne) Non disponible avec poignées de poussée (SEP030204)	1 421,80	1 500,00	9928790	1 500,00
SEP110020	Commande tierce personne uniquement (déplacement du manipulateur principal) Non disponible avec poignées de poussée (SEP030204) Choisir également un manipulateur	△	△	-	-

Montage commande accompagnateur

SEP110025	Arrière du dossier, côté droit
SEP110026	Arrière du dossier, côté gauche

ÉLECTRONIQUE ÉVOLUTIVE

Commande sur Tablette

		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
SEP110143	Manipulateur R-Net écran couleur LCD, monté sur tablette	2 123,22	2 240,00	4550001	PEC sur devis

Montage de la tablette

SEP110080	Côté gauche
SEP110081	Côté droit

Boitier Ctrl+5 Contacts - Avec commande vocale

		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
SEP110043	Boitier Ctrl+5 avec 10 fonctions assignables En combinaison avec commande accompagnateur montage du boitier à l'accouder	1 092,89	1 153,00	4550001	PEC sur devis

Montage

SEP110180	A l'arrière du manipulateur Non disponible avec pantographe escamotable intérieur/extérieur (SEP110056)
SEP110181	Côté opposé du manipulateur

Type de boutons

SEP110175	A pousser
SEP110176	A bascule

COMMANDES SPECIALES

R-Net OMNI2 Interface Commandes Spéciales, infra rouge 32-40 kHz

		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
--	--	-----------	------------	------	----------

Choisir le montage du boitier R-Net OMNI2 et contacteurs ci-dessous, Section E. (requis pour commandes spéciales)

SEP110116	R-Net OMNI2, Bluetooth, Infra rouge	1 421,80	1 500,00	9928790	1 500,00
-----------	-------------------------------------	----------	----------	---------	----------

Montage R-Net OMNI2

		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
--	--	-----------	------------	------	----------

Montage OMNI2: côté opposé au manipulateur R-Net

SEP110119	Support fixe, à droite	●	●	-	-
SEP110120	Support fixe, à gauche	△	△	-	-
SEP110123	Support escamotable, à droite	194,31	205,00	4550001	PEC sur devis
SEP110124	Support escamotable, à gauche	194,31	205,00	4550001	PEC sur devis

Commandes Spéciales Manuelles (Sélection des contacteurs voir section H)

		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
--	--	-----------	------------	------	----------

Commandes proportionnelles Switch-It

SEP110301	MicroGuide (mini-joystick force de poussée 40 gr, débattement 13°)	2 907,11	3 067,00	4550001	PEC sur devis
SEP110304	VersaGuide (joystick compact - force de poussée 240 gr et débattement 22°)	1 751,66	1 848,00	4550001	PEC sur devis
SEP110305	VersaGuide EZ (joystick compact light - force de poussée 120 gr et débattement 12°) Non disponible avec embouts de joystick : tige (SEP090512), champignon Ø 45 mm (SEP090511), T-Bar (SEP090506)	1 751,66	1 848,00	4550001	PEC sur devis

Commandes proportionnelles Mo-Vis

SEP110306	Allround (joystick compact, force de poussée 250 gr) (OMNI2 requis)	2 907,11	3 067,00	4550001	PEC sur devis
SEP110307	Allround light (joystick compact light, force de poussée 120 gr) (OMNI2 requis) Uniquement utilisé avec embout de joystick de série ou embout de joystick balle Allround Ø 48 mm	3 094,79	3 265,00	4550001	PEC sur devis
SEP110308	Allround heavy duty (joystick compact renforcé, force de poussée 650 gr) (OMNI2 requis)	4 022,75	4 244,00	4550001	PEC sur devis
SEP110309	Allround (joystick compact, force de poussée 250 gr) R-Net bus (OMNI2 non requis)	1 421,80	1 500,00	9928790	1 500,00
SEP110310	Allround light (joystick compact light, force de poussée 120 gr) – R-Net bus (OMNI2 non requis)	1 421,80	1 500,00	9928790	1 500,00
SEP110311	Allround heavy duty (joystick compact renforcé, force de poussée 650 gr) – R-Net bus (OMNI2 non requis)	4 022,75	4 244,00	4550001	PEC sur devis

COMMANDES SPECIALES

Support de Fixation Link-It pour Commandes Spéciales Manuelles

Prix € HT

Prix € TTC

Code

LPPR/PLV

SEP110342 Appui palmaire pour joystick MicroGuide
Uniquement avec mini-joysticks micro series

297,63

314,00

4550001

PEC sur devis

Emplacement de la fixation

SEP110350 Sur l'accoudoir

SEP110353 Sur le pantographe

Côté de la fixation

SEP110362 Droit

SEP110361 Gauche

Commandes Occipitales & Supports (Sélection des contacteurs voir section H)

Prix € HT

Prix € TTC

Code

LPPR/PLV

Commande proportionnelle 4 axes Switch-It (OMNI2 requis - Recommandé avec GYRO)

SEP110208 VIGO, commande gyroscopique montée sur casque
Uniquement avec tétière appui-tête WHT030402

4 494,79

4 742,00

4550001

PEC sur devis

Commandes proportionnelles 3 axes Switch-It (OMNI2 requis - Recommandé avec GYRO)

SEP110370 Dual Pro (contacteurs sensitifs et à pression - coussinets latéraux ovales)
Option support Whitmyer obligatoire

4 923,22

5 194,00

4550001

PEC sur devis

SEP110371 Dual Pro (contacteurs sensitifs et à pression - coussinets latéraux ronds)
Option support Whitmyer obligatoire

4 923,22

5 194,00

4550001

PEC sur devis

Supports commandes Occipitales - Option obligatoire

WHT030408 WHITMYER, support LINX²

140,28

148,00

4550001

PEC sur devis

WHT030409 WHITMYER, support AXYS, barre horizontale orientable à 180°

94,79

100,00

4550001

PEC sur devis

Commandes au Menton Proportionnelles & Supports

Prix € HT

Prix € TTC

Code

LPPR/PLV

Commandes au menton proportionnelles Switch-It

SEP110470 MicroGuide (mini-joystick force de poussée 40 gr, débattement 13°)

2 907,11

3 067,00

4550001

PEC sur devis

SEP110472 VersaGuide joystick compact (force de poussée 240 gr et débattement 22°)

1 751,66

1 848,00

4550001

PEC sur devis

SEP110473 VersaGuide EZ joystick compact (force de poussée 120 gr et débattement 12°)

1 751,66

1 848,00

4550001

PEC sur devis

Commandes au menton proportionnelles Mo-Vis

SEP110474 Allround (joystick compact, force de poussée 250 gr) (OMNI2 requis)

2 907,11

3 067,00

4550001

PEC sur devis

SEP110475 Allround light (joystick compact light, force de poussée 120 gr) (OMNI2 requis)

3 094,79

3 265,00

4550001

PEC sur devis

SEP110476 Allround (joystick compact, force de poussée 250 gr) R-Net bus (OMNI2 non requis)

1 421,80

1 500,00

9928790

1 500,00

SEP110477 Allround light (joystick compact light, force de poussée 120 gr) – R-Net bus
(OMNI2 non requis)

1 421,80

1 500,00

9928790

1 500,00

Supports de Fixation Link-It pour commandes au menton

SEP110480 Plastron - small (2) (largeur plastron: 15,24 cm)

680,57

718,00

4550001

PEC sur devis

SEP110483 Bras manuel escamotable sur dossier – côté droit

717,54

757,00

4550001

PEC sur devis

SEP110484 Bras manuel escamotable sur dossier – côté gauche

717,54

757,00

4550001

PEC sur devis

SEP110485 Bras électrique escamotable contacteur sur l'appui-tête – côté droit

2 222,75

2 345,00

4550001

PEC sur devis

SEP110486 Bras électrique escamotable contacteur sur l'appui-tête – côté gauche

2 222,75

2 345,00

4550001

PEC sur devis

SEP110487 Bras manuel escamotable sur l'appui-tête – côté gauche

717,54

757,00

4550001

PEC sur devis

SEP110488 Bras manuel escamotable sur l'appui-tête – côté droit

717,54

757,00

4550001

PEC sur devis

Commande au Souffle (sélection contacteur voir Section E)

Prix € HT

Prix € TTC

Code

LPPR/PLV

SEP110510 Commande au souffle avec fixation escamotable Link-It, sur l'appui-tête (module GYRO
recommandé)
Appui-tête à sélectionner

988,63

1 043,00

9928790

1 500,00

COMMANDES SPÉCIALES

E – Contacteur #1

Prix € HT

Prix € TTC

Code

LPPR/PLV

Sélection d'un contacteur #1 et de son montage (si second contacteur requis, sélection page suivante)

SEP110611	#1 Contacteur Ø 64 mm – noir	172,51	182,00	4550001	PEC sur devis
SEP110612	#1 Contacteur Ø 64 mm – rouge	172,51	182,00	4550001	PEC sur devis
SEP110613	#1 Contacteur Ø 64 mm – vert	172,51	182,00	4550001	PEC sur devis
SEP110523	#1 Egg Switch – noir	172,51	182,00	4550001	PEC sur devis
SEP110524	#1 MicroLite Switch – noir	246,45	260,00	4550001	PEC sur devis
SEP110651	#1 Contacteur Ø 30 mm – noir	172,51	182,00	4550001	PEC sur devis
SEP110654	#1 Contacteur Ø 30 mm – bleu	172,51	182,00	4550001	PEC sur devis
SEP110653	#1 Contacteur Ø 30 mm – vert	172,51	182,00	4550001	PEC sur devis
SEP110652	#1 Contacteur Ø 30 mm – rouge	172,51	182,00	4550001	PEC sur devis
SEP110655	#1 Contacteur Ø 30 mm – jaune	172,51	182,00	4550001	PEC sur devis
SEP110534	#1 Twister Switch – noir	155,45	164,00	4550001	PEC sur devis
SEP110535	#1 Twister Switch – vert	155,45	164,00	4550001	PEC sur devis
SEP110536	#1 Twister Switch – rouge	155,45	164,00	4550001	PEC sur devis

Montage Link-It pour Contacteur #1

SEP110560	#1 Sur manipulateur Non disponible avec Joystick Allround Heavy Duty ou appui palmaire	250,24	264,00	4550001	PEC sur devis
SEP110566	#1 Opposé au manipulateur Montage sur rail d'accoudoir	250,24	264,00	4550001	PEC sur devis
SEP110561	#1 Sur l'appui-tête	250,24	264,00	4550001	PEC sur devis
SEP110563	#1 Sur le rail de fixation de l'assise (genou) Si 2 contacteurs sélectionnés uniquement montage droit et gauche	250,24	264,00	4550001	PEC sur devis
SEP110565	#1 Au menton Pas de contacteur gauche / droit requis	250,24	264,00	4550001	PEC sur devis
SEP110569	#1 Sans montage Contacteurs non fixés	●	●	-	-

Côté du Montage pour Contacteur #1

SEP110572	#1 A droite (Non disponible contacteur Satellite)				
SEP110571	#1 A gauche (Non disponible contacteur Satellite)				

Contacteurs Satellite #1 (uniquement pour Joystick Allround, maximum 2 au choix)

SEP110537	#1 Contacteur Satellite – noir	172,51	182,00	4550001	PEC sur devis
SEP110538	#1 Contacteur Satellite – vert	172,51	182,00	4550001	PEC sur devis
SEP110539	#1 Contacteur Satellite – rouge	172,51	182,00	4550001	PEC sur devis

COMMANDES SPÉCIALES

F – Contacteur #2

Prix € HT

Prix € TTC

Code

LPPR/PLV

Sélection d'un contacteur #2 et de son montage

SEP110631	#2 Contacteur Ø 64 mm – noir	172,51	182,00	4550001	PEC sur devis
SEP110632	#2 Contacteur Ø 64 mm – rouge	172,51	182,00	4550001	PEC sur devis
SEP110633	#2 Contacteur Ø 64 mm – vert	172,51	182,00	4550001	PEC sur devis
SEP110088	#2 Egg Switch – noir	172,51	182,00	4550001	PEC sur devis
SEP110089	#2 MicroLite Switch – noir	246,45	260,00	4550001	PEC sur devis
SEP110671	#2 Contacteur Ø 30 mm – noir	172,51	182,00	4550001	PEC sur devis
SEP110674	#2 Contacteur Ø 30 mm – bleu	172,51	182,00	4550001	PEC sur devis
SEP110673	#2 Contacteur Ø 30 mm – vert	172,51	182,00	4550001	PEC sur devis
SEP110672	#2 Contacteur Ø 30 mm – rouge	172,51	182,00	4550001	PEC sur devis
SEP110675	#2 Contacteur Ø 30 mm – jaune	172,51	182,00	4550001	PEC sur devis
SEP110095	#2 Twister Switch – noir	155,45	164,00	4550001	PEC sur devis
SEP110096	#2 Twister Switch – vert	155,45	164,00	4550001	PEC sur devis
SEP110097	#2 Twister Switch – rouge	155,45	164,00	4550001	PEC sur devis

Montage Link-It pour Contacteur #2

SEP110098	#2 Sur manipulateur Non disponible avec Joystick Allround Heavy Duty ou appui palmaire	250,24	264,00	4550001	PEC sur devis
SEP110099	#2 Opposé au manipulateur Montage sur rail d'accoudoir	250,24	264,00	4550001	PEC sur devis
SEP110100	#2 Sur l'appui-tête	250,24	264,00	4550001	PEC sur devis
SEP110104	#2 Sur le rail de fixation de l'assise (genou) Si 2 contacteurs sélectionnés uniquement montage droit et gauche	250,24	264,00	4550001	PEC sur devis
SEP110105	#2 Au menton Pas de contacteur gauche / droit requis	250,24	264,00	4550001	PEC sur devis
SEP110106	#2 Sans montage Contacteurs non fixés	●	●	-	-

Côté du Montage pour Contacteur #2

SEP110108	#2 A droite (Non disponible contacteur Satellite)				
SEP110107	#2 A gauche (Non disponible contacteur Satellite)				

Contacteurs Satellite #1 (uniquement pour Joystick Allround, maximum 2 au choix)

SEP110111	#2 Contacteur Satellite – noir	172,51	182,00	4550001	PEC sur devis
SEP110112	#2 Contacteur Satellite – vert	172,51	182,00	4550001	PEC sur devis
SEP110113	#2 Contacteur Satellite – rouge	172,51	182,00	4550001	PEC sur devis

Contacteurs Multi-Fonctions (utilisés en combinaison avec la programmation du paramètre "assignation de boutons")

SEP110550	Mini 2 stéréo - 2 contacteurs branchés en stéréo sur la prise jack "mode" du manipulateur écran (4 fonctions assignables) Non fixé à la livraison. Fixation Link-It impossible	231,28	244,00	4550001	PEC sur devis
SEP110551	Mini 2 mono - 2 contacteurs branchés en mono sur la prise jack "mode" et "marche/arrêt" Non fixé à la livraison. Fixation Link-It impossible	231,28	244,00	4550001	PEC sur devis
SEP110552	Mini 4 – 4 contacteurs branchés en DB9 sur l'OMNI Non fixé à la livraison. Fixation Link-It impossible	231,28	244,00	4550001	PEC sur devis
SEP110554	Joystick 4 contacts - branchés en DB9 sur l'OMNI	330,81	349,00	4550001	PEC sur devis

Accessoires

SEP110580	Rallonge jack mono (2 m) (prise Jack 3.5 mm)	33,18	35,00	4550001	PEC sur devis
SEP110581	Rallonge jack stéréo (2 m) (prise Jack 3.5 mm)	33,18	35,00	4550001	PEC sur devis
SEP110582	Rallonge DB9 (1 m)	42,65	45,00	4550001	PEC sur devis
SEP110583	Cable jack Y, stéréo - mono/mono	81,52	86,00	4550001	PEC sur devis

Dispositif de Sécurité

Prix € HT

Prix € TTC

Code

LPPR/PLV

SEP090147	Contacteur d'arrêt d'urgence (portée activation 30 m, branché sur port OBC du module de puissance)	988,63	1 043,00	4550001	PEC sur devis
-----------	--	--------	----------	---------	---------------

BON DE COMMANDE | Accessoires & Personnalisations - Montage Usine**Q700 F SEDEO PRO - FREP-B**

OF_Q700 F Sedeo Pro_Accessoires-Personnalisations_Rev1_122025
Sous réserve de modifications techniques, erreurs ou omissions

Options de Positionnement & Accessoires		Prix € HT	Prix € TTC
SEP090120	Pochette sous accoudoir Non disponible avec accoudoirs à compensation (SEP040123)	48,34	51,00
SEP090125	Coussinet partiel pour tablette	95,73	101,00

Roues Motrices - Roues Directrices & Monte-Trottoir

◀ RETOUR



// SEP010007



// SEP010008



// SEP90038

Kit Éclairage & Chargeurs

◀ RETOUR



// SEP110209



// SEP110202



// SEP160104



// SEP160101

Coussins de Dossier SEDEO PRO

◀ RETOUR



// SEP030109



// SEP030113



// SEP030116



// SEP030117

Dossiers JAY J3

◀ RETOUR



// JAY030010



// JAY030011



// JAY030041



// JAY030014

Largeur dossier en mm	Galbe Peu Profond - SC	Galbe Moyen - MC	Galbe Profond Support Moyen / Extra Deep - MDC	Galbe Profond Support Haut / Extra Deep - DC
	JAY030012	JAY030013	JAY030045/JAY030050	JAY030014/JAY030051
	Largeur Maximum Tronc Utilisateur en mm			
360	330	295	280	280
410	380	345	330	330
460	430	395	380	380
510	480	445	430	430

Dossier JAY J3, Harnais

◀ RETOUR



// JAY090040 - JAY090042

Tête d'Appui-Tête & Montage Appui-Tête

◀ RETOUR




// SEP030430 & SEP030431



// WHT030401-WHT030403



// WHT030404-WHT030406



// SEP030433



// WHT030408



// WHT030409

Coussins d'Assise SEDEO

◀ RETOUR



// SEP020073



// SEP020075



// SEP020076



// SEP020078

Coussins JAY

◀ RETOUR



// JAY020005



// JAY020003



// JAY020006



// JAY020010



// JAY020011



// JAY020018




// JAY020019




// JAY020020

Accoudoirs & Manchettes

◀ RETOUR



// SEP040019



// SEP040021



// SEP040070



// SEP040203 & SEP040204



// SEP040023



// SEP040027

Repose-Jambes Central Electrique et Potence Centrale

◀ RETOUR




// SEP050076 & SEP050071



// SEP050086

Repose-pieds SEDEO PRO & Appui-mollets

◀ RETOUR



// SEP050015



// SEP050082

Manipulateurs R-Net & Support

◀ RETOUR



// QPP110017



// QPP110013



// QPP110018



// QPP110056

Joystick

◀ RETOUR




// SEP090505



// SEP090045



// SEP090507



// SEP090508



// SEP090509



// SEP090512



// SEP090511



// SEP090506

Module de Puissance R-Net & Module de Contrôle des Vérins

◀ RETOUR



// SEP110004

Commande Accompagnateur

◀ RETOUR



// SEP110021

Boitier Ctrl+5 & R-Net OMNI

◀ RETOUR



// SEP110175



// SEP110176



// SEP110116

Commandes Occipitales

◀ RETOUR



// SEP110370 // SEP110371

Commandes au Menton & Manuelles

◀ RETOUR



// SEP110470 // SEP110301



// SEP110472 // SEP110473
// SEP110304 // SEP110305



// SEP110306 - SEP110309
// SEP110474 - SEP110477



// SEP110475 // SEP110477
// SEP110307 // SEP110310

Commande sur Tablette

◀ RETOUR



// SEP110143

Contacteurs

◀ RETOUR




// SEP110651 - SEP110655
// SEP110671 - SEP110675



// SEP110523



// SEP110524



// SEP110611 - SEP110613
// SEP110631 - SEP110633



// SEP110537 - QPP110539



// SEP110534 - QPP110536



// SEP110551



// SEP110552

Montage Link-It contacteurs Swith-It

◀ RETOUR



// SEP110526 // SEP110566



// SEP110566 // SEP110526
// SEP110529



// SEP110560 // SEP110572
// SEP110013 // SEP110056
// SEP110529 // SEP110526



// SEP110563

Montage et Position pour Commandes Manuelles

◀ RETOUR



// SEP110353 // SEP110302
// SEP110362



// SEP110353 // SEP110302
// SEP110362 // SEP110342



// SEP110302



// SEP110353 // SEP110361
// SEP110524 // SEP110526
// SEP110560



// SEP110353 // SEP110306
// SEP110362 // SEP110538
// SEP110539

Montage et Position pour Commande au Menton

◀ RETOUR



// SEP110480 // SEP110481
// SEP110470 // SEP110471



// SEP110483 // SEP110484



// SEP110483 // SEP110484



// SEP110485 // SEP110486



// SEP110485 // SEP110474



// SEP110487 // SEP110471
// SEP110526 // SEP110529
// SEP110561 // SEP110572
// SEP110571



// SEP110487 // SEP110474

Commentaires pour Fabrications Spéciales



Q700 F - SEDEO PRO - FREP-B

€

Prix de base TTC	11 680,50
Total Options TTC	
Prix Total TTC	

Date

Signature

Jour

Mois

Année

**Sunrise Medical SAS**

ZAC de la Vrillonnerie

17 Rue Michaël Faraday

37170 Chambray-Lès-Tours

Tél: 02 47 55 44 31

E-Mail: commandes@sunrisemedical.fr

www.SunriseMedical.fr