

Q700® M HD

FREP-B


Classement Nomenclature LPPR

Grande Classe :	VPH Modulaires à Propulsion Electrique
Dénomination Catégorie :	Fauteuils Roulants Modulaires à Propulsion par Moteur Electrique Multi-position - Classe B
Acronyme :	FREP-B
Code Individuel :	9555001
LPPR / PLV :	11 680.50 €

Prescripteurs

- Médecins Spécialistes MPR
- Médecins Titulaires d'un DU Appareillage
- Ergothérapeutes en Équipe Pluridisciplinaire

Adjonctions Disponibles

Code	Désignation	LPPR/PLV € TTC
4510001	Appui-tête réglable	160,00
9987717	Repose-jambe électrique droit et gauche	1 250,00
4510004	PAP, forfait A - adjonctions membres supérieurs	600,00 maximum
9940118	PAP, forfait B - adjonctions membres inférieurs	600,00 maximum
9928790	Boîtier de commande personnalisé	1 500,00
9973572	Supplément pour fauteuil roulant bariatrique	700,00

BON DE COMMANDE PROFESSIONNEL

Révision 01_122025

Sous réserve de modifications techniques, erreurs ou omissions


Adresse facturation ou Code client			Adresse livraison		Identique facturation	
Code Clt:			Code Clt:			
Magasin:			Magasin:			
Rue:			Rue:			
Ville/CP:			Ville/CP:			
E-Mail:			E-Mail:			
Tél:			Tél:			
Information			Poids Utilisateur			
Commande	Devis	Built-4-Me®	Poids max. Utilisateur: 250 kg			
N° commande:			Poids Uti.: kg			
Art. no.: 2250070M-300		Code Individuel LPPR : 9555001				
Date:	Jour	Mois	Année			

Prix Public TTC (LPPR / PLV)

€ 11 680,50

Mesures anthropométriques

a) Du haut de la tête à l'assise	mm
b) Du haut de l'épaule à l'assise	mm
c) Aisselle - assise	mm
d) Coude - assise	mm
e) Haut du bassin - assise	mm
f) Largeur épaule	mm
g) Largeur poitrine	mm
i) Largeur hanche	mm
j) Profondeur d'assise	mm
m) Longueur pied	mm
n) Longueur de jambe	mm
o) Largeur d'assise	mm



Données Techniques - Système d'assise

Crash testé selon ISO 7176-19:2008

Système d'assise SEDEO PRO**Poids sans batteries** 140 kg**Poids avec batteries 80 Ah** 190 kgBase motrice Q700 M, crash testée avec station d'accueil d'arrimage DAHL Engineering pour un **poids max Utilisateur de 160 kg** (station non incluse ni vendue par Sunrise Medical)**Dimensions d'assise** Larg. 500 - 660 mm, Profond. 460 - 560 mm**Hauteurs d'assise** 440 mm - 490 mm

Données Techniques - Base Motrice Roues Motrices Centrales (Q700 M SEDEO PRO)

Poids max. Utilisateur	250 kg	Roues motrices	14" (noir)
Largeur base	Min. 622 mm - Max. 660 mm	Roues avant/arrière	6" avant / 6" arrière (noir)
Electronique	R-Net	Chargeur	220 V / 8 A
Autonomie (selon ISO7176-4)	25 km (selon exigences Classe B)	Batteries	80 Ah
Motorisation	8 km/h - 4 poles	Coloris	inserts: 7 coloris au choix
Garde au sol	90 mm	Base	noir

Légende

● = Configuration de Base

△ = Option

PEC = Prise En Charge

PAP : Produits d'Aide à la Posture

☐ Veuillez sélectionner toutes les options choisies par une croix dans les cases

Fauteuil Roulant Electrique Série - Q700		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
	Q700 M HD	11 071,56	11 680,50	9555001	11 680,50
	Adjonction, supplément pour fauteuil roulant bariatrique FREP	663,50	700,00	9973572	700,00
SHP000080	Q700 M HD incluant adjonction bariatrique	11 735,07	12 380,50		
		+ 7.42 € HT d'éco-participation			

Motorisation		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
SHP180010	8 km/h - Moteurs 4-Poles (2x500W)	●	●	-	-

Contrôle de Trajectoire		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
SHP110009	Module contrôle de trajectoire pour R-Net (technologie GYRO)	935,55	987,00	4550001	PEC sur devis
SHP110014	Sans module contrôle de trajectoire pour R-Net (technologie GYRO)	●	●	-	-

Roues Motrices 		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
SHP070032	14", Pneumatique, V-Type (lisse), Noir	△	△	-	-
SHP070031	14", Bandage, V-Type (lisse), Noir	△	△	-	-
SHP070034	14", Pneumatique, Knobby (crampon), Noir	●	●	-	-
SHP070033	14", Bandage, Knobbly (crampon), Noir	△	△	-	-

Roues Directrices 		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
SHP080310	6", Bandage, Noir	●	●	-	-

Coloris Inserts (enjolveurs, dossier, supports latéraux, pivots accoudoirs, tête de fourche)			
SHP140005	Vert Pomme (RAL 110 70 77)	SHP140002	Rouge (RAL 040 40 67)
SHP140004	Noir (RAL 9005)	SHP140007	Argent (RAL 9006)
SHP140003	Bleu (RAL 260 40 45)	SHP140001	Blanc (RAL 9010)
SHP140006	Orange (RAL 060 60 80)		

Coloris carénage	
SHP100577	Noir (RAL 9005) Noir finition naturelle non peinte

Kit Eclairage LED		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
SHP110201	Kit éclairage LED (homologué StVZO)	△	△	-	-
SHP110202	Kit éclairage feu de position LED monté sur garde-boue (sans clignotant)	△	△	-	-
SHP110209	Sans kit éclairage	●	●	-	-

Hauteurs d'Assise	
SH44	440 mm - uniquement avec option accoudoirs relevables (SHP040065 - prix page 7)
SH465	465 mm
SH49	490 mm

Batteries et Chargeur		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
SHP160005	Batteries, 80 Ah, Gel, sans maintenance avec chargeur 10 A	●	●	-	-
SHP160104	Chargeur 220 V / 10 A	●	●	-	-

ASSISE

Modules d'Inclinaison d'Assise		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
SHP130004	Bascule électrique, 0° - 30°	●	●	-	-
SHP130012	Bascule électrique, -5° - 25° Non disponible avec hauteurs d'assise 440 mm	△	△	-	-
Modules d'Inclinaison de Dossier		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
SHP030215	Inclinaison électrique HD, 90° - 130°	●	●	-	-
Option de Dossier		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
SHP030098	Dossier rabattable sur l'assise, à déverrouillage rapide	△	△	-	-

DOSSIER

Types de Coussin de Dossier		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
SHP030104	Coussin de dossier SEDEO PRO	●	●	-	-
Dossier SEDEO PRO, Galbes		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
SHP030109	Coussin de dossier, Profilé	●	●	-	-
Dossier SEDEO PRO, Housses		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
SHP030108	Housse, Confort	●	●	-	-

Dossier SEDEO PRO, Dimensions

Largeur coussin de dossier

BW50	500 mm, pour largeur utile 460 - 500 mm
BW54	540 mm, pour largeur utile 500 - 540 mm
BW56	560 mm, pour largeur utile 520 - 560 mm
BW61	610 mm, pour largeur utile 560 - 610 mm
BW66	660 mm, pour largeur utile 560 - 610 mm

Hauteur coussin de dossier

BH50	500 mm, pour hauteur utile 500 - 560 mm
BH56	560 mm, pour hauteur utile 560 - 620 mm

Appui-Tête (constitué d'une tèteière, d'un support et d'une fixation)		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
Têteières et supports SEDEO					
SHP030430	SEDEO, têteière PU - (LxH) 240 x 150 mm	151,65	160,00	4510001	160,00
SHP030431	SEDEO, têteière PU avec housse stretch confort (LxH) 240 x 150 mm	151,65	160,00	4510001	160,00
SHP030433	SEDEO, support multi-positions	●	●	-	-
SHP030434	SEDEO, support multi-positions réglable sans outils	△	△	-	-

Têteières et supports **WHITMYER**

WHT030402	Whitmyer, coussinet Plush, (LxH) 254 x 127 mm	261,61	276,00	4510004	PEC - PAP 600,00
WHT030404	Whitmyer, coussinet ajustable Spécial Plush-A, étroit, (LxH) 355 x 76 mm	374,41	395,00	4510004	PEC - PAP 600,00
WHT030409	Whitmyer, support AXYS, barre horizontale orientable à 180° - pour têteière Whitmyer	94,78	100,00	4510004	PEC - PAP 600,00

Fixations communes appui-tête SEDEO et WHITMYER

SHP030119	Fixation montée sur coussin de dossier	△	△	-	-
SHP030120	Fixation montée sur armature du dossier	●	●	-	-

Poignées de Poussée		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
SHP030204	Poignées de poussée, réglables en hauteur Non disponible avec commande double (SHP110021) ou commande tierce personne (SHP110020)	△	△	-	-

ASSISE

Interface d'Assise		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
SHP020131	Rails de fixation, long HD, pour profondeurs d'assise 460 - 560 mm	△	△	-	-

Coussin d'Assise		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
SHP020027	Coussin d'assise SEDEO PRO	●	●	-	-

SEDEO PRO - Coussins		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
SHP020073	SEDEO, Profilé (Profiled) - hauteur 70 mm	●	●	-	-
SHP020077	SEDEO, Pré-formé (Form) - hauteur 100 mm	△	△	-	-

SEDEO PRO - Housses		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
SHP020518	Housse Dartex	●	●	-	-

SEDEO PRO - Plaques d'Assise		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
SHP020082	SEDEO, Plaque d'assise avec butée arrière de coussin réglable en profondeur	△	△	-	-

SEDEO PRO - Dimensions d'Assise

Largeur coussin d'assise

SW50	500 mm, pour largeur utile 460 - 500 mm
SW54	540 mm, pour largeur utile 500 - 540 mm
SW56	560 mm, pour largeur utile 520 - 560 mm
SW61	610 mm, pour largeur utile 560 - 610 mm
SW66	660 mm, pour largeur utile 610 - 660 mm

Profondeur coussin d'assise

SD46	460 mm avec coussin 500 mm
SD48	480 mm avec coussin 500 mm
SD50	500 mm avec coussin 500 mm
SD52	520 mm avec coussin 560 mm
SD54	540 mm avec coussin 560 mm
SD56	560 mm avec coussin 560 mm

Accessoires d'Assise		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
SHP020342	Cale genou escamotable, 120 x 120 mm, côté droit ND avec potences 70° (SHP050173-175), ND avec poignée de transfert SHP090122	236,02	249,00	9940118	PEC - PAP 600,00
SHP020341	Cale genou escamotable, 120 x 120 mm, côté gauche ND avec potences 70° (SHP050173-175), ND avec poignée de transfert SHP090122	236,02	249,00	9940118	PEC - PAP 600,00
SHP020113	Cale cuisse amovible, 120 x 120 mm, côté droit ND avec protège-vêtements cunéiforme confort (SHP040035)	175,35	185,00	9940118	PEC - PAP 600,00
SHP020114	Cale cuisse amovible, 120 x 120 mm, côté gauche ND avec protège-vêtements cunéiforme confort (SHP040035)	175,35	185,00	9940118	PEC - PAP 600,00
SHP020121	Cale cuisse amovible, 180 x 120 mm, côté droit ND avec protège-vêtements cunéiforme confort (SHP040035)	205,68	217,00	9940118	PEC - PAP 600,00
SHP020122	Cale cuisse amovible, 180 x 120 mm, côté gauche ND avec protège-vêtements cunéiforme confort (SHP040035)	205,68	217,00	9940118	PEC - PAP 600,00

ACCOUDOIRS

Accoudoirs - Types (accoudoirs livrés sans Protège-vêtements)		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
SHP040019	Accoudoirs escamotables, vers l'arrière ND avec hauteur d'assise 440 mm ET bascule d'assise électrique 0°-30° (SHP130004)	●	●	-	-
SHP040021	Accoudoirs amovibles ND avec hauteur d'assise 440 mm ET bascule d'assise électrique 0°-30° (SHP130004)	△	△	-	-
SHP040065	Accoudoirs, relevables à compensation, multiréglables avec support additionnel	995,26	1 050,00	4550001	PEC sur devis

Manchettes d'Accoudoirs		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
SHP040023	Standard, 300 mm - droite	△	△	-	-
SHP040024	Standard, 300 mm - gauche	△	△	-	-
SHP040025	Standard, 400 mm - droite	●	●	-	-
SHP040026	Standard, 400 mm - gauche	●	●	-	-
SHP040027	Standard, 450 mm - droite Avec accoudoirs escamotables (SHP040019), largeur d'assise +20 mm	△	△	-	-
SHP040028	Standard, 450 mm - gauche Avec accoudoirs escamotables (SHP040019), largeur d'assise +20 mm	△	△	-	-

Manchettes confort

SHP040204	Confort Dartex, 400 mm, droite	△	△	-	-
SHP040203	Confort Dartex, 400 mm, gauche	△	△	-	-

Gouttières Hémiplégiques		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
SHP040031	Gouttière, PU, 435 x 120 mm, droite ND avec manipulateur monté à droite (SHP110052), avec rétroviseur monté à droite (SHP090110)	235,07	248,00	4550001	PEC sur devis
SHP040032	Gouttière, PU, 435 x 120 mm, gauche ND avec manipulateur monté à gauche (SHP110053), avec rétroviseur monté à gauche (SHP090118)	235,07	248,00	4550001	PEC sur devis

Protège-vêtements		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
Pour accoudoirs: escamotables (SHP040019) et accoudoirs amovibles (SHP040021)					
SHP040033	Protège-vêtements, standard ND avec accoudoirs relevables à compensation multiréglables (SHP040065)	●	●	-	-
SHP040034	Protège-vêtements, confort Largeur d'assise -20 mm ND avec accoudoirs relevables à compensation multiréglables (SHP040065)	△	△	-	-

REPOSE-PIEDS

Potence Centrale		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
SHP050140	Potence centrale, fixe Appui-mollets SHP050092 obligatoires en combinaison avec bascule d'assise	△	△	-	-
SHP050087	Palettes séparées, réglables en hauteur et en angle (longueur 260 mm x largeur 150 mm)	△	△	-	-
SHP050092	Appui-mollets séparés, paire	△	△	-	-

Repose-Jambes Central, Électrique		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
SHP050076	Repose-jambes central électrique, compensation sur 190 mm, inclinaison de 90° - 180°, LJ réglable de 350 à 460 mm	1 184,83	1 250,00	9987717	1 250,00
SHP050071	Repose-jambes central électrique, compensation sur 190 mm, inclinaison de 90° - 180°, descente des palettes au sol, LJ réglable 350 à 460 mm	1 184,83	1 250,00	9987717	1 250,00

Palettes

SHP050072	Palettes séparées, réglables en hauteur et en angle (longueur 260 mm x largeur 150 mm)	●	●	-	-
SHP050073	Palettes séparées, réglables en hauteur et en angle (longueur 310 mm x largeur 170 mm)	△	△	-	-

Appui-mollets

SHP050092	Appui-mollets séparés, paire	●	●	-	-
-----------	------------------------------	---	---	---	---

Potences et Repose-jambes latéraux escamotables SEDEO PRO		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
SHP050173	Potences 70°, Heavy Duty, escamotables	△	△	-	-
SHP050174	Repose-jambes manuels, Heavy Duty, escamotables	●	●	-	-
SHP050175	Repose-jambes électriques, Heavy Duty, escamotables	1 184,83	1 250,00	9987717	1 250,00

Supports repose-jambes latéraux

SHP050170	Support haut (préconisé avec coussin, épaisseur < ou = à 700 mm)	●	●	-	-
SHP050171	Support bas (préconisé avec coussin, épaisseur < ou = à 500 mm)	△	△	-	-

Palettes

SHP050090	Palettes séparées, pour largeur d'assise 480 - 520 mm	●	●	-	-
SHP050091	Palettes séparées, pour largeur d'assise 540 - 560 mm	●	●	-	-
SHP050081	Palettes solidaires, choisir une palette Uniquement pour potences 70°, escamotables (SHP050173)	△	△	-	-

Options de repose-pieds

SHP050082	Appui-mollets, standard, réglables en profondeur, paire	●	●	-	-
SHP050083	Appui-mollets, confort, réglables en profondeur, paire	△	△	-	-
SHP050084	Talonnères	●	●	-	-
SHP050085	Sangle mollets Uniquement pour potences 70°, escamotables (SHP050173)	△	△	-	-
SHP050200	Protection de genou, confort	△	△	-	-

Supports Amputé		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
SHP050142	Support amputé, mousse, droit	219,91	232,00	4550001	PEC sur devis
SHP050143	Support amputé, mousse, gauche	219,91	232,00	4550001	PEC sur devis
SHP050013	Support amputé, confort, droit	219,91	232,00	4550001	PEC sur devis
SHP050014	Support amputé, confort, gauche	219,91	232,00	4550001	PEC sur devis

OPTIONS DE POSITIONNEMENT

Options de Positionnement & Accessoires		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
SHP090128	Ceinture, boucle type automobile, 50 mm x 1700 mm	●	●	-	-
SHP090129	Ceinture, boucle type automobile, 50 mm x 2700 mm	△	△	-	-
SHP090110	Rétroviseur, monté à droite	59,72	63,00	4550001	PEC sur devis
SHP090118	Rétroviseur, monté à gauche	59,72	63,00	4550001	PEC sur devis
SHP090122	Poignée de transfert ND avec cale genou droit/gauche (SHP020342/SHP020341) ND avec repose-jambes latéraux manuels et électriques (SHP050173/SHP050174/SHP050175)	113,74	120,00	4550001	PEC sur devis
SHP030605	Plot d'abduction Non disponible avec repose-jambes central électrique	132,70	140,00	9940118	PEC - PAP 600,00

ÉLECTRONIQUE ÉVOLUTIVE

Manipulateur – R-Net		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
SHP110015	LED, Vérins	●	●	-	-
SHP110016	LED, Vérins et kit éclairage	△	△	-	-
SHP110017	Ecran couleur LCD	△	△	-	-
SHP110018	Ecran couleur LCD, joystick renforcé	1 129,86	1 192,00	4550001	PEC sur devis
SHP110013	Advanced, écran couleur LCD haute résolution, contrôle infrarouge (32 à 40 kHz)	984,83	1 039,00	4550001	PEC sur devis
SHP110023	Advanced, écran couleur LCD haute résolution, contrôle infrarouge (32 à 40 kHz) et Bluetooth (2 appareils PC, Android et 2 appareils IOS, iPhone, iPad)	1 341,23	1 415,00	4550001	PEC sur devis

Support Commande Principale		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
SHP110050	Support fixe	●	●	-	-
SHP110056	Support escamotable, intérieur/extérieur	△	△	-	-

Montage Commande Principale

SHP110052	Accoudoir, côté droit	SHP110053	Accoudoir, côté gauche
-----------	-----------------------	-----------	------------------------

Langue

SHP119002	Français
-----------	----------

Embouts de Joystick (optionnel)		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
SHP090505	Balle de golf, Ø 42 mm	54,98	58,00	4550001	PEC sur devis
SHP090506	T-Bar, largeur 82 mm	54,98	58,00	4550001	PEC sur devis
SHP090507	Balle souple, Ø 70 mm	54,98	58,00	4550001	PEC sur devis
SHP090508	Balle, Ø 35 mm	54,98	58,00	4550001	PEC sur devis
SHP090045	Balle Allround, Ø 48 mm	54,98	58,00	4550001	PEC sur devis
SHP090509	Coupelle commande menton, Ø 37 mm	54,98	58,00	4550001	PEC sur devis
SHP090512	Tige, 80 x 15 mm	54,98	58,00	4550001	PEC sur devis
SHP090511	Champignon, Ø 45 mm	238,86	252,00	4550001	PEC sur devis

Module de Puissance et Contrôle des Vérins		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
SHP110003	Module de puissance, R-Net, 90 A	●	●	-	-
SHP110003	Module ISM-6L, contrôle vérins & kit éclairage	●	●	-	-

Commandes Accompagnateurs		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
SHP110021	Commande double (manipulateur ou commande spéciale + boîtier tierce personne) Non disponible avec poignées de poussée (SHP030204)	1 421,80	1 500,00	9928790	1 500,00
SHP110020	Commande tierce personne uniquement (déplacement du manipulateur principal) Non disponible avec poignées de poussée (SHP030204) Choisir également un manipulateur	△	△	-	-

Montage commande accompagnateur

SHP110025	Arrière du dossier, côté droit
SHP110026	Arrière du dossier, côté gauche

ÉLECTRONIQUE ÉVOLUTIVE

Boîtier Ctrl+5 Contacts - Avec commande vocale		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
SHP110043	Boîtier Ctrl+5 avec 10 fonctions assignables et commande vocale En combinaison avec commande accompagnateur montage du boîtier à l'accoudoir	1 092,89	1 153,00	4550001	PEC sur devis
Montage					
SHP110180	A l'arrière du manipulateur Non disponible avec pantographe escamotable intérieur/extérieur (SHP110056)				
SHP110181	Côté opposé du manipulateur				
Type de boutons					
SHP110175	A pousser				
SHP110176	A bascule				

COMMANDES SPECIALES

R-Net OMNI2 Interface Commandes Spéciales, infra rouge 32-40 kHz		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
Choisir le montage du boîtier R-Net OMNI2 et contacteurs ci-dessous, Section E. (requis pour commandes spéciales)					
SHP110116	R-Net OMNI2, Bluetooth, Infra rouge	1 421,80	1 500,00	9928790	1 500,00

Montage R-Net OMNI2		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
Montage OMNI2: côté opposé au manipulateur R-Net					
SHP110119	Support fixe, à droite	●	●	-	-
SHP110120	Support fixe, à gauche	△	△	-	-
SHP110123	Support escamotable, à droite ND en combinaison avec rétroviseur arrière, à droite (SHP090110)	194,31	205,00	4550001	PEC sur devis
SHP110124	Support escamotable, à gauche ND en combinaison avec rétroviseur arrière, à gauche (SHP090118)	194,31	205,00	4550001	PEC sur devis

Commandes Spéciales Manuelles (Sélection des contacteurs voir section H)		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
Commandes proportionnelles Switch-It					
SHP110301	MicroGuide (mini-joystick force de poussée 40 gr, débattement 13°)	2 907,11	3 067,00	4550001	PEC sur devis
SHP110304	VersaGuide (joystick compact - force de poussée 240 gr et débattement 22°)	1 751,66	1 848,00	4550001	PEC sur devis
SHP110305	VersaGuide EZ (joystick compact light - force de poussée 120 gr et débattement 12°) Non disponible avec embouts de joystick : tige (SHP090512), champignon Ø 45 mm (SHP090511), T-Bar (SHP090506)	1 751,66	1 848,00	4550001	PEC sur devis

Commandes proportionnelles Mo-Vis

SHP110306	Allround (joystick compact, force de poussée 250 gr) (OMNI2 requis)	2 907,11	3 067,00	4550001	PEC sur devis
SHP110307	Allround light (joystick compact light, force de poussée 120 gr) (OMNI2 requis) Uniquement utilisé avec embout de joystick de série ou embout de joystick balle Allround Ø 48 mm	3 094,79	3 265,00	4550001	PEC sur devis
SHP110308	Allround heavy duty (joystick compact renforcé, force de poussée 650 gr) (OMNI2 requis)	4 022,75	4 244,00	4550001	PEC sur devis
SHP110309	Allround (joystick compact, force de poussée 250 gr) R-Net bus (OMNI2 non requis)	1 421,80	1 500,00	9928790	1 500,00
SHP110310	Allround light (joystick compact light, force de poussée 120 gr) – R-Net bus (OMNI2 non requis)	1 421,80	1 500,00	9928790	1 500,00
SHP110311	Allround heavy duty (joystick compact renforcé, force de poussée 650 gr) – R-Net bus (OMNI2 non requis)	4 022,75	4 244,00	4550001	PEC sur devis

Support de Fixation Link-It pour Commandes Spéciales Manuelles		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
SHP110342	Appui palmaire pour joystick MicroGuide Uniquement avec mini-joysticks micro series	297,63	314,00	4550001	PEC sur devis

Emplacement de la fixation

SHP110350	Sur l'accoudoir
SHP110353	Sur le pantographe

Côté de la fixation

SHP110362	Droit
SHP110361	Gauche

ÉLECTRONIQUE ÉVOLUTIVE

Commandes Occipitales & Supports (Sélection des contacteurs voir section H) 		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
Commande proportionnelle 4 axes Switch-It (OMNI2 requis - Recommandé avec GYRO)					
SHP110208	VIGO, commande gyroscopique montée sur casque Uniquement avec tétière appui-tête WHT030402	4 494,79	4 742,00	4550001	PEC sur devis
Commandes proportionnelles 3 axes Switch-It (OMNI2 requis - Recommandé avec GYRO)					
SHP110370	Dual Pro (contacteurs sensitifs et à pression - coussinets latéraux ovales) Option support Whitmyer obligatoire	4 923,22	5 194,00	4550001	PEC sur devis
SHP110371	Dual Pro (contacteurs sensitifs et à pression - coussinets latéraux ronds) Option support Whitmyer obligatoire	4 923,22	5 194,00	4550001	PEC sur devis
Supports commandes Occipitales - Option obligatoire					
WHT030408	WHITMYER, support LINX²	140,28	148,00	4550001	PEC sur devis
WHT030409	WHITMYER, support AXYS, barre horizontale orientable à 180°	94,79	100,00	4550001	PEC sur devis
Commandes au Menton Proportionnelles & Supports 		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
Commandes au menton proportionnelles Switch-It					
SHP110470	MicroGuide (mini-joystick force de poussée 40 gr, débattement 13°)	2 907,11	3 067,00	4550001	PEC sur devis
SHP110472	VersaGuide joystick compact (force de poussée 240 gr et débattement 22°)	1 751,66	1 848,00	4550001	PEC sur devis
SHP110473	VersaGuide EZ joystick compact (force de poussée 120 gr et débattement 12°)	1 751,66	1 848,00	4550001	PEC sur devis
Commandes au menton proportionnelles Mo-Vis					
SHP110474	Allround (joystick compact, force de poussée 250 gr) (OMNI2 requis)	2 907,11	3 067,00	4550001	PEC sur devis
SHP110475	Allround light (joystick compact light, force de poussée 120 gr) (OMNI2 requis)	3 094,79	3 265,00	4550001	PEC sur devis
SHP110476	Allround (joystick compact, force de poussée 250 gr) R-Net bus (OMNI2 non requis)	1 421,80	1 500,00	9928790	1 500,00
SHP110477	Allround light (joystick compact light, force de poussée 120 gr) – R-Net bus (OMNI2 non requis)	1 421,80	1 500,00	9928790	1 500,00
Supports de Fixation Link-It pour commandes au menton 					
SHP110480	Plastron - small (2) (largeur plastron: 15,24 cm)	680,57	718,00	4550001	PEC sur devis
SHP110483	Bras manuel escamotable sur dossier – côté droit	717,54	757,00	4550001	PEC sur devis
SHP110484	Bras manuel escamotable sur dossier – côté gauche	717,54	757,00	4550001	PEC sur devis
SHP110485	Bras électrique escamotable contacteur sur l'appui-tête – côté droit	2 222,75	2 345,00	4550001	PEC sur devis
SHP110486	Bras électrique escamotable contacteur sur l'appui-tête – côté gauche	2 222,75	2 345,00	4550001	PEC sur devis
SHP110487	Bras manuel escamotable sur l'appui-tête – côté gauche	717,54	757,00	4550001	PEC sur devis
SHP110488	Bras manuel escamotable sur l'appui-tête – côté droit	717,54	757,00	4550001	PEC sur devis
Commande au Souffle (sélection contacteur voir Section E)		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
SHP110510	Commande au souffle avec fixation escamotable Link-It, sur l'appui-tête (module GYRO recommandé) Appui-tête à sélectionner	1 421,80	1 500,00	9928790	1 500,00

COMMANDES SPÉCIALES

E – Contacteur #1

Prix € HT

Prix € TTC

Code

LPPR/PLV

Sélection d'un contacteur #1 et de son montage (si second contacteur requis, sélection page suivante)

SHP110611	#1 Contacteur Ø 64 mm – noir	172,51	182,00	4550001	PEC sur devis
SHP110612	#1 Contacteur Ø 64 mm – rouge	172,51	182,00	4550001	PEC sur devis
SHP110613	#1 Contacteur Ø 64 mm – vert	172,51	182,00	4550001	PEC sur devis
SHP110523	#1 Egg Switch – noir	172,51	182,00	4550001	PEC sur devis
SHP110524	#1 MicroLite Switch – noir	246,45	260,00	4550001	PEC sur devis
SHP110651	#1 Contacteur Ø 30 mm – noir	172,51	182,00	4550001	PEC sur devis
SHP110654	#1 Contacteur Ø 30 mm – bleu	172,51	182,00	4550001	PEC sur devis
SHP110653	#1 Contacteur Ø 30 mm – vert	172,51	182,00	4550001	PEC sur devis
SHP110652	#1 Contacteur Ø 30 mm – rouge	172,51	182,00	4550001	PEC sur devis
SHP110655	#1 Contacteur Ø 30 mm – jaune	172,51	182,00	4550001	PEC sur devis
SHP110534	#1 Twister Switch – noir	155,45	164,00	4550001	PEC sur devis
SHP110535	#1 Twister Switch – vert	155,45	164,00	4550001	PEC sur devis
SHP110536	#1 Twister Switch – rouge	155,45	164,00	4550001	PEC sur devis

Montage Link-It pour Contacteur #1

SHP110560	#1 Sur manipulateur Non disponible avec Joystick Allround Heavy Duty ou appui palmaire	250,24	264,00	4550001	PEC sur devis
SHP110566	#1 Opposé au manipulateur Montage sur rail d'accoudeoir	250,24	264,00	4550001	PEC sur devis
SHP110561	#1 Sur l'appui-tête	250,24	264,00	4550001	PEC sur devis
SHP110563	#1 Sur le rail de fixation de l'assise (genou) Si 2 contacteurs sélectionnés uniquement montage droit et gauche	250,24	264,00	4550001	PEC sur devis
SHP110565	#1 Au menton Pas de contacteur gauche / droit requis	250,24	264,00	4550001	PEC sur devis
SHP110569	#1 Sans montage Contacteurs non fixés	△	△	-	-

Côté du Montage pour Contacteur #1

SHP110572	#1 A droite (Non disponible contacteur Satellite)				
SHP110571	#1 A gauche (Non disponible contacteur Satellite)				

Contacteurs Satellite #1 (uniquement pour Joystick Allround, maximum 2 au choix)

SHP110537	#1 Contacteur Satellite – noir	172,51	182,00	4550001	PEC sur devis
SHP110538	#1 Contacteur Satellite – vert	172,51	182,00	4550001	PEC sur devis
SHP110539	#1 Contacteur Satellite – rouge	172,51	182,00	4550001	PEC sur devis

COMMANDES SPÉCIALES

E – Contacteur #2

Prix € HT

Prix € TTC

Code

LPPR/PLV

Sélection d'un contacteur #2 et de son montage

SHP110631	#2 Contacteur Ø 64 mm – noir	172,51	182,00	4550001	PEC sur devis
SHP110632	#2 Contacteur Ø 64 mm – rouge	172,51	182,00	4550001	PEC sur devis
SHP110633	#2 Contacteur Ø 64 mm – vert	172,51	182,00	4550001	PEC sur devis
SHP110088	#2 Egg Switch – noir	172,51	182,00	4550001	PEC sur devis
SHP110089	#2 MicroLite Switch – noir	246,45	260,00	4550001	PEC sur devis
SHP110671	#2 Contacteur Ø 30 mm – noir	172,51	182,00	4550001	PEC sur devis
SHP110674	#2 Contacteur Ø 30 mm – bleu	172,51	182,00	4550001	PEC sur devis
SHP110673	#2 Contacteur Ø 30 mm – vert	172,51	182,00	4550001	PEC sur devis
SHP110672	#2 Contacteur Ø 30 mm – rouge	172,51	182,00	4550001	PEC sur devis
SHP110675	#2 Contacteur Ø 30 mm – jaune	172,51	182,00	4550001	PEC sur devis
SHP110095	#2 Twister Switch – noir	155,45	164,00	4550001	PEC sur devis
SHP110096	#2 Twister Switch – vert	155,45	164,00	4550001	PEC sur devis
SHP110097	#2 Twister Switch – rouge	155,45	164,00	4550001	PEC sur devis

Montage Link-It pour Contacteur #2

SHP110098	#2 Sur manipulateur Non disponible avec Joystick Allround Heavy Duty ou appui palmaire	250,24	264,00	4550001	PEC sur devis
SHP110099	#2 Opposé au manipulateur Montage sur rail d'accoudoir	250,24	264,00	4550001	PEC sur devis
SHP110100	#2 Sur l'appui-tête	250,24	264,00	4550001	PEC sur devis
SHP110104	#2 Sur le rail de fixation de l'assise (genou) Si 2 contacteurs sélectionnés uniquement montage droit et gauche	250,24	264,00	4550001	PEC sur devis
SHP110105	#2 Au menton Pas de contacteur gauche / droit requis	250,24	264,00	4550001	PEC sur devis
SHP110106	#2 Sans montage Contacteurs non fixés	△	△	-	-

Côté du Montage pour Contacteur #2

SHP110108	#2 A droite (Non disponible contacteur Satellite)
SHP110107	#2 A gauche (Non disponible contacteur Satellite)

Contacteurs Satellite #1 (uniquement pour Joystick Allround, maximum 2 au choix)

SHP110111	#2 Contacteur Satellite – noir	172,51	182,00	4550001	PEC sur devis
SHP110112	#2 Contacteur Satellite – vert	172,51	182,00	4550001	PEC sur devis
SHP110113	#2 Contacteur Satellite – rouge	172,51	182,00	4550001	PEC sur devis

Contacteurs Multi-Fonctions (utilisés en combinaison avec la programmation du paramètre "assignation de boutons")

SHP110550	Mini 2 stéréo - 2 contacteurs branchés en stéréo sur la prise jack "mode" du manipulateur écran (4 fonctions assignables) Non fixé à la livraison. Fixation Link-It impossible	231,28	244,00	4550001	PEC sur devis
SHP110551	Mini 2 mono - 2 contacteurs branchés en mono sur la prise jack "mode" et "marche/arrêt" Non fixé à la livraison. Fixation Link-It impossible	231,28	244,00	4550001	PEC sur devis
SHP110552	Mini 4 – 4 contacteurs branchés en DB9 sur l'OMNI Non fixé à la livraison. Fixation Link-It impossible	231,28	244,00	4550001	PEC sur devis
SHP110554	Joystick 4 contacts - branchés en DB9 sur l'OMNI	330,81	349,00	4550001	PEC sur devis

Accessoires

SHP110580	Rallonge jack mono (2 m) (prise Jack 3.5 mm)	33,18	35,00	4550001	PEC sur devis
SHP110581	Rallonge jack stéréo (2 m) (prise Jack 3.5 mm)	33,18	35,00	4550001	PEC sur devis
SHP110582	Rallonge DB9 (1 m)	42,65	45,00	4550001	PEC sur devis
SHP110583	Cable jack Y, stéréo - mono/mono	81,52	86,00	4550001	PEC sur devis

Dispositif de Sécurité

Prix € HT

Prix € TTC

Code

LPPR/PLV

SHP090147	Contacteur d'arrêt d'urgence (portée activation 30 m, branché sur port OBC du module de puissance)	988,63	1 043,00	4550001	PEC sur devis
-----------	--	--------	----------	---------	---------------

BON DE COMMANDE | Accessoires & Personnalisations - Montage Usine

Q700 M HD - FREP-B

OF_Q700 M HD_Accessoires-Personnalisations_Rev1_122025
Sous réserve de modifications techniques, erreurs ou omissions

Options de Positionnement & Accessoires		Prix € HT	Prix € TTC
SHP090119	Fixations pour sac à dos sur cadre de dossier ND avec dossier électrique	39,81	42,00
SHP090120	Pochette sous accoudoir ND avec accoudoirs à compensation multiréglables (SHP040065)	48,34	51,00

Kit Éclairage & Chargeur



// SHP110201



// SHP110202



// SHP160104

Coussins de Dossier SEDEO PRO



// SHP030109

Tête d'Appui-Tête & Montage Appui-Tête




// SHP030430 & SHP030431



// WHT030401-WH030403



// WHT030404-WHT030406



// SHP030433



// WHT030409

Coussins d'Assise SEDEO & Coussins JAY




// SHP020073




// JAY020011

Accoudoirs & Manchettes



// SHP040019



// SHP040021



// SHP040203 & SHP040204



// SHP040023



// SHP040027

Repose-Jambes Central Electrique et Potence Centrale



// SHP050140 & SHP050076
// SHP050071

Manipulateurs R-Net & Support



// SHP110017



// SHP110013



// SHP110018



// SHP110056

Joystick




// SHP090505



// SHP090045



// SHP090507



// SHP090508



// SHP090509



// SHP090512



// SHP090511



// SHP090506

Commande Accompagnateur



// SHP110021

Boitier Ctrl+5 & R-Net OMNI



// SHP110175



// SHP110176



// SHP110116

Commande Occipitale



// SHP110370 // SHP110371

Commandes au Menton & Manuelles



// SHP110470
// SHP110301



// SHP110472 // SHP110473
// SHP110304 // SHP110305



// SHP110306 - SHP110309
// SHP110474 - SHP110477



// SHP110475 // SHP110477
// SHP110307 // SHP110310

Contacteurs



// SHP110651 - SHP110655
// SHP110671 - SHP110675



// SHP110523



// SHP110524



// SHP110611 - SHP110613
// SHP110631 - SHP110633



// SHP110537 - SHP110539



// SHP110534 - SHP110536



// SHP110551



// SHP110552

Montage Link-It contacteurs Swith-It



// SHP110526 // SHP110566



// SHP110566 // SHP110526
// SHP110529



// SHP110560 // SHP110572
// SHP110013 // SHP110056
// SHP110529 // SHP110526



// SHP110563

Montage et Position pour Commandes Manuelles



// SHP110353 // SHP110362



// SHP110353 // SHP110362
// SHP110342



// SHP110353 // SHP110361
// SHP110524 // SHP110526
// SHP110560



// SHP110353 // SHP110306
// SHP110362 // SHP110538
// SHP110539

Montage et Position pour Commande au Menton



// SHP110480 // SHP110470



// SHP110483 // SHP110484



// SHP110483 // SHP110484



// SHP110485 // SHP110486



// SHP110485 // SHP110474



// SHP110487 // SHP110526
// SHP110529 // SHP110561
// SHP110572 // SHP110571



// SHP110487 // SHP110474

Commentaires pour Fabrications Spéciales



Q700 M HD		€
Prix de base TTC - Q700 M HD		12 380,50
Total Options TTC		
Prix Total TTC		

Date			Signature
Jour	Mois	Année	

**Sunrise Medical SAS**

ZAC de la Vrillonnerie
 17 Rue Michaël Faraday
 37170 Chambray-Lès-Tours
 Tél: 02 47 55 44 31
 E-Mail: commandes@sunrisemedical.fr
www.SunriseMedical.fr