

TDX® SP2 NB

Modulite

FREP classe B



Configuration disponible

Dossier électrique 30° / Bascule d'assise électrique 50° / Repose-jambes manuels / Equipement route 60 Lux / Batterie 50 Ah / REM400 / programmable à 12 km/h...

Adjonctions disponibles

Lift/Bascule d'assise 45°
(LPPR/PLV 1500,00€)

Repose-jambe électrique
(LPPR/PLV 1250,00€)

PAP membres Inférieurs
(LPPR/PLV dans la limite de 600,00€)

PAP membres supérieurs
(LPPR/PLV dans la limite de 600,00€)

Appui-tête
(LPPR/PLV 160,00€)

Ccommande personnalisée
(LPPR/PLV 1500,00€)

Tablette
(LPPR/PLV 132,00€)

Prix Public TTC (LPPR/PLV)

11 680,50 €

Forfait MAD1 Niveau 3 : 375,00 € (LPPR)

Forfait de livraison : 50,00 € (LPPR)

UNIQUE
Designed by you. Built by us.

BTP Bodypoint

matrx
SCIENCE OF SEATING

LiNX

mo-vis
making forward together

Informations client	Caractéristiques produit
Date :	Largeur hors tout 610 mm
Référence d'achat :	Hauteur d'assise 450 mm
Code client :	Moteurs 340W 4 pôles
Cachet du distributeur :	Vitesse 6 km/h, 10 km/h ou 10 km/h programmable à 12 km/h
	Batteries 50 Ah (jusqu'à 26 km d'autonomie)
	Module de puissance 120 A
	Electronique LiNX
	Roues motrices 14"
	Franchissement 75 mm
	Poids max utilisateur 150 kg
	Garantie 2 ans hors batteries et pièces d'usure
Commandes	
Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre e-commerce dans votre espace Invacare Pro sur www.invacare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas Invacare®. Les tarifs publics et les options sans supplément de prix sont donnés à titre indicatif et peuvent être revus sans délai pour toute nouvelle commande.	

☐ Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases				◆ Configuration standard		☐ Options sans supplément de prix	
ARM = TDX® SP2NB Modulite ARZ = TDX® SP2NB Modulite Teen							
Invacare® TDX® SP2NB FREP Classe B				Euros			
				Prix Public		LPPR/PLV	
CODE		DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	HT	TTC		
ARM0000	☐	Invacare® TDX® SP2^{NB} Modulite FREP Classe B - Code LPPR 9541105		11 071,56	11 680,50	11 680,50	
				+ 7,42 € HT d'éco-participation			
ARZ0000	☐	Invacare® TDX® SP2^{NB} Modulite Teen - FREP Classe B - Code LPPR 9541105 + 9981399 Délai de fabrication : + 10 jours	Fabrication spéciale indisponible sur Invacare Pro	11 640,28	12 280,50	12 280,50	
				+ 7,42 € HT d'éco-participation			
PACK POSITIONNEMENT PAP - NC AVEC ASSISE MODULITE TEEN							
ARM0150	☐	Pack PAP 1: Coussin Matrx Libra ou Vi + 2 cales de positionnement + Ceinture BodyPoint au choix + Dossier Flex 3 réglable en tension + Appui-tête Elan	0155, 0160, 2141, 2142, 2143, 2140, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2168, 2169, 2170, 2184, 2186, 2188, 2185, 2187, 2189, 1350, 1432, 1427, 1496, 1495, 1445	1 289,10	1 360,00	1360,00 (1,4,5)	
ARM0155	☐	Pack PAP 2: Coussin Matrx Libra + 2 cales de positionnement + Cale-cuisse (la paire)	0160, 2111, 2142, 2143, 2144, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, 2111	568,72	600,00	600,00 (5)	
ARM0160	☐	Pack PAP 3: Coussin Matrx Libra + 2 cales de positionnement + Dossier Matrx MAC ou MAC Hug	2125, 2141, 2142, 2143, 2144, 2140, 2171, 2179, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2170, 2184, 2186, 2188, 2185, 2187, 2189, 2324, 2325, 2327, 1445, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	1 137,44	1 200,00	1200,00 (4&5)	
ASSISE MODULITE MODULABLE							
Type d'assise							
ARZ2111	☐	Assise Modulite Teen rigide réglable en largeur et en profondeur, accoudoirs réglables en largeur (+25 mm par côté) Largeur : 305 à 355 mm Profondeur : 305 à 410 mm	Fabrication spéciale	☐	☐	 2111	
ARM2111	☐	Assise Modulite rigide réglable en largeur et en profondeur, accoudoirs réglables en largeur (+25 mm par côté) Largeur : 380 à 550 mm, réglable par palier de 50 mm Profondeur : 410 à 530 mm REGLABLE EN CONTINU		◆	◆		
ARM2112	☐	Assise Modulite souple réglable en tension, en largeur et en profondeur, accoudoirs réglables en largeur (+25 mm par côté) - réhausse la hauteur d'assise de 30 mm Largeur : 380 à 550 mm, réglable par palier de 50 mm Profondeur : 410 à 530 mm REGLABLE EN CONTINU		☐	☐	 2112	
(1) code LPPR : 9913245 - VHP, adjonction supplément appui-tête réglable - 160,00€ (4) code LPPR : 9981399 - VHP, adjonction PAP, forfait A adjonction membre supérieur dans la limite - 600,00€ (5) code LPPR : 9977848 - VHP, adjonction, PAP, forfait B adjonction membre inférieur dans la limite - 600,00€							

Invacare® <i>TDX® SP2NB</i> FREP Classe B				Euros		
				Prix Public	LPPR/PLV	
Largeur d'assise Assise Modulite Teen (Pré-réglage d'usine) - obtenu à l'aide d'accoudoirs courbés vers l'intérieur						
Fab Spé	☐	305 mm		○	○	
Fab Spé	☐	330 mm		○	○	
Fab Spé	☐	355 mm		◆	◆	
Largeur d'assise Modulite (Préréglage d'usine)						
	☐	330mm (choisir largeur d'assise 380 mm et accoudoirs courbés vers l'intérieur 2183)	NC : 2143, 2138+2142/2147/2144	○	○	
ARM2121	☐	380 mm	NC :2143, 2138 + 2142 / 2147 / 2144, 2701, 2703, 2705	○	○	
ARM2122	☐	430 mm	NC : 2138+2142/2147, 2701, 2703, 2705	◆	◆	
ARM2123	☐	480 mm	NC : 2138+2142/2147, 2702, 2704, 2706	○	○	
ARM2124	☐	530 mm	NC : dossiers Matrx, 2143, 2702, 2704, 2706	○	○	
ARM2125	☐	550 mm	NC : dossiers Matrx, 2143, 2702, 2704, 2706	○	○	
Profondeur d'assise Assise Modulite Teen (Préréglage d'usine)						
Fab Spé	☐	305 mm		○	○	
Fab Spé	☐	355 mm		◆	◆	
ARZ2132	☐	410 mm		○	○	
Choix du rail pour le réglage de la profondeur d'assise						
ARM2129	☐	Rail standard pour profondeur 410 à 510 mm	NC : 2138	◆	◆	
ARM2130	☐	Rail rallongé pour profondeur 510 à 560 mm	NC : 2132, 2134	○	○	
Profondeur d'assise Modulite (Préréglage d'usine)						
ARM2132	☐	410 mm	NC : 2196, 2197, 2198, 0556+cale-cuisses, Ceinture Bodypoint	○	○	
ARM2134	☐	460 mm	NC : 0556+cale-cuisses	◆	◆	
ARM2136	☐	510 mm	NC : 2143, 0556+cale-cuisses	○	○	
ARM2138	☐	560 mm (uniquement avec largeur d'assise 530 mm et revêtement nylon)	NC : 2143	○	○	
Coussin d'assise Modulite Teen						
Fab spé	☐	Coussin d'assise <i>Matrx Vi</i> ou <i>Matrx Kidabra-Vi</i> - selon dimensions d'assises choisies + Cales de positionnement sans supplément de prix.		◆	◆	600,00 (5)
Coussin d'assise Modulite						
ARM2142	☐	Coussin d'assise <i>Flo-tech Lite</i> (Pour largeur 380 à 480 mm, hauteur 75 mm, poids max 127 kg) / Contour (Pour largeur 530mm, hauteur 100 mm, poids max 150 kg)		◆	◆	
ARM2148	☐	Coussin d'assise (hauteur 90 mm) pour largeur d'assise 550 mm	1980, 1981, 1982, 1983, 1980, 1981, 1982, 1983, 1985	○	○	
ARM2143	☐	Coussin d'assise <i>Matrx Contour Visco NG</i> 430 x 430 mm (hauteur 100 mm, poids max 100 kg)	NC : 2155	76,78	81,00	81,00
ARM2147	☐	Coussin d'assise <i>Matrx Libra</i> , (hauteur 90mm, poids max 136kg) Livré avec 2 housses	NC : 2155	331,75	350,00	600,00 (5)
ARM2144	☐	Coussin d'assise <i>Matrx Vi</i> (housse micro-aérée) deuxième housse intérieure imperméable incluse	NC : 2155	331,75	350,00	600,00 (5)
Première cale de positionnement pour coussin Matrx Libra						
ARM1980	☐	Biseau fessier, la paire		47,39	50,00	600,00 (5)
ARM1981	☐	Plot d'abduction Matrx (hauteur 4 cm) l'unité		47,39	50,00	600,00 (5)
ARM1982	☐	Biseau latéral, l'unité		47,39	50,00	600,00 (5)
ARM1983	☐	Biseau crural, l'unité		47,39	50,00	600,00 (5)
Deuxième cale de positionnement pour coussin Matrx Libra						
ARM1980	☐	Biseau fessier, la paire		47,39	50,00	600,00 (5)
ARM1981	☐	Plot d'abduction Matrx (hauteur 4 cm) l'unité		47,39	50,00	600,00 (5)
ARM1982	☐	Biseau latéral, l'unité		47,39	50,00	600,00 (5)
ARM1983	☐	Biseau crural, l'unité		47,39	50,00	600,00 (5)
(5) code LPPR : 9977848 - VPH, adjonction, PAP, forfait B adjonction membre inférieur dans la limite - 600,00 € - Inclus dans le prix de base du fauteuil TDX® SP2NB Modulite Teen						



2143



2147 2144



2143



2147

2144

Invacare® <i>TDX® SP2NB</i> FREP Classe B				Euros																																									
				Prix Public	LPPR/PLV																																								
Cale de positionnement pour coussin Matrx Vi																																													
ARM1985	☐	Kit d'obliquité pelvienne MatrX Vi (2 cales de 13mm)		94,79	100,00	600,00 (5)																																							
Cannes de dossier																																													
ARM2162	☐	Hauteur 540 mm		◆	◆																																								
ARM2163	☐	Hauteur 480 mm	NC : 2052, 2053, 2173	○	○																																								
ARZ2163																																													
Poignées à pousser																																													
ARM2107	☐	Poignées à pousser		◆	◆																																								
ARZ2107																																													
ARM2108	☐	Sans poignées à pousser	NC : 1307, 1332, 2220, 2219, 2245, 2227, 2228	○	○																																								
Type de dossier Modulite Teen																																													
ARZ2171	☐	Dossier réglable en tension , avec toile rembourrée bi-matière et pochette arrière (largeur entre cannes de dossier : 340 mm)		◆	◆																																								
Fab Spé	☐	Dossier Matrx Mini Profondeur du galbe : 80 mm Fixations incluses - Sélectionnez la taille dans le tableau ci-dessous		284,36	600,00	600,00 (4)																																							
 Dossier <i>Matrx Mini</i> (fixations incluses) Profondeur du dossier : 80 mm - Poids max utilisateur : 68 kg <table><tr><th rowspan="2">Largeur du dossier⁽¹⁾⁽³⁾</th><th rowspan="2">Adaptable sur fauteuil largeur d'assise⁽²⁾</th><th rowspan="2">Largeur du buste indicative</th><th colspan="4">Hauteur du dossier</th></tr><tr><th>180 mm</th><th>260 mm</th><th>310 mm</th><th>360 mm</th></tr><tr><td>280 mm</td><td>280mm - 300mm</td><td>200 mm</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td></td></tr><tr><td>310 mm</td><td>300mm - 320mm</td><td>215 mm</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td></tr><tr><td>330 mm</td><td>330mm - 360mm</td><td>240 mm</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td></tr><tr><td>360 mm</td><td>360mm - 380mm</td><td>290 mm</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td></tr></table>							Largeur du dossier ⁽¹⁾⁽³⁾	Adaptable sur fauteuil largeur d'assise ⁽²⁾	Largeur du buste indicative	Hauteur du dossier				180 mm	260 mm	310 mm	360 mm	280 mm	280mm - 300mm	200 mm	☐	☐	☐		310 mm	300mm - 320mm	215 mm	☐	☐	☐	☐	330 mm	330mm - 360mm	240 mm	☐	☐	☐	☐	360 mm	360mm - 380mm	290 mm	☐	☐	☐	☐
Largeur du dossier ⁽¹⁾⁽³⁾	Adaptable sur fauteuil largeur d'assise ⁽²⁾	Largeur du buste indicative	Hauteur du dossier																																										
			180 mm	260 mm	310 mm	360 mm																																							
280 mm	280mm - 300mm	200 mm	☐	☐	☐																																								
310 mm	300mm - 320mm	215 mm	☐	☐	☐	☐																																							
330 mm	330mm - 360mm	240 mm	☐	☐	☐	☐																																							
360 mm	360mm - 380mm	290 mm	☐	☐	☐	☐																																							
Type de dossier Modulite																																													
ARM2171	☐	Dossier réglable en tension , avec toile rembourrée bi-matière et pochette arrière	NC : 2052, 2053, 2152, 2155, 1445, 2230, 2247, Appuis-tête Elan	◆	◆																																								
ARM2179	☐	Dossier réglable en tension Flex 3 livré avec coussin de dossier Lateral , revêtement PU bi-extensible noir	NC : 2151, 2155, 2192, 2193, 2194, 1445, 2230, 2247, Appuis-tête Elan	180,09	190,00	600,00 (4)																																							
ARM2173	☐	Dossier rigide Flex 3 réglable en largeur et en hauteur (de 560 à 790 mm) avec coussin dossier Laguna	NC : 2128	○	○																																								
ARM2174	☐	Matrx Posture Back , hauteur 400 mm		568,72	600,00	600,00 (4)																																							
ARM2175	☐	Matrx Posture Back , hauteur 500 mm		568,72	600,00	600,00 (4)																																							
ARM2176	☐	Matrx Elite E2 , hauteur 500 mm		568,72	600,00	600,00 (4)																																							
ARM2177	☐	Matrx Elite TR , hauteur 500 mm		568,72	600,00	600,00 (4)																																							
ARM2178	☐	Matrx Elite E2 Deep , hauteur 500 mm		568,72	600,00	600,00 (4)																																							
ARM2168	☐	Matrx MAC , Mesh noir	NC : 1445, 2124	995,26	1 050,00	Sur devis (9)																																							
ARM2169	☐	Matrx MAC HUG , Mesh noir	NC : 1445, 2124	995,26	1 050,00																																								
Hauteur du dossier Matrx MAC																																													
ARM2380	☐	405 mm (16")		○	○																																								
ARM2381	☐	455 mm (18")		◆	◆																																								
ARM2382	☐	505 mm (20")		○	○																																								
ARM2383	☐	560 mm (22")		○	○																																								
Maintiens latéral Gauche pour dossier Matrx MAC																																													
ARM2385	☐	Maintien latéral Gauche 90 mm de profondeur, ambidextre, réglable en largeur et en hauteur.		○	○																																								
ARM2386	☐	Maintien latéral Gauche 150 mm de profondeur, ambidextre, réglable en largeur et en hauteur.		○	○																																								
ARM2387	☐	Maintien latéral Gauche 230 mm de profondeur, ambidextre, réglable en largeur et en hauteur.		○	○																																								



2171



2173

(4) code LPPR : 9981399 - VHP, adjonction PAP, forfait A adjonction membre supérieur dans la limite - 600,00€

(5) code LPPR : 9977848 - VHP, adjonction, PAP, forfait B adjonction membre inférieur dans la limite - 600,00€

(9) code LPPR : 4960062 - VHP, adjonction spécifique, supplément sur devis - Sur devis



(4) code LPPR : 9981399 - VHP, adjonction PAP, forfait A adjonction membre supérieur dans la limite - 600,00€

(5) code LPPR : 9977848 - VHP, adjonction, PAP, forfait B adjonction membre inférieur dans la limite - 600,00€

(9) code LPPR : 4960062 - VHP, adjonction spécifique, supplément sur devis - Sur devis

Invacare® TDX® SP2NB FREP Classe B				Euros		
				Prix Public	LPPR/PLV	
Maintiens latéral Droite pour dossier Matrx MAC						
ARM2389	☐	Maintien latéral Droite 90 mm de profondeur, ambidextre, réglable en largeur et en hauteur.		○	○	
ARM2390	☐	Maintien latéral Droite 150 mm de profondeur, ambidextre, réglable en largeur et en hauteur.		○	○	
ARM2391	☐	Maintien latéral Droite 230 mm de profondeur, ambidextre, réglable en largeur et en hauteur.		○	○	
Réglage largeur du dossier Matrx MAC						
ARM2393	☐	Ajusté = Largeur d'assise - 25 mm		○	○	
ARM2394	☐	Standard = Largeur d'assise		◆	◆	
ARM2395	☐	Large = Largeur d'assise + 25 mm		○	○	
Retrouvez les cale-troncs et tous les accessoires sur la fiche de mesure Matrx !						
Revêtement du coussin de dossier et/ou de l'assise (selon configuration)						
ARM2151	☐	Nylon noir		◆	◆	
ARM2152 ARZ2152	☐	Revêtement PU bi-extensible noir		○	○	
ARM2155	☐	Mesh noir		○	○	
Accoudoirs						
ARM2191	☐	Accoudoirs réglables en hauteur de 290 à 360 mm, en profondeur et amovible, la paire		◆	◆	
ARM2198	☐	Accoudoirs enveloppants, revêtement PU bi-extensible noir, la paire	NC : 2195, 2196, 2197, cale-cuisses	○	○	
ARM2181	☐	Accoudoirs réglables en hauteur de 340 à 410 mm, en profondeur et amovible, la paire		○	○	
ARM2183 ARZ2183	☐	Accoudoirs courbés vers l'intérieur (jusqu'à -50 mm de largeur utile, 25 mm par côté)	NC : cale-cuisses	○	○	
ARM2193	☐	Accoudoirs relevables, hauteur ajustable de 230 à 360 mm		○	○	
ARM2192	☐	Accoudoirs relevables et parallèles, hauteur ajustable de 230 à 300 mm	NC : 1445	○	○	
ARM2194	☐	Accoudoirs relevables et parallèles, hauteur ajustable de 300 à 360 mm	NC : 1445	○	○	
Manchettes Modulite Teen						
ARM2195	☐	Manchettes standard, longueur 325 mm, la paire		◆	◆	
Fab spé	☐	Manchette hémiplégique droite raccourcie avec mécanisme pivotant (longueur 380 mm)		Sur devis	Sur devis	Sur devis (9)
Fab spé	☐	Manchette hémiplégique gauche raccourcie avec mécanisme pivotant (longueur 380 mm)		Sur devis	Sur devis	
Manchettes Modulite						
ARM2195	☐	Manchettes standard, longueur 325 mm, la paire		◆	◆	
ARM2196	☐	Manchettes longues, longueur 375 mm, la paire		○	○	
ARM2197	☐	Manchettes longues ergonomiques, longueur 397 mm, la paire	NC : 2230, 2247	○	○	
Gouttières hémiplégiques						
Fab spé	☐	Gouttière hémiplégique en fabrication spéciale		Sur devis		Sur devis (9)
Fab spé	☐	Gouttière concave hémi avec appui palmaire plat ou à corne courbé et rotateur réversible droite ou gauche à 360°, par pas de 18°		Sur devis		600,00 (4)
Cale-cuisses						
ARM2184	☐	Cale-cuisse, gauche, taille 140 x 100 mm	NC : Ceinture Bodypoint	189,57	200,00	600,00 (5)
ARM2186	☐	Cale-cuisse, gauche, taille 230 x 100mm	NC : Ceinture Bodypoint	189,57	200,00	600,00 (5)
ARM2188	☐	Cale-cuisse, gauche, taille 330 x 100mm	NC : Ceinture Bodypoint	189,57	200,00	600,00 (5)
ARM2185	☐	Cale-cuisse, droite, taille 140 x 100mm	NC : Ceinture Bodypoint	189,57	200,00	600,00 (5)
ARM2187	☐	Cale-cuisse, droite, taille 230 x 100mm	NC : Ceinture Bodypoint	189,57	200,00	600,00 (5)
ARM2189	☐	Cale-cuisse, droite, taille 330 x 100mm	NC : Ceinture Bodypoint	189,57	200,00	600,00 (5)
(4) code LPPR : 9981399 - VHP, adjonction PAP, forfait A adjonction membre supérieur dans la limite - 600,00€						
(5) code LPPR : 9977848 - VHP, adjonction, PAP, forfait B adjonction membre inférieur dans la limite - 600,00€						
(9) code LPPR : 4960062 - VHP, adjonction spécifique, supplément sur devis - Sur devis						



2191



2198



Gouttière hémiplégique raccourcie



Gouttière concave hémiplégique



2191



2198



Gouttière hémiplegique raccourcie



Gouttière concave hémiplegique



Invacare® <i>TDX® SP2NB</i> FREP Classe B				Euros		
				Prix Public	LPPR/PLV	
Hauteur des supports de cale-cuisse - si cale-cuisse sélectionné						
ARM2164	☐	Supports pour cale-cuisse 155 mm		◆	◆	
ARM2165	☐	Supports pour cale-cuisse 206 mm		○	○	
Appuis-têtes						
Fab spé	☐	Appui-tête multi-réglable Action 3 Junior pour assise TEEN		151,66	160,00	160,00 (1)
ARM1350	☐	Appui-nuque, réglable en profondeur	NC : 2230, 2247	151,66	160,00	160,00 (1)
ARM1432	☐	Appui-tête Rea revêtement PU bi-extensible noir réglable en profondeur et en largeur	NC : 2230, 2247	151,66	160,00	160,00 (1)
ARM1427	☐	Appui-tête Kontour Rea multi-réglable avec oreillettes latérales revêtement PU bi-extensible noir	NC : 2230, 2247	151,66	160,00	160,00 (1)
ARM2324	☐	Appui-tête Elan Standard 10" - housse noire respirante	NC : 2230, 2247	568,72	600,00	600,00 (4)
ARM2325	☐	Appui-tête Elan Occipital 9" - housse noire respirante	NC : 2230, 2247	568,72	600,00	600,00 (4)
ARM2327	☐	Appui-tête Elan 4 points 11" - housse noire respirante	NC : 2230, 2247	568,72	600,00	600,00 (4)
ARM1495	☐	Autre appui-tête non Invacare conforme à l'ISO 7176-19 pour utilisation du fauteuil roulant comme siège dans un véhicule	NC : 2229	○	○	
Tendeur de dossier						
JBF1307	☐	Tendeur de dossier, diamètre 22mm (pour assise Modulite Modulable uniquement)	NC : 2108	○	○	
Support latéral (par paire ; revêtement PU bi-extensible noir)						
ARM1445	☐	Cale-tronc articulé, amovible, réglable en profondeur/hauteur/largeur, revêtement PU bi-extensible noir (la paire)	NC : dossiers Matrix	236,97	250,00	600,00 (4)
AJUSTEMENT DE L'ASSISE ET DU DOSSIER POUR ASSISE MODULITE						
Inclinaison d'assise						
ARM1091 ARZ1091	☐	Manuelle de 0° à 15°	NC : 2054	○	○	
ARM1092 ARZ1092	☐	Electrique de 0° à 20° (poids max. utilisateur jusqu'à 136kg)	NC : 2054, 2201	○	○	
ARM1095	☐	Electrique de 0° à 20° (poids max. utilisateur jusqu'à 150 kg)	NC : 2054, 2201	○	○	
ARM1093 ARZ1093	☐	Electrique à compensation de 0° à 30° (Poids max. 130 kg si 1450 ou 1494)	NC (1922/1924/1496+1450/1494)	○	○	
ARM2052	☐	Electrique à compensation de 0° à 50° (Poids max 130 kg si option 1450 ou 1494)	NC : 0354, 0364, 1922/1496+1450/1494), 2163, 2171	○	○	
ARZ1094	☐	Electrique à compensation de 0° à 30° + Lift 300 mm - Hauteur d'assise 465 mm	Pour assise TEEN	1 421,80	1 500,00	1500,00 (7)
ARM2053	☐	Lift 300 mm - Assise élévatrice électriquement (Poids max.136 kg) - inclus inclinaison électrique à compensation de 0° à 45°	NC : 0354, 0364, (2054+0556/0589), (1922+1350/1432/1427/1496+1450/1494), 2163, 2171	1 421,80	1 500,00	1500,00 (7)
Hauteur sol-plaque d'assise pour inclinaison d'assise électrique de 0° à 20°						
ARM0354	☐	450 mm		◆	◆	
ARM0364	☐	475 mm		○	○	
Options d'inclinaison d'assise (uniquement possible si 1093 ou 1094 sélectionné)						
ARM2054 ARZ2054	☐	Procline d'assise de 5° (inclinaison de -5° à +25°)		○	○	
Inclinaison de dossier						
ARM0977 ARZ0977	☐	Electrique de 0° à 30° DOSSIER RABATTABLE SANS OUTILS	NC : 2201	◆	◆	
(1) code LPPR : 9913245 - VHP adjonction supplément appui-tête réglable - 160,00€ (4) code LPPR : 9981399 - VHP, adjonction PAP forfait A adjonction membre supérieur dans la limite - 600,00€ (7) code LPPR : 9928838 - VHP, adjonction supplément pour élévation électrique (lift) - 1500,00€						

Appui-tête Action 3 Junior



1432



1427



2324



2325



2327



1445





DOSSIER RABATTABLE



0977

Appui-tête Action 3 Junior



1432



1427



2324



2325



2327



1445



DOSSIER RABATTABLE



0977

Invacare® <i>TDX® SP2NB</i> FREP Classe B				Euros		
				Prix Public	LPPR/PLV	
REPOSE-JAMBES ET REPOSE-PIEDS						
Repose-jambes central réglable en inclinaison avec appui-mollet avec palette réglable en angle						
ARM0556	☐	Manuel (réglable de 1,5° à 63°)	NC : 1094+2054, 0517	○	○	
ARM0589	☐	Electrique <i>LNX</i> avec compensation, positionné à 90° réglable à +7°/-7°	NC : 1094+2054, 2201	1 184,83	1 250,00	1250,00 (2)
Palettes						
ARM2365	☐	Palettes séparées réglables en angle, en hauteur et largeur taille S (127 x 190 mm)		○	○	
ARM0559	☐	Palettes séparées réglables en angle, en hauteur et largeur taille M (140 x 240 mm)		◆	◆	
ARM0516	☐	Palettes séparées réglables en angle, en hauteur et largeur taille L (150 x 290 mm)		○	○	
ARM0517	☐	Palette monobloc réglable en hauteur et en angle M (305 x 275 mm)		○	○	
Repose-jambes et repose-pieds latéraux, la paire						
ARM0526	☐	Potences repose-pieds fixes 80° escamotables Intérieur/Extérieur (UL 330 à 460 mm)	NC : 0504	◆	◆	
ARM0503	☐	Potences repose-pieds standards réglables 90°-65° escamotables (UL 290 à 470 mm)		○	○	
ARM0533	☐	Repose-jambes manuels réglables en angle de 0° à 80° type <i>Storm®4</i> (UL 290 à 470 mm)		○	○	
ARM0531	☐	Repose-jambes ergonomiques électriques de 0° à 80° (UL 290 à 470 mm)	NC : 0512, 2201	1 184,83	1 250,00	1250,00 (2)
Repose-jambes et repose-pieds latéraux, la paire pour assise TEEN						
ARZ0526	☐	Potences repose-pieds fixes courts 80°, escamotables intérieur/extérieur (UL 200 à 260 mm)	NC : 0504	○	○	
ARZ0533	☐	Repose-jambes manuels courts réglables en angle de 0° à 80° type <i>Storm®4</i> (UL 190 à 360 mm)		○	○	
ARZ0531	☐	Repose-jambes ergonomiques électriques courts réglables en angle de 0° à 80° (UL 190 à 370 mm)	NC : 0512, 2201	1 184,83	1 250,00	1250,00 (2)
Palettes réglables (la paire)						
ARM0512	☐	Fixes		◆	◆	
ARM0504	☐	Réglables en inclinaison		○	○	
ARM0513	☐	Réglables en inclinaison et en profondeur		○	○	
ARZ0513	☐	Réglables en inclinaison et en profondeur		○	○	
OPTIONS COMMUNES TDX® SP2NB Modulite & TDX® SP2NB Modulite Teen						
COMMANDES ELECTRONIQUES LINX						
Commande principale pour Electronique LiNX						
ARM2203	☐	Manipulateur <i>LiNX</i> REM211 : Conduite et contrôle des vérins	NC : 2231, 2232, 2230, 2247, 2257, 2233, 2240, 2270	◆	◆	
ARM2204	☐	Manipulateur <i>LiNX</i> REM216 : Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage	NC : 2231, 2232, 2230, 2247, 2257, 2233, 2240, 2270	○	○	
ARM2205	☐	Manipulateur <i>LiNX</i> REM400 : Écran couleur tactile 3,5" et bluetooth - Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage, émulation souris	NC : 2220	○	○	
ARM2206	☐	Ecran de contrôle LiNX REM500 : Ecran couleur tactile 3,5" et bluetooth - Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage, émulation souris - NÉCESSITE UNE COMMANDE SPÉCIALE (2231, 2232, 2230, 2247, 2257, 2233, 2240)	NC : 2220, 2270	○	○	
Option REM400						
ARM2270	☐	Interrupteur à bascule programmable pour manipulateur REM400 (par défaut : marche /arrêt et potentiomètre de vitesse), la paire		○	○	




(2) code LPPR : 9934282 - VHP, adjonction repose-jambe électrique droit et gauche pour FRE - 1250,00€

Invacare® <i>TDX® SP2NB</i> FREP Classe B				Euros		
				Prix Public	LPPR/PLV	
Fixation de la commande principale (REM110/211/216/400)						
ARM1207	☐	Fixation à droite réversible, non escamotable	NC : 1404	○	○	
ARM1208	☐	Fixation à gauche réversible, non escamotable	NC : 1405	○	○	
ARM1707	☐	Escamotable à droite + réglable en hauteur, renforcé	NC : 1404	◆	◆	
ARM1708	☐	Escamotable à gauche + réglable en hauteur, renforcé	NC : 1405	○	○	
ARM1709	☐	Maxx Resolve escamotable intérieur/extérieur - fixation à droite	NC : 1404, (2231/2232+2207/2213), (2233/2240+2235/2213/2241), (2257+2275)	○	○	
ARM1710	☐	Maxx Resolve escamotable intérieur/extérieur - fixation à gauche	NC : 1405, (2231/2232+2208/2214), (2233/2240+2236/2214/2242), (2257+2276)	○	○	
ARM2213	☐	Montage central, escamotable à droite	NC : 1404, 1405, 1415	787,68	831,00	Sur devis (9)
ARM2214	☐	Montage central, escamotable à gauche	NC : 1404,1405, 1339	787,68	831,00	
ARM2227	☐	Fixation à droite pour tierce-personne (déplacement du manipulateur)	NC : 2219, 2220, 2128, 2108	○	○	
ARM2228	☐	Fixation à gauche pour tierce-personne (déplacement du manipulateur)	NC : 2219, 2220, 2128, 2108	○	○	
ARV2239	☐	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis	Sur devis	Sur devis (9)
Montage de l'écran de contrôle <i>LINX</i> REM500						
ARM2209	☐	Fixation escamotable à droite, multi-réglable (Amplitude de réglage en hauteur de 250 mm)	NC : 1404, 1415	◆	◆	
ARM2210	☐	Fixation escamotable à gauche, multi-réglable (Amplitude de réglage en hauteur de 250 mm)	NC : 1405, 1339	○	○	
PW-4005	☐	Option 2209/2210 avec tige de fixation pour REM500 rallongée de 200 mm		Sur devis	Sur devis	Sur devis (9)
ARM2213	☐	Montage central, escamotable à droite	NC : 1404, 1405, 1415	787,68	831,00	
ARM2214	☐	Montage central, escamotable à gauche	NC : 1404,1405, 1339	787,68	831,00	
ARV2239	☐	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis	Sur devis	
Double commande <i>LINX</i> (Utilisateur + tierce-personne)						
ARM2220	☐	Double commande <i>LINX</i> (REM050 - utilise le profil de conduite du REM110 ou le profil de conduite 1 du REM211/216 - Vitesse limitée à 6km/h)	NC : 1221, 1222, 2227, 2228	1 421,80	1 500,00	1500,00 (6)
ARM2219	☐	Double commande Compact <i>LINX</i> - 3 profils de conduite dédiés	NC : 1221, 1222, 2227, 2228	1 421,80	1 500,00	1500,00 (6)
ARM2245	☐	Double commande intuitive <i>LINX</i> - profil de conduite dédié	NC : 1207, 1208, 2227, 2228	1 421,80	1 500,00	1500,00 (6)
ARM1207	☐	Fixation à droite - uniquement avec REM050 et Compact		○	○	
ARM1208	☐	Fixation à gauche - uniquement avec REM050 et Compact		○	○	
ARM1221	☐	Fixation à droite, amovible - uniquement avec commande intuitive <i>LINX</i>		○	○	
ARM1222	☐	Fixation à gauche, amovible - uniquement avec commande intuitive <i>LINX</i>		○	○	
Si plusieurs joysticks doivent être montés sur le support escamotable pour montage en position centrale (2213/2214), sélectionnez l'option 2215						
(6) code LPPR : 9982884 - VHP, adjonction, boîtier de commande personnalisé - 1500,00€						
(9) code LPPR : 4960062 - VHP, adjonction spécifique, supplément sur devis - Sur devis						

NOUVEAU



1709, 1710



2209
2210



REM050



2219




2245

NOUVEAU



1709, 1710



2209
2210



REM050




2219



2245

Invacare® TDX® SP2NB FREP Classe B				Euros		
				Prix Public	LPPR/PLV	
Commandes spéciales Mo-Vis - consulter la fiche de mesure						
Joysticks Compact proportionnels - Uniquement avec REM400 et REM500						
ARM2231	☐	Joystick LINX Compact proportionnel (force de délexion : 160 g)		1 421,80	1 500,00	1500,00 (6)
ARM2232	☐	Joystick LINX Compact proportionnel Low force (force de déflexion : 112 g)		1 421,80	1 500,00	1500,00 (6)
ARM2207	☐	Fixation à droite	NC : 1404	◆	◆	
ARM2208	☐	Fixation à gauche	NC : 1405	○	○	
ARM2213	☐	Fixation centrale, escamotable à droite	NC : 1404, 1405, 1415	787,68	831,00	Sur devis (9)
ARM2214	☐	Fixation centrale, escamotable à gauche	NC : 1404, 1405, 1339	787,68	831,00	
ARV2215	☐	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis	Sur devis	
Commande occipitale à capteurs de proximité - Technologie ATOM						
ARM2230	☐	ATOM ASL104 + contacteur egg	NC : 2233, 2324, 2325, 2327, 2257, 2240	5 648,34	5 959,00	Sur devis (9)
ARM2247	☐	PROTON ASL104P + contacteur egg	NC : 2233, 2324, 2325, 2327, 2257, 2240	5 648,34	5 959,00	
Contacteurs à capteur de proximité - Technologie ATOM						
ARM2257	☐	4 contacteurs à capteur de proximité ASL 106	NC : 2233, 2240, 2128	7 048,34	7 436,00	Sur devis (9)
ARM2275	☐	Montage central sur tablette ASL619, escamotable à droite		○	○	
ARM2276	☐	Montage central sur tablette ASL619, escamotable à gauche		○	○	
ARV2215	☐	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		Sur devis (9)
Commande Mini Joystick proportionnel						
ARM2233	☐	Mini joystick proportionnel MEC <i>(Le contacteur peut être désactivé)</i>	NC : 2128, 2240	5 648,34	5 959,00	Sur devis (9)
ARM2235	☐	Montage sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), à droite		○	○	
ARM2236	☐	Montage sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), à gauche		○	○	
ARM2213	☐	Montage central, escamotable à droite	NC : 1404, 1405	○	○	
ARM2214	☐	Montage central, escamotable à gauche	NC : 1404, 1405	○	○	
ARM2241	☐	Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à droite	NC : 1404, 1405	787,68	831,00	Sur devis (9)
ARM2242	☐	Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à gauche		787,68	831,00	
ARW2215	☐	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		
Commande Joystick renforcé proportionnel						
ARM2240	☐	Commande joystick renforcé proportionnel ASL133	NC : 2128	3 317,54	3 500,00	Sur devis (9)
ARM2235	☐	Montage sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), à droite		○	○	
ARM2236	☐	Montage sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), à gauche		○	○	
ARM2213	☐	Montage central, escamotable à droite		○	○	
ARM2214	☐	Montage central, escamotable à gauche		○	○	
ARM2241	☐	Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à droite		787,68	831,00	Sur devis (9)
ARM2242	☐	Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à gauche		787,68	831,00	
ARV2215	☐	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		
Commandes alternatives de vérins						
ARM2251	☐	Clavier multifonctions 10 contacteurs, livré avec câble sortie double Jack 2252		530,81	560,00	Sur devis (9)
ARM2217	☐	Fixation utilisateur à droite	NC : 2209, 2213, 1415	○	○	
ARM2218	☐	Fixation utilisateur à gauche	NC : 2210, 2214	○	○	
ARM2227	☐	Fixation tierce-personne à droite	NC : 2128	○	○	
ARM2228	☐	Fixation tierce-personne à gauche	NC : 2128	○	○	
ARM2225	☐	Sans montage		○	○	
ARM2252	☐	Câble sortie double Jack (pour connexion contacteur) - défilement des fonctions et activation des vérins		87,20	92,00	Sur devis (9)
ARV2215	☐	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		



2231

2232

2230

2247

2257

2233

2240


2251

(6) code LPPR : 9982884 - VHP, adjonction, boîtier de commande personnalisé - 1500,00€

(9) code LPPR : 4960062 - VHP, adjonction spécifique, supplément sur devis - Sur devis



2231
2232



2230



2247



2257



2233




2240



2251

(6) code LPPR : 9982884 - VHP, adjonction, boîtier de commande personnalisé - 1500,00€

(9) code LPPR : 4960062 - VHP, adjonction spécifique, supplément sur devis - Sur devis

Invacare® <i>TDX® SP2NB</i> FREP Classe B				Euros		
				Prix Public	LPPR/PLV	
OPTIONS COMPLEMENTAIRES LINX						
Accessoires <i>LiNX</i>						
ARM2253	☐	Prises de charge USB	NC : ceinture Bodypoint	☐	☐	 2253
ARM2207	☐	Fixation à droite	NC : 1404	☐	☐	
ARM2208	☐	Fixation à gauche	NC : 1405	☐	☐	
Autres accessoires et contacteurs						
ARM2300	☐	A inclure avec le fauteuil		☐	☐	
ARV2301	☐	A connecter et programmer (Spécial)		Sur devis	Sur devis	
				Sur devis (9)	Sur devis (9)	Sur devis (9)
Contacteurs ronds et plats (diamètre 63 mm - livrés non montés - prendre option 2252 obligatoirement si pas de REM400 ou REM500)						
ARM1685	☐	Contacteur Rouge		149,76	158,00	
ARM1686	☐	Contacteur Jaune		149,76	158,00	
ARM1687	☐	Contacteur Vert		149,76	158,00	
ARM1690	☐	Contacteur Bleu		149,76	158,00	
				Sur devis (9)	Sur devis (9)	Sur devis (9)
Contacteur Egg (option 2252 obligatoire si pas de REM400 ou REM500)						
ARM2254	☐	Contacteur Egg, noir		118,48	125,00	Sur devis (9)
Mini contacteurs ronds et plats (diamètre 30 mm - livrés non montés - prendre option 2252 obligatoirement, si pas de REM400 ou REM500)						
ARM1711	☐	Mini contacteur Rouge		149,76	158,00	
ARM1712	☐	Mini contacteur Jaune		149,76	158,00	
ARM1713	☐	Mini contacteur Vert		149,76	158,00	
ARM1714	☐	Mini contacteur Orange		149,76	158,00	
ARM1715	☐	Mini contacteur Bleu		149,76	158,00	
ARM1716	☐	Mini contacteur Noir		149,76	158,00	
Commande d'arrêt à distance						
ARM2258	☐	Commande d'arrêt à distance (ASL504)		831,28	877,00	Sur devis (9)
Joysticks Bodypoint - livrés non montés						
ARM2721	☐	Embout ergonomique en U - largeur 76 mm		☐	☐	
ARM2722	☐	Embout ergonomique en U - largeur 100 mm		☐	☐	
ARM2723	☐	Embout dôme caoutchouc - diamètre 66 mm		☐	☐	
ARM2724	☐	Embout champignon rainuré (couper pour réduire sa hauteur) - diamètre 42 mm		☐	☐	
COLORIS						
Coloris des carénages						
ARM2640	☐	Noir Obsidien		☐	☐	
ARM2641	☐	Rouge Rubis		☐	☐	
ARM2642	☐	Violet Pourpre		☐	☐	
ARM2643	☐	Bleu Jacinthe		☐	☐	
ARM2644	☐	Bleu Artic		☐	☐	
Coloris des jantes (NOUVEAU jantes AVIVA)						
ARM2650	☐	Noir Obsidien		☐	☐	
ARM2651	☐	Rouge Rubis		☐	☐	
ARM2652	☐	Violet Pourpre		☐	☐	
ARM2653	☐	Bleu Jacinthe		☐	☐	
ARM2654	☐	Bleu Artic		☐	☐	
PERFORMANCES						
Fourches						
ARM2631	☐	Fourches monobras		399,05	421,00	Sur devis (9)
ARM2632	☐	Fourches double bras		◆	◆	
Roues Centrales motrices						
ARM0704	☐	14"x3" Pneumatique noir à crampons		◆	◆	
ARM0705	☐	14"x3" Bandage noir à crampons		☐	☐	
ARM0706	☐	14"x3" Pneumatique anti-crevaisson noir à crampons		☐	☐	
Moteurs						
ARM1282	☐	OPS Drive 6 km/h, 4 pôles		☐	☐	
ARM1283	☐	OPS Drive 10 km/h, 4 pôles		◆	◆	
Batteries						
ARM1257	☐	Batteries 50 Ah		◆	◆	
Chargeur						
ARM1313	☐	Chargeur OptiCharge 10 A		◆	◆	
ARM1314	☐	Chargeur 10A OptiCharge prise UK (IP44)		☐	☐	
(9) code LPPR : 4960062 - VHP, adjonction spécifique, supplément sur devis - Sur devis						

Invacare® TDX® SP2NB FREP Classe B				Euros		
				Prix Public	LPPR/PLV	
GYROSCOPE						
G-Trac						
ARM1215	☐	Module G-Trac (Contrôle directionnel de la trajectoire durant la conduite)		1 090,05	1 150,00	Sur devis (9)
OPTIONS DE POSITIONNEMENT						
Pensez aux accessoires de positionnement Bodypoint : ceintures, harnais, maintiens de chevilles.				Bodypoint		
OPTIONS						
Eclairage						
ARM2837	☐	Equipement route de sécurité LED extra-lumineux - Puissance 60 Lux - Clignotants, feux de position, warning	NC: 2203	○	○	
ARM1254	☐	Sans éclairage		◆	◆	
Préparation pour station d'accueil Dahl Engineering (homologué TUV) [Station d'accueil Dahl Engineering non incluse] - Contact:Løvevej 3 - DK - 7700 Thisted -Tel. :+45 96180077 fax. :+45 96180078 web page: www.dahlengineering.dk						
ARM1450	☐	Préparation de la base motrice pour montage de la station d'accueil Dahl . La station d'accueil Dahl permet d'arrimer le fauteuil dans un des véhicules homologués suivants selon les exigences de la Directive Européenne CEE-2007-46 : VW Crafter, VW Transporter/Caravelle T5, Mercedes Vito/Viano 639, MB Sprinter 906, Ford Transit, Opel Vivaro et Renault Traffic, Citroen Jumpy, Peugeot Expert, Fiat Scudo, VW Caddy, Citroen Berlingo, Peugeot Partner. Un appui-tête est obligatoire lors du transport de la personne dans un fauteuil roulant électrique, veuillez en sélectionner un en option dans les accessoires d'assise.		738,39	779,00	Sur devis (9)
Accroche-taxi						
ARM1493	☐	4 Fixations avant et arrière		◆	◆	
ARM1494	☐	Accroche -taxis conformes à la norme ISO7176-19 : 2001 pour le transport des personnes, appui-tête obligatoire		○	○	
Ceinture de maintien						
ARM1329	☐	Fermeture à boucle type automobile	NC : Ceinture Bodypoint	○	○	
ARM2113	☐	Fermeture à boucle type automobile avec points d'attache réglable sur l'assise	NC : ceinture Bodypoint	○	○	
ARM1332	☐	Harnais de maintien en H	NC : 2110	236,97	250,00	600,00 (4)
Ceintures et harnais de positionnement Bodypoint (fixations incluses)						
ARM2701	☐	Ceinture Bodypoint Evoflex, Loquet Rehab, taille L		236,97	250,00	600,00 (5)
ARM2702	☐	Ceinture Bodypoint Evoflex, Loquet Rehab, taille M		236,97	250,00	600,00 (5)
ARM2703	☐	Ceinture Bodypoint 2 points, bouton à pousser, ajustement central, taille L		236,97	250,00	600,00 (5)
ARM2704	☐	Ceinture Bodypoint 2 points, bouton à pousser, ajustement central, taille M		236,97	250,00	600,00 (5)
ARM2705	☐	Ceinture Bodypoint 2 points, verrouillage par clip, ajustement à tirer vers l'intérieur, taille L		236,97	250,00	600,00 (5)
ARM2706	☐	Ceinture Bodypoint 2 points, verrouillage par clip, ajustement à tirer vers l'intérieur, taille M		236,97	250,00	600,00 (5)
Rétroviseur						
ARM1415	☐	Droit		○	○	
ARM1339	☐	Gauche		○	○	
Crochets porte-sac (Charge max. : 6kg)						
ARM2128	☐	Crochets porte-sac (Uniquement avec Assise Modulite Modulable)		○	○	
Porte-canne						
ARM1312	☐	Côté droit		○	○	
ARM1363	☐	Côté gauche		○	○	





1329



2701, 2702



2703, 2704



2705, 2706



2128

(4) code LPPR : 9981399 - VHP, adjonction PAP, forfait A adjonction membre supérieur dans la limite - 600,00€

(5) code LPPR : 9977848 - VHP, adjonction, PAP, forfait B adjonction membre inférieur dans la limite - 600,00€

(9) code LPPR : 4960062 - VHP, adjonction spécifique, supplément sur devis - Sur devis



1329



2701, 2702



2703, 2704




2705, 2706



2128

(4) code LPPR : 9981399 - VHP, adjonction PAP, forfait A adjonction membre supérieur dans la limite - 600,00€
(5) code LPPR : 9977848 - VHP, adjonction, PAP, forfait B adjonction membre inférieur dans la limite - 600,00€
(9) code LPPR : 4960062 - VHP, adjonction spécifique, supplément sur devis - Sur devis

Invacare® <i>TDX® SP2NB</i> FREP Classe B				Euros			 1404
				Prix Public		LPPR/PLV	
Tablette escamotable							
ARM1404	☐	Côté droit		125,12	132,00	132,00 (3)	
ARM1405	☐	Côté gauche		125,12	132,00	132,00 (3)	
Rampes en accessoires							
1654128	☐	Rampe Basic 2 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 1210 x 194 mm 8,8 kg la paire - capacité maximum : 270 kg		402,84	425,00	Sur devis (9)	 1654128
1654129	☐	Rampe Quick2go Compact 3 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 870 x 237 mm 13,6 kg la paire - capacité maximum : 260 kg		805,69	850,00	Sur devis (9)	 1654129
1654130	☐	Mono rampe pliante en aluminium Dimensions repliée : 1824 x 714 mm 13,9 kg - capacité maximum : 300 kg		426,54	450,00	Sur devis (9)	 1654130
(1) code LPPR : 9913245 - VHP, adjonction supplément appui-tête réglable - 160,00€ (2) code LPPR : 9934282 - VHP, adjonction repose-jambe électrique droit et gauche pour FRE - 1250,00€ (3) code LPPR : 9947184 - VHP, adjonction tablette complète - 132,00€ (4) code LPPR : 9981399 - VHP, adjonction PAP, forfait A adjonction membre supérieur dans la limite - 600,00€ (5) code LPPR : 9977848 - VHP, adjonction, PAP, forfait B adjonction membre inférieur dans la limite - 600,00€ (6) code LPPR : 9982884 - VHP, adjonction, boîtier de commande personnalisé - 1500,00€ (7) code LPPR : 9928838 - VHP, adjonction, supplément pour élévation électrique (lift) - 1500,00€ (8) code LPPR : 9942590 - VHP, adjonction supplément pour fauteuil roulant bariatrique - 700,00€ (9) code LPPR : 4960062 - VHP, adjonction spécifique, supplément sur devis - Sur devis							