

XT4

FREP-C


Classement Nomenclature LPPR

Grande Classe :	VPH Modulaires à Propulsion Electrique
Dénomination Catégorie :	Fauteuils Roulants Modulaires à Propulsion par Moteur Electrique Multi-position - Classe C
Acronyme :	FREP-C
Code :	4100013 - (code individuel en cours)
LPPR / PLV :	14 638.75 €

Prescripteurs

- Médecins Spécialistes MPR
- Médecins Titulaires d'un DU Appareillage
- Ergothérapeutes en équipe pluridisciplinaire

Adjonctions disponibles

4510001	Appui-tête réglable	160,00
9987717	Repose-jambe électrique droit et gauche	1 250,00
9995042	Tablette complète	132,00
4510004	PAP, forfait A - adjonctions membres inférieurs	600,00 maximum
9940118	PAP, forfait B - adjonctions membres inférieurs	600,00 maximum
9928790	Boîtier de commande personnalisé	1 500,00
9963830	Élévation électrique (lift)	1 500,00

BON DE COMMANDE PROFESSIONNEL

Révision 01_122025

Sous réserve de modifications techniques, erreurs ou omissions


Adresse facturation ou Code client		Adresse livraison		Identique facturation	
Code Clt:		Code Clt:			
Magasin:		Magasin:			
Rue:		Rue:			
Ville / CP:		Ville / CP:			
E-Mail:		E-Mail:			
Tél:		Tél:			
Informations		Poids Utilisateur			
Commande	Devis	Poids max. Utilisateur: 182 kg (sans lift et sans bascule d'assise) Poids max. Utilisateur: 160 kg (avec lift et bascule d'assise)			
N° commande:		Poids Uti.: kg			
Art. No.: 24400000M-IC		Code LPPR: 4100013			
Date:	Jour	Mois	Année		

Prix Public TTC (LPPR / PLV)

€ 14 638,75

Mesures Anthropométriques

a) Du haut de la tête à l'assise	mm
b) Du haut de l'épaule à l'assise	mm
c) Aisselle - assise	mm
d) Coude - assise	mm
e) Haut du bassin - assise	mm
f) Largeur épaule	mm
g) Largeur poitrine	mm
i) Largeur hanche	mm
j) Profondeur assise	mm
m) Longueur pied	mm
n) Longueur de jambe	mm
o) Largeur d'assise	mm



Données Techniques

Poids max. Utilisateur	182 kg sans lift et sans bascule d'assise 160 kg avec lift ou bascule d'assise	Garde au sol	125 mm (peut varier selon configuration)
Largeur base	700 mm	Roues tout-terrain	Pneu tout-terrain 145 x 70, jante noire
Longueur de base	1 000 mm	Chargeur	220V/12 A
Electronique	R-Net (Module de Puissance 120A)	Batteries	115 Ah
Motorisation	10 km/h, 4 x 700 W - 4 poles	Rayon de braquage	1 410 mm
Largeur d'assise réglable : De 305 à 405 mm, 405 à 510 mm ou 510 à 610 mm		Autonomie max.	38 km - varie selon configuration et environnement
Autonomie	35 km (selon exigences classe C)		
Crash testé selon ISO7176-19			
Classe d'usage selon EN 12184 : classe C			

Garantie: 2 ans hors batteries et pièces d'usure

Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas Sunrise Medical

Légende

● = Configuration de Base

△ = Option

PEC = Prise En Charge

PAP : Produits d'Aide à la Posture

☐ Veuillez sélectionner toutes les options choisies par une croix dans les cases

Fauteuil Roulant Electrique

Prix € HT

Prix € TTC

Code

LPPR/PLV

MAG010013
MAGREHABSEATPAN

XT4, version système d'assise Rehab

13 875.59

14 638.75

4100013

14 638.75

+ 7.42 € HT d'éco participation

Coloris

Prix € HT

Prix € TTC

Code

LPPR/PLV

MAG6090

XT4 Midnight Black

●

●

-

-

MAG6091

XT4 Sunset Red

●

●

-

-

MAG6092

XT4 Horizon Blue

●

●

-

-

Roues Motrices & Roues Directrices

Prix € HT

Prix € TTC

Code

LPPR/PLV

MAG7050

Pneumatique noir, basse pression

●

●

-

-

MAG7054

XT2, puncture resistance kit (chambre à air anti-crevaison)

1 108.06

1 169.00

4550001

PEC sur devis

MAG7058

XT2, neverflat (kit anti-crevaison)

188.63

199.00

4550001

PEC sur devis

Batteries & Chargeurs

Prix € HT

Prix € TTC

Code

LPPR/PLV

MAG6285

Batteries, 115 Ah

●

●

-

-

MAG160106

Chargeur 220V/12 A

●

●

-

-

Inclinaison d'Assise

Prix € HT

Prix € TTC

Code

LPPR/PLV

MAG5127

Bascule d'assise électrique, 0° - 50°

●

●

-

-

MAG5126

Combiné lift (300 mm) et bascule d'assise 0° - 45°

1 421.80

1 500.00

9963830

1 500.00

Hauteurs d'Assise (hauteur plaque d'assise - palettes)

Prix € HT

Prix € TTC

Code

LPPR/PLV

MAG6552

+ 0 mm (soit 480 mm)
Longueur de jambe max. 370 mm

●

●

-

-

MAG6553

+ 25 mm (avant), + 25 mm (arrière) - (soit 505 mm) (1)

△

△

-

-

MAG6554

+ 50 mm (avant), + 50 mm (arrière) - (soit 530 mm) (1)

△

△

-

-

(1) - Hauteur d'assise supplémentaire par rapport à la hauteur d'assise standard de 480 mm

SYSTEME D'ASSISE REHAB

Système d'Assise Rehab, Dimensions

Largeur (La profondeur moins la largeur ne doit pas dépasser 50 mm)

MAGSW305MM	305 mm	MAGSW330MM	330 mm
MAGSW355MM	355 mm	MAGSW380MM	380 mm
MAGSW405MM	405 mm	MAGSW430MM	430 mm
MAGSW455MM	455 mm	MAGSW480MM	480 mm
MAGSW510MM	510 mm	MAGSW535MM	535 mm
MAGSW560MM	560 mm		
MAGSW585MM	585 mm	MAGSW610MM	610 mm

Profondeur (La profondeur moins la largeur ne doit pas dépasser 50 mm)

MAGSD305MM	305 mm	MAGSD330MM	330 mm
MAGSD355MM	355 mm	MAGSD380MM	380 mm
MAGSD405MM	405 mm	MAGSD430MM	430 mm
MAGSD455MM	455 mm	MAGSD480MM	480 mm
MAGSD510MM	510 mm	MAGSD535MM	535 mm
MAGSD560MM	560 mm		
MAGSD585MM	585 mm	MAGSD610MM	610 mm

SYSTEME D'ASSISE REHAB (suite)

Coussins d'assise			Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
MAGPADDEDSC	Coussin standard amovible, plat		●	●	-	-
	MAGSUVINY	Housse vinyl	●	●	-	-
	MAGSUFABRIC	Housse tissu	△	△	-	-
MAGWOSEATCUSH	Coussin de positionnement JAY et éléments de positionnement (joindre fiche de mesure du coussin JAY) (livré séparément)		Voir fiche de mesure coussin		9940118	PEC - PAP 600 €

Dossier REHAB			Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
MAGREHABCANES	Dossier Rehab, NON rabattable		●	●	-	-
	MAG3928-S-3929-F	Dossier électrique, 90° - 160°	●	●	-	-
	MAG3932-S-3933-F	Dossier électrique à compensation, 95° - 155° Non disponible avec largeur d'assise de 305 à 355 mm	1 939,34	2 046,00	4550001	PEC sur devis
MAGREHABFOLD	Dossier Rehab, rabattable (accoudoirs relevables obligatoires)		547,87	578,00	4550001	PEC sur devis
	MAG3930-S-3931-F	Dossier électrique, 90° - 160°	△	△	-	-
	MAG3934-S-3935-F	Dossier électrique à compensation, 95° - 155° Non disponible avec largeur d'assise de 305 à 355 mm	1 939,34	2 046,00	4550001	PEC sur devis

Coussins de Dossier			Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
MAGNOINSERT	Tubes de dossier seuls, pour adaptation corset siège		△	△	-	-
MAGMPSINSERT	Rehab Confort		●	●	-	-
MAGBACKRESTINSERT	Rehab Magic		568,72	600,00	4510004	PEC - PAP 600 €
MAGNOINSERT	Dossier de positionnement JAY J3 et éléments de positionnement (joindre fiche de mesure du dossier JAY J3) (livré séparément)		Voir fiche de mesure dossier JAY J3		4510004	PEC - PAP 600 €

Dossier Rehab Confort, Dimensions et housse			Prix HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
---	--	--	---------	------------	------	----------

Largeur coussin de dossier

MAGBW405MM	405 mm (pour largeur d'assise 405 mm)				
MAGBW455MM	455 mm (pour largeurs d'assise 405, 430 et 455 mm)				
MAGBW510MM	510 mm (pour largeurs d'assise 455, 480 et 510 mm)				
MAGBW560MM	560 mm (pour largeurs d'assise 510, 535 et 560 mm)				

Hauteur coussin de dossier

MAGBH535MM	535 mm	MAGBH585MM	585 mm		
------------	--------	------------	--------	--	--

Housse dossier confort

MAGVINYLB	Vinyl	●	●	-	-
-----------	-------	---	---	---	---

Dossiers Rehab Magic, Dimensions			Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
MAGBRMLXT	Large (Xtra tall) - largeur réglable de 330 à 470 mm - hauteur 530 mm Pour largeurs d'assise 480 mm à 560 mm inclus		△	△	-	-
MAGBRMRL	Large - largeur 330 à 470 mm - hauteur 480 mm Pour largeurs d'assise 480 mm à 560 mm inclus		△	△	-	-
MAGBRMRLS	Large (Short) - largeur 330 à 470 mm - hauteur 430 mm Pour largeurs d'assise 480 mm à 560 mm inclus		△	△	-	-
MAGBRMRMXT	Medium (Xtra tall) - largeur 280 à 420 mm - hauteur 530 mm Pour largeurs d'assise 405 mm à 455 mm inclus		△	△	-	-
MAGBRMRM	Medium - largeur 280 à 420 mm - hauteur 480 mm Pour largeurs d'assise 405 mm à 455 mm inclus		●	●	-	-
MAGBRMRMS	Medium (Short) - largeur 280 à 420 mm - hauteur 430 mm Pour largeurs d'assise 405 mm à 455 mm inclus		△	△	-	-
MAGBRMRJXS	Junior (Xtra tall) - largeur 260 à 400 mm - hauteur 410 mm Pour largeurs d'assise 305 mm à 380 mm inclus		△	△	-	-
MAGBRMRJ	Junior - largeur 260 à 400 mm - hauteur 350 mm Pour largeurs d'assise 305 mm à 380 mm inclus		△	△	-	-

Dossier Rehab Magic, Housses			Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
MAGVINYLB	Vinyl		●	●	-	-
MAGFABRICB	Tissu		△	△	-	-

SYSTEME D'ASSISE REHAB (suite)

Dossier Rehab Magic, Galbes		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
MAGBOLSTERS	Shallow (110 mm ou 60 mm pour dossier Junior)	△	△	-	-
MAGBOLSTERSTD	Standard (160 mm ou 110 mm pour dossier Junior)	●	●	-	-
MAGBOLSTERD	Deep (220 mm) (ND dossier Junior)	△	△	-	-

Dossier Amovible		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
MAG3495	Fixations à démontage, avec outils Non disponible avec dossier Rehab rabattable	●	●	-	-
MAG3492-PI	Fixations à démontage, sans outils (obligatoire avec dossier rehab rabattable)	263,51	278,00	4550001	PEC sur devis

Appui-tête Magic, Têtière et Support		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
MAGREHABSTD	Têtière Magic standard	151,65	160,00	4510001	160,00
	MAGVINYLHR Revêtement têtière, vinyl	●	●	-	-
	MAGFABRICHR Revêtement têtière, tissu	△	△	-	-
MAG4115	Support réglable multi-axes	●	●	-	-

ACCOUDOIRS

Accoudoirs, Types		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR /PLV
MAG3572	Standards amovibles	●	●	-	-
MAGFLEXIARM	Relevables Non disponible avec largeurs 560 à 610 mm	959,24	1 012,00	4550001	PEC sur devis
MAG3331-6500	Relevables renforcés	1 236,97	1 305,00	4550001	PEC sur devis
MAG3727-6501	Relevables renforcés rabattable vers l'avant	1 236,97	1 305,00	4550001	PEC sur devis
MAG3994	Standards renforcés	279,62	295,00	4550001	PEC sur devis

Accoudoirs, Hauteur									
MAGAH220MM	220 mm	MAGAH260MM	260 mm	MAGAH300MM	300 mm	MAGAH340MM	340 mm	MAGAH380MM	380 mm
MAGAH230MM	230 mm	MAGAH270MM	270 mm	MAGAH310MM	310 mm	MAGAH350MM	350 mm	MAGAH390MM	390 mm
MAGAH240MM	240 mm	MAGAH280MM	280 mm	MAGAH320MM	320 mm	MAGAH360MM	360 mm		
MAGAH250MM	250 mm	MAGAH290MM	290 mm	MAGAH330MM	330 mm	MAGAH370MM	370 mm		

Accoudoirs, Manchettes et Accessoires		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
MAGAP75-WOKOR-2	Confort 75 mm	●	●	-	-
MAG3971-3972	Confort forme P 100 mm	△	△	-	-
MAG6750	Gouttière hémiplégique avec cale coude	472,99	499,00	4550001	PEC sur devis
MAG6752	Gouttière hémiplégique avec cale coude et appui palmaire	507,11	535,00	4550001	PEC sur devis

Revêtements Manchettes

MAGAPVINYL	Vinyl	●	●	-	-
MAGAPFABRIC	Tissu	△	△	-	-

CEINTURE & POSITIONNEMENT

Ceinture		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
MAG4973-MPS-4974-R	Ceinture de positionnement standard (Choisir la longueur ci-dessous)	●	●	-	-
	MAGPB500 500 mm	-	-	-	-
	MAGPB600 600 mm	-	-	-	-
	MAGPB700 700 mm	-	-	-	-
	MAGPB800 800 mm	-	-	-	-

Accessoires de Positionnement		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
MAGHPKIT	Cales cuisses réglables Non disponible avec accoudoirs standards MAG3572	568,72	600,00	9940118	PEC - PAP 600 €
MAGHARP	Harnais pédiatrique	188,63	199,00	4510004	PEC - PAP 600 €
MAGHARQ	Harnais standard	188,63	199,00	4510004	PEC - PAP 600 €
MAGKPCMPE	Cales genoux pour repose-jambes central électrique	555,45	586,00	9940118	PEC - PAP 600 €
MAG4104	Cales genoux pour repose-jambes latéraux manuels ou électriques	279,62	295,00	9940118	PEC - PAP 600 €
MAG4260	Plot d'abduction réglable et amovible (ND repose-jambes central)	344,08	363,00	9940118	PEC - PAP 600 €

Tablette transparente (montage opposé au joystick)		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
MAG7700	Tablette escamotable (avec aimant)	125,11	132,00	9995042	132,00

ELECTRONIQUE R-NET

Manipulateurs – R-Net		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
MAGPG-JSM-PI	Ecran couleur LCD	606,63	640,00	4550001	PEC sur devis
MAGPG-JSMLEDL	LED, vérin	●	●	-	-
MAGPG-JSM2IRL	Advanced écran couleur LCD haute résolution, contrôle Infra Rouge (32 à 40 kHz)	1 101,42	1 162,00	4550001	PEC sur devis
MAGPG-JSMIRBT	Advanced écran couleur LCD haute résolution, contrôle Infra Rouge (32 à 40 kHz) et Bluetooth (2 appareils PC, Android, et 2 appareils IOS, iPhone, iPad)	1 272,04	1 342,00	4550001	PEC sur devis

Manipulateurs - Montage		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
MAGJSRIGHT	Droite	●	●	-	-
MAGJSLEFT	Gauche	△	△	-	-
MAG3329JSM-RH	Monté en tierce personne à droite	△	△	-	-
MAG3329JSM-LH	Monté en tierce personne à droite	△	△	-	-

Pantographe - Types		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
MAG110050	Fixe	△	△	-	-
MAG3083-KIT-OS	Escamotage extérieur (avec aimant)	●	●	-	-
MAG3083-KIT-IS	Escamotage intérieur (avec aimant)	△	△	-	-

Pantographe Réglages		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
MAG3729STD	Amovible pour pantographe fixe	△	△	-	-
MAG3729SB	Amovible pour pantographe escamotable	●	●	-	-

Commande Tierce Personne (manipulateur + boîtier tierce personne)		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
MAG3329AM-KIT	Commande tierce personne classique	1 421,80	1 500,00	9928790	1 500,00

Commande Tierce Personne, Montage		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
<input type="checkbox"/> MAGACRH	Montage à droite	●	●		
MAGACLH	Montage à gauche	●	●	-	-

Boîtier Ctrl+5 Contacts avec Fonction Activation Vocale		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
MAG158709	Boîtier Ctrl+5 Contacts - Boutons à pousser Fonction d'activation vocale incluse	1 082,46	1 142,00	4550001	PEC sur devis
MAG158708	Boîtier Ctrl+5 Contacts - Boutons à bascule Fonction d'activation vocale incluse	1 082,46	1 142,00	4550001	PEC sur devis

Montage

MAG5430	Sur l'accoudoir, à l'arrière du manipulateur
MAG5431	Sur l'accoudoir, côté opposé au manipulateur
MAG5432	A l'arrière du dossier, pour tierce personne

R-Net OMNI2 interface commandes spéciales

		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
MAG5436	R-Net OMNI2	2 192,42	2 313,00	4550001	PEC sur devis

Montage OMNI2 (côté opposé au manipulateur R-Net)

MAGOMNIRH	Support fixe, à droite
MAGOMNILH	Support fixe, à gauche

REPOSE-JAMBES**Longueur de Jambes**

MAGLL300MM (4)	300 mm	MAGLL310MM	310 mm	MAGLL320MM	320 mm	MAGLL330MM	330 mm
MAGLL340MM	340 mm	MAGLL350MM	350 mm	MAGLL360MM	360 mm	MAGLL370MM	370 mm
MAGLL380MM (1)	380 mm	MAGLL390MM (1)	390 mm	MAGLL400MM (1)	400 mm	MAGLL410MM (1)	410 mm
MAGLL420MM (1)	420 mm	MAGLL430MM (1)(4)	430 mm				

(1) pour longueurs de jambes de 380 mm à 430 mm - option réhausse hauteur d'assise obligatoire (à renseigner page 3)- (4) Uniquement disponible pour potence centrale MAGCPLEGREST

Repose-Jambes, Types

		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
MAGCPLEGREST	Potence centrale avec talonnières	●	●	-	-
MAG3528	Potences latérales escamotables	△	△	-	-
MAG3526-ME	Repose-jambes électriques escamotables	1 184,83	1 250,00	9987717	1 250,00
MAGCPOWER	Repose-jambes central électrique	1 184,83	1 250,00	9987717	1 250,00
MAGCALFSUPPORT	Appuis-mollet standards	●	●	-	-

Types de palettes

		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
MAG4055-2	Palettes séparées relevables - pour potence centrale	●	●	-	-
MAG4755-2	Palettes séparées relevables - pour repose-jambes central électrique	△	△	-	-
MAGFLIPUP	Palettes séparées relevables - pour potences latérales escamotables et repose-jambes électriques	△	△	-	-

BON DE COMMANDE | Personnalisations - Montage Usine

XT4 | FREP-C

OF_XT4_Personnalisations_Rev1_122025
 Sous réserve de modifications techniques, erreurs ou omissions


Accessoires de Dossier					Prix € HT	Prix € TTC
MAG5723	Crochets pour sac à dos, montés sur barre de poussée (paire)				37.91	40.00
Options Accoudoirs					Prix € HT	Prix € TTC
MAGHOOKA2RH	Crochets pour sac, fixés sur accoudoir droit				36.02	38.00
MAGHOOKA2LH	Crochets pour sac, fixés sur accoudoir gauche				36.02	38.00
Ceinture					Prix € HT	Prix € TTC
MAG4730	Ceinture à boucle avec enrouleur				236,96	250,00
	MAGLBLH	Boucle à gauche	MAGLBRH	Boucle à droite		
Accessoires					Prix € HT	Prix € TTC
MAG4471	Porte gobelet sur balancé (côté opposé du joystick)				257.82	272.00
MAG4627	Porte gobelet renforcé (côté opposé du joystick)				257.82	272.00
MAG4478	Porte gobelet renforcé combiné à un support smartphone (côté opposé du joystick)				571.56	603.00
MAG4705	Prises de charge (1x12V + 2xUSB) - monté sur rail				303.32	320.00
MAG6629	Prises de charge (2xUSB) - monté sur rail, côté opposé au joystick				279.62	295.00
MAG6594	Prises de charge (2xUSB) - monté sur accoudoir, côté opposé au joystick				279.62	295.00
MAG5360	Klaxon puissant				188.63	199.00
MAG4834	Pochette de rangement (dossier)				163.98	173.00
MAG4834RH	Pochette de rangement (accoudoir droit)				163.98	173.00
MAG4834LH	Pochette de rangement (accoudoir gauche)				163.98	173.00

Coloris de carénage



Note: ce guide de couleurs est donné à titre d'indication. Les couleurs présentées ici peuvent différer légèrement de la finition peinture.

Matrice prise de mesure ASSISE REHAB



Systèmes d'Assise Rehab



Système d'assise REHAB,
cadre de dossier Rehab

Système d'assise Rehab / Inclinaisons de dossier



Dossier électrique 0° - 160°



Dossier électrique à compensation 0° - 155°

Dossier Rehab Magic

Dimensions



Largeur "C"

33 - 47 cm

Large - Xtra Tall	53 cm
Large	48 cm
Large - Short	43 cm

28 - 42 cm

Medium - Xtra Tall	53 cm
Medium	48 cm
Medium - Short	43 cm

26 - 40 cm

Junior - Xtra Tall	41 cm
Junior	35 cm

Hauteur "Y"

Galbes



Profondeur retours latéraux "D"

Dossier Large/Medium

Galbe Shallow	11 cm
Galbe Standard	16 cm
Galbe Deep	22 cm

Dossier Junior

Galbe Shallow	6 cm
Galbe Standard	11 cm

Cales lombaires



Épaisseur de la mousse lombaire

Shallow	1,2 cm
Standard	2,5 cm
Deep	3,5 cm

Dossier amovible, fixations



Dossier amovible, fixations à démontage sans outils

Commentaires Pour Fabrications Spéciales

XT4

€

Prix de base TTC	14 638.75
Total options TTC	
Prix total TTC	

Date

Signature

Jour

Mois

Année



Sunrise Medical SAS

ZAC de la Vrillonnerie

17 Rue Michaël Faraday

37170 Chambray-Lès-Tours

Tél: 02 47 55 44 31

E-Mail: commandes@sunrisemedical.fr

www.SunriseMedical.fr