

**TIGA**FX **SUNRISE**
MEDICAL

OF_RGK_TIGA FX_FR_Rev2

Magasin

Adresse

Adresse

CP

Ville

Tél:

**Livraison*:**

Date commande:

N° Commande:

Quantité :

*Livraison : adresse si différente de l'adresse ci-contre

Pendant la fabrication, certaines combinaisons d'options sélectionnées sur la fiche de mesure peuvent **NE PAS** être possibles.

- ☐ Commande
☐ Devis

Adresse mail service clientèle Sunrise Medical
commandes@sunrisemedical.fr




Poids max Utilisateur : 110 kg

**VEUILLEZ UTILISER LES CASES A COCHER ET
INDIQUER LES DIMENSIONS VIA UN PC ET NON
DE FAÇON MANUSCRITE**

Prix Public HT: 6,988.63 €
Prix Public TTC: 7,373.00 €



INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES LIEES A L'UTILISATEUR**Informations complémentaires : modèle fauteuil actuel, poids Utilisateur, taille Utilisateur ...**


	Modèle	Option standard / information requise	Options	Donnée obligatoire	Information requise pour l'option
MODELE					
<input checked="" type="radio"/>	FXAXZ010	TIGA FX TIGA FX			<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>Prix € HT</div> <div>Prix € TTC</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>6,988.63</div> <div>7,373.00</div> </div>
<input checked="" type="checkbox"/>	XA070	Châssis ouvert Open design			
Poids max. Utilisateur 110 kg <input type="checkbox"/> Oui, je n'exède pas le poids Utilisateur autorisé					
REMARQUE : TOUS LES FAUTEUILS ROULANTS RGK SONT FABRIQUÉS SUR MESURE AVEC UNE TOLÉRANCE DE FABRICATION DE +/- 5 MM.					
DESSIN TECHNIQUE - CAD					
<input type="checkbox"/>	XW009	DEVIS (FDM complète, coloris inclus) - SANS dessin QUOTE ONLY (No CAD for approval)			
<input type="checkbox"/>	XW012	DEVIS (FDM complète, coloris inclus) - AVEC dessin (valable pour 2 dessins max) QUOTE / CAD drawing for approval (2 customer amendments ONLY)			
<input type="checkbox"/>	XW010	COMMANDE + dessin pour approbation (valable pour 2 dessins max.) ORDER CAD drawing for approval (2 customer amendments ONLY)			
NOTE : au-delà de 2 dessins modifiés chaque dessin supplémentaire sera facturé à hauteur de 62 € HT NOTE : la signature du dessin vaut pour acceptation du tarif public en vigueur à date de signature					
MODIFICATIONS DESSIN : toute demande de modification doit comporter le dessin ainsi qu'un email explicatif listant les changements souhaités					
DIMENSIONS DU CHASSIS					
<input checked="" type="checkbox"/>	XY010	Largeur d'assise: (intérieur protège-vêtements) Seat width (Inside of sideguards) <input style="width: 100px;" type="text"/> mm (Max - 460mm) (Min - 250mm)			
<input checked="" type="checkbox"/>	XY020	Profondeur d'assise (longueur toile d'assise): Seat length <input style="width: 100px;" type="text"/> mm (Max - 460mm) (Min - 250mm)			
<input type="checkbox"/>	XY030	Profondeur additionnelle sans toile: Extra Seat Length <input style="width: 100px;" type="text"/> mm (OPTIONNEL: fournit un support supplémentaire pour les jambes et facilite les transferts)			
<input checked="" type="checkbox"/>	XY050	Hauteur d'assise avant Front frame height <input style="width: 100px;" type="text"/> mm (Max - 550mm) (Min - 480mm)			
<input checked="" type="checkbox"/>	XY060	Hauteur d'assise arrière Rear frame height <input style="width: 100px;" type="text"/> mm (Max - 550mm) (Min - 360mm)			
<input checked="" type="checkbox"/>	XY070	Longueur totale du châssis Frame length <input style="width: 100px;" type="text"/> mm (Max - 625 mm) (Min XY020 + XY030 + 140mm)			
<input type="checkbox"/>	XY072	Position roues avant Castor position <input style="width: 100px;" type="text"/> mm			
OU mesure optimisée Optimise measurements					
<input type="checkbox"/>	XA020	Longueur assise ergonomique (standard = 120 mm) Ergonomic seat <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 10px;"> HT 104.00 € TTC 109.72 € </div> <input style="width: 100px;" type="text"/> mm </div>			



CHASSIS AVANT ET REPOSE-PIEDS


Option du châssis avant

- ☐ XY080 Largeur tubes d'assise avant rétrécis
(cadre avant ajusté)
Seat taper design
-  
- ☐ OU dimension optimisée
(XY010 - 100 mm)
Optimise measurements
(XY010 - 100mm)




Repose-pieds : design et dimensions

- ☐ XY100 **Design arrondi**
(minimum 60 mm)
Round design




Taille roues avant	Hauteur max. possible	avec XB200 (voir ci-dessous)
3"	115mm	165mm
4"	125mm	175mm
5"	135mm	185mm

- ☐ XB200 Rehausse soudée pour plaque de repose-pieds (uniquement avec XB010, XB080 & XB150)
(Max - 100 mm)
High level footrest
(Only with XB010, XB080 & XB150)




- ☐ XY105 **Design carré**
(minimum 60 mm)
Square design
(le design carré permet un positionnement plus haut)




Taille roues avant	Hauteur max. possible	avec XB200 (voir ci-dessous)
3"	135mm	185mm
4"	145mm	195mm
5"	155mm	205mm

- ☐ XB200 Rehausse soudée pour plaque de repose-pieds (uniquement avec XB010, XB080 & XB150)
(Max - 100 mm)
High level footrest
(Only with XB010, XB080 & XB150)




Mesures personnalisées du repose-pieds

- ☒ XY115 Hauteur AVANT repose-pieds
Front footrest height




(Min - 50 mm, ou 70 mm si fixation Frontwheel)

- ☒ XY120 Hauteur ARRIERE repose-pieds
Rear footrest height




(standard = 20 mm plus bas que l'avant)
(Min - 50 mm, 70 mm si fixation Frontwheel)

- ☒ XY125 Profondeur repose-pieds
Footrest length



(standard = 100 mm)
(Profondeur 160 mm et plus nécessite l'option XB150, repose-pieds renforcé)



Type de repose-pieds

- ☐ FXAXB080 Repose-pieds fixe soudé avec plaque aluminium (Fourni avec une entretoise pour un ajustement de +20mm)
Tubular footrest welded w/ Aluminium plate
(Supplied with spacer for +20mm adjustment)

- ☐ FXAXB120 Repose-pieds clampé, réglable en angle et hauteur avec plaque aluminium
Clamp-on aluminium plate footrest
(Angle/height adjustable)

- ☐ FXAXB110 Repose-pieds fixe soudé avec plaque CARBONE
Tubular footrest welded w/ Carbon Fibre plate
(Supplied with spacer for +20mm adjustment)

Plaque de repose-pieds

- ☐ XB050 Grip anti-dérapant 3M pour plaque de repose-pieds
HT 51.00 € Rubber grip tape (3M safety walk)
TTC 53.81 €

ROUES AVANT, FOURCHES ET FREINS

Roues avant
roues 4" (100 mm)

- ☐ XC060 Roues 4x1.3" (100 mm) type soft roll, jante et bandage noir
Soft roll 4"x1.3"
- ☐ XC110 Roues étroites 4x1", jante aluminium (jante argent et bandage noir)
HT 164.00 € Aluminium centre 4"x1" (silver hub and black urethane tyre only)
TTC 173.02 €
- ☐ XC130 Roues larges 4x1.4" (sans couleur sélectionnée : jante alu argent et bandage noir)
HT 164.00 € Aluminium centre 4"x1.4" (choisir l'option de couleur pour la jante et le pneu ci-dessous - uniquement pour XC130)
TTC 173.02 € (choose colour below)

- ☐ Jante argent / bandage noir
(standard si aucun coloris sélectionné)
Silver hub & black tyre (Std)
- ☐ Jante noire / bandage noir
Black hub & black tyre
- ☐ Jante rouge / bandage noir
Red hub & black tyre

- ☐ Jante or / bandage noir
Gold hub & black tyre
- ☐ Jante verte / bandage noir
Green hub & black tyre
- ☐ Jante bleue / bandage noir
Blue hub & black tyre

- ☐ Jante violette / bandage noir
Purple hub & black tyre

roues 5" (125 mm)

- ☐ XC070 Roue 5x1.3", type softroll, noir
Soft roll 5"x1.3" (Black only)
- ☐ XC100 Roues 5" jante aluminium - pneumatique gris
HT 182.00 € Pneumatic Aluminium centre 5"x1" (Grey only)
TTC 192.01 €
- ☐ XC120 Roues étroites 5x1", jante aluminium
HT 164.00 € (Jante argent et bandage noir)
TTC 173.02 € Aluminium centre 5"x1" (Silver hub and black urethane tyre only)
- ☐ XC140 Roues larges 5x1.4", jante aluminium
HT 164.00 € (Jante argent et bandage noir)
TTC 173.02 € Aluminium centre 5"x1.4" (Silver hub and black urethane tyre only)

roues 6" (150 mm)


- ☐ XC080 Roue 6x1.3", type softroll, noir
Soft roll 6"x1.3" (Black hub / grey tyre only)
- ☐ XC145 Roues larges 6x1.4", jante aluminium
HT 164.00 € (Jante argent et bandage noir)
TTC 173.02 € Aluminium centre 6"x1.4" (Silver hub and black urethane tyre only)

Fourches

- ☐ XC190 Fourche Performance
Note: Coloris = couleur de contraste
(Standard si aucune option sélectionnée)
Performance castor fork (Std when no option selected)
- ☐ XC210 Fourches avec suspension Frog Legs
HT 585.00 € Froglegs suspension castor fork
TTC 617.18 €
- ☐ XC192 Fourche alu, High Trail
Note: Coloris = couleur de contraste
High trail castor fork
- ☐ Noir **Black** ☐ Argent **Silver**

Largeur entre roues avant

- ☒ XY330 Largeur entre roues avant
(XY010 + 70mm)
Castor pin width



Freins

- ☐ XD020 Freins à ciseaux sous l'assise
Underseat Scissor
- ☐ XD030 Freins compacts courts
HT 145.00 € Compact scissor
TTC 152.98 €
- ☐ XD035 Freins compacts courts avec montage léger
HT 170.00 €
TTC 179.35 € (uniquement avec centre de gravité fixe)
Compact scissor with lightweight fixing (Only with fixed centre of gravity)
- ☐ XD010 Sans freins
Omit wheel locks
- ☐ XD050 Freins à pousser
Push to lock
- ☐ XD046 Freins ergonomiques à pousser
HT 221.00 € Out Front push to lock
TTC 233.16 €
- ☐ XD085 Freins ciseaux Eagle (Choisir un coloris)
HT € 296.00 Eagle wheel locks (Indicate colour)
TTC 312.28 €
- ☐ XD086 Freins ciseaux Eagle avec platine de fixation ultra-léger (Choisir coloris)
HT € 403.00
TTC 425.17 € (uniquement avec centre de gravité fixe)
Eagle WL with L/W fixing (Indicate colour) (Only with fixed centre of gravity)

NEW

- ☐ Noir **BLACK** ☐ Violet **PURPLE** ☐ Rouge **RED** ☐ Bleu **BLUE**
- Noir si aucun coloris sélectionné



PROTEGE-VETEMENTS ET ACCOUDOIRS**Protège-vêtements SANS GARDE-BOUE****En aluminium**

- ☐ XE080 Protège-vêtements alu. amovibles
HT 515.00 € **Lift out aluminium**
TTC 543.33 €
- ☐ FXAXE130 Protège-vêtements alu. rabattables sur l'assise
HT 449.00 € **Fold flat aluminium**
TTC 473.70 €

En fibre de carbone


- ☐ XE100 Protège-vêtements carbone amovibles
HT 696.00 € **Lift out carbon fibre**
TTC 734.28 €
- ☐ FXAXE150 Protège-vêtements carbone rabattables sur l'assise
HT 721.00 € **Fold flat carbon fibre**
TTC 760.66 €

En composite (ABS)


- ☐ XE120 Protège-vêtements composite ABS amovibles
336.00 € **Lift out ABS plastic**
354.48 €
- ☐ FXAXE170 Protège-vêtements composite ABS rabattable sur l'assise
HT 449.00 € **Fold flat ABS plastic**
TTC 473.70 €

Dimensions des protège-vêtements**Dimensions optimisées**

- ☐ 25 mm au dessus du pneu
(std si aucune option sélectionnée)
25mm above tyre





- ☐ Hauteur personnalisée au dessus du pneu :
Individual above tyre (Follow tyre)




- ☐ Au niveau du pneu
Level with tyre (Follow tyre)

Dimensions personnalisées

- ☐ Longueur du protège-vêtements
Sideguard length



- ☐ Hauteur du protège-vêtements:
Sideguard height

**Protège-vêtements AVEC GARDE-BOUE****En aluminium**

- ☐ XE090 Protège-vêtements alu. amovibles avec garde-boue
HT 560.00 € **Lift out aluminium with fender**
TTC 590.80 €
- ☐ FXAXE140 Protège-vêtements alu. rabattables sur l'assise avec garde-boue
HT 490.00 € **Fold flat aluminium with fender**
TTC 516.95 €

En fibre de carbone



- ☐ XE110 Protège-vêtements carbone amovibles avec garde-boue
HT 810.00 € **Lift out carbon fibre with fender**
TTC 854.55 €
- ☐ FXAXE160 Protège-vêtements carbone rabattables sur l'assise avec garde-boue
HT 876.00 € **Fold flat carbon fibre with fender**
TTC 924.18 €

Dimensions optimisées des protège-vêtements**Hauteur garde-boue**


- ☐ 10 mm au-dessus du pneu
(Std si aucune option sélectionnée)
10mm above tyre (Standard)

- ☐ Hauteur personnalisée au-dessus du pneu
Individual above tyre


Minimum 10 mm au-dessus du pneu

**Position du garde-boue**

- ☐ Largeur du garde-boue jusqu'au centre du pneu
(Std si aucune option sélectionnée)
Centre of tyre (Standard if no option selected)




- ☐ Largeur du garde-boue jusqu'à l'extérieur du pneu
Outside of tyre

**Accoudoirs**

- ☐ XF010 Accoudoirs amovibles avec protège-vêtements composite et manchette (hauteur fixe)
HT 575.00 € **Lift out armrest with plastic sideguard (Indicate fixed height)**
TTC 606.63 €

- ☐ XF020 Accoudoirs amovibles avec protège-vêtements alu et manchette (hauteur fixe)
HT 575.00 € **Lift out armrest with Aluminium sideguard (Indicate fixed height)**
TTC 606.63 €



(Distance entre le haut du tube d'assise et la partie supérieure de l'accoudoir)


DOSSIER

Hauteur de dossier fixe ou réglable (une option au choix)

- ☐ XY230 Dossier à hauteur fixe (Max - 400mm)

Fixed height backrest

(indiquer la hauteur fixe du dossier)

 mm


- ☐ XY245 Dossier réglable en hauteur (+/- 25mm) - (Max - 400 mm)

HT 171.00 €**TTC 180.41 € Adjustable height backrest**

(indiquer la hauteur la plus basse)

 mm


Dossier fixe ou rabattable - Sélectionner une option


- ☒ FXAXG060 Dossier pliant Q Lock
(noir)

Options ergonomiques latérales

- ☒ XY360 Angle du dossier

Backrest angle
☐ -5 ☐ -3 ☐ 0 ☐ +3 ☐ +5


Angle personnalisé

 Degré
(Max -7/+7 Deg)


- ☐ XG100 Dossier ergonomique


HT 104.00 € Ergonomic backrest**TTC 109.72 €** Hauteur de la partie verticale (A) - (Min 250mm)
 mm

B) Inclinaison pour la partie supérieure

 mm



- ☐ XG110 Dossier rétréci
HT 104.00 € (Au dessus des protège-vêtements)
TTC 109.72 € Inward taper
(inside of backrest posts)

Préciser largeur ou par côté:

 mm


- ☐ XG120 Dossier évasé
HT 104.00 € (Au dessus des protège-vêtements)
TTC 109.72 € Outward flare
(inside of backrest posts)

Préciser largeur ou par côté:

 mm


Poignées de poussée

- ☐ XG070 Poignées amovibles vissées dans tubes de dossier
HT 202.00 € Screw in push handles
TTC 213.11 €

- ☐ XG080 Poignées escamotables
HT 305.00 € (ND avec dossier réglable en hauteur XY245)
TTC 321.78 € Flip down push handles (N/A with XY245)


- ☐ XG085 Poignées escamotables réglables en hauteur
HT 335.00 € (ND avec dossier réglable en hauteur XY245)
TTC 353.43 € Flip down push handles height adjustable
(N/A with XY245)

- ☐ XG097 Poignées de poussée intégrées (Design Quickie)
HT 376.00 € (ND avec dossier réglable en hauteur XY245)
TTC 396.68 € Integrated push handle (Quickie design) (N/A with XY245)

CENTRE DE GRAVITE



Centre de gravité REGLABLE

- ☐ XH110 Châssis arrière **carré**
Barre de carrossage réglable
(25 - 150 mm)
**Square back adjustable
centre of gravity**



XH110


- ☐ XH120 Châssis arrière **arrondi**
Barre de carrossage réglable
(60 - 150 mm)
**Round back adjustable centre
of gravity**



XH120


Carrossage roues arrière

- ☒ XY390 Choisir un angle de carrossage (en degré)
Camber angle



Centre de gravité FIXE


- ☐ FXAXH090 Châssis arrière en V - Barre de carrossage fixe
(25-125 mm)
HT 421.00 €
TTC 444.16 € **V-style fixed centre of gravity**



FXAXH090

Carrossage roues arrière

- ☒ XY390 Choisir un angle de carrossage (en degré)
Camber angle



Options de barre de carrossage

- ☒ FXXFK227 Axe standard
(longueur 120 ou 130 mm)
Standard Axle pin (120 or 130mm)

- ☐ FXXFK226 Axe titane
HT 260.00 € (uniquement avec centre de gravité fixe FXAXH090)
TTC 274.30 € 100mm Titanium Axle pin (Fixed Axle Only)

- ☐ XK220 Axe à déverrouillage rapide en titane (paire)
HT 147.00 € (ND avec XK010, XK070 ou FXAXK226)
TTC 155.09 € Titanium 130mm quick release axle pins (pair)
(N/A with XK010, XK070 or FXAXK226)



- ☐ XK240 Extrémité d'axes pour tétra (paire)
HT 202.00 € (ND en combinaison avec FXAXK226)
TTC 213.11 € Quad release axle nuts (pair)
(N/A with FXAXK226)

Roulettes anti-bascule

- ☐ XJ010 Anti-bascule escamotable à GAUCHE
HT 182.00 € (uniquement avec centre de gravité réglable
avec châssis arrière carré, XH110)
TTC 192.01 €
(ND avec XH040)
**Swingaway anti tip LEFT side (Only with square
back frame. Not with XH040)**

- ☐ XJ020 Anti-bascule escamotable à DROITE
HT 182.00 € (uniquement avec centre de gravité réglable
avec châssis arrière carré, XH110)
TTC 192.01 €
(ND avec XH040)
**Swingaway anti tip RIGHT side (Only with square
back frame. Not with XH040)**

- ☐ XJ100 Anti-bascule SPORT - montage central
HT 560.00 € **Single sport anti tip (centre mounted)**
TTC 590.80 €

ROUES ARRIERE			
Diamètre de roues			
<input type="checkbox"/> XY420	24"	24" Wheels	<input type="checkbox"/> XY430
25"		25" Wheels	
Ecartement roues / châssis			
<input checked="" type="checkbox"/> XY460	Ecartement du haut de la roue au châssis Rear wheel gap		
	15 <input type="checkbox"/> 20 <input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/>	(en mm)	Personnalisé <input style="width: 80px;" type="text"/>
NB: Ecartement standard si rien précisé: 25mm. Autres sous réserve de faisabilité technique			
Type de roues arrière (choisir une seule option)			
<input type="checkbox"/> XK010	Sun Fusion 16 rayons (moyeu argent, rayons noirs) Fusion 16 spoke (Silver Hub, black spokes)		<input type="checkbox"/> XK320
			Spinergy XLX 12 rayons croisés HT 930.00 € Spinergy XLX 12 spoke TTC 981.15 €
<input type="checkbox"/> XK050	Spinergy LX 12 rayons HT 881.00 € Spinergy LX 12 spoke TTC 929.46 €		<input type="checkbox"/> XK060
			Spinergy SPOX 18 rayons HT 665.00 € Spinergy SPOX 18 spoke TTC 701.58 €
<input type="checkbox"/> XK150	Spinergy CLX 18, jante fibre de carbone, rayons plats, moyeu noir HT € 1,750.00 Spinergy CLX 18 carbon blade spoke TTC € 1,846.25		<input type="checkbox"/> XK070
			Spinergy BLXL 18 rayons plats, moyeu noir HT 930.00 € Spinergy BLXL 18 blade spoke TTC 981.15 € N/A IN SILVER HUB
(choisissez la couleur des rayons pour les roues Spinergy dans la section ci-dessous)			
Option de couleur pour RAYONS roue Spinergy:			
<input type="checkbox"/> Rayons noirs Black spokes	<input type="checkbox"/> Rayons blanc White spokes	<input type="checkbox"/> Rayons jaune Yellow spokes	<input type="checkbox"/> XK180
<input type="checkbox"/> Rayons rouge Red spokes	<input type="checkbox"/> Rayons bleu Blue spokes	<input type="checkbox"/> Rayons rose Pink spokes	Personnalisation coloris rayons HT 202.00 € Individual spoke design TTC 213.11 €
<input type="checkbox"/> Rayons violet Purple spokes	<input type="checkbox"/> Rayons orange Orange spokes	<input type="checkbox"/> Rayons vert Green spokes	Couleur rayons internes: <input style="width: 150px;" type="text"/>
			Couleur rayons externes: <input style="width: 150px;" type="text"/>
Option anodisation pour roue Spinergy: (si aucune option sélectionnée, roues livrées avec l'option "XK190 Moyeu noir")			
<input type="checkbox"/> XK190	Moyeu noir HT 111.00 € Black hub TTC 117.11 €		<input type="checkbox"/> XK200
			Moyeu argent HT 111.00 € (ND Spinergy BLXL/CLX) TTC 117.11 € Silver hub (n/a with BLXL/CLX)
<input type="checkbox"/> XK201	Moyeu/jante rouge HT 221.00 € (LX, XLX & BLX uniquement) TTC 233.16 € Red hub/rim (LX, XLX & BLXL only)		<input type="checkbox"/> XK202
			Moyeu/jante violet HT 221.00 € (LX, XLX & BLX uniquement) TTC 233.16 € Purple hub/rim (LX, XLX & BLXL only)
<input type="checkbox"/> XK203	Moyeu/jante bleu HT 221.00 € (LX, XLX & BLX uniquement) TTC 233.16 € Blue hub/rim (LX, XLX & BLXL only)		<input type="checkbox"/> XK204
			Moyeu/jante or HT 221.00 € (LX, XLX & BLX uniquement) TTC 233.16 € Gold hub/rim (LX, XLX & BLXL only)
Montage main-courantes			
<input type="checkbox"/> XY480	Montage étroit (std si aucune option sélectionnée) Narrow set handrim		<input type="checkbox"/> XY485
			Montage large Wide set handrim
<input type="checkbox"/> XL090	Découpe des pattes de fixation HT 132.00 € (recommandée si la distance entre le châssis et la roue est de 20 mm ou moins) TTC 139.26 € Remove excess mounting tabs		
Type de main-courantes - 6 pattes de fixation			
<input type="checkbox"/> XL010	Aluminium anodisé (std si aucune option sélectionnée) Aluminium hard anodised 6 tab		<input type="checkbox"/> XL040
			Titanium HT 303.00 € Titanium 6 tab TTC 319.67 €
<input type="checkbox"/> XL160	Ellipse HT 483.00 € Ellipse 6 tab (replacement for Surge) TTC 509.57 €		<input type="checkbox"/> XL035
			Natural Fit LT HT 488.00 € Natural Fit LT TTC 514.84 €
<input type="checkbox"/> XL020	Tetra grip HT 362.00 € Tetra grip 6 tab TTC 381.91 €		<input type="checkbox"/> XL150
			Carbolife Gekko HT 802.00 € Carbolife Gekko TTC 846.11 €
<input type="checkbox"/> XL100	Para grip HT 362.00 € Para grip 6 tab TTC 381.91 €		<input type="checkbox"/> XL170
			Carbolife Curve L (Noir) HT 784.00 € Carbolife Curve L (Black) TTC 827.12 €
NEW			
Pneus			
<input type="checkbox"/> XM010	Kenda haute pression Kenda		<input type="checkbox"/> Gris (Std)
			<input type="checkbox"/> Bleu Blue <input type="checkbox"/> Rouge Red
<input type="checkbox"/> XM130	Kenda noir HT 28.00 € Kenda black TTC 29.54 €		<input type="checkbox"/> XM060
			Schwalbe One (uniquement en 24" et 25") HT 123.00 € Schwalbe One (24", 25" only) TTC 129.77 €
<input type="checkbox"/> XM020	Schwalbe Marathon Plus HT 91.00 € Schwalbe Marathon Plus TTC 96.01 €		<input type="checkbox"/> XM050
			Kenda K885 MTB (uniquement en 24" et 25") HT 38.00 € Kenda K885 mountain bike tyre (24", 25" only) TTC 40.09 €
<input type="checkbox"/> XM040	Bandage Shox noir HT 146.00 € Shox solid airless (Black) TTC 154.03 €		
Types de valves pour chambre à air			
<input type="checkbox"/> XY500	Valve Schraeder, type auto (Standard si aucune option sélectionnée) Schraeder inner tube valve		<input type="checkbox"/> XY490
			Valve Presta, type vélo Presta inner tube valve
Accessoires pour roues arrière			
<input type="checkbox"/> XK310	Roues Offroad 24" avec mains-courantes, pneu MTB et axes (remplacent roues 26" avec XM010) HT 819.00 € Offroad wheel set 24" with handrim, MTB tyre and axle pins (Replaces 26" wheel with XM010) TTC 864.05 €		<input type="checkbox"/> XK300
			Roues Offroad 22" avec mains-courantes, pneu MTB et axes (remplacent roues 24" et 25" avec XM010) HT 819.00 € Offroad wheel set 22" with handrim, MTB tyre and axle pins (Replaces 24" and 25" wheel with XM010) TTC 864.05 €
<input type="checkbox"/> XK130	Flasque avec motif (paire) HT 355.00 € Spokeguard with design (pair) TTC 374.53 €		<input type="checkbox"/> XK145
			Flasque coloris noir brillant HT 355.00 € Black gloss spokeguards TTC 374.53 €
<input type="checkbox"/> Montée	<input type="checkbox"/> Non Montée	<input type="checkbox"/> Montée	<input type="checkbox"/> Non Montée
			Fitted Not fitted Fitted Not Fitted

PEINTURES ET FINITIONS DE CHASSIS**Châssis & Composants rapportés au châssis**

<input type="checkbox"/> XN010 Châssis - Peinture poudre époxy Powder coated frame	<input type="checkbox"/> XN150 Composants rapportés au châssis - Peinture poudre époxy (repose-pieds, barre de carrossage et protège-vêtements) (du coloris de châssis si autre coloris non précisé) Powder coated components (Frame colour if not specified)	
Châssis Composants <u>Brillant</u>	Châssis Composants <u>Mat</u>	Châssis Composants <u>Spécial</u>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Black gloss 103	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Black matt 105	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Chrome Mirror 300 - (1)
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> White gloss 100	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> White matt 101	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Sparkle silver 170
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Grey gloss 132	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Grey matt 131	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Metallic black matt 104
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Cream gloss 135	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Light grey matt 133	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Metallic grey matt 130
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Red gloss 108	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Navy blue matt 152	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Black sandpaper 201 - (1)
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Yellow gloss 120		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Grey sandpaper 202 - (1)
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Forest green gloss 143		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> White sandpaper 200 - (1)
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Green gloss 107		
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Dark blue gloss 151		
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Royal Blue gloss 154		
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Blue gloss 174		
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Duckegg blue gloss 141		
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Pink gloss 188		
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Orange gloss 180		
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Purple gloss 157		
<input type="checkbox"/> FXAXN030 Châssis - Finition brossée HT 306.00 € TTC 322.83 € (les composants rapportés au châssis seront de coloris noir mat si sauf si option XN160 sélectionnée) Brushed frame	<input type="checkbox"/> XN160 Composants rapportés au châssis - Finition brossée HT 125.00 € TTC 131.88 € (repose-pieds, barre de carrossage et protège-vêtements) Brushed components	
<input type="checkbox"/> FXAXN050 Châssis - Finition polie HT 777.00 € TTC 819.74 € (les composants rapportés au châssis seront de coloris noir brillant si sauf si option XN170 sélectionnée) Polished frame	<input type="checkbox"/> XN170 Composants rapportés au châssis - Finition polie HT 210.00 € TTC 221.55 € (repose-pieds, barre de carrossage et protège-vêtements) Polished components	

(1) Coloris non disponible pour les repose-pieds - Noir brillant de série

Couleurs de contraste - bouchons tête de fourches et fourches

<input type="checkbox"/> Finition noire Black accent	<input type="checkbox"/> Finition argent Silver accent
<input type="checkbox"/> Finition rouge Red accent	<input type="checkbox"/> Finition bleue Blue accent
<input type="checkbox"/> Finition violet Purple accent	<input type="checkbox"/> Finition carbone (uniquement pour le bouchon de tête de fourche; les autres éléments en noir) Carbon accent (Castor caps only, black for rest)

TOILE**Assise (un seul choix possible)**

<input type="checkbox"/> XP040 Toile d'assise réglable en tension par sangles (Standard si aucune option sélectionnée) Seat sling adjustable tension with straps	<input type="checkbox"/> XR050 Plaque d'assise fibre de carbone avec barre de renfort du châssis HT 429.00 € TTC 452.60 € Carbon fibre seat plate
---	---

Dossier (un seul choix possible)

<input type="checkbox"/> XP050 Toile de dossier réglable en tension par sangles Airtech Airtech backrest strap adjustable	<input type="checkbox"/> XP060 Toile intégrale en cuir réglable par sangles (noir) HT 440.00 € TTC 464.20 € Backrest upgrade to full leather (Black)
<input type="checkbox"/> XP070 Ailes de dossier: renforts en cuir (noir) (ND avec XG080) HT 155.00 € TTC 163.53 € Backrest upgrade to leather corners	

Options de couleur pour surpiqûre des toiles

<input type="checkbox"/> Argent (standard) Silver	<input type="checkbox"/> Noir Black	<input type="checkbox"/> Bleu Blue	<input type="checkbox"/> Couleur personnalisée Individual
<input type="checkbox"/> Rouge Red	<input type="checkbox"/> Orange Orange	<input type="checkbox"/> Violet Purple	<input type="text"/>

Options de couleur pour logo RGK

<input type="checkbox"/> Blanc (standard) White (Std)	<input type="checkbox"/> Vert Green	<input type="checkbox"/> Bleu Blue	<input type="checkbox"/> Couleur personnalisée Individual
<input type="checkbox"/> Rouge Red	<input type="checkbox"/> Orange Orange	<input type="checkbox"/> Violet Purple	<input type="text"/>

Options de couleur pour logo TIGA FX

<input type="checkbox"/> Blanc (standard) White (Std)	<input type="checkbox"/> Vert Green	<input type="checkbox"/> Bleu Blue	<input type="checkbox"/> Couleur personnalisée Individual
<input type="checkbox"/> Rouge Red	<input type="checkbox"/> Orange Orange	<input type="checkbox"/> Violet Purple	<input type="text"/>

Accessoires de dossier

<input type="checkbox"/> XP110 Pochette de dossier zippée HT 116.00 € TTC 122.38 € (uniquement avec XP050) Backrest with zip pocket	<input type="checkbox"/> XP170 Toile de dossier avec broderie personnalisée HT 174.00 € TTC 183.57 € (fournir fichier Jpeg et position) Page 11 Individual backrest embroidery
--	---

COUSSIN**Options mousse coussin**

- ☐ XP080 Coussin mousse avec housse nylon, sélectionner densité et épaisseur ci-dessous
HT 108.00 € **Cushion foam**
TTC 113.94 €
- ☐ densité souple (CMS040) **Soft (CMS040)** ☐ densité moyenne (CMS050) **Medium (CMS050)**
- ☐ Epaisseur 50 mm **50mm** ☐ Epaisseur 75 mm **75mm** ☐ Epaisseur 100 mm **100mm**

Options housse coussin

- ☐ XP085 Housse de coussin en nylon (noir) - ATTENTION: option XP080 obligatoire
Nylon cushion cover
- ☐ XP090 Housse de coussin en toile AirLite (noir - en remplacement de la housse nylon) - ATTENTION: option XP080 obligatoire
HT 87.00 € **Air Lite cushion cover**
TTC 91.79 €
- ☐ XP100 Housse de coussin en cuir (noir - en remplacement de la housse nylon) - ATTENTION: option XP080 obligatoire
HT 272.00 € **Leather cushion cover**
TTC 286.96 €

Coussin et Dossier JAY

- ☐ Coussin JAY - (Tarif selon modèle et taille) **JAY Cushion** ☐ Fiche de mesure du coussin JAY Jointe
- ☐ Dossier Coussin JAY - (Tarif selon modèle et taille) **JAY Backrest** ☐ Fiche de mesure du dossier JAY Jointe

ACCESSOIRES

- ☐ XR080 Roue avant FrontWheel
HT 924.00 € (uniquement avec repose-pieds tubulaire)
TTC 974.82 € **Frontwheel assembly** **(Only with Tubular style footrest)**
- ☐ XP120 Protections de cadre en néoprène (noir) avec fermeture zippée et logo TIGA
HT 95.00 € **(Protections en nylon noir pour fauteuil équipé de passants pour sangle mollets XR060)**
TTC 100.23 € **Frame protectors Neoprene zip fasten** **(Black)**
- ☐ XP420 Protections de cadre en nylon (noir) avec fermeture velcro
HT 64.00 € **(Protections en nylon noir pour fauteuil équipé de passants pour sangle mollets XR060)**
TTC 67.52 € **Frame protectors Nylon velcro fasten** **(Black)**
- ☐ XR010 Pochette d'assise noire avec velcro
HT 51.00 € **Seat pouch velcro attach** **(Black)**
TTC 53.81 €
- ☐ XR200 Sac à dos pour fauteuil avec logo RGK (noir)
HT 86.00 € **Rucksack with RGK logo** **(Black)**
TTC 90.73 €
- ☐ XR100 Sac de stockage FX
HT 427.00 € **FX carry bag**
TTC 450.49 €
- ☒ XR090 Kit outils
Tool kit
- ☒ XS060 Sangle mollets
Calf strap

Veuillez fournir le fichier au format .JPG et la position souhaitée de la broderie



FABRICATIONS SPECIALES* (veuillez préciser ci-dessous le(s) numéro(s) de page et les détails auxquels s'applique la demande hors spécification.

OFF SPEC REQUEST
APPROVED (for internal RGK
office only)

1

RGK Internal Sign-off

* Les demandes de fabrications spéciales nécessitent une étude de faisabilité qui peut augmenter le prix de la commande et le délai de fabrication. Toute demande de dimension, d'option ou de cadre ne figurant pas sur le bon de commande sera traitée comme une demande de fabrication spéciale.