

Krypton R

FRMA


Classement Nomenclature LPPR

Grande Classe :	VPH Modulaires à Propulsion Manuelle ou à Pousser
Dénomination Catégorie :	Fauteuils Roulants Modulaires à Propulsion Manuelle Configurables
Acronyme :	FRMA
Code Individuel :	9543541
LPPR / PLV :	6 276.00 €

Prescripteurs

- Médecins Spécialistes MPR
- Médecins Titulaires d'un DU Appareillage
- Ergothérapeutes (tous domaines d'activité)

Adjonctions Disponibles

Code	Désignation	LPPR/PLV € TTC
4510004	PAP, forfait A - adjonctions membres supérieurs	600,00 maximum
9940118	PAP, forfait B - adjonctions membres inférieurs	600,00 maximum
9968714	Levier de basculement	25,00



BON DE COMMANDE PROFESSIONNEL

OF_Krypton R_FR_Rev1_122025
 Sous réserve de modifications techniques, erreurs ou omissions

Adresse facturation ou Code client			Adresse Livraison		Identique facturation	
Code client:			Code client:			
Magasin:			Magasin:			
Rue:			Rue:			
Ville/CP:			Ville/CP:			
E-Mail:			E-Mail:			
Tél:			Tél:			
Informations			Poids Utilisateur			
Commande	Devis	Built-4-Me®	Poids max. Utilisateur: 125 kg			
N° Commande.:			Poids Uti.: kg			
Art. No.: 77000001			Code Individuel LPPR : 9543541			
Date:	Jour	Mois	Année			

Prix Public TTC (LPPR / PLV)

€ 6 276,00

KRYPTON R

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Poids max Utilisateur	125 kg	Garantie	24 mois hors pièces d'usure
Poids total* - à partir de	6,4 kg	Crash-testé	non
Poids transport** - à partir de	3,65 kg	Marquage CE	oui
Type de châssis	Rigide	Nous nous réservons une tolérance de +/- 1 cm à la livraison sur : largeur et profondeur d'assise, hauteurs d'assise avant et arrière, hauteur de dossier et longueur de jambes.	
Potences	Fixes		
Matériau	Carbone		

* Poids total : poids du fauteuil dans la configuration la plus légère possible. Ce poids varie en fonction de la configuration choisie lors de la commande.

** Poids de transport : sans roues arrière, sans coussin, sans potences

Légende et abréviations

● = Configuration de base

△ = Option

PEC = Prise En Charge

PAP = Produit d'Aide à la Posture

□ Veuillez sélectionner toutes les options choisies par une croix dans les cases

Codes options suivies de (L) = options les plus légères de la catégorie

Codes options suivies de (R) = options rajoutant 500 g (mini) au fauteuil

MODELE

77000001

☐ KRYPTON R

Prix € HT

Prix € TTC

Code

LPPR/PLV

5 948,82

6 276,00


9543541

6 276,00

DIMENSIONS D'ASSISE

		Largeur d'assise en cm (LS)							
		32	34	36	38	40	42	44	46
Profondeur d'assise en cm (PS)	34	○	○	○	○	○	○	○	○
	36	○	○	○	○	○	○	○	○
	38	○	○	○	○	○	○	○	○
	40	○	○	○	○	○	○	○	○
	42	○	○	○	○	○	○	○	○
	44	○	○	○	○	○	○	○	○
	46	○	○	○	○	○	○	○	○
	48	○	○	○	○	○	○	○	○


Mesure largeur d'assise :
extérieur tubes d'assise
largeur d'assise



		Hauteur sol / siège avant en cm (H S/S)														
		Fourche	Châssis	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55
3"	111 mm	bas	bas	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	115 mm			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Frog Leg			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Monobras			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	111 mm	haut	haut	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	115 mm			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
4"	Frog Leg			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Monobras			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	111 mm	bas	bas	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	115 mm			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Frog Leg			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Monobras			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
5"	111 mm	bas	bas	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	115 mm			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Frog Leg			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Monobras			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	111 mm	haut	haut	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	115 mm			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
6"	Frog Leg			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Monobras			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Châssis haut

Châssis bas



IMPORTANT :

AUCUN dispositif tiers (ex: aide à la propulsion) de marque Sunrise ou autre, ne peut être installé sur le KRYPTON R, au risque d'endommager le carbone et de rendre la garantie caduque.

Fourches Frog Leg et monobras = voir prix de l'option dans rubrique "Roues directrices et fou

KRYPTON R

● = Configuration de base

△ = Option

(L) option la plus légère

(+) option ajoutant + 500 g mini. au poids du fauteuil

HAUTEURS D'ASSISE ARRIERE

Hauteur d'assise arrière réglable +/- 1 cm. Différence maximale revendiquée, entre hauteur d'assise avant et arrière : 11 cm

Attention: avec hauteurs d'assise de 46 cm à 50 cm, la largeur entre protège-vêtements augmente de 3,5 cm

Hauteur d'assise en cm

Roues arrière	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
24"	○ (1)	○ (2)	○ (2)	○	○	○	○	○	○	○	○	○ (3)	
25"		○ (1)	○ (2)	○ (2)	○	○	○	○	○	○	○	○	○ (3)

(1) aucun réglage possible (2) aucun réglage inférieur possible. Uniquement + 1 cm possible

(3) aucun réglage supérieur possible. Uniquement - 1 cm possible

SIEGE

Prix € HT

Prix € TTC

Code

LPPR/PLV

Sangles d'assise

KRR020012	<input type="checkbox"/> 'Airflow' avec pochette	●	●	-	-
KRR020017	<input type="checkbox"/> 'Airflow' avec double pochette (LS mini 36 cm)	△	△	-	-
KRR020018	<input type="checkbox"/> 'Airflow' avec pochette+pochette catheter (LS mini 36 cm)	△	△	-	-
KRR020019 (L)	<input type="checkbox"/> 'Airflow' ultra-légère sans pochette, poids max Ut. 85 kg uniquement pour largeurs d'assise de 32 à 40 cm (inclus)	△	△	-	-
JSIxxxx	<input type="checkbox"/> Plaque d'assise rigide pour coussin (1)	△	△	-	-

COUSSINS DE POSITIONNEMENT

Prix € HT

Prix € TTC

Code

LPPR/PLV

JAY020007	<input type="checkbox"/> Jay Easy Fluid, base incurvée - Livré avec 2 housses, incontinence	369,67	390,00	9940118	PEC - PAP 600,00
JAYxxx	<input type="checkbox"/> Kit éléments de positionnement incluant cales d'obliquité (paire) et biseau crural	50,24	53,00		
APB5110	<input type="checkbox"/> Ceinture 2 points, largeur 25 mm	85,31	90,00		
APB7210	<input type="checkbox"/> Ceinture 2 points, largeur 40 mm	85,31	90,00		
APB7310	<input type="checkbox"/> Ceinture 2 points, largeur 50 mm	85,31	90,00		
JAY020004	<input type="checkbox"/> Jay Lite, base incurvée - Livré avec 2 housses, aérée	442,65	467,00	9940118	PEC - PAP 600,00
JL wwd P	<input type="checkbox"/> Kit éléments de positionnement incluant cales d'adduction (paire) et butée d'adduction	50,24	53,00		
APB5110	<input type="checkbox"/> Ceinture 2 points, largeur 25 mm	85,31	90,00		
APB7210	<input type="checkbox"/> Ceinture 2 points, largeur 40 mm	85,31	90,00		
APB7310	<input type="checkbox"/> Ceinture 2 points, largeur 50 mm	85,31	90,00		
JAY020001	<input type="checkbox"/> Jay Easy Visco, base incurvée - Livré avec 2 housses, incontinence	389,57	411,00	9940118	PEC - PAP 600,00
JAYxxx	<input type="checkbox"/> Kit éléments de positionnement incluant cales pelviennes (paire) et biseau crural	50,24	53,00		
APB5110	<input type="checkbox"/> Ceinture 2 points, largeur 25 mm	85,31	90,00		
APB7210	<input type="checkbox"/> Ceinture 2 points, largeur 40 mm	85,31	90,00		
APB7310	<input type="checkbox"/> Ceinture 2 points, largeur 50 mm	85,31	90,00		

DOSSIERS DE POSITIONNEMENT

Prix € HT

Prix € TTC

Code

LPPR/PLV

<input type="checkbox"/> Dossier Jay J3	(ND avec tubes dossier carbone)	568,72	600,00	4510004	PEC - PAP 600,00
---	---------------------------------	--------	--------	---------	------------------

Jay J3 - GALBE PEU PROFOND (SC) - Enveloppement 5 cm

H= hauteur du dossier

Thoracique moyen (MT):	<input type="checkbox"/> JAY030010 (M) H: 34 cm	<input type="checkbox"/> JAY030033 (T) H: 38 cm	
Thoracique supérieur (UT):	<input type="checkbox"/> JAY030012 (S) H: 42 cm	<input type="checkbox"/> JAY030019 (M) H: 46 cm	<input type="checkbox"/> JAY030025 (T) H: 50 cm
Maintien haut (SH):	<input type="checkbox"/> JAY030015 (S) H: 53 cm	<input type="checkbox"/> JAY030022 (M) H: 57 cm	<input type="checkbox"/> JAY030028 (T) H: 61 cm

Jay J3 - GALBE MOYEN (MC) - Enveloppement 8 cm

Thoracique moyen (MT):	<input type="checkbox"/> JAY030011 (M) H: 34 cm	<input type="checkbox"/> JAY030018 (T) H: 38 cm	
Thoracique supérieur (UT):	<input type="checkbox"/> JAY030013 (S) H: 42 cm	<input type="checkbox"/> JAY030020 (M) H: 46 cm	<input type="checkbox"/> JAY030026 (T) H: 50 cm
Maintien haut (SH):	<input type="checkbox"/> JAY030016 (S) H: 53 cm	<input type="checkbox"/> JAY030023 (M) H: 57 cm	<input type="checkbox"/> JAY030029 (T) H: 61 cm

☐ Dossier Jay J3 CARBON

(ND avec tubes dossier carbone)

1 070,14

1 129,00

4510004

PEC - PAP 600,00

Jay J3 CARBON - GALBE PEU PROFOND - Enveloppement 5 cm

Thoracique bas:	<input type="checkbox"/> JAY060001 (S) H: 17 cm	<input type="checkbox"/> JAY060002 (T) H: 24 cm
Thoracique moyen:	<input type="checkbox"/> JAY060003 (S) H: 30 cm	<input type="checkbox"/> JAY060004 (T) H: 38 cm

JAY020001	<input type="checkbox"/> Appui-tête Whitmyer, barre AXYS	261,65	276,04	4510004	PEC-PAP: 600,00
-----------	--	--------	--------	---------	-----------------

(1) Disponibilité selon tailles

 **SUNRISE**
MEDICAL
www.SunriseMedical.fr

3/7

KRYPTON R


● = Configuration de base

△ = Option


(L) option la plus légère

(+) option ajoutant + 500 g mini. au poids du fauteuil


DOSSIER		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV																
KRR030001	<input type="checkbox"/> Dossier standard, tubes aluminium noir Sélectionner un pré-réglage (cm) parmi les plages ci-dessous : Réglage en hauteur possible pour les plages, 25-30 cm, 30-40 cm, 40-45 cm <table><tr><th>25 - 30</th><th>30 - 35</th><th>35 - 40</th><th>40 - 45</th></tr><tr><td><input type="radio"/> 25 cm</td><td><input type="radio"/> 30 cm</td><td><input type="radio"/> 35 cm</td><td><input type="radio"/> 40 cm</td></tr><tr><td><input type="radio"/> 27,5 cm</td><td><input type="radio"/> 32,5 cm</td><td><input type="radio"/> 37,5 cm</td><td><input type="radio"/> 42,5 cm</td></tr><tr><td><input type="radio"/> 30 cm</td><td><input type="radio"/> 35 cm</td><td><input type="radio"/> 40 cm</td><td><input type="radio"/> 45 cm</td></tr></table>	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	<input type="radio"/> 25 cm	<input type="radio"/> 30 cm	<input type="radio"/> 35 cm	<input type="radio"/> 40 cm	<input type="radio"/> 27,5 cm	<input type="radio"/> 32,5 cm	<input type="radio"/> 37,5 cm	<input type="radio"/> 42,5 cm	<input type="radio"/> 30 cm	<input type="radio"/> 35 cm	<input type="radio"/> 40 cm	<input type="radio"/> 45 cm	●	●	-	-
25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45																		
<input type="radio"/> 25 cm	<input type="radio"/> 30 cm	<input type="radio"/> 35 cm	<input type="radio"/> 40 cm																		
<input type="radio"/> 27,5 cm	<input type="radio"/> 32,5 cm	<input type="radio"/> 37,5 cm	<input type="radio"/> 42,5 cm																		
<input type="radio"/> 30 cm	<input type="radio"/> 35 cm	<input type="radio"/> 40 cm	<input type="radio"/> 45 cm																		
KRR030006 (L)	<input type="checkbox"/> Dossier carbone, hauteur fixe. (ND dossiers Jay) <input type="checkbox"/> 25 cm <input type="checkbox"/> 27,5 cm <input type="checkbox"/> 30 cm <input type="checkbox"/> 32,5 cm <input type="checkbox"/> 35 cm <input type="checkbox"/> 37,5 cm <input type="checkbox"/> 40 cm <input type="checkbox"/> 42,5 cm <input type="checkbox"/> 45 cm Types de dossier <input type="checkbox"/> Réglable en angle NON rabattable sur l'assise (-31° à + 15°) (3) <input type="checkbox"/> Réglable en angle et rabattable sur l'assise (-31° à + 15°) (3) <input type="checkbox"/> Réglable en angle rabattable sur l'assise AVEC verrouillage en position rabattue Coloris platine dossier <input type="checkbox"/> Noir <input type="checkbox"/> Orange <input type="checkbox"/> Argent <input type="checkbox"/> Bleu <input type="checkbox"/> Rouge Toiles de dossier EXO Evo - (ND dossiers JAY) KRR030316 <input type="checkbox"/> Toile EXO Evo, noire, réglable en tension, pochette Coloris galon <input type="checkbox"/> Noir <input type="checkbox"/> Orange <input type="checkbox"/> Argent <input type="checkbox"/> Bleu <input type="checkbox"/> Rouge KRR030317 <input type="checkbox"/> Toile EXO Evo Pro noire, rembourrée, réglable, aérée, pochette Coloris galon <input type="checkbox"/> Noir <input type="checkbox"/> Orange <input type="checkbox"/> Argent <input type="checkbox"/> Bleu <input type="checkbox"/> Rouge KRR030005 (L) <input type="checkbox"/> Toile EXO Evo Ultra, ultra-légère, réglable, noire , pochette sans zip Coloris galon <input type="checkbox"/> Noir <input type="checkbox"/> Orange <input type="checkbox"/> Argent <input type="checkbox"/> Bleu <input type="checkbox"/> Rouge	460,66	486,00	4550001	PEC sur devis																
PROTEGE-VETEMENTS ET ACCOUDOIRS		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV																
KRR040101 (L)	<input type="checkbox"/> Protège-vêtements carbone "slim", noir - petite hauteur (1)	●	●	-	-																
KRR040102	<input type="checkbox"/> Protège-vêtements aluminium, noir mat	△	△	-	-																
KRR040103	<input type="checkbox"/> Garde boue aluminium, noir mat (HS/S mini 39 cm)	●	●	-	-																
KRR040104	<input type="checkbox"/> Garde boue carbone (HS/S mini 39 cm)	△	△	-	-																
KRR040107	<input type="checkbox"/> Protège-vêtements composite et amovible, noir	●	●	-	-																
Accoudoirs KRR040052 (+) <input type="checkbox"/> Réglables en hauteur avec outils et amovibles (33cm) (2) KRR040117 (+) <input type="checkbox"/> Accoudoirs tube, escamotables latéralement, amovibles		187,68	198,00	4550001	PEC sur devis																
CHASSIS		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV																
Longueur de châssis KRR010206 <input type="checkbox"/> Standard KRR010207 <input type="checkbox"/> Long (ND PS 48cm) (longueur totale + 2 cm) Angle de châssis avant KRR010012 <input type="checkbox"/> Châssis 100° KRR010013 <input type="checkbox"/> Châssis Performance 92° Ajustement de châssis avant KRR010101 INDISPONIBLE TEMPORAIREMENT : Ajustement: Small (- 1 cm/côté) KRR010103 <input type="checkbox"/> Ajustement: Performance (- 3 cm/côté) - ND avec LS 32 cm Position support de fourche KRR010301 <input type="checkbox"/> Position déportée (pour plus de stabilité) KRR010302 <input type="checkbox"/> Position étroite (plus compact à l'avant) Non disponible avec profondeurs d'assise < à 40 cm (Voir recommandations page suivante)																					




KRR030316




KRR030317




KRR030005




KRR040101



KRR040107



KRR010301



KRR010302



KRR030316



KRR030317



KRR030005




KRR040101



KRR040107



KRR010301



KRR010302

(1) Avec roues 24": hauteur assise arrière mini 41 cm - avec roues 25": hauteur assise arrière mini 43 cm

(2) Uniquement avec centre de gravité 5,6 cm

(3) Platine de dossier noire

(4) ND avec poignées réglables en hauteur, ND avec dossier Jay J3, ND avec ceinture de positionnement

SUNRISE
MEDICAL
www.SunriseMedical.fr

KRYPTON R

● = Configuration de base

△ = Option

(L) option la plus légère

(+) option ajoutant + 500 g mini. au poids du fauteuil

ENSEMBLE REPOSE-PIEDS		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
Palettes					
KRR050029 (L)	<input type="checkbox"/> Tube, légère, aluminium	●	●	-	-
KRR050030	<input type="checkbox"/> Tube, légère, aluminium, avec plaque	△	△	-	-
KRR050025	<input type="checkbox"/> Monobloc légère réglable en angle et profondeur, composite noir, sangle mollets	△	△	-	-
KRR050024	<input type="checkbox"/> Monobloc légère réglable en angle et profondeur, alu (noir mat) sangle mollets	△	△	-	-
KRR050026	<input type="checkbox"/> Monobloc légère réglable en angle et profondeur, carbone, sangle mollets	△	△	-	-
KRR050125	<input type="checkbox"/> Monobloc alu Performance, réglable en angle (1) sangle mollets	△	△	-	-
KRR050128	<input type="checkbox"/> Monobloc composite, réglable en angle et profondeur, sangle mollets rabattable vers l'arrière ND avec roues avant 4" - Poids max Utilisateur: 75 kg	218,01	230,00	4550001	PEC sur devis
KRR050127	<input type="checkbox"/> Cales latérales (uniquement avec palette monobloc légère)	83,41	88,00	4550001	PEC sur devis
Longueur de jambes (sur fauteuil: distance toile d'assise à palette) <input type="checkbox"/> 36 cm <input type="checkbox"/> 37 cm <input type="checkbox"/> 38 cm <input type="checkbox"/> 39 cm <input type="checkbox"/> 40 cm <input type="checkbox"/> 41 cm <input type="checkbox"/> 42 cm <input type="checkbox"/> 43 cm <input type="checkbox"/> 44 cm <input type="checkbox"/> 45 cm <input type="checkbox"/> 46 cm <input type="checkbox"/> 47 cm <input type="checkbox"/> 48 cm <input type="checkbox"/> 49 cm <input type="checkbox"/> 50 cm <input type="checkbox"/> 51 cm La longueur de jambes doit être 3 cm de moins que la hauteur d'assise avant					
ROUES MOTRICES		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
Position centre de gravité				-	-
<input type="checkbox"/> 5,60 cm <input type="checkbox"/> 6,80 cm <input type="checkbox"/> 8,00 cm <input type="checkbox"/> 9,20 cm <input type="checkbox"/> 10,40 cm				-	-
Roues (poids Utilisateur > à 100 kg nous recommandons les roues rayonnage croisé)				-	-
KRR070001 (+)	<input type="checkbox"/> Standards, rayonnage croisé (ND 25")	●	●	-	-
KRR070002	<input type="checkbox"/> Moyeu design rayonnage droit (ND 25")	△	△	-	-
KRR070003	<input type="checkbox"/> Légères	△	△	-	-
KRR070004 (L)	<input type="checkbox"/> Proton (poids max Utilisateur: 80 kg)	△	△	-	-
KRR070005	<input type="checkbox"/> Spinerger 18 rayons noirs, moyeux argent	△	△	-	-
KRR070007	<input type="checkbox"/> Spinerger LX 12 rayons noirs, moyeux noirs	837,91	884,00	4550001	PEC sur devis
Pneu					
KRR070101	<input type="checkbox"/> Profil fin, Right run (ND 25")	●	●	-	-
KRR070107 (L)	<input type="checkbox"/> Schwalbe ONE	●	●	-	-
KRR070102 (+)	<input type="checkbox"/> Bandage noir	△	△	-	-
KRR070104 (+)	<input type="checkbox"/> Marathon Plus Evolution	△	△	-	-
Barre de carrossage CARBONE (pour 0° et 3°)					
KRR070049 (L)	<input type="checkbox"/> 0° ultra-léger, aucun réglage possible (2)	●	●	-	-
KRR070600	<input type="checkbox"/> 0° réglage +/- 15mm	●	●	-	-
KRR070603	<input type="checkbox"/> 3 ° réglage +/- 15 mm	●	●	-	-
KRR070606 (+)	<input type="checkbox"/> 6° réglage +/- 15mm Barre de carrossage et support d'axe en aluminium uniquement	●	●	-	-
Flasques - 24" (ND avec roues Spinerger)					
KRR070831	<input type="checkbox"/> Transparent	△	△	-	-



KRR050029



KRR050125

(1) ND avec LS 32 cm et ajustement de châssis -3cm/côté

(2) Canon d'axe de carrossage collé dans la barre de carrossage. Aucun réglage possible

KRYPTON R

● = Configuration de base

△ = Option


(L) option la plus légère

(+) option ajoutant + 500 g mini. au poids du fauteuil

SYSTÈME DE CONDUITE				Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
Main-courantes							
KRR070201 (L)	<input type="checkbox"/> Alu, argent vernis	KRR070202 (L)	<input type="checkbox"/> Alu, argent anodisé	●	●	-	-
KRR070204 (+)	<input type="checkbox"/> Inox poli			△	△	-	-
KRR070205	<input type="checkbox"/> Titane	KRR070206	<input type="checkbox"/> Titane traité	235,07	248,00	4550001	PEC sur devis
KRR070207 (+)	<input type="checkbox"/> Anti-dérapante			△	△	-	-
KRR070208 (+)	<input type="checkbox"/> Maxgreep (ND 25")			443,60	468,00	4550001	PEC sur devis
KRR070212 (+)	<input type="checkbox"/> Ellipse 3R, noire (main-courantes ergonomiques, bande de caoutchouc, grip maximal)			△	△	-	-
KRR070250	<input type="checkbox"/> Protection de main-courante (ND 25")			△	△	-	-
Montage main-courantes							
KRR070317	<input type="checkbox"/> Montage standard (12-17 mm)			●	●	-	-
KRR070327	<input type="checkbox"/> Montage écarté (27 mm) (ND MC Maxgrepp)			△	△	-	-
KRR070307	<input type="checkbox"/> Montage très rapproché (7 mm) (uniquement MC inox) (3)			△	△	-	-
Poignées de poussée							
KRR030200 (L)	<input type="checkbox"/> Sans poignées			△	△	-	-
KRR030201	<input type="checkbox"/> Poignées standards			●	●	-	-
KRR030203	<input type="checkbox"/> Escamotables - à partir de HD 32.5 cm			△	△	-	-
KRR030204 (+)	<input type="checkbox"/> Réglables en hauteur - à partir de HD 32,5 cm ND avec dossier tubes carbone			270,14	285,00	4550001	PEC sur devis
KRR030205 (+)	<input type="checkbox"/> Réglables en hauteur pour dossier JAY - à partir de HD 32,5 cm dossier standard - ND avec dossier tubes carbone			291,94	308,00	4550001	PEC sur devis
ROUES DIRECTRICES ET FOURCHES				Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
KRR080301	<input type="checkbox"/> Bandage <input type="checkbox"/> 3" <input type="checkbox"/> 4" <input type="checkbox"/> 5" <input type="checkbox"/> 6" ND avec fourches monobras			●	●	-	-
KRR080302	<input type="checkbox"/> Softroll <input type="checkbox"/> 5" <input type="checkbox"/> 6" (ND fourches monobras)			●	●	-	-
Jante aluminium							
KRR080304	<input type="checkbox"/> Bandage <input type="checkbox"/> 4" <input type="checkbox"/> 5" (coloris jantes: argent)			△	△	-	-
KRR080306	<input type="checkbox"/> Softroll <input type="checkbox"/> 4" <input type="checkbox"/> 5" (coloris jantes: argent)			△	△	-	-
Fourches							
KRR080013 (L)	<input type="checkbox"/> Carbotecture - 111 mm - Coloris noir			●	●	-	-
KRR080029	<input type="checkbox"/> Aluminium - 115 mm Coloris: noir Options de couleur <input type="checkbox"/> Argent			● △	● △	- -	- -
KRR080008	<input type="checkbox"/> Monobras alu 111 mm - uniquement avec roues 4" & 5" jante alu softroll et bandage (option) Coloris: noir Options de couleur <input type="checkbox"/> Argent			199,05	210,00	4550001	PEC sur devis
KRR080007 (+)	<input type="checkbox"/> Fourches suspensions Frog Leg, noires avec roues 4", 5" bandage et jantes alu			600,95	634,00	4550001	PEC sur devis
SYSTÈME D'IMMOBILISATION (paire)				Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
KRR060001	<input type="checkbox"/> Freins standards			●	●	-	-
KRR060002	<input type="checkbox"/> Freins à débattement court			△	△	-	-
KRR060010	<input type="checkbox"/> Rallonges de freins rabattables avec freins à débattement court			△	△	-	-
KRR060023	<input type="checkbox"/> Freins compacts EVO			△	△	-	-
KRR060024 (L)	<input type="checkbox"/> Freins compacts légers EVO (2)			△	△	-	-
KRR060006 (+)	<input type="checkbox"/> Frein unilatéral, activation à gauche			246,45	260,00	4550001	PEC sur devis
KRR060007 (+)	<input type="checkbox"/> Frein unilatéral, activation à droite			246,45	260,00	4550001	PEC sur devis



Carbotecture



monobras



Frein compact léger

(2) Ajustement du centre de gravité +/- 2 cm

(3) Montage rapproché : ND pour roues Spinergy, Proton, Légères avec main courante inox --- ND avec MC Maxgreep

SUNRISE MEDICAL
www.SunriseMedical.fr

KRYPTON R

● = Configuration de base

△ = Option

(L) option la plus légère

(+) option ajoutant + 500 g mini. au poids du fauteuil

ACCESSOIRES RAPPORTES AU CHASSIS		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
<input type="checkbox"/> Levier arrière de basculement (ND avec KRR090005/4/6)					
KRR090002 <input type="checkbox"/> Droite KRR090001 <input type="checkbox"/> Gauche		23,70	25,00	9968714	25,00
KRR090009 <input type="checkbox"/> Porte canne avec Velcro (incluant levier arrière de basculement)		92,89	98,00	4550001	PEC sur devis
(+) <input type="checkbox"/> Roulette anti-bascul "active" relevable (1) (pouvant être actionnée par l'utilisateur)		142,18	150,00	4550001	PEC sur devis
KRR090008 <input type="checkbox"/> Droite KRR090033 <input type="checkbox"/> Gauche					
<input type="checkbox"/> Roulette anti-bascul escamotable (ND avec KRR090002/1/3)		●	●	-	-
KRR090005 <input type="checkbox"/> Droite KRR090004 <input type="checkbox"/> Gauche					
KRR090007 (+) <input type="checkbox"/> Roulettes anti-bascul endiquetables (paire)		115,64	122,00	4550001	PEC sur devis
KRR090010 (+) <input type="checkbox"/> Roulettes de transit (paire) (1)		230,33	243,00	4550001	PEC sur devis
KRR090031 (+) <input type="checkbox"/> Suspension jusqu'à 70 kg (2)		1 059,72	1 118,00	4550001	PEC sur devis
KRR090032 (+) <input type="checkbox"/> Suspension jusqu'à 120 kg (2)		1 059,72	1 118,00	4550001	PEC sur devis
ACCESSOIRES		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
KRR090018 <input type="checkbox"/> Ceinture à boucle (ND avec dossier carbone)		△	△	-	-
KRR090000 ● Kit outils		●	●	-	-
FINITION TUBES DE CHASSIS		Prix HT	Prix TTC	Code	LPPR/PLV
KRR100139 <input type="checkbox"/> Carbone naturel, sans vernis		●	●	-	-
Note: barre de carrossage, supports d'axe, croisillon et tubes de dossier carbone: finition avec vernis transparent brillant					
COLORIS STICKERS LOGO QUICKIE ET KRYPTON F		Prix HT	Prix TTC	Code	LPPR/PLV
KRR100550 <input type="checkbox"/> Noir KRR100553 <input type="checkbox"/> Rouge		●	●	-	-
KRR100551 <input type="checkbox"/> Argent KRR100554 <input type="checkbox"/> Bleu		●	●	-	-
KRR100552 <input type="checkbox"/> Orange		●	●	-	-
Aucun choix de couleur de stickers possible lorsque l'option "adhésif graphique" est sélectionnée					
Sticker "Quickie" argent au lieu de noir en combinaison avec l'option protège-vêtement/garde boue carbone					

PRIX TOTAL

IMPORTANT:

AUCUN dispositif tiers (ex: aides à la propulsion) de marque Sunrise ou autre, ne peut être installé sur le Krypton F, au risque d'endommager le carbone et de rendre la garantie caduque.

- (1) ND avec KRR07049: canon d'axe de carrossage 0°, ultraléger
 (2) ND avec support roues arrière et barre de carrossage carbone, fauteuil fabriqué avec support et barre de carrossage en aluminium. Uniquement avec centre de gravité de 5,60 cm.

Krypton R

POIDS

Nous souhaitons être très transparent sur le poids. Les informations suivantes vous permettront de savoir comment atteindre un poids de fauteuil de 6,2 kg et comment commander la configuration la plus légère possible pour votre Krypton R.

Configuration Krypton R: 6,2 kg Poids de transport (sans roues arrière): 3,65 kg

Châssis: haut, 92°, ajustement -3 cm par côté, largeur d'assise: 36 cm, profondeur d'assise: 40 cm. Hauteurs d'assise: avant 47 cm, arrière 42 cm. Toile d'assise Airflow ultralégère.

Freins : compacts légers

Palette: tube sans plaque



Dossier: dossier carbone, toile EXO Evo Ultra, sans poignées de poussée

Protège-vêtements: carbone "slim"

Roues arrière: Proton 24" Proton, main-courantes alu (anodisé ou vernis) et pneus Schwalbe One

Fourches et roues : carbotecture 111 mm, roues 3"

Note: Tolérance de 5% si

ontage (pneus, roues avant etc...)

GUIDE - POIDS OPTIONS

La plupart des options ajoutent du poids au fauteuil. Pour vous aider à commander le fauteuil le plus léger possible, nous vous indiquons les options qui ajoutent du poids :

(L) : indique l'option la plus légère

(+) : indique que l'option ajoute plus de 500 g au poids du fauteuil en comparaison des options légères de la gamme

OPTIONS LEGERES DU KRYPTON R

Nous avons développé plusieurs options pour le Krypton R pour un gain de poids sans compromettre l'utilisation au quotidien, le confort et la durabilité



Dossier carbone (KRR030006): dossier entièrement en carbone avec barre de poussée très proche de la toile de dossier : 20mm. (-100 g comparé au dossier standard)



Toile d'assise "airflow" ultralégère (KRR020019): réglable avec boucles composite et sangles légères (poids max. utilisateur 85 kg) (-100 g comparé à la toile d'assise "airflow")



EXO Evo Ultra (KRR030005): version légère de la toile EXO Evo. Rembourrage mousse EVA, sangles réglables en tension. Pochette sans zip. (-160 g comparé à la toile standard EXO Evo)



Canon d'axe ultraléger (KRR070049): (uniquement carrossage 0°): collé dans le tube de carrossage, aucun réglage possible (-160 g comparé au canon d'axe de carrossage réglable KRR070600 / 603)