

FRMC



Yes, you can.®

La version bariatrique de
l'Action 4 NG

Poids max utilisateur : 160 kg

Prix public TTC (LPPR/PLV)

3 303,53 € TTC

Forfait MAD1 Niveau 2 : 250,00 € (LPPR)

Forfait de livraison : 50,00 (LPPR)

Action^{NG} FamilyUNIQUE
Designed by you. Built by us.

BP Bodypoint

matrix[®]
SCIENCE OF SEATINGVICAIR[®]

Informations client

Date :

Référence d'achat :

Code client :

Cachet du distributeur :



Caractéristiques produit

Type de châssis	Pliant par double croisillon
Matière	Aluminium
Dossier	Fixe ou inclinable
Largeur d'assise	De 505 mm à 605 mm
Potences	Escamotables et amovibles
Poids total	A partir de 20,2 kg
Crash-testé	Oui (avec option 1175)
Positionnement	Compatible avec les produits Vicair , Matrix et Bodypoint
Poids max utilisateur	160 kg
Garantie	2 ans hors pièces d'usure

Commandes



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre **e-commerce** dans votre **espace Invacare Pro** sur www.invacare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com

Les codes et montants LPPR/PLV sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas Invacare®. Les tarifs publics et les options sans supplément de prix sont donnés à titre indicatif et peuvent être revus sans délai pour toute nouvelle commande.

Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités et avec les derniers tarifs en vigueur.

☐ Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases

☒ Configuration standard


☐ Option sans supplément de prix

Invacare® Action® ⁴ _{NG} XLT			Euros				
			Prix Public		LPPR/PLV		
			HT	TTC			
CODE		DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	HT	TTC		
CKR0014	☐	Invacare® Action® ⁴ _{NG} XLT FRMC - Code LPPR : 9575297 <i>Si le poids du patient est supérieur à 150 kg, possibilité de bénéficier du code LPPR VPH FRM, supplément pour fauteuil roulant bariatrique : 9998193 - 700,00 € TTC</i>		3131,31	3303,53	3303,53	
TYPE DE DOSSIER							
CKR0031	☐	Dossier fixe		◆	◆		
CKR0041	☐	Dossier inclinable		○	○		
MOTORISATION ALBER							
CKR0080	☐	Fixation pour assistance électrique à la poussée et au freinage pour la tierce-personne alber viamobil V25	NC : 0110, 1175, 1196, 1200, 1240, 1246, 1252	313,74	331,00	331,00 (13)	
TYPE DE PROPULSION							
CKR0100	☐	Standard	NC : 0942	◆	◆		
ASSISE							
Largeur d'assise							
CKR0163	☐	480 mm - avec tendeur de dossier	NC : 0180, 0195, 0290, 0292	○	○		
CKR0170	☐	505 mm - avec tendeur de dossier	NC : 0292	○	○		
CKR0175	☐	530 mm - avec tendeur de dossier et toile d'assise renforcée	NC : 0180, 0195	○	○		
CKR0171	☐	555 mm - avec tendeur de dossier et toile d'assise renforcée	NC : 0661, 0681, 0691, 0693, 0696, 1270	○	○		
CKR0176	☐	580 mm - avec tendeur de dossier et toile d'assise renforcée	NC : 0180, 0195	○	○		
CKR0172	☐	605 mm - avec tendeur de dossier et toile d'assise renforcée	NC : 0180, 0661, 0681, 0691, 0693, 0696, 1270	○	○		
Profondeur d'assise							
CKR0180	☐	400 mm	NC : 0292, 0702, 0703	○	○		
CKR0190	☐	450 mm	NC : 0701, 0703	◆	◆		
CKR0195	☐	500 mm	NC : 0295, 0661, 0663, 0681, 0691, 0701, 0702	○	○		
CKR0200	☐	Ajustable de 450 à 400 mm - Livré à 430 mm (ou 450 mm si choix d'un coussin d'assise)	NC : 0292, 0295, 0703	○	○		
CKR0201	☐	Ajustable de 500 à 450 mm	NC : 0292, 0295, 0661, 0681, 0691, 0693, 0701	○	○		
UNDEVIS	☐	550 mm - avec toile d'assise renforcée	NC : 0654, 0661, 0681, 1175	○	○		
Hauteur d'assise avant							
CKR0210	☐	510 mm	NC : 0946	○	○		
CKR0220	☐	485 mm		◆	◆		
CKR0230	☐	460 mm		○	○		
Toile d'assise							
CKR0290	☐	Nylon noir avec scratch		○	○		
CKR0292	☐	Toile d'assise réglable en tension	NC : 0661, 0681, 0691, 0693, 0696	○	○		
CKR0295	☐	Nylon noir rembourrée		◆	◆		
DOSSIER							
Type de dossier - tendeur inclus - roulettes anti-basculer recommandées avec dossier inclinable							
CKR0318	☐	Réglable en angle et rabattable - Toile de dossier livrée 425 mm, réglable de 450 à 425 mm, poignées à pousser longues		○	○		
CKR0319	☐	Réglable en angle et rabattable - Toile de dossier livrée 475 mm, réglable de 500 à 475 mm, poignées à pousser longues		○	○		
CKR0330	☐	Fixe 7° - hauteur ajustable de 380 à 460 mm - avec tendeur de dossier	NC : 0365, 0369, 0537, 0538, 0556, 0597, 0596, 0598, 0716, 0717, 0718, 1241	◆	◆		
(13) code LPPR : 9912139 - VPH, adjonction, achat produit d'assistance à la propulsion à commande uniquement par l'accompagnant, neuf pour FRM - 3 500,00 € - Cf Fiche de mesures de la motorisation choisie							

Invacare® <i>Action</i> ® ⁴ NG <i>XLT</i>				Euros		
				Prix Public		LPPR/PLV
				HT	TTC	
CKR0333	☐	Inclinable par vérins 0° - 30° avec tendeur - hauteur 430 mm - toile réglable à 390 et 410 mm	NC : 0360, 1060	☐	☐	
Toile de dossier						
CKR0360	☐	Rembourrée		◆	◆	
CKR0365	☐	Rembourrée réglable en tension (1 sangle), nylon noir		☐	☐	
CKR0369	☐	Rembourrée réglable en tension (4 sangles), nylon noir		☐	☐	
CKR0370	☐	Rembourrée réglable en tension (7 sangles), nylon noir		☐	☐	
POTENCES ET PALETTES						
Palettes séparées livrées avec sangles talonnières						
Potence droite						
CKR0390	☐	Potence à 80°		◆	◆	
CKR0400	☐	Repose-jambe REA réglable en inclinaison 0° - 75° avec appui-mollet réglable en hauteur et en profondeur, UL réglable de 350 mm à 580 mm avec palette réglable	NC : 0480, 0491, 0760, 0770	☐	☐	
CKR0420	☐	Support amputé - <i>potence 80° palette fixe OFFERTE</i>	NC : 0480, 0490, 0491, 0760	☐	☐	
CKR0425	☐	Potence à 90° - noir uniquement		☐	☐	
Potence gauche						
CKR0440	☐	Potence à 80°		◆	◆	
CKR0450	☐	Repose-jambe REA réglable en inclinaison 0° - 75° avec appui-mollet réglable en hauteur et en profondeur, UL réglable de 350 mm à 580 mm avec palette réglable	NC : 0491, 0500, 0760, 0770	☐	☐	
CKR0470	☐	Support amputé - <i>potence 80° palette fixe OFFERTE</i>	NC : 0491, 0500, 0510, 0760	☐	☐	
CKR0460	☐	Potence à 90° - noir uniquement		☐	☐	
Palette droite (réglage en hauteur tous les mm sur 120 mm)						
CKR0480	☐	Fixe		☐	☐	
CKR0490	☐	Réglable en inclinaison et profondeur sur 50 mm (et en largeur si commandée avec repose-jambe)	NC : 0770	◆	◆	
CKR0491	☐	Monobloc	NC : 0500, 0510, 0770	☐	☐	
Palette gauche (réglage en hauteur tous les mm sur 120 mm)						
CKR0500	☐	Fixe		☐	☐	
CKR0510	☐	Réglable en inclinaison et profondeur sur 50 mm (et en largeur si commandée avec repose-jambe)	NC : 0770	◆	◆	
ACCOUDOIRS						
Accoudoir droit (coloris noir mat)						
CKR0520	☐	Rio , amovible et réglable en hauteur en continu de 200 mm à 280 mm manchette courte	NC : 0593, 0595, 0596, 0597, 0598, 1270	◆	◆	
CKR0531	☐	Rio , amovible et réglable en hauteur en continu de 200 mm à 280 mm - gouttière étroite courte (330 mm) sans rotation	NC : 0593, 0595, 0596, 0597, 0598, 0616, 1270	☐	☐	
CKR0533	☐	Amovible, réglable en hauteur et en profondeur, manchette courte	NC : 0580, 0591, 0597, 0598, 0616, 1270	☐	☐	
CKR0535	☐	Amovible et réglable en hauteur - gouttière étroite courte (330 mm) sans rotation	NC : 0580, 0591, 0597, 0598, 0616, 1270	☐	☐	
CKR0536	☐	Amovible, réglable en hauteur et en profondeur, manchette longue	NC : 0580, 0591, 0597, 0598, 0616	☐	☐	
CKR0537	☐	Cranté relevable et amovible avec poignée d'appui ergonomique, hauteur 230 mm - manchette courte	NC : 0580, 0591, 0593, 0595, 0596, 0616, 1270	☐	☐	
CKR0538	☐	Cranté relevable et amovible avec poignée d'appui ergonomique, hauteur 230 mm - manchette longue	NC : 0580, 0591, 0593, 0595, 0596, 0616	☐	☐	
CKR0556	☐	Garde-boue amovible		☐	☐	
CKR0557	☐	Protège-vêtement amovible		☐	☐	




0360



0365

0370



0390 / 0440



0400 / 0450



0420 / 0470

0490 / 0510 si
potence 80°0490 / 0510 si
repose-jambe
REA

0491



0520 / 0580



0531 / 0581



0533 / 0593

Invacare® ⁴ <i>Action</i> ^{NG} XLT				Euros		
				Prix Public		LPPR/PLV
				HT	TTC	
Accoudoir gauche (coloris noir mat)						
CKR0580	☐	<i>Rio</i> , amovible et réglable en hauteur en continu de 200 mm à 280 mm manchette courte	NC : 1270	◆	◆	
CKR0591	☐	<i>Rio</i> , amovible et réglable en hauteur en continu de 200 mm à 280 mm - gouttière étroite courte (330 mm) sans rotation	NC : 1270	○	○	
CKR0593	☐	Amovible, réglable en hauteur et en profondeur, manchette courte	NC : 1270	○	○	
CKR0595	☐	Amovible et réglable en hauteur - gouttière étroite courte (330 mm) sans rotation	NC : 1270	○	○	
CKR0596	☐	Amovible, réglable en hauteur et en profondeur, manchette longue		○	○	
CKR0597	☐	Cranté relevable et amovible avec poignée d'appui ergonomique, hauteur 230 mm - manchette courte	NC : 1270	○	○	
CKR0598	☐	Cranté relevable et amovible avec poignée d'appui ergonomique, hauteur 230 mm - manchette longue		○	○	
CKR0616	☐	Garde-boue amovible		○	○	
CKR0617	☐	Protège-vêtement amovible		○	○	
OPTIONS D'ASSISE						
Coussin						
CKR0661	☐	Coussin d'assise Matrix <i>Flo-tech Image</i> - Poids utilisateur max.140 kg, livré avec deux housses noires	NC : 0681, 0703	284,36	300,00	600,00 (5)
CKR0681	☐	Coussin d'assise <i>Matrix Contour Visco NG</i> - épaisseur 100 mm - Poids utilisateur max. 120 kg	NC : 0703	76,78	81,00	81,00 (12)
CKR0691	☐	Coussin d'assise Matrix <i>Flo-tech Solution Xtra</i> - Poids utilisateur max.136 kg, livré avec deux housses noires	NC : 0681, 0703	426,54	450,00	600,00 (5)
CKR0693	☐	Coussin d'assise Matrix <i>Matrix Libra</i> - Poids utilisateur max.136 kg, livré avec deux housses noires	NC : 0681, 0703	426,54	450,00	600,00 (5)
CKR0696	☐	Coussin <i>Vicair Active O2</i> - hauteur 6 cm Délai : +15j ouvrés , livré avec deux housses		568,72	600,00	600,00 (5)
CKR0697	☐	Coussin <i>Vicair Active O2</i> - hauteur 9 cm Délai : +15j ouvrés		568,72	600,00	600,00 (5)
CKR0698	☐	Coussin <i>Vicair Adjuster O2</i> - hauteur 10 cm, livré avec deux housses type charlotte Délai : +5j ouvrés		568,72	600,00	600,00 (5)
CKR0699	☐	Coussin <i>Vicair Vector O2</i> - hauteur 10 cm, livré avec deux housses type charlotte Délai : +15j ouvrés		568,72	600,00	600,00 (5)
Profondeur du coussin						
CKR0701	☐	Profondeur 400 mm		○	○	
CKR0702	☐	Profondeur 450 mm		○	○	
CKR0703	☐	Profondeur 500 mm		○	○	
Premier accessoire de positionnement facultatif pour coussin Matrix et Flo-tech						
CKR0706	☐	Biseaux fessiers, la paire		○	○	
CKR0707	☐	Plot d'abduction		○	○	
CKR0708	☐	Biseau latéral		○	○	
CKR0709	☐	Biseau crural		○	○	
Second accessoire de positionnement facultatif pour coussin Matrix et Flo-tech						
CKR0706	☐	Biseaux fessiers, la paire		○	○	
CKR0707	☐	Plot d'abduction		○	○	
CKR0708	☐	Biseau latéral		○	○	
CKR0709	☐	Biseau crural		○	○	
(5) code LPPR : 9977848 - VHP, adjonction, PAP, forfait B adjonctions membre inférieur - dans la limite de 600,00 €						
(12) code LPPR : 1204839 - Escarres, coussin visco, Classe II, Invacare, Matrix Contour Visco, Technique - 81,00 €						



0535 / 0595



0537 / 0597



0661



0681





0535 / 0595



0537 / 0597





0661



0681



Invacare® <i>Action</i> ® ⁴ NG XLT				Euros			
				Prix Public		LPPR/PLV	
				HT	TTC		
Autres options							
CKR0716	☐	Appui-nuque - livré avec tendeur de dossier	NC : 0717, 0718	151,66	160,00	160,00 (1) ou 600,00 (4)	 0716  0717  0718  0721
CKR0717	☐	Appui-tête avec réglage latéral et oreillettes réglables - livré avec tendeur de dossier	NC : 0718	151,66	160,00	160,00 (1) ou 600,00 (4)	
CKR0718	☐	Appui-joue avec réglage latéral et oreillettes longues réglables - livré avec tendeur de dossier		189,57	200,00	600,00 (4)	
CKR0760	☐	Sangle appui-mollet, ajustable		☐	☐		
CKR0770	☐	Tubes porte-palette longs, la paire, distance toile d'assise - palette : 450 mm min - 530 mm max		☐	☐		
COLORIS DE CHASSIS							
CKR0801	☐	Gris Ardoise		☐	☐		 0801 / 0804  0806 / 0807  0811 / 0820  0816 / 0817  0815
CKR0804	☐	Blanc Perle		☐	☐		
CKR0806	☐	Vert Electrique		☐	☐		
CKR0807	☐	Noir Mat		☐	☐		
CKR0811	☐	Rouge Mat		☐	☐		
CKR0815	☐	Bleu Acqua		☐	☐		
CKR0816	☐	Bleu Ultramarin		☐	☐		
CKR0817	☐	Violet Foncé		☐	☐		
CKR0820	☐	Noir Brillant		☐	☐		
CKR0821	☐	Coloris Spécial		Sur demande de fabrication spéciale			
ROUES AVANT							
CKR0850	☐	8" x 1.1/4" - 200 x 32 mm - Bandage noir		☒	☒		 0850
CKR0870	☐	8" x 2" - 200 x 45 mm - Bandage noir		☐	☐		
ROUES ARRIERE							
Diamètre des roues arrière							
CKR0946	☐	22" - 560 mm	NC : 1110	☐	☐		 0978  0974  0972  1060
CKR0948	☐	24" - 600 mm		☒	☒		
Type de roues arrière							
CKR0962	☐	Renforcée (moyeu gris, jante grise, et rayons gris renforcés en acier) - 6 points de fixation de mains-courantes	NC : 1130	☒	☒		
CKR0963	☐	Frein tambour (moyeu frein tambour gris, jante grise et rayons gris renforcés en acier pour roues 20"/22"/24" et moyeu et jante en composite noir pour roues 12")	NC : 1120, 1125	☐	☐		
Type de revêtement roues arrière							
CKR0972	☐	Bandage noir 1.3/8" - 35 mm		☒	☒		
CKR0974	☐	Pneumatique noir à crampons 1.3/8" - 35 mm		☐	☐		
CKR0978	☐	Pneumatique noir fin et lisse - moyenne pression 1" - 25 mm		☐	☐		
Mains-courantes, positionnées à 11 mm de la roue, réglables à 16 mm							
CKR1010	☐	Acier inoxydable		☐	☐		
CKR1020	☐	Aluminium anodisé		☒	☒		
CKR1030	☐	Noires - plastique antidérapant		☐	☐		
Axes de roues arrière							
CKR1040	☐	Fixes		☐	☐		
CKR1050	☐	A démontage rapide		☒	☒		
Position axes de roues arrière							
CKR1060	☐	Position 1 - standard (axes 35 mm devant les tubes de dossier) - délai supplémentaire de 15 jours	NC : 1252	☒	☒		
(1) code LPPR : 9913245 - VHP, adjonction, supplément appui-tête réglable - 160,00 € (4) code LPPR : 9981399 - VHP, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur - dans la limite de 600,00 € (9) code LPPR : 4960062 - VHP, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant FRMC - sur devis							

Invacare® Action® ⁴ NG XLT				Euros			
				Prix Public		LPPR/PLV	
				HT	TTC		
CKR1062	☐	Position 2 - standard (axes à 30 mm devant les tubes de dossier) - délai supplémentaire de 15 jours	NC : 1252	☐	☐		 1070
CKR1064	☐	Position 3 - semi reculée (axes à 30 mm derrière les tubes de dossier)	NC : 1252	☐	☐		
CKR1070	☐	Position 4 - reculée (axes 35 mm derrière les tubes de dossier)		☐	☐		
OPTIONS DE CHASSIS							
CKR1101	☐	Ecarteur de fourche (déport de +25 mm de chaque côté) - la paire		☐	☐		 1101
CKR1110	☐	Protège-rayons noirs, la paire		☐	☐		
CKR1111	☐	Protège-rayons transparents, la paire		☐	☐		
FREINS							
CKR1120	☐	Freins à pousser à poignée escamotable		☒	☒		 1120
CKR1125	☐	Freins à tirer à poignée escamotable		☐	☐		
CKR1130	☐	Freins tambour tierce-personne - avec freins à pousser		☐	☐		
CKR1220	☐	Extension de frein, la paire		☐	☐		
OPTIONS DE SECURITE							
CKR1175	☐	Kit de transport (accroches taxi)	NC : 1252	☐	☐		 1175  1190  1189 / 1192  1193 / 1194  1200
CKR1190	☐	Ceinture de maintien - fermeture à boucle plastique	NC : 1189, 1192, 1193, 1194	☐	☐		
CKR1189	☐	Ceinture de hanche, 2 points, Médium, Flat-Mount™	NC : 1192, 1193, 1194	189,57	200,00	600,00 (5)	
CKR1192	☐	Ceinture de hanche, 2 points, Large, Flat-Mount™	NC : 1193, 1194	189,57	200,00	600,00 (5)	
CKR1193	☐	Ceinture de hanche, 4 points, Médium, Flat-Mount™	NC : 1194	189,57	200,00	600,00 (5)	
CKR1194	☐	Ceinture de hanche, 4 points, Large, Flat-Mount™		189,57	200,00	600,00 (5)	
CKR1196	☐	Roulettes anti-basculer, la paire	NC : 1200	☐	☐		
CKR1200	☐	Roulettes anti-basculer avec tube basculeur, la paire	NC : 1246	23,70	25,00	25,00 (8)	
CKR1210	☐	Kit réflecteurs - roues et châssis - roues rayonnées uniquement		☐	☐		
AUTRES OPTIONS							
CKR1240	☐	Porte-canne		☐	☐		 1246  1270
CKR1241	☐	Tige porte sérum et support		☐	☐		
CKR1246	☐	Tube basculeur à gauche		23,70	25,00	25,00 (8)	
CKR1252	☐	Porte bouteille oxygène livré à droite, diamètre max. de la bouteille: 110 mm, poids max. 3,6 kg (roulettes anti basculer recommandées)		473,93	500,00	500,00 (10)	
CKR1270	☐	Tablette réglable en largeur transparente		125,12	132,00	132,00 (2)	
(2) code LPPR : 9947184 - VHP, adjonction, tablette complète - 132,00 € (5) code LPPR : 9977848 - VHP, adjonction, PAP, forfait B adjonctions membre inférieur - dans la limite de 600,00 € (8) code LPPR : 9979126 - VHP, adjonction, levier de basculement pour FRMC - 25,00 € (9) code LPPR : 4960062 - VHP, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant FRMC - sur devis (10) code LPPR : 9982186 - VHP, adjonction, support d'oxygénothérapie et/ou d'appareil de ventilation assistée							