



Yes, you can.®



Le plus actif des fauteuils
roulants manuels de la
gamme **Action** !

Prix public TTC (LPPR/PLV)

3 303,53 € TTC

Forfait MAD1 Niveau 2 : 250,00 € (LPPR)

Forfait de livraison : 50,00 (LPPR)

Action® Family

UNIQUE
Designed by you. Built by us.reddot award 2015
winner

Informations client

Date :

Référence d'achat :

Code client :

Cachet du distributeur :



Caractéristiques produit

Type de châssis	Pliage horizontal par ailettes en H, breveté
Matière	Aluminium
Potences	Fixes ou escamotables
Dossier	Fixe, réglable en angle ou rabattable sur l'assise et réglable en angle
Largeur d'assise	De 305 mm à 530 mm
Poids total	A partir de 12,3 kg
Poids de transport	8,3 kg
Positionnement	Compatible avec les produits Matrix et Bodypoint
Motorisation en option montée	alber e-motion
Poids max utilisateur	130 kg (100 kg pour les largeurs d'assise de 305 à 330 mm)
Garantie	2 ans hors pièces d'usure

Commandes



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre **e-commerce** dans votre **espace Invacare Pro** sur www.invacare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com




Les codes et montants LPPR/PLV sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas Invacare®. Les tarifs publics et les options sans supplément de prix sont donnés à titre indicatif et peuvent être revus sans délai pour toute nouvelle commande.


Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités et avec les derniers tarifs en vigueur.


☐ Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases

☒ Configuration standard


☐ Option sans supplément de prix

Invacare® Action®5			Euros			 0110	 0115
			Prix Public	LPPR/PLV			
CODE	DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	HT	TTC			
SJC0004	<input type="checkbox"/> Invacare® Action®5 - Code LPPR 9575297		3131,31	3303,53	3303,53		
TYPE DE DOSSIER							
SJC0110	<input type="checkbox"/> Dossier fixe		◆	◆		 0120	
SJC0115	<input type="checkbox"/> Dossier réglable en angle		○	○			
SJC0120	<input type="checkbox"/> Dossier rabattable et réglable en angle		○	○			
MOTORISATIONS ALBER (Uniquement Compatible avec roues 24" et carrossage 0°)							
SJC0180	<input type="checkbox"/> Fixation pour assistance électrique à la propulsion alber e-motion M25 (inclus 2 roulettes anti-bascule alber, rallonges de patins de frein et kit d'adaptation des roues manuelles d'origine)	NC : 4050, 4150, 7302, 7304, 8160, 8500, 8550, 9100, 9200	692,89	731,00			
TYPES DE CHÂSSIS							
SJC0200	<input type="checkbox"/> Potences escamotables (70°/80°/90°)	NC : 3230, 3440,3450	◆	◆			
SJC0210	<input type="checkbox"/> Potences fixes 80°		○	○			
TYPES DE PROPULSION							
SJC0300	<input type="checkbox"/> Standard		◆	◆			
ASSISE							
Largeur d'assise							
SJC1000	<input type="checkbox"/> 305 mm	NC : 1150, 1160, 1190, Dossiers Matrx, 3040, 3140, 3400, Coussins Classic Visco, Matrx et Flo-tech, 5090	○	○			
SJC1010	<input type="checkbox"/> 330 mm	NC : 1150, 1160, 1190, 3040, 3140, 3400, Coussins Classic Visco, Matrx et Flo-tech, 5090	○	○			
SJC1020	<input type="checkbox"/> 355 mm	NC : 3040, 3140, Coussins Classic Visco, Matrx et Flo-tech, 5090	○	○			
SJC1030	<input type="checkbox"/> 380 mm	NC : 2486, 2488, 2490, 2492, 5008	○	○			
SJC1040	<input type="checkbox"/> 405 mm	NC : 2481, 2488, 2490, 2492	○	○			
SJC1050	<input type="checkbox"/> 430 mm	NC : 2481, 2482, 2490, 2492	○	○			
SJC1060	<input type="checkbox"/> 455 mm	NC : 2481, 2482, 2484, 2492	○	○			
SJC1070	<input type="checkbox"/> 480 mm	NC : 2481, 2482, 2484, 2486, 5006, 5007	○	○			
SJC1075	<input type="checkbox"/> 505 mm	NC : 2481, 2842, 2484, 2486, 2488, 5006, 5007, 5008, 5009, 5090	○	○			
SJC1078	<input type="checkbox"/> 530 mm (sangles talonnières incluses)	NC : 2481,2842, 2484, 2486, 2488, 2490, 5006, 5007, 5008, 5009, 5010, 5020, 5040, 5042, 5044,5090	○	○			
Profondeur d'assise (longueur de la toile d'assise = profondeur d'assise - 25 mm)							
SJC1100	<input type="checkbox"/> 350 mm	NC : 3040, 3140, 4050, 4150, Coussins Classic Visco, Matrx et Flo-tech, 5090, 7080, 7100, 7110	○	○			
SJC1110	<input type="checkbox"/> 375 mm	NC : 4050, 4150, Coussins Classic Visco, Matrx et Flo-tech, 5090	○	○			
SJC1120	<input type="checkbox"/> 400 mm	NC : 5008, 5052, 5054	◆	◆			
SJC1130	<input type="checkbox"/> 425 mm	NC : 5052, 5054	○	○			
SJC1140	<input type="checkbox"/> 450 mm	NC : 5054	○	○			
SJC1150	<input type="checkbox"/> 475 mm	NC : 5006, 5007, 5054, 5090	○	○			
SJC1160	<input type="checkbox"/> 500 mm	NC : 5006, 5007, 5008, 5009, 5020, 5040, 5090	○	○			
SJC1180	<input type="checkbox"/> Ajustable de 450 à 400 mm - Livré à 425 mm	NC : 1510, 5054	○	○			
SJC1190	<input type="checkbox"/> Ajustable de 500 à 450 mm - Livré à 475 mm	NC : 5006, 5007, 1510	○	○			
Hauteur d'assise avant							
SJC1200	<input type="checkbox"/> 360 mm - uniquement avec 7000	NC : 3420, 3430, 3450	○	○			
SJC1210	<input type="checkbox"/> 385 mm - uniquement avec 7055	NC : 3430	○	○			
SJC1220	<input type="checkbox"/> 410 mm	NC : 7080, 7100, 7110	○	○			
SJC1230	<input type="checkbox"/> 435 mm	NC : 7110	○	○			
SJC1240	<input type="checkbox"/> 460 mm		○	○			
SJC1250	<input type="checkbox"/> 485 mm		◆	◆			
SJC1260	<input type="checkbox"/> 510 mm	NC : 7000, 7040	○	○			


Invacare® Action® ⁵				Euros		
				Prix Public		LPPR/PLV
				HT	TTC	
Hauteur d'assise arrière (doit être ≤ à la hauteur d'assise avant ; max - 50 mm vs hauteur d'assise avant)						
SJC1300	<input type="checkbox"/>	360 mm		○	○	
SJC1310	<input type="checkbox"/>	385 mm		○	○	
SJC1320	<input type="checkbox"/>	410 mm		○	○	
SJC1330	<input type="checkbox"/>	435 mm		○	○	
SJC1340	<input type="checkbox"/>	460 mm		◆	◆	
SJC1350	<input type="checkbox"/>	485 mm	NC : 7200	○	○	
Toile d'assise						
SJC1500	<input type="checkbox"/>	Nylon noir réglable en profondeur en continu (- 50 mm) avec pochette de rangement sous l'assise		○	○	
SJC1510	<input type="checkbox"/>	Nylon noir fixe		◆	◆	
SJC1520	<input type="checkbox"/>	Réglable en tension et ajustable en profondeur (-50mm)		○	○	
DOSSIER (choisir entre cannes de dossier FIXES ou TÉLESCOPIQUES)						
Canne de dossier FIXES 7° avec poignées à pousser - hauteur de la toile de dossier réglable par pas de 25 mm						
SJC2143	<input type="checkbox"/>	Toile de dossier livrée à 350 mm, réglable de 350 à 325 mm, poignées à pousser courtes	NC : 2300, 2310, 2400, 2410, 2420, 2505, 8160, 8200	○	○	
SJC2150	<input type="checkbox"/>	Toile de dossier livrée 375 mm, réglable de 400 à 375 mm, poignées à pousser longues	NC : 2300, 2310, 2400, 2410, 2420, 8200	○	○	
SJC2153	<input type="checkbox"/>	Toile de dossier livrée 400 mm, réglable de 400 à 375 mm, poignées à pousser longues	NC : 2300, 2310, 2400, 2410, 2420	◆	◆	
SJC2160	<input type="checkbox"/>	Toile de dossier livrée 425 mm, réglable de 450 à 425 mm, poignées à pousser longues	NC : 2300, 2310, 2400, 2410, 2420	○	○	
SJC2163	<input type="checkbox"/>	Toile de dossier livrée 450 mm, réglable de 450 à 425 mm, poignées à pousser longues	NC : 2300, 2310, 2400, 2410, 2420	○	○	
SJC2170	<input type="checkbox"/>	Toile de dossier livrée 475 mm, réglable de 500 à 475 mm, poignées à pousser longues	NC : 2300, 2310, 2400, 2410, 2420	○	○	
SJC2173	<input type="checkbox"/>	Toile de dossier livrée 500 mm, réglable de 500 à 475 mm, poignées à pousser longues	NC : 2300, 2310, 2400, 2410, 2420	○	○	
OU						
Canne de dossier TÉLESCOPIQUES : Plage de réglages limitée en combinaison avec les dossiers Matrx						
SJC2300	<input type="checkbox"/>	Hauteur de dossier à 400 mm, ajustable en continu de 360 à 400 mm	NC : 2505	○	○	
SJC2310	<input type="checkbox"/>	Hauteur de dossier à 450 mm, ajustable en continu de 410 à 490 mm		○	○	
Poignées à pousser pour cannes de dossier TÉLESCOPIQUES						
SJC2400	<input type="checkbox"/>	SANS POIGNÉES (inclus une courbure lombaire 7°)	NC : 8160, 9100, 9200	◆	◆	
SJC2410	<input type="checkbox"/>	Externes aux cannes de dossier, réglables en hauteur sur 150 mm (inclus une courbure lombaire 7°)	NC : 2505	○	○	
SJC2420	<input type="checkbox"/>	Intégrées aux cannes de dossier, régl en hauteur sur 140 mm (cannes de dossier sans courbure lombaire). Avec option 2300 : hauteur des poignées régl de 440 à 580 mm et avec option 2310 : régl de 490 à 630 mm	NC : dossiers Matrx	○	○	
Dossiers Matrx - Retrouvez les cale-troncs et tous les accessoires sur la fiche de mesure Matrx !						
SJC2430	<input type="checkbox"/>	Matrx Elite E2 hauteur 160 mm - Galbe 80 mm - fixations Mini	NC : 2505, 2510, 5500, 5650	568,72	600,00	600,00 (4)
SJC2432	<input type="checkbox"/>	Matrx Elite E2 hauteur 210 mm - Galbe 80 mm - fixations Mini	NC : 2505, 2510, 5500, 5650	568,72	600,00	600,00 (4)
SJC2434	<input type="checkbox"/>	Matrx Elite E2 hauteur 260 mm - Galbe 80 mm - fixations Mini	NC : 2505, 2510, 5500, 5650	568,72	600,00	600,00 (4)
SJC2436	<input type="checkbox"/>	Matrx Elite E2 hauteur 310 mm - Galbe 80 mm - fixations Mini	NC : 2505, 2510, 5500, 5650	568,72	600,00	600,00 (4)
SJC2438	<input type="checkbox"/>	Matrx Elite E2 hauteur 360 mm - Galbe 80 mm - fixations Mini	NC : 2505, 2510, 5500	568,72	600,00	600,00 (4)
SJC2460	<input type="checkbox"/>	Matrx Elite E2 hauteur 410 mm - Galbe 80 mm - fixations Mini	NC : 2505, 2510, 5500	568,72	600,00	600,00 (4)
SJC2465	<input type="checkbox"/>	Matrx Elite E2 hauteur 460 mm - Galbe 80 mm - fixations Standard	NC : 2505, 2510, 5500	568,72	600,00	600,00 (4)
SJC2440	<input type="checkbox"/>	Matrx Elite E2 hauteur 510 mm - Galbe 80 mm - fixations Standard	NC : 2505, 2510, 5500	568,72	600,00	600,00 (4)
SJC2442	<input type="checkbox"/>	Matrx Elite Deep E2 hauteur 160 mm - Galbe 160 mm - fixations Mini	NC : 2505, 2510, 5500, 5650	568,72	600,00	600,00 (4)
(4) code LPPR : 9981399 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions pour membre supérieur - dans la limite de 600,00 € TTC						




1500




1510




1520




2143




2150 / 2153




2160 / 2163
2170 / 2173




2300 / 2310



2410



2420



Matrx Elite E2 /
Elite Deep E2



1500



1510



1520



2143



2150 / 2153



2160 / 2163
2170 / 2173



2300 / 2310



2410



2420



**Matrx Elite E2 /
Elite Deep E2**

Invacare® Action® ⁵				Euros		
				Prix Public		LPPR/PLV
				HT	TTC	
SJC2444	<input type="checkbox"/>	Matrx Elite Deep E2 hauteur 210 mm - Galbe 160 mm - fixations Mini	NC : 2505, 2510, 5500, 5650	568,72	600,00	600,00 (4)
SJC2446	<input type="checkbox"/>	Matrx Elite Deep E2 hauteur 260 mm - Galbe 160 mm - fixations Mini	NC : 2505, 2510, 5500, 5650	568,72	600,00	600,00 (4)
SJC2448	<input type="checkbox"/>	Matrx Elite Deep E2 hauteur 310 mm - Galbe 160 mm - fixations Mini	NC : 2505, 2510, 5500, 5650	568,72	600,00	600,00 (4)
SJC2452	<input type="checkbox"/>	Matrx Elite Deep E2 hauteur 360 mm - Galbe 160 mm - fixations Mini	NC : 2505, 2510, 5500	568,72	600,00	600,00 (4)
SJC2470	<input type="checkbox"/>	Matrx Elite Deep E2 hauteur 410 mm - Galbe 160 mm - fixations Mini	NC : 2505, 2510, 5500	568,72	600,00	600,00 (4)
SJC2475	<input type="checkbox"/>	Matrx Elite Deep E2 hauteur 460 mm - Galbe 160 mm - fixations Standard	NC : 2505, 2510, 5500	568,72	600,00	600,00 (4)
SJC2478	<input type="checkbox"/>	Matrx Elite Deep E2 hauteur 510 mm - Galbe 160 mm - fixations Standard	NC : 2505, 2510, 5500	568,72	600,00	600,00 (4)
Largeur du dossier Matrx						
SJC2481	<input type="checkbox"/>	360 mm - largeur de buste indicative 265 mm		○	○	
SJC2482	<input type="checkbox"/>	380 mm - largeur de buste indicative 290 mm		○	○	
SJC2484	<input type="checkbox"/>	410 mm - largeur de buste indicative 315 mm		○	○	
SJC2486	<input type="checkbox"/>	430 mm - largeur de buste indicative 340 mm		○	○	
SJC2488	<input type="checkbox"/>	460 mm - largeur de buste indicative 370 mm		○	○	
SJC2490	<input type="checkbox"/>	480 mm - largeur de buste indicative 390 mm		○	○	
SJC2492	<input type="checkbox"/>	510 mm - largeur de buste indicative 420 mm		○	○	
Toile de dossier						
SJC2505	<input type="checkbox"/>	Fixe, rembourrée, bi-matière (Nylon noir et Mesh), avec pochette de rangement et bande réfléchissante	NC : 5500	○	○	
SJC2510	<input type="checkbox"/>	Rembourrée et réglable en tension, bi-matière (Nylon noir et Mesh), avec pochette de rangement et bande réfléchissante		◆	◆	
POTENCES ET PALETTES						
Palettes séparées livrées avec sangles talonnières						
Potence droite, escamotable et amovible						
SJC3010	<input type="checkbox"/>	Potence à 70° - Uniquement en noir	NC : 3440, 3450	○	○	
SJC3020	<input type="checkbox"/>	Potence à 80°	NC : 3440, 3450	◆	◆	
SJC3030	<input type="checkbox"/>	Potence à 90°	NC : 3200, 3440, 3450, 7080, 7100, 7110	○	○	
SJC3040	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe REA réglable en inclinaison 0°-75° avec appui-mollet rembourré réglable en hauteur et en profondeur, UL réglable de 350 mm à 580 mm	NC : 3230, 3400, 3440, 3450, 5400	○	○	
SJC3050	<input type="checkbox"/>	Support amputé Potence 70°/80° ou 90° avec palette fixe OFFERTE	NC : 3200, 3210, 3230, 5400, 8100, 8120	○	○	
Potence gauche, escamotable et amovible						
SJC3110	<input type="checkbox"/>	Potence à 70° - Uniquement en noir	NC : 3440, 3450	○	○	
SJC3120	<input type="checkbox"/>	Potence à 80°	NC : 3440, 3450	◆	◆	
SJC3130	<input type="checkbox"/>	Potence à 90°	NC : 3300, 3440, 3450, 7080, 7100, 7110	○	○	
SJC3140	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe REA réglable en inclinaison 0°-75° avec appui-mollet rembourré réglable en hauteur et en profondeur, UL réglable de 350 mm à 580 mm	NC : 3230, 3400, 3440, 3450, 5400	○	○	
SJC3150	<input type="checkbox"/>	Support amputé Potence 70°/80° ou 90° avec palette fixe OFFERTE	NC : 3230, 3300, 3310, 5400, 8100, 8120	○	○	
Palette droite						
SJC3210	<input type="checkbox"/>	Réglable en inclinaison et en profondeur sur 50 mm (et en largeur si commandée avec repose-jambe)		◆	◆	
SJC3230	<input type="checkbox"/>	Palette monobloc, réglable en inclinaison et profondeur	NC : 3400, 3410, 3420, 3430	○	○	
(4) code LPPR : 9981399 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions pour membre supérieur - dans la limite de 600,00 € TTC						



3010 / 3110



3020 / 3120



3030 / 3130











3040 / 3140




























3050 / 3150



3210 / 3310 si potence 80°

Invacare® Action® ⁵				Euros			
				Prix Public		LPPR/PLV	
				HT	TTC		
Palette gauche							
SJC3310	<input type="checkbox"/>	Réglable en inclinaison et en profondeur sur 50 mm (et en largeur si commandée avec repose-jambe)		◆	◆	 3230	
Tubes porte-palettes							
SJC3400	<input type="checkbox"/>	Pour potences escamotables, tubes montés haut, UL de 160 à 375 mm		○	○	 3210 / 3310 si repose-jambe Rea	
SJC3410	<input type="checkbox"/>	Pour potences escamotables, tubes courts, UL de 285 à 375 mm		○	○		
SJC3420	<input type="checkbox"/>	Pour potences escamotables, tubes medium, UL de 295 à 420 mm		○	○		
SJC3430	<input type="checkbox"/>	Pour potences escamotables, tubes longs UL de 400 à 525 mm		○	○		
SJC3440	<input type="checkbox"/>	Pour potences fixes, tubes medium, UL de 320 à 460 mm		○	○		
SJC3450	<input type="checkbox"/>	Pour potences fixes, tubes longs, UL de 360 à 500 mm		○	○		
ACCOUDOIRS / GARDE-BOUE / PROTEGE-VETEMENTS							
Garde-boue / Protège-vêtement							
SJC3750	<input type="checkbox"/>	Protège-vêtement amovible	NC : 4010, 4020, 4030, 4040, 4110, 4130	○	○	 3750	
SJC3800	<input type="checkbox"/>	Garde-boue amovible	NC : 4010, 4020, 4030, 4040, 4110, 4130, 8160	○	○	 3800	
Accoudoir droit							
SJC4010	<input type="checkbox"/>	Amovible, réglable en hauteur et profondeur sur 150 mm, manchette courte 280 mm		◆	◆	4010 / 4110 	
SJC4020	<input type="checkbox"/>	Amovible, réglable en hauteur et profondeur sur 50 mm, manchette longue 380 mm		○	○		
SJC4030	<input type="checkbox"/>	Cranté, relevable et amovible, réglable en hauteur, manchette courte 280 mm		○	○	4050 / 4150 	
SJC4040	<input type="checkbox"/>	Cranté, relevable et amovible, réglable en hauteur, manchette longue 380 mm		○	○		
SJC4050	<input type="checkbox"/>	Accoudoir tube escamotable, réglable en hauteur sur 40 mm par pas de 10 mm, capitonnage 230 mm		○	○		
Accoudoir gauche							
SJC4110	<input type="checkbox"/>	Amovible, réglable en hauteur et profondeur sur 150 mm, manchette courte		◆	◆	4030 / 4130 	
SJC4120	<input type="checkbox"/>	Amovible, réglable en hauteur et profondeur sur 50 mm, manchette longue 380 mm		○	○		
SJC4130	<input type="checkbox"/>	Cranté, relevable et amovible, réglable en hauteur, manchette courte 280 mm		○	○		
SJC4140	<input type="checkbox"/>	Cranté, relevable et amovible, réglable en hauteur, manchette longue 380 mm		○	○		
SJC4150	<input type="checkbox"/>	Accoudoir tube escamotable, réglable en hauteur sur 40 mm par pas de 10 mm, capitonnage 230 mm		○	○		
TYPE DE COUSSIN							
SJC5006	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Classic Visco épaisseur 75 mm, 375 mm x 400 mm, livré avec deux housses noires - poids max utilisateur 50 kg	NC : 5050, 5052, 5054	76,78	81,00	81,00 (11)	 5006 / 5007 5008 / 5009
SJC5007	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Classic Visco épaisseur 75 mm, 405 mm x 400mm, livré avec deux housses noires - poids max utilisateur 100 kg	NC : 5050, 5052, 5054	65,40	69,00	69,00 (11)	
SJC5008	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Classic Visco épaisseur 75 mm, 430 mm x 430 mm, livré avec deux housses noires - poids max utilisateur 100 kg	NC : 5050, 5052, 5054	65,40	69,00	69,00 (11)	
SJC5009	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Classic Visco épaisseur 75 mm, 455 mm x 400 mm, livré avec deux housses noires - poids max utilisateur 100 kg	NC : 5050, 5052, 5054	76,78	81,00	81,00 (11)	
(11) code LPPR : 1258864 / 1260677 / 1203679 - Escarres, coussin visco, Classe II, Invacare, Classic Visco - 69,00 ou 81,00 €							

Invacare® Action® ⁵				Euros			
				Prix Public		LPPR/PLV	
				HT	TTC		
SJC5010	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Matrx Contour ViscoNG épaisseur 100 mm - poids max utilis. 120 kg		76,78	81,00	81,00 (12)	5010 
SJC5020	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Flo-tech Image , livré avec deux housses noires	NC : 5054	284,36	300,00	600,00 (5)	5020 
SJC5030	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Flo-tech Lite , livré avec deux housses noires		236,97	250,00	600,00 (5)	5040 
SJC5040	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Flo-tech Solution Xtra , livré avec deux housses noires	NC : 5054	426,54	450,00	600,00 (5)	 5044
SJC5044	<input type="checkbox"/>	Coussin Matrx Libra , housse respirante noire, épaisseur 70 mm, livré avec deux housses noires		426,54	450,00	600,00 (5)	
Profondeur du coussin Matrx ou Flo-tech							
SJC5050	<input type="checkbox"/>	Profondeur 400 mm		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
SJC5052	<input type="checkbox"/>	Profondeur 450 mm		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
SJC5054	<input type="checkbox"/>	Profondeur 500 mm	NC : 5090	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
Premier élément d'assistance à la posture, facultatif							
SJC5071	<input type="checkbox"/>	Biseau fessier, la paire		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
SJC5072	<input type="checkbox"/>	Plot d'abduction		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
SJC5073	<input type="checkbox"/>	Biseau latéral		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
SJC5074	<input type="checkbox"/>	Biseau crural		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
Second élément d'assistance à la posture, facultatif							
SJC5071	<input type="checkbox"/>	Biseau fessier, la paire		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
SJC5072	<input type="checkbox"/>	Plot d'abduction		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
SJC5073	<input type="checkbox"/>	Biseau latéral		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
SJC5074	<input type="checkbox"/>	Biseau crural		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
AUTRES OPTIONS D'ASSISE							
SJC5090	<input type="checkbox"/>	Base rigide (choisir un coussin obligatoirement)		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		 5400  5100  5500  5650
SJC5100	<input type="checkbox"/>	Clip pour maintenir le fauteuil plié		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
SJC5400	<input type="checkbox"/>	Sangle appui-mollet ajustable		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
SJC5500	<input type="checkbox"/>	Tendeur de dossier pliant	NC : 5650	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
SJC5650	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Matrx avec coussin Soft largeur 250 mm - livré avec fixation	Uniquement compatible avec dossier Matrx	426,54	450,00	600,00 (4)	
COULEUR							
Châssis							
SJC6000	<input type="checkbox"/>	Blanc Perle		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		       
SJC6010	<input type="checkbox"/>	Noir Anthracite		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
SJC6015	<input type="checkbox"/>	Bleu Ultramarin		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
SJC6040	<input type="checkbox"/>	Vert Electrique		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
SJC6045	<input type="checkbox"/>	Violet Foncé		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
SJC6060	<input type="checkbox"/>	Gris Perle		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
SJC6070	<input type="checkbox"/>	Noir Mat		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
SJC6099	<input type="checkbox"/>	Coloris Spécial - Précisez RAL :		Sur devis			
Colour Accent (platines porte-axes, fourches (sauf hauteur d'assise avant 360 et 385 mm : fourches noires), bouchons tête de fourches, bouchons axe QR)							
SJC6100	<input type="checkbox"/>	Sans Colour Accent, fourches et platines porte-axes coloris Argent Mat		<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		  
SJC6110	<input type="checkbox"/>	Bleu Mat		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
SJC6200	<input type="checkbox"/>	Violet Mat		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
ROUES AVANT							
SJC7000	<input type="checkbox"/>	4" x 1.1/4" - 100 x 30 mm - Bandage noir Soft		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		 7000  7055  7070  7080  7100  7110
SJC7055	<input type="checkbox"/>	5" x 1" - 125 x 25 mm Bandage noir		<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		
SJC7070	<input type="checkbox"/>	5" x 1.3/8" - 125 x 35 mm - Bandage noir Soft, jantes aluminium		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
SJC7080	<input type="checkbox"/>	6" x 1" - 150 x 25 mm - Bandage noir		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
SJC7100	<input type="checkbox"/>	6" x 1.3/8" - 150 x 35 mm - Bandage noir Soft, jantes aluminium		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
SJC7110	<input type="checkbox"/>	7" x 1.1/4" - 180 x 30 mm - Bandage noir		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
(4) code LPPR : 9981399 - VHP, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur - dans la limite de 600,00 € (5) code LPPR : 9977848 - VHP, adjonction, PAP, forfait B adjonctions membre inférieur - dans la limite de 600,00 € (12) code LPPR : 1204839 - Escarres, coussin visco, Classe II, Invacare, Matrx Contour Visco, Technique - 81,00 €							

Invacare® <i>Action</i> ® ⁵				Euros			
				Prix Public			LPPR/PLV
				HT	TTC		
ROUES ARRIERE							
Type de roues arrière							
SJC7200	<input type="checkbox"/> 22" - 558 mm - Renforcées (moyeu noir, jante noir et 24 rayons noir, rayonnage radial), mains-courantes en 6 points, réglable à + 5 mm		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>			
SJC7230	<input type="checkbox"/> 24" - 600 mm - Renforcées (moyeu noir, jante noir et 24 rayons noir, rayonnage radial), mains-courantes en 6 points, réglable à + 5 mm	NC : 8160	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>			
SJC7240	<input type="checkbox"/> 24" - 600 mm - Actives (moyeu noir, jante noir et 24 rayons noir, rayonnage radial), mains-courantes en 6 points, réglable à + 5 mm	NC : 8160	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>			
SJC7250	<input type="checkbox"/> 25" - 635 mm - Actives (moyeu noir, jante noir et 24 rayons noir, rayonnage radial), mains-courantes en 6 points, réglable à + 5 mm	NC : 8000, 8160	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>			
Revêtement de roues arrière							
SJC7302	<input type="checkbox"/> Bandage noir 1.3/8" - 35 mm		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		 1" 1.3/8" 1.5" 7315 7304 7302 7320	
SJC7304	<input type="checkbox"/> Pneumatique noir à crampons 1.3/8" - 35 mm		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>			
SJC7315	<input type="checkbox"/> Pneumatique noir fin et lisse - moyenne pression 1" - 25 mm		<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>			
SJC7320	<input type="checkbox"/> Pneumatique noir Maxxis Alpha Protect 1" - 25 - 540		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>			
Type de mains-courantes							
SJC7400	<input type="checkbox"/> Aluminium anodisé		<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>			
SJC7410	<input type="checkbox"/> Acier inoxydable		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>			
SJC7420	<input type="checkbox"/> Noires - Plastique antidérapant		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>			
Axes de roues arrière							
SJC7500	<input type="checkbox"/> Axe à démontage rapide		<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>			
Position axes de roues arrière (écart entre axes de roues arrière et cannes de dossier)							
SJC7600	<input type="checkbox"/> Position très active (100 mm)		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>			
SJC7610	<input type="checkbox"/> Position active (75 mm)		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>			
SJC7620	<input type="checkbox"/> Position médiane 50 mm		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>			
SJC7630	<input type="checkbox"/> Position standard 25 mm		<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>			
Angle de carrossage							
SJC7700	<input type="checkbox"/> 0°		<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>			
SJC7710	<input type="checkbox"/> 1°		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>			
SJC7720	<input type="checkbox"/> 2°		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>			
SJC7730	<input type="checkbox"/> 3°		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>			
SJC7740	<input type="checkbox"/> 4°		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>			
OPTIONS DE CHASSIS							
SJC8000	<input type="checkbox"/> Protège-rayons, la paire		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>			
TYPE DE FREINS							
SJC8100	<input type="checkbox"/> Freins à pousser		<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		 8100 8110 8120 8130	
SJC8110	<input type="checkbox"/> Freins à tirer		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>			
SJC8120	<input type="checkbox"/> Freins à pousser avec extension		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>			
SJC8130	<input type="checkbox"/> Freins à tirer avec extension		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>			
SJC8160	<input type="checkbox"/> Freins tambour tierce-personne - avec freins à pousser par défaut ou à tirer si à pousser incompatibles		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>			
OPTIONS DE POSITIONNEMENT							
Pensez aux accessoires de positionnement Bodypoint : ceintures, harnais, maintiens de chevilles.							
OPTIONS DE SECURITE							
SJC8200	<input type="checkbox"/> Kit de transport (accroche-taxis)		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		 8300 8500 8550	
SJC8300	<input type="checkbox"/> Ceinture de maintien, boucle plastique		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>			
SJC8500	<input type="checkbox"/> Roulette anti bascule escamotable, droite	NC : 9200	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>			
SJC8550	<input type="checkbox"/> Roulette anti bascule escamotable, gauche	NC : 9100	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>			
SJC8600	<input type="checkbox"/> Kit réflecteurs pour roues		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>			
AUTRES OPTIONS							
SJC9100	<input type="checkbox"/> Tube basculeur à gauche		23,70	25,00	25,00 (8)	 9100 9200	
SJC9200	<input type="checkbox"/> Tube basculeur à droite		23,70	25,00	25,00 (8)		
(8) code LPPR : 9979126 - VHP, adjonction, levier de basculement pour FRM - 25,00 €							

Largeurs possibles des dossier Matrx en fonction de la largeur d'assise

		Largeur d'assise en mm						
	(mm)	380	405	430	455	480	505	530
Largeur du dossier Matrx en mm	360	○						
	380	○	○					
	410	○	○	○				
	430		○	○	○			
	460			○	○	○		
	480				○	○	○	
	510					○	○	○

Diamètres de roues avant et arrière en fonction des hauteurs d'assise avant et arrière

		Roue avant en fonction de la hauteur d'assise avant							Roue arrière en fonction de la hauteur d'assise arrière						
		(mm)	410	435	460	485	510			(mm)	385	410	435	460	485
Taille roue avant	4"	x	x	x	x	x		Taille roue arrière	22"	x	x	x	x		
	5"	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x		
	6"		x	x	x	x	x			x	x	x	x		
	7"			x	x	x	x			x	x	x	x	x	