

Küschall®

FRMC

Küschall® COMPACT



Yes, you can.®



Découvrez les Packs de
Positionnement Matrx et
Vicaïr !

Découvrez nos nouvelles
planches de transfert (*En bas*)

Prix public TTC (LPPR/PLV)

3 303,53 € TTC

Forfait MAD1 Niveau 2 : 250,00 € (LPPR)

Forfait de livraison : 50,00 € (LPPR)

Küschall®

UNIQUE
Designed by you. Built by us.



Bodypoint®

matrx®
SCIENCE OF MOVEMENT

meinholtz
developed by Stannalastic

VICAIR®

Retrouvez notre aide au calcul des dimensions hors-tout [en cliquant ici](#)

Retrouvez notre configurateur visuel [en cliquant ici](#)

Informations client		Caractéristiques produit	
Date :	 	Type de châssis	Pliant par croisillon profilé simple ou double
Référence d'achat :		Matière	Aluminium, châssis hydroformé
		Potences	Fixes ou Escamotables
		Poids total*	10,5 kg (pot. Esca.) - 9,6 kg (pot. fixes)
Code client :		Poids de transport	7,8 kg (pot. Esca.) - 6,7 kg (pot. fixes)
		Crash-testé	Oui (avec option DCA7600)
Cachet du distributeur :		Positionnement	Compatible avec les produits Vicair , Matrx et Bodypoint
	Motorisation	alber e-motion	
	Poids max utilisateur	130 kg	
	Garantie	2 ans hors pièces d'usure	

Commandes



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre **e-commerce** dans votre **espace Invacare Pro** sur www.invacare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com
Les codes et montants LPPR/PLV

Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités et avec les derniers tarifs en vigueur.

☐ Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases ☒ Configuration standard ☐ Option sans supplément de prix

Nous nous réservons une tolérance de +/- 10 mm à la livraison sur la largeur d'assise, les hauteurs d'assise avant et arrière, la hauteur de dossier et l'UL.

* : Poids indicatif pour une dimension d'assise de 400x400 mm

Küschall® Compact				Euros		
				Prix Public		LPPR/PLV
				HT	TTC	
CODE		DESIGNATION	NC : Non Compatible / NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999			
DCA0012	☐	küschall® Compact® FRMC - Code LPPR 9575297		3 131,31	3 303,53	3303,53
TYPE DE DOSSIER						
DCA0100	☐	Dossier fixe		☐	☐	
DCA0110	☐	Dossier réglable en angle		☐	☐	
DCA0120	☐	Dossier réglable en angle et rabattable sur l'assise		☐	☐	
FABRICATION SPECIALE				Délai supplémentaire + 20 jours		
DCA0000	☐	Fabrication spéciale - description complète à joindre avec schema		Sur demande de fabrication spéciale		Sur devis (9)
UCA0001	☐	Unique - Personnalisation Options commençant par UCA****		Sur demande de fabrication spéciale		
PACKS POSITIONNEMENT ET PRÉVENTION D'ESCARRES						
DCA0220	☐	Pack de positionnement Matrix MX2 & Libra incluant : - Dossier Matrix MX2 (taille au choix DCA2300 à DCA2315) - Coussin Matrix Libra (DCA2720) - Accessoires de positionnement et base rigide (facultatifs) - Ceinture de hanche 2 points Bodypoint® Evoflex® (taille au choix DCA7810 à DCA7830)	NC : Largeur d'assise 360 mm possible uniquement avec profondeur 400/420 mm, 1300, 1305, 1310, 1315, 1350, 1355, 1400, 1405, 1415, 1425, 7230	1137,44	1200,00	1200,00 (4+5)
DCA0230	☐	Pack de positionnement Matrix Elite E2 & Libra incluant : - Dossier Matrix Elite E2 / Elite Deep E2 (taille au choix DCA2316 à DCA2357) - Coussin Matrix Libra (DCA2720) - Accessoires de positionnement et base rigide (facultatifs) - Ceinture de hanche 2 points Bodypoint® Evoflex® (taille au choix DCA7810 à DCA7830)		1137,44	1200,00	1200,00 (4+5)
DCA0260	☐	Pack de positionnement Matrix Elite E2 & Vicair Active O2 incluant : - Dossier Matrix Elite E2 / Elite Deep E2 (taille au choix DCA2316 à DCA2357) - Coussin Vicair Active O2 (DCA2750) - Ceinture de hanche 2 points Bodypoint® Evoflex® (taille au choix DCA7810 à DCA7830)	NC : Largeur d'assise 360 mm possible uniquement avec profondeur 400/420 mm, 1300, 1305, 1310, 1315, 1400, 1405, 1415, 1425, 7230	1137,44	1200,00	1200,00 (4+5)
TYPE D'ASSISE						
Châssis avant						
DCA1100	☐	Potences escamotables, châssis standard	NC : 1900, 1902, 3040, 3140	◆	◆	
DCA1110	☐	Potences fixes 70°, châssis actif	NC : 1700 à 1730, 1805	☐	☐	
DCA1120	☐	Potences fixes 80°, châssis dynamique (pente d'assise minimum de 40 mm obligatoire pour avoir des roues de 5")	NC : 1700 à 1730, 1805, 1962, 5550, 5600, 5650	☐	☐	
DCA1130	☐	Potences fixes 70°, châssis avant rétréci (-100 mm intérieur potence par rapport à la largeur d'assise) (augmente la largeur plié) - Délai supp + 10 j	NC : 1300, 1305, 1700 à 1730, 1805	☐	☐	
DCA1140	☐	Potences fixes 80°, châssis avant rétréci (-100 mm intérieur potence par rapport à la largeur d'assise) (augmente la largeur plié) - Délai supp + 10 j	NC : 1300, 1305, 1700 à 1730, 1805, 1962, 5550, 5600, 5650	☐	☐	
(4) code LPPR : 9981399 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur - dans la limite de 600,00 € (5) code LPPR : 9977848 - VPH, adjonction, PAP, forfait B adjonctions membre inférieur - dans la limite de 600,00 € (9) code LPPR : 4960062 - VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant FRMC - sur devis						










POTENCES
ESCAMOTABLES




POTENCES FIXES

Küschall® Compact					Euros			
					Prix Public		LPPR/PLV	
					HT	TTC		
Largeur d'assise (SW) (Largeur 280 à 420 mm : croisillon simple / largeur de 440 à 500 mm : double croisillon)								
DCA1300	☐	280 mm	NC : 2210, Dossiers Matrx, coussins Matrx et Classic Visco, 2490, 2860 pour L.280 mm, 3020, 3030, 3120, 3130, 3260, 6000, 6010, 8450		○	○		
DCA1305	☐	300 mm	NC : 2210, Dossiers Matrx, coussins Matrx et Classic Visco, 2490, 2860 pour L.280 mm, 3020, 3030, 3120, 3130, 3260, 6000, 6010, 8450		○	○		
DCA1310	☐	320 mm	NC : Dossiers Matrx, coussins Matrx et Classic Visco, 2490, 3020, 3030, 3120, 3130, 3260, 6000, 6010, 8450		○	○		
DCA1315	☐	340 mm	NC : Dossiers Matrx, coussins Matrx et Classic Visco, 2490, 3020, 3030, 3120, 3130, 3260, 6000, 6010, 8450		○	○		
DCA1320	☐	360 mm	NC : 2364, 2366, 2368, 2370, 2372, 2490, 2710, 2742, 2744, 2746, 2748, 3020, 3030, 3120, 3130		○	○		
DCA1325	☐	380 mm	NC : 2366, 2368, 2370, 2372, 2490 2742, 2744, 3020, 3030, 3120, 3130		○	○		
DCA1330	☐	400 mm	NC : 2360, 2366, 2368, 2370, 2372, 2744		○	○		
DCA1335	☐	420 mm	NC : 2360, 2362, 2368, 2370, 2372, 2746		○	○		
DCA1340	☐	440 mm	NC : 2360, 2362, 2364, 2370, 2372, 2740, 2742		○	○		
DCA1345	☐	460 mm	NC : 2360, 2362, 2364, 2372, 2740, 2742, 2744		○	○		
DCA1350	☐	480 mm	NC : 2300, 2305, 2310, 2315, 2345, 2360, 2362, 2364, 2366, 2740, 2742, 2744		○	○		
DCA1355	☐	500 mm	NC : 2210, 2300, 2305, 2310, 2315, 2345, 2360, 2362, 2364, 2366, 2368, 2740, 2742, 2744, 2746		○	○		
Profondeur d'assise (SD) (Châssis ajusté à la profondeur d'assise à partir de profondeur 380 mm (simple croisillon) et à partir de profondeur 400 mm (double croisillon))								
DCA1400	☐	320 mm	NC : 2155, 2160, coussins Matrx et Classic Visco, 2860, 2910, 5650		○	○		
DCA1405	☐	340 mm	NC : 2155, 2160, coussins Matrx et Classic Visco, 2860, 2910, 5650		○	○		
DCA1415	☐	360 mm	NC : 2710, 2720, 2742, 2744, 2746, 2748, 2860, 5650		○	○		
DCA1425	☐	380 mm	NC : 2720, 2744, 5650		○	○		
DCA1435	☐	400 mm	NC : 2744		◆	◆		
DCA1445	☐	420 mm			○	○		
DCA1460	☐	440 mm	NC : 2740, 2742		○	○		
DCA1470	☐	460 mm	NC : 2740, 2742, 2744		○	○		
DCA1480	☐	480 mm	NC : 2740, 2742, 2744, 2746, 2748		○	○		
DCA1490	☐	500 mm	NC : 2710, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748		○	○		
Hauteur de dossier (BH) (Hauteur 300 à 330 mm NC dossier réglable en angle et rabattable)								
DCA1615	☐	300 mm	DCA1620	☐	315 mm	NC : 2140, 2210, 2595		○
DCA1625	☐	330 mm	DCA1630	☐	345 mm	NC : 2210, 2595	○	○
DCA1635	☐	360 mm			NC : 2595	○	○	
DCA1640	☐	375 mm			NC : 2595	◆	◆	
DCA1645	☐	390 mm			NC : 2595	○	○	
DCA1650	☐	405 mm	DCA1655	☐	420 mm		○	○
DCA1660	☐	435 mm	DCA1665	☐	450 mm		○	○
DCA1670	☐	465 mm	DCA1675	☐	480 mm		○	○
DCA1680	☐	495 mm	DCA1685	☐	510 mm		○	○



Küschall® Compact					Euros			
					Prix Public		LPPR/PLV	
					HT	TTC		
Hauteur d'assise avant (FSTF) - voir tableau 3 à la fin de la fiche de mesure								
DCA1700	☐	370 mm	NC : 1810 à 1870, 1932 à 1962, 3030, 3130, 6410, 6420, 7600		☐	☐	IMPORTANT : En fonction de la hauteur d'assise sélectionnée et du diamètre de roues avant : assemblage avec un châssis hémi ou standard et avec/sans montage haut - se référer au tableau 3 à la fin de la fiche de mesure  Châssis Hémi  Montage haut	
DCA1705	☐	380 mm	NC : 1815 à 1870, 1934 à 1962, 3030, 3130, 6410, 6420, 7600		☐	☐		
DCA1710	☐	390 mm	NC : 1820 à 1870, 1936 à 1962, 3030, 3130, 6410, 6420, 7600		☐	☐		
DCA1715	☐	400 mm	NC : 1825 à 1870, 1938 à 1962, 3030, 3130, 6410, 6420, 7600		☐	☐		
DCA1720	☐	410 mm	NC : 1830 à 1870, 1940 à 1962, 3030, 3130		☐	☐		
DCA1725	☐	420 mm	NC : 1835 à 1870, 1942 à 1962		☐	☐		
DCA1730	☐	430 mm	NC : 1840 à 1870, 1944 à 1962		☐	☐		
DCA1735	☐	440 mm	NC : 1845 à 1870, 1946 à 1962		☐	☐		
DCA1740	☐	450 mm	NC : 1850 à 1870, 1948 à 1962		☐	☐		
DCA1745	☐	460 mm	NC : 1855 à 1870, 1950 à 1962		☐	☐		
DCA1750	☐	470 mm	NC : 1860 à 1870, 1952 à 1962		☐	☐		
DCA1755	☐	480 mm	NC : 1805, 1865, 1870, 1954 à 1962		☐	☐		
DCA1760	☐	490 mm	NC : 1805, 1810, 1956 à 1962		☐	☐		
DCA1765	☐	500 mm	NC : 1805, 1810, 1815, 1958 à 1962		☒	☒		
DCA1770	☐	510 mm	NC : 1805 à 1820, 1960, 1962		☐	☐		
DCA1775	☐	520 mm	NC : 1805 à 1825, 1962		☐	☐		
DCA1780	☐	530 mm	NC : 1805 à 1830		☐	☐		
Hauteur d'assise arrière (RSTF)								
Avec potences fixes à 70°, FSTF - 100 mm < RSTF < FSTF - 0 mm Avec potences fixes à 80°, FSTF - 100 mm < RSTF < FSTF - 30 mm								
Avec potences escamotables 70° et 80°, FSTF - 100 mm < RSTF < FSTF - 0 mm								
DCA1805	☐	370 mm	Uniquement avec roues arrière 22" et potences escamotables NC : 6410, 6420, 6430		☐	☐	Diamètre de roues arrière / RSTF 22" : 370 - 470 mm 24" : 390 - 490 mm 25" : 420 - 500 mm 26" : 420 - 500 mm	
DCA1810	☐	380 mm	NC : 6410, 6420, 6430		☐	☐		
DCA1815	☐	390 mm	DCA1820	☐ 400 mm	NC : 6420, 6430	☐		☐
DCA1825	☐	410 mm	NC : 6420, 6430		☐	☐		
DCA1830	☐	420 mm	DCA1835	☐ 430 mm		☐		☐
DCA1840	☐	440 mm	DCA1845	☐ 450 mm		☐		☐
DCA1850	☐	460 mm			☒	☒		
DCA1855	☐	470 mm			☐	☐		
DCA1860	☐	480 mm	DCA1865	☐ 490 mm	NC : 6400	☐		☐
DCA1870	☐	500 mm	NC : 6400, 6410		☐	☐		
Distance (LLL) fauteuil (Selon la configuration, les palettes peuvent être en montage haut) - cf tableau 1 à la fin de la fiche de mesure								
Avec potences escamotables et fixes à 70°, LLL max = FSTF - 20 mm / Avec potences escamotables et fixes à 80°, LLL max = FSTF - 30 mm								
Avec repose-jambes en position 75°, LLL max = FSTF - 40 mm et LLL mini = 380 mm								
Avec repose-jambes en position 60°, LLL max = FSTF et LLL mini = 380 mm								
DCA1900	☐	200 mm	DCA1902	☐ 210 mm	NC : 3030, 3130	☐	☐	 UL fauteuil = UL patient - épaisseur coussin
DCA1904	☐	220 mm	DCA1906	☐ 230 mm	NC : 3030, 3130	☐	☐	
DCA1908	☐	240 mm	DCA1910	☐ 250 mm	NC : 3030, 3130	☐	☐	
DCA1912	☐	260 mm	DCA1914	☐ 270 mm	NC : 3030, 3130	☐	☐	
DCA1916	☐	280 mm	DCA1918	☐ 290 mm	NC : 3030, 3130	☐	☐	
DCA1920	☐	300 mm	DCA1922	☐ 310 mm	NC : 3030, 3130	☐	☐	
DCA1924	☐	320 mm	DCA1926	☐ 330 mm	NC : 3030, 3130	☐	☐	
DCA1928	☐	340 mm	DCA1930	☐ 350 mm	NC : 3030, 3130	☐	☐	
DCA1932	☐	360 mm	DCA1934	☐ 370 mm	NC : 3030, 3130	☐	☐	
DCA1936	☐	380 mm	DCA1938	☐ 390 mm		☐	☐	
DCA1940	☐	400 mm	DCA1942	☐ 410 mm		☐	☐	
DCA1944	☐	420 mm				☐	☐	
DCA1946	☐	430 mm				☒	☒	
DCA1948	☐	440 mm	DCA1950	☐ 450 mm		☐	☐	
DCA1952	☐	460 mm	DCA1954	☐ 470 mm		☐	☐	
DCA1956	☐	480 mm	DCA1958	☐ 490 mm		☐	☐	
DCA1960	☐	500 mm				☐	☐	
DCA1962	☐	510 mm	NC : 3000, 3100, 3010, 3110			☐	☐	
TYPE DE DOSSIER								
Type de dossier								
DCA2120	☐	Courbure lombaire (Uniquement pour dossier fixe)		NC : Dossiers Matrx	☐	☐		

IMPORTANT : En fonction de la hauteur d'assise sélectionnée et du diamètre de roues avant : assemblage avec un châssis hémi ou standard et avec/sans montage haut - se référer au tableau 3 à la fin de la fiche de mesure




Châssis Hémi



Montage haut

Diamètre de roues arrière / RSTF
 22" : 370 - 470 mm
 24" : 390 - 490 mm
 25" : 420 - 500 mm
 26" : 420 - 500 mm



UL fauteuil
 =
 UL patient -
 épaisseur coussin

Küschall® Compact

Euros

Prix Public

LPPR/PLV

HT

TTC

Angle de dossier réglable par vis par rapport à l'assise (BA) (uniquement si 0110 ou 0120 sélectionné / avec dossier rabattable seulement 2 plages de réglage : 82° à 90° ou 94° à 98°) (Angle mesuré par rapport à l'assise))

DCA2155	☐ 82°	DCA2160	☐ 86°		○	○
DCA2165	☐ 90°				◆	◆
DCA2170	☐ 94°	DCA2175	☐ 98°	NC : dossier rabattable + dossiers Matrx	○	○
DCA2180	☐ 102°			NC : Dossier rabattable	○	○

Garniture de dossier

DCA2200	☐ Standard, avec capitonnage mousse	NC : 2300 à 2357, 2400, 2430, 2595	◆	◆	
DCA2210	☐ Toile Air Light (cousue main, aérée, anti-transpirante)	NC : 2300 à 2357, 2430, 2595	○	○	
DCA2220	☐ Réglable en tension par scratch, toile rembourrée avec pochette et bavette	NC : 2300 à 2357	○	○	
DCA2230	☐ Réglable en tension par scratch, toile Aéro-Back rembourrée micro-aérée avec pochette et bavette	NC : 2300 à 2357	○	○	
DCA2240	☐ Sans garniture de dossier, obligatoire si dossier Matrx commandé	NC : 2430, 2595	○	○	

UNIQUE - Surpiqûres sur la garniture de dossier - Concerne uniquement la toile de dossier Aéro-Back

UCA2241	☐ Jaune Fluo		101,42	107,00	
UCA2242	☐ Rose Fluo		101,42	107,00	
UCA2243	☐ Bleu		101,42	107,00	
UCA2244	☐ Blanc		101,42	107,00	
UCA2245	☐ Rouge		101,42	107,00	
UCA0002	☐ Autre couleur : merci de passer par notre Service Clients		Sur demande de fabrication spéciale		

UNIQUE - Broderie sur garniture de dossier - Concerne uniquement la toile de dossier Aéro-Back

UCA2246	☐ Smiley		218,01	230,00	
UCA2248	☐ Aventurier		218,01	230,00	
UCA2249	☐ Beauté Sakura		218,01	230,00	
UCA2250	☐ Cactus Souriant		218,01	230,00	
UCA2251	☐ Logo Küschall : merci de passer par notre Service Clients		Sur demande de fabrication spéciale		
UCA0003	☐ Autre design : merci de passer par notre Service Clients - Fournir le motif souhaité au format .ai / .pdf ou .png si l'image est en haute résolution		Sur demande de fabrication spéciale		

UNIQUE - Flocage sur garniture de dossier

UCA2253	☐ Smiley		118,48	125,00	
UCA2255	☐ Aventurier		118,48	125,00	
UCA2256	☐ Beauté Sakura		118,48	125,00	
UCA2257	☐ Cactus Souriant		118,48	125,00	
UCA2259	☐ Explosion de couleurs		118,48	125,00	
UCA0004	☐ Autre design : merci de passer par notre Service Clients - Fournir le motif souhaité au format .ai / .pdf ou .png si l'image est en haute résolution		Sur demande de fabrication spéciale		

Dossiers Matrx - La hauteur indiquée correspond à celle du dossier - Dossier **Matrx MX2** poids max. utilisateur: 114 kg

DCA2300	☐ Dossier Matrx MX2 , hauteur 150 mm (fixations latérales à démontage rapide)	NC : SW > 460 mm et SW < 360 mm, 2370, 2372, 2490	568,72	600,00	600,00 (4)
DCA2305	☐ Dossier Matrx MX2 , hauteur 230 mm (fixations latérales à démontage rapide)	NC : SW > 460 mm et SW < 360 mm, 2370, 2372, 2490	568,72	600,00	600,00 (4)
DCA2310	☐ Dossier Matrx MX2 , hauteur 310 mm (fixations latérales à démontage rapide)	NC : SW > 460 mm et SW < 360 mm, 2370, 2372, 2490	568,72	600,00	600,00 (4)
DCA2315	☐ Dossier Matrx MX2 , hauteur 410 mm (fixations latérales à démontage rapide)	NC : SW > 460 mm et SW < 360 mm, 2370, 2372, 2490	568,72	600,00	600,00 (4)
DCA2316	☐ Dossier Matrx Elite Deep E2 , hauteur 160 mm (paire de fixations mini incluse)	NC : SW < 360 mm, 2490	568,72	600,00	600,00 (4)
DCA2317	☐ Dossier Matrx Elite Deep E2 , hauteur 210 mm (paire de fixations mini incluse)	NC : SW < 360 mm, 2490	568,72	600,00	600,00 (4)
DCA2318	☐ Dossier Matrx Elite Deep E2 , hauteur 260 mm (paire de fixations mini incluse)	NC : SW < 360 mm, 2490	568,72	600,00	600,00 (4)
DCA2320	☐ Dossier Matrx Elite Deep E2 , hauteur 310 mm (paire de fixations mini incluse)	NC : SW < 360 mm, 2490	568,72	600,00	600,00 (4)
DCA2322	☐ Dossier Matrx Elite Deep E2 , hauteur 360 mm (paire de fixations mini incluse)	NC : SW < 360 mm, 2490	568,72	600,00	600,00 (4)
DCA2325	☐ Dossier Matrx Elite Deep E2 , hauteur 410 mm (paire de fixations mini incluse)	NC : SW < 360 mm, 2490	568,72	600,00	600,00 (4)
DCA2330	☐ Dossier Matrx Elite Deep E2 , hauteur 460 mm (paire de fixations standards incluse)	NC : SW < 360 mm, 2490	568,72	600,00	600,00 (4)

(4) code LPPR : 9981399 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur - dans la limite de 600,00 €

2120

MX2 : seulement 140g de plus qu'un dossier réglable en tension !

2300, 2305, 2310, 2315

2316 à 2331

**MX2 : seulement
140g de plus qu'un
dossier réglable en
tension !**

2300, 2305, 2310,
2315

2316 à 2331

Küschall® Compact				Euros		
				Prix Public		LPPR/PLV
				HT	TTC	
DCA2331	☐	Dossier Matrx Elite Deep E2 , hauteur 510 mm (paire de fixations standards incluse)	NC : SW < 360 mm, 2490	568,72	600,00	600,00 (4)
DCA2332	☐	Dossier Matrx Elite E2 , hauteur 160 mm (paire de fixations mini incluse)	NC : SW < 360 mm, 2490	568,72	600,00	600,00 (4)
DCA2334	☐	Dossier Matrx Elite E2 , hauteur 210 mm (paire de fixations mini incluse)	NC : SW < 360 mm, 2490	568,72	600,00	600,00 (4)
DCA2335	☐	Dossier Matrx Elite E2 , hauteur 260 mm (paire de fixations mini incluse)	NC : SW < 360 mm, 2490	568,72	600,00	600,00 (4)
DCA2340	☐	Dossier Matrx Elite E2 , hauteur 310 mm (paire de fixations mini incluse)	NC : SW < 360 mm, 2490	568,72	600,00	600,00 (4)
DCA2345	☐	Dossier Matrx Elite E2 , hauteur 360 mm (paire de fixations mini incluse)	NC : SW > 460 mm et SW < 360 mm, 2490	568,72	600,00	600,00 (4)
DCA2350	☐	Dossier Matrx Elite E2 , hauteur 410 mm (paire de fixations mini incluse)	NC : SW < 360 mm, 2490	568,72	600,00	600,00 (4)
DCA2355	☐	Dossier Matrx Elite E2 , hauteur 460 mm (paire de fixations standards incluse)	NC : SW < 360 mm, 2490	568,72	600,00	600,00 (4)
DCA2357	☐	Dossier Matrx Elite E2 , hauteur 510 mm (paire de fixations standards incluse)	NC : SW < 360 mm, 2490	568,72	600,00	600,00 (4)
Largeur du dossier Matrx - cf tableaux 4 à la fin de la fiche de mesure						
DCA2360	☐	360 mm - largeur de buste indic. 265 mm		○	○	
DCA2362	☐	380 mm - largeur de buste indic. 290 mm		○	○	
DCA2364	☐	410 mm - largeur de buste indic. 315 mm		○	○	
DCA2366	☐	430 mm - largeur de buste indic. 340 mm		○	○	
DCA2368	☐	460 mm - largeur de buste indic. 370 mm		○	○	
DCA2370	☐	480 mm - largeur de buste indic. 390 mm		○	○	
DCA2372	☐	510 mm - largeur de buste indic. 420 mm		○	○	
Poignées à pousser						
DCA2400	☐	Sans poignée	NC : 2490	○	○	
DCA2410	☐	Standards courtes	NC : 2490, 6580	○	○	
DCA2420	☐	Standards longues		◆	◆	
DCA2430	☐	Réglables en hauteur, externes	NC : 2490, 3520, 3620	○	○	
DCA2440	☐	Réglables en hauteur, intégrées	NC : 2490, 2595	○	○	
DCA2450	☐	Rabattables	NC : 2490, 2595, 6580	○	○	
OPTIONS DE DOSSIER						
Appui-tête						
DCA2490	☐	Appui-tête avec réglage latéral et oreillettes réglables - livré avec tendeur de dossier	NC : 2595, 6580	151,66	160,00	160,00 (1) ou 600,00 (4)
Tendeur de dossier						
DCA2595	☐	Tendeur de dossier, escamotable et amovible	NC : BH ≤ 390 mm	○	○	
TOILE D'ASSISE						
DCA2610	☐	Standard avec une bande scratch centrale - face douce		◆	◆	
DCA2620	☐	Avec une bande scratch centrale (face douce) et deux bandes scratch sur les côtés (face rugueuse)		○	○	
DCA2630	☐	Réglable en tension		○	○	
UNIQUE - Surpiquûres sur la garniture d'assise						
UCA2602	☐	Jaune Fluo		118,48	125,00	
UCA2603	☐	Rose Fluo		118,48	125,00	
UCA2604	☐	Bleu		118,48	125,00	
UCA2605	☐	Blanc		118,48	125,00	
UCA2606	☐	Rouge		118,48	125,00	
UCA0005	☐	Autre couleur : merci de passer par notre Service Clients		Sur demande de fabrication spéciale		
OPTIONS D'ASSISE						
Coussin d'assise						
DCA2710	☐	Coussin Flo-Tech Lite - H : 75 mm, livré avec deux housses noires	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	236,97	250,00	600,00 (5)
DCA2720	☐	Coussin Matrx Libra (housse noire bi-extensible imperméable et déperlante), livré avec deux housses noires	NC : SW ≤ 340 mm et SD ≤ 380 mm, largeur 360 mm uniquement possible avec SD 400 et 420 mm	426,54	450,00	600,00 (5)
DCA2740	☐	Coussin Classic Visco - H : 75 mm, 375mm x 400mm, plat et réversible - poids max utilisateur 50 kg	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	76,78	81,00	81,00 (11)
(1) code LPPR : 9913245 - VPH, adjonction, supplément appui-tête réglable : 160,00 € (4) code LPPR : 9981399 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur - dans la limite de 600,00 € (5) code LPPR : 9977848 - VPH, adjonction, PAP, forfait B adjonctions membre inférieur - dans la limite de 600,00 €						



2332 à 2357




2430

2450



2490



2610



2710

Küschall® Compact				Euros		
				Prix Public		LPPR/PLV
				HT	TTC	
DCA2742	☐	Coussin Classic Visco - H : 75 mm, 405mm x 400mm, plat et réversible - poids max utilisateur 100 kg	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	65,40	69,00	69,00 (11)
DCA2744	☐	Coussin Classic Visco - H : 75 mm, 430 mm x 430mm, plat et réversible - poids max utilisateur 100 kg	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	65,40	69,00	69,00 (11)
DCA2746	☐	Coussin Classic Visco - H : 75 mm, 455mm x 400mm, plat et réversible - poids max utilisateur 100 kg	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	76,78	81,00	81,00 (11)
DCA2748	☐	Coussin Matrix Contour ViscoNG - épaisseur 100 mm - Code LPPR/PLV	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	76,78	81,00	81,00 (12)
DCA2750	☐	Coussin Vicair Active O2 - épaisseur 60 mm, livré avec deux housses	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850, 2860	568,72	600,00	600,00 (5)
Pochette d'assise						
DCA2800	☐	Pochette d'assise amovible		☐	☐	
Premier accessoire de positionnement, facultatif						
DCA2810	☐	Poche de gel fluide supplémentaire (120 x 180 mm), la paire		☐	☐	
DCA2820	☐	Biseau fessier, la paire		☐	☐	
DCA2830	☐	Plot d'abduction Matrix (hauteur 40 mm), l'unité		☐	☐	
DCA2840	☐	Biseau latéral, l'unité		☐	☐	
DCA2850	☐	Biseau crural, l'unité		☐	☐	
Second accessoire de positionnement, facultatif						
DCA2810	☐	Poche de gel fluide supplémentaire (120 x 180 mm), la paire		☐	☐	
DCA2820	☐	Biseau fessier, la paire		☐	☐	
DCA2830	☐	Plot d'abduction Matrix (hauteur 40 mm), l'unité		☐	☐	
DCA2840	☐	Biseau latéral, l'unité		☐	☐	
DCA2850	☐	Biseau crural, l'unité		☐	☐	
Base rigide						
DCA2860	☐	Base rigide (choisir un coussin obligatoirement)		☐	☐	
Pochettes sous toile d'assise						
DCA2910	☐	Grande pochette toile (fixation par bandes scratchs sous la toile d'assise)	NC : SD ≤ 340 mm	☐	☐	
POTENCES / PALETTES						
Potence droite						
DCA3000	☐	Potence droite escamotable - amovible 70°, angle ouvert	NC : 3110	◆	◆	
DCA3010	☐	Potence droite escamotable - amovible 80°, angle mi-fermé	NC : 3100, 5650	☐	☐	
DCA3020	☐	Support amputé droit - <i>potence et palette identiques à celle du côté opposé OFFERTES</i>	NC : 3280	☐	☐	
DCA3030	☐	Repose-jambe droit réglable en inclinaison de 0° - 75° avec appui-mollet réglable en hauteur et en profondeur, UL réglable de 380 mm à 580 mm avec palette réglable en inclinaison, en profondeur sur 50 mm et en largeur	NC : 3280	☐	☐	
DCA3040	☐	Potence droite fixe - (uniquement si potences fixes sélectionnées précédemment)		☐	☐	
(5) code LPPR : 9977848 - VPH, adjonction, PAP, forfait B adjonctions membre inférieur - dans la limite de 600,00 € (11) code LPPR : 1258864 / 1260677 / 1203679 - Escarres, coussin visco, Classe II, Invacare, Classic Visco - 69,00 ou 81,00 € (12) code LPPR : 1204839 - Escarres, coussin visco, Classe II, Invacare, Matrix Contour Visco, Technique - 81,00 €						3000 / 3100



Küschall® Compact				Euros		
				Prix Public		LPPR/PLV
				HT	TTC	
Potence gauche						
DCA3100	☐	Potence gauche escamotable - amovible 70°, angle ouvert		◆	◆	
DCA3110	☐	Potence gauche escamotable - amovible 80°, angle mi-fermé	NC : 5650	○	○	
DCA3120	☐	Support amputé gauche - <i>potence et palette identiques à celle du côté opposé OFFERTES</i>	NC : 3280	○	○	
DCA3130	☐	Repose-jambe gauche réglable en inclinaison de 0° - 75° avec appui-mollet réglable en hauteur et en profondeur, UL réglable de 380 mm à 580 mm avec palette réglable en inclinaison, en profondeur sur 50 mm et en largeur	NC : 3280	○	○	
DCA3140	☐	Potence gauche fixe - (uniquement si potences fixes sélectionnées précédemment)		○	○	
Palettes doubles et monobloc						
DCA3260	☐	Palettes doubles, relevables, fixes en composite	NC : UL < 260 mm, châssis avant rétréci SW < 380 mm	◆	◆	
DCA3270	☐	Palettes doubles, relevables, réglables en angle et en profondeur, en carbone	NC : 3310	○	○	
DCA3280	☐	Palette monobloc, réglable en angle et escamotable en carbone	NC : UL < 300 mm, 3310	○	○	
Sangles						
DCA3300	☐	Sangle appui-mollets positionnée autour du châssis		◆	◆	
DCA3305	☐	Sangle appui-mollets avec supports aluminium positionnés derrière les potences		○	○	
DCA3310	☐	Sangles talonnières, la paire		○	○	
ACCOUDOIRS / GARDE-BOUE / PROTEGE-VETEMENTS						
Protège-vêtements						
DCA3400	☐	Fixes, en composite <i>Augmente la largeur d'assise de 0 à +10 mm</i>	NC : 3500, 3510, 3530, 3540, 3600, 3610, 3630, 3640, 7600, 8450	◆	◆	
DCA3405	☐	Amovibles, en composite <i>Réduit la largeur d'assise de 0 à +10 mm</i>	NC : 3500, 3510, 3530, 3540, 3550, 3600, 3610, 3630, 3640, 7600, 8450	○	○	
DCA3410	☐	Fixes, en carbone <i>Augmente la largeur d'assise de 0 à +10 mm</i>	NC : 3500, 3510, 3530, 3540, 3600, 3610, 3630, 3640, 7600, 8450	○	○	
Garde-boue						
DCA3425	☐	Fixes, en composite <i>Augmente la largeur d'assise de 0 à +10 mm</i>	NC : 3500, 3510, 3530, 3540, 3600, 3610, 3630, 3640, 6000, 6010, 6140, 6150, 6553, 6580, 7600, 8450	○	○	
DCA3430	☐	Fixes, en carbone <i>Augmente la largeur d'assise de 0 à +10 mm</i>	NC : 3500, 3510, 3530, 3540, 3600, 3610, 3630, 3640, 6000, 6010, 6140, 6150, 6553, 6580, 6950, 7600, 8450, NC FSTF < 410 mm	○	○	
DCA3440	☐	Amovibles, en carbone <i>Réduit la largeur d'assise de 0 à +10 mm</i>	NC : 3500, 3510, 3530, 3540, 3600, 3610, 3630, 3640, 6140, 6150, 6553, 8450	○	○	
DCA3450	☐	Amovibles, en composite <i>Réduit la largeur d'assise de 0 à +10 mm</i>	NC : 3500, 3510, 3530, 3540, 3600, 3610, 3630, 3640, 6140, 8450	○	○	
 Découvrez également la gouttière hémiplogique dynamique Bodypoint ! Retrouvez sa fiche de mesure dédiée sur notre site internet						
Accoudoirs droit						
DCA3500	☐	Accoudoir droit court réglable en hauteur avec outils et amovible <i>Augmente la largeur d'assise de 0 à +10 mm</i>	NC : 6150	○	○	
DCA3510	☐	Accoudoir droit long réglable en hauteur avec outils et amovible <i>Augmente la largeur d'assise de 0 à +10 mm</i>	NC : 6150	○	○	


3030 / 3130


3400



3440


3450


3500
3510
3600
3610



3030 / 3130



3400




3440



3450



3500
3510
3600
3610


Küschall® Compact			Euros			
			Prix Public		LPPR/PLV	
			HT	TTC		
DCA3520	☐ Accoudoir tube droit réglable en hauteur et amovible - capitonnage confort <i>Bloque le rabattage du dossier sur l'assise si 0120 sélectionné</i>	NC : 6950, 8450	142,18	150,00		 3520 3620
DCA3530	☐ Accoudoir droit relevable, rabattable, amovible et réglable en hauteur, bordure noire - <i>Réduit la largeur d'assise de 0 à +10 mm</i>	NC : 6130, 6140, 6150	○	○		
DCA3540	☐ Gouttière concave droite et système de rotation latérale indexée, réglable hauteur/profondeur - côté droit (si sélectionnée, la gouttière sera montée sur l'accoudoir cranté, relevable, amovible - cf photo) - <i>Réduit la largeur d'assise de 0 à +10 mm</i>	NC : 6130, 6140, 6150, 8450	○	○		
Accoudoirs gauche						
DCA3600	☐ Accoudoir gauche court réglable en hauteur avec outils et amovible <i>Augmente la largeur d'assise de 0 à +10 mm</i>	NC : 6150	○	○		 3530 3630
DCA3610	☐ Accoudoir gauche long réglable en hauteur avec outils et amovible <i>Augmente la largeur d'assise de 0 à +10 mm</i>	NC : 6150	○	○		
DCA3620	☐ Accoudoir tube gauche réglable en hauteur et amovible - capitonnage confort <i>Bloque le rabattage du dossier sur l'assise si 0120 sélectionné</i>	NC : 6950, 8450	142,18	150,00		
DCA3630	☐ Accoudoir gauche relevable, rabattable, amovible et réglable en hauteur, bordure noire - <i>Réduit la largeur d'assise de 0 à +10 mm</i>	NC : 6130, 6140, 6150	○	○		 3540 3640
DCA3640	☐ Gouttière concave gauche et système de rotation latérale indexée, réglable hauteur/profondeur - côté gauche (si sélectionnée, la gouttière sera montée sur l'accoudoir cranté, relevable, amovible - cf photo) - <i>Réduit la largeur d'assise de 0 à +10 mm</i>	NC : 6130, 6140, 6150, 8450	○	○		
COLORIS DE CHASSIS ET PERSONNALISATION						
Coloris de châssis						
DCA4000	☐ Noir Spatial (RAL 9005)		○	○		Délai supplémentaire + 15 jours
DCA4010	☐ Gris Anthracite (RAL 7016)		○	○		
DCA4020	☐ Blanc Eclatant (RAL 9016)	NC : 4220	○	○		
DCA4030	☐ Rouge Carmin (RAL 3002)		○	○		
DCA4040	☐ Bleu Azur (RAL 5017)		○	○		
DCA4060	☐ Jaune Flashy (RAL 1016)		○	○		
DCA4100	☐ Noir Brillant (RAL 9005)		○	○		
DCA4130	☐ Gris Argent (RAL 9006)		○	○		
DCA4145	☐ Bleu Nuit Nacré		○	○		
DCA4150	☐ Rouge Rubis (RAL 3003)		○	○		
DCA4170	☐ Orange Dynamite		○	○		
DCA4180	☐ Vert Forêt (RAL 6029)		○	○		
DCA4050	☐ Coloris Spécial		Sur demande de fabrication spéciale			
UCA4101	☐ Poli-miroir		696,68	735,00		
UCA4102	☐ Vert Pastel		750,71	792,00		
UCA4103	☐ Bleu Ciel		750,71	792,00		
UCA4104	☐ Prune		750,71	792,00		
UCA4105	☐ Saumon		750,71	792,00		
UCA0008	☐ Coloris Spécial : - Délai de fabrication + 10 jours : pour un coloris déjà proposé sur les autres gammes des fauteuils roulants manuels <i>Invacare</i> . OU - Délai de fabrication + 15 jours : pour toute autre demande (sous réserve de faisabilité) - préciser N° RAL		Sur demande de fabrication spéciale			
Vernis céramique						
UCA4066	☐ Vernis céramique (<i>Uniquement pour coloris UKA410*</i>)		643,60	679,00		



3520
3620



3530
3630



3540
3640

**Délai
supplémentaire +
15 jours**

Küschall® Compact			Euros		
			Prix Public		LPPR/PLV
			HT	TTC	
Style de décalcomanie					
DCA4190	☐ Bold (Dynamique) : Bandes iconiques pointillées sur les deux flancs de châssis		○	○	
DCA4195	☐ Tag (Elégance) : Bague K sur flanc gauche du châssis - UNIQUEMENT NOIR OU ROUGE		◆	◆	
DCA4197	☐ Sans décalcomanie		○	○	
Coloris de la décalcomanie Bold					
DCA4200	☐ Noir		○	○	
DCA4210	☐ Gris Foncé		○	○	
DCA4220	☐ Gris Clair		○	○	
DCA4230	☐ Rouge		○	○	
DCA4240	☐ Bleu		○	○	
DCA4250	☐ Doré		○	○	
Unique - Stickers bold fluo : apposés sur le coloris de châssis si coloris standard. Si Coloris spécial : incorporé sous le vernis					
UCA4252	☐ Jaune Fluo - stickers		161,14	170,00	
UCA4253	☐ Vert Fluo - stickers		161,14	170,00	
UCA4254	☐ Orange Fluo - stickers		161,14	170,00	
UCA4255	☐ Rose Fluo - stickers		161,14	170,00	
UCA4256	☐ Rouge Fluo - stickers		161,14	170,00	
UCA0009	☐ Autre couleur : merci de passer par notre Service Clients		Sur demande de fabrication spéciale		
Coloris de la décalcomanie Tag					
DCA4300	☐ Noir		○	○	
DCA4310	☐ Rouge		○	○	
Roues avant					
DCA5050	☐ 4" x 29 mm - Every day - bandage noir		○	○	
DCA5100	☐ 4" Bandage Soft noir		○	○	
DCA5150	☐ 4" x 24 mm - Starec, bandage noir, jante noire		○	○	
DCA5200	☐ 4" x 1,4" FrogLegs bandage noir, jante noire	Sélectionner les roues Froglegs, jantes noires (DCA5200) pour accéder aux anodisations UNIQUE	121,33	128,00	
DCA5250	☐ 4" x 1,4" FrogLegs bandage noir, jante grise		121,33	128,00	
DCA5300	☐ 5" x 31 mm - Every day - bandage noir		○	○	
DCA5350	☐ 5" Bandage Soft noir		◆	◆	
DCA5400	☐ 5" x 31 mm - Starec, bandage noir, jante noire		○	○	
DCA5450	☐ 5" x 1,4" FrogLegs bandage noir, jante noire	Sélectionner les roues Froglegs, jantes noires (DCA5450) pour accéder aux anodisations UNIQUE	121,33	128,00	
DCA5500	☐ 5" x 1,4" FrogLegs bandage noir, jante grise		121,33	128,00	
DCA5550	☐ 6" Bandage Soft noir		○	○	
DCA5600	☐ 6" Pneumatique		○	○	
DCA5650	☐ 7" Bandage Soft noir		○	○	
UNIQUE - Coloris de jantes roues avant Froglegs					
UCA5502	☐ Rose		98,58	104,00	
UCA5504	☐ Orange		98,58	104,00	
UCA5506	☐ Bleu		98,58	104,00	
UCA5507	☐ Violet Atomique		98,58	104,00	
UCA5508	☐ Rouge		98,58	104,00	
UCA5509	☐ Doré		98,58	104,00	
UNIQUE - Roulements en céramique pour roues avant Froglegs					
UCA5510	☐ Roulements en céramique		98,58	104,00	
ROUES ARRIERE					
Kit Double mains-courantes					
DCA6000	☐ Kit Dual HR™ - nouvelle version - à droite - à démontage rapide - Roues 24" x 1" pneumatique main-courante aluminium	NC : 6040, 6130, 6140, 6150, 6300, 6400, 6420, 6430, 6500, 6510, 6520, 6550, 6580, 6840, 6900, 6910, 6950, 8650, 8680	257,09	271,23	271,23 (6)
DCA6010	☐ Kit Dual HR™ - nouvelle version- à gauche - à démontage rapide - Roues 24" x 1" pneumatique main-courante aluminium	NC : 6040, 6130, 6140, 6150, 6300, 6400, 6420, 6430, 6500, 6510, 6520, 6550, 6580, 6840, 6900, 6910, 6950, 8650, 8680	257,09	271,23	271,23 (6)
Platine des roues arrière					
DCA6020	☐ Platine standard	NC : 6140, 6150	◆	◆	
DCA6040	☐ Platine rallongée	NC : 6100, 6580, 6950	○	○	
(6) code LPPR : 9916456 - VHP, adjonction, système de conduite à double main courante pour FRMC - 271,23 €					



BOLD



TAG



5200 / 5250 / 5450 / 5500



5350 / 5550



5050 / 5300



BOLD



TAG



5200 / 5250 / 5450 / 5500

5350 / 5550



5050 / 5300

Küschall® Compact				Euros		
				Prix Public		LPPR/PLV
				HT	TTC	
Position des roues arrière depuis l'avant						
DCA6100	☐ 1 (la plus active)		NC : 6580, 6840	○	○	
DCA6110	☐ 2		NC : 6950	○	○	
DCA6120	☐ 3			◆	◆	
DCA6130	☐ 4		NC : 6580, 6950	○	○	
DCA6140	☐ 5			○	○	
DCA6150	☐ 6 (la plus stable)			○	○	
Axes à demontage rapide Tétra-clip						
DCA6300	☐ Axes à démontage rapide Tetra-clip		NC : 6550, 6580, 6950	○	○	
Diamètre des roues arrière						
DCA6400	☐ 22"		NC : 6500, 6520, 6550, 6560, 6600, 6630, 6660, 6760, 6710, 6720, 6740, 6750, 6760, 6770, 6950	○	○	
DCA6410	☐ 24"			◆	◆	
DCA6420	☐ 25"		NC : 6500, 6510, 6580, 6600, 6630, 6660, 6700, 6710, 6720, 6760, 6770, 6900, 6910, 6950	○	○	
DCA6430	☐ 26"		NC : 6500, 6520, 6550, 6600, 6630, 6660, 6720, 6740, 6750, 6760, 6770, 6840, 6950	○	○	
Type des roues arrière						
DCA6500	☐ Roues Actives 24" (main-courante aluminium - jante, moyeu et rayonnage radial noir - Pneus : revêtement au choix)	24"	NC : toutes les mains-courantes, protège-rayons	◆	◆	
DCA6510	☐ küschall moyeu Starec (jante noire et moyeu noir, rayonnage noir croisé pour roues 24" et 26" et moyeu naturel, rayonnage argenté pour roues 22")	22", 24", 26"		○	○	
DCA6520	☐ High Performance (jante noire, moyeu Starec noir, rayonnage croisé noir)	24", 25"	NC : 6660	○	○	
DCA6550	☐ Spinergy LXX (jante, moyeu et rayonnage radial noir en fibre de carbone tréssée) 600g par roue	24", 25"	NC : 6660, 6910	559,24	590,00	
UCA6551	☐ Spinergy Lite Extreme LX (jante, moyeu et rayonnage radial noirs ou couleurs au choix) 680g par roue	24", 25"		1060,66	1119,00	
UCA6552	☐ Spinergy Lite Extreme X-Laced XLX (jante, moyeu et rayonnage croisé noirs ou couleurs au choix) 660g par roue	24", 25"		1140,28	1203,00	
UCA6553	☐ Spinergy X-Laced Sport Lite Extreme XSLX (jante, moyeu et rayonnage croisé noirs ou couleurs au choix) 757g par roue	24", 25"		1206,64	1273,00	
UCA6554	☐ Spinergy CLX, Fibre de carbone (jante, moyeu et rayonnage radial noirs ou couleurs au choix, axe Starec) 570g par roue	24", 25"		1358,29	1433,00	
DCA6580	☐ Roues avec freins tambour - commande tierce-personne	22", 24", 25"	NC : 6950, 8680	○	○	
UNIQUE - Anodisation jantes roues arrière Spinergy						
UCA6557	☐ Bleu			162,09	171,00	
UCA6558	☐ Doré			162,09	171,00	
UCA6559	☐ Vert			162,09	171,00	
UCA6560	☐ Orange			162,09	171,00	
UCA6561	☐ Rouge			162,09	171,00	
UCA6562	☐ Violet			162,09	171,00	

↑

6300

Taille des pneus

MAXXIS LIGHT GUARD / ALPHA PROTECT : 24" : 25-540

MBL SPEEDLITE : 24" : 25-540

↑ 6300


Taille des pneus
MAXXIS LIGHT GUARD /
ALPHA PROTECT :
24" : 25-540
MBL SPEEDLITE :
24" : 25-540

Küschall® Compact				Euros		
				Prix Public		LPPR/PLV
				HT	TTC	
UNIQUE - Anodisation moyeu roues arrière Spinergy						
UCA6563	☐ Bleu			162,09	171,00	
UCA6564	☐ Doré			162,09	171,00	
UCA6565	☐ Gris			162,09	171,00	
UCA6566	☐ Vert			162,09	171,00	
UCA6567	☐ Orange			162,09	171,00	
UCA6568	☐ Rouge			162,09	171,00	
UCA6569	☐ Violet			162,09	171,00	
UNIQUE - Anodisation rayons roues arrière Spinergy						
UCA6570	☐ Bleu			162,09	171,00	
UCA6571	☐ Vert			162,09	171,00	
UCA6572	☐ Orange			162,09	171,00	
UCA6573	☐ Rose Fluo			162,09	171,00	
UCA6574	☐ Rouge			162,09	171,00	
UCA6575	☐ Violet			162,09	171,00	
UCA6576	☐ Blanc			162,09	171,00	
UCA6577	☐ Jaune			162,09	171,00	
Pneus arrière						
DCA6600	☐ Pneu noir Maxxis Lite Guard (protection anti-crevaison)	24"		◆	◆	
DCA6625	☐ Pneu noir Maxxis Alpha Protect (protection anti-crevaison)	22", 24", 25", 26"		○	○	
DCA6630	☐ Pneu noir MBL Speedlite (protection anti-crevaison)	24"		○	○	
DCA6660	☐ Bandage noir	24" NC : 7230		○	○	
Mains-courantes						
DCA6700	☐ Anti-dérapante, livré avec écartement 30 mm, réglable à 40 mm	22", 24", 25", 26"		○	○	
DCA6710	☐ Acier inoxydable, écartement 30 mm	24", 25", 26"		○	○	
DCA6720	☐ Titane, livré avec écartement 30 mm, réglable à 40 mm	24"		○	○	
DCA6740	☐ Carbolife Gekko , avec anti-dérapant, livré avec écartement 30 mm, réglage à 40 mm (+ 15 mm de largeur hors-tout)	24", 25"		○	○	
DCA6750	☐ Carbolife Gekko S , avec anti-dérapant, livré avec écartement 30 mm, réglage à 40 mm	24", 25"		○	○	
DCA6760	☐ Carbolife Curve L , avec profil ergonomique, livré avec écartement 30 mm, réglage à 40 mm (+ 15 mm de largeur hors-tout)	24"		○	○	
DCA6770	☐ Carbolife Quadro , avec profil ergonomique et anti-dérapante, livré avec écartement 30 mm, réglage à 40 mm	24"		○	○	
DCA6775	☐ Carbolife Curve L Tetra Grip , avec profil ergonomique et anti-dérapant, livré avec écartement 30 mm, réglage à 40 mm	24"		○	○	
Mains-courantes						
DCA6780	☐ Aluminium anodisé Light, livré avec écartement 30 mm, réglable à 40 mm	22", 24", 25", 26"		◆	◆	
DCA6790	☐ Aluminium anodisé Light, noir, écartement 30 mm	22", 24", 25", 26"		○	○	



6600 6625

6660 6630




6700 6710

6720

6740

6790 6760



Küschall® Compact				Euros		
				Prix Public		LPPR/PLV
				HT	TTC	
Carrossage des roues arrière						
DCA6820	☐ 0°			◆	◆	
DCA6830	☐ 1°			○	○	
DCA6840	☐ 3°	NC : 7230		○	○	
Protège-rayons, la paire						
DCA6900	☐ Transparent	22", 24", 26"		○	○	
DCA6910	☐ Noir	22", 24", 26"		○	○	
Motorisations alber (uniquement avec roulettes anti-basculer alber). Garde-boue amovibles en carbone à privilégier : plus larges et plus couvrants.						
DCA6950	☐ Fixation pour assistance électrique à la propulsion alber e-motion M25 (inclus 2 roulettes anti-basculer alber)	Uniquement avec roues 24" NC : 7500, 7510, 7520, 8100, 8110, 8120, 8200, 8210		579,15	611,00	
Conseil : pour une compatibilité parfaite des freins avec les roues manuelles, nous vous conseillons d'équiper celles-ci du même type de revêtement que les roues motorisées.						
UNIQUE - Kits anodisation						
UCA6960	☐ Kit 1 : Fourches et cache-roulements			197,16	208,00	
UCA6961	☐ Kit 2 : Fourches, cache-roulements, support de roues arrière, brides de frein, levier de déverrouillage de potences (si potences escamotables)			551,66	582,00	
UNIQUE - Coloris Premium Anodisation						
UCA6963	☐ Rouge			○	○	
UCA6964	☐ Violet			○	○	
UCA6965	☐ Cuivre			○	○	
UCA6966	☐ Vert			○	○	
UCA6967	☐ Orange			○	○	
UCA6968	☐ Doré			○	○	
UCA6969	☐ Champagne			○	○	
UCA6970	☐ Rose Fluo			○	○	
UCA6971	☐ Bleu			○	○	
UCA6972	☐ Finition poli miroir			○	○	
Freins - voir tableau 2 à la fin de la fiche de mesure						
DCA7200	☐ A tirer			◆	◆	
DCA7210	☐ A pousser leviers courbés			○	○	
DCA7220	☐ A pousser leviers droits			○	○	
DCA7230	☐ Performance	NC : 7300, 7810, 7820, 7830		○	○	
DCA7250	☐ Actifs légers	NC : 7300		○	○	
Leviers de freins rallongés						
DCA7300	☐ Leviers de freins rallongés			○	○	
OPTIONS DE SECURITE						
Montage de 2 éléments maximum par côté dans la liste suivante : roulettes anti-basculer, tubes basculeurs, porte-canne, accoudoirs tubes ou roues de transit						
Roulettes anti-basculer						
DCA7500	☐ Roulette anti-basculer à droite			○	○	
DCA7510	☐ Roulette anti-basculer à gauche			○	○	
DCA7520	☐ Deux roulettes anti-basculer			○	○	
Kit de transport						
DCA7600	☐ Kit de transport (autocollants)	NC : BH ≤ 400 mm		○	○	
Ceintures						
DCA7800	☐ Ceinture de maintien, fermeture à boucle plastique			○	○	
DCA7810	☐ Bodypoint® Evoflex® ceinture de hanche 2 points rembourrée, bouton à pousser, Small, Flat-Mount™ - poids max util. 25 -50 kg		218,01	230,00	600,00 (5)	
DCA7820	☐ Bodypoint® Evoflex® ceinture de hanche 2 points rembourrée à loquet Rehab, Medium, Flat-Mount™ - poids max util. 50-75 kg		218,01	230,00	600,00 (5)	
DCA7830	☐ Bodypoint® Evoflex® ceinture de hanche 2 points rembourrée à loquet Rehab, Large, Flat-Mount™ - poids max util. 50 - 100 kg		218,01	230,00	600,00 (5)	
Catadioptrés						
DCA7900	☐ Montés sur les roues			○	○	



7250



7500 / 7520




7810 / 7820 / 7830

Ceinture Evoflex réglable de 35 mm à 125 mm vers l'arrière par rapport à l'avant de la toile d'assise. 6 positions par paliers de 15 mm



7250



7500 / 7520

Ceinture Evoflex réglable de 35 mm à 125 mm vers l'arrière par rapport à l'avant de la toile d'assise.
6 positions par paliers de 15 mm



7810 / 7820 / 7830

Küschall® Compact				Euros		
				Prix Public		LPPR/PLV
				HT	TTC	
AUTRES OPTIONS						
Protections de châssis						
DCA8000	☐	Protections de châssis arrière, la paire		◆	◆	
DCA8010	☐	Protections de châssis avant amovibles par scratch, la paire		○	○	
Tubes basculeurs						
DCA8100	☐	Tube basculeur à droite	NC : 8200	23,70	25,00	25,00 (8)
DCA8110	☐	Tube basculeur à gauche	NC : 8210	23,70	25,00	25,00 (8)
Porte-canne						
DCA8200	☐	Porte-canne à droite		○	○	
DCA8210	☐	Porte-canne à gauche		○	○	
Roues de transit						
DCA8300	☐	Roues de Transit 3", la paire		○	○	
Autres						
DCA8450	☐	Tablette (uniquement avec accoudoirs réglables en hauteur)		125,12	132,00	132,00 (2)
DCA8650	☐	Sac de transport des roues arrière (22", 24", 25", 26")		65,40	69,00	
DCA8680	☐	Paire de roues arrière Mountain Bike 24" complètes (pneus VTT, MC aluminium anodisé et paires d'axes à démonatage rapide) et son sac de transport		646,45	682,00	
DCA8800	☐	Sangle de mollets rembourrée Bodypoint®		104,27	110,00	600,00 (5)
DCA8850	☐	Sac Mobility Bodypoint®		104,27	110,00	
ACCESSOIRES						
Planches de transfert						
MH-H01	☐	Planche de transfert en bois meinHOLTZ - Sun	NOUVEAU	150,71	159,00	
MH-T01	☐	Planche de transfert en bois meinHOLTZ - Flowers	NOUVEAU	150,71	159,00	
MH-O01	☐	Planche de transfert en bois meinHOLTZ - Rock on	NOUVEAU	150,71	159,00	
MH-N01	☐	Planche de transfert en bois meinHOLTZ - Natural	NOUVEAU	146,92	155,00	
(2) code LPPR : 9947184 - VHP, adjonction, tablette complète - 132,00 €						
(5) code LPPR : 9977848 - VHP, adjonction, PAP, forfait B adjonctions membre inférieur - dans la limite de 600,00 €						
(8) code LPPR : code LPPR : 9979126 - VHP, adjonction, levier de basculement pour FRMC - 25,00 €						



8010



8100



8200



8300



8650



8850



MH-H01



MH-T01



MH-O01



MH-N01



8100



8200



8300



8650



8850



MH-H01

MH-T01



MH-O01

MH-N01