

Catégorie FRMC



TriGO S - STANDARD



Fauteuil roulant manuel actif léger, hautement configurable, adaptable et pliable avec potences repose-pieds fixes pour une rigidité optimale. Le fauteuil roulant TRIGO S peut être ultra personnalisé à la commande, du châssis aux roues en passant par le dossier, l'assise et les accoudoirs. De nombreuses couleurs de châssis sont disponibles.
Châssis garantie 4 ans hors pièces d'usure
 Poids utilisateur max 130kg

Date et cachet de la société

Prescription Médicale :

Fauteuil roulant modulaire à propulsion manuelle configurable FRMC + Leviers de basculement
 + Adjonctions si nécessaire + PAP Forfait A : membres supérieurs et Forfait B : membres inférieurs si nécessaire + Demande sur devis si nécessaire

Qui peut prescrire ?

Prescription par Médecin MPR ou Médecin titulaire d'un DU ou Ergothérapeute

Agence de Phalempin
 Tel : 03.28.55.07.98
 Fax: 03.20.90.28.89

Agence de Courmon
 Tel : 04.73.60.82.40
 Fax: 04.73.77.95.94



= Exécution standard



= Option sans supplément de prix

Sélectionner les options en cochant les cases SVP

TRIGO S - Potences fixes
 Version standard



Prix Public HT

Prix Public TTC

PLV* TTC

Code Remboursement

3 131,31 €

3 303,53 €

3 303,53 €

9541045

*Prix limite de vente

POUR RAPPEL : Mode de prise en charge catégorie FRMC

ACHAT

Prix Public HT

Prix Public TTC

PLV* TTC

Code Remboursement

3 131,31 €

3 303,53 €

3 304,53 €

9541045

POUR RAPPEL : Forfait de mise à disposition MAD + Forfait Livraison

FORFAIT MAD1 niveau 2 - Pour Achat

FORFAIT MAD2 niveau 2 - Pour Achat en renouvellement

LIVRAISON - Pour Achat

Prix Public HT

Prix Public TTC

PLV* TTC

Code Remboursement

236,97 €

250,00 €

250,00 €

4853449

118,48 €

125,00 €

125,00 €

4836273

47,39 €

50,00 €

50,00 €

1266390

POUR RAPPEL : Forfait SAV1 pour VHP achat

Montant forfaitaire annuel Sans PLV

Prix Public HT

Prix Public TTC

Code Remboursement

246,92 €

260,50 €

4894307

*Prix limite de vente

Sélectionner les options en cochant les cases SVP

CHÂSSIS

Type

Pliant par croisillon
 Poids utilisateur jusqu'à 130kg



-



Rappel

Simple croisillon
 poids maxi utilisateur : 70 kg

1,5 croisillon
 poids maxi utilisateur : 130 kg

Double croisillon
 poids maxi

Largeur d'assise

30cm

32cm

34cm

36cm

38cm

40cm

42cm

44cm

46cm

48cm

50cm

Dispositif anti-basculement

B78R

Roulette anti-basculer droite et appui pour basculement (img 52) - incompatible avec B86 - 1916354 ATTENTION : Hauteur arrière mini 37,5cm.
 Si la largeur d'assise est ≤36cm il ne sera pas possible de la replier.



23,70 €

25 €

25 €

9918981

B78L

Roulette anti-basculer gauche appui pour basculement (img 52) - incompatible avec B86 - 1916353 ATTENTION : Hauteur arrière mini 37,5cm.
 Si la largeur d'assise est ≤36cm il ne sera pas possible de la replier.



23,70 €

25 €






MODE DE PROPULSION






Configuration standard









Roues manuelles bilatérales 24" pouces avec mains courantes démontables
 (Hauteur d'assise ajustable - cf tableau hauteur d'assise avant & arrière)




-

Kit Hémiplegique												
HEM2		Double main courantes à droite - pneu 24 x 1 3/8" voir roues compatibles ci-dessus (uniquement avec carrossage 0°) <i>uniquement avec roues PU - obligatoirement avec B40</i> <i>largeur d'assise minimum 38 cm, livré avec freins standards, kit frein relié à commande unilatérale à commander en option (voir catégorie "freins")</i>				<input type="checkbox"/>	257,09 €	271,23 €	271,23 €	 9925886		
HEM2		Double main courantes à gauche - pneu 24 x 1 3/8" voir roues compatibles ci-dessus (uniquement avec carrossage 0°) <i>uniquement avec roues PU - obligatoirement avec B40</i> <i>largeur d'assise minimum 38 cm, livré avec freins standards, kit frein relié à commande unilatérale à commander en option (voir catégorie "freins")</i>				<input type="checkbox"/>	257,09 €	271,23 €	271,23 €			
DOSSIER												
Type												
							Prix Public HT	Prix Public TTC	PLV* TTC			
Dossier fixe (img 21)						<input type="checkbox"/>	○	-	-			
Dossier réglable en inclinaison de 82° - 102° par vis (img 22)						<input type="checkbox"/>	○	-	-			
Dossier rabattable par goupille et réglable en inclinaison par vis 82° - 102° (img 23)						<input type="checkbox"/>	○	-	-			
												
Poignées de poussée												
no PH		Sans poignées de poussée				<input checked="" type="checkbox"/>	○	-				
PH 01		Poignées de poussée fixes - 12 cm				<input type="checkbox"/>	○	-				
PH 02		Poignées de poussée courtes fixes - 8 cm				<input type="checkbox"/>	○	-				
 PH 01-12cmPH 02- 8cm												
Hauteur de dossier (Compatibilité poignées de poussée)												
Modèles disponibles (voir ci-dessous)		no PH	PH 01	PH 02	PH 03	PH 04	PH 05	PH 06	● : possible Δ : possible uniquement avec un dossier fixe - : impossible			
Hauteur fixe	25 cm	Δ	Δ	Δ	Δ	-	Δ	Δ	<input type="checkbox"/>	○	-	
	27 cm	Δ	Δ	Δ	Δ	-	Δ	Δ	<input type="checkbox"/>	○	-	
	29 cm	Δ	Δ	Δ	Δ	-	Δ	Δ	<input type="checkbox"/>	○	-	
	31 cm	Δ	Δ	Δ	Δ	-	Δ	Δ	<input type="checkbox"/>	○	-	
	33 cm	Δ	Δ	Δ	Δ	-	Δ	Δ	<input type="checkbox"/>	○	-	
	35 cm	●	●	●	●	-	●	●	<input type="checkbox"/>	○	-	
	37 cm	●	●	●	●	-	●	●	<input type="checkbox"/>	○	-	
Hauteur fixe (suite)	39 cm	●	●	●	●	Δ	●	●	<input type="checkbox"/>	○	-	
	41 cm	●	●	●	●	Δ	●	●	<input type="checkbox"/>	○	-	
	43 cm	●	●	●	●	Δ	●	●	<input type="checkbox"/>	○	-	
	45 cm	●	●	●	●	Δ	●	●	<input type="checkbox"/>	○	-	
	47 cm	●	●	●	●	Δ	●	●	<input type="checkbox"/>	○	-	
	49 cm	●	●	●	●	Δ	●	●	<input type="checkbox"/>	○	-	
Hauteur fixe	51 cm	●	●	●	●	Δ	●	●	<input type="checkbox"/>	○	-	

Hauteur ajustable	25 - 27,5 - 30 cm	Δ	Δ	Δ	-	-	-	-	□	○	-			
	30 - 32,5 - 35 cm	Δ	•	•	Δ	-	-	-	□	○	-			
	35 - 37,5 - 40 cm	•	•	•	•	-	-	-	□	○	-			
	40 - 42,5 - 45 cm	•	•	•	•	-	-	-	□	○	-			
	45 - 47,5 - 50 cm	•	•	•	•	-	-	-	□	○	-			
Tendeur de dossier														
B90	Tendeur de dossier incompatible avec PH00, PH01, PH02, PH03 et PH06								□	○	-			 B900
B900	Barre de stabilisation de dossier (img 54) <i>uniquement avec dossier à hauteur fixe - incompatible avec Poignées PH04</i>								□	○	-			
ASSISE														
Type														
	Toile d'assise réglable en tension et amovible								☒	○	-	-		
	Coussin avec mousse 5 cm d'épaisseur								□	○	-	-		
Largeur et Profondeur d'assise  														
Profondeur d'assise	Largeur d'assise en cm													
	Simple croisillon poids maxi utilisateur : 70 kg			1,5 croisillon poids maxi utilisateur : 130 kg						Double croisillon poids maxi				
	30cm	32cm	34cm	36cm	38cm	40cm	42cm	44cm	46cm	48cm	50cm			
32cm	○	○	○											
34cm	○	○	○											
36cm	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○		
38cm	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○		
40cm	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○		
42cm	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○		
44cm	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○		
46cm	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○		
48cm	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○		
50cm	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○		
	Largeur totale minimale avec protège-vêtements standard et carrossage des roues à 0°													
	46cm	48cm	50cm	52cm	54cm	56cm	58cm	60cm	62cm	64cm	66cm			
Hauteur d'assise avant (mm)														
Hauteur d'assise avant	roues avant 3"	roues avant 4"		roues avant 5"	roues avant 6"				Roues de 6" incompatibles avec les angles de repose-pieds 90°					
39cm	○		○											
40cm	○		○											
41cm	○		○											
42cm			○											
43cm	○		○											
44cm	○		○		○									
45cm	○		○		○									
46cm			○		○									
47cm	○		○		○									
48cm	○		○		○									
49cm	○		○		○									
50cm			○		○									
51cm			○		○									
Hauteur d'assise arrière (mm)														
Hauteur d'assise arrière	roues 18"	roues 20"		roues 22"	roues 24"	roues 26"	Merci de respecter les recommandations suivantes : Ecart maximum entre hauteur d'assise avant et arrière : Pour les profondeurs 32 à 36cm : différence maxi 4cm Pour les profondeurs 36 à 44cm : différence maxi 7cm Pour les profondeurs 44 à 50cm : différence maxi 10cm							
32,5cm	○		○											
33,5cm	○		○											
34,5cm	○		○											
35,5cm	○		○		○									
36,5cm	○		○		○									
37,5cm	○		○		○									
38,5cm	○		○		○	○								
39,5cm	○		○		○	○								
40,5cm	○		○		○	○								
41,5cm	○		○		○	○								
42,5cm			○		○	○								
43,5cm			○		○	○								
44,5cm			○		○	○								
45,5cm			○		○	○								
46,5cm			○		○	○								
47,5cm			○		○	○								
48,5cm			○		○	○								
49,5cm			○		○	○								
50,5cm			○		○	○								
51,5cm			○		○	○								
52,5cm			○		○	○								



REVÊTEMENT ASSISE ET DOSSIER						
Dossier L44 Nylon	Nylon - Toile souple, rembourrée, amovible et réglable en tension avec bandes réfléchissantes	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	<div> nylon</div> <div> cordura</div>
Dossier L44 Cordura	Cordura - Toile souple, rembourrée, amovible et réglable en tension avec bandes réfléchissantes	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	
Toile d'Assise	Nylon noir	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	
ACCOUDOIRS						
Protège-vêtements fixes et garde-boue						
B82S fixed	Protège-vêtements fixe - aluminium (img 01) - <i>combinables avec accoudoirs tubes</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	
B82 fixed	Protège-vêtements fixe avec garde-boue en aluminium (img 02) - <i>combinables avec accoudoirs tubes</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	
B82L-A	Protège-vêtements long amovibles avec garde-boue - aluminium (img 07) - <i>combinables avec accoudoirs tubes</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	
Accoudoirs						
Bi5	Accoudoirs ajustables en hauteur (img 03) - longueur 33 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	
Bi5S	Accoudoirs ajustables en hauteur - manchette courte (img 03) - longueur 20 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	
TUBE	Accoudoirs tubes escamotable vers l'arrière (23 cm) - (img 04) - longueur 23 cm - <i>uniquement avec dossier fixe</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	
<div><div> img 03</div><div> img 04</div></div>						
REPOSE-PIEDS						
Angle de potence						
70°	70°	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	
80°	80° incompatible avec roues de 6"	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	
90°	90° incompatible avec roues de 6" et laregur d'assise inférieur à 38cm	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	
Palettes repose-pieds						
Mono-bloc - aluminium (img 10) réglable en hauteur avec sangle talonnière		<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	
Repose-pieds séparés (img 16) <i>uniquement avec UL 37 à 48 cm</i> Réglable en angle, en profondeur avec sangle talonnière		<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	
<div><div> img 10</div><div> img 11</div><div> img 16</div></div>						
Pré-réglage de la distance assise-palette (UL)						
	22 cm	<i>uniquement avec palette inversée</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	<div> Au moins 5 cm de moins que la hauteur d'assise choisie sur l'avant</div>
	23 cm	<i>uniquement avec palette inversée</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	
	24 cm	<i>uniquement avec palette inversée</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	
	25 cm	<i>uniquement avec palette inversée</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	
	26 cm	<i>uniquement avec palette inversée</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	
	27 cm	<i>uniquement avec palette inversée</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	
	28 cm	<i>uniquement avec palette inversée</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	
	29 cm	<i>uniquement avec palette inversée</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	
	30 cm	<i>uniquement avec palette inversée</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	
	31 cm	<i>uniquement avec palette inversée</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	
	32 cm	<i>uniquement avec palette inversée</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	
	33 cm	<i>uniquement avec palette inversée</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	
	34 cm	<i>uniquement avec palette inversée</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	

	35 cm		<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	 <p>suite : Au moins 5 cm de moins que la hauteur d'assise choisie sur l'avant</p>		
	36 cm		<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-			
	37 cm		<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-			
	38 cm		<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-			
	39 cm		<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-			
	40 cm		<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-			
	41 cm		<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-			
	42 cm		<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-			
	43 cm		<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-			
	44 cm		<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-			
	45 cm		<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-			
	46 cm		<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-			

CHOIX DES ROUES






Roues Avant

TAILLE		3"	4"	5"	6"		
standard noir	img 31	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		Sélectionnez vos roues en fonction de la hauteur d'assise avant choisie précédemment. Roues 6" incompatibles avec angle de repose-pieds 90°
transparent	img 32	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>			

 img 31
 img 32



Roues Arrière

18"	Roues standard 18" - Pneus Schwalbe Marathon Racer	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-		
20"	Roues légères 20" Design - pneus Schwalbe Right Run Noirs	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-		
22"	Roues légères 22" Design - pneus Schwalbe Right Run Noirs	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-		
24"	Roues PU 24" - pneus bandages noirs (1916185) - compatibles HEM2	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-		
	Design, légères 24", rayons radiaux, pneu: Schwalbe Right Run black	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-		
	Design, légères 24", rayons radiaux, pneu: Schwalbe Marathon Plus	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-		
26"	Design légères 26" - rayons radiaux pneus Schwalbe Right Run Noirs	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-		


 img 40
 img 41
 img 42
 img 47:
Pneu Right Run black
 img 48:





				Prix Public HT	Prix Public TTC	PLV TTC	
--	--	--	--	----------------	-----------------	---------	--













Carrossage (Ajustable au niveau des paliers de roues arrière)


















	0°			<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	
	2°			<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	
	4°			<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	
	6°			<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	

Position des roues arrière

	Réglable par vis sur le plan longitudinal grâce à un support gradué	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	
--	---	-------------------------------------	-----------------------	---	---	---

Mains courantes									
	Fixées en 6 points, ajustables en largeur et démontables.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	 img 57	 B33		
	Main courantes Alu uniquement pour roues standards	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-				
	Main courante Acier uniquement pour roues standards (sur commande avec délai supplémentaire)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-				
B33	Revêtement anti-dérapant main courante 20" Gauche - 2991357	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-				
B33	Revêtement anti-dérapant main courante 20" Droite - 2991357	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-				
B33	Revêtement anti-dérapant main courante 22" Gauche - 2991358	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-				
B33	Revêtement anti-dérapant main courante 22" Droite - 2991358	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-				
B33	Revêtement anti-dérapant main courante 24" Gauche - 2991359	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-				
B33	Revêtement anti-dérapant main courante 24" Droite - 2991359	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-				
Flasque pour roues arrières									
B85 transparent	Flasque protège-rayons (img 57)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-				
Compatibilité Profondeur d'assise / Diamètre roues arrières									
Taille de roues avant	Taille de roues arrières								
	18"	20"	22"	24"	26"				
3"	profondeur d'assise : 32-50cm	profondeur d'assise : 32-50cm	profondeur d'assise : 36-50cm	profondeur d'assise : 38-50cm	profondeur d'assise : 44-50cm				
4"	profondeur d'assise : 32-50cm	profondeur d'assise : 32-50cm	profondeur d'assise : 36-50cm	profondeur d'assise : 38-50cm	profondeur d'assise : 44-50cm				
5"	profondeur d'assise : 32-50cm	profondeur d'assise : 32-50cm	profondeur d'assise : 36-50cm	profondeur d'assise : 38-50cm	profondeur d'assise : 44-50cm				
6"	profondeur d'assise : 38-50cm	profondeur d'assise : 38-50cm	profondeur d'assise : 40-50cm	profondeur d'assise : 40-50cm	profondeur d'assise : 44-50cm				
FREINS									
1915974/75	Freins à tirer	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-				
1915972/73	Freins à pousser	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-				
CENTRAL BRAKE	Kit freins reliés à commande unilatérale (non-inclus dans le Kit Hémiplégique)								
	Gauche	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-				
	Droit	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-				
B40	Extension de poignée de frein (img 62) :						 B40 img 62		
1916446	Gauche	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-				
1916447	Droite	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-				
COLORIS									
Chassis avant									
		MAT		BRILLANT					
C4	Rouge	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-				
C5	Noir	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-				
C8	Jaune	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-				
C29	Argent	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-				
C53	Orange	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-				
C55	Gris Fer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-				
C56	Bleu Gris	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-				
C59	Champagne	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-				
C76	Blanc	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-				
Chassis arrière									
	Noir mat	S	<input type="radio"/>	-	-				

ADJONCTIONS																							
B12	Tablette en bois - uniquement avec accoudoirs Bi5				<input type="checkbox"/>	125,12 €	132 €	132 €	9929507														
B47	Appui-tête réglable en hauteur - obligatoirement avec B900 - incompatible avec dossier ajustable en hauteur				<input type="checkbox"/>	151,66 €	160,00 €	160,00 €	9922920														
PRODUITS D'ASSISTANCE À LA POSTURE (PAP) Rappel : prise en charge Achat ou LLD																							
MEMBRES SUPERIEURS - Forfait A																							
Éléments posturaux pouvant être installés sur tous VHP modulaire, conçus pour maintenir, compenser ou corriger le positionnement du corps Prescription d'un ou plusieurs éléments posturaux à hauteur du montant forfaitaire maximal de 600€ PLV TTC Cumulable avec le forfait B membres inférieurs																							
PAP du Dossier																							
Sélectionner les options en cochant les cases SVP						Prix Public HT	Prix Public TTC	PLV* TTC	Code remboursement														
Dispositifs de positionnement cervico-céphaliques																							
Appui-tête																							
10.01	Support de tête sans visière 																						
					o Medium	<input type="checkbox"/>	65,00 €	68,58 €															
					o Large	<input type="checkbox"/>	66,00 €	69,63 €	9961008														
	B47	<table><tr><td></td><td>A</td><td>B</td><td>W</td><td>L</td></tr><tr><td>M</td><td>146 cm</td><td>265 cm</td><td>45 cm</td><td>400 cm</td></tr><tr><td>L</td><td>146 cm</td><td>265 cm</td><td>45 cm</td><td>450 cm</td></tr></table>		A	B	W	L	M	146 cm	265 cm	45 cm	400 cm	L	146 cm	265 cm	45 cm	450 cm		10.01		Forfait A Concerne toutes les options disponibles et au choix pour les membres supérieurs : Montant forfaitaire maximal 600€ PLV TTC		
	A	B	W	L																			
M	146 cm	265 cm	45 cm	400 cm																			
L	146 cm	265 cm	45 cm	450 cm																			
10.02	Support de tête avec visière 																						
					o Medium	<input type="checkbox"/>	85,00 €	89,68 €	9961008														
					o Large	<input type="checkbox"/>	86,00 €	90,73 €															
<table><tr><td></td><td>A</td><td>B</td><td>W</td><td>L</td><td>D</td></tr><tr><td>M</td><td>146 cm</td><td>265 cm</td><td>45 cm</td><td>400 cm</td><td>140 cm</td></tr><tr><td>L</td><td>146 cm</td><td>265 cm</td><td>45 cm</td><td>450 cm</td><td>140 cm</td></tr></table>		A	B	W	L	D	M	146 cm	265 cm	45 cm	400 cm	140 cm	L	146 cm	265 cm	45 cm	450 cm	140 cm			10.02		
	A	B	W	L	D																		
M	146 cm	265 cm	45 cm	400 cm	140 cm																		
L	146 cm	265 cm	45 cm	450 cm	140 cm																		
10.02 Kids	Support de tête avec visière pour enfant 																						
					o Small	<input type="checkbox"/>	85,00 €	89,68 €	9961008														
<table><tr><td></td><td>A</td><td>B</td><td>W</td><td>L</td><td>D</td></tr><tr><td></td><td>140 cm</td><td>210 cm</td><td>35 cm</td><td>450 cm</td><td>110 cm</td></tr></table>		A	B	W	L	D		140 cm	210 cm	35 cm	450 cm	110 cm			10.02 Kids								
	A	B	W	L	D																		
	140 cm	210 cm	35 cm	450 cm	110 cm																		
POUR TOUT MONTAGE DE PRODUITS PHYSIPRO SUR LE VHP Se référer au tableau de compatibilité produit																							
																							
Options Physipro non montées					<input checked="" type="checkbox"/>	-	-																
Options Physipro montées					<input type="checkbox"/>	92,85 €	97,96 €																
Physipro	Appui-tête 																						
Pour la mise en place d'un appui-tête, vérifier si la barre de tension B90 (Barre de poussée) est présente sur le fauteuil, sinon merci de rajouter cette option sur le produit																							

	Appui-tête simple 					<div>Forfait A</div> <div>Concerne</div> <div>toutes les</div> <div>options</div> <div>disponibles</div> <div>et au choix</div> <div>pour les</div> <div>membres</div> <div>supérieurs :</div> <div>Montant</div> <div>forfaitaire</div> <div>maximal</div> <div>600€ PLV</div> <div>TTC</div>																																																			
1920810		Largeur 18cm/Hauteur 10cm	<input type="checkbox"/>	90,00 €	94,95 €																																																				
19208111		Largeur 20cm/Hauteur 12cm	<input type="checkbox"/>	90,00 €	90,00 €																																																				
1920812		Largeur 23cm/Hauteur 15cm	<input type="checkbox"/>	90,00 €	94,95 €																																																				
Appui-tête combiné 							9961008																																																		
1920807		Largeur 15cm/Hauteur 10cm	<input type="checkbox"/>	130,00 €	137,15 €																																																				
1920808		Largeur 18cm/Hauteur 12cm	<input type="checkbox"/>	130,00 €	137,15 €																																																				
1920809		Largeur 20cm/Hauteur 15cm	<input type="checkbox"/>	130,00 €	137,15 €																																																				
Appui tête à prolongateur latéral double réglable 							9961008																																																		
1920805		Largeur 13cm / Hauteur 11cm (AT 50/70)	<input type="checkbox"/>	285,00 €	300,68 €																																																				
1920806		Largeur 15cm / Hauteur 16cm (AT 50/60)	<input type="checkbox"/>	255,00 €	269,03 €																																																				
1920813	Support symbio appuit-tête adulte (Obligatoire avec tous les appuis-tête)		<input type="checkbox"/>	190,00 €	200,45 €		9961008																																																		
	Adaptateur nécessaire uniquement pour installation sur tendeur dossier tube rond						9961008																																																		
1920814		"Tube rond (AT 5355-22) Ø 22 mm"	<input type="checkbox"/>	110,00 €	116,05 €																																																				
1920815		Tube rond (AT 5355-25) Ø 25 mm	<input type="checkbox"/>	110,00 €	116,05 €																																																				
<div><div></div><div>Simple</div><div></div><div>Combiné</div><div></div><div>Prolongateur latéraux réglables</div><div></div><div></div><div>Adaptateur</div></div> <div>Dispositifs de positionnement thoraco-lombaires </div> <div>Dossier</div> <div>Dossier Premium</div> <div>Dossier souple confortable et léger</div> <div>(Livré sans fourreaux)</div> <div></div> <div><input type="checkbox"/></div> <div>296 €</div> <div>312 €</div>																																																									
<div><div><div>LARGEUR</div><table><tr><td>mm</td><td>405</td><td>430</td><td>455</td><td>505</td></tr><tr><td>405</td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>430</td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>455</td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>505</td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr></table></div><div><div>HAUTEUR</div><table><tr><td>mm</td><td>405</td><td>430</td><td>455</td><td>505</td></tr><tr><td>405</td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>430</td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>455</td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>505</td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr></table></div><div>Sélectionner pour dossier Premium Largeur et hauteur dans le tableau ci-joint</div><div></div><div></div></div>							mm	405	430	455	505	405	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	430	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	455	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	505	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	mm	405	430	455	505	405	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	430	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	455	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	505	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9961008
mm	405	430	455	505																																																					
405	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																					
430	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																					
455	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																					
505	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																					
mm	405	430	455	505																																																					
405	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																					
430	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																					
455	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																					
505	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																					
Fourreaux pour dossier PREMIUM 						9961008																																																			
	Hauteur dossier 40 à 44 cm - 5 sangles 		<input type="checkbox"/>																																																						
1920761		Droit	<input type="checkbox"/>	78,80 €	83,13 €																																																				
1920762		Gauche	<input type="checkbox"/>																																																						
	Hauteur dossier 45 à 50 cm - 5 sangles 		<input type="checkbox"/>																																																						
1920686		Droit	<input type="checkbox"/>	78,80 €	83,13 €																																																				
1920687		Gauche	<input type="checkbox"/>																																																						
<div></div> <div>Fourreaux</div>																																																									

Dossier HP2 Contour - 2 points d'ancrage

568,72 €

600 €

		Largeur				
		305 mm	355 mm	405 mm	455 mm	505 mm
Hauteur	305 mm	<input type="checkbox"/>				
	355 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	405 mm		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	455 mm		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	505 mm			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Largeur thorax		20 à 25,5cm	25 à 30cm	29 à 35,5cm	34 à 40,5cm	39,5 à 45cm

Sélectionner pour dossier HP2 CONTOUR

Largeur et hauteur dans le tableau ci-joint

HP2 Contour

9961008

Dossier HP2 Profilé- 2 points d'ancrage

568,72 €

600 €

		Largeur				
		305 mm	355 mm	405 mm	455 mm	505 mm
Hauteur	305 mm	<input type="checkbox"/>				
	355 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	405 mm		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	455 mm		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	505 mm			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sélectionner pour dossier HP2 PROFILÉ

Largeur et hauteur dans le tableau ci-joint

HP2 Profilé

9961008

Dossier HP2 Sport

568,72 €

600 €

Choix	Largeur	Hauteur	Fauteuil
<input type="checkbox"/> HPS12	30cm	23cm	30.50 à 33cm
<input type="checkbox"/> HPS14	35cm		35.50 à 38cm
<input type="checkbox"/> HPS16	40cm		40.50 à 43cm
<input type="checkbox"/> HPS18	45cm		45.50 à 48cm

Sélectionner pour dossier HP2 SPORT

Largeur et hauteur dans le tableau ci-joint

HP2 Sport

9961008

FIXATION DOSSIER

Fixation pour dossier HP2

Fixations dossier 2 points d'ancrage amovible de série

Recommandées pour fauteuils manuels

1920797		Fixation droite	<input type="checkbox"/>	-	-
1920798		Fixation gauche	<input type="checkbox"/>	-	-
1920800 x2	Extensions de réglage (La paire)		<input type="checkbox"/>	43,00 €	45,37 €

☐ 2 points amovibles de série

(Autre fixation contacter votre représentant)

1920797

1920798

(références à saisir)

☐ PH-02341 Extension de réglage

(Se référer à la charte d'installation p.51)

A choisir plutôt pour les FRM pour facilité le pliage du fauteuil

Fixations dossier 4 points d'ancrage fixes

Recommandées pour fauteuils électriques

1920615		Ø22 mm	<input type="checkbox"/>	-	-
réf à saisir 4 fois		Ø25 mm	<input type="checkbox"/>	-	-
1920799					
Ref à saisir 4 fois					

☐ 4 points fixes

D1100 ☐ 22mm

D1104 ☐ 25mm

Pas d'extension possible pour la fixation 4 points fixes

A choisir plutôt pour les FRE , ancrage fixe

9961008

Appui thoracique

Appuis thoraciques PREMIUM

116 €

122 €

		Profondeur 11cm	
Choix des Appuis thoraciques	Petit Hauteur 17,50cm	<input type="checkbox"/> D3852D	<input type="checkbox"/> D3852G
	Moyen Hauteur 20cm	<input type="checkbox"/> D3853D	<input type="checkbox"/> D3853G
<input type="checkbox"/> Sans			

Sélectionner les appuis thoraciques sur dossier premium dans le tableau ci-joint



9961008















Appuis thoraciques pour HP2 Externe

Physipro	Appui thoracique HP2 externe sur dossier rigide PETIT Hauteur 17,5 cm / Profondeur 11 cm				
1920801		Droit	<input type="checkbox"/>	85,30 €	89,99 €
1920802		Gauche	<input type="checkbox"/>	86,30 €	91,05 €
Physipro	Appui thoracique HP2 externe sur dossier rigide MOYEN Hauteur 17,5 cm / Profondeur 11 cm				
1920803		Droit	<input type="checkbox"/>	85,30 €	89,99 €
1920804		Gauche	<input type="checkbox"/>	86,30 €	91,05 €

9961008

		<div>POUR LE CHOIX DE LA TAILLE DES DOSSIERS , VEUILLEZ VOUS REFERER A LA CHARTE D'INSTALLATION</div>			
Choix des Appuis thoraciques	<div><input type="checkbox"/> Sans</div> <div><div>P</div><div>H</div><div></div></div>	Profondeur 11cm			
		Petit Hauteur 17.50cm	<div><input type="checkbox"/> 1920801</div> <div><input type="checkbox"/> 1920802</div>		
		Moyen Hauteur 20cm	<div><input type="checkbox"/> 1920803</div> <div><input type="checkbox"/> 1920804</div>		

Appui thoracique classique Vermeiren						<div>Forfait A</div> <div>Concerne toutes les options disponibles et au choix pour les membres supérieurs : Montant forfaitaire maximal 600€ PLV TTC</div>	
L04	Appui thoracique						
L04 L Réf 1916503	Gauche (img 55) Incompatible avec dossier pliant ou ajustable en hauteur		<input type="checkbox"/>	375,89 €	396,56 €		9961008
L04S L Réf 1916505	Gauche petite taille (img 56) Incompatible avec dossier pliant ou ajustable en hauteur		<input type="checkbox"/>	313,23 €	330,46 €		
L04 R Réf 1916504	Droit (img 55) Incompatible avec dossier pliant ou ajustable en hauteur		<input type="checkbox"/>	375,89 €	396,56 €		
L04S R Réf 1916506	Droit petite taille (img 56) Incompatible avec dossier pliant ou ajustable en hauteur		<input type="checkbox"/>	313,23 €	330,46 €		
<div><div> </div><div>Img 55</div><div>Img 56 (Petite taille)</div></div>							
Sangle thoracique							
00.01	Sangle multi-usage neoflex						9961008
2997957	o Small (Longueur 100cm/Largeur 8cm)		<input type="checkbox"/>	95 €	100,23 €		
2997958	o Medium (Longueur 140cm/Largeur 10cm)		<input type="checkbox"/>	95 €	100,23 €		
2997959	o Large (Longueur 160cm/Largeur 10cm)		<input type="checkbox"/>	95 €	100,23 €		
2997960	o X-Large (Longueur 180cm/Largeur 10cm)		<input type="checkbox"/>	95 €	100,23 €		
00.02	Extension sangle multi-usage neoflex					9961008	
2997957	o Small (Longueur 80cm/Largeur 8cm)		<input type="checkbox"/>	170 €	179,35 €		
2997958	o Medium (Longueur 80cm/Largeur 10cm)		<input type="checkbox"/>	171 €	180,41 €		
2997960	o X-Large (Longueur 80cm/Largeur 10cm)		<input type="checkbox"/>	172 €	181,46 €		
20.01	Harnais large neoflex					9961008	
2997879	o X-Small		<input type="checkbox"/>	185 €	195,18 €		
2997880	o Small		<input type="checkbox"/>	185 €	195,18 €		
2997881	o Medium		<input type="checkbox"/>	185 €	195,18 €		
2997882	o Large		<input type="checkbox"/>	185 €	195,18 €		
2997883	o X-Large		<input type="checkbox"/>	185 €	195,18 €		
20.02	Harnais large avec zip neoflex					9961008	
2997842	o X-Small		<input type="checkbox"/>	199 €	209,95 €		
2997843	o Small		<input type="checkbox"/>	199 €	209,95 €		
2997844	o Medium		<input type="checkbox"/>	199 €	209,95 €		
2997845	o Large		<input type="checkbox"/>	199 €	209,95 €		
2997846	o X-Large		<input type="checkbox"/>	199 €	209,95 €		
20.03	Harnais étroit neoflex					9961008	
2997874	o X-Small		<input type="checkbox"/>	179 €	188,85 €		
2997875	o Small		<input type="checkbox"/>	179 €	188,85 €		
2997876	o Medium		<input type="checkbox"/>	179 €	188,85 €		
2997877	o Large		<input type="checkbox"/>	179 €	188,85 €		
2997878	o X-Large		<input type="checkbox"/>	179 €	188,85 €		
20.04	Harnais étroit avec zip neoflex					9961008	
2997859	o X-Small		<input type="checkbox"/>	195 €	205,73 €		
2997860	o Small		<input type="checkbox"/>	195 €	205,73 €		
2997861	o Medium		<input type="checkbox"/>	195 €	205,73 €		
2997862	o Large		<input type="checkbox"/>	195 €	205,73 €		
2997863	o X-Large		<input type="checkbox"/>	195 €	205,73 €		

														
00.01		20.01		20.02		20.03		20.04						
Dispositifs de positionnement de l'épaule														
Harnais d'épaule														
20.05	Harnais d'épaule neoflex													
2997892					o Small	<input type="checkbox"/>	170 €	179,35 €		9961008				
2997893					o Medium	<input type="checkbox"/>	171 €	180,41 €						
2997894					o Large	<input type="checkbox"/>	172 €	181,46 €						
2997895					o X-Large	<input type="checkbox"/>	172 €	181,46 €						
20.06	Harnais d'épaule avec zip neoflex													
2997899					o Small	<input type="checkbox"/>	176 €	185,68 €		9961008				
2997901					o Medium	<input type="checkbox"/>	176 €	185,68 €						
2997902					o Large	<input type="checkbox"/>	176 €	185,68 €						
2997903					o X-Large	<input type="checkbox"/>	176 €	185,68 €						
		20.05						20.06			Forfait A Concerne toutes les options disponibles et au choix pour les membres supérieurs : Montant forfaitaire maximal 600€ PLV TTC			
Sélectionner les options en cochant les cases SVP										Prix Public HT		Prix Public TTC	Code remboursement	
Gouttière														
												Gauche	Droite	
B66	Gouttière fixe <i>Uniquement sur accoudoir BI5</i>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	113,17 €	119,39 €		9961008				
B660	Gouttière orientable <i>Uniquement sur accoudoir BI5</i>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	113,17 €	119,39 €						
B66M	Gouttière Fixe PU avec extension "plate" Longueur 46,5cm <i>Uniquement sur accoudoir BI5</i>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	226,84 €	239,32 €						
B66ML	Gouttière Fixe PU avec extension "plate longue" Longueur 53,5cm <i>Uniquement sur accoudoir BI5</i>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	284,68 €	300,34 €						
B66MA	Gouttière Fixe PU avec extension "Corne Courbée" Longueur 47,7cm <i>Uniquement sur accoudoir BI5</i>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	235,91 €	248,89 €						
B66MAL	Gouttière Fixe PU avec extension "Corne Courbée longue" Longueur 54,7cm <i>Uniquement sur accoudoir BI5</i>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	292,63 €	308,72 €						
B66OM	Gouttière Orientable PU avec extension "plate" Longueur 46,5cm <i>Uniquement sur accoudoir BI5</i>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	212,00 €	223,66 €						
B66OML	Gouttière Orientable PU avec extension "plate longue" Longueur 53,5cm				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	284,68 €	300,34 €						
B66OMA	Gouttière OrientablePU avec extension "Corne Courbée" Longueur 47,7cm <i>Uniquement sur accoudoir BI5</i>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	235,91 €	248,89 €						
B66OMAL	Gouttière Orientable PU avec extension "Corne Courbée longue" Longueur 54,7cm <i>Uniquement sur accoudoir BI5</i>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	292,63 €	308,72 €						
														
B660		B66M/ B66O		B66ML/ B66OML		B66MA/ B66OMA		B66MAL/ B66OMAL						



neoflex
 PERSONAL SUPPORT SOLUTIONS

MEMBRES INFÉRIEURS - Forfait B

Éléments posturaux pouvant être installées sur tous VHP modulaire,
conçus pour maintenir, compenser ou corriger le positionnement du corps
Prescription d'un ou plusieurs éléments posturaux à hauteur du montant forfaitaire maximal de 600€ PLV
Cumulable avec le forfait A membres supérieurs

Sélectionner les options en cochant les cases VVP

Prix Public HT

Prix Public TTC

PLV* TTC

Code remboursement

PAP du Siège

Base de positionnement du siège

Assise



Coussin BRIO, housse Lycra



Coupe plate
Conseiller pour fauteuil roulant électrique
(Avec plaque d'assise rigide)

☐

196,75 €

207,57 €

Biseau anti effet hamac 3,75 cm en option
Conseillé pour installation sur fauteuil manuel

☐

60,00 €

63,30 €

LARGEUR*						
PROFONDEUR*	mm	380	405	430	455	480
405	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
455	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

*Le coussin peut être pivoté
d'un quart de tour pour
inverser longueur et largeur

Sélectionner
Largeur et Profondeur dans le tableau ci-joint



Coussin BRIO

9922913

Coussin ULTRA, épaisseur 8cm, Housse Lycra



Coussin Coupe plate

☐

329,45 €

347,57 €

Coussin coupe canevas

☐

329,45 €

347,57 €

LARGEUR			
PROFONDEUR	mm	380	430
430	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
455	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
505	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Coussin coupe plate
Pour fauteuil roulant électrique

Sélectionner
Largeur et Profondeur dans le tableau ci-joint

LARGEUR						
PROFONDEUR	mm	380	405	430	455	480
405	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
455	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Coussin coupe canevas
Pour fauteuil manuel avec assise
souple sans renfort ABS

Sélectionner
Largeur et Profondeur dans le tableau ci-joint

Coussin ULTRA



9922913

Coussin PHYSIAIR, épaisseur 7,5 cm, Housse Lycra



Coussin Coupe plate
(Pour fauteuil roulant électrique avec plaque d'assise rigide)

☐

301,02 €

317,58 €

Biseau anti effet hamac 3,75 cm en option
Conseillé pour installation sur fauteuil manuel

☐

60,00 €

63,30 €

LARGEUR						
PROFONDEUR	mm	380	405	430	455	480
405	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
455	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sélectionner
Largeur et Profondeur dans le tableau



Coussin PHYSIAIR

Composition du coussin Physiair	
	Feuille Stimulite : La matrice alvéolaire souple de Stimulite est composée d'alvéoles à parois minces et épaisses qui fléchissent lorsqu'elles sont compressées, soulageant ainsi la pression. "L'empreinte" stimule l'action des vaisseaux capillaires et le flux sanguin circule plus facilement dans les tissus, contribuant ainsi à une meilleure santé de la peau.
	Coussinage Physiair : Le coussin Physiair est doté de cavités cylindriques offrant plusieurs bienfaits posturaux. Ces cavités sont conçues avec différentes profondeurs et différents diamètres. Le diamètre des cavités est plus grand au niveau de la cuvette pour permettre plus d'immersion dans le coussin. La profondeur des cavités procure une stabilité fonctionnelle assurant ainsi un contrôle de la pression au niveau de zones critiques.

Housse incontinence supplémentaire

☐

62 €

65,41 €

Housse top cover LYCRA

☐

66 €

69,63 €

9922913

9922913

Base de positionnement du bassin

20.07

Ceinture Pelvienne/Abdominale



2997909

o X-Small

☐

86 €

90,73 €

2997910

o Small

☐

86 €

90,73 €

2997911

o Medium

☐

86 €

90,73 €

2997912

o Large

☐

86 €

90,73 €

2997913





o X-Large

☐

86 €

90,73 €

9922913










30.01	Ceinture 2 points neoflex					Forfait B Concerne toutes les options disponibles et au choix pour les membres inférieurs: Montant forfaitaire maximal 600€ PLV TTC	9922913
2997943		o Small	<input type="checkbox"/>	85 €	89,68 €		9922913
2997944		o Medium	<input type="checkbox"/>	85 €	89,68 €		
2997945		o Large	<input type="checkbox"/>	85 €	89,68 €		
30.02	Ceinture 4 points neoflex						9922913
2997937		o Small	<input type="checkbox"/>	105 €	110,78 €		
2997938		o Medium	<input type="checkbox"/>	105 €	110,78 €		
2997939		o Large	<input type="checkbox"/>	105 €	110,78 €		
30.03	Sangle Pelvienne neoflex						9922913
2997967		o X-Small	<input type="checkbox"/>	69 €	72,80 €		
2997968		o Small	<input type="checkbox"/>	69 €	72,80 €		
2997969		o Medium	<input type="checkbox"/>	69 €	72,80 €		
2997970		o Large	<input type="checkbox"/>	69 €	72,80 €		
							
Dispositifs de positionnement du genou							
40.01	Sangle appui mollet neoflex						9922913
2997952		o Small	<input type="checkbox"/>	86 €	90,73 €		
2997949		o Medium	<input type="checkbox"/>	86 €	90,73 €		
2997950		o Large	<input type="checkbox"/>	86 €	90,73 €		
2997951		o X-Large	<input type="checkbox"/>	86 €	90,73 €		
40.02	Maintien de cheville neoflex						9922913
2998389		o X-Small	<input type="checkbox"/>	125 €	131,88 €		
2998386		o Small	<input type="checkbox"/>	125 €	131,88 €		
2998387		o Medium	<input type="checkbox"/>	125 €	131,88 €		
2998388		o Large	<input type="checkbox"/>	125 €	131,88 €		
2998390		o X-Large	<input type="checkbox"/>	125 €	131,88 €		
SYSTEMES D'ATTACHE pour sangles Néoflex neoflex							
1920915	Collier de fixation pour tube rond x2 Ø 25cm		<input type="checkbox"/>	15,00 €	15,83 €		Forfait A ou Forfait B 
1920916	Collier de fixation pour tube rond x2 Ø 25cm/22cm/19cm		<input type="checkbox"/>	23,00 €	24,27 €		
1920917	Collier de fixation triangulaire pour TRIGO x2		<input type="checkbox"/>	19,00 €	20,05 €		
Collier de liaison métal (Un choix de diamètre)							
1920918	Ø 19cm	<input type="checkbox"/>	19,00 €	20,05 €			
1920919	Ø 22cm	<input type="checkbox"/>	19,00 €	20,05 €			
1920920	Ø 25cm	<input type="checkbox"/>	19,00 €	20,05 €			
1920921	Ø 29cm	<input type="checkbox"/>	19,00 €	20,05 €			
1920922	Ø 30cm	<input type="checkbox"/>	19,00 €	20,05 €			
1920923	Ø 35cm	<input type="checkbox"/>	19,00 €	20,05 €			
1920928	Système de support de dossier L34 x1		<input type="checkbox"/>	34,00 €	35,87 €		Fiche de mesure disponible sur Vermeiren.fr
1920929	Fixation pour fauteuil roulant de confort INOVYS II Evo		<input type="checkbox"/>	17,00 €	17,94 €		
						neoflex	









ACCESSOIRES (FACTURÉS ET LIVRÉS SÉPAREMENT)




Sélectionner les options en cochant les cases SVP			Prix Public HT	Prix Public TTC	Prise en charge	code remboursement
24"	Spinergy 24", pneu: Schwalbe Right Run black - mains courantes noires	<input type="checkbox"/>	1 297,80 €	1 369,18 €	sur devis	4960062
24"	Spinergy 24", pneu: Schwalbe Marathon Plus - mains courantes noires	<input type="checkbox"/>	1 348,27 €	1 422,42 €	sur devis	4960062
24"	Roues 24" Off Road (paire de roues supplémentaires) <i>incompatible avec accoudoirs Bi5, Bi5S, B82SL-A, B82S-C, B82-C, B82L-A</i>	<input type="checkbox"/>	563,83 €	594,84 €	-	-
B20	Ceinture de sécurité à clips	<input type="checkbox"/>	33,44 €	35,28 €	-	-
B58	Ceinture de sécurité à fermeture rapide (Réf 1990513)	<input type="checkbox"/>	69,74 €	73,58 €	-	-
B42	Filet de rangement	<input type="checkbox"/>	15,87 €	16,74 €	-	-
B31L	Porte-canne gauche (img 51) - 1915727	<input type="checkbox"/>	27,72 €	29,24 €	sur devis	4960062
B31R	Porte-canne droite (img 51) - 1915727	<input type="checkbox"/>	27,72 €	29,24 €	sur devis	4960062
B74PU	Roue avec frein à tambour obligatoirement avec : roues 24" x 1/3 8" Bandages Noirs + Carossage 0° + Poignées au choix PH01, PH04 ou PH05	<input type="checkbox"/>	156,63 €	165,24 €	sur devis	4960062
B74AIR	Roue avec frein à tambour (img 56) obligatoirement avec : roues 24" x 1/3 8" Gonflables Noirs + Carossage 0° + Poignées au choix PH01, PH04 ou PH05	<input type="checkbox"/>	156,63 €	165,24 €	sur devis	4960062
B86	Paire de roues de voyage (img 53) - incompatible avec roulette anti-bascule - 1915726	<input type="checkbox"/>	174,54 €	184,14 €	-	-
	Protection Neopren pour châssis avant (Img 63)	<input type="checkbox"/>	53,12 €	56,04 €	-	-
	Couleur spéciale sur devis	<input type="checkbox"/>	327,26 €	345,26 €	-	-

Coussins GEL " Les indispensables "

V16	Protège talon gel 120x140 mm (La paire)	<input type="checkbox"/>	74,85 €	78,97 €	-	-
V20	Protection gel pour ceinture de sécurité 325x80 mm et 230x70 mm	<input type="checkbox"/>	61,49 €	64,87 €	-	-
V24	Protection latérale de jambe en gel 310x90 mm (La paire)	<input type="checkbox"/>	213,21 €	224,94 €	-	-
V26	Sangle appui-mollet gel 400x190 mm (2 pièces)	<input type="checkbox"/>	213,21 €	224,94 €	-	-
V28	Plaque repose-pied gel 155x210 mm (La paire)	<input type="checkbox"/>	170,38 €	179,75 €	-	-
V30	Coussinet adhésif ovale 90x110 mm (La paire)	<input type="checkbox"/>	85,29 €	89,98 €	-	-
V32	Coussinet adhésif ovale 100x200 mm (La paire)	<input type="checkbox"/>	73,52 €	77,56 €	-	-
V34	Coussinet adhésif ovale 115x305 mm (L'unité)	<input type="checkbox"/>	88,22 €	93,07 €	-	-
V36	Coussinet adhésif ovale 120x70 mm (L'unité)	<input type="checkbox"/>	40,10 €	42,31 €	-	-
Set V40	Bouton gel protège genou tournant 100x100 mm (La paire)	<input type="checkbox"/>	100,26 €	105,77 €	-	-












"LES INDISPENSABLES"
Fiche de mesure disponible sur


Pensez à nos différents systèmes de rampes ultra-pratiques !



Sélectionner les options cochant les cases SVP			Prix Public HT	Prix Public TTC	Prise en charge	Code remboursement
RAMPES PLIABLES						
8002925	Paire de Rampes 692 (180 cm) avec sacs de rangement	<input type="checkbox"/>	329,00 €	347,10 €	-	-
KITS RAMPES						
8002565	Rampes extérieures Kit N°1 (de 1,8 à 5,5 cm)	<input type="checkbox"/>	69,00 €	72,80 €	-	-
8002566	Rampes extérieures Kit N°2 (de 3,6 à 9,1 cm)	<input type="checkbox"/>	138,00 €	145,59 €	-	-
8002567	Rampes extérieures Kit N°3 (de 7,2 à 12,7 cm)	<input type="checkbox"/>	229,90 €	242,54 €	-	-
8002568	Rampes extérieures Kit N°4 (de 10,8 à 16,3 cm)	<input type="checkbox"/>	327,00 €	344,99 €	-	-
8003004	Rampes extérieures Kit N°5 (de 14,4 à 19,9 cm)	<input type="checkbox"/>	479,00 €	505,35 €	-	-
QUICKRAMPS						
8002582	Kit Quickramp 10 mm	<input type="checkbox"/>	34,50 €	36,40 €	-	-
8002583	Kit Quickramp 12 mm	<input type="checkbox"/>	37,90 €	39,98 €	-	-
8002584	Kit Quickramp 14 mm	<input type="checkbox"/>	43,90 €	46,31 €	-	-
8002585	Kit Quickramp 16 mm	<input type="checkbox"/>	46,90 €	49,48 €	-	-
RAMPES SUR MESURE (Cf Fiche de mesure spécifique sur Vermeiren.fr - Produit- Accessoire)						
Sur mesure	Rampe ALPHA	<input type="checkbox"/>	Veuillez vous rapprocher du service commercial		-	-
Sur mesure	Rampe BETA	<input type="checkbox"/>	Veuillez vous rapprocher du service commercial		-	-
Sur mesure	Rampe GAMMA	<input type="checkbox"/>	Veuillez vous rapprocher du service commercial		-	-
TOTAL						
Commentaires						


TriGO^o

Comment prendre les mesures ?




La personne est assise sur une chaise ou sur une surface plane. A l'aide d'une toise ou d'un pied à coulisse, mesurer la distance entre les deux hanches. Prévoyez 2cm de plus que la mesure trouvée.

LARGEUR D'ASSISE



Sur votre Trigo, la largeur d'assise est obtenue en retirant le coussin d'assise et en mesurant entre les tubes extérieurs du châssis.



La personne est assise sur une chaise ou sur une surface plane. Prenez la distance entre le bas du dos et le creux poplité (creux du genou). Retirez entre 3 et 4 cm à cette mesure.

PROFONDEUR D'ASSISE



Sur votre Trigo, la profondeur d'assise est obtenue en retirant le coussin d'assise et en mesurant la distance entre le tube du dossier et le bord avant de la toile.



La personne est assise sur une chaise ou sur une surface plane. Mesurez la distance entre l'assise et le milieu des omoplates. Si le patient a besoin d'un maintien important le dossier devra être réglé plus haut que ces mesures, si la personne souhaite avoir une position active cette mesure pourra être inférieure.

HAUTEUR DE DOSSIER



Sur votre Trigo, la hauteur de dossier est obtenue en retirant le coussin d'assise et en mesurant la distance entre la base du tube du dossier et le bord supérieur de la toile de dossier.

UL



La personne est assise sur une chaise ou sur une surface plane. Prenez la distance entre le creux poplité (creux du genou) et le talon de la personne. Retirez l'épaisseur du coussin choisi à cette mesure..



Sur votre Trigo, l'UL ou longueur de jambes est obtenue en retirant le coussin d'assise et en mesurant la distance entre l'avant de la toile d'assise et le bord intérieur de la palette de repose-pieds.



La personne est assise sur une chaise ou sur une surface plane

Hauteur avant : Mesurer la distance entre le creux poplité (creux du genou) et le sol. Ajoutez à cette mesure entre 3 et 5 cm afin d'éviter que le ou les repose-pieds ne touchent le sol.

Hauteur arrière : sera fonction de l'angle d'assise souhaité et de la profondeur d'assise déterminée.

HAUTEUR D'ASSISE AVANT /ARRIERE



Sur votre Trigo, la hauteur d'assise avant (flèche bleue) est obtenue en retirant le coussin d'assise et en mesurant la distance entre le sol et l'avant de la toile. De la même façon, la hauteur d'assise arrière (flèche verte) est obtenue en mesurant la distance entre le sol et l'arrière de la toile.