

Catégorie FRMC



TriGO^o T

- CONFIGURÉ



Fauteuil roulant manuel actif léger, hautement configurable, adaptable et pliable avec potences repose-pieds escamotables intérieur/extérieur pour un encombrement réduit. Le fauteuil roulant TRIGO T peut être entièrement personnalisé à la commande, du châssis aux roues en passant par le dossier, l'assise et les accoudoirs. De nombreuses couleurs de châssis sont disponibles.

Châssis garantie 4 ans hors pièces d'usure

Poids utilisateur max 130kg

Date et cachet de la société

Prescription Médicale :

Fauteuil roulant modulaire à propulsion manuelle configurable FRMC + Leviers de basculement + Adjonctions si nécessaire + PAP Forfait A membres supérieurs et Forfait B membres inférieurs si nécessaire + Demande sur devis si nécessaire

Qui peut prescrire ?

Prescription par Médecin MPR ou Médecin titulaire d'un DU ou Ergothérapeute

Agence de Phalempin
Tel : 03.28.55.07.98
Fax: 03.20.90.28.89

Agence de Cournon
Tel : 04.73.60.82.40
Fax: 04.73.77.95.94



= Exécution standard



= Option sans supplément de prix

Sélectionner les options en cochant les cases SVP		Prix Public HT	Prix Public TTC	PLV* TTC	Code Remboursement
TRIGO T - Potences Escamotables Version configurée	<input checked="" type="checkbox"/>	3 131,31 €	3 303,53 €	3 303,53 €	9541045

*Prix limite de vente

POUR RAPPEL : Mode de prise en charge catégorie FRMC

ACHAT	Prix Public HT	Prix Public TTC	PLV* TTC	Code Remboursement
	3 131,31 €	3 303,53 €	3 304,53 €	9541045



POUR RAPPEL : Forfait de mise à disposition MAD + Forfait Livraison












	Prix Public HT	Prix Public TTC	PLV* TTC	Code Remboursement
FORFAIT MAD1 niveau 2 - Pour Achat	236,97 €	250,00 €	250,00 €	4853449
FORFAIT MAD2 niveau 2 - Pour Achat en renouvellement	118,48 €	125,00 €	125,00 €	4836273
LIVRAISON - Pour Achat	47,39 €	50,00 €	50,00 €	1266390






POUR RAPPEL : Forfait SAV1 pour VHP achat














Montant forfaitaire annuel Sans PLV	Prix Public HT	Prix Public TTC	Code Remboursement
	246,92 €	260,50 €	4894307






*Prix limite de vente


















Sélectionner les options en cochant les cases SVP	Prix Public HT	Prix Public TTC	PLV* TTC	Code Remboursement
CHÂSSIS				
Type				
Pliant par croisillon Poids utilisateur jusqu'à 130kg 	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	
<i>Rappel</i>	Simple croisillon poids maxi utilisateur : 70 kg		1,5 croisillon poids maxi utilisateur : 130 kg	
Largeur d'assise	30cm	32cm	34cm	36cm 38cm 40cm 42cm 44cm 46cm 48cm 50cm
Dispositif anti-basculement				
B78R	Roulette anti-basculer droite et appui pour basculement (img 52) - incompatible avec B86 - 1916354 ATTENTION : Hauteur arrière mini 37,5cm. Si la largeur d'assise est ≤36cm il ne sera pas possible de la replier.	<input type="checkbox"/>	23,70 €	25 €
B78L	Roulette anti-basculer gauche appui pour basculement (img 52) - incompatible avec B86 - 1916353 ATTENTION : Hauteur arrière mini 37,5cm. Si la largeur d'assise est ≤36cm il ne sera pas possible de la replier.	<input type="checkbox"/>	23,70 €	25 €
MODE DE PROPULSION				
Configuration standard				
Roues manuelles bilatérales 24" pouces avec mains courantes démontables (Hauteur d'assise ajustable - cf tableau hauteur d'assise avant & arrière)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	









Kit													
HEM2	Double main courantes à droite - pneu 24 x 1 3/8" voir roues compatibles ci-dessus (uniquement avec carossage 0°) <i>uniquement avec roues PU - obligatoirement avec B40</i> <i>largeur d'assise minimum 38 cm, livré avec freins standards, kit frein relié à commande unilatérale à commander en option (voir catégorie "freins")</i>	<input type="checkbox"/>	257,09 €	271,23 €	271,23 €	9925886							
HEM2	Double main courantes à gauche - pneu 24 x 1 3/8" voir roues compatibles ci-dessus (uniquement avec carossage 0°) <i>uniquement avec roues PU - obligatoirement avec B40</i> <i>largeur d'assise minimum 38 cm, livré avec freins standards, kit frein relié à commande unilatérale à commander en option (voir catégorie "freins")</i>	<input type="checkbox"/>	257,09 €	271,23 €	271,23 €								
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   <div> <p>HEM2</p> <p>B78</p> </div> </div>													
DOSSIER													
Type													
Sélectionner les options en cochant les cases SVP			Prix Public HT	Prix Public TTC	PLV* TTC								
Dossier fixe (img 21)			<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-							
Dossier réglable en inclinaison de 82° - 102° par vis (img 22)			<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-							
Dossier rabattable par goupille et réglable en inclinaison par vis 82° - 102° (img 23)			<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-							
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">    </div>													
Poignées de poussée													
no PH	Sans poignées de poussée	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-								
PH 01	Poignées de poussée fixes - 12 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-								
PH 02	Poignées de poussée courtes fixes - 8 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-								
PH 03	Poignées de poussée pliables	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-								
PH 04	Poignées de poussée ajustables en hauteur (à l'intérieur du dossier)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-								
PH 05	Poignées de poussée ajustables en hauteur (derrière le dossier)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-								
PH 06	Poignées de poussée pliables et ajustables en hauteur (derrière le dossier)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-								
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">       </div>													
Hauteur de dossier (Compatibilité poignées de poussée)													
Modèles disponibles (voir ci-dessous)		no PH	PH 01	PH 02	PH 03	PH 04	PH 05	PH 06	• : possible Δ : possible uniquement avec un dossier fixe - : impossible				
Hauteur fixe	25 cm	Δ	Δ	Δ	Δ	-	Δ	Δ	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-		
	27 cm	Δ	Δ	Δ	Δ	-	Δ	Δ	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-		
	29 cm	Δ	Δ	Δ	Δ	-	Δ	Δ	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-		
	31 cm	Δ	Δ	Δ	Δ	-	Δ	Δ	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-		
	33 cm	Δ	Δ	Δ	Δ	-	Δ	Δ	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-		
	35 cm	•	•	•	•	-	•	•	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-		
	37 cm	•	•	•	•	-	•	•	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-		



Hauteur fixe (suite)	39 cm	•	•	•	•	Δ	•	•	□	○	-			
	41 cm	•	•	•	•	Δ	•	•	□	○	-			
	43 cm	•	•	•	•	Δ	•	•	□	○	-			
	45 cm	•	•	•	•	Δ	•	•	□	○	-			
	47 cm	•	•	•	•	Δ	•	•	□	○	-			
	49 cm	•	•	•	•	Δ	•	•	□	○	-			
	51 cm	•	•	•	•	Δ	•	•	□	○	-			
Hauteur ajustable	25 - 27,5 - 30 cm	Δ	Δ	Δ	-	-	-	-	□	○	-			
	30 - 32,5 - 35 cm	Δ	•	•	Δ	-	-	-	□	○	-			
	35 - 37,5 - 40 cm	•	•	•	•	-	-	-	□	○	-			
	40 - 42,5 - 45 cm	•	•	•	•	-	-	-	□	○	-			
	45 - 47,5 - 50 cm	•	•	•	•	-	-	-	□	○	-			
Tendeur de dossier														
B90	Tendeur de dossier incompatible avec PH00, PH01, PH02, PH03 et PH06								□	○	-			
B900	Barre de stabilisation de dossier (img 54) uniquement avec dossier à hauteur fixe - incompatible avec Poignées PH04								□	○	-			
ASSISE														
Type														
	Toile d'assise réglable en tension et amovible								☒	○	-	-		
	Coussin avec mousse 5 cm d'épaisseur								□	○	-	-		
Largeur et Profondeur d'assise  														
Profondeur d'assise	Largeur d'assise en cm													
	Simple croisillon poids maxi utilisateur : 70 kg			1,5 croisillon poids maxi utilisateur : 130 kg						Double croisillon poids maxi				
	30cm	32cm	34cm	36cm	38cm	40cm	42cm	44cm	46cm	48cm	50cm			
32cm	○	○	○											
34cm	○	○	○											
36cm	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
38cm	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
40cm	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
42cm	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
44cm	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
46cm	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
48cm	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
50cm	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	Largeur totale minimale avec protège-vêtements standard et carrossage des roues à 0°													
	46cm	48cm	50cm	52cm	54cm	56cm	58cm	60cm	62cm	64cm	66cm			
Hauteur d'assise avant (mm)														
Hauteur d'assise avant	roues avant 3"	roues avant 4"	roues avant 5"	roues avant 6"					Roues de 6" incompatibles avec les angles de repose-pieds 90°					
39cm	○	○												
40cm	○	○												
41cm	○	○												
42cm		○												
43cm	○	○												
44cm	○	○												
45cm	○	○												
46cm		○												
47cm	○	○												
48cm	○	○												
49cm	○	○												
50cm		○												
51cm														

Hauteur d'assise arrière (mm)							
Hauteur d'assise arrière	roues 18"	roues 20"	roues 22"	roues 24"	roues 26"	<div>Merci de respecter les recommandations suivantes :</div> <div>Ecart maximum entre hauteur d'assise avant et arrière :</div> <div>Pour les profondeurs 32 à 36cm : différence maxi 4cm</div> <div>Pour les profondeurs 36 à 44cm : différence maxi 7cm</div> <div>Pour les profondeurs 44 à 50cm : différence maxi 10cm</div> <div></div>	
32,5cm	○	○					
33,5cm	○	○					
34,5cm	○	○					
35,5cm	○	○	○				
36,5cm	○	○	○				
37,5cm	○	○	○				
38,5cm	○	○	○	○			
39,5cm	○	○	○	○			
40,5cm	○	○	○	○			
41,5cm	○	○	○	○	○		
42,5cm		○	○	○	○		
43,5cm		○	○	○	○		
44,5cm			○	○	○		
45,5cm			○	○	○		
46,5cm			○	○	○		
47,5cm				○	○		
48,5cm				○	○		
49,5cm				○	○		
50,5cm					○		
51,5cm					○		
52,5cm					○		
REVÊTEMENT ASSISE ET DOSSIER							
Dossier L44 Nylon	Nylon - Toile souple, rembourrée, amovible et réglable en tension avec bandes réfléchissantes	<input checked="" type="checkbox"/>	○	-	-		
Dossier L44 Cordura	Cordura - Toile souple, rembourrée, amovible et réglable en tension avec bandes réfléchissantes	<input type="checkbox"/>	○	-	-		
Dossier L44 3D Net	3D Net - Toile souple, rembourrée, amovible et réglable en tension avec bandes réfléchissantes	<input type="checkbox"/>	○	-	-		
Option dossier	Pochette sur le dossier	<input type="checkbox"/>	○	-	-		
Toile d'Assise	Nylon noir	<input type="checkbox"/>	○	-	-		
ACCOUDOIRS							
Protège-vêtements fixes et garde-boue							
B82S fixed	Protège-vêtements fixe - aluminium (img 01) - combinables avec accoudoirs tubes	<input type="checkbox"/>	○	-	-		
B82S-C fixed	Protège-vêtements fixe - carbone (img 01) - combinables avec accoudoirs tubes	<input type="checkbox"/>	○	-	-		
B82 fixed	Protège-vêtements fixe avec garde-boue en aluminium (img 02) - combinables avec accoudoirs tubes	<input type="checkbox"/>	○	-	-		
B82S-C	Protège-vêtements amovibles - carbone (img 05) - combinables avec accoudoirs tubes	<input type="checkbox"/>	○	-	-		
B82SL-A	Protège-vêtements longs amovibles - aluminium (img 06) - combinables avec accoudoirs tubes	<input type="checkbox"/>	○	-	-		
B82L-A	Protège-vêtements long amovibles avec garde-boue - aluminium (img 07) - combinables avec accoudoirs tubes	<input type="checkbox"/>	○	-	-		
B82-C	Protège-vêtements amovibles avec garde-boue - carbone (img 08) - combinables avec accoudoirs tubes	<input type="checkbox"/>	○	-	-		
Accoudoirs							
Bi5	Accoudoirs ajustables en hauteur (img 03) - longueur 33 cm	<input type="checkbox"/>	○	-	-		
Bi5 alu	Accoudoirs ajustables en hauteur (img 03) - longueur 33 cm	<input type="checkbox"/>	○	-	-		
Bi5S	Accoudoirs ajustables en hauteur - manchette courte (img 03) - longueur 20 cm	<input type="checkbox"/>	○	-	-		
Bi5S alu	Accoudoirs ajustables en hauteur - manchette courte (img 03) - longueur 20 cm	<input type="checkbox"/>	○	-	-		
TUBE	Accoudoirs tubes escamotable vers l'arrière (23 cm) - (img 04) - longueur 23 cm - uniquement avec dossier fixe	<input type="checkbox"/>	○	-	-		
TUBE LONG	Accoudoirs tubes escamotable vers l'arrière (28 cm) - (img 04) - longueur 28 cm - uniquement avec dossier fixe	<input type="checkbox"/>	○	-	-		
<div></div>							

REPOSE-PIEDS - Se référer au point PAP forfait B membres inférieurs pour d'autres solutions de positionnement du genou						
Type						
	Potences escamotables intérieur/extérieur	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	
Angle de potence (au choix entre 70°, 80°, 90°)						
ANGLE 70°						
B06 70°	Repose-pieds amovibles et escamotables - 70° (img 11) avec palettes relevables, réglables en hauteur et sangles talonnières	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	
BA06 70°	Repose-pieds amovibles et escamotables raccourcis de 5 cm - 70° (img 14) 30 à 38 cm avec palettes relevables, réglables en hauteur et sangles talonnières	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	
BK6 70°	Repose-pieds monobloc - 70° avec palettes relevables, réglables en hauteur et sangles talonnières	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	
ANGLE 80°						
B06 80°	Repose-pieds amovibles et escamotables - 80° (img 12) avec palettes relevables, réglables en hauteur et sangles talonnières	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	
BA06 80°	Repose-pieds amovibles et escamotables raccourcis de 5 cm - 80° (img 14) 30 à 38 cm avec palettes relevables, réglables en hauteur et sangles talonnières	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	
BK6 80°	Repose-pieds monobloc - 80° (incompatible avec roues de 6" et avec la configuration profondeur d'assise inférieur à 36 cm + roues de 5") avec palettes relevables, réglables en hauteur et sangles talonnières	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	
ANGLE 90°						
B06 90°	Repose-pieds amovibles et escamotables - 90° (img 13) avec palettes relevables, réglables en hauteur et sangles talonnières incompatible avec roues de 6"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	
BA06 90°	Repose-pieds amovibles et escamotables raccourcis de 5 cm - 90° (img 14) avec palettes relevables, réglables en hauteur et sangles talonnières 30 à 38 cm - incompatible avec roues de 6"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	
BK6 90°	Repose-pieds monobloc - 90°(incompatible avec roues de 6" et avec la configuration profondeur d'assise inférieur à 36 cm + roues de 5") avec palettes relevables, réglables en hauteur et sangles talonnières	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	
Palettes pour potences séparées						
	Réglage de palette en angle et en profondeur	<input checked="" type="checkbox"/>				
<div>img 11 (70°)img 12 (80°)img 13 (90°B06</div>						
Pré-réglage de la distance assise-palette (UL)						
	28 cm	uniquement possible avec profondeur d'assise 32 à 36 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	 <p>Au moins 5 cm de moins que la hauteur d'assise choisie sur l'avant</p>
	29 cm	uniquement possible avec profondeur d'assise 32 à 36 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	
	30 cm	uniquement possible avec profondeur d'assise 32 à 36 cm ou BA06	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	
	31 cm	uniquement possible avec profondeur d'assise 32 à 36 cm ou BA06	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	
	32 cm	uniquement possible avec profondeur d'assise 32 à 36 cm ou BA06	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	
	33 cm	uniquement possible avec profondeur d'assise 32 à 36 cm ou BA06	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	
	34 cm	uniquement possible avec profondeur d'assise 32 à 36 cm ou BA06	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	
	35 cm		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	
	36 cm		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	
	37 cm		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	
	38 cm		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	
	39 cm		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	
	40 cm		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	
	41 cm		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	
	42 cm		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	
	43 cm		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	
	44 cm		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	
	45 cm		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	
	46 cm		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	
CHOIX DES ROUES						
Roues Avant						
TAILLE		3"	4"	5"	6"	
standard noir	img 31	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sélectionnez vos roues en fonction de la hauteur d'assise avant choisie précédemment. Roues 6" incompatibles avec angle de repose-pieds 90°
transparent	img 32	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
alu - argent	img 33	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
alu - rouge	img 33	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
alu - bleu	img 33	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
carbone	img 34		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
LED	img 35		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

									
img 31		img 32		img 33		img 34		img 35	
Roues Arrière									
18"	Roues standard 18" - Pneus Schwalbe Marathon Racer			<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-			
20"	Roues légères 20" Design - pneus Schwalbe Right Run Noirs			<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-			
22"	Roues légères 22" Design - pneus Schwalbe Right Run Noirs			<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-			
24"	Roues PU 24" - pneus bandages noirs (1916185) - compatibles HEM2			<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-			
	Design, légères 24", rayons radiaux, pneu: Schwalbe Right Run black			<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-			
	Design, légères 24", rayons radiaux, pneu: Schwalbe Marathon Plus			<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-			
	Spirit 24" avec moyeu alu, rayon radiaux, pneu: Schwalbe Right Run black - mains courantes réglables en largeur			<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-			
	Spirit 24" avec moyeu alu, rayon radiaux, pneu: Schwalbe Marathon Plus			<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-			
	Spirit 24" avec moyeu alu rouge, rayon radiaux, pneu: Schwalbe Right Run black - mains courantes réglables en largeur			<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-			
	Spirit 24" avec moyeu alu rouge, rayon radiaux, pneu: Schwalbe Marathon Plus			<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-			
	Spirit 24" avec moyeu alu bleu, rayon radiaux, pneu: Schwalbe Right Run black - mains courantes réglables en largeur			<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-			
26"	Design légères 26" - rayons radiaux pneus Schwalbe Right Run Noirs			<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-			
	Design légères 26" - rayons radiaux pneus Schwalbe Marathon Plus			<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-			
<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>									
					Prix Public HT	Prix Public TTC	PLV TTC		
Carrossage (Ajustable au niveau des paliers de roues arrière)									
	0°				<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	
	2°				<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	
	4°				<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	
	6°				<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	

Position des roues arrières						
	Réglable par vis sur le plan longitudinal grâce à un support gradué	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	
Mains courantes						
	Fixées en 6 points, ajustables en largeur et démontables.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	 B33
	Main courantes Alu uniquement pour roues standards	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	
	Main courante Acier uniquement pour roues standards (sur commande avec délai supplémentaire)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	
B33	Revêtement anti-dérapant main courante 20" Gauche - 2991357	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	
B33	Revêtement anti-dérapant main courante 20" Droite - 2991357	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	
B33	Revêtement anti-dérapant main courante 22" Gauche - 2991358	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	
B33	Revêtement anti-dérapant main courante 22" Droite - 2991358	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	
B33	Revêtement anti-dérapant main courante 24" Gauche - 2991359	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	
B33	Revêtement anti-dérapant main courante 24" Droite - 2991359	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	
B330	Mains courantes anti-dérapantes - incompatible avec HEM2 et roues 22"	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	
B330A	Mains courantes anti-dérapantes ergonomiques (creuses) incompatible avec HEM2 et roues 22"	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	
Flasque pour roues arrières						
B85 transparent	Flasque protège-rayons (img 57)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	
B85 M5	Flasque protège-rayons WORLD (img 58) - 1915705	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	
B85 M6	Flasque protège-rayons JUNGLE (img 59) - 1915706	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	
B85 M7	Flasque protège-rayons TRIGO 1 (img 60) - 1915707	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	
B85 M8	Flasque protège-rayons TRIGO 2 (img 61) - 1915708	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	
B85 Dino	Flasque protège-rayons DINO (img 62) - 20" (2997562) et 22" (2997561)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	
<div></div>						
Compatibilité Profondeur d'assise / Diamètre roues arrières						
Taille de roues avant	Taille de roues arrières					
	18"	20"	22"	24"	26"	
3"	profondeur d'assise : 32-50cm	profondeur d'assise : 32-50cm	profondeur d'assise : 36-50cm	profondeur d'assise : 38-50cm	profondeur d'assise : 44-50cm	
4"	profondeur d'assise : 32-50cm	profondeur d'assise : 32-50cm	profondeur d'assise : 36-50cm	profondeur d'assise : 38-50cm	profondeur d'assise : 44-50cm	
5"	profondeur d'assise : 32-50cm	profondeur d'assise : 32-50cm	profondeur d'assise : 36-50cm	profondeur d'assise : 38-50cm	profondeur d'assise : 44-50cm	
6"	profondeur d'assise : 38-50cm	profondeur d'assise : 38-50cm	profondeur d'assise : 40-50cm	profondeur d'assise : 40-50cm	profondeur d'assise : 44-50cm	

FREINS							
1915974/75	Freins à tirer	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-		
1915972/73	Freins à pousser	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-		
2994922/23	Freins sports - <i>Uniquement avec profondeur d'assise supérieure à 42 cm</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-		
CENTRAL BRAKE	Kit freins reliés à commande unilatérale (<i>non-inclus dans le Kit Hémipnégique</i>)						
	Gauche	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-		
	Droit	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-		
B40	Extension de poignée de frein (img 62) :					 B40 img 62	
1916446	Gauche	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-		
1916447	Droite	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-		
B74PU	Roue avec frein à tambour obligatoirement avec : roues 24" x 1/3 8" Bandages Noirs + Carossage 0° + Poignées au choix PH01, PH04 ou PH05		<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-
B74AIR	Roue avec frein à tambour (img 56) obligatoirement avec : roues 24" x 1/3 8" Gonflables Noirs + Carossage 0° + Poignées au choix PH01, PH04 ou PH05		<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-
COLORIS							
Chassis avant							
			MAT	BRILLANT			
C4	Rouge	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-		
C5	Noir	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-		
C8	Jaune	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-		
C29	Argent	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-		
C53	Orange	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-		
C55	Gris Fer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-		
C56	Bleu Gris	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-		
C59	Champagne	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-		
C71	Bleu Métallique	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-		
C72	Rouge Métallique	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-		
C73	Vert Métallique	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-		
C76	Blanc	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-		
C78	Bleu Clair	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-		
C79	Bleu Pacifique	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-		
C85	Vert Electrique	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-		
C87	Orange Clair	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-		
Chassis arrière							
	Noir mat	S	<input type="radio"/>	-	-		
ADJONCTIONS							
B12	Tablette en bois - <i>uniquement avec accoudoirs Bi5</i>	<input type="checkbox"/>	125,12 €	132 €	132 €	9929507	
B47	Appui-tête réglable en hauteur - <i>obligatoirement avec B900 - incompatible avec dossier ajustable en hauteur</i>	<input type="checkbox"/>	151,66 €	160,00 €	160,00 €	9922920	

PRODUITS D'ASSISTANCE À LA POSTURE (PAP)

Rappel : prise en charge Achat ou LLD

MEMBRES SUPERIEURS - Forfait A

Éléments posturaux pouvant être installés sur tous VHP modulaire,
conçus pour maintenir, compenser ou corriger le positionnement du corps
Prescription d'un ou plusieurs éléments posturaux à hauteur du montant forfaitaire maximal de 600€ PLV TTC
Cumulable avec le forfait B membres inférieurs

PAP du Dossier

Sélectionner les options en cochant les cases SVP

Prix Public HT




Prix Public TTC


PLV* TTC


Code remboursement

Dispositifs de positionnement cervico-céphaliques

Appui-tête

10.01	Support de tête sans visière 					
		o Medium	<input type="checkbox"/>	65,00 €	68,58 €	
		o Large	<input type="checkbox"/>	66,00 €	69,63 €	
	B47					

10.02	Support de tête avec visière 					
		o Medium	<input type="checkbox"/>	85,00 €	89,68 €	
		o Large	<input type="checkbox"/>	86,00 €	90,73 €	

10.02 Kids	Support de tête avec visière pour enfant 					
		o Small	<input type="checkbox"/>	85,00 €	89,68 €	

POUR TOUT MONTAGE DE PRODUITS PHYSIPRO SUR LE VHP

Se référer au tableau de compatibilité produit










Options Physipro non montées	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-
Options Physipro montées	<input type="checkbox"/>	92,85 €	97,96 €

Physipro	Appui-tête 					

Forfait A
Concerne toutes les options disponibles et au choix pour les membres supérieurs :
Montant forfaitaire maximal 600€ PLV TTC

		Appui-tête combiné																																																																																							
1920807		Largeur 15cm/Hauteur 10cm			<input type="checkbox"/>	130,00 €	137,15 €		9961008																																																																																
1920808		Largeur 18cm/Hauteur 12cm			<input type="checkbox"/>	130,00 €	137,15 €																																																																																		
1920809		Largeur 20cm/Hauteur 15cm			<input type="checkbox"/>	130,00 €	137,15 €																																																																																		
		Appui tête à prolongateur latéral double réglable							9961008																																																																																
1920805		Largeur 13cm / Hauteur 11cm (AT 50/70)"			<input type="checkbox"/>	285,00 €	300,68 €																																																																																		
1920806		Largeur 15cm / Hauteur 16cm (AT 50/60)"			<input type="checkbox"/>	255,00 €	269,03 €																																																																																		
1920813		Support symbio appuit-tête adulte (Obligatoire avec tous les appuis-tête)			<input type="checkbox"/>	190,00 €	200,45 €		9961008																																																																																
		Adaptateur nécessaire uniquement pour installation sur tendeur dossier tube rond							9961008																																																																																
1920814		"Tube rond (AT 5355-22) Ø 22 mm"			<input type="checkbox"/>	110,00 €	116,05 €																																																																																		
1920815		Tube rond (AT 5355-25) Ø 25 mm			<input type="checkbox"/>	110,00 €	116,05 €																																																																																		
<div><div> Simple</div><div> Combiné</div><div> Prolongateur latéraux réglables</div><div> Symbio</div><div> Adaptateur</div></div>																																																																																									
Dispositifs de positionnement thoraco-lombaires																																																																																									
Dossier																																																																																									
Dossier Premium																																																																																									
Dossier souple confortable et léger (Livré sans fourreaux)					<input type="checkbox"/>	296 €	312 €																																																																																		
<div><div><table><tr><td colspan="2">LARGEUR</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td>mm</td><td>405</td><td>430</td><td>455</td><td>505</td><td colspan="5"></td></tr><tr><td>405</td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td colspan="5"></td></tr><tr><td>430</td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td colspan="5"></td></tr><tr><td>455</td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td colspan="5"></td></tr><tr><td>505</td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td colspan="5"></td></tr></table><p>Sélectionner pour dossier Premium Largeur et hauteur dans le tableau ci-joint</p></div><div></div><div></div></div>										LARGEUR						mm	405	430	455	505						405	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						430	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						455	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						505	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																													
LARGEUR																																																																																									
mm	405	430	455	505																																																																																					
405	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																					
430	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																					
455	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																					
505	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																					
Fourreaux pour dossier PREMIUM																																																																																									
Hauteur dossier 40 à 44 cm - 5 sangles																																																																																									
1920761		Droit			<input type="checkbox"/>	78,80 €	83,13 €																																																																																		
1920762		Gauche			<input type="checkbox"/>																																																																																				
Hauteur dossier 45 à 50 cm - 5 sangles																																																																																									
1920686		Droit			<input type="checkbox"/>	78,80 €	83,13 €		9961008																																																																																
1920687		Gauche			<input type="checkbox"/>																																																																																				
<div></div> Fourreaux																																																																																									
Dossier HP2 Contour - 2 points d'ancrage					<input type="checkbox"/>	568,72 €	600 €																																																																																		
<div><div><table><tr><td colspan="2"></td><td colspan="5">Largeur</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>305 mm</td><td>355 mm</td><td>405 mm</td><td>455 mm</td><td>505 mm</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td rowspan="5">Hauteur</td><td>305 mm</td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td colspan="4"></td></tr><tr><td>355 mm</td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td colspan="4"></td></tr><tr><td>405 mm</td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td colspan="4"></td></tr><tr><td>455 mm</td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td colspan="4"></td></tr><tr><td>505 mm</td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td colspan="4"></td></tr><tr><td colspan="2">Largeur thorax</td><td>20 à 25.5cm</td><td>25 à 30cm</td><td>29 à 35.5cm</td><td>34 à 40.5cm</td><td>39.5 à 45cm</td><td colspan="4"></td></tr></table><p>Sélectionner pour dossier HP2 CONTOUR Largeur et hauteur dans le tableau ci-joint</p></div><div></div><div></div></div>												Largeur							305 mm	355 mm	405 mm	455 mm	505 mm					Hauteur	305 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					355 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					405 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					455 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					505 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					Largeur thorax		20 à 25.5cm	25 à 30cm	29 à 35.5cm	34 à 40.5cm	39.5 à 45cm				
		Largeur																																																																																							
		305 mm	355 mm	405 mm	455 mm	505 mm																																																																																			
Hauteur	305 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																			
	355 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																			
	405 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																			
	455 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																			
	505 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																			
Largeur thorax		20 à 25.5cm	25 à 30cm	29 à 35.5cm	34 à 40.5cm	39.5 à 45cm																																																																																			
HP2 Contour																																																																																									

Appui thoracique classique Vermeiren						<div>Forfait A</div> <div>Concerne toutes les options disponibles et au choix pour les membres supérieurs : Montant forfaitaire maximal 600€ PLV TTC</div>	
L04	Appui thoracique						9961008
L04 L Réf 1916503	Gauche (img 55) Incompatible avec dossier pliant ou ajustable en hauteur		<input type="checkbox"/>	375,89 €	396,56 €		
L04S L Réf 1916505	Gauche petite taille (img 56) Incompatible avec dossier pliant ou ajustable en hauteur		<input type="checkbox"/>	313,23 €	330,46 €		
L04 R Réf 1916504	Droit (img 55) Incompatible avec dossier pliant ou ajustable en hauteur		<input type="checkbox"/>	375,89 €	396,56 €		
L04S R Réf 1916506	Droit petite taille (img 56) Incompatible avec dossier pliant ou ajustable en hauteur		<input type="checkbox"/>	313,23 €	330,46 €		
<div> Img 55 Img 56 (Petite taille)</div>							9961008
Sangle thoracique							
00.01	Sangle multi-usage neoflex						
2997957	o Small (Longueur 100cm/Largeur 8cm)		<input type="checkbox"/>	95 €	100,23 €		
2997958	o Medium (Longueur 140cm/Largeur 10cm)		<input type="checkbox"/>	95 €	100,23 €		
2997959	o Large (Longueur 160cm/Largeur 10cm)		<input type="checkbox"/>	95 €	100,23 €		
2997960	o X-Large (Longueur 180cm/Largeur 10cm)		<input type="checkbox"/>	95 €	100,23 €		
00.02	Extension sangle multi-usage neoflex						9961008
2997957	o Small (Longueur 80cm/Largeur 8cm)		<input type="checkbox"/>	170 €	179,35 €		
2997958	o Medium (Longueur 80cm/Largeur 10cm)		<input type="checkbox"/>	171 €	180,41 €		
2997960	o X-Large (Longueur 80cm/Largeur 10cm)		<input type="checkbox"/>	172 €	181,46 €		
20.01	Harnais large neoflex						9961008
2997879	o X-Small		<input type="checkbox"/>	185 €	195,18 €		
2997880	o Small		<input type="checkbox"/>	185 €	195,18 €		
2997881	o Medium		<input type="checkbox"/>	185 €	195,18 €		
2997882	o Large		<input type="checkbox"/>	185 €	195,18 €		
2997883	o X-Large		<input type="checkbox"/>	185 €	195,18 €		
20.02	Harnais large avec zip neoflex						9961008
2997842	o X-Small		<input type="checkbox"/>	199 €	209,95 €		
2997843	o Small		<input type="checkbox"/>	199 €	209,95 €		
2997844	o Medium		<input type="checkbox"/>	199 €	209,95 €		
2997845	o Large		<input type="checkbox"/>	199 €	209,95 €		
2997846	o X-Large		<input type="checkbox"/>	199 €	209,95 €		
20.03	Harnais étroit neoflex						9961008
2997874	o X-Small		<input type="checkbox"/>	179 €	188,85 €		
2997875	o Small		<input type="checkbox"/>	179 €	188,85 €		
2997876	o Medium		<input type="checkbox"/>	179 €	188,85 €		
2997877	o Large		<input type="checkbox"/>	179 €	188,85 €		
2997878	o X-Large		<input type="checkbox"/>	179 €	188,85 €		
20.04	Harnais étroit avec zip neoflex						9961008
2997859	o X-Small		<input type="checkbox"/>	195 €	205,73 €		
2997860	o Small		<input type="checkbox"/>	195 €	205,73 €		
2997861	o Medium		<input type="checkbox"/>	195 €	205,73 €		
2997862	o Large		<input type="checkbox"/>	195 €	205,73 €		
2997863	o X-Large		<input type="checkbox"/>	195 €	205,73 €		
<div> 00.01 20.01 20.02 20.03 20.04</div>							

Dispositifs de positionnement de l'épaule					
Harnais d'épaule					
20.05	Harnais d'épaule neoflex				
2997892		o Small	<input type="checkbox"/>	170 €	179,35 €
2997893		o Medium	<input type="checkbox"/>	171 €	180,41 €
2997894		o Large	<input type="checkbox"/>	172 €	181,46 €
2997895		o X-Large	<input type="checkbox"/>	172 €	181,46 €
20.06	Harnais d'épaule avec zip neoflex				
2997899		o Small	<input type="checkbox"/>	176 €	185,68 €
2997901		o Medium	<input type="checkbox"/>	176 €	185,68 €
2997902		o Large	<input type="checkbox"/>	176 €	185,68 €
2997903		o X-Large	<input type="checkbox"/>	176 €	185,68 €
					
Sélectionner les options en cochant les cases SVP				Prix Public HT	Prix Public TTC
Gouttière					
		Gauche	Droite		
B66	Gouttière fixe <i>Uniquement sur accoudoir B15</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	113,17 €	119,39 €
B660	Gouttière orientable <i>Uniquement sur accoudoir B15</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	113,17 €	119,39 €
B66M	Gouttière Fixe PU avec extension "plate" Longueur 46,5cm <i>Uniquement sur accoudoir B15</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	226,84 €	239,32 €
B66ML	Gouttière Fixe PU avec extension "plate longue" Longueur 53,5cm <i>Uniquement sur accoudoir B15</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	284,68 €	300,34 €
B66MA	Gouttière Fixe PU avec extension "Corne Courbée" Longueur 47,7cm <i>Uniquement sur accoudoir B15</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	235,91 €	248,89 €
B66MAL	Gouttière Fixe PU avec extension "Corne Courbée longue" Longueur 54,7cm <i>Uniquement sur accoudoir B15</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	292,63 €	308,72 €
B66OM	Gouttière Orientable PU avec extension "plate" Longueur 46,5cm <i>Uniquement sur accoudoir B15</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	212,00 €	223,66 €
B66OML	Gouttière Orientable PU avec extension "plate longue" Longueur 53,5cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	284,68 €	300,34 €
B66OMA	Gouttière Orientable PU avec extension "Corne Courbée" Longueur 47,7cm <i>Uniquement sur accoudoir B15</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	235,91 €	248,89 €
B66OMAL	Gouttière Orientable PU avec extension "Corne Courbée longue" Longueur 54,7cm <i>Uniquement sur accoudoir B15</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	292,63 €	308,72 €
					
					

Forfait A
Concerne toutes les options disponibles et au choix pour les membres supérieurs :
Montant forfaitaire maximal 600€ PLV TTC

9961008

9961008

Code remboursement

9961008

MEMBRES INFÉRIEURS - Forfait B

Éléments posturaux pouvant être installés sur tous VHP modulaire,
conçus pour maintenir, compenser ou corriger le positionnement du corps
Prescription d'un ou plusieurs éléments posturaux à hauteur du montant forfaitaire maximal de 600€ PLV
Cumulable avec le forfait A membres supérieurs

Sélectionner les options en cochant les cases SVP

Prix Public HT

Prix Public TTC

PLV* TTC

Code remboursement

PAP du Siège

Base de positionnement du siège

Assise

Coussin BRIO, housse Lycra



Coupe plate
Conseiller pour fauteuil roulant électrique
(Avec plaque d'assise rigide)

☐

196,75 €

207,57 €

9922913

Biseau anti effet hamac 3,75 cm en option
Conseillé pour installation sur fauteuil manuel

☐

60,00 €

63,30 €

9922913

LARGEUR*

PROFONDEUR*	mm	380	405	430	455	480	505
405	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
455	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

*Le coussin peut être pivoté
d'un quart de tour pour
inverser longueur et largeur

Sélectionner
Largeur et Profondeur dans le tableau ci-joint



Coussin BRIO

Coussin ULTRA, épaisseur 8cm, Housse Lycra



Coussin Coupe plate

☐

329,45 €

347,57 €

9922913

Coussin coupe canevas

☐

329,45 €

347,57 €

9922913

LARGEUR

PROFONDEUR	mm	380	430	480
430	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
455	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
505	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Coussin coupe plate
Pour fauteuil roulant électrique

Sélectionner
Largeur et Profondeur dans le tableau ci-joint

LARGEUR

PROFONDEUR	mm	380	405	430	455	480	505
405	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
455	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Coussin coupe canevas
Pour fauteuil manuel avec assise
souple sans renfort ABS

Sélectionner
Largeur et Profondeur dans le tableau ci-joint

Coussin ULTRA



Coussin PHYSIAIR, épaisseur 7,5 cm, Housse Lycra



Coussin Coupe plate
(Pour fauteuil roulant électrique avec plaque d'assise rigide)

☐

301,02 €

317,58 €

9922913

Biseau anti effet hamac 3,75 cm en option
Conseillé pour installation sur fauteuil manuel

☐

60,00 €

63,30 €

9922913

LARGEUR

PROFONDEUR	mm	380	405	430	455	480	505
405	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
455	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sélectionner
Largeur et Profondeur dans le tableau



Coussin PHYSIAIR

Composition du coussin Physiair	
	Feuille Stimulite : La matrice alvéolaire souple de Stimulite est composée d'alvéoles à parois minces et épaisses qui fléchissent lorsqu'elles sont compressées, soulageant ainsi la pression. "L'empreinte" stimule l'action des vaisseaux capillaires et le flux sanguin circule plus facilement dans les tissus, contribuant ainsi à une meilleure santé de la peau.
	Coussinage Physiair : Le coussin Physiair est doté de cavités cylindriques offrant plusieurs bienfaits posturaux. Ces cavités sont conçues avec différentes profondeurs et différents diamètres. Le diamètre des cavités est plus grand au niveau de la cuvette pour permettre plus d'immersion dans le coussin. La profondeur des cavités procure une stabilité fonctionnelle assurant ainsi un contrôle de la pression au niveau de zones critiques.

Housse incontinence supplémentaire

☐

62 €

65,41 €

9922913

Housse top cover LYCRA

☐

66 €

69,63 €

9922913

Base de positionnement du bassin

20.07

Ceinture Pelvienne/Abdominale



2997909

o X-Small

☐

86 €

90,73 €

9961008

2997910

o Small

☐

86 €

90,73 €

9961008

2997911

o Medium

☐

86 €

90,73 €

9961008

2997912

o Large

☐

86 €

90,73 €

9961008

2997913

o X-Large

☐





86 €

90,73 €


9961008

Forfait B
Concerner toutes les options disponibles et au choix pour les membres inférieurs :
Montant forfaitaire maximal 600€ PLV TTC


30.01	Ceinture 2 points neoflex				
2997943		o Small	<input type="checkbox"/>	85 €	89,68 €
2997944		o Medium	<input type="checkbox"/>	85 €	89,68 €
2997945		o Large	<input type="checkbox"/>	85 €	89,68 €
30.02	Ceinture 4 points neoflex				
2997937		o Small	<input type="checkbox"/>	105 €	110,78 €
2997938		o Medium	<input type="checkbox"/>	105 €	110,78 €
2997939		o Large	<input type="checkbox"/>	105 €	110,78 €
30.03	Sangle Pelvienne neoflex				
2997967		o X-Small	<input type="checkbox"/>	69 €	72,80 €
2997968		o Small	<input type="checkbox"/>	69 €	72,80 €
2997969		o Medium	<input type="checkbox"/>	69 €	72,80 €
2997970		o Large	<input type="checkbox"/>	69 €	72,80 €

Dispositifs de positionnement du genou					
Repose-jambe (Coloris Noir)					
			Gauche	Droite	
BZ8 ART	Repose-jambe articulé raccourci auto-corrigeant en longueur avec palette articulée - UL minimum 32 cm - incompatible avec largeur inférieure à 36 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100,25 €	105,76 €
BL7	Repose-jambe pour correctio,n d'une extension pour un utilisateur amputé côté droit (<i>repose moignon</i>)	<input type="checkbox"/>		132,83 €	140,14 €
BK7	Repose-jambe pour correctio,n d'une extension pour un utilisateur amputé côté gauche (<i>repose moignon</i>)	<input type="checkbox"/>		132,83 €	140,14 €
40.01	Sangle appui mollet neoflex				
2997952		o Small	<input type="checkbox"/>	86 €	90,73 €
2997949		o Medium	<input type="checkbox"/>	86 €	90,73 €
2997950		o Large	<input type="checkbox"/>	86 €	90,73 €
2997951		o X-Large	<input type="checkbox"/>	86 €	90,73 €
40.02	Maintien de cheville neoflex				
2998389		o X-Small	<input type="checkbox"/>	125 €	131,88 €
2998386		o Small	<input type="checkbox"/>	125 €	131,88 €
2998387		o Medium	<input type="checkbox"/>	125 €	131,88 €
2998388		o Large	<input type="checkbox"/>	125 €	131,88 €
2998390		o X-Large	<input type="checkbox"/>	125 €	131,88 €




SYSTEMES D'ATTACHE pour sangles Néoflex neoflex					
1920915	Collier de fixation pour tube rond x2 Ø 25cm	<input type="checkbox"/>		15,00 €	15,83 €
1920916	Collier de fixation pour tube rond x2 Ø 25cm/22cm/19cm	<input type="checkbox"/>		23,00 €	24,27 €
1920917	Collier de fixation triangulaire pour TRIGO x2	<input type="checkbox"/>		19,00 €	20,05 €
	Collier de liaison métal (<i>Un choix de diamètre</i>)				
1920918	Ø 19cm	<input type="checkbox"/>		19,00 €	20,05 €
1920919	Ø 22cm	<input type="checkbox"/>		19,00 €	20,05 €
1920920	Ø 25cm	<input type="checkbox"/>		19,00 €	20,05 €
1920921	Ø 29cm	<input type="checkbox"/>		19,00 €	20,05 €
1920922	Ø 30cm	<input type="checkbox"/>		19,00 €	20,05 €
1920923	Ø 35cm	<input type="checkbox"/>		19,00 €	20,05 €
1920928	Système de support de dossier L34 x1	<input type="checkbox"/>		34,00 €	35,87 €
1920929	Fixation pour fauteuil roulant de confort INOVYS II Evo	<input type="checkbox"/>		17,00 €	17,94 €



Forfait B
Concerne
toutes les
options
disponibles
et au choix
pour les
membres
inférieurs :
Montant
forfaitaire
maximal
600€ PLV
TTC

Forfait A ou Forfait B



9922913

9922913

9922913

BZ8 ART

9922913

9922913

9922913

9922913

9922913

Forfait A ou Forfait B

9922913




neoflex
SÉCURITÉ - COMFORT - ÉCARTABLE

ACCESSOIRES (FACTURÉS ET LIVRÉS SÉPARÉMENT)

Sélectionner les options en cochant les cases SVP			Prix Public HT	Prix Public TTC	Prise en charge	code remboursement
24"	Spinergy 24", pneu: Schwalbe Right Run black - mains courantes noires	<input type="checkbox"/>	1 297,80 €	1 369,18 €	sur devis	4960062
24"	Spinergy 24", pneu: Schwalbe Marathon Plus - mains courantes noires	<input type="checkbox"/>	1 348,27 €	1 422,42 €	sur devis	4960062
24"	Roues 24" Off Road (paire de roues supplémentaires) <i>incompatible avec accoudoirs Bi5, Bi5S, B82SL-A, B82S-C, B82-C, B82L-A</i>	<input type="checkbox"/>	563,83 €	594,84 €	-	-
B20	Ceinture de sécurité à clips	<input type="checkbox"/>	33,44 €	35,28 €	-	-
B58	Ceinture de sécurité à fermeture rapide (Réf 1990513)	<input type="checkbox"/>	69,74 €	73,58 €	-	-
B42	Filet de rangement	<input type="checkbox"/>	15,87 €	16,74 €	-	-
B31L	Porte-canne gauche (img 51) - 1915727	<input type="checkbox"/>	27,72 €	29,24 €	sur devis	4960062
B31R	Porte-canne droite (img 51) - 1915727	<input type="checkbox"/>	27,72 €	29,24 €	sur devis	4960062
B86	Paire de roues de voyage (img 53) - incompatible avec roulette anti-bascule - 1915726	<input type="checkbox"/>	174,54 €	184,14 €	-	-
	Protection Neopren pour châssis avant (Imag 63)	<input type="checkbox"/>	53,12 €	56,04 €	-	-
	Couleur spéciale sur devis	<input type="checkbox"/>	327,26 €	345,26 €	-	-

Coussins GEL " Les indispensables "

V16	Protège talon gel 120x140 mm (La paire)	<input type="checkbox"/>	74,85 €	78,97 €	-	-
V20	Protection gel pour ceinture de sécurité 325x80 mm et 230x70 mm	<input type="checkbox"/>	61,49 €	64,87 €	-	-
V24	Protection latérale de jambe en gel 310x90 mm (La paire)	<input type="checkbox"/>	213,21 €	224,94 €	-	-
V26	Sangle appui-mollet gel 400x190 mm (2 pièces)	<input type="checkbox"/>	213,21 €	224,94 €	-	-
V28	Plaque repose-pied gel 155x210 mm (La paire)	<input type="checkbox"/>	170,38 €	179,75 €	-	-
V30	Coussinet adhésif ovale 90x110 mm (La paire)	<input type="checkbox"/>	85,29 €	89,98 €	-	-
V32	Coussinet adhésif ovale 100x200 mm (La paire)	<input type="checkbox"/>	73,52 €	77,56 €	-	-
V34	Coussinet adhésif ovale 115x305 mm (L'unité)	<input type="checkbox"/>	88,22 €	93,07 €	-	-
V36	Coussinet adhésif ovaïde 120x70 mm (L'unité)	<input type="checkbox"/>	40,10 €	42,31 €	-	-
Set V40	Bouton gel protège genou tournant 100x100 mm (La paire)	<input type="checkbox"/>	100,26 €	105,77 €	-	-




Pensez à nos différents systèmes de rampes ultra-pratiques !



Sélectionner les options cochant les cases SVP			Prix Public HT	Prix Public TTC	Prise en charge	Code remboursement
RAMPES PLIABLES						
8002925	Paire de Rampes 692 (180 cm) avec sacs de rangement	<input type="checkbox"/>	329,00 €	347,10 €	-	-
KITS RAMPES						
8002565	Rampes extérieures Kit N°1 (de 1,8 à 5,5 cm)	<input type="checkbox"/>	69,00 €	72,80 €	-	-
8002566	Rampes extérieures Kit N°2 (de 3,6 à 9,1 cm)	<input type="checkbox"/>	138,00 €	145,59 €	-	-
8002567	Rampes extérieures Kit N°3 (de 7,2 à 12,7 cm)	<input type="checkbox"/>	229,90 €	242,54 €	-	-
8002568	Rampes extérieures Kit N°4 (de 10,8 à 16,3 cm)	<input type="checkbox"/>	327,00 €	344,99 €	-	-
8003004	Rampes extérieures Kit N°5 (de 14,4 à 19,9 cm)	<input type="checkbox"/>	479,00 €	505,35 €	-	-
QUICKRAMPS						
8002582	Kit Quickramp 10 mm	<input type="checkbox"/>	34,50 €	36,40 €	-	-
8002583	Kit Quickramp 12 mm	<input type="checkbox"/>	37,90 €	39,98 €	-	-
8002584	Kit Quickramp 14 mm	<input type="checkbox"/>	43,90 €	46,31 €	-	-
8002585	Kit Quickramp 16 mm	<input type="checkbox"/>	46,90 €	49,48 €	-	-
RAMPES SUR MESURE (Cf Fiche de mesure spécifique sur Vermeiren.fr - Produit- Accessoire)						
Sur mesure	Rampe ALPHA	<input type="checkbox"/>	Veuillez vous rapprocher du service commercial		-	-
Sur mesure	Rampe BETA	<input type="checkbox"/>	Veuillez vous rapprocher du service commercial		-	-
Sur mesure	Rampe GAMMA	<input type="checkbox"/>	Veuillez vous rapprocher du service commercial		-	-
TOTAL						
Commentaires						


TriGO^o

Comment prendre les mesures ?




La personne est assise sur une chaise ou sur une surface plane. A l'aide d'une toise ou d'un pied à coulisse, mesurer la distance entre les deux hanches. Prévoyez 2cm de plus que la mesure trouvée.

LARGEUR D'ASSISE



Sur votre Trigo, la largeur d'assise est obtenue en retirant le coussin d'assise et en mesurant entre les tubes extérieurs du châssis.



La personne est assise sur une chaise ou sur une surface plane. Prenez la distance entre le bas du dos et le creux poplité (creux du genou). Retirez entre 3 et 4 cm à cette mesure.

PROFONDEUR D'ASSISE



Sur votre Trigo, la profondeur d'assise est obtenue en retirant le coussin d'assise et en mesurant la distance entre le tube du dossier et le bord avant de la toile.




La personne est assise sur une chaise ou sur une surface plane. Mesurez la distance entre l'assise et le milieu des omoplates. Si le patient a besoin d'un maintien important le dossier devra être réglé plus haut que ces mesures, si la personne souhaite avoir une position active cette mesure pourra être inférieure.

HAUTEUR DE DOSSIER



Sur votre Trigo, la hauteur de dossier est obtenue en retirant le coussin d'assise et en mesurant la distance entre la base du tube du dossier et le bord supérieur de la toile de dossier.



La personne est assise sur une chaise ou sur une surface plane. Prenez la distance entre le creux poplité (creux du genou) et le talon de la personne. Retirez l'épaisseur du coussin choisi à cette mesure..

UL



Sur votre Trigo, l'UL ou longueur de jambes est obtenue en retirant le coussin d'assise et en mesurant la distance entre l'avant de la toile d'assise et le bord intérieur de la palette de repose-pieds.



La personne est assise sur une chaise ou sur une surface plane

Hauteur avant : Mesurer la distance entre le creux poplité (creux du genou) et le sol. Ajoutez à cette mesure entre 3 et 5 cm afin d'éviter que le ou les repose-pieds ne touchent le sol.

Hauteur arrière : sera fonction de l'angle d'assise souhaité et de la profondeur d'assise déterminée.

HAUTEUR D'ASSISE AVANT /ARRIERE



Sur votre Trigo, la hauteur d'assise avant (flèche bleue) est obtenue en retirant le coussin d'assise et en mesurant la distance entre le sol et l'avant de la toile. De la même façon, la hauteur d'assise arrière (flèche verte) est obtenue en mesurant la distance entre le sol et l'arrière de la toile.