

# Argon 2

**FRMC**


## Classement Nomenclature LPPR

Grande Classe :	VPH Modulaires à Propulsion Manuelle ou à Pousser
Dénomination Catégorie :	Fauteuils Roulants Modulaires à Propulsion Manuelle Configurables
Acronyme :	FRMC
Code Individuel :	9592031
LPPR / PLV :	3 303.53 €

## Prescripteurs

- Médecins Spécialistes MPR
- Médecins Titulaires d'un DU Appareillage
- Ergothérapeutes (tous domaines d'activités)

## Adjonctions Disponibles

Code	Désignation	LPPR/PLV € TTC
4510004	PAP, forfait A - adjonctions membres supérieurs	600,00 maximum
9940118	PAP, forfait B - adjonctions membres inférieurs	600,00 maximum
9968714	Levier de basculement	25,00



## BON DE COMMANDE PROFESSIONNEL

OF\_Argon2\_FR\_Rev1\_122025

Sous réserve de modifications techniques, erreurs ou omissions

Adresse facturation ou Code client			Adresse Livraison		Identique facturation	
Code client:			Code client:			
Magasin:			Magasin:			
Rue:			Rue:			
Ville/CP:			Ville/CP:			
E-Mail:			E-Mail:			
Tél:			Tél:			
Informations			Poids Utilisateur			
Commande	Devis	Built-4-Me®	<b>Poids max. Utilisateur:</b> 125 kg / 140 kg (avec support axe renforcé)			
N° Commande.:			<b>Poids Uti.:</b> kg			
<b>Art. No.: 65100003</b>						
Date:	Jour	Mois	Année			

Prix Public TTC (LPPR / PLV)

**€ 3 303,53**

## CARACTERISTIQUES PRODUIT

Poids max Utilisateur	125 kg / 140 kg* (avec support axe renforcé)	Garantie	24 mois hors pièces d'usure
* poids max 136 kg si fauteuil équipé de l'option "accroches taxi" (AGN090100)		Crash-testé	oui avec option AGN090100
Poids total* - à partir de	9 kg	Marquage CE	oui
Type de châssis	Rigide	Nous nous réservons une tolérance de +/- 1 cm à la livraison sur : largeur et profondeur d'assise, hauteurs d'assise avant et arrière, hauteur de dossier et longueur de jambes.	
Potences	Fixes		
Matériau	Aluminium		
* Poids total : poids du fauteuil dans la configuration la plus légère possible. Ce poids varie en fonction de la configuration choisie lors de la commande.			
** Poids de transport : sans roues arrière, sans coussin			

## Légende et abréviations

- = Configuration de base      Δ = Option      PEC = Prise En Charge      PAP = Produit d'Aide à la Posture  
☐ Veuillez sélectionner toutes les options choisies par une croix dans les cases

## MODELE


65100003	<input type="checkbox"/> ARGON <sup>2</sup>	Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
		3 131,31	3 303,53	9592031	3 303,53

## DIMENSIONS D'ASSISE

### Largeurs et Profondeurs d'assise:

		Largeur d'assise en cm										
		30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50
32		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
34		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
36		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
38		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
40		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
42		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
44		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
46		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
48		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
50		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
52		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Mesure largeur d'assise:  
extérieure tubes d'assise



Largeur d'assise  
Largeur entre protège-vêtements = Largeur + 2 cm

### Hauteurs d'assise avant en cm :

		Fourches	45	46	47	48	49	50	51	52
Roues avant	3"	111 mm	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
		115 mm (1)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	4"	111 mm	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
		115 mm (1) Frog Leg (1)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	5"	111 mm	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
		115 mm (1)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
		Frog Leg (1)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	6"	115 mm (1)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

### Hauteurs d'assise arrière en cm:

Roues	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
22"	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
24"	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
25"	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
26"	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Différence maximale revendiquée entre la hauteur d'assise avant et arrière : 13 cm

Note : Avec les hauteurs d'assise arrière 46 cm et au dessus, la largeur entre protège-vêtements augmente de 3 cm.

(1) compatible avec dispositif d'assistance électrique

# ARGON<sup>2</sup>

● = Configuration de base

△ = Option

SIEGE		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
AGN020002	<input type="checkbox"/> Toile d'assise réglable avec une pochette	●	●	-	-
AGN020003	<input type="checkbox"/> Toile d'assise réglable avec 2 pochettes (1)	△	△	-	-
AGN020004	<input type="checkbox"/> Toile d'assise réglable avec pochette et pochette cathéter (1)	△	△	-	-
AGN020012	<input type="checkbox"/> Toile d'assise (par sangles), Airflow, réglables en tension, une pochette (2)	61,61	65,00	4550001	PEC sur devis
AGN020017	<input type="checkbox"/> Toile d'assise (par sangles), Airflow, réglables en tension, 2 pochettes (2)	67,30	71,00	4550001	PEC sur devis
AGN020018	<input type="checkbox"/> Toile d'assise (par sangles), Airflow, réglables en tension, une pochette std et une pochette cathéters (3)	67,30	71,00	4550001	PEC sur devis
Plaque d'assise					
JSLxxxx	<input type="checkbox"/> Plaque d'assise rigide pour coussin (4)	△	△	-	-
COUSSINS DE POSITIONNEMENT		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
JAY020007	<input type="checkbox"/> Jay Easy Fluid, base incurvée - Livré avec 2 housses, incontinence	369,67	390,00	4510005	PEC - PAP 600,00
JAYxxx	<input type="checkbox"/> Kit éléments de positionnement incluant cales d'obliquité (paire) et biseau crural	50,24	53,00		
APB5110	<input type="checkbox"/> Ceinture 2 points, largeur 25 mm	85,31	90,00		
APB7210	<input type="checkbox"/> Ceinture 2 points, largeur 40 mm	85,31	90,00		
APB7310	<input type="checkbox"/> Ceinture 2 points, largeur 50 mm	85,31	90,00		
JAY020004	<input type="checkbox"/> Jay Lite, base incurvée - Livré avec 2 housses, aérée	442,65	467,00	4510005	PEC - PAP 600,00
JAYxxx	<input type="checkbox"/> Kit éléments de positionnement incluant cales d'adduction (paire) et butée d'adduction	50,24	53,00		
APB5110	<input type="checkbox"/> Ceinture 2 points, largeur 25 mm	85,31	90,00		
APB7210	<input type="checkbox"/> Ceinture 2 points, largeur 40 mm	85,31	90,00		
APB7310	<input type="checkbox"/> Ceinture 2 points, largeur 50 mm	85,31	90,00		
JAY020001	<input type="checkbox"/> Jay Easy Visco, base incurvée - Livré avec 2 housses, incontinence	389,57	411,00	4510005	PEC - PAP 600,00
JAYxxx	<input type="checkbox"/> Kit éléments de positionnement incluant cales pelviennes (paire) et biseau crural	50,24	53,00		
APB5110	<input type="checkbox"/> Ceinture 2 points, largeur 25 mm	85,31	90,00		
APB7210	<input type="checkbox"/> Ceinture 2 points, largeur 40 mm	85,31	90,00		
APB7310	<input type="checkbox"/> Ceinture 2 points, largeur 50 mm	85,31	90,00		
DOSSIERS DE POSITIONNEMENT		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
<input type="checkbox"/> Dossier Jay J3		568,72	600,00	9940118	PEC - PAP 600,00
Jay J3 - GALBE PEU PROFOND (SC) - Enveloppement 5 cm		H= hauteur du dossier			
Thoracique moyen (MT):		<input type="checkbox"/> JAY030010 (M) H: 34 cm		<input type="checkbox"/> JAY030033 (T) H: 38 cm	
Thoracique supérieur (UT):		<input type="checkbox"/> JAY030012 (S) H: 42 cm	<input type="checkbox"/> JAY030019 (M) H: 46 cm	<input type="checkbox"/> JAY030025 (T) H: 50 cm	
Maintien haut (SH):		<input type="checkbox"/> JAY030015 (S) H: 53 cm	<input type="checkbox"/> JAY030022 (M) H: 57 cm	<input type="checkbox"/> JAY030028 (T) H: 61 cm	
Jay J3 - GALBE MOYEN (MC) - Enveloppement 8 cm					
Thoracique moyen (MT):		<input type="checkbox"/> JAY030011 (M) H: 34 cm		<input type="checkbox"/> JAY030018 (T) H: 38 cm	
Thoracique supérieur (UT):		<input type="checkbox"/> JAY030013 (S) H: 42 cm	<input type="checkbox"/> JAY030020 (M) H: 46 cm	<input type="checkbox"/> JAY030026 (T) H: 50 cm	
Maintien haut (SH):		<input type="checkbox"/> JAY030016 (S) H: 53 cm	<input type="checkbox"/> JAY030023 (M) H: 57 cm	<input type="checkbox"/> JAY030029 (T) H: 61 cm	
Jay J3 - GALBE PROFOND SUPPORT MOYEN (MDC) - Enveloppement 15 cm					
Thoracique moyen (MT):		<input type="checkbox"/> JAY030044 (M) H: 34 cm		<input type="checkbox"/> JAY030041 (T) H: 38 cm	
Thoracique supérieur (UT):		<input type="checkbox"/> JAY030045 (S) H: 42 cm	<input type="checkbox"/> JAY030042 (M) H: 46 cm	<input type="checkbox"/> JAY030046 (T) H: 50 cm	
Maintien haut (SH):		<input type="checkbox"/> JAY030043 (S) H: 53 cm	<input type="checkbox"/> JAY030047 (M) H: 57 cm	<input type="checkbox"/> JAY030048 (T) H: 61 cm	
<input type="checkbox"/> Dossier Jay J3 Carbon		1 070,14	1 129,00	9940118	PEC - PAP 600,00
Jay J3 CARBON - GALBE PEU PROFOND - Enveloppement 5 cm					
Thoracique bas:		<input type="checkbox"/> JAY060001 (S) H: 17 cm		<input type="checkbox"/> JAY060002 (T) H: 24 cm	
Thoracique moyen:		<input type="checkbox"/> JAY060003 (S) H: 30 cm		<input type="checkbox"/> JAY060004 (T) H: 38 cm	
Appui-tête Whitmyer pour dossier JAY J3 uniquement					
WHT030416	<input type="checkbox"/> Appui-tête avec support AXYS, standard	261,65	276,04	4550001	PEC sur devis

(1) Largeur d'assise minimale: 34 cm

(4) Disponibilité selon tailles

(2) Uniquement pour largeurs d'assise de 32 à 46 cm

(3) Uniquement pour largeurs d'assise de 32 à 46 cm et profondeur à partir de 36 cm

Note : Impossible de remplacer ultérieurement toile d'assise Airflow par toile d'assise standard

# ARGON<sup>2</sup>

● = Configuration de base

△ = Option

DOSSIER		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
<b>Hauteurs de dossier (réglable par paliers de 2,5 cm)</b>					
<b>25 - 30 cm</b>	<b>30 - 40 cm</b>	<b>40 - 45 cm</b>			
<input type="checkbox"/> 25 cm	<input type="checkbox"/> 30 cm	<input type="checkbox"/> 37,5 cm	<input type="checkbox"/> 40 cm		
<input type="checkbox"/> 27,5 cm	<input type="checkbox"/> 32,5 cm	<input type="checkbox"/> 40 cm	<input type="checkbox"/> 42,5 cm		
<input type="checkbox"/> 30 cm	<input type="checkbox"/> 35 cm	<input type="checkbox"/> 45 cm			
<b>Types de dossier réglable en angle -31° à + 15° (supports de dossier uniquement en noir)</b>					
AGN030015	<input type="checkbox"/> Rabattable sur l'assise <b>SANS</b> verrouillage en position rabattue	●	●	-	-
AGN030102	<input type="checkbox"/> Rabattable sur l'assise <b>AVEC</b> verrouillage en position rabattue	△	△	-	-
AGN030012	<input type="checkbox"/> Réglable en angle, non rabattable sur l'assise	△	△	-	-
TOILES DE DOSSIER		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
<b>Toiles de dossier EXO EVO - (ND dossiers Jay)</b>					
AGN030316	<input type="checkbox"/> Toile <b>EXO EVO</b> , noire, réglable en tension, pochette	●	●	-	-
Coloris galon <input type="checkbox"/> Noir <input type="checkbox"/> Orange <input type="checkbox"/> Argent <input type="checkbox"/> Bleu <input type="checkbox"/> Rouge					
AGN030317	<input type="checkbox"/> Toile <b>EXO EVO PRO</b> , noire, rembourrée, réglable, aérée, pochette	△	△	-	-
Coloris galon <input type="checkbox"/> Noir <input type="checkbox"/> Orange <input type="checkbox"/> Argent <input type="checkbox"/> Bleu <input type="checkbox"/> Rouge					
PROTEGE-VETEMENTS - ACCOUDOIRS		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
AGN040102	<input type="checkbox"/> Protège-vêtements alu	△	△	-	-
AGN040103	<input type="checkbox"/> Garde boue alu (Hauteur assise arrière mini : 39 cm)	△	△	-	-
AGN040107	<input type="checkbox"/> Protège-vêtements composite et amovibles	●	●	-	-
AGN040104	<input type="checkbox"/> Garde boue carbone (Hauteur assise arrière mini : 39 cm) (1)	231,28	244,00	4550001	PEC sur devis
AGN040101	<input type="checkbox"/> Protège-vêtements carbone "slim" - petite hauteur (2)	145,97	154,00	4550001	PEC sur devis
<b>Accoudoirs</b>					
AGN040108	<input type="checkbox"/> Accoudoirs tube, escamotables latéralement, amovibles (2)	△	△	-	-
AGN040052	<input type="checkbox"/> Accoudoirs réglables en hauteur avec outils et amovibles	187,68	198,00	4550001	PEC sur devis
<input type="checkbox"/> Accoudoirs amovibles avec manchettes réglables en hauteur		208,53	220,00	4550001	PEC sur devis
AGN040050	<input type="checkbox"/> courtes (25cm)	AGN040051	<input type="checkbox"/> longues (36cm)		
CHASSIS		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
AGN010601	<input type="checkbox"/> Châssis pour poids max. Utilisateur 125 kg	●	●	-	-
AGN010602	<input type="checkbox"/> Châssis pour poids max. Utilisateur 140 kg *	△	△	-	-
AGN010013	<input type="checkbox"/> Châssis 92° AGN010012 <input type="checkbox"/> Châssis 100°	●	●	-	-
AGN010100	<input type="checkbox"/> Ajustement de châssis : 0 cm par côté	●	●	-	-
AGN010103	<input type="checkbox"/> Ajustement de châssis : -3 cm par côté	△	△	-	-
ENSEMBLE REPOSE-PIEDS		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
<b>Palettes MONOBLOC</b>					
ARG050029	<input type="checkbox"/> Tube L 36 - 50 cm	●	●	-	-
ARG050030	<input type="checkbox"/> Tube avec plaque composite L 36 - 50 cm	△	△	-	-
<input type="checkbox"/> Légère, réglable en angle et profondeur, sangle mollets L 36 - 50 cm					
AGN050025	<input type="checkbox"/> Composite AGN050024 <input type="checkbox"/> Alu, couleur châssis	△	△	-	-
AGN050026	<input type="checkbox"/> Carbone	171,56	181,00	4550001	PEC sur devis
AGN050125	<input type="checkbox"/> Alu performance, réglable angle & profondeur, sangle mollets L 36 - 50 cm	△	△	-	-
AGN050034	<input type="checkbox"/> Alu, montage haut, réglable angle & profondeur, sangle mollets L 22 - 39 cm	219,91	232,00	4550001	PEC sur devis
AGN050127	<input type="checkbox"/> Cales latérales (uniquement avec palettes légères et performance)	83,41	88,00	4550001	PEC sur devis
<b>Palettes SEPREES</b>					
AGN050020	<input type="checkbox"/> Composite, réglables en angle, talonnière(3) LS 38-50 cm - L 38 - 50 cm	●	●	-	-
AGN050022	<input type="checkbox"/> Alu régl. en angle et profondeur, talonnière(4) LS 34-50 cm - L 38-50 cm	267,30	282,00	4550001	PEC sur devis

(1) ND en combinaison avec support d'axe pour adaptation handbike

\*supports d'axes renforcés & rails  
d'assise en acier

(2) Hauteurs d'assise arrière mini : roues 24" = 41 cm / roues 25" = 43 cm

(3) Avec ajustement de 3cm, palettes séparées composite disponibles à partir de LS 42 cm

(4) Avec ajustement de 3cm, palettes séparées alu disponibles à partir de LS 38 cm

 **SUNRISE**  
MEDICAL  
[www.SunriseMedical.fr](http://www.SunriseMedical.fr)

4/7

# ARGON<sup>2</sup>

● = Configuration de base

△ = Option

## LONGUEUR DE JAMBES

Longueur de jambes (sur fauteuil= distance de toile d'assise à palette)

- ☐ 22 cm   ☐ 23 cm   ☐ 24 cm   ☐ 25 cm   ☐ 26 cm   ☐ 27 cm   ☐ 28 cm   ☐ 29 cm   ☐ 30 cm   ☐ 31 cm  
☐ 32 cm   ☐ 33 cm   ☐ 34 cm   ☐ 35 cm   ☐ 36 cm   ☐ 37 cm   ☐ 38 cm   ☐ 39 cm   ☐ 40 cm   ☐ 41 cm  
☐ 42 cm   ☐ 43 cm   ☐ 44 cm   ☐ 45 cm   ☐ 46 cm   ☐ 47 cm   ☐ 48 cm   ☐ 49 cm   ☐ 50 cm

Longueurs de jambes de 22 cm à 39 cm uniquement avec repose-pieds montage haut.

## ROUES MOTRICES

Prix € HT

Prix € TTC

Code

LPPR/PLV

Position centre de gravité (COG) (mesure : de l'avant du tube de dossier au centre de l'axe de la roue arrière)

Passif

COG32 ☐ 3,20 cm   COG44 ☐ 4,40 cm   COG56 ☐ 5,60 cm

Actif

COG68 ☐ 6,80 cm   COG80 ☐ 8,00 cm   COG92 ☐ 9,20 cm   COG104 ☐ 10,4 cm

### Types de roues

AGN070001	<input type="checkbox"/> Standards, rayonnage croisé (ND 25")	●	●	-	-
AGN070002	<input type="checkbox"/> Moyeu design rayonnage droit (4) (ND 22"/25")	△	△	-	-
AGN070003	<input type="checkbox"/> Légères (poids max Ut. : 125 kg) (ND 26")	△	△	-	-
AGN070004	<input type="checkbox"/> Proton (poids max Ut. : 80 kg) (ND 26")	△	△	-	-
AGN070005	<input type="checkbox"/> Spinergy 18 rayons noirs (ND 22")	647,39	683,00	4550001	PEC sur devis
AGN070007	<input type="checkbox"/> Spinergy 12 rayons noirs, moyeu noir (ND 22"/26")	837,91	884,00	4550001	PEC sur devis
<b>Pneu</b>					
AGN070101	<input type="checkbox"/> Profil fin, Right run (ND 25")	●	●	-	-
AGN070107	<input type="checkbox"/> Schwalbe ONE (ND 22"/26")	●	●	-	-
AGN070102	<input type="checkbox"/> Bandage noir, 24", 25" (1) (ND 26")	△	△	-	-
	<input type="checkbox"/> Bandage gris, 22"	△	△	-	-
AGN070104	<input type="checkbox"/> Marathon Plus Evolution (ND 22")	△	△	-	-
<b>Carrossage</b>					
AGN070600	<input type="checkbox"/> 0°	●	●	-	-
AGN070603	<input type="checkbox"/> 3°   AGN070606 <input type="checkbox"/> 6°   AGN070606 <input type="checkbox"/> 9° (2)	●	●	-	-
<b>Supports d'axe</b>					
AGN010500	<input type="checkbox"/> Support supp. pour adaptation handbike - Poids max 100kg Non obligatoire - apporte plus de traction en usage handbike ND avec roulettes anti-bascule - ND axe amputé et accoudoirs tube Le carrossage de l'axe handbike doit être 3° supérieur à l'axe std	231,28	244,00	4550001	PEC sur devis
AGN070500	<input type="checkbox"/> Support axe amputé (ND avec support axe pour handbike) (3)	188,63	199,00	4550001	PEC sur devis
<b>Flasques - 22", 24" (ND avec roues Spinergy)</b>					
AGN070831	<input type="checkbox"/> Transparent	△	△	-	-

(1) Pour roues Proton et légères: uniquement 22", 24" & 25" - Spinergy: 24"

(2) ND avec support adaptation handbike

(3) ND avec accoudoirs tube


(4) ND avec harmonisation moyeu et jante

# ARGON<sup>2</sup>

● = Configuration de base

△ = Option

SYSTEME DE CONDUITE		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
<b>Main-courante</b>					
AGN070202	<input type="checkbox"/> Alu, argent anodisé	●	●	-	-
AGN070201	<input type="checkbox"/> Alu, argent vernis (ND Spinergy 26")	●	●	-	-
AGN070204	<input type="checkbox"/> Inox	△	△	-	-
AGN070205	<input type="checkbox"/> Titane (ND roues 22")	235,07	248,00	4550001	PEC sur devis
AGN070206	<input type="checkbox"/> Titane traité (ND roues 22")	235,07	248,00	4550001	PEC sur devis
AGN070207	<input type="checkbox"/> Anti-dérapante	△	△	-	-
AGN070208	<input type="checkbox"/> Maxgriep (ND 25"/26")	443,60	468,00	4550001	PEC sur devis
AGN070212	<input type="checkbox"/> Ellipse 3R, noire (main-courantes ergonomiques, bande de caoutchouc, grip maximal) (uniquement 24" et 25")	302,37	319,00	4550001	PEC sur devis
AGN070250	<input type="checkbox"/> Protection de main-courante (ND 25"/26")	△	△	-	-
<b>Montage Main-courantes</b>					
AGN070317	<input type="checkbox"/> Standard (17 mm)	●	●	-	-
AGN070327	<input type="checkbox"/> Ecarté (27 mm) (ND roues Spinergy & Légères et MC alu)	△	△	-	-
AGN070307	<input type="checkbox"/> Très rapproché (7 mm) (uniquement avec MC inox) ND avec roues Spinergy, Proton, Légères	△	△	-	-
<b>Poignées de Poussée</b>					
AGN030201	<input type="checkbox"/> Poignées standards	●	●	-	-
AGN030200	<input type="checkbox"/> Sans poignées de poussée	△	△	-	-
AGN030203	<input type="checkbox"/> Poignées de poussée escamotables - à partir de HD 32,5 cm	△	△	-	-
AGN030204	<input type="checkbox"/> Poignées de poussée réglables en hauteur - à partir HD 32,5 cm	270,14	285,00	4550001	PEC sur devis
AGN030205	<input type="checkbox"/> Poignées de poussée réglables en hauteur pour dossier JAY à partir HD 32,5 cm	291,94	308,00	4550001	PEC sur devis
ROUES DIRECTRICES		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
AGN080301	<input type="checkbox"/> Bandage dur	●	●	-	-
AGN080302	<input type="checkbox"/> Softroll <input type="checkbox"/> 5" <input type="checkbox"/> 6" (large)	●	●	-	-
AGN080303	<input type="checkbox"/> Lumière <input type="checkbox"/> 4" <input type="checkbox"/> 5"	87,20	92,00	4550001	PEC sur devis
AGN080304	<input type="checkbox"/> Bandage dur - jante alu <input type="checkbox"/> 4" <input type="checkbox"/> 5"	△	△	-	-
AGN080306	<input type="checkbox"/> Softroll - jante alu <input type="checkbox"/> 4" <input type="checkbox"/> 5" (large)	△	△	-	-
<b>Fourches</b>					
AGN080013	<input type="checkbox"/> Carbotecture, <b>111 mm</b> , ultra-légères, noires Option couleur : <input type="checkbox"/> argent	● △	● △	- -	- -
AGN080029	<input type="checkbox"/> Aluminium, <b>115 mm</b> , noires (1) Option couleur : <input type="checkbox"/> argent	● △	● △	- -	- -
AGN080007	<input type="checkbox"/> Fourches suspension Frog Leg noires - poids max Uti. 125 kg (2)	600,95	634,00	4550001	PEC sur devis
SYSTEME D' IMMOBILISATION		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
AGN060001	<input type="checkbox"/> Frein à pousser	●	●	-	-
AGN060002	<input type="checkbox"/> Frein à débattement court	△	△	-	-
AGN060023	<input type="checkbox"/> Freins compacts EVO - uniquement avec carrossage 0° et 3° - (3)	△	△	-	-
AGN060010	<input type="checkbox"/> Rallonges de freins rabattables avec freins à débattement court	△	△	-	-



- (1) Compatible avec dispositif d'assistance électrique  
 (2) ND avec roues 3" et 6" et roues jantes alu  
 (3) ND avec roues VTT

# ARGON<sup>2</sup>

● = Configuration de base

△ = Option

## ACCESSOIRES RAPPORTES AU CHASSIS

	Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
<input type="checkbox"/> Levier arrière de basculement (unitaire) (ND avec axe handbike) AGN090002 <input type="checkbox"/> côté droit AGN090001 <input type="checkbox"/> côté gauche	23,70	25,00	9968714	25,00
AGN090009 <input type="checkbox"/> Porte canne avec Velcro (incluant levier arrière de basculement)	96,68	102,00	4550001	PEC sur devis
<input type="checkbox"/> Roulette anti-basculer escamotable (ND avec levier de basculement) AGN090005 <input type="checkbox"/> côté droit AGN090004 <input type="checkbox"/> côté gauche	△	△	-	-
AGN090007 <input type="checkbox"/> Roulettes anti-basculer encliquetables - paire	115,64	122,00	4550001	PEC sur devis
<input type="checkbox"/> Roulette anti-basculer "active" relevable (actionnée par l'utilisateur) AGN090008 <input type="checkbox"/> côté droit AGN090033 <input type="checkbox"/> côté gauche	142,18	150,00	4550001	PEC sur devis
AGN090035 <input type="checkbox"/> Roulette anti-basculer Sport (montage central sur barre de carrossage)	287,20	303,00	4550001	PEC sur devis
AGN090010 <input type="checkbox"/> Roulettes de transit, 3" (paire)	230,33	243,00	4550001	PEC sur devis

## SYSTEME DE SOUTIEN DU CORPS

	Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
AGN090018 <input type="checkbox"/> Ceinture à boucle métallique	△	△	-	-

## ACCESSOIRES

	Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
AGN090100 <input type="checkbox"/> Avec option accroches taxi - poids max. Utilisateur 136 kg	101,42	107,00	4550001	PEC sur devis

## COLORIS

	Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
AGN101101 <input type="checkbox"/> Noir mat AGN101115 <input type="checkbox"/> Red pepper	●	●	-	-
AGN101102 <input type="checkbox"/> Noir gloss AGN101117 <input type="checkbox"/> Turbo green	●	●	-	-
AGN101103 <input type="checkbox"/> Anthracite mat AGN101120 <input type="checkbox"/> Violet mystique	●	●	-	-
AGN101104 <input type="checkbox"/> Blanc éclat AGN101122 <input type="checkbox"/> Jaune vitesse	●	●	-	-
AGN101105 <input type="checkbox"/> Gris argenté AGN101109 <input type="checkbox"/> Vert olive (mat)	●	●	-	-
AGN101106 <input type="checkbox"/> Gris brume AGN101110 <input type="checkbox"/> Bleu saphir (mat)	●	●	-	-
AGN101107 <input type="checkbox"/> Sable du désert (mat) AGN101113 <input type="checkbox"/> Océan brillant	●	●	-	-
AGN101108 <input type="checkbox"/> Kaki AGN101116 <input type="checkbox"/> Rouge cerise (mat)	●	●	-	-
AGN101111 <input type="checkbox"/> Midnight blue AGN101118 <input type="checkbox"/> Pink power	●	●	-	-
AGN101112 <input type="checkbox"/> Bleu royal AGN101119 <input type="checkbox"/> Rose satin	●	●	-	-
AGN101114 <input type="checkbox"/> Rouge Scarlet AGN101121 <input type="checkbox"/> Orange solaire	●	●	-	-

## COLORIS STICKERS "ARGON<sup>2</sup>" & "QUICKIE"

	Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
AGN100550 ○ Noir (1)	●	●	-	-
AGN100551 ○ Argent	△	△	-	-
AGN100552 ○ Orange	△	△	-	-
AGN100553 ○ Rouge	△	△	-	-
AGN100554 ○ Bleu	△	△	-	-

## PRIX TOTAL

(1) Sticker "Quickie" argent en combinaison avec l'option protège-vêtement/garde boue carbone

## BON DE COMMANDE | Accessoires & Personnalisations - Montage Usine

# ARGON 2

OF\_ARGON 2\_Accessoires-Personnalisations\_Rev1\_122025  
 Sous réserve de modifications techniques, erreurs ou omissions

Coussins d'assise						Prix € HT	Prix € TTC
AGN020101	Coussin, mousse (densité moyenne), housse aérée noire, épaisseur 30 mm					116,59	123,00
AGN020102	Coussin, mousse (densité moyenne), housse aérée noire, épaisseur 50 mm					116,59	123,00
Châssis						Prix € HT	Prix € TTC
AGN090015	Préparation pour montage motorisation e-fix Poids max Utilisateur : 120 kg - Carrossage 0° uniquement					193,36	204,00
Roues Arrière						Prix € HT	Prix € TTC
AGN070009	Roue arrière, VTT tout-terrain, 36 rayons (argent), rayons droits Uniquement 24"					381,99	403,00
Flasques (ND avec roues Spinergy et roues tout-terrain)						Prix € HT	Prix € TTC
AGN070823	Princess	AGN070821	Pirates	AGN070806	Chrome Wheels	238,86	252,00
AGN070813	Galactica	AGN070811	Feather	AGN070820	Oriental	238,86	252,00
AGN070818	Jungle Fever	AGN070819	Monkeys	AGN070802	Basketball	238,86	252,00
AGN070816	Happy Lions	AGN070814	Graffiti	AGN070803	Basketball 2	238,86	252,00
AGN070829	Superhero	AGN070812	Flying water	AGN070828	Space	238,86	252,00
AGN070817	Hot wheels	AGN070822	Pool	AGN070827	Silk	238,86	252,00
AGN070830	Tiger	AGN070833	Zebra			238,86	252,00
Flaques fantaisies ci-dessus ND avec roues 25"/26"							
Roues Avant						Prix € HT	Prix € TTC
AGN080303	Roues lumière					87,20	92,00
		4"	5"			-	.
Fourches						Prix € HT	Prix € TTC
AGN080013	Personnalisation de couleur, fourches Carbotecture, 111 mm Orange					139,34	147,00
Accessoires						Prix € HT	Prix € TTC
AGN090016	Protection de cadre					84,36	89,00
AGN090030	Sac à dos fauteuil					96,68	102,00
AGN090026	Housse téléphone portable					38,86	41,00


Personnalisation de couleur MAIN-COURANTES				Prix € HT	Prix € TTC
AGN070203	Main-courantes aluminium (paire), peinture poudre sélectionner un coloris ci-dessous			67,30	71,00
01	Noir mat	12	Bleu royal		
02	Noir gloss	13	Océan brillant		
03	Anthracite mat	14	Rouge scarlet		
04	Blanc éclat	15	Red pepper		
05	Gris argenté	16	Rouge cerise (mat)		
06	Gris brume	17	Turbo green		
07	Sable du désert (mat)	18	Pink power		
08	Kaki	19	Rose satin		
09	Vert olive (mat)	20	Violet mystique		
10	Bleu saphir (mat)	21	Orange solaire		
11	Midnight blue	22	Jaune vitesse		

Personnalisation de couleur MOYEUX et JANTES - pour ROUES STANDARD				Prix € HT	Prix € TTC
	Moyeux et jantes, sélectionner un coloris ci-dessous			157,01	134,00
01	Noir mat	15	Red pepper		
02	Noir gloss	16	Rouge cerise (mat)		
12	Bleu royal				


# NOUVELLE PALETTE



NOIR MAT (01)



NOIR GLOSS (02)



ANTHRACITE MAT (03)



BLANC ÉCLAT (04)




GRIS ARGENTÉ (05)




GRIS BRUME (06)




SABLE DU DÉSERT (07)




KAKI (08)



VERT OLIVE (09)




BLEU SAPHIRE (10)



MIDNIGHT BLUE (11)



BLEU ROYAL (12)




OCÉAN BRILLANT (13)



ROUGE SCARLET (14)



RED PEPPER (15)



ROUGE CERISE (16)



TURBO GREEN (17)



PINK POWER (18)




ROSE SATIN (19)



VIOLET MYSTIQUE (20)



ORANGE SOLAIRE (21)



JAUNE VITESSE (22)

**REMARQUE IMPORTANTE** : les couleurs de peinture apparaissent différemment lorsqu'elles sont imprimées ou visualisées sur différents appareils.

## Sunrise Medical SAS

ZAC de la Vrillonerie  
17 Rue Michaël Faraday  
37170 Chambray-Lès-Tours  
Tel.: 02 47 55 44 00  
E-Mail: [info@sunrisemedical.fr](mailto:info@sunrisemedical.fr)

# ARGON<sup>2</sup>

● = Configuration de base

△ = Option

## Comment effectuer votre prise de mesure ?

### Largeur de siège

a) Avec l'utilisateur :

Prévoir de rajouter environ 2 cm au total pour les protège-vêtements.

b) Sur le fauteuil :

Largeur extérieure tubes d'assise


### Profondeur de siège

a) Avec l'utilisateur :

En position assise, laisser un espace de 2-3 doigts entre l'avant de la toile d'assise et la pliure du genou (approx. 3-6 cm).

b) Sur le fauteuil :

Du tube du dossier à l'avant de la toile d'assise



### Hauteur du dossier

a) Avec l'utilisateur :

Distance de la toile d'assise, coussin compris, jusque sous l'omoplate, mais pas plus de 1 ou 2 cm en -dessous.

**Important !** La hauteur du dossier dépend du degré du handicap

b) Sur le fauteuil :

Distance de la toile d'assise jusqu'au bord supérieur de la toile du dossier




### Longueur de jambe

a) Avec l'utilisateur :

Distance de la pliure du genou à la semelle de la chaussure.

b) Sur le fauteuil :

Distance de la toile d'assise jusqu'au bord supérieur de la palette (ajouter la hauteur de coussin si nécessaire)



## Dimensions hors-tout

### Largeurs hors-tout

24"

25"

Avec carrossage 0°

LS+20cm

LS+20cm

Avec carrossage 3°

LS+22cm

LS+26cm

### Largeurs hors-tout

Avec carrossage 6°

LS+28cm

LS+32cm

Avec carrossage 9°

LS+34cm

LS+38cm

Longueur hors-tout maximale : 91 cm

Hauteur totale maximale : 90 cm

		Largeurs d'assise en cm										
Ajustement		30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50
0 cm	largeur intérieur châssis	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44
	largeur extérieure châssis supports fourches	41	43	45	47	49	51	53	55	57	59	61
3 cm	largeur intérieur châssis	na	na	22	24	26	28	30	32	34	36	38
	largeur extérieure châssis supports fourches	na	na	40	42	44	46	48	50	52	54	56