

QS5X
FRMC

Classement Nomenclature LPPR

Grande Classe :	VPH Modulaires à Propulsion Manuelle ou à Pousser
Dénomination Catégorie :	Fauteuils Roulants Modulaires à Propulsion Manuelle Configurables
Acronyme :	FRMC
Code Individuel :	9592031
LPPR / PLV :	3 303.53 €

Prescripteurs

- Médecins Spécialistes MPR
- Médecins Titulaires d'un DU Appareillage
- Ergothérapeutes (tous domaines d'activités)

Adjonctions Disponibles

Code	Désignation	LPPR/PLV € TTC
4510001	Appui-tête réglable	160,00
9995042	Tablette complète	132,00
4510004	PAP, forfait A - adjonctions membres supérieurs	600,00 maximum
9940118	PAP, forfait B - adjonctions membres inférieurs	600,00 maximum
9968714	Levier de basculement	25,00

BON DE COMMANDE PROFESSIONNEL

OF_QS5 X_FR_Rev1_122025
 Sous réserve de modifications techniques, erreurs ou omissions

Adresse facturation ou Code client			Adresse Livraison		Identique facturation	
Code client:			Code client:			
Magasin:			Magasin:			
Rue:			Rue:			
Ville/CP:			Ville/CP:			
E-Mail:			E-Mail:			
Tél:			Tél:			
Informations			Poids Utilisateur			
Commande	Devis	Built-4-Me®	Poids max. Utilisateur: 140 kg			
N° Commande.:			Poids Uti.: kg			
Art. No.: 71200000			Codes LPPR: 4100004			
Date:	Jour	Mois	Année			

Prix Public TTC (LPPR / PLV)

€ 3 303,53

Légende

● = Configuration de Base	△ = Option	PEC = Prise En Charge	PAP : Produits d'Aide à la Posture
<input type="checkbox"/> Veuillez sélectionner toutes les options choisies par une croix dans les cases			

QS5 X		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
71200001	QS5 X	3 131,30	3 303,53	9592031	3 303,53

Largeur d'Assise (en mm) (mesure : extérieur tubes d'assise)									
(mm)	340	360	380	400	420	440	460	480	500
	520	540							

Profondeur d'Assise (en mm)									
(mm)	340	360	380	400	420	440	460	480	500

Hauteur d'Assise Avant (en mm)

Fourche Type (mm)	360	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540
4"																			
Version Héli (Alu 115/158 mm)							—			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mono-bras (105 mm)	—	—	—	—	—	—					—	—	—	—	—	—	—	—	—
Aluminium (115 mm)	—	—	—	—	—	—	—					—	—	—	—	—	—	—	—
Aluminium (131 mm)	—	—	—	—	—	—	—	—						—	—	—	—	—	—
Aluminium (158 mm)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					—	—	—	—
5"																			
Version Héli (Alu 115/158 mm)	—	—		—			—				—	—	—	—	—	—	—	—	—
Aluminium (115 mm)	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—	—	—
Mono-bras (105 mm)	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—	—	—	—
Aluminium (131 mm)	—	—	—	—	—	—	—	—						—	—	—	—	—	—
Aluminium (158 mm)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—							—	—
6"																			
Version Héli (Alu 115/158 mm)	—	—	—	—	—						—	—	—	—	—	—	—	—	—
Aluminium (131 mm)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					—	—	—	—
Aluminium (158 mm)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—							—
7"																			
Aluminium (158 mm)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						

Fourches version héli, uniquement avec châssis potences escamotables

Hauteur d'Assise Arrière (en mm)																		
Hauteur arrière en mm	350	360	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520
22"															—	—	—	—
24"	—	—															—	—
25"	—	—	—	—	—	—	—	—										—
26"	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—								

Différence maximale revendiquée entre hauteur d'assise avant et arrière : 110 mm.

Toile d'Assise et Coussins			Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
Toile d'assise nylon noire réglable						
QSC020014	Toile d'assise, nylon, réglable en tension, 1 pochette		●	●	-	-
Accessoire d'assise						
QSC090018	Ceinture, boucle métallique		△	△	-	-
Coussins JAY						
JAY020007	JAY Easy Fluid, base incurvée - Livré avec 2 housses, incontinence		369,67	390,00	9940118	PEC - PAP 600,00
	JAYxxx	Eléments de positionnement incluant cales d'obliquité (paire) et biseau crural	50,24	53,00		
	APB5110	Ceinture 2 points, largeur 25 mm	85,31	90,00		
	APB7210	Ceinture 2 points, largeur 40 mm	85,31	90,00		
	APB7310	Ceinture 2 points, largeur 50 mm	85,31	90,00		
JAY020004	JAY Lite, base incurvée - Livré avec 2 housses, aérée		442,65	467,00	9940118	PEC - PAP 600,00
	JAYxxx	Eléments de positionnement incluant cales d'adduction (paire) et butée d'abduction	50,24	53,00		
	APB5110	Ceinture 2 points, largeur 25 mm	85,31	90,00		
	APB7210	Ceinture 2 points, largeur 40 mm	85,31	90,00		
	APB7310	Ceinture 2 points, largeur 50 mm	85,31	90,00		
JAY020001	Easy Visco, base incurvée - Livré avec 2 housses, incontinence		389,57	411,00	9940118	PEC - PAP 600,00
	JAYxxx	Eléments de positionnement incluant cales pelviennes (paire) et biseau crural	50,24	53,00		
	APB5110	Ceinture 2 points, largeur 25 mm	85,31	90,00		
	APB7210	Ceinture 2 points, largeur 40 mm	85,31	90,00		
	APB7310	Ceinture 2 points, largeur 50 mm	85,31	90,00		

Dossier							Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
Plage Hauteur de Dossier (HD)		250 - 300	300 - 350	350 - 400	400 - 450	450 - 500				
Hauteurs en mm - choisir un pré-réglage		250	300	350	400	450				
		275	325	375	425	475				
		300	350	400	450	500				
QSC030010	Dossier, fixe 90°						●	●	-	-
QSC030111	Courbure lombaire 5° (vers l'avant)						△	△	-	-
QSC030110	Courbure lombaire 5° (vers l'arrière)						△	△	-	-
QSC030101	Dossier fixe, cassant mi-hauteur (vers l'arrière) Disponible à partir de HD 375 mm, uniquement avec poignées de poussée longues, ND avec tendeur de dossier ou appui-tête						△	△	-	-
QSC030031	Dossier fixe, rabattable sur l'assise (vers l'avant) Disponible à partir de HD 350 mm, uniquement avec poignées de poussée longues ou escamotables ND avec tendeur de dossier, appui-tête ou JAY Shape						△	△	-	-
QSC030012	Dossier réglable en angle (80 - 105°), non rabattable sur l'assise ND avec HD 500 mm						△	△	-	-
	80° (Uniquement avec dossier Jay3)	85°	90°	95°	100°	105°				

Poignées de Poussée							Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QSC030201	Poignées de poussée, standard						●	●	-	-
QSC030231	Poignées de poussée, longues +30 mm en longueur ND en combinaison avec dossier cassant mi-hauteur et rabattable sur l'assise						△	△	-	-
QSC030203	Poignées de poussée, escamotables - à partir de HD 300 mm ND en combinaison avec dossier cassant mi-hauteur, ND en combinaison avec R20 ND avec JAY SHAPE						△	△	-	-
QSC030204	Poignées de poussée, réglables en hauteur - à partir de HD 300 mm ND en combinaison avec dossier cassant mi-hauteur et rabattable sur l'assise ND en combinaison avec R20						270,14	285,00	4550001	PEC sur devis
QSC030205	Fixations dossier JAY avec poignées de poussée rég, en hauteur - à partir de HD 300 mm ND en combinaison avec dossier cassant mi-hauteur et rabattable sur l'assise ND en combinaison avec R20						291,00	307,00	4550001	PEC sur devis

Toiles de Dossier				Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QSC030316	EXO, fibre synthétique, rembourrée, réglable en tension, 1 pochette, noir			●	●	-	-
	Coloris galon toile	Noir Rouge	Orange Bleu	Argent			
QSC030317	EXO PRO, fibre synthétique, rembourrée, réglable en tension, 1 pochette, noir			△	△	-	-
	Coloris galon toile	Noir Rouge	Orange Bleu	Argent			

Dossier Souple JAY Shape				Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
JAY080001	Dossier souple JAY Shape - à partir de HD 375 mm LS 360 - 500 mm, à partir de hauteur d'assise arrière 440 mm ND en combinaison avec dossier rabattable sur l'assise			521,33	550,00	4510004	PEC - PAP 600,00
JAY080011	Cale-tronc pour dossier souple JAY Shape, 100 mm x 120 mm (paire) ND en combinaison avec dossier rabattable sur l'assise			△	△	-	-
JAY080010	Cale-tronc pour dossier souple JAY Shape, 150 mm x 150 mm (paire) ND en combinaison avec dossier rabattable sur l'assise			△	△	-	-

Accessoires de Dossier				Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QSC030402	Tendeur de dossier, pliage automatique ND en combinaison avec dossier cassant mi-hauteur et rabattable sur l'assise			△	△	-	-
QSC030410	Appui-tête avec tendeur de dossier, coussinet moyen, 230 x 110 mm			151,66	160,00	4510001	160,00
QSC030411	Appui-tête avec tendeur de dossier, petit coussinet, 200 x 110 mm			151,66	160,00	4510001	160,00
	Appui-tête ND en combinaison avec dossier cassant mi-hauteur et rabattable sur l'assise Uniquement avec poignées de poussée réglables en hauteur (QSC030204)						

Dossiers JAY J3 - Poids max Utilisateur 136 kg						Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
JAY J3, Galbe Peu Profond (SC)	Short (S) - en mm		Medium (M) - en mm		Tall (T) - en mm	568,72	600,00	4510004	PEC - PAP 600,00
Hauteur MT (Mid Thoracic)	-		JAY030010	340	JAY030033	380	-	-	
Hauteur UT (Upper Thoracic)	JAY030012	420	JAY030019	460	JAY030025	500	-	-	
Hauteur SH (Shoulder Height)	JAY030015	530	JAY030022	570	JAY030028	610	-	-	
JAY J3, Galbe Moyen (MC) Galbe 150 mm	Short (S) - en mm		Medium (M) - en mm		Tall (T) - en mm	568,72	600,00	4510004	PEC - PAP 600,00
Hauteur MT (Mid Thoracic)	-		JAY030011	340	JAY030018	380	-	-	
Hauteur UT (Upper Thoracic)	JAY030013	420	JAY030020	460	JAY030026	500	-	-	
Hauteur SH (Shoulder Height)	JAY030016	530	JAY030023	570	JAY030029	610	-	-	
JAY J3, Galbe Profond Support Moyen (MDC) - Galbe 150 mm	Short (S) - en mm		Medium (M) - en mm		Tall (T) - en mm	568,72	600,00	4510004	PEC - PAP 600,00
Hauteur MT (Mid Thoracic)	-		JAY030044	340	JAY030041	380	-	-	
Hauteur UT (Upper Thoracic)	JAY030045	420	JAY030042	460	JAY030046	500	-	-	
Hauteur SH (Shoulder Height)	JAY030043	530	JAY030047	570	JAY030048	610	-	-	
JAY J3, Galbe Moyen (MDC) - Extra Deep - Galbe 180 mm	Short (S) - en mm		Medium (M) - en mm		Tall (T) - en mm	568,72	600,00	4510004	PEC - PAP 600,00
Hauteur MT (Mid Thoracic)	-		-		JAY030049	380	-	-	
Hauteur UT (Upper Thoracic)	-		JAY030050	460	-	-	-	-	
JAY J3, Galbe Profond, Support Haut (DC)	Short (S) - en mm		Medium (M) - en mm		Tall (T) - en mm	568,72	600,00	4510004	PEC - PAP 600,00
Hauteur UT (Upper Thoracic)	JAY030014	420	JAY030021	460	JAY030027	500	-	-	
Hauteur SH (Shoulder Height)	JAY030017	530	JAY030024	570	JAY030030	610	-	-	

Appui-tête pour dossiers JAY J3

WHT030416	Appui-tête Whitmyer, barre AXYS	261,65	276,04	4510004	PEC - PAP 600,00
-----------	---------------------------------	--------	--------	---------	---------------------

Accoudoirs & Protège-vêtements		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
Accoudoirs amovibles (1 point de fixation) ND en combinaison avec carrossage 4°					
	Accoudoirs réglables en hauteur, amovibles, 1 point de fixation (largeur +20 mm)	208,53	220,00	4550001	PEC sur devis
	QSC040050 Manchettes courtes (250 mm), réglables en hauteur	-	-	-	-
	QSC040051 Manchettes longues (360 mm), réglables en hauteur	-	-	-	-
QSC040052	Accoudoirs amovibles, réglables en hauteur et profondeur avec outils, manchettes 330 mm	△	△	-	-

Accoudoirs relevables avec manchettes longues et courtes (2 points de fixation)

ND en combinaison avec carrossage 4°

En combinaison avec dossiers cassant mi-hauteur (QSC030101) et rabattable sur l'assise (QSC030031), uniquement avec HD supérieures à 400 mm,

QSC040005	Accoudoirs relevables, amovibles pour gouttières hémiplegiques, sélectionner gouttière :	379,15	400,00	4550001	PEC sur devis
	QSC040144 Gouttière hémi, XL (longueur: 540 mm, largeur: 135 mm), droite	-	-	-	-
	QSC040145 Gouttière hémi, XL (longueur: 540 mm, largeur: 135 mm), gauche	-	-	-	-
	QSC040146 Gouttière hémi, (longueur: 460 mm, largeur: 105 mm), droite	-	-	-	-
	QSC040147 Gouttière hémi, (longueur: 460 mm, largeur: 105 mm), gauche	-	-	-	-
QSC040001	Accoudoirs relevables, amovibles, manchette fixe 250 mm	△	△	-	-
	QSC040144 Gouttière hémi, XL (longueur: 540 mm, largeur: 135 mm), droite	-	-	-	-
	QSC040145 Gouttière hémi, XL (longueur: 540 mm, largeur: 135 mm), gauche	-	-	-	-
	QSC040146 Gouttière hémi, (longueur: 460 mm, largeur: 105 mm), droite	-	-	-	-
	QSC040147 Gouttière hémi, (longueur: 460 mm, largeur: 105 mm), gauche	-	-	-	-
QSC040003	Accoudoirs relevables, amovibles, manchette fixe 310 mm	△	△	-	-
	QSC040144 Gouttière hémi, XL (longueur: 540 mm, largeur: 135 mm), droite	-	-	-	-
	QSC040145 Gouttière hémi, XL (longueur: 540 mm, largeur: 135 mm), gauche	-	-	-	-
	QSC040146 Gouttière hémi, (longueur: 460 mm, largeur: 105 mm), droite	-	-	-	-
	QSC040147 Gouttière hémi, (longueur: 460 mm, largeur: 105 mm), gauche	-	-	-	-
QSC040002	Accoudoirs relevables, manchettes 250 mm, réglables en hauteur, amovibles	△	△	-	-
QSC040004	Accoudoirs relevables, manchettes 310 mm, réglables en hauteur, amovibles	△	△	-	-

Accoudoirs Tube

QSC040117	Accoudoirs tube, aluminium, escamotables et amovibles, rembourrés Combinaison possible avec protège-vêtements QSC040102 /3 / 4 /7	△	△	-	-
-----------	--	---	---	---	---

Protège-vêtements et Garde-boue

QSC040107	Protège-vêtements, composite, amovibles, hauteur 210 mm (longueur 310 mm), noir	●	●	-	-
QSC040102	Protège-vêtements, aluminium, harmonisés à la couleur du châssis (largeur entre protège-vêtements : LS +20 mm)	△	△	-	-
QSC040103	Garde-boue, aluminium, harmonisés à la couleur du châssis (largeur entre protège-vêtements : LS +20 mm)	●	●	-	-
QSC040104	Garde-boue, fibre de carbone (largeur entre protège-vêtements : LS +20 mm)	231,28	244,00	4550001	PEC sur devis

Tablettes		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QSC090011	Tablette, coulissante (pour largeurs d'assise de 380 mm à 480 mm uniquement) Uniquement en combinaison avec accoudoirs relevables QSC040002 / QSC040004 ou accoudoirs amovibles QSC040052	125,12	132,00	9995042	132,00
QSC090046	Demi-tablette, escamotable Uniquement en combinaison avec accoudoirs relevables QSC040002 / QSC040003	226,54	239,00	4550001	PEC sur devis
	montage à gauche	-	-	-	-
	montage à droite	-	-	-	-

Châssis		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QSC010010	Châssis potences fixes 75° ND avec kit fourche hémi QSC080101 - ND avec roues avant 7"	●	●	-	-
QSC010011	Châssis potences fixes 85° ND avec kit fourche hémi QSC080101 - Uniquement avec roues avant 4" et 5"	●	●	-	-
QSC010016	Châssis potences fixes 85° - ajustement de 20 mm par côté ND avec kit fourche hémi QSC080101 - Uniquement avec roues avant 4" et 5"	●	●	-	-
QSC010015	Châssis potences escamotables et amovibles	●	●	-	-
QSC090102	Avec option accroche-taxi Crash testé selon SO 7176-19:2022 approuvé en tant que siège dans un véhicule	△	△	-	-

Centre de Gravité (COG) (distance entre l'avant du tube de dossier et le centre de l'axe de la roue arrière)

COG25	Centre de gravité 25 mm	COG60	Centre de gravité 60 mm
COG40	Centre de gravité 40 mm	COG75	Centre de gravité 75 mm
COG50	Centre de gravité 50 mm		

Accessoires Rapportés au Châssis

		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QSC090010	Roulettes de transit ND en combinaison avec porte-canne, levier arrière de basculement, roulettes anti-basculer	230,33	243,00	4550001	PEC sur devis

Levier arrière de basculement et roulettes anti-basculer escamotables

QSC090001	Levier arrière de basculement, à gauche	23,70	25,00	9968714	25,00
QSC090002	Levier arrière de basculement, à droite	23,70	25,00	9968714	25,00
QSC090009	Porte canne (incluant levier arrière de basculement)	95,73	101,00	4550001	PEC sur devis
QSC090004	Anti-basculer, escamotable, côté gauche	△	△	-	-
QSC090005	Anti-basculer, escamotable, côté droit	△	△	-	-
QSC090006	Anti-basculer, escamotable, paire (ND avec levier arrière de basculement)	△	△	-	-
QSC090036	Anti-basculer, légères, paire (ND avec levier arrière de basculement) Poids max Utilisateur : 100 kg	115,64	122,00	4550001	PEC sur devis

Autres accessoires

QSC010056	Verrou de pliage (mécanisme Fold-N-Lock: maintient le fauteuil verrouillé en position pliée) ND avec profondeur d'assise 360 mm	●	●	-	-
QSC010057	Touch points (protections en caoutchouc sur courbure potences - châssis potences fixes)	●	●	-	-

Potences & Repose-jambes

		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
--	--	-----------	------------	------	----------

Potences escamotables et amovibles, aluminium

QSC050002	Potences 70°	●	●	-	-
QSC050001	Potences 80°	●	●	-	-
QSC050041	Potences 90° - ND avec roues avant 6" et 7"	●	●	-	-
QSC050006	Potence, côté gauche	●	●	-	-
QSC050007	Potence, côté droit	●	●	-	-

Repose-jambes réglables en inclinaison

QSC050009	Repose-jambe, aluminium, réglable en inclinaison (0° - 90°), escamotable, côté gauche Uniquement en combinaison avec palette séparée, aluminium ou composite	100,25	105,76	4550001	PEC sur devis
QSC050010	Repose-jambe, aluminium, réglable en inclinaison (0° - 90°), escamotable, côté droit Uniquement en combinaison avec palette séparée, aluminium ou composite	100,25	105,76	4550001	PEC sur devis
	Repose-jambe, aluminium, réglable en inclinaison (0° - 90°), escamotable, paire Uniquement à partir de LS 380 mm Uniquement en combinaison avec palette séparée, aluminium ou composite	200,50	211,52	4550001	PEC sur devis

Supports amputé

QSC050014	Support amputé, côté gauche	157,35	166,00	4550001	PEC sur devis
QSC050013	Support amputé, côté droit	157,35	166,00	4550001	PEC sur devis
QSC050012	Support amputé, paire	314,70	332,00	4550001	PEC sur devis

Palettes Repose-pieds		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QSC050104	Palettes, séparées, composite, sangles talonnière, noir	●	●	-	-
QSC050020	Palettes, séparées, composite, réglable en angle, sangles talonnière, noir	●	●	-	-
QSC050050	Palettes, séparées, aluminium, réglable en angle, sangles talonnière, noir A partir de LJ 360 mm	△	△	-	-
QSC050102	Palette, monobloc, aluminium, réglable en angle, sangle mollets, noir ND en combinaison avec repose-jambes	△	△	-	-
QSC050126	Mécanisme d'escamotage extérieur A partir de LJ 380 mm	△	△	-	-
QSC050062	Verrou, palette monobloc, aluminium	△	△	-	-

Palette monobloc, légères, réglables en angle uniquement jusqu'à LS 500 mm

QSC050131	Monobloc, légère, composite, réglable en angle & en profondeur, escamotage (latéral), sangle mollet, noir ND en combinaison avec repose-jambes	●	●	-	-
QSC050132	Monobloc, légère, carbone, réglable en angle & en profondeur, escamotage (latéral), sangle mollet, noir ND en combinaison avec repose-jambes	171,56	181,00	4550001	PEC sur devis
QSC050127	Cales latérales réglables Uniquement en combinaison avec palette monobloc légère	83,41	88,00	4550001	PEC sur devis

Palette monobloc, repliable automatiquement uniquement jusqu'à LS 500 mm

QSC050028	Monobloc repliable, légère, composite, réglable en angle & prof., sangle mollet, noir ND en combinaison avec repose-jambes et châssis potences escamotables	329,86	348,00	4550001	PEC sur devis
QSC050027	Monobloc repliable, légère, carbone, réglable en angle & prof., sangle mollet, noir ND en combinaison avec repose-jambes et châssis potences escamotables	401,90	424,00	4550001	PEC sur devis

Longueur de Jambes (LJ) en mm, Attention: la longueur de jambes doit être inférieure de 30 mm à la hauteur d'assise avant,

340	350	360	370	380	390	400	410	420	430	440
450	460	470	480	490	500					

Fourches (veuillez comparer avec votre choix de la page 2)		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QSC080029	Fourches, aluminium, noir (anodisé)	●	●	-	-
QSC080042	Fourches, aluminium, argent (anodisé)	△	△	-	-
QSC080008	Fourche, aluminium, mono-bras, noir	199,05	210,00	4550001	PEC sur devis
	Argent	-	-	-	-
QSC080101	Version Héli: support de fourche déporté avec fourche courte pour faible hauteur d'assise ND en combinaison avec roues avant 7"; Uniquement avec châssis potences escamotables	297,63	314,00	4550001	PEC sur devis

Roues Avant (A comparer avec votre choix en page 2)		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QSC080301	Roue bandage gris (dur), jante: composite, noire	●	●	-	-
QSC080302	Roue bandage gris (souple), jante: composite, noire, 5" et 6"	△	△	-	-
QSC080305	Roue pneumatique, jante: composite, noire, 6" et 7"	△	△	-	-
Roue avant jante aluminium					
QSC080304	Roue bandage noir (dur), jante: aluminium, 4" et 5"	△	△	-	-
QSC080306	Roue bandage noir (souple), jante: aluminium, argent, 4" et 5"	△	△	-	-

Roues Arrière (A comparer avec votre choix en page 3)		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QSC070001	Roue arrière, Standard, 36 rayons (argent), rayons croisés - Uniquement 24"	●	●	-	-
QSC070002	Roue arrière, moyeu Design, 36 rayons (argent), rayons droits - Uniquement 24"	△	△	-	-
QSC070003	Roue arrière, Légère, 24 rayons (argent), rayons droits, moyeux et jantes, noir - (poids max, Utilisateur : 125 kg) ND en 26"	△	△	-	-
QSC070004	Roue arrière, Proton, 24 rayons (noir), rayons droits - (poids max, Utilisateur: 100 kg) ND en 26"	△	△	-	-
QSC070005	Roue arrière, Spinergy, 18 rayons (noir), rayons droits, moyeu argent Uniquement 24" / 25"	647,39	683,00	4550001	PEC sur devis
QSC070007	Roue arrière, Spinergy, 12 rayons (noir), rayons droits, moyeu noir Uniquement 24" / 25"	838,86	885,00	4550001	PEC sur devis
QSC070008	Roue arrière, frein tambour, 36 rayons (argent), rayons croisés Uniquement 22" / 24"	600,95	634,00	4550001	PEC sur devis

Pneu		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QSC070101	Pneu profil fin, Schwalbe Right Run ND en 25"	●	●	-	-
QSC070102	Bandage noir, 24" / 25"	△	△	-	-
QSC070107	Pneu, renfort anti-crevaison, Schwalbe One ND en 26" 25" uniquement avec roues Proton ou Légères	●	●	-	-
QSC070104	Pneu, renfort anti-crevaison, cranté, Schwalbe Marathon Plus Evolution ND en 22"	△	△	-	-

Main-courantes		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QSC070204	Main-courantes, inox poli	△	△	-	-
QSC070202	Main-courantes, aluminium, argent anodisé	●	●	-	-
QSC070201	Main-courantes, aluminium, argent vernis	△	△	-	-
QSC070207	Main-courantes, anti-dérapante, Supergrip® 22" uniquement en combinaison avec roues arrière standard et roues frein tambour	△	△	-	-
QSC070208	Main-courantes, Maxgrepp® - Uniquement 22" et 24"	443,60	468,00	4550001	PEC sur devis
QSC070212	Main-courantes, Ellipse 3R, noir - Uniquement 24" et 25"	302,37	319,00	4550001	PEC sur devis

Montage main-courantes

QSC070307	Montage rapproché (7 mm) Uniquement pour main-courantes inox (QSC070204), pas en combinaison avec roues Spinergy, roues Proton et roues Légères	△	△	-	-
QSC070317	Montage standard (17 mm) ND pour main-courantes Maxgreep	●	●	-	-
QSC070327	Montage écarté (27 mm)	△	△	-	-

Protection main-courantes

QSC070251	Protection main-courante, silicone ND pour roues 25"/26", Supergrip, Maxgreep, Ellipse	△	△	-	-
-----------	---	---	---	---	---

Carrossage roues arrière		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QSC070600	0°	●	●	-	-
QSC070603	2° En combinaison avec accoudoir réglable en hauteur (QSC040050/QSC040051), uniquement disponible avec roue arrière standard (QSC070001)	△	△	-	-
QSC070606	4° En combinaison avec garde-boue aluminium ou carbone, uniquement disponible avec roue arrière standard (QSC070001)	△	△	-	-

Flasques (ND avec roues Spinergy et roues tout-terrain)		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QSC070831	Transparent ND avec roues 25"	△	△	-	-

Freins		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QSC060001	Freins standards	●	●	-	-
QSC060002	Freins à débattement court	△	△	-	-
	QSC060010 Rallonge de frein rabattable pour frein à débattement court	△	△	-	-
QSC060023	Freins compacts EVO ND avec roues VTT tout-terrain	△	△	-	-
QSC060015	Frein unilatéral à pousser, à gauche	187,68	198,00	4550001	PEC sur devis
QSC060016	Frein unilatéral à pousser, à droite	187,68	198,00	4550001	PEC sur devis
Freins tambour - voir rubrique "Roues arrière" - page 7					

Coloris Châssis		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
01	Noir mat	●	●	-	-
02	Noir gloss	●	●	-	-
03	Anthracite mat	●	●	-	-
04	Blanc éclat	●	●	-	-
05	Gris argenté	●	●	-	-
06	Gris brume	●	●	-	-
07	Sable du désert (mat)	●	●	-	-
08	Kaki	●	●	-	-
11	Midnight blue	●	●	-	-
12	Bleu royal	●	●	-	-
14	Rouge scarlet	●	●	-	-
15	Red pepper	●	●	-	-
17	Turbo green	●	●	-	-
20	Violet mystique	●	●	-	-
22	Jaune vitesse	●	●	-	-
09	Vert olive (mat)	●	●	-	-
10	Bleu saphir (mat)	●	●	-	-
13	Océan brillant	●	●	-	-
16	Rouge cerise (mat)	●	●	-	-
18	Pink power	●	●	-	-
19	Rose satin	●	●	-	-
21	Orange solaire	●	●	-	-

Coloris Stickers „QS5 X” & „QUICKIE”		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
QSC100550	Noir	●	●	-	-
QSC100551	Argent	●	●	-	-
QSC100552	Orange	●	●	-	-
QSC100553	Rouge	●	●	-	-
QSC100554	Bleu	●	●	-	-

BON DE COMMANDE | Accessoires & Personnalisations - Montage Usine

QS5 X

OF_QS5 X_Accessoires-Personnalisations_Rev1_122025
Sous réserve de modifications techniques, erreurs ou omissions

Coussins d'assise					Prix € HT	Prix € TTC	
QSC020101	Coussin, mousse (densité moyenne), housse aérée noire, épaisseur 30 mm				116,59	123,00	
QSC020102	Coussin, mousse (densité moyenne), housse aérée noire, épaisseur 50 mm				116,59	123,00	
Accessoires Rapportés au Châssis					Prix € HT	Prix € TTC	
QSC110156	Lumières Twin-LED				178,20	188,00	
Fourches					Prix € HT	Prix € TTC	
QSC080064	Fourches, alumimium, peintes (poudre époxy), sélectionner coloris ci-dessous :				127,01	134,00	
	Blanc éclat (04)	Red pepper (15)			-	-	
	Bleu royal (12)	Orange solaire (21)			-	-	
QSC080008	Personnalisation de couleur, fourches aluminium mono-bras :				-	-	
	Orange	Rouge	Bleu		139,34	147,00	
Roues Avant					Prix € HT	Prix € TTC	
Roue avant jante aluminium							
QSC080306	Personnalisation de couleur, roue avant jante aluminium, 4" et 5"				-	-	
	Coloris jante:	Noir	Orange	Rouge	Bleu	49,29	52,00
Roues Arrière					Prix € HT	Prix € TTC	
QSC070009	Roue arrière, VTT tout-terrain, 36 rayons (argent), rayons droits Uniquement 24"				381,99	403,00	
Flasques (ND avec roues Spinergy et roues tout-terrain)					Prix € HT	Prix € TTC	
QSC070822	Pool	QSC070820	Oriental	QSC070802	Basket Ball	238,86	252,00
QSC070811	Feather	QSC070817	Hot Wheels	QSC070827	Silk	238,86	252,00
QSC070814	Graffiti	QSC070806	Chrome	QSC070803	Basketball 2	238,86	252,00
QSC070828	Space	QSC070812	Flying Water			238,86	252,00
Flaques fantaisies ci-dessus ND avec roues 25"/26"							
Accessoires					Prix € HT	Prix € TTC	
QSC090025	Pompe				26,54	28,00	
QSC090024	Pompe à main avec manomètre (0 - 11 bar)				101,42	107,00	
QSC090030	Sac à dos fauteuil				96,68	102,00	
QSC090026	Housse téléphone portable				38,86	41,00	

Personnalisation de couleur MAIN-COURANTES				Prix € HT	Prix € TTC
QSC070203	Main-courantes aluminium (paire), peinture poudre sélectionner un coloris ci-dessous			67,30	71,00
01	Noir mat	12	Bleu royal		
02	Noir gloss	13	Océan brillant		
03	Anthracite mat	14	Rouge scarlet		
04	Blanc éclat	15	Red pepper		
05	Gris argenté	16	Rouge cerise (mat)		
06	Gris brume	17	Turbo green		
07	Sable du désert (mat)	18	Pink power		
08	Kaki	19	Rose satin		
09	Vert olive (mat)	20	Violet mystique		
10	Bleu saphir (mat)	21	Orange solaire		
11	Midnight blue	22	Jaune vitesse		

Personnalisation de couleur MOYEUX et JANTES - pour ROUES STANDARD				Prix € HT	Prix € TTC
	Moyeux et jantes, sélectionner un coloris ci-dessous			127,01	134,00
01	Noir mat	15	Red pepper		
02	Noir gloss	16	Rouge cerise (mat)		
12	Bleu royal				

Personnalisation de couleur MOYEUX et JANTES - pour ROUES LÉGÈRES 24"				Prix € HT	Prix € TTC
QSC100336	Orange anodisé	Couleurs anodisées pour moyeu et jante, rayons noir Uniquement roues légères 24"		163,98	173,00
QSC100337	Bleu anodisé			163,98	173,00
QSC100338	Rouge anodisé			163,98	173,00

Personnalisation de couleur CROISILLON et PALETTE MONOBLOC / SÉPARÉES ALUMINIUM				Prix € HT	Prix € TTC
QSC100587	Croisillon harmonisé au coloris du châssis			115,64	122,00
QSC100588	Palette monobloc alu harmonisé au coloris du châssis Uniquement pour palette monobloc alu QSC050102 et palettes séparées alu QSC050050			115,64	122,00

Coussins d'assise / ceinture



// QSC020101-QSC020102
Coussin mousse



// JAY020007
JAY Easy Fluid (présenté sans housse)



// JAY020004
JAY Lite (présenté sans housse)



// QSC090018
Ceinture, boucle métallique

Poignées de poussée



// QSC030201
Poignées de poussée, standard



// QSC030231
Poignées de poussée, longues



// QSC03020
Poignées escamotables



// QSC030012
Dossier réglable en angle

Protège-vêtement & Accoudoirs



// QSC040050-QSC040051
Accoudoir amovible, réglable en hauteur, 1 point de fixation



// QSC040052
Accoudoir amovible, réglable en hauteur & profondeur, avec outils, 1 point de fixation



// QSC040107
Protège-vêtements, composite, amovible, hauteur 210 mm



// QSC040104
Garbe-boue carbone



// QSC040103
Garde-boue aluminium



// QSC040002
Accoudoir relevable, manchette courte (250 mm), réglable en hauteur



// QSC040001
Accoudoir relevable, manchette fixe (250 mm)

Châssis et Repose-pieds



// QSC010015
QS5 X - potences escamotables



// QSC010011
QS5 X - potences fixes 85°



// QSC010010
QS5X - potences fixes 75°



// QSC010016
Châssis potences fixes 85°, ajust.20mm



// QSC090102
Accroche-taxi



// QSC050041
Potence, 90°



// QSC050002
Potence 70°



// QSC050009-QSC050010
Repose-jambe



// QSC050012-QSC050014
Support amputé



// QSC050131
Palette monobloc légère réglable en angle & profondeur, composite, relevable



// QSC050132
Palette monobloc légère pliable automatiquement, carbone



// QSC050020
Palettes séparées composite



// QSC050050
Palettes séparées aluminium



// QSC050102
Palette monobloc, réglable en angle & profondeur, relevable, aluminium avec mécanisme de verrouillage

Accessoires de Châssis



// QSC090010
Roulettes de transit



// QSC090001-QSC090003
Levier arrière de basculement articulé



// QSC090009
Porte Canne



// QSC090004-QSC090006
Roulette Anti-basculer

Fourches



// QSC080064
Fourches aluminium, peintes (poudre époxy)



// QSC080101
Kit support de fourche déporté et fourche courte, pour faible hauteur d'assise (hémi)

Roues arrière



// QSC070003
Roue légère



// QSC07005
Roue Spinergy wheel, 18 rayons



// QSC070008
Roue avec frein tambour



// QSC070001
Roue standard, rayons croisés



// QSC070002
Roue moyeu Design

Pneu & Main-courantes



// QSC070101
Pneu Right Run



// QSC070102
Bandage




// QSC070104
Marathon Plus Evolution



// QSC070207
Main-courante
anti-dérapante Supergrip



// QSC070208
Main-courante
Max Grepp



// QSC070212
Main-courantes Ellipse 3R


Freins



// QSC060002
Frein à débattement court



// QSC060010
Rallonge de frein



// QSC060023
Frein Compact EVO



// QSC060001
Frein à pousser standard

Accessoires



// QSC090030
Sac à dos



// QSC090024
Pompe à main avec manomètre



// QSC090025
Pompe



// QSC090026
Housse téléphone portable

NOUVELLE PALETTE



NOIR MAT (01)




NOIR GLOSS (02)



ANTHRACITE MAT (03)



BLANC ÉCLAT (04)




GRIS ARGENTÉ (05)




GRIS BRUME (06)




SABLE DU DÉSERT (07)




KAKI (08)



VERT OLIVE (09)



BLEU SAPHIRE (10)



MIDNIGHT BLUE (11)



BLEU ROYAL (12)



OCÉAN BRILLANT (13)



ROUGE SCARLET (14)




RED PEPPER (15)



ROUGE CERISE (16)



TURBO GREEN (17)



PINK POWER (18)




ROSE SATIN (19)



VIOLET MYSTIQUE (20)



ORANGE SOLAIRE (21)



JAUNE VITESSE (22)

REMARQUE IMPORTANTE : les couleurs de peinture apparaissent différemment lorsqu'elles sont imprimées ou visualisées sur différents appareils.

Sunrise Medical SAS

ZAC de la Vrillonerie
17 Rue Michaël Faraday
37170 Chambray-Lès-Tours
Tel.: 02 47 55 44 00
E-Mail: info@sunrisemedical.fr

Prise de mesure:

La méthode suivante est recommandée sur la base d'une vaste expérience pratique. Des écarts sont possibles dans certains cas.

Largeur d'assise (LS):

- a) Avec l'utilisateur: Laisser un espace entre le protège-vêtement et la hanche de chaque côté du fauteuil (environ 10 à 20 mm au total).
b) Sur le fauteuil: d'extérieur tube de châssis à extérieur tube.

Prondeur d'assise (PS):

- a) Avec l'utilisateur: En position assise, laissez un espace de 2 à 3 doigts entre le bord avant de la toile d'assise et l'arrière du genou (environ 30 à 60 mm).
b) Sur le fauteuil: Du tube de dossier à l'avant de la toile d'assise.

Hauteur d'assise avant:

- a) Avec l'utilisateur: En position assise avec un angle de genou de 90° : de l'arrière du genou à la semelle de la chaussure.
b) Sur le fauteuil: Du bord avant de l'assise, à côté du tube d'assise, jusqu'au sol (minimum 30 mm de plus que la mesure avec l'utilisateur). Inclure la hauteur du coussin.

Hauteur d'assise arrière:

Sur le fauteuil: Depuis le bord arrière de la toile d'assise, à côté du tube d'assise, jusqu'au sol.

Note : La différence maximale de hauteur d'assise entre l'arrière et l'avant est de 110 mm..

Hauteur de dossier:

- a) Avec l'utilisateur: Depuis l'assise, y compris le coussin, pas plus de 10 à 20 mm en dessous de l'omoplate inférieure.
b) Sur le fauteuil: Du haut de la toile d'assise au bord supérieur de la toile de dossier.
Note: La capacité de l'utilisateur à se tenir droit a une influence majeure sur la hauteur du dossier, qui peut donc varier considérablement.

Angle de dossier:

L'angle du dossier est mesuré par rapport à l'assise. 90°= perpendiculaire à l'assise.

Données Techniques

Hauteur totale max:	1020 mm	Largeur totale max. : roues 24"	roues 25"
Longueur totale max:	1113 mm	Carrossage 0°:	LS + 180 mm
Rayon de giration max:	1512 mm	Carrossage 4°:	LS + 230 mm
Poids total:	à partir de 10,1 kg - potences escamotables à partir de 9,9 kg - potences fixes	Carrossage 6°:	LS + 260 mm
Poids de la pièce amovible la plus lourde:	2,2 kg		
Poids de transport : (sans roues arrière)	à partir de 7,5 kg - potences escamotables à partir de 7,3 kg - potences fixes		
Pente max. sécurité : (avec freins verrouillés)	10° (7°)		

Veuillez noter que les options telles que accoudoirs ou freins à tambour peuvent augmenter la largeur totale du fauteuil roulant.

Veuillez noter que dans certaines configurations, le fauteuil roulant peut dépasser une largeur de 700 mm. Dans ce cas, il peut arriver qu'il ne soit pas possible d'utiliser tout ou partie des voies d'évacuation d'un bâtiment. Il peut être plus difficile, voire impossible, d'utiliser les transports publics.

Ce produit a été soumis à des tests de collision conformément à la norme ISO 7176-19:2022 et peut être utilisé comme siège dans un véhicule AVEC l'option accroches taxi (QSC090102).

Tolérance de fabrication : +/- 10 mm

// Matrice dossier, **rabattable sur l'assise**, avec **poignées de poussée longues** (QSC030201)
Fauteuil plié



Largeur d'assise ↓	Hauteur de dossier					
	350 mm	375 mm	400 mm	425 mm	475 mm	500 mm
340 mm						
360 mm						
380 mm						
400 mm						
420 mm						
440 mm						
460 mm						
480 mm						
500 mm						
520 mm						
540 mm						

- > rabat à 90° sur l'avant fauteuil plié
- > ne peut pas être totalement rabattu à 90° vers l'avant, fauteuil plié et en combinaison avec poignées escamotables
- ne peut pas être rabattu à 90° vers l'avant, fauteuil plié

// Matrice dossier, **cassant mi-hauteur (vers l'arrière)**, avec **poignées de poussée escamotables**
Fauteuil plié

Largeur d'assise ↓	Hauteur de dossier					
	350 mm	375 mm	400 mm	425 mm	475 mm	500 mm
340 mm						
360 mm						
380 mm						
400 mm						
420 mm						
440 mm						
460 mm						
480 mm						
500 mm						
520 mm						
540 mm						

- > rabat à 90° sur l'avant fauteuil plié
- > ne peut pas être totalement rabattu à 90° vers l'avant, fauteuil plié et en combinaison avec poignées escamotables
- ne peut pas être rabattu à 90° vers l'avant, fauteuil plié

Notes

QS5 X		€
Prix TTC - QS5 X		3 303,53
Prix TTC - Options		

Date			Signature
Jour	Mois	Année	



Sunrise Medical SAS
ZAC de la Vrillonnerie
17 Rue Michaël Faraday
37170 Chambray-Lès-Tours
Tél: 02 47 55 44 31
E-Mail: commandes@sunrisemedical.fr