

Xenon² SA

FRMC


Classement Nomenclature LPPR

Grande Classe :	VPH Modulaires à Propulsion Manuelle ou à Pousser
Dénomination Catégorie :	Fauteuils Roulants Modulaires à Propulsion Manuelle Configurables
Acronyme :	FRMC
Code Individuel :	9592031
LPPR / PLV :	3 303.53 €

Prescripteurs

- Médecins Spécialistes MPR
- Médecins Titulaires d'un DU Appareillage
- Ergothérapeutes (tous domaines d'activités)

Adjonctions Disponibles

Code	Désignation	LPPR/PLV € TTC
4510001	Appui-tête réglable	160,00
9995042	Tablette complète	132,00
4510004	PAP, forfait A - adjonctions membres supérieurs	600,00 maximum
9940118	PAP, forfait B - adjonctions membres inférieurs	600,00 maximum
9968714	Levier de basculement	25,00



BON DE COMMANDE PROFESSIONNEL

OF_Xenon2_SA_FR_Rev1_122025
 Sous réserve de modifications techniques, erreurs ou omissions

Adresse facturation ou Code client			Adresse Livraison		Identique facturation	
Code client:			Code client:			
Magasin:			Magasin:			
Rue:			Rue:			
Ville/CP:			Ville/CP:			
E-Mail:			E-Mail:			
Tél:			Tél:			
Informations			Poids Utilisateur			
Commande	Devis	Built-4-Me®	Poids max. Utilisateur: 125 kg			
N° Commande.:			Poids Uti.: kg			
Art. No.: 77800001						
Date:	Jour	Mois	Année			

Prix Public TTC (LPPR / PLV)

€ 3 303,53

XENON² SA

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Poids max Utilisateur	125 kg	Garantie	24 mois hors pièces d'usure
Poids total* - à partir de	10,3 kg	Crash-testé	oui avec option XES090100
Poids transport** - à partir de	7,8 kg	Marquage CE	oui
Type de châssis	Pliant par croisillon	Nous nous réservons une tolérance de +/- 1cm à la livraison sur : largeur et profondeur d'assise, hauteurs d'assise avant et arrière, hauteur de dossier et longueur de jambes.	
Potences	Escamotables		

* Poids total : poids du fauteuil dans la configuration la plus légère possible. Ce poids varie en fonction de la configuration choisie lors de la commande.

**** Poids de transport : sans roues arrière, sans coussin, sans potences**

Légende et abréviations

● = Configuration de base

Δ = Option

PEC = Prise En Charge

PAP = Produit d'Aide à la Posture

☐ Veuillez sélectionner toutes les options choisies par une croix dans les cases (options dans la configuration de base, sans supplément de prix ou tarifées)

MODELE**Prix € HT****Prix € TTC**

Code

LPPR/PLV

77800001

XENON² SA

3 131.31

3 303.53


9592031

3 303.53

DIMENSIONS D'ASSISE

[illegible]

Mesure largeur d'assise:
extérieur tubes d'assise



Largeur entre protège-
vêtements = LS + 2 cm

Hauteur sol / siège avant en cm (H S/S)

		Number of frogs available on all (N OF)													
	Fourches	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
3"	111 mm	○	○	○											
	115 mm (1)		○	○	○										
	131 mm (1)				○	○	○								
	166 mm							○	○	○					
	Frog Leg (1)					□	□								
	Monobras (1)	□	□	□											
4"	111 mm	○	○	○	○										
	115 mm (1)		○	○		○	○								
	131 mm (1)				○	○	○	○							
	166 mm								○	○	○	○			
	Frog Leg (1)					□	□	□							
	Monobras (1)	□	□	□	□										
5"	111 mm			○		○	○								
	115 mm (1)					○	○	○							
	131 mm (1)					○	○	○	○						
	166 mm							○	○		○	○	○		
	Frog Leg (1)						□	□	□						
	Monobras (1)			□		□	□								
6"	115 mm (1)						○	○	○						
	131 mm (1)						○	○	○	○					
	166 mm								○	○	○	○	○	○	
	Frog Leg (1)							□	□	□					
7"	131 mm (1)							○	○	○	○				
	166 mm										○	○	○	○	○

(1) : compatible avec dispositif d'assistance électrique. Veuillez noter que la combinaison avec une assistance électrique n'a pas été approuvée avec les fourches 111 mm et 166 mm. D'une façon générale, toujours vérifier si un accord de combinaison a été approuvé entre le fabricant du fauteuil et celui de l'assistance électrique avant le montage de cette dernière.

Fourches Frog Leg et Monobras : voir prix de l'option rubrique "Roues directrices et fourches"



www.SunriseMedical.fr

Xenon² SA

● = Configuration de base

△ = Option

HAUTEURS D'ASSISE ARRIERE

		Hauteur sol siège arrière en cm													
Roue arrière	Roues	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	24"	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○ (1)	
	25"		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○ (1)

(1): uniquement avec support d'axe léger

Différence maximale entre hauteur d'assise arrière et avant : 11 cm

SIEGE	Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
XES020002 <input type="checkbox"/> Toile réglable en tension avec une pochette	●	●	-	-
XES020003 <input type="checkbox"/> Toile réglable en tension avec une double pochette (1)	△	△	-	-
XES020004 <input type="checkbox"/> Toile réglable en tension avec une pochette, pochette catheter (1)	△	△	-	-
XES020050 <input type="checkbox"/> Sur-toile rembourrée amovible pour toile d'assise	△	△	-	-

COUSSINS DE POSITIONNEMENT	Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
JAY020007 <input type="checkbox"/> Jay Easy Fluid, base incurvée - Livré avec 2 housses, incontinence	369,67	390,00	9940118	PEC - PAP 600,00
JAYxxx <input type="checkbox"/> Kit éléments de positionnement incluant cales d'obliquité (paire) et biseau crural	50,24	53,00		
APB5110 <input type="checkbox"/> Ceinture 2 points, largeur 25 mm	85,31	90,00		
APB7210 <input type="checkbox"/> Ceinture 2 points, largeur 40 mm	85,31	90,00		
APB7310 <input type="checkbox"/> Ceinture 2 points, largeur 50 mm	85,31	90,00		
JAY020004 <input type="checkbox"/> Jay Lite, base incurvée - Livré avec 2 housses, aérée	442,65	467,00	9940118	PEC - PAP 600,00
JAYxxx <input type="checkbox"/> Kit éléments de positionnement incluant cales d'adduction (paire) et butée d'adduction	50,24	53,00		
APB5110 <input type="checkbox"/> Ceinture 2 points, largeur 25 mm	85,31	90,00		
APB7210 <input type="checkbox"/> Ceinture 2 points, largeur 40 mm	85,31	90,00		
APB7310 <input type="checkbox"/> Ceinture 2 points, largeur 50 mm	85,31	90,00		
JAY020001 <input type="checkbox"/> Jay Easy Visco, base incurvée - Livré avec 2 housses, incontinence	389,57	411,00	9940118	PEC - PAP 600,00
JAYxxx <input type="checkbox"/> Kit éléments de positionnement incluant cales pelviennes (paire) et biseau crural	50,24	53,00		
APB5110 <input type="checkbox"/> Ceinture 2 points, largeur 25 mm	85,31	90,00		
APB7210 <input type="checkbox"/> Ceinture 2 points, largeur 40 mm	85,31	90,00		
APB7310 <input type="checkbox"/> Ceinture 2 points, largeur 50 mm	85,31	90,00		

DOSSIERS DE POSITIONNEMENT	Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
<input type="checkbox"/> Dossier Jay J3	568,72	600,00	4510004	PEC - PAP 600,00

Jay J3 - GALBE PEU PROFOND (SC) - Enveloppement 5 cm

H= hauteur du dossier

Thoracique moyen (MT):	<input type="checkbox"/> JAY030010 (M) H: 34 cm	<input type="checkbox"/> JAY030033 (T) H: 38 cm	
Thoracique supérieur (UT):	<input type="checkbox"/> JAY030012 (S) H: 42 cm	<input type="checkbox"/> JAY030019 (M) H: 46 cm	<input type="checkbox"/> JAY030025 (T) H: 50 cm
Maintien haut (SH):	<input type="checkbox"/> JAY030015 (S) H: 53 cm	<input type="checkbox"/> JAY030022 (M) H: 57 cm	<input type="checkbox"/> JAY030028 (T) H: 61 cm

Jay J3 - GALBE MOYEN (MC) - Enveloppement 8 cm

Thoracique moyen (MT):	<input type="checkbox"/> JAY030011 (M) H: 34 cm	<input type="checkbox"/> JAY030018 (T) H: 38 cm	
Thoracique supérieur (UT):	<input type="checkbox"/> JAY030013 (S) H: 42 cm	<input type="checkbox"/> JAY030020 (M) H: 46 cm	<input type="checkbox"/> JAY030026 (T) H: 50 cm
Maintien haut (SH):	<input type="checkbox"/> JAY030016 (S) H: 53 cm	<input type="checkbox"/> JAY030023 (M) H: 57 cm	<input type="checkbox"/> JAY030029 (T) H: 61 cm

Jay J3 - GALBE PROFOND SUPPORT MOYEN (MDC) - Enveloppement 15 cm

Thoracique moyen (MT):	<input type="checkbox"/> JAY030044 (M) H: 34 cm	<input type="checkbox"/> JAY030041 (T) H: 38 cm	
Thoracique supérieur (UT):	<input type="checkbox"/> JAY030045 (S) H: 42 cm	<input type="checkbox"/> JAY030042 (M) H: 46 cm	<input type="checkbox"/> JAY030046 (T) H: 50 cm
Maintien haut (SH):	<input type="checkbox"/> JAY030043 (S) H: 53 cm	<input type="checkbox"/> JAY030047 (M) H: 57 cm	<input type="checkbox"/> JAY030048 (T) H: 61 cm

☐ Dossier Jay J3 Carbon

1 070,14 1 129,00 4510004 PEC - PAP 600,00

Jay J3 CARBON - GALBE PEU PROFOND - Enveloppement 5 cm

Thoracique bas:	<input type="checkbox"/> JAY060001 (S) H: 17 cm	<input type="checkbox"/> JAY060002 (T) H: 24 cm
Thoracique moyen:	<input type="checkbox"/> JAY060003 (S) H: 30 cm	<input type="checkbox"/> JAY060004 (T) H: 38 cm

Appui-tête Whitmyer pour dossier JAY J3 uniquement

WHT030416 <input type="checkbox"/> Appui-tête avec support AXYS, standard	261,65	276,04	4550001	PEC sur devis
---	--------	--------	---------	---------------

(1) A partir de LS 36cm

Xenon² SA

● = Configuration de base

△ = Option

DOSSIER		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV																				
XES030001	<div><input type="checkbox"/> Montants de dossier aluminium réglables en hauteur</div> <table><tr><th>25 - 30</th><th colspan="2">30 - 40</th><th colspan="2">40 - 47,5</th></tr><tr><td><input type="checkbox"/> 25 cm</td><td><input type="checkbox"/> 30 cm</td><td><input type="checkbox"/> 35 cm</td><td><input type="checkbox"/> 40 cm</td><td><input type="checkbox"/> 45 cm</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/> 27,5 cm</td><td><input type="checkbox"/> 32,5 cm</td><td><input type="checkbox"/> 37,5 cm</td><td><input type="checkbox"/> 42,5 cm</td><td><input type="checkbox"/> 47,5 cm</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/> 30 cm</td><td><input type="checkbox"/> 35 cm</td><td><input type="checkbox"/> 40 cm</td><td><input type="checkbox"/> 45 cm</td><td></td></tr></table>	25 - 30	30 - 40		40 - 47,5		<input type="checkbox"/> 25 cm	<input type="checkbox"/> 30 cm	<input type="checkbox"/> 35 cm	<input type="checkbox"/> 40 cm	<input type="checkbox"/> 45 cm	<input type="checkbox"/> 27,5 cm	<input type="checkbox"/> 32,5 cm	<input type="checkbox"/> 37,5 cm	<input type="checkbox"/> 42,5 cm	<input type="checkbox"/> 47,5 cm	<input type="checkbox"/> 30 cm	<input type="checkbox"/> 35 cm	<input type="checkbox"/> 40 cm	<input type="checkbox"/> 45 cm		●	●	-	-
25 - 30	30 - 40		40 - 47,5																						
<input type="checkbox"/> 25 cm	<input type="checkbox"/> 30 cm	<input type="checkbox"/> 35 cm	<input type="checkbox"/> 40 cm	<input type="checkbox"/> 45 cm																					
<input type="checkbox"/> 27,5 cm	<input type="checkbox"/> 32,5 cm	<input type="checkbox"/> 37,5 cm	<input type="checkbox"/> 42,5 cm	<input type="checkbox"/> 47,5 cm																					
<input type="checkbox"/> 30 cm	<input type="checkbox"/> 35 cm	<input type="checkbox"/> 40 cm	<input type="checkbox"/> 45 cm																						
XES030002	<div><input type="checkbox"/> Montants de dossier carbone non réglables en hauteur</div> <div>Uniquement avec dossier réglable en angle, non rabattable sur l'assise ND avec poignées de poussée réglables en hauteur - ND avec dossiers Jay ND avec accoudoirs relevables et amovibles</div> <div><input type="checkbox"/> 25 cm <input type="checkbox"/> 27,5 cm <input type="checkbox"/> 30 cm <input type="checkbox"/> 32,5 cm <input type="checkbox"/> 35 cm <input type="checkbox"/> 37,5 cm <input type="checkbox"/> 40 cm <input type="checkbox"/> 42,5 cm</div>	335,55	354,00	4550001	PEC sur devis																				
Type de dossier																									
XES030010	<div><input type="checkbox"/> Dossier, fixe 90° (ND avec tubes carbone)</div>	●	●	-	-																				
XES030029	<div><input type="checkbox"/> Préparation pour montage ultérieur d'accoudoirs (2)</div>	△	△	-	-																				
XES030031	<div><input type="checkbox"/> Rabattable sur l'assise (3) Voir matrice dernière page</div> <div>A partir de HD 32,5 cm - hauteur de dossier fixe En combinaison avec poignées escamotables, à partir de HD 40 cm</div>	△	△	-	-																				
XES030012	<div><input type="checkbox"/> Dossier, réglable en angle (-15° à + 13° - par paliers de 4°)</div>	△	△	-	-																				
XES030029	<div><input type="checkbox"/> Préparation pour montage ultérieur d'accoudoirs (4)</div>	△	△	-	-																				
XES030031	<div><input type="checkbox"/> Rabattable sur l'assise (3) Voir matrice dernière page</div> <div>A partir de HD 32,5 cm - hauteur de dossier fixe ND avec tubes de dossier carbone En combinaison avec poignées escamotables, à partir de HD 40 cm</div>	△	△	-	-																				
Toiles de dossier EXO Evo (ND dossiers JAY)																									
XES030316	<div><input type="checkbox"/> Toile EXO Evo, noire, réglable en tension, pochette</div> <div>Galon <input type="checkbox"/> Noir <input type="checkbox"/> Orange <input type="checkbox"/> Argent <input type="checkbox"/> Bleu <input type="checkbox"/> Rouge</div>	●	●	-	-																				
XES030317	<div><input type="checkbox"/> Toile EXO Evo PRO noire, rembourrée, réglable, aérée, pochette</div> <div>Galon <input type="checkbox"/> Noir <input type="checkbox"/> Orange <input type="checkbox"/> Argent <input type="checkbox"/> Bleu <input type="checkbox"/> Rouge</div>	△	△	-	-																				
Accessoires de dossier																									
XES030402	<div><input type="checkbox"/> Tendeur de dossier pliant (à partir de LS 38cm)</div> <div>ND appui-tête - ND dossier rabattable sur l'assise - ND tubes dossier carbone - ND poignées réglables en hauteur</div>	△	△	-	-																				
XES030401	<div><input type="checkbox"/> Tendeur de dossier escamotable (1)</div> <div>à partir de LS38 cm ND dossier rabattable sur l'assise à partir de HD35 cm</div>	△	△	-	-																				
	<div><input type="checkbox"/> Appui-tête avec tendeur de dossier (à partir de LS 38cm, HD 35cm)</div> <div>uniquement avec poignées de poussée réglables en hauteur</div>	151,66	160,00	4510001	160,00																				
XES030411	<div><input type="checkbox"/> petit coussinet (20x11cm)</div>																								
XES030412	<div><input type="checkbox"/> coussinet moyen (23x11 cm)</div>																								

(1) ND avec tubes de dossier carbone et uniquement avec poignées réglables en hauteur

(2) Nécessaire pour accoudoirs avec/sans manchettes, relevables et pour accoudoirs tube avec dossier 90°


(3) ND avec poignées réglables en hauteur, ND avec "sans poignées", ND avec dossier Jay - Voir MATRICE dernière page

(4) Nécessaire pour accoudoirs avec/sans manchettes, relevables

Xenon² SA

● = Configuration de base

△ = Option

PROTEGE-VETEMENTS et ACCOUDOIRS					Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
XES040102	<input type="checkbox"/> Protège-vêtements aluminium harmonisés à la couleur du châssis				△	△	-	-
XES040103	<input type="checkbox"/> Garde boue aluminium harmonisés à la couleur du châssis				●	●	-	-
XES040104	<input type="checkbox"/> Garde boue carbone				231,28	244,00	4550001	PEC sur devis
XES040101	<input type="checkbox"/> Protège-vêtements carbone "slim" - petite hauteur				145,97	154,00	4550001	PEC sur devis
XES040107	<input type="checkbox"/> Protège-vêtements composite et amovible				●	●	-	-
XES040052	<input type="checkbox"/> Accoudoirs amovibles et réglables en hauteur et en profondeur avec outils (manchette 33cm)				△	△	-	-
XES040005	<input type="checkbox"/> Accoudoirs relevables, amovibles sans manchette				277,73	293,00	4550001	PEC sur devis
	<input type="checkbox"/> Accoudoirs relevables, amovibles avec manchettes fixes				△	△	-	-
XES040001	<input type="checkbox"/> courtes (25cm)	XES040003	<input type="checkbox"/> longues (31cm)					
	<input type="checkbox"/> Accoudoirs relevables, amovibles avec manchettes réglables hauteur				△	△	-	-
XES040002	<input type="checkbox"/> courtes (25cm)	XES040004	<input type="checkbox"/> longues (31cm)					
XES040117	<input type="checkbox"/> Accoudoirs tube en alu, escamotables latéralement, amovibles				△	△	-	-
XES040020	<input type="checkbox"/> Axe tétra pour déverrouillage accoudoirs uniquement pour accoudoirs XES040001 à XES040005				36,97	39,00	4550001	PEC sur devis
ENSEMBLE REPOSE-PIEDS					Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
XES050008	Potences, aluminium, escamotables, paire							
XES050002	<input type="radio"/> 70°	XES050001	<input type="radio"/> 80°		●	●	-	-
	Repose-jambes, escamotables							
XES050009	<input type="checkbox"/> côté gauche	XES050010	<input type="checkbox"/> côté droit		100,25	105,76	4550001	PEC sur devis
XES050014	<input type="checkbox"/> Support amputé, gauche	XES050013	<input type="checkbox"/> Support amputé, droit		189,57	200,00	4550001	PEC sur devis
XES050012	<input type="checkbox"/> Supports amputé, paire				379,15	400,00		
	Palettes séparées							
XES050020	<input type="checkbox"/> Composite, réglable en angle, profondeur, relevable (LS mini 38cm)				●	●	-	-
XES050022	<input type="checkbox"/> Aluminium, réglable en angle et profondeur et relevable				△	△	-	-
XES050051	<input type="checkbox"/> Alu., réglable en angle et profondeur, relevable, montage haut				△	△	-	-
	Palettes monobloc							
	<input type="checkbox"/> Monobloc légère, réglable en angle et profondeur, relevable, sangle mollet							
XES050131	<input type="checkbox"/> palette composite				●	●	-	-
XES050132	<input type="checkbox"/> palette carbone				171,56	181,00	4550001	PEC sur devis
XES050059	<input type="checkbox"/> Monobloc alu Performance, réglable en angle et relevable				△	△	-	-
XES050023	<input type="checkbox"/> Monobloc alu, réglable en angle et profondeur (type Easy)				383,89	405,00	4550001	PEC sur devis
XES050052	<input type="checkbox"/> Monobloc alu, réglable en angle et profondeur, montage haut				383,89	405,00	4550001	PEC sur devis
XES050126	<input type="checkbox"/> Escamotage de la palette monobloc alu XES050023 (LJ mini 39 cm)				△	△	-	-
XES050127	<input type="checkbox"/> Cales latérales - uniquement pour palette Performance et légère				83,41	88,00	4550001	PEC sur devis
	Longueur de jambes (sur fauteuil=distance toile d'assise à palette)							
	<input type="checkbox"/> 22 cm	<input type="checkbox"/> 23 cm	<input type="checkbox"/> 24 cm	<input type="checkbox"/> 25 cm	<input type="checkbox"/> 26 cm	<input type="checkbox"/> 27 cm	<input type="checkbox"/> 28 cm	<input type="checkbox"/> 29 cm
	<input type="checkbox"/> 30 cm	<input type="checkbox"/> 31 cm	<input type="checkbox"/> 32 cm	<input type="checkbox"/> 33 cm	<input type="checkbox"/> 34 cm	<input type="checkbox"/> 35 cm	<input type="checkbox"/> 36 cm	<input type="checkbox"/> 37 cm
	<input type="checkbox"/> 38 cm	<input type="checkbox"/> 39 cm	<input type="checkbox"/> 40 cm	<input type="checkbox"/> 41 cm	<input type="checkbox"/> 43 cm	<input type="checkbox"/> 44 cm	<input type="checkbox"/> 45 cm	<input type="checkbox"/> 46 cm
	<input type="checkbox"/> 47 cm	<input type="checkbox"/> 48 cm	<input type="checkbox"/> 49 cm	<input type="checkbox"/> 50 cm				
CENTRE DE GRAVITE et SUPPORT D'AXE					Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
XES070703	<input type="checkbox"/> Support d'axe standard, sélectionner un centre de gravité (en cm):				●	●	-	-
	<input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6							
	<input type="checkbox"/> 7 <input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> 9 <input type="checkbox"/> 10							
XES070701	<input type="checkbox"/> Support d'axe léger (1), sélectionner un centre de gravité (en cm):				△	△	-	-
	<input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7 <input type="checkbox"/> 9 <input type="checkbox"/> 10 <input type="checkbox"/> 11							
XES010411	<input type="checkbox"/> Support en T - long (plage de réglage complète)				●	●	-	-
XES010412	<input type="checkbox"/> Support en T - court (réglage max +/- 1 cm)				△	△	-	-
(1) Uniquement avec carrossage 0°								 SUNRISE MEDICAL www.SunriseMedical.fr



040101



040107



040052



040003



XES050059



XES050132



XES050022



XFF050023

Xenon² SA

● = Configuration de base

△ = Option

ROUES MOTRICES				Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
XES070001	<input type="checkbox"/> Standards rayonnage croisé (ND 25")		●	●	-	-	
XES070002	<input type="checkbox"/> Moyeu design rayonnage droit (1) (ND 25")		△	△	-	-	
XES070003	<input type="checkbox"/> Légère (voir option de couleur page 8)		△	△	-	-	
XES070004	<input type="checkbox"/> Proton (poids max. Utilisateur: 100 kg)		△	△	-	-	
XES070005	<input type="checkbox"/> Spinergy 18 rayons noirs, moyeu argent (autres coloris = B4Me)		647,39	683,00	4550001	PEC	
XES070007	<input type="checkbox"/> Spinergy LX 12 rayons noirs, moyeu noir (autres coloris = B4Me)		837,91	884,00	4550001	sur devis	
XES070008	<input type="checkbox"/> Roues avec freins tambour, 36 rayons croisés (2) (ND 25")		600,95	634,00	4550001	PEC sur devis	
XESF070150	<input type="checkbox"/> Axes à déverrouillage rapide		●	●	-	-	
XES070151	<input type="checkbox"/> Axes tétra - ND avec roues Spinergy, VTT et roues freins tambour		140,28	148,00	4550001	PEC sur devis	
Pneu							
XES070101	<input type="checkbox"/> Profil fin - Right run (ND 25")		●	●	-	-	
XES070107	<input type="checkbox"/> Schwalbe ONE		△	△	-	-	
XES070102	<input type="checkbox"/> Bandage noir		△	△	-	-	
XES070104	<input type="checkbox"/> Marathon Plus Evolution		△	△	-	-	
Carrossage							
XES070600	<input type="checkbox"/> Carrossage 0°		●	●	-	-	
XES0706002	<input type="checkbox"/> Carrossage 2° - ND avec support d'axe léger		●	●	-	-	
XES070604	<input type="checkbox"/> Carrossage 4° - ND avec support d'axe léger		●	●	-	-	
Flasques - 24" (ND avec roues Spinergy)							
XES070831	<input type="checkbox"/> Transparent		△	△	-	-	
SYSTÈME DE CONDUITE				Prix € HT	Prix € TTC	LPPR	LPPR/PLV
Main-courantes							
XES070201	<input type="checkbox"/> Alu argent vernis		●	●	-	-	
XES070202	<input type="checkbox"/> Alu argent anodisé		●	●	-	-	
XES070204	<input type="checkbox"/> Inox poli		△	△	-	-	
XES070205	<input type="checkbox"/> Titane (25" uniquement avec roues Spinergy)		235,07	248,00	4550001	PEC sur devis	
XES070206	<input type="checkbox"/> Titane traité (25" uniquement avec roues Spinergy)		235,07	248,00	4550001	PEC sur devis	
XES070207	<input type="checkbox"/> Anti-dérapante		△	△	-	-	
XES070208	<input type="checkbox"/> Maxgreep (ND 25")		443,60	468,00	4550001	PEC sur devis	
XES070212	<input type="checkbox"/> Ellipse 3R, noire (main-courantes ergonomiques, bande de caoutchouc, grip maximal) (uniquement 24" et 25")		302,37	319,00	4550001	PEC sur devis	
XES070250	<input type="checkbox"/> Protection main-courante (ND 25", Maxgreep, Ellipse)		△	△	-	-	
Montage main-courantes							
XES070317	<input type="checkbox"/> Standard 17 mm		●	●	-	-	
XES070327	<input type="checkbox"/> Écarté 27 mm (ND MC Maxgrepp)		△	△	-	-	
XES070307	<input type="checkbox"/> Très rapproché 7 mm (uniquement MC inox) (4)		△	△	-	-	



MC Maxgreep

- (1) Uniquement avec support d'axe standard et avec carrossage 0° et 4° - ND avec poignées escamotables et sans poignées
- (2) ND avec harmonisation couleur moyeu et jante
- (3) ND avec roues Spinergy, Proton, Légères

Xenon² SA

● = Configuration de base

△ = Option

POIGNEES DE POUSSEE		Prix € HT	Prix € TTC	LPPR	LPPR/PLV	
XES030200	<input type="radio"/> Sans poignées (3)	△	△	-	-	 poignée standard
XES030201	<input type="checkbox"/> Poignées standards	●	●	-	-	
XES030203	<input type="checkbox"/> Escamotables - à partir de HD 32.5 cm (1)	△	△	-	-	
XES030204	<input type="checkbox"/> Réglables en hauteur - à partir de HD 30 cm (2)	270,14	285,00	4550001	PEC sur devis	
XES030205	<input type="checkbox"/> Fixations dossier Jay avec poignées réglables en hauteur HD mini: 32,5 cm - ND avec tubes de dossier carbone	291,94	308,00	4550001	PEC sur devis	
ROUES DIRECTRICES		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV	
XES080301	<input type="checkbox"/> Bandage dur	●	●	-	-	
XES080302	<input type="checkbox"/> Bandage souple <input type="checkbox"/> 5" <input type="checkbox"/> 6" (large)	●	●	-	-	
XES080305	<input type="checkbox"/> Pneumatique <input type="checkbox"/> 7"	△	△	-	-	
	Jante aluminium					
XES080304	<input type="checkbox"/> Bandage dur, jante argent <input type="checkbox"/> 4" <input type="checkbox"/> 5"	△	△	-	-	
XES080306	<input type="checkbox"/> Bandage souple, jante argent <input type="checkbox"/> 4" <input type="checkbox"/> 5" (large)	△	△	-	-	
FOURCHES		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV	
	Fourches					
XES080029	<input type="checkbox"/> Aluminium, noires <input type="checkbox"/> 115 mm <input type="checkbox"/> 131 mm <input type="checkbox"/> 166 mm	△	△	-	-	
XES080013	<input type="checkbox"/> Carbotecture, 111 mm, ultra-légères, noires	●	●	-	-	
XES080008	<input type="checkbox"/> Monobras aluminium, noires (4) Option couleur <input type="checkbox"/> argent	199,05	210,00	4550001	PEC sur devis	
XES080007	<input type="checkbox"/> Frog Leg, suspensions, noires	600,95	634,00	4550001	PEC sur devis	
SYSTÈME D'IMMOBILISATION ET DE FREINAGE		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV	
XES060001	<input type="checkbox"/> Freins standards	●	●	-	-	 Frein compact
XES060002	<input type="checkbox"/> Freins à débattement court	△	△	-	-	
XES060010	<input type="checkbox"/> Rallonge de freins rabattable, avec freins à débattement court	△	△	-	-	
XES060023	<input type="checkbox"/> Freins compacts EVO (ND avec roues VTT)	△	△	-	-	
ACCESSOIRES RAPPORTES AU CHASSIS		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV	
XES090001/2	<input type="checkbox"/> Levier arrière de basculement (unité <input type="checkbox"/> droite <input type="checkbox"/> gauche)	23,70	25,00	9968714	25,00	 Anti bascule escamotable
XES090009	<input type="checkbox"/> Porte canne avec Velcro (incluant levier arrière de basculement)	95,73	101,00	4550001	PEC sur devis	
XES090004/5	<input type="checkbox"/> Roulette anti-basculer escamotable <input type="checkbox"/> droite <input type="checkbox"/> gauche	△	△	-	-	
XES090050	<input type="checkbox"/> Roulettes anti-basculer encliquetables (paire)	●	●	-	-	
XES090010	<input type="checkbox"/> Roulette de transit (ND avec roulettes anti-basculer)	230,33	243,00	4550001	PEC sur devis	
XES090100	<input type="checkbox"/> Avec option accroches taxi (anneau de fixation)	101,42	107,00	4550001	PEC sur devis	
SYSTEME DE SOUTIEN DU CORPS		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV	
XES090018	<input type="checkbox"/> Ceinture à boucle métallique	△	△	-	-	
XES090011	<input type="checkbox"/> Tablette coulissante pour largeurs de 38 à 48 cm	125,12	132,00	9995042	132,00	
	<input type="checkbox"/> Tablette escamotable, pour largeurs de 34 à 50 cm	335,55	354,00	4550001	PEC sur devis	
XES090012	<input type="checkbox"/> côté gauche					
XES090013	<input type="checkbox"/> côté droit					

(1) A partir de HD 40 cm avec dossier rabattable sur l'assise

(2) ND avec tube de dossier carbone

(3) ND avec dossier rabattable sur l'assise

(4) ND avec roues bandage souple, jante composite (XES080302)

SUNRISE
MEDICAL.
www.SunriseMedical.fr

7/8

Xenon² SA

ACCESSOIRES

		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
--	--	-----------	------------	------	----------

XES090000 ☐ Kit outils

△

△

-

-

COLORIS

		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
--	--	-----------	------------	------	----------

XES101101 ☐ Noir mat

●

●

-

-

XES101102 ☐ Noir gloss

●

●

-

-

XES101103 ☐ Anthracite mat

●

●

-

-

XES101104 ☐ Blanc éclat

●

●

-

-

XES101105 ☐ Gris argenté

●

●

-

-

XES101106 ☐ Gris brume

●

●

-

-

XES101107 ☐ Sable du désert (mat)

●

●

-

-

XES101108 ☐ Kaki

●

●

-

-

XES101111 ☐ Midnight blue

●

●

-

-

XES101112 ☐ Bleu royal

●

●

-

-

XES101114 ☐ Rouge Scarlet

●

●

-

-

XES101115 ☐ Red pepper

●

●

-

-

XES101117 ☐ Turbo green

●

●

-

-

XES101120 ☐ Violet mystique

●

●

-

-

XES101122 ☐ Jaune vitesse

●

●

-

-

XES101109 ☐ Vert olive (mat)

●

●

-

-

XES101110 ☐ Bleu saphir (mat)

●

●

-

-

XES101113 ☐ Océan brillant

●

●

-

-

XES101116 ☐ Rouge cerise (mat)

●

●

-

-

XES101118 ☐ Pink power

●

●

-

-

XES101119 ☐ Rose satin

●

●

-

-

XES101121 ☐ Orange solaire

●

●

-

-

COLORIS STICKERS (Xenon² SA sur châssis - Quickie sur protège-vêtements)

		Prix HT	Prix TTC	Code	LPPR/PLV
--	--	---------	----------	------	----------

XES100550 ☐ Noir (1)

XES100553

☐ Rouge

XES100551

☐ Argent

●

●

-

-

XES100554 ☐ Bleu

XES100552

☐ Orange

●

●

-

-

PRIX TOTAL

XENON² SA - Matrice dossier rabattable sur l'assise quand le fauteuil est PLIE

Hauteur de dossier

	32,5	35	37,5	40	42,5	45	47,5
32	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
34	B	✓	✓	✓	✓	✓	✓
36	B	B	✓	✓	✓	✓	✓
38		B	B	A	✓	✓	✓
40			B	A	✓	✓	✓
42				B	A	✓	✓
44				B	B	A	✓
46					B	B	A
48						B	A
50							B

☒ = rabat à 90° vers l'avant

☐ A = ne se rabat pas complètement à 90° sur l'assise si poignées escamotables, autres poignées: rabat 90°

☐ B = ne se rabat pas complètement à 90° sur l'assise ☐ = se rabat à moins de 45° sur l'assise

BON DE COMMANDE | Accessoires & Personnalisations - Montage Usine

XENON 2 SA

OF_XENON 2 SA_Accessoires-Personnalisations_Rev1_122025
 Sous réserve de modifications techniques, erreurs ou omissions

Coussins d'assise						Prix € HT	Prix € TTC
XES020101	Coussin, mousse (densité moyenne), housse aérée noire, épaisseur 30 mm					116,59	123,00
XES020102	Coussin, mousse (densité moyenne), housse aérée noire, épaisseur 50 mm					116,59	123,00
Roues Arrière						Prix € HT	Prix € TTC
XES070009	Roue arrière, VTT tout-terrain, 36 rayons (argent), rayons droits Uniquement 24"					381,99	403,00
Flasques (ND avec roues Spinergy et roues tout-terrain)						Prix € HT	Prix € TTC
XES070823	Princess	XES070821	Pirates	XES070806	Chrome Wheels	238,86	252,00
XES070813	Galactica	XES070811	Feather	XES070820	Oriental	238,86	252,00
XES070818	Jungle Fever	XES070819	Monkeys	XES070802	Basketball	238,86	252,00
XES070816	Happy Lions	XES070814	Graffiti	XES070803	Basketball 2	238,86	252,00
XES070829	Superhero	XES070812	Flying water	XES070828	Space	238,86	252,00
XES070817	Hot wheels	XES070822	Pool	XES070827	Silk	238,86	252,00
XES070830	Tiger	XES070833	Zebra			238,86	252,00
Flaques fantaisies ci-dessus ND avec roues 25"/26"							
Roues Avant						Prix € HT	Prix € TTC
Roue avant jante aluminium							
XES080306	Personnalisation de couleur, roue avant jante aluminium, 4" et 5"					49,29	52,00
	Coloris jante:	Noir	Orange	Rouge	Bleu	-	-
XES080303	Roues lumière					87,20	92,00
		4"	5"			-	-
Fourches						Prix € HT	Prix € TTC
XES080013	Personnalisation de couleur, fourches Carbotecture, 111 mm					139,34	147,00
	Argent		orange			-	-
	Rouge		Bleu			-	-
	Coloris rouge et bleu : Uniquement avec roues avant bandage souple (XFF080302) et roues jantes alu bandage souple (XFF080306)						
XES080029	Personnalisation de couleur, fourches, alumimium : argent					139,34	147,00
XES080008	Personnalisation de couleur, fourches aluminium mono-bras, sélectionner coloris :					139,34	147,00
	Orange	Rouge	Bleu			-	-
Accessoires						Prix € HT	Prix € TTC
XES090016	Protection de châssis, noire					84,36	89,00
XES090030	Sac à dos fauteuil					96,68	102,00
XES090026	Housse téléphone portable					38,86	41,00

Personnalisation de couleur MAIN-COURANTES				Prix € HT	Prix € TTC
XES070203	Main-courantes aluminium (paire), peinture poudre sélectionner un coloris ci-dessous			67,30	71,00
01	Noir mat	12	Bleu royal		
02	Noir gloss	13	Océan brillant		
03	Anthracite mat	14	Rouge scarlet		
04	Blanc éclat	15	Red pepper		
05	Gris argenté	16	Rouge cerise (mat)		
06	Gris brume	17	Turbo green		
07	Sable du désert (mat)	18	Pink power		
08	Kaki	19	Rose satin		
09	Vert olive (mat)	20	Violet mystique		
10	Bleu saphir (mat)	21	Orange solaire		
11	Midnight blue	22	Jaune vitesse		

Personnalisation de couleur MOYEUX et JANTES - pour ROUES STANDARD				Prix € HT	Prix € TTC
	Moyeux et jantes, sélectionner un coloris ci-dessous			157,01	134,00
01	Noir mat	15	Red pepper		
02	Noir gloss	16	Rouge cerise (mat)		
12	Bleu royal				

Personnalisation de couleur MOYEUX et JANTES - pour ROUES LÉGÈRES 24"				Prix € HT	Prix € TTC
XES100336	Orange anodisé	Couleurs anodisées pour moyeu et jante, rayons noir Uniquement roues légères 24"		163,98	173,00
XES100337	Bleu anodisé			163,98	173,00
XES100338	Rouge anodisé			163,98	173,00

Personnalisation de couleur CROISILLON				Prix € HT	Prix € TTC
XES100600	Croisillon harmonisé au coloris du châssis - Préciser le code du coloris			127,01	134,00

NOUVELLE PALETTE



NOIR MAT (01)



NOIR GLOSS (02)



ANTHRACITE MAT (03)



BLANC ÉCLAT (04)




GRIS ARGENTÉ (05)




GRIS BRUME (06)




SABLE DU DÉSERT (07)




KAKI (08)



VERT OLIVE (09)



BLEU SAPHIRE (10)



MIDNIGHT BLUE (11)



BLEU ROYAL (12)




OCÉAN BRILLANT (13)



ROUGE SCARLET (14)




RED PEPPER (15)



ROUGE CERISE (16)




TURBO GREEN (17)



PINK POWER (18)




ROSE SATIN (19)



VIOLET MYSTIQUE (20)



ORANGE SOLAIRE (21)



JAUNE VITESSE (22)

REMARQUE IMPORTANTE : les couleurs de peinture apparaissent différemment lorsqu'elles sont imprimées ou visualisées sur différents appareils.

Sunrise Medical SAS

ZAC de la Vrillonerie
17 Rue Michaël Faraday
37170 Chambray-Lès-Tours
Tel.: 02 47 55 44 00
E-Mail: info@sunrisemedical.fr


XENON² / XENON² SA

Comment effectuer sa prise de mesure

Largeur de siège

a) Avec l'utilisateur :
Prévoir de rajouter
1 à 2 cm au total pour
les protège-vêtements.


b) Sur le fauteuil :
Largeur extérieure
tube de châssis



Profondeur de siège

a) Avec l'utilisateur :
En position assise, laisser un
espace de 2-3 doigts entre l'
avant de la toile d'assise et la
pliure du genou (approx. 3-6 cm).


b) Sur le fauteuil :
Du tube du dossier à l'avant de la
toile d'assise



Hauteur du dossier

a) Avec l'utilisateur :
Distance de la toile d'assise, coussin
compris, jusqu' sous l'omoplate, mais
pas plus de 1 ou 2 cm en -dessous.


Important ! La hauteur du dossier
dépend du degré du handicap
b) Sur le fauteuil :
Distance de la toile d'assise jusqu'au
bord supérieur de la toile du dossier



Longueur de jambe

a) Avec l'utilisateur :
Distance de la pliure du genou
à la semelle de la chaussure.

b) Sur le fauteuil :
Distance de la toile d'assise jusqu'au
bord supérieur de la palette (ajouter la
hauteur de coussin si nécessaire)



Données Techniques - Tolérance de production +/- 1 cm


	Xenon ²	Xenon ² SA
Hauteur totale maximale	102 cm	101 cm
Longueur totale maximale	105 cm	105 cm
Pente maximale sécurité	10°	10°
Poids fauteuil (à partir de)	8,8 kg	10,3 kg
Poids de transport	6,3 kg	7,8 kg
Poids pièce la plus lourde	2,1 kg	2,1 kg

Largeur totale	Xenon ² et Xenon ² SA	
	24"	25"
Carrossage 0°	LS+16 cm	LS+16 cm
Carrossage 2°	LS+21 cm	LS+22 cm
Carrossage 4°	LS+26 cm	LS+27 cm



Modèles crash testés répondant aux exigences selon la norme ISO 7176-19.
Approuvé pour le transport en véhicule en combinaison avec les accroches taxi
option référence XFF090100/XES090100

Support en T
court - long



- 1 Réglage du centre de gravité en glissant le support en T sur les tubes d'assise
- 2 Réglage en angle du dossier
- 3 Réglage de la hauteur d'assise arrière en déplaçant le support d'axe le long du support en T

