

Krypton F

FRMC


Classement Nomenclature LPPR

Grande Classe :	VPH Modulaires à Propulsion Manuelle ou à Pousser
Dénomination Catégorie :	Fauteuils Roulants Modulaires à Propulsion Manuelle Configurables
Acronyme :	FRMC
Code Individuel :	9592031
LPPR / PLV :	3 303.53 €

Prescripteurs

- Médecins Spécialistes MPR
- Médecins Titulaires d'un DU Appareillage
- Ergothérapeutes (tous domaines d'activités)

Adjonctions Disponibles

Code	Désignation	LPPR/PLV € TTC
4510004	PAP, forfait A - adjonctions membres supérieurs	600,00 maximum
9940118	PAP, forfait B - adjonctions membres inférieurs	600,00 maximum
9968714	Levier de basculement	25,00



BON DE COMMANDE PROFESSIONNEL

OF_Krypton F_FR_Rev1_122025
 Sous réserve de modifications techniques, erreurs ou omissions

Adresse facturation ou Code client			Adresse Livraison		Identique facturation	
Code client:			Code client:			
Magasin:			Magasin:			
Rue:			Rue:			
Ville/CP:			Ville/CP:			
E-Mail:			E-Mail:			
Tél:			Tél:			
Informations			Poids Utilisateur			
Commande	Devis	Built-4-Me®	Poids max. Utilisateur: 110 kg			
N° Commande.:			Poids Uti.: kg			
Art. No.: 77100001						
Date:	Jour	Mois	Année			

Prix Public TTC (LPPR / PLV)

€ 3 303,53

KRYPTON F

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Poids max Utilisateur	110 kg	Garantie	24 mois hors pièces d'usure
Poids total* - à partir de	8,3 kg	Crash-testé	non
Poids transport** - à partir de	4,8 kg	Marquage CE	oui
Type de châssis	Pliant par croisillon	Nous nous réservons une tolérance de +/- 1 cm à la livraison sur : largeur et profondeur d'assise, hauteurs d'assise avant et arrière, hauteur de dossier et longueur de jambes.	
Potences	Fixes		
Matériau	Carbone		

* Poids total : poids du fauteuil dans la configuration la plus légère possible. Ce poids varie en fonction de la configuration choisie lors de la commande.

** Poids de transport : sans roues arrière, sans coussin, sans potences

Légende et abréviations

● = Configuration de base

△ = Option

PEC = Prise En Charge

PAP = Produit d'Aide à la Posture

□ Veuillez sélectionner toutes les options choisies par une croix dans les cases (options dans la configuration de base, sans supplément de prix ou tarifées)

Codes options suivies de (L) = options les plus légères de la catégorie

Codes options suivies de (R) = options rajoutant 500 g (mini) au fauteuil

MODELE

Prix € HT Prix € TTC

Code

LPPR/PLV

77100001



KRYPTON F --- MODELE INDISPONIBLE TEMPORAIREMENT-----


9592031

3 303,53

DIMENSIONS D'ASSISE


		Largeur d'assise en cm (LS)							
Profondeur d'assise en cm (PS)		32	34	36	38	40	42	44	46
	34	○	○	○	○	○	○	○	○
	36	○	○	○	○	○	○	○	○
	38	○	○	○	○	○	○	○	○
	40	○	○	○	○	○	○	○	○
	42	○	○	○	○	○	○	○	○
	44	○	○	○	○	○	○	○	○
	46	○	○	○	○	○	○	○	○
	48	○	○	○	○	○	○	○	○

Mesure largeur d'assise:
extérieur tubes d'assise



Largeur entre protège-vêtements
LS + 2 cm

Hauteur sol / siège avant en cm (H S/S)																
	Fourche	Châssis	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	
3"	111 mm	bas	○	○	○											
	115 mm				○	○	○									
	Frog Leg						□	□								
	Monobras		□	□	□											
	111 mm	haut					○	○	○							
	115 mm								○	○	○					
Frog Leg						□	□	□			□	□				
Monobras																
4"	111 mm	bas		○	○	○	○									
	115 mm				○	○	○	○								
	Frog Leg						□	□	□							
	Monobras			□	□	□	□									
	111 mm	haut						○	○	○	○					
	115 mm								○	○	○	○				
Frog Leg							□	□	□	□	□	□				
Monobras								□	□	□	□					
5"	111 mm	bas				○	○	○								
	115 mm					○	○	○	○							
	Frog Leg							□	□	□						
	Monobras					□	□	□								
	111 mm	haut								○	○	○				
	115 mm										○	○	○			
Frog Leg											□	□	□			
Monobras											□	□	□			
6"	115 mm	haut										○	○	○	○	



IMPORTANT:

AUCUN dispositif tiers, (ex: aides à la propulsion) de marque Sunrise ou autre, ne peut être installé sur le Krypton F au risque d'endommager le carbone et de rendre la garantie caduque.

Fourches Frog Leg et monobras = voir prix de l'option dans rubrique "Roues directrices et fourches"

SUNRISE
MEDICAL
www.SunriseMedical.fr

2/7

KRYPTON F

● = Configuration de base

△ = Option

(L) option la plus légère

(+) option ajoutant + 500 g mini. au poids du fauteuil

HAUTEURS D'ASSISE ARRIERE

Hauteurs d'assise arrière

Différence maximale revendiquée, entre hauteur d'assise avant et arrière: 11 cm

Hauteur d'assise en cm

Roues	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
24"	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○ (1)	
25"		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○ (1)

(1) uniquement avec support d'axe léger (KRF070701)

SIEGE

	Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
KRF020002 <input type="checkbox"/> Toile réglable avec une pochette	●	●	-	-
KRF020003 <input type="checkbox"/> Toile réglable avec double pochette (LS mini 34 cm)	△	△	-	-
KRF020004 <input type="checkbox"/> Toile réglable avec pochette+pochette catheter (LS mini 34 cm)	△	△	-	-

COUSSINS DE POSITIONNEMENT

	Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
JAY020007 <input type="checkbox"/> Jay Easy Fluid, base incurvée - Livré avec 2 housses, incontinence	369,67	390,00	9940118	PEC - PAP 600,00
JAYxxx <input type="checkbox"/> Kit éléments de positionnement incluant cales d'obliquité (paire) et biseau crural	50,24	53,00		
APB5110 <input type="checkbox"/> Ceinture 2 points, largeur 25 mm	85,31	90,00		
APB7210 <input type="checkbox"/> Ceinture 2 points, largeur 40 mm	85,31	90,00		
APB7310 <input type="checkbox"/> Ceinture 2 points, largeur 50 mm	85,31	90,00		
JAY020004 <input type="checkbox"/> Jay Lite, base incurvée - Livré avec 2 housses, aérée	442,65	467,00	9940118	PEC - PAP 600,00
JAYxxx <input type="checkbox"/> Kit éléments de positionnement incluant cales d'adduction (paire) et butée d'adduction	50,24	53,00		
APB5110 <input type="checkbox"/> Ceinture 2 points, largeur 25 mm	85,31	90,00		
APB7210 <input type="checkbox"/> Ceinture 2 points, largeur 40 mm	85,31	90,00		
APB7310 <input type="checkbox"/> Ceinture 2 points, largeur 50 mm	85,31	90,00		
JAY020001 <input type="checkbox"/> Jay Easy Visco, base incurvée - Livré avec 2 housses, incontinence	389,57	411,00	9940118	PEC - PAP 600,00
JAYxxx <input type="checkbox"/> Kit éléments de positionnement incluant cales pelviennes (paire) et biseau crural	50,24	53,00		
APB5110 <input type="checkbox"/> Ceinture 2 points, largeur 25 mm	85,31	90,00		
APB7210 <input type="checkbox"/> Ceinture 2 points, largeur 40 mm	85,31	90,00		
APB7310 <input type="checkbox"/> Ceinture 2 points, largeur 50 mm	85,31	90,00		

DOSSIERS DE POSITIONNEMENT

	Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
<input type="checkbox"/> Dossier Jay J3 (ND avec tubes dossier carbone)	568,72	600,00	4510004	PEC-PAP 600,00

Jay J3 - GALBE PEU PROFOND (SC) - Enveloppement 5 cm

H= hauteur du dossier

Thoracique moyen (MT):	<input type="checkbox"/> JAY030010 (M) H: 34 cm	<input type="checkbox"/> JAY030033 (T) H: 38 cm	
Thoracique supérieur (UT):	<input type="checkbox"/> JAY030012 (S) H: 42 cm	<input type="checkbox"/> JAY030019 (M) H: 46 cm	<input type="checkbox"/> JAY030025 (T) H: 50 cm
Maintien haut (SH):	<input type="checkbox"/> JAY030015 (S) H: 53 cm	<input type="checkbox"/> JAY030022 (M) H: 57 cm	<input type="checkbox"/> JAY030028 (T) H: 61 cm

Jay J3 - GALBE MOYEN (MC) - Enveloppement 8 cm

Thoracique moyen (MT):	<input type="checkbox"/> JAY030011 (M) H: 34 cm	<input type="checkbox"/> JAY030018 (T) H: 38 cm	
Thoracique supérieur (UT):	<input type="checkbox"/> JAY030013 (S) H: 42 cm	<input type="checkbox"/> JAY030020 (M) H: 46 cm	<input type="checkbox"/> JAY030026 (T) H: 50 cm
Maintien haut (SH):	<input type="checkbox"/> JAY030016 (S) H: 53 cm	<input type="checkbox"/> JAY030023 (M) H: 57 cm	<input type="checkbox"/> JAY030029 (T) H: 61 cm

<input type="checkbox"/> Dossier Jay J3 CARBON (ND avec tubes dossier carbone)	1 070,14	1 129,00	4510004	PEC - PAP 600,00
--	----------	----------	---------	------------------

Jay J3 CARBON - GALBE PEU PROFOND - Enveloppement 5 cm

Thoracique bas:	<input type="checkbox"/> JAY060001 (S) H: 17 cm	<input type="checkbox"/> JAY060002 (T) H: 24 cm
Thoracique moyen:	<input type="checkbox"/> JAY060003 (S) H: 30 cm	<input type="checkbox"/> JAY060004 (T) H: 38 cm

Appui-tête pour dossiers JAY J3

WHT030416 <input type="checkbox"/> Appui-tête Whitmyer, barre AXYS	261,65	276,04	4510004	PEC-PAP: 600,00
--	--------	--------	---------	-----------------


KRYPTON F

● = Configuration de base

△ = Option sans supplément de prix

(L) option la plus légère

(+) option ajoutant + 500 g mini. au poids du fauteuil

DOSSIER		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV																				
KRF030001	<input type="checkbox"/> Dossier standard, tubes aluminium noir Sélectionner un pré-réglage (cm) parmi les plages ci-dessous : Réglage en hauteur possible pour les plages, 25-30 cm, 30-40 cm, 40-45 cm <table><tr><th>25 - 30</th><th>30 - 35</th><th>35 - 40</th><th>40 - 45</th><th>45 - 47,5</th></tr><tr><td><input type="radio"/> 25 cm</td><td><input type="radio"/> 30 cm</td><td><input type="radio"/> 35 cm</td><td><input type="radio"/> 40 cm</td><td><input type="radio"/> 45 cm</td></tr><tr><td><input type="radio"/> 27,5 cm</td><td><input type="radio"/> 32,5 cm</td><td><input type="radio"/> 37,5 cm</td><td><input type="radio"/> 42,5 cm</td><td><input type="radio"/> 47,5 cm</td></tr><tr><td><input type="radio"/> 30 cm</td><td><input type="radio"/> 35 cm</td><td><input type="radio"/> 40 cm</td><td><input type="radio"/> 45 cm</td><td></td></tr></table>	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 47,5	<input type="radio"/> 25 cm	<input type="radio"/> 30 cm	<input type="radio"/> 35 cm	<input type="radio"/> 40 cm	<input type="radio"/> 45 cm	<input type="radio"/> 27,5 cm	<input type="radio"/> 32,5 cm	<input type="radio"/> 37,5 cm	<input type="radio"/> 42,5 cm	<input type="radio"/> 47,5 cm	<input type="radio"/> 30 cm	<input type="radio"/> 35 cm	<input type="radio"/> 40 cm	<input type="radio"/> 45 cm		●	●	-	-
25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 47,5																					
<input type="radio"/> 25 cm	<input type="radio"/> 30 cm	<input type="radio"/> 35 cm	<input type="radio"/> 40 cm	<input type="radio"/> 45 cm																					
<input type="radio"/> 27,5 cm	<input type="radio"/> 32,5 cm	<input type="radio"/> 37,5 cm	<input type="radio"/> 42,5 cm	<input type="radio"/> 47,5 cm																					
<input type="radio"/> 30 cm	<input type="radio"/> 35 cm	<input type="radio"/> 40 cm	<input type="radio"/> 45 cm																						
KRF030007 (L)	<input type="checkbox"/> Dossier carbone, hauteur fixe. (ND dossiers Jay) <input type="checkbox"/> 25 cm <input type="checkbox"/> 27,5 cm <input type="checkbox"/> 30 cm <input type="checkbox"/> 32,5 cm <input type="checkbox"/> 35 cm <input type="checkbox"/> 37,5 cm <input type="checkbox"/> 40 cm <input type="checkbox"/> 42,5 cm Types de dossier, réglable en angle de -15° à +13°	460,66	486,00	4550001	PEC sur devis																				
KRF030012	<input type="checkbox"/> Réglable en angle NON rabattable à mi-hauteur sur l'assise	●	●	-	-																				
KRF030031 (+)	<input type="checkbox"/> Réglable en angle, rabattable à mi-hauteur sur l'assise (1) à partir de HD 32,5 cm, hauteur de dossier fixe, non réglable Toiles de dossier EXO Evo - (ND dossiers JAY)	△	△	-	-																				
KRF030316	<input type="checkbox"/> Toile EXO Evo, noire, réglable en tension, pochette Coloris galon <input type="checkbox"/> Noir <input type="checkbox"/> Orange <input type="checkbox"/> Argent <input type="checkbox"/> Bleu <input type="checkbox"/> Rouge	●	●	-	-																				
KRF030317	<input type="checkbox"/> Toile EXO Evo Pro noire, rembourrée, réglable, aérée, pochette Coloris galon <input type="checkbox"/> Noir <input type="checkbox"/> Orange <input type="checkbox"/> Argent <input type="checkbox"/> Bleu <input type="checkbox"/> Rouge	△	△	-	-																				
KRF030005 (L)	<input type="checkbox"/> Toile EXO Evo Ultra, ultra-légère, réglable, noire, pochette sans zip Coloris galon <input type="checkbox"/> Noir <input type="checkbox"/> Orange <input type="checkbox"/> Argent <input type="checkbox"/> Bleu <input type="checkbox"/> Rouge	157,35	166,00	4550001	PEC sur devis																				
KRF030402 (+)	<input type="checkbox"/> Tendeur de dossier pliant (à partir LS 38 cm - ND dossier carbone)	143,13	151,00	4550001	PEC / devis																				
PROTEGE-VETEMENTS ET ACCOUDOIRS		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV																				
KRF040101 (L)	<input type="checkbox"/> Protège-vêtements carbone "slim", noir - petite hauteur	●	●	-	-																				
KRF040102	<input type="checkbox"/> Protège-vêtements aluminium, noir mat	△	△	-	-																				
KRF040103	<input type="checkbox"/> Garde boue aluminium, noir mat (HS/S mini 39 cm)	●	●	-	-																				
KRF040104	<input type="checkbox"/> Garde boue carbone (HS/S mini 39 cm)	231,28	244,00	4550001	PEC sur devis																				
KRF040107	<input type="checkbox"/> Protège-vêtements composite et amovible, noir	●	●	-	-																				
Accoudoirs																									
KRF040052 (+)	<input type="checkbox"/> Réglables en hauteur avec outils et amovibles (manchette 33cm)	187,68	198,00	4550001	PEC / devis																				
KRF040117 (+)	<input type="checkbox"/> Accoudoirs tube, escamotables latéralement, amovibles (2)	△	△	-	-																				
CHASSIS		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV																				
Angle de châssis - potences fixes																									
KRF010012	<input type="checkbox"/> Châssis 100° avec ajustement -1 cm (par côté)	●	●	-	-																				
KRF010013	<input type="checkbox"/> Châssis 92° avec ajustement -1 cm (par côté)	●	●	-	-																				
Position support de fourche																									
KRF010301	<input type="checkbox"/> Position déportée (pour plus de stabilité)	●	●	-	KRF010301																				
KRF010302	<input type="checkbox"/> Position étroite (+ compact à l'avant) (ND PS < ou = à 40 cm)	●	●	-	KRF010302																				
ENSEMBLE REPOSE-PIEDS		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV																				
Palettes monobloc avec sangle mollet																									
KRF050131	<input type="checkbox"/> Monobloc légère rég. en angle et profondeur, relevable, composite	●	●	-	-																				
KRF050132	<input type="checkbox"/> Monobloc légère rég. en angle et profondeur, relevable, carbone	171,56	181,00	4550001	PEC sur devis																				
KRF050059 (L)	<input type="checkbox"/> Monobloc alu Performance, réglable en angle, relevable (3)	△	△	-	-																				
Palettes monobloc repliable automatiquement, réglable en angle et profondeur, sangle mollet																									
KRF050027	<input type="checkbox"/> Monobloc repliable automatiquement, palette carbone (3)	401,90	424,00	4550001	PEC sur devis																				
KRF050028	<input type="checkbox"/> Monobloc repliable automatiquement, palette composite (3)	401,90	424,00	4550001	PEC sur devis																				
KRF050127	<input type="checkbox"/> Cales latérales (uniquement pour palette légère ou Performance)	83,41	88,00	4550001	PEC sur devis																				
(1) Uniquement avec dossier tubes aluminium, ND avec poignées réglables en hauteur, ND avec dossiers Jay (1) En combinaison avec poignées escamotables: hauteur de dossier mini 40 cm (voir matrice dernière page) (2) ND avec dossier carbone (3) ND largeur d'assise 32 cm					 SUNRISE MEDICAL www.SunriseMedical.fr																				



KRF030317




KRF030005



KRR040101



KRR040107



KRF010301

KRF010302

KRYPTON F

● = Configuration de base

△ = Option sans supplément de prix

(L) option la plus légère

(+) option ajoutant + 500 g mini. au poids du fauteuil

ENSEMBLE REPOSE-PIEDS

Longueur de jambes (sur fauteuil: distance toile d'assise à palette)

- ☐ 36 cm ☐ 37 cm ☐ 38 cm ☐ 39 cm ☐ 40 cm ☐ 41 cm ☐ 42 cm ☐ 43 cm
☐ 44 cm ☐ 45 cm ☐ 46 cm ☐ 47 cm ☐ 48 cm ☐ 49 cm ☐ 50 cm

La longueur de jambes doit être 3 cm de moins que la hauteur d'assise avant

ROUES MOTRICES

Prix € HT

Prix € TTC

Code

LPPR/PLV

Position centre de gravité

KRF070703	<input type="checkbox"/> Adaptateur standard	●	●	-	-
	<input type="checkbox"/> 2 cm <input type="checkbox"/> 3 cm <input type="checkbox"/> 4 cm <input type="checkbox"/> 5 cm <input type="checkbox"/> 6 cm <input type="checkbox"/> 7 cm <input type="checkbox"/> 8 cm <input type="checkbox"/> 9 cm <input type="checkbox"/> 10 cm				
KRF070701 (L)	<input type="checkbox"/> Adaptateur léger (uniquement avec carrossage 0°)	△	△	-	-
	<input type="checkbox"/> 5 cm <input type="checkbox"/> 6 cm <input type="checkbox"/> 7 cm <input type="checkbox"/> 9 cm <input type="checkbox"/> 10 cm <input type="checkbox"/> 11 cm				
KRF010411	<input type="checkbox"/> Support d'axe en T, LONG, alu noir mat (plage de réglage complète)	●	●	-	-
KRF010412 (L)	<input type="checkbox"/> Support d'axe en T, COURT, alu noir mat (réglage max 1 cm)	△	△	-	-

Roues (poids Utilisateur > à 100 kg nous recommandons les roues rayonnage croisé)

KRF070001 (+)	<input type="checkbox"/> Standards, rayonnage croisé (ND 25")	●	●	-	-
KRF070002	<input type="checkbox"/> Moyeu design rayonnage droit (1) (ND 25")	△	△	-	-
KRF070003	<input type="checkbox"/> Légère	△	△	-	-
KRF070004 (L)	<input type="checkbox"/> Proton (poids max Utilisateur: 80 kg)	△	△	-	-
KRF070005	<input type="checkbox"/> Spinergy 18 rayons noirs, moyeux argent	647,39	683,00	4550001	PEC sur devis
KRF070007	<input type="checkbox"/> Spinergy LX 12 rayons noirs, moyeux noirs	837,91	884,00	4550001	PEC sur devis

Axes de roues arrière

KRF070150	<input type="checkbox"/> Axe à déverrouillage rapide	●	●	-	-
KRF070151	<input type="checkbox"/> Axe à déverrouillage rapide, tétra (ND avec Spinergy)	140,28	148,00	4550001	PEC sur devis

Pneu

KRF070101	<input type="checkbox"/> Profil fin, Right run (ND 25")	●	●	-	-
KRF070107 (L)	<input type="checkbox"/> Schwalbe ONE	●	●	-	-
KRF070102 (+)	<input type="checkbox"/> Bandage noir	△	△	-	-
KRF070104 (+)	<input type="checkbox"/> Marathon Plus Evolution	△	△	-	-

Carrossage roues arrière

KRF070600	<input type="checkbox"/> 0°	●	●	-	-
KRF070602	<input type="checkbox"/> 2° (ND avec support d'axe léger)	●	●	-	-
KRF070604	<input type="checkbox"/> 4° (ND avec support d'axe léger)	●	●	-	-

(+) **Flasques - 24" (ND avec roues Spinergy)**

KRF070831	<input type="checkbox"/> Transparent	△	△	-	-
-----------	--------------------------------------	---	---	---	---

(1) ND avec harmonisation moyeu et jante

KRYPTON F

● = Configuration de base

△ = Option sans supplément de prix

(L) option la plus légère

(+) option ajoutant + 500 g mini. au poids du fauteuil

SYSTÈME DE CONDUITE				Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
Main-courantes							
KRF070201	(L) <input type="checkbox"/> Alu, argent vernis	KRF070202	(L) <input type="checkbox"/> Alu, argent anodisé	●	●	-	-
KRF070202	(L) <input type="checkbox"/> Alu, argent anodisé			●	●	-	-
KRF070204	(+) <input type="checkbox"/> Inox poli			△	△	-	-
KRF070205	<input type="checkbox"/> Titane	KRF070206	<input type="checkbox"/> Titane traité	235,07	248,00	4550001	PEC sur devis
KRF070207	(+) <input type="checkbox"/> Anti-dérapante			△	△	-	-
KRF070208	(+) <input type="checkbox"/> Maxgreep (ND 25")			443,60	468,00	4550001	PEC sur devis
KRF070212	(+) <input type="checkbox"/> Ellipse 3R, noire (main-courantes ergonomiques, bande de caoutchouc, grip maximal)			302,37	319,00	4550001	PEC sur devis
KRF070250	<input type="checkbox"/> Protection de main-courante (ND 25" et Surge)			△	△	-	-
Montage main-courantes							
KRF070317	<input type="checkbox"/> Montage standard (12-17 mm)			●	●	-	-
KRF070327	<input type="checkbox"/> Montage écarté (27 mm) (ND MC Maxgrepp)			△	△	-	-
KRF070307	<input type="checkbox"/> Montage très rapproché (7 mm) (uniquement MC inox) (3)			△	△	-	-
Poignées de poussée							
KRF030200	(L) <input type="checkbox"/> Sans poignées			△	△	-	-
KRF030201	<input type="checkbox"/> Poignées standards			●	●	-	-
KRF030203	<input type="checkbox"/> Escamotables - à partir de HD 32.5 cm			△	△	-	-
KRF030204	(+) <input type="checkbox"/> Réglables en hauteur - à partir de HD 32,5 cm ND avec dossier tubes carbone			270,14	285,00	4550001	PEC sur devis
KRF030205	(+) <input type="checkbox"/> Réglables en hauteur pour dossier JAY - à partir de HD 32,5 cm dossier standard - ND avec dossier tubes carbone			291,94	308,00	4550001	PEC sur devis
ROUES DIRECTRICES ET FOURCHES				Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
KRF080301	<input type="checkbox"/> Bandage <input type="checkbox"/> 3" <input type="checkbox"/> 4" <input type="checkbox"/> 5" <input type="checkbox"/> 6" ND avec fourches monobras			●	●	-	-
KRF080302	<input type="checkbox"/> Softroll <input type="checkbox"/> 5" <input type="checkbox"/> 6" (ND fourches monobras)			△	△	-	-
Jante aluminium							
KRF080304	<input type="checkbox"/> Bandage <input type="checkbox"/> 4" <input type="checkbox"/> 5" (coloris jantes: argent)			△	△	-	-
KRF080306	<input type="checkbox"/> Softroll <input type="checkbox"/> 4" <input type="checkbox"/> 5" (coloris jantes: argent)			△	△	-	-
Fourches							
KRF080013	(L) <input type="checkbox"/> Carbotecture - 111 mm - Coloris noir			●	●	-	-
KRF080029	<input type="checkbox"/> Aluminium - 115 mm Coloris: noir			●	●	-	-
	Options de couleur <input type="checkbox"/> Argent			△	△	-	-
KRF080008	<input type="checkbox"/> Monobras alu 111 mm - uniquement avec roues 4" & 5" jante alu softroll et bandage (option) Coloris: noir			199,05	210,00	4550001	PEC sur devis
	Options de couleur <input type="checkbox"/> Argent						
KRF080007	(+) <input type="checkbox"/> Fourches suspensions Frog Leg, noires avec roues 4", 5" bandage et jantes alu			600,95	634,00	4550001	PEC sur devis
SYSTÈME D'IMMOBILISATION (paire)				Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
KRF060001	<input type="checkbox"/> Freins standards			●	●	-	-
KRF060002	<input type="checkbox"/> Freins à débattement court			△	△	-	-
KRF060010	<input type="checkbox"/> Rallonges de freins rabattables avec freins à débattement court			△	△	-	-
KRF060023	<input type="checkbox"/> Freins compacts EVO			△	△	-	-
KRF060024	(L) <input type="checkbox"/> Freins compacts légers EVO (2)			199,05	210,00	4550001	PEC sur devis



Carbotecture



monobras



Frein compact léger

(2) ND avec carrossage 4°; ND avec PS 34 cm; ajustement du centre de gravité +/- 2,5 cm

(3) Montage rapproché : ND pour roues Spinergy, Proton, Légères avec main courante inox -- ND avec MC Maxgrepp

SUNRISE
MEDICAL.
www.SunriseMedical.fr

KRYPTON F

● = Configuration de base

△ = Option sans supplément de prix

(L) option la plus légère

(+) option ajoutant + 500 g mini. au poids du fauteuil

ACCESSOIRES RAPPORTES AU CHASSIS

		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
<input type="checkbox"/> Levier arrière de basculement (ND avec KRF090005/4/6)					
KRF090002 <input type="checkbox"/> Droite KRF090001 <input type="checkbox"/> Gauche		23,70	25,00	9968714	25,00
KRF090009 <input type="checkbox"/> Porte canne avec Velcro (incluant levier arrière de basculement)		92,89	98,00	4550001	PEC sur devis
<input type="checkbox"/> Roulette anti-basculer escamotable (ND avec KRF090002/1/3)					
KRF090005 <input type="checkbox"/> Droite KRF090004 <input type="checkbox"/> Gauche		△	△	-	-
KRF090050 (+) <input type="checkbox"/> Roulettes anti-basculer encliquetables (paire)		●	●	-	-
KRF090010 (+) <input type="checkbox"/> Roulettes de transit (paire)		230,33	243,00	4550001	PEC sur devis



SYSTEME DE SOUTIEN DU CORPS

	Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
KRF090018 <input type="checkbox"/> Ceinture à boucle (ND avec dossier carbone)	△	△	-	-

ACCESSOIRES

	Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
KRF090000 <input type="checkbox"/> Kit outils	●	●	-	-

FINITION TUBES DE CHASSIS

	Prix HT	Prix TTC	Code	LPPR/PLV
KRF100139 <input type="checkbox"/> Carbone naturel, sans vernis	●	●	-	-

Note: barre de carrossage, supports d'axe, croisillon et tubes de dossier carbone: finition avec vernis transparent brillant

COLORIS STICKERS LOGO QUICKIE ET KRYPTON F

	Prix HT	Prix TTC	Code	LPPR/PLV
KRF100550 <input type="checkbox"/> Noir KRF100553 <input type="checkbox"/> Rouge	●	●	-	-
KRF100551 <input type="checkbox"/> Argent KRF100554 <input type="checkbox"/> Bleu	●	●	-	-
KRF100552 <input type="checkbox"/> Orange	●	●	-	-

Aucun choix de couleur de stickers possible lorsque l'option "adhésif graphique" est sélectionnée

Sticker "Quickie" argent au lieu de noir en combinaison avec l'option protège-vêtement/garde boue carbone

PRIX TOTAL

IMPORTANT:

AUCUN dispositif tiers (ex: aides à la propulsion) de marque Sunrise ou autre, ne peut être installé sur le Krypton F, au risque d'endommager le carbone et de rendre la garantie caduque.

KRYPTON F

POIDS

Nous souhaitons être très transparent sur le poids. Les informations suivantes vous permettront de savoir comment atteindre un poids de fauteuil de 8,3 kg et comment commander la configuration la plus légère possible pour votre Krypton F.

Configuration Krypton F: 8,3 kg Poids de transport (sans roues arrière): 5,8 kg

Châssis: haut, 92°, ajustement -1 cm par côté, largeur d'assise: 36 cm, profondeur d'assise: 40 cm. Hauteurs d'assise: avant 47 cm, arrière 42 cm. Supports en T roues arrière courts (KRF010412). Adaptateurs légers KRF070701)

Freins : compacts légers

Palette: monobloc Performance



Dossier: dossier carbone, toile EXO Evo ultra, sans poignées de poussée

Protège-vêtements: carbone "slim"

Roues arrière: Proton 24" Proton, main-courantes alu (anodisé ou vernis) et pneus Schwalbe One

Fourches et roues : carbotechture 111 mm, roues 3"

Note: Tolérance de 5% sur toutes les spécifications de poids en raison des écarts de poids sur les pièces de montage (pneus, roues avant etc...)

GUIDE - POIDS OPTIONS

La plupart des options ajoutent du poids au fauteuil. Pour vous aider à commander le fauteuil le plus léger possible, nous vous indiquons les options qui ajoutent du poids :

(L) : indique l'option la plus légère

(+) : indique que l'option ajoute plus de 500 g au poids du fauteuil en comparaison des options légères de la gamme

OPTIONS LEGERES DU KRYPTON F

Nous avons développé plusieurs options pour le Krypton F pour un gain de poids sans compromettre l'utilisation au quotidien, le confort et la durabilité



Dossier carbone:
Tubes de dossier carbone.
Hauteur fixe.
(-160 g comparé au dossier standard, tubes aluminium)



Support en T court (KRF010412):
coupé en fonction de la hauteur d'assise souhaitée. Réglage limité: +1 cm (200 g pour hauteur d'assise arrière comparé au support en T long)



EXO Evo ultra (KRF030005):
version légère de la toile EXO. Rembourrage mousse EVA, sangles réglables en tension. (-160 g comparé à la toile standard EXO Evo)



Support d'axe léger (KRF070701):
uniquement carrossage 0° (-260 g comparé au support d'axe standard)