

FRMP



Yes, you can.



Retrouvez les versions stock du Rea® Azalea® en page 2 et la version configurée en page 3

Prix public TTC (LPPR/PLV)

2 753,00 € TTC

Forfait MAD Niveau 3 : 375,00 € (LPPR)

Forfait de livraison : 50,00 (LPPR)



UNIQUE
Designed by you. Built by us.



Informations client		Caractéristiques produit	
Date :	CE 	Type de châssis	Pliant
Référence d'achat :		Matière	Acier
Code client :		Assise	Réglable en largeur (+50mm) et profondeur (de 430 à 500 mm)
Cachet du distributeur :		Largeur d'assise	390 mm à 490 mm, réglable à + 50 mm
		Inclinaison d'assise	+1° à -24° et +25° par vérins pneumatiques, à translation
		Inclinaison de dossier	0 à 30° par vérins pneumatiques
		Repose-jambes	Réglables de 0° à 80°
		Poids total	A partir de 34 kg
		Crash-testé	Oui
		Poids max utilisateur	135 kg
		Garantie	2 ans hors pièces d'usure

Commandes



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre **e-commerce** dans votre **espace Invacare Pro** sur www.invacare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com

Les codes et montants LPPR/PLV

Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités et avec les derniers tarifs en vigueur.

☐ Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases ☒ Configuration standard ☐ Option sans supplément de prix

Rea [®] Azalea [®] S - les versions Stock			Euros		
			Prix Public	LPPR/PLV	
CODE	DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	HT	TTC	
Rea [®] Azalea [®] S Visco - Dossier réglable en tension Flex 3 - Coloris Bleu Nuit					
Coussin de dossier Latéral hauteur 540 mm + coussin d'assise Matrx Contour Visco_{NG} . Hauteur sol/siège avant 450 mm . Roues arrière 24" bandage noir & roues avant 8" (200 x 32 mm) bandage noir .					
Code LPPR : 9539433 - VPH, Achat neuf, FRMP : 2753,00 € + 1204839 - Matrx Contour Visco_{NG} : 81,00 €					
1572609	Largeur d'assise 390 mm, réglable de 390 à 440 mm		2 686,26	2 834,00	2 834,00
1572610	Largeur d'assise 440 mm, réglable de 440 à 490 mm		2 686,26	2 834,00	2 834,00
1572611	Largeur d'assise 490 mm, réglable de 490 à 540 mm		2 686,26	2 834,00	2 834,00
Rea [®] Azalea [®] S - Dossier réglable en tension Flex 3 - Coloris Bleu Nuit					
Coussin de dossier Latéral hauteur 540 mm + coussin d'assise Mistral . Hauteur sol/siège avant 450 mm . Roues arrière 24" bandage noir & roues avant 8" (200 x 32 mm) bandage noir .					
Code LPPR : 9539433 - VPH, Achat neuf, FRMP : 2753,00 €					
1572657	Largeur d'assise 390 mm, réglable de 390 à 440 mm		2 609,48	2 753,00	2 753,00
1572658	Largeur d'assise 440 mm, réglable de 440 à 490 mm		2 609,48	2 753,00	2 753,00
1572659	Largeur d'assise 490 mm, réglable de 490 à 540 mm		2 609,48	2 753,00	2 753,00
Rea [®] Azalea [®] S Visco - Dossier rigide Laguna 2 - Coloris Gris					
Coussin de dossier Laguna + coussin d'assise Matrx Contour Visco_{NG} . Hauteur sol/siège avant 450 mm . Roues arrière 24" bandage noir & roues avant 8" (200 x 32 mm) bandage noir .					
Code LPPR : 9539433 - VPH, Achat neuf, FRMP : 2753,00 € + 1204839 - Matrx Contour Visco_{NG} : 81,00 €					
1572606	Largeur d'assise 390 mm, réglable de 390 à 440 mm		2 686,26	2 834,00	2 834,00
1572607	Largeur d'assise 440 mm, réglable de 440 à 490 mm		2 686,26	2 834,00	2 834,00
1572608	Largeur d'assise 490 mm, réglable de 490 à 540 mm		2 686,26	2 834,00	2 834,00
Rea [®] Azalea [®] S - Dossier rigide Laguna 2 - Coloris Gris					
Coussin de dossier Laguna + coussin d'assise Mistral . Hauteur sol/siège avant 450 mm . Roues arrière 24" bandage noir & roues avant 8" (200 x 32 mm) bandage noir .					
Code LPPR : 9539433 - VPH, Achat neuf, FRMP : 2753,00 €					
1572654	Largeur d'assise 390 mm, réglable de 390 à 440 mm		2 609,48	2 753,00	2 753,00
1572655	Largeur d'assise 440 mm, réglable de 440 à 490 mm		2 609,48	2 753,00	2 753,00
1572656	Largeur d'assise 490 mm, réglable de 490 à 540 mm		2 609,48	2 753,00	2 753,00
ACCESSOIRES (livrés séparément)					
1631220	Invacare Matrx Contour Visco_{NG} , portance très ferme. Hauteur 90 mm, largeur 355 mm, profondeur 530 mm. Poids max utilis. : 100 kg		67,50	81,00	81,00 (12)
1631221	Invacare Matrx Contour Visco_{NG} , portance très ferme. Hauteur 90 mm, largeur 405 mm, profondeur 530 mm. Poids max utilis. : 120 kg		67,50	81,00	81,00 (12)
1631223	Invacare Matrx Contour Visco_{NG} , portance très ferme. Hauteur 90 mm, largeur 455 mm, profondeur 530 mm. Poids max utilis. : 130 kg		67,50	81,00	81,00 (12)
1631224	Invacare Matrx Contour Visco_{NG} , portance très ferme. Hauteur 90 mm, largeur 505 mm, profondeur 530 mm. Poids max utilis. : 140 kg		67,50	81,00	81,00 (12)
1631222	Invacare Matrx Contour Visco_{NG} , portance très ferme. Hauteur 80 mm, largeur 555 mm, profondeur 530 mm. Poids minimum utilisateur : 60 kg. Poids max utilis. : 140 kg		67,50	81,00	81,00 (12)
SP1681978	Cale-tronc gauche, amov., escam., réglable en angle, en largeur, en profondeur et en hauteur, pour dossier régl. en tension Flex 3 - Revêtement PU bi-extensible noir	NOUVEAU	118,48	125,00	600 (4)
SP1681979	Cale-tronc droit, amov., escam., réglable en angle, en largeur, en profondeur et en hauteur, pour dossier régl. en tension Flex 3 - Revêtement PU bi-extensible noir	NOUVEAU	118,48	125,00	600 (4)
AP1681997	Cale-tronc gauche, amov., escam., réglable en angle, en largeur, en profondeur et en hauteur, pour dossier Laguna 2 - Revêtement PU bi-extensible noir	NOUVEAU	118,48	125,00	600 (4)
AP1681998	Cale-tronc droit, amov., escam., réglable en angle, en largeur, en profondeur et en hauteur, pour dossier Laguna 2 - Revêtement PU bi-extensible noir	NOUVEAU	118,48	125,00	600 (4)
1491368	Tige porte-sérum avec support		100,47	106,00	
AP1663114	Plot d'abduction, Revêtement PU bi-extensible noir		237,91	251,00	600 (4)
(4) Code LPPR : 9981399 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur - dans la limite de 600,00 €					
(12) Code LPPR : 1204839 - Escarres, coussin visco, Classe II, Invacare, Matrx Contour Visco, Technique					



Contour ViscoNG



Cale tronc



Plot d'abduction





Contour ViscoNG



Cale tronc



Plot d'abduction

Rea [®] Azalea [®] - Version configurée			Euros				
			Prix Public	LPPR/PLV			
CODE	DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	HT	TTC			
BNA0010	☐ Rea [®] Azalea [®] FRMP - Code LPPR 9539433		2609,48	2 753,00	2753,00		
TYPE D'AZALEA							
BNA0010	☐ Rea [®] Azalea [®]		○	○			
BNC0014	☐ Rea [®] Azalea [®] Minor (largeur d'assise 340 mm, profondeur réglable de 380 à 450 mm, coussin d'assise Flo-Shape et dossier Flex 2)	NC : 0042, 0043, 0125, 0140, 0168, 0169, 0240, 0270, 0276, 0277, 0360, 0370, 0376, 0905 , 0952	○	○			
BNH0019	☐ Rea [®] Azalea [®] Tall (Profondeur d'assise réglable de 480 à 550 mm, hauteur d'assise 500 mm)	NC : 0042	○	○			
TYPE DE PROPULSION							
BNA0020	☐ Version Assist (roues 16"), avec freins tambour		○	○			
BNA0025	☐ Standard	NC : 1076	◆	◆			
BNA0030	☐ Freins tambour à démontage rapide, commande tierce-personne	NC : 1072, 1074	○	○			
PACKS DE POSITIONNEMENT							
BNA0042	☐ PACK 1 : Coussin d'assise Vicair au choix + Coussin de dossier Vicair au choix + Ceinture BodyPoint au choix + Appui-joue		1289,10	1360,00	1360,00 (4 + 5 + 1)		
BNA0043	☐ PACK 2 : Coussin d'assise Matrx Libra ou Flo-tech Solution Xtra + Dossier Matrx au choix + Harnais BodyPoint au choix + Ceinture Bodypoint au choix + Appui-joue	NC : 0731, 0736	1289,10	1360,00	1360,00 (4 + 5 + 1)		
ASSISE							
Largeur d'assise (SW)							
BNA0038	☐ 340 mm - réglable de 340 à 390 mm	NC : 0244, 0245, 0246, 0247	○	○			
BNA0040	☐ 390 mm - Réglable de 390 à 440 mm	NC : 0244, 0245, 0246, 0247	○	○			
BNA0050	☐ 440 mm - Réglable de 440 à 490 mm	NC : 0241, 0242, 0246, 0247	○	○			
BNA0060	☐ 490 mm - Réglable de 490 à 540 mm	NC : 0206, 0241, 0242, 0243, 0244	○	○			
Pré-réglable en largeur de l'assise							
BNA0065	☐ Livré avec réglage + 50 mm (à 390, 440, 490 ou 540 mm)		○	○			
Profondeur d'assise (SD)							
BNA0090	☐ Réglable de 380 à 450 mm		○	○			
BNA0100	☐ Réglable de 430 à 500 mm		◆	◆			
BNA0105	☐ Réglable de 480 à 550 mm (extension de châssis incluse)		○	○			
Hauteur sol/siège (mesurée sans coussin)							
BNA0110	☐ 400 mm uniquement avec roues arrière 22"	NC : 0370, 0476, 1015, 1022, 1025, 1062, 1266, 1268	○	○			
BNA0120	☐ 450 mm uniquement avec roues arrière 24"	NC : 1055	◆	◆			
BNA0125	☐ 500 mm		○	○			
Inclinaison d'assise							
BNA0127	☐ Inclinaison d'assise de -1° à +23° (+1° à 24° en standard)		○	○			
Type d'assise							
BNA0130	☐ Plane réglable en profondeur		◆	◆			
BNA0140	☐ Sur rail réglable en profondeur sans outil	NC : 0720	○	○			
Coussin d'assise							
BNA0164	☐ Matrx Contour Visco NG - coussin galbé hauteur 100 cm, livré avec deux housses noires	NC : 0191,0201, 0202	76,78	81,00	81,00 (12)	 0140  0164  0165 	
BNA0165	☐ Flo-Shape - coussin galbé hauteur 90 mm		◆	◆			
BNA0167	☐ Vicair Ajuster O2 - hauteur 100 mm, livré avec deux housses type charlotte	NC : 0191, 0201, 0202	568,72	600,00	600,00 (5)		
BNA0168	☐ Matrx Libra - hauteur 70 mm, livré avec deux housses noires		426,54	450,00	600,00 (5)		
BNA0169	☐ Flo-tech Solution Xtra - hauteur 70 mm, livré avec deux housses noires		426,54	450,00	600,00 (5)		
BNA0175	☐ Mistral - coussin plat hauteur 70 mm	NC : 0191, 0201, 0202	○	○			
BNA0179	☐ Vicair Vector O2 - hauteur 100 mm, livré avec deux housses type charlotte	NC : 0191, 0201, 0202, 1225	568,72	600,00	600,00 (5)		
(1) code LPPR : 9913245 - VPH, adjonction, supplément appui-tête réglable, Invacare - 160,00 € (4) code LPPR : 9981399 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur - dans la limite de 600,00 € (5) code LPPR : 9977848 - VPH, adjonction, PAP, forfait B adjonctions membre inférieur - dans la limite de 600,00 € (12) code LPPR : 1204839 - Escarres, coussin visco, Classe II, Invacare, Matrx Contour Visco, Technique - 81,00 €							

Rea® Azalea®				Euros		
				Prix Public		LPPR/PLV
				HT	TTC	
Profondeur de coussin (Libra et Solution Xtra uniquement)						
BNA0182	☐	Court (405 mm pour Libra , 430 mm pour Solution Xtra)		○	○	
BNA0183	☐	Long (455 mm pour Libra et Solution Xtra)		○	○	
Premier accessoire de positionnement facultatif						
BNA0186	☐	Biseau fessier, la paire		○	○	
BNA0187	☐	Plot d'abduction		○	○	
BNA0188	☐	Biseau latéral		○	○	
BNA0189	☐	Biseau crural		○	○	
Second accessoire de positionnement facultatif						
BNA0186	☐	Biseau fessier, la paire		○	○	
BNA0187	☐	Plot d'abduction		○	○	
BNA0188	☐	Biseau latéral		○	○	
BNA0189	☐	Biseau crural		○	○	
Coloris des garnitures de coussin						
BNA0191	☐	Velours noir (TR35)		○	○	
BNA0201	☐	Revêtement PU bi-extensible noir (TR26)		◆	◆	
BNA0202	☐	Mesh micro-aéré noir (TR36)		○	○	
DOSSIER						
Pré-réglage en largeur du dossier Flex 3 (livré avec coussin de dossier adapté)						
BNA0205	☐	Livré avec réglage + 50 mm		○	○	
BNA0206	☐	Livré avec réglage + 100 mm	NC : 0220	○	○	
BNA0207	☐	Sans pré-réglage		◆	◆	
Type de dossier						
BNA0210	☐	Plaque dossier Flex 3 - réglable en largeur et en hauteur de 560 à 790 mm	NC : 0235, 0240, 0241 à 0247, 0341, 0343, 0905	○	○	
BNA0215	☐	Plaque dossier Laguna 2 - réglable en hauteur de 600 à 710 mm	NC : 0235, 0240, 0241 à 0247, 0260, 0270, 0335, 0343, 0905	◆	◆	
BNA0217	☐	Dossier Flex 2 - réglable en tension, équipé d'un tendeur de dossier		○	○	
BNA0218	☐	Plaque dossier, Flex 2 - réglable en hauteur		○	○	
BNA0219	☐	Dossier Flex 3 +- réglable en tension, en largeur et en hauteur de 540 à 720 mm, équipé d'un tendeur de dossier <i>Permet un double réglage en inclinaison du haut et du bas du dossier</i>	NOUVEAU	189,57	200,00	600,00 (4)
BNA0220	☐	Dossier Flex 3 - réglable en tension, en largeur et en hauteur de 540 à 720 mm, équipé d'un tendeur de dossier	NC : 0235, 0241 à 0247, 0277, 0341, 0343	○	○	
BNA0221	☐	Dossier Matrx Elite E2	NC : 0240, 0250, 0260, 0270, 276, 0277, 0311, 0321, 0322, 0341, 0800, 0810, 0880, 0890, 0905, 0920	568,72	600,00	600,00 (4)
BNA0223	☐	Dossier Matrx Elite Deep E2	NC : 0240, 0250, 0260, 0270, 0276, 0277, 0311, 0321, 0322, 0341, 0800, 0810, 0880, 0890, 0905, 0920	568,72	600,00	600,00 (4)
BNA0225	☐	Dossier Matrx Posture Back	NC : 0235, 0240, 0241 à 0247, 0250, 0260, 0270, 0276, 0277, 0311, 0321, 0322, 0335, 0341, 0800, 0810, 0880, 0890, 0905, 0920	568,72	600,00	600,00 (4)
Hauteur de dossier pour dossiers Matrx						
BNA0233	☐	Hauteur de dossier Matrx 410 mm - fixations Mini		○	○	
BNA0235	☐	Hauteur de dossier Matrx 460 mm - fixations Standard		○	○	
BNA0234	☐	Hauteur de dossier Matrx 510 mm - fixations Standard		○	○	
Largeur du dossier Matrx						
BNA0241	☐	360 mm - largeur de buste indicative 265 mm		○	○	
BNA0242	☐	380 mm - largeur de buste indicative 290 mm		○	○	
BNA0243	☐	410 mm - largeur de buste indicative 315 mm		○	○	
BNA0244	☐	430 mm - largeur de buste indicative 340 mm		○	○	
BNA0245	☐	460 mm - largeur de buste indicative 370 mm		○	○	
BNA0246	☐	480 mm - largeur de buste indicative 390 mm		○	○	
BNA0247	☐	510 mm - largeur de buste indicative 420 mm		○	○	
(4) code LPPR : 9981399 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur - dans la limite de 600,00 €						
(5) code LPPR : 9977848 - VPH, adjonction, PAP, forfait B adjonctions membre inférieur - dans la limite de 600,00 €						



0210



0215



0220



Matrx Elite E2 / Elite Deep E2



0210



0215



0220



Matrx Elite E2 / Elite Deep E2

Rea® Azalea®				Euros		
				Prix Public		LPPR/PLV
				HT	TTC	
Coussin de dossier						
BNA0240	☐	Latéral, plat et large, hauteur 540 mm (conseillé pour dossier réglable en tension)		○	○	
BNA0250	☐	Laguna, plat avec légers maintiens latéraux	NC : 0905	◆	◆	
BNA0260	☐	Mistral 2, maintien de la taille, épaules dégagées	NC : 0322, 0905	○	○	
BNA0270	☐	Passad 2, maintien du buste et des épaules	NC : 0905	○	○	
BNA0276	☐	Vicair Multifonction O2	NC : 0311, 0321, 0322	568,72	600,00	600,00 (4)
BNA0277	☐	Vicair Flex - livré avec cales de dossier	NC : 0311, 0321, 0322, 1225	568,72	600,00	600,00 (4)
Garniture de dossier						
BNA0311	☐	Velours noir (TR35)		○	○	
BNA0321	☐	Revêtement PU bi-extensible noir (TR26)		◆	◆	
BNA0322	☐	Mesh micro-aéré noir (TR36)		○	○	
Poignées à pousser						
BNA0335	☐	Poignées à pousser réglables en hauteur et amovibles		◆	◆	
BNA0340						
BNA0341						
BNA0343						
BNA0345	☐	Barre de poussée réglable en angle	NC : 1266, 1268	○	○	
Inclinaison de l'assise et du dossier						
BNA0350	☐	MANUELLE par vérins pneumatiques, commande tierce-personne		◆	◆	
BNA0360	☐	ELECTRIQUE par télécommande - Conforme à la norme EN 12184 : 2014	NC: 1263, 1266, 1268	900,47	950,00	Sur devis (9)
BNA1263	☐	Système de verrouillage de l'inclinaison (dossier et/ou assise)		◆	◆	
POTENCES						
Repose jambe central						
BNA0370	☐	Repose-jambe central réglable en angle (de 80° à 50°) avec appui mollet et palettes articulées	NC : 0376, 0378, 0380, 0390, 0410, 0430, 0440, 0460, 0476, 0520, 0580, 0720, 0941, 0942, 0952, 0954, 0956	○	○	
Ajustement des potences et repose-jambes						
BNA0375	☐	Position standard		◆	◆	
BNA0376	☐	Position haute (+ 50 mm) pour les utilisateurs de grande taille		○	○	
BNA0378	☐	Support pour position à 85° - angulation du repose-jambe 10° à 85°	NC : 0390, 0410, 0440, 0460	○	○	
Potence gauche (noire), escamotable et amovible						
BNA0380	☐	Repose-jambe réglable en inclinaison 0° - 75° avec appui-mollet réglables en hauteur, en profondeur et pivotant, protection de genou, UL réglable de 290 mm à 520 mm	NC : 0475, 0490, 0942	◆	◆	
BNA0390	☐	Potence fixe à 80°, escamotable int/ext		○	○	
BNA0410	☐	Support amputé	NC : 0475, 0476, 0490, 0510, 0520, 0941, 0942	○	○	
Potence droite (noire), escamotable et amovible						
BNA0430	☐	Repose-jambe réglable en inclinaison 0° - 75° avec appui-mollet réglables en hauteur, en profondeur et pivotant, protection de genou, UL réglable de 290 mm à 520 mm	NC : 0475, 0550, 0942	◆	◆	
BNA0440	☐	Potence fixe à 80°, escamotable int/ext		○	○	
BNA0460	☐	Support amputé	NC : 0475, 0476, 0550,0570, 0580, 0941, 0942	○	○	
(4) code LPPR : 9981399 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur - dans la limite de 600,00 €						
(9) code LPPR : 4960062 - VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant FRMP - sur devis						


0240


0250


0260


0270


0345


0370


0380 / 0430


0390 / 0440


0410 / 0460





0240



0250



0260



0270



0345



0370




0380 / 0430



0390 / 0440



0410 / 0460

Rea® Azalea®				Euros			
				Prix Public		LPPR/PLV	
				HT	TTC		
PALETTES							
Palette monobloc, réglable en hauteur							
BNA0475	☐	Palette monobloc réglable en profondeur et en angle, non réglable en largeur - tube court	NC : 0490, 0510, 0520, 0550, 0570, 0580, 0952, 0954, 0956	○	○		 0475 / 0476
BNA0476	☐	Palette monobloc réglable en profondeur et en angle, non réglable en largeur - tube long	NC : 0490, 0510, 0520, 0550, 0570, 0580, 0952, 0954, 0956	○	○		
Palette gauche, relevable et réglable en hauteur							
BNA0490	☐	Réglable en profondeur et en angle, tube court, sangle talonnière		○	○		 0510 / 0570
BNA0510	☐	Fixe, tube long, sangle talonnière	NC : 0952, 0954, 0956	○	○		
BNA0520	☐	Réglable en profondeur, en angle, tube long (et en largeur si commandée avec repose-jambe) , sangle talonnière		◆	◆		 0520 / 0580 si potence 80°
Palette droite, relevable et réglable en hauteur							
BNA0550	☐	Réglable en profondeur et en angle, tube court, sangle talonnière		○	○		 0520 / 0580 si repose-jambe
BNA0570	☐	Fixe, tube long, sangle talonnière	NC : 0952, 0954, 0956	○	○		
BNA0580	☐	Réglable en profondeur, en angle, tube long (et en largeur si commandée avec repose-jambe) , sangle talonnière		◆	◆		
ACCOUDOIRS							
Accoudoir gauche, réglable en largeur, en hauteur et en profondeur (verrou d'accoudoir inclus)							
BNA0600	☐	Confort, réglable en hauteur de 230 à 340 mm	NC : 1232	◆	◆		 0600 / 0630
BNA0606	☐	Gouttière étroite sans rotation, réglable en hauteur et en profondeur sur 70 mm SANS OUTIL (compatible avec la tablette)	NC : 1232	○	○		
BNA0610	☐	Enveloppant, réglable en hauteur de 230 à 340 mm - Largeur d'assise utile - 20 mm	NC : 0690, 1230, 1231, 1233, 1250	○	○		 0606 / 0636
BNA0615	☐	Gouttière à rotation latérale indexée, réglable en hauteur et en profondeur	NC : 1230, 1231, 1233, 1240, 1245, 1250	○	○		
BNA0620	☐	Manchette étroite, réglable en hauteur de 230 à 320 mm, pour demi-tablette gauche UNIQUEMENT	NC : 0690, 1230, 1231, 1240, 1245, 1250	○	○		 0610 / 0640
Accoudoir droit, réglable en largeur, en hauteur et en profondeur (verrou d'accoudoir inclus)							
BNA0630	☐	Confort, réglable en hauteur de 230 à 340 mm	NC : 1233	◆	◆		 0615 / 0645
BNA0636	☐	Gouttière étroite sans rotation, réglable en hauteur et en profondeur sur 70 mm SANS OUTIL (compatible avec la tablette)	NC : 1233	○	○		
BNA0640	☐	Enveloppant, réglable en hauteur de 230 à 340 mm - Largeur d'assise utile - 20 mm	NC : 0690, 1230, 1231 1250	○	○		 0720
BNA0645	☐	Gouttière à rotation latérale indexée, réglable en hauteur et en profondeur	NC : 1230, 1231, 1232, 1240, 1245, 1250	○	○		
BNA0650	☐	Manchette étroite, réglable en hauteur de 230 à 320 mm, pour demi-tablette droite UNIQUEMENT	NC : 0690, 1230, 1231, 1240, 1245, 1250	○	○		
OPTIONS D'ASSISE							
Options d'accoudoir							
BNA0680	☐	Housses de protège-vêtements, la paire		○	○		
BNA0690	☐	Coussins pour housses de protège-vêtements, la paire (uniquement avec 0680)		○	○		
Options d'assise							
BNA0710	☐	Housse de coussin d'assise imperméable		○	○		
BNA0720	☐	Plot d'abduction		236,97	250,00	600,00 (5)	
(5) code LPPR : 9977848 - VPH, adjonction, PAP, forfait B adjonctions membre inférieur - dans la limite de 600,00 €							

Rea® Azalea®				Euros		
				Prix Public		LPPR/PLV
				HT	TTC	
Options de dossier						
Appuis-tête						
BNA0730	☐	Appui-tête avec réglage latéral et oreillettes réglable (avec outils)	NC : 0742, 0750, 0770	○	○	
BNA0750	☐	Appui-joue avec réglage latéral et oreillettes longues réglables	NC : 0740, 0742, 0770	151,66	160,00	160,00 (1)
BNA0731	☐	Appui-tête Matrix Elan Standard (254 mm/10") housse respirante	NC : 0740, 0770	568,72	600,00	600,00 (4)
BNA0736	☐	Appui-tête Matrix Elan 4 Points M (L280xH254 mm/L11"xH10") housse respirante	NC : 0740, 0770	568,72	600,00	600,00 (4)
Fixation appuis-tête Matrix						
BNA0742	☐	Fixation appui-tête Matrix Elan, multi-réglable		○	○	
Autres options appuis-tête						
BNA0740	☐	Housse de coussin d'appui-tête		○	○	
BNA0770	☐	Appui-nuque		◆	◆	
BNA0782	☐	Support appui-tête/appui-nuque universel		○	○	
BNA0790	☐	Kit de 2 molettes de réglage pour appui-tête		○	○	
Cale-tronc gauche						
BNA0800	☐	Cale-tronc gauche, amovible, réglable en largeur, en profondeur et en hauteur - Revêtement PU bi-extensible noir TR26		94,79	100,00	600,00 (4)
BNA0880	☐	Cale-tronc gauche, escamotable, réglable en angle, en largeur, en profondeur et en hauteur	NOUVEAU	118,48	125,00	600,00 (4)
Cale-tronc droit						
BNA0810	☐	Cale-tronc droit, amovible, réglable en largeur, en profondeur et en hauteur - Revêtement PU bi-extensible noir TR26		94,79	100,00	600,00 (4)
BNA0890	☐	Cale-tronc droit, escamotable, réglable en angle, en largeur, en profondeur et en hauteur	NOUVEAU	118,48	125,00	600,00 (4)
Autres options de dossier						
BNA0905	☐	Cale-tronc pour dossier réglable en tension (la paire) (dimension du coussin : largeur : 35 mm, hauteur : 115 mm, profondeur 130 mm)		142,18	150,00	600,00 (4)
BNA0915	☐	Indicateur d'inclinaison du dossier		○	○	
BNA0920	☐	Kit de 2 cales de positionnement triangulaires (à insérer sous le coussin de dossier)		○	○	
Options de potences / palettes						
BNA0941	☐	Revêtements rembourrés pour palettes		○	○	
BNA0942	☐	Sangle appui-mollets confort rembourrée, Revêtement PU bi-extensible noir TR26		○	○	
BNA0945	☐	Sangle appui-mollets pour palette monobloc		○	○	
BNA0952	☐	Maintiens de cheville Bodypoint ouverte à boucle, ajustables sur le côté, Large (paire) - livrés non montés avec fixations		170,62	180,00	600,00 (5)
BNA0954	☐	Maintiens de cheville Bodypoint ouverte à boucle, ajustables sur le côté, Medium (paire) - livrés non montés avec fixations		170,62	180,00	600,00 (5)
BNA0956	☐	Maintiens de cheville Bodypoint ouverte à boucle, ajustables sur le côté, Small (paire) - livrés non montés avec fixations		170,62	180,00	600,00 (5)
CHASSIS						
Coloris de châssis						
BNA0944	☐	Gris perle		◆	◆	
BNA0946	☐	Bleu nuit		○	○	
BNA0947	☐	Sable		○	○	
BNA0948	☐	Vert électrique		○	○	
BNA0949	☐	Rouge vif		○	○	
Extension de châssis						
BNA0950	☐	Extension de châssis + 50 mm		○	○	
Fixation des fourches						
BNA0960	☐	Fixes		◆	◆	
(1) code LPPR : 9913245 - VPH, adjonction, supplément appui-tête réglable, INVACARE (4) code LPPR : 9981399 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur - dans la limite de 600,00 € (5) code LPPR : 9977848 - VPH, adjonction, PAP, forfait B adjonctions membre inférieur - dans la limite de 600,00 € (9) code LPPR : 4960062 - VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant FRMP - sur devis						



0730 0750




0736 0736


0731/
0742



0782 0770



0800 / 0810



0880 / 0890




0905




0952 / 0954 / 0956








0944 0946



0947 0948
0949



0950



Rea® Azalea®				Euros		
				Prix Public		LPPR/PLV
				HT	TTC	
Roues avant						
BNA0982	☐	5,5" x 1.3/4" - 140 x 45 mm - Bandage noir souple		○	○	
BNA0992	☐	6" x 1.1/4" - 150 x 30 mm - Bandage noir souple		○	○	
BNA1015	☐	8" x 1.1/4" - 200 x 32 mm - Bandage noir		◆	◆	
BNA1022	☐	8" x 1.1/4"- 200 x 32 mm - Pneumatique noir		○	○	
BNA1025	☐	8" x 2" - 200 x 45 mm - Bandage noir		○	○	
ROUES ARRIERE						
Diamètre des roues arrière						
BNA1047	☐	16" - 405 mm avec axes fixes		○	○	
BNA1055	☐	22" - 560 mm avec axes à démontage rapide	NC : 1266	○	○	
BNA1062	☐	24" - 600 mm avec axes à démontage rapide		◆	◆	
Type de roues arrière, livré en position standard, réglage en position passive possible						
BNA1072	☐	Standard (moyeu noir, jante grise et rayons gris)	NC : 1110, 1120	◆	◆	
BNA1074	☐	Renforcée (moyeu gris, jante grise, et rayons gris renforcés en acier)		○	○	
BNA1076	☐	Frein tambour (moyeu frein tambour gris, jante grise et rayons gris renforcés en acier)	NC : 1086	○	○	
Type de revêtement roues arrière						
BNA1082	☐	Pneumatique noir à crampons 1.3/8" - 35 mm		○	○	
BNA1086	☐	Pneumatique noir fin et lisse - moyenne pression 1" - 25 mm		○	○	
BNA1092	☐	Bandage noir 1.3/8" - 35 mm		◆	◆	
Mains-courantes						
BNA1100	☐	Aluminium		◆	◆	
BNA1110	☐	Acier inoxydable		○	○	
BNA1120	☐	Anti-dérapantes noires		○	○	
OPTIONS DE CHASSIS						
Protège-rayons						
BNA1160	☐	Protège-rayons "Frost"		○	○	
SECURITE						
BNA1170	☐	Freins à tirer		◆	◆	
BNA1180	☐	Freins à câble à commande unilatérale à gauche		○	○	
BNA1185	☐	Freins à câble à commande unilatérale à droite		○	○	
Ceintures						
BNA1200	☐	Ceinture de maintien - boucle plastique		○	○	
BNA1201	☐	Ceinture de hanche, 2 points, Medium, Flat-Mount TM		189,57	200,00	600,00 (5)
BNA1202	☐	Ceinture de hanche, 2 points, Large, Flat-Mount TM		189,57	200,00	600,00 (5)
BNA1203	☐	Ceinture de hanche, 4 points, Medium, Flat-Mount TM		189,57	200,00	600,00 (5)
BNA1204	☐	Ceinture de hanche, 4 points, Large, Flat-Mount TM		189,57	200,00	600,00 (5)
Harnais						
BNA1206	☐	Harnais d'épaule PivotFit Dynamic, MD, Medium, Cinch-Mount	Uniquement avec dossiers Matrx ou avec appui-tête/nuque	189,57	200,00	600,00 (4)
BNA1207	☐	Harnais d'épaule PivotFit Dynamic, MD, Large, Cinch-Mount	Uniquement avec dossiers Matrx ou avec appui-tête/nuque	189,57	200,00	600,00 (4)
Accroche-taxi						
BNA1225	☐	Kit accroche-taxi conforme crash-test	NC: 1266, 1268	○	○	
AUTRES OPTIONS						
Tablettes						
BNA1230	☐	Tablette amovible réglable en profondeur	NC : 1237	125,12	132,00	132,00 (2)
BNA1231	☐	Tablette amovible réglable en profondeur avec coussins appui-coudes	NC : 1237	125,12	132,00	132,00 (2)
BNA1232	☐	Demi-tablette escamotable à gauche	NC : 1235	125,12	132,00	132,00 (2)
BNA1233	☐	Demi-tablette escamotable à droite	NC : 1235	125,12	132,00	132,00 (2)
BNA1240	☐	Tablette escamotable	NC : 1237, 1250	125,12	132,00	132,00 (2)
BNA1245	☐	Tablette escamotable avec coussins appui-coudes	NC : 1237, 1250	125,12	132,00	132,00 (2)
(2) code LPPR : 9947184 - VPH, adjonction, tablette complète - 132,00 €						
(4) code LPPR : 9981399 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur - dans la limite de 600,00 €						
(5) code LPPR : 9977848 - VPH, adjonction, PAP, forfait B adjonctions membre inférieur - dans la limite de 600,00 €						



1"**1.3/8"**
10861092


1200




1201 / 1202


1203 / 1204


1206 / 1207


12301231


1232 / 1233



Rea® Azalea®			Euros		
			Prix Public		LPPR/PLV
			HT	TTC	
Coussins de tablette					
BNA1235	☐ Coussin de tablette		☐	☐	
BNA1237	☐ Coussin pour demi-tablette		☐	☐	
Autres options					
BNA1250	☐ Goupille de verrouillage pour tablette		☐	☐	
BNA1266	☐ Fixation pour assistance électrique à la poussée et au freinage pour la tierce-personne alber viamobil V25	NC : 1268	313,74	331,00	331,00 (13)
BNA1268	☐ Fixation pour assistance électrique à la poussée et au freinage pour la tierce-personne alber viaplus		414,25	437,03	437,03 (13)
BNA1300	☐ Attache pour harnais		☐	☐	
BNA1310	☐ Kit d'attaches pour ceinture de positionnement		☐	☐	
BNA1320	☐ Tige porte-sérum		☐	☐	
(13) code LPPR : 4520004 - VPH, adjonction, achat produit d'assistance à la propulsion à commande uniquement par l'accompagnant, neuf pour FRM - 3 500,00 € - Cf Fiche de mesures de la motorisation choisie					


1245


1237


1300



1245

1237

1300

Rea® Azalea® Max					
Informations client			Caractéristiques produit		
Date :			Type de châssis	Pliant, pour personne à forte corpulence	
Référence d'achat :			Matière	Acier	
Code client :			Largeur d'assise	550 mm et 610 mm	
Cachet du distributeur :			Inclinaison d'assise	0° à -20° par vérins pneumatiques, à translation	
			Inclinaison de dossier	0 à 30° par vérins pneumatiques	
			Repose-jambes	Réglables de 0° à 80°	
			Accoudoirs	Réglables en largeur	
			Poids total	A partir de 54 kg	
			Crash-testé	Oui	
			Positionnement	Compatible avec les produits Bodypoint	
			Poids max utilisateur	180 kg	
			Garantie	2 ans hors pièces d'usure	

Commandes	
 Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre e-commerce dans votre espace Invacare Pro sur www.invacare.fr , ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com Les codes et montants LPPR/PLV	
Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités et avec les derniers tarifs en vigueur.	
☐ Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases	☒ Configuration standard ☐ Option sans supplément de prix

Rea® Azalea® Max			Euros		
			Prix Public		LPPR/PLV
			HT	TTC	
CODE	DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999			
BSA0010	Rea®Azalea® Max ☐ FRMP : Codes LPPR : 9539433 + 9981399 + 9977848 + 9998193		4 410,43	4 653,00	4 653,00

TYPES DE PROPULSION					
BSA0020	☐ Transit - Roues 16" freins tambour		☐	☐	
BSA0030	☐ Standard	NC : 0524, 0545	☒	☒	
BSA0040	☐ Freins tambour à démontage rapide, commande tierce-personne	NC : 0522	☐	☐	

ASSISE					
Largeur d'assise					
BSA0050	☐ 550 mm - Réglable jusqu'à 600 mm		☐	☐	
BSA0060	☐ 610 mm - Réglable jusqu'à 660 mm		☐	☐	
Pré-réglage en largeur de l'assise					
BSA0070	☐ Livré avec réglage + 50 mm (à 600 ou 660 mm)		☐	☐	
BSA0080	☐ 100 mm (seulement pour les roues 16")	NC : 0561	☐	☐	
Profondeur d'assise					
BSA0090	☐ Réglable de 530 à 600 mm		☒	☒	
Hauteur sol/siège (mesurée sans coussin)					
BSA0100	☐ 400 mm	NC : 0290, 0495, 0516	☐	☐	
BSA0110	☐ 450 mm	NC : 0480, 0514	☒	☒	
Type d'assise					
BSA0120	☐ Rigide réglable en profondeur		☒	☒	
Coussin d'assise					
BSA0130	☐ Coussin mousse HR, hauteur 100 mm, livré avec l'option BSA0360 (housse de coussin d'assise imperméable)		☒	☒	



Rea® Azalea® Max				Euros			0130
				Prix Public		LPPR/PLV	
				HT	TTC		
Premier accessoire de positionnement, facultatif							
1487155	☐	Biseau latéral, à l'unité		○	○		
1487157	☐	Biseau crural, à l'unité		○	○		
1487158	☐	Biseaux fessiers, la paire		○	○		
Second accessoire de positionnement, facultatif							
1487155	☐	Biseau latéral, à l'unité		○	○		
1487157	☐	Biseau crural, à l'unité		○	○		
1487158	☐	Biseaux fessiers, la paire		○	○		
Coloris des garnitures de coussin							
BSA0155	☐	Revêtement PU bi-extensible noir (TR26)		◆	◆		
DOSSIER							
Type de dossier							
BSA0160	☐	Dossier réglable en tension - courbure haute (peut être retourné pour avoir une courbure basse)		◆	◆		
Coussin de dossier							
BSA0170	☐	Latéral, plat et large		◆	◆		
BSA0180	☐	Laguna, plat avec légers maintiens latéraux	NC : 0415	○	○		
Garniture de dossier							
BSA0215	☐	Revêtement PU bi-extensible noir (TR26)		◆	◆		
Poignées à pousser							
BSA0220	☐	Poignées à pousser droites réglables en hauteur		◆	◆		
BSA0230	☐	Poignées à pousser courbées		○	○		
Inclinaison de l'assise et du dossier							
BSA0240	☐	MANUELLE par vérins pneumatiques, commande tierce-personne		◆	◆		
BSA0250	☐	ELECTRIQUE par télécommande - Conforme à la norme EN 12184 : 2014	NC : 0450, 0605	900,47	950,00	Sur devis (9)	
BSA0605	☐	Système de verrouillage de l'inclinaison (dossier et/ou assise)		◆	◆		
POTENCES							
Potences							
BSA0260	☐	Repose-jambes réglables de 0° à 75° avec appui-mollets renforcés fixés sur le châssis et protection de genou, la paire, UL réglable de 290 mm à 520 mm		◆	◆		
PALETTES							
Palettes							
BSA0280	☐	Palette monobloc 3 parties escamotable réglable en hauteur, profondeur et angle - tubes courts		○	○		
BSA0290	☐	Palette monobloc 3 parties escamotable réglable en hauteur, profondeur et angle - tubes longs		◆	◆		
ACCOUDOIRS							
Accoudoir gauche							
BSA0300	☐	Large, réglable en hauteur		◆	◆		
Accoudoir droit							
BSA0320	☐	Large, réglable en hauteur		◆	◆		
OPTIONS D'ASSISE							
Options d'accoudoir							
BSA0340	☐	Housse de protège-vêtements		○	○		
BSA0350	☐	Coussin pour housse de protège-vêtements		○	○		
Options d'assise							
BSA0360	☐	Housse de coussin d'assise imperméable		◆	◆		
BSA0365	☐	Indicateur d'inclinaison d'assise		○	○		
Options de dossier							
BSA0370	☐	Appui-tête multi-réglable	NC : 0400	○	○		
BSA0390	☐	Appui-joue avec réglage latéral et oreillettes longues réglables	NC : 0380, 0400	○	○		
BSA0380	☐	Housse d'appui-tête		○	○		
BSA0400	☐	Appui-nuque		○	○		
Autres options de dossier							
BSA0415	☐	Cale-tronc pour dossier réglable en tension (la		142,18	150,00	600,00 (4)	
BSA0420	☐	Kit de 2 molettes de réglage pour appui-tête		○	○		
BSA0430	☐	Soutien lombaire (à insérer sous le coussin de dossier)		○	○		
BSA0440	☐	Kit de 2 cales de positionnement triangulaires (à insérer sous le coussin de dossier)		○	○		


0160 0220


0180 0170


0390


0370


0415


0430

Rea® Azalea® Max				Euros			
				Prix Public			LPPR/PLV
				HT	TTC		
CHASSIS							
Coloris de châssis							
BSA0441	☐	Gris perle		◆	◆		
BSA0442	☐	Bleu nuit		○	○		
BSA0443	☐	Sable		○	○		
BSA0444	☐	Vert électrique		○	○		
BSA0445	☐	Rouge vif		○	○		
(4) code LPPR : 9981399 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur - dans la limite de 600,00 € (9) code LPPR : 4960062 - VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant FRMP - sur devis						0441 0442 0443 0444	
Options châssis							
BSA0450	☐	Extension de châssis + 50 mm (vers l'avant)		87,20	92,00	Sur devis (9)	
Fixation des fourches							
BSA0460	☐	Fixes		◆	◆		
Roues avant							
BSA0480	☐	5,5" x 1.3/4" - 140 x 45 mm - Bandage noir souple		○	○		
BSA0495	☐	8" x 2" - 200 x 45 mm - Bandage noir		◆	◆		
ROUES ARRIERE							
Diamètre des roues arrière							
BSA0512	☐	16" - 405 mm avec fixation arrière fixe	NC : 0522, 0540, 0545, 0550, 0561	○	○		
BSA0514	☐	22" - 560 mm avec axes à démontage rapide		○	○		
BSA0516	☐	24" - 600 mm avec axes à démontage rapide		◆	◆		
Type de roues arrière							
BSA0522	☐	Renforcée (moyeu gris, jante grise, et rayons gris renforcés en acier)		◆	◆		
BSA0524	☐	Frein tambour (moyeu frein tambour gris, jante grise et rayons gris renforcés en acier)		○	○		
Type de revêtement roues arrière							
BSA0535	☐	Bandage noir 1.3/8" - 35 mm		◆	◆		
Mains-courantes							
BSA0540	☐	Aluminium		◆	◆		
BSA0545	☐	Anti-dérapantes noires		○	○		
Option de roues							
BSA0550	☐	Protège-rayons "Frost"		219,91	232,00		
SECURITE							
Freins							
BSA0560	☐	Freins à pousser		◆	◆		
BSA0561	☐	Freins à pousser avec extension de frein		○	○		
Options de sécurité							
BSA0570	☐	Ceinture de maintien - boucle plastique		○	○		
BSA0595	☐	Kit réflecteurs - roues et châssis		○	○		
OPTIONS DE POSITIONNEMENT							
Pensez aux accessoires de positionnement Bodypoint : ceintures, harnais, maintiens de chevilles.							
AUTRES OPTIONS							
BSA0600	☐	Tablette escamotable avec coussins appui-coudes		125,12	132,00	132,00 (2)	
(2) : code LPPR : 9947184 - VPH, adjonction, tablette complète - 132,00 € (5) code LPPR : 9977848 - VPH, adjonction, PAP, forfait B adjonctions membre inférieur - dans la limite de 600,00 € (9) code LPPR : 4960062 - VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant FRMP - sur devis							
Rampes en accessoire							
1654128	☐	Rampe Basic 2 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 1210 x 194 mm 8,8 kg la paire - capacité maximum : 270 kg		402,84	425,00	Sur devis (9)	
1654129	☐	Rampe Quick2go Compact 3 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 870 x 237 mm 13,6 kg la paire - capacité maximum : 260 kg		805,69	850,00	Sur devis (9)	
1654130	☐	Mono rampe pliante en aluminium Dimensions repliée : 1824 x 714 mm 13,9 kg - capacité maximum : 300 kg		426,54	450,00	Sur devis (9)	