

Rea® Dahlia® 30°

FRMP



Retrouvez la version Assist
et les nouveaux packs de
positionnement PAP

Prix public TTC (LPPR/PLV)

2 753,00 € TTC

Forfait MAD Niveau 3 : 375,00 € (LPPR)

Forfait de livraison : 50,00 € (LPPR)



UNIQUE
Designed by you. Built by us.



Informations client

Date :

Référence d'achat :

Code client :

Cachet du distributeur :



Caractéristiques produit

Type de châssis	Pliant
Matière	Acier
Largeur d'assise	390 mm à 490 mm, réglable à + 50 mm
Appui pour le pied et dispositif d'anti-bascule	De série sur le châssis
Inclinaison d'assise	Jusqu'à 30°* par vérins pneumatiques, à translation
Inclinaison de dossier	Jusqu'à 30°* par vérins pneumatiques <i>*cf tableau en fin de fiche de mesure</i>
Largeur hors tout réduite	+180 mm avec roues 20", 22", 24"
Empattement	Réglable sur 90 mm, livré en position reculée
Équipement	Gouttières étroites sans rotation de série
Poids total	A partir de 35 kg
Crash-testé	Oui (avec option 1890)
Positionnement	Compatible avec les produits Bodypoint , Matrx et Vicair
Poids max utilisateur	135 kg
Garantie	2 ans hors pièces d'usure

Commandes



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre **e-commerce** dans votre **espace Invacare Pro** sur www.invacare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com

Les codes et montants LPPR/PLV

Utilisez le configurateur en ligne sur **Invacare Pro** pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités et avec les derniers tarifs en vigueur.

☐ Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases

☒ Configuration standard

☐ Option sans supplément de prix

Rea [®] Dahlia [®] 30°				Euros		
				Prix Public		LPPR/PLV
CODE		DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	HT	TTC	
BVA0010	☐	Rea [®] Dahlia [®] 30° FRMP - Code LPPR 9539433		2 609,48	2 753,00	2 753,00
TYPES DE PROPULSION						
BVA0020	☐	Version Assist (roues 16")	NC : 1582, 1584	☐	☐	
BVA0030	☐	Standard 20", 22" ou 24"	NC : 0180, 1588, 1545	☒	☒	
BVA0042	☐	Kit Dual HR™ à démontage rapide à droite - nouvelle version	NC : 0120, 0130, 0140, 0150, 0180, 0190, 1545, 1555, 1582, 1584, 1586, 1650, 1660, 1670, 1710, 1728, 1810	257,09	271,23	271,23 (6)
BVA0044	☐	Kit Dual HR™ à démontage rapide à gauche - nouvelle version	NC : 0120, 0130, 0140, 0150, 0180, 0190, 1545, 1555, 1582, 1584, 1586, 1650, 1660, 1670, 1710, 1728, 1810	257,09	271,23	271,23 (6)
PACKS DE POSITIONNEMENT						
BVA0046	☐	PACK 1 : Coussin d'assise Vicair au choix + Coussin de dossier Vicair au choix + Ceinture BodyPoint au choix + Appui-joue		1289,10	1360,00	1360,00 (4 + 5 + 1)
BVA0047	☐	PACK 2 : Coussin d'assise Matrx Libra ou Flo-tech Solution Xtra + Dossier Matrx au choix + Harnais BodyPoint au choix + Ceinture Bodypoint au choix + Appui-joue		1289,10	1360,00	1360,00 (4 + 5 + 1)
ASSISE						
Largeur d'assise						
BVA0050	☐	390 mm - Réglable de 390 à 440 mm	NC : 1810	☐	☐	
BVA0060	☐	440 mm - Réglable de 440 à 490 mm		☐	☐	
BVA0070	☐	490 mm - Réglable de 490 à 540 mm		☐	☐	
Pré-réglage en largeur de l'assise						
BVA0080	☐	Livré avec réglage + 50 mm	NC : 0630	☐	☐	
BVA0090	☐	Livré avec réglage + 100 mm	NC : 0630	☐	☐	
BVA0100	☐	Livré sans pré-réglage	NC : 0460, 0470	☒	☒	
Profondeur d'assise						
BVA0110	☐	Assise plane réglable de 430 à 500 mm		☒	☒	
Hauteur sol/siège (mesurée sans coussin)						
BVA0120	☐	330 mm uniquement avec roues avant de 4" et roues arrière de 20"	NC : 0670, 1728, 1810	☐	☐	
BVA0130	☐	350 mm uniquement avec roues avant de 5" et roues arrière de 20" ou 22"	NC : 0670, 1890	☐	☐	
BVA0140	☐	380 mm uniquement avec roues avant de 6" et roues arrière de 20"	NC : 0670, 1545, 1728	☐	☐	
BVA0150	☐	400 mm uniquement avec roues avant de 6" et roues arrière de 20" ou 22"	NC : 0670, 1545	☐	☐	
BVA0160	☐	430 mm uniquement avec roues avant de 6" et roues arrière de 22", 24"	NC : 0670, 1545	☐	☐	
BVA0170	☐	450 mm uniquement avec roues avant de 6" ou 8" et roues arrière de 16" et de 24"		☒	☒	
BVA0180	☐	480 mm uniquement avec roues avant de 8" et roues arrière de 16"		☐	☐	
BVA0190	☐	500 mm uniquement avec roues avant de 8" et roues arrière de 20"	NC : 1420, 1728, 1545	☐	☐	
Inclinaison d'assise						
	☐	Bascule d'assise limitée à 10° ou 20° selon configuration, merci de vous référer au tableau en fin de fiche de mesure		☐	☐	
BVA0240	☐	Bascule d'assise de -1° à + 29° (0° à 30° en standard)		☐	☐	
Coussin d'assise						
BVA0260	☐	Mistral - coussin plat hauteur 70 mm - Revêtement PU bi-extensible noir (TR26)		☐	☐	
(1) code LPPR : 9913245 - VPH, adjonction, supplément appui-tête, Invacare - 160,00 €						
(4) code LPPR : 9981399 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur - dans la limite de 600,00 €						
(5) code LPPR : 9977848 - VPH, adjonction, PAP, forfait B adjonctions membre inférieur - dans la limite de 600,00 €						
(6) code LPPR : 9916456 - VPH, adjonction, système de conduite à double main courante pour FRMP : 271,23 €						

Rea [®] Dahlia [®] 30°				Euros		
				Prix Public		LPPR/PLV
				HT	TTC	
BVA0270	☐ Flo-Shape - coussin galbé hauteur 90 mm - Revêtement PU bi-extensible noir (TR26)			○	○	
BVA0272	☐ Flo-Shape - coussin galbé hauteur 90 mm - Velours noir (TR35)			○	○	
BVA0274	☐ Flo-Shape - coussin galbé hauteur 90 mm - Mesh micro- aéré noir (TR36)			○	○	
BVA0280	☐ Matrx Contour Visco_{NG} - coussin galbé hauteur 100 mm			76,78	81,00	81,00 (12)
BVA0292	☐ Matrx Libra - hauteur 70 mm, livré avec deux housses noires			426,54	450,00	600,00 (5)
BVA0294	☐ Flo-tech Solution Xtra - hauteur 70 mm, livré avec deux housses noires			426,54	450,00	600,00 (5)
BVA0300	☐ Vicair Adjuster O2 - hauteur 100 mm, livré avec deux housses type charlotte	NC : 1890		568,72	600,00	600,00 (5)
BVA0310	☐ Vicair Vector O2 - hauteur 100 mm, livré avec deux housses type charlotte	NC : 1890		568,72	600,00	600,00 (5)
Profondeur de coussin (Libra et Solution Xtra uniquement)						
BVA0324	☐ Courte (405 mm pour Libra , 430 mm pour Solution Xtra)			○	○	
BVA0325	☐ Long : 455 mm			◆	◆	
Premier accessoire de positionnement facultatif						
BVA0333	☐ Biseau fessier, la paire			○	○	
BVA0334	☐ Plot d'abduction			○	○	
BVA0335	☐ Biseau latéral			○	○	
BVA0336	☐ Biseau crural			○	○	
Second accessoire de positionnement facultatif						
BVA0333	☐ Biseau fessier, la paire			○	○	
BVA0334	☐ Plot d'abduction			○	○	
BVA0335	☐ Biseau latéral			○	○	
BVA0336	☐ Biseau crural			○	○	
DOSSIER						
Extension largeur entre tube de dossier						
BVA0370	☐ + 50 mm	NC : 0390, 0400, 0470		○	○	
Type de dossier						
BVA0390	☐ Dossier Matrx Elite E2			568,72	600,00	600,00 (4)
BVA0400	☐ Dossier Matrx Elite Deep E2			568,72	600,00	600,00 (4)
BVA0410	☐ Plaque de dossier Laguna 2 - réglable en hauteur de 600 à 710 mm -	NC : 0460, 0470, 0490, 0492, 0495, 0497, 0510, 0520, 1265		○	○	
BVA0420	☐ Dossier Laguna 2 - réglable en tension, équipé d'un tendeur de dossier	NC : 0460, 0470, 0520, 0546, 0580, 0590, 1140, 1150, 1220, 1230		◆	◆	
BVA0430	☐ Plaque de dossier Flex 3 - réglable en largeur et en hauteur de 560 à 790 mm	NC : 0490, 0492, 0495, 0497, 1265		○	○	
BVA0440	☐ Dossier Flex 3 - réglable en tension, en largeur et en hauteur de 540 à 720 mm, équipé d'un tendeur de dossier	NC : 0470, 0495, 0546		○	○	
BVA0445	☐ Dossier Flex 3 + - réglable en tension, en largeur et en hauteur de 540 à 720 mm, équipé d'un tendeur de dossier <i>Permet un double réglage en inclinaison du haut et du bas du dossier</i>	NC : 0470, 0495, 0546		189,57	200,00	600,00 (4)
Hauteur de dossier						
BVA0455	☐ Hauteur 410 mm - fixations Mini			○	○	
BVA0456	☐ Hauteur 460 mm - fixations Standard			○	○	
BVA0457	☐ Hauteur 510 mm - fixations Standard			◆	◆	
Pré-réglage en largeur du dossier Flex3						
BVA0460	☐ Livré avec réglage + 50 mm			○	○	
BVA0470	☐ Livré avec réglage + 100 mm (uniquement largeur 390 mm)	NC : 0630, 1725, 1727		○	○	
BVA0480	☐ Livré sans pré-réglage			◆	◆	
(4) code LPPR : 9981399 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur - dans la limite de 600,00 € (5) code LPPR : 9977848 - VPH, adjonction, PAP, forfait B adjonctions membre inférieur - dans la limite de 600,00 € (12) code LPPR : 1204839 - Escarres, coussin visco, Classe II, Invacare, Matrx Contour Visco, Technique - 81,00 €						



0270



0280



0410



0420



0430



0440

Rea® Dahlia® 30°				Euros		
				Prix Public		LPPR/PLV
				HT	TTC	
Largeur du dossier Matrx						
BVA0461	☐	380 mm - largeur de buste indicative 290 mm		○	○	
BVA0462	☐	410 mm - largeur de buste indicative 315 mm		○	○	
BVA0463	☐	430 mm - largeur de buste indicative 340 mm		○	○	
BVA0464	☐	460 mm - largeur de buste indicative 370 mm		○	○	
BVA0465	☐	480 mm - largeur de buste indicative 390 mm		○	○	
BVA0466	☐	510 mm - largeur de buste indicative 420 mm		○	○	
Coussin de dossier						
BVA0490	☐	Latéral , plat et large, hauteur 540 mm (conseillé pour dossier réglable en tension)		○	○	
BVA0492	☐	Latéral , plat et large XL (+ 50 mm par rapport à 0490), hauteur 540 mm (conseillé pour dossier réglable en tension)		○	○	
BVA0495	☐	Latéral , plat et large, hauteur 430 mm (conseillé pour dossier réglable en tension)	NC : 0560	◆	◆	
BVA0497	☐	Latéral , plat et large XL (+ 50 mm par rapport à 0495), hauteur 430 mm (conseillé pour dossier réglable en tension)	NC : 0560	○	○	
BVA0500	☐	Laguna , plat avec légers maintiens latéraux	NC : 1265	○	○	
BVA0510	☐	Mistral 2 , maintien de la taille, épaules dégagées	NC : 0575, 1265	○	○	
BVA0520	☐	Passad 2 , maintien du buste et des épaules	NC : 1265	○	○	
BVA0544	☐	Vicair Multifonction	NC : 0560, 0570, 0575, 1890	568,72	600,00	600,00 (4)
BVA0546	☐	Vicair Flex - livré avec cales de dossier	NC : 0560, 0570, 0575, 1890	568,72	600,00	600,00 (4)
BVA0550	☐	Sans coussin de dossier		○	○	
Garniture de dossier						
BVA0560	☐	Velours noir (TR35)		○	○	
BVA0570	☐	Revêtement PU bi-extensible noir (TR26)		◆	◆	
BVA0575	☐	Mesh micro-aéré noir (TR36)		○	○	
Poignées à pousser						
BVA0580	☐	Barre de poussée réglable en angle et en hauteur		○	○	
BVA0590 BVA0600	☐	Poignées à pousser réglables en hauteur et amovibles		◆	◆	
INCLINAISON DE L'ASSISE ET DU DOSSIER						
Inclinaison de l'assise						
BVA0620	☐	Vérins pneumatiques, commande tierce-personne		◆	◆	
BVA0630	☐	Vérins pneumatiques, commande utilisateur (montée sous manchette droite), inclinaison d'assise limitée à 10° (accoudoirs NON REGLABLES en largeur)	NC : 0915, 0925, 0930, 0950, 0975, 0985, 0990, 1010, 1750, 1755, 1756, 1757, 1760, 1765, 1770, 1775, 1780, 1890	○	○	
BVA0632	☐	Vérins pneumatiques, commande utilisateur (montée sous manchette droite), inclinaison d'assise limitée à 10° (accoudoirs REGLABLES en largeur)	NC : 0915, 0925, 0930, 0950, 0975, 0985, 0990, 1010, 1750, 1755, 1756, 1757, 1760, 1765, 1770, 1775, 1780	○	○	
Inclinaison du dossier						
BVA0640	☐	VERINS pneumatiques, commande tierce-personne		◆	◆	
BVA0660	☐	Réglable en angle mécaniquement par VIS		○	○	
POTENCES						
Repose-jambe central						
BVA0670	☐	Repose-jambe central réglable en angle (de 80° à 50°) avec appui mollet et palettes articulées	NC : 0690, 0692, 0700, 0710, 0730, 0750, 0760, 0780, 0805, 1040, 1330, 1340, 1350, 1351, 1352, 1353	○	○	
Position des potences et repose-jambes						
BVA0680	☐	Position standard		◆	◆	
BVA0690	☐	Position haute (+50 mm)		○	○	
BVA0692	☐	Support pour position à 85° - angulation du repose-jambe 10° à 80°	NC : 0710, 0730, 0760, 0780	○	○	
(4) code LPPR : 9981399 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur - dans la limite de 600,00 €						


0510


0490



0500


0520




0580


0670




Rea® <i>Dahlia</i> ® 30°				Euros		
				Prix Public		LPPR/PLV
				HT	TTC	
Potence gauche, escamotable et amovible						
BVA0700	☐	Repose-jambe réglable en inclinaison 0° - 75° avec appui-mollet réglables en hauteur, en profondeur et pivotant, protection de genou, UL réglable de 290 mm à 520 mm	NC : 0855, 1330	◆	◆	
BVA0710	☐	Potence fixe à 80°, escamotable int/ext		○	○	
BVA0730	☐	Support amputé	NC : 0805, 0825, 1330, 1340, 1350	○	○	
Potence droite, escamotable et amovible						
BVA0750	☐	Repose-jambe réglable en inclinaison 0° - 75° avec appui-mollet réglables en hauteur, en profondeur et pivotant, protection de genou, UL réglable de 290 mm à 520 mm	NC : 0855, 1330	◆	◆	
BVA0760	☐	Potence fixe à 80°, escamotable int/ext		○	○	
BVA0780	☐	Support amputé	NC : 0805, 0825, 0845,1330, 1340, 1350	○	○	
PALETTES						
Palette gauche						
BVA0805	☐	Palette monobloc réglable en profondeur et en angle	NC : 1351, 1352, 1353	○	○	
BVA0825	☐	Relevable - Réglage en profondeur, en angle, en hauteur (et en largeur si commandée avec repose-jambe) , sangle talonnière	NC : 1330	◆	◆	
Palette droite, relevable et réglable en hauteur						
BVA0845	☐	Relevable -Réglage en profondeur, en angle, en hauteur (et en largeur si commandée avec repose-jambe) , sangle talonnière	NC : 1330	◆	◆	
Tubes porte-palettes						
BVA0855	☐	Tubes courts, la paire		○	○	
BVA0865	☐	Tubes longs, la paire		◆	◆	
ACCOUDOIRS						
Accoudoir gauche, réglable en largeur, en hauteur et en profondeur						
BVA0900	☐	Manchette étroite, réglable en hauteur de 230 à 320 mm, longueur 380 mm.	NC : 1756	◆	◆	
BVA0910	☐	Confort, réglable en hauteur de 230 à 320 mm	NC : 1025, 1756	○	○	
BVA0915	☐	Confort, réglable en hauteur 280 à 370 mm	NC : 1025, 1756	○	○	
BVA0925	☐	Gouttière étroite sans rotation, réglable en hauteur de 230 à 320 mm, et en profondeur sur 70 mm SANS OUTIL (compatible avec la tablette)	NC : 1025, 1756	○	○	
BVA0930	☐	Gouttière à rotation latérale indexée, réglable en hauteur et en profondeur	NC : 1025, 1750, 1755, 1756, 1760, 1780	○	○	
BVA0950	☐	Manchette étroite, réglable en hauteur de 230 à 320 mm pour demi-tablette gauche UNIQUEMENT	NC : 1020, 1025, 1750, 1755, 1760, 1780	○	○	
Accoudoir droit, réglable en largeur, en hauteur et en profondeur						
BVA0960	☐	Manchette étroite, réglable en hauteur de 230 à 320 mm, longueur 380 mm.	NC : 1757	◆	◆	
BVA0970	☐	Confort, réglable en hauteur de 230 à 320 mm	NC : 1025, 1757	○	○	
BVA0975	☐	Confort, réglable en hauteur 280 à 370 mm	NC : 1025, 1757	○	○	
BVA0985	☐	Gouttière étroite sans rotation, réglable en hauteur de 230 à 320 mm, et en profondeur sur 70 mm SANS OUTIL (compatible avec la tablette)	NC : 1025, 1757	○	○	
BVA0990	☐	Gouttière à rotation latérale indexée, réglable en hauteur et en profondeur	NC : 1025, 1750, 1755, 1756, 1760, 1770, 1775, 1780	○	○	
BVA1010	☐	Manchette étroite, réglable en hauteur de 230 à 320 mm pour demi-tablette droite UNIQUEMENT	NC : 1020, 1025, 1750, 1755, 1760, 1770, 1775, 1780	○	○	
OPTIONS						
Options d'accoudoir						
BVA1020	☐	Housse rembourrée de protège vêtement, la paire		○	○	
BVA1025	☐	Housse velours rembourrée pour manchette étroite, la paire		○	○	



0700



0710
0760



0730
0780



0825 / 0845 si



0825 / 0845 si
repose-jambe



0900



0910



0925



0930

0700
0710
0760

0730
0780

0825 / 0845 si

0825 / 0845 si
repose-jambe

0900
0910
0925
0930

Rea® Dahlia® 30°				Euros		
				Prix Public		LPPR/PLV
				HT	TTC	
Options d'assise						
BVA1030	☐	Housse de coussin d'assise imperméable		☐	☐	
BVA1040	☐	Plot d'abduction	NC : 1060	236,97	250,00	600,00 (5)
BVA1050	☐	Plaque d'extension de l'assise (en largeur, en profondeur, ou de manière asymétrique), la paire	NC : 1060	☐	☐	
BVA1060	☐	Plaque pour réhausse de la hauteur d'assise, épaisseur 20 mm		☐	☐	
Options de dossier						
Appuis-tête						
BVA1080	☐	Appui-tête avec réglage latéral et oreillettes réglables	NC : 1087, 1100, 1110	◆	◆	
BVA1100	☐	Appui-joue avec réglage latéral et oreillettes longues réglables	NC : 1087, 1090, 1110	151,66	160,00	160,00 (1)
BVA1081	☐	Appui-tête Matrix Elan Standard (254 mm/10") housse respirante	NC : 1090, 1110	568,72	600,00	600,00 (4)
BVA1086	☐	Appui-tête Matrix Elan 4 Points M (L280xH254 mm/L11"xH10") housse respirante	NC : 1090, 1110	568,72	600,00	600,00 (4)
Fixation appuis-tête Matrix						
BVA1087	☐	Fixation appui-tête Matrix Elan, multi-réglable		☐	☐	
Autres options appuis-tête						
BVA1090	☐	Housse de coussin d'appui-tête	NC : 1100, 1110	☐	☐	
BVA1110	☐	Appui-nuque		☐	☐	
BVA1130	☐	Kit de 2 molettes de réglage pour appui-tête		☐	☐	
Cale-tronc gauche						
BVA1140	☐	Cale-tronc gauche, amovible, réglable en largeur, en profondeur et en hauteur - Revêtement PU bi-extensible noir		94,79	100,00	600,00 (4)
BVA1220	☐	Cale-tronc gauche, escam., amov., réglable en angle, en largeur, en profondeur et en hauteur	NOUVEAU	118,48	125,00	600,00 (4)
Cale-tronc droit						
BVA1150	☐	Cale-tronc droit, amovible, réglable en largeur, en profondeur et en hauteur - Revêtement PU bi-extensible noir		94,79	100,00	600,00 (4)
BVA1230	☐	Cale-tronc droit, escam., amov., réglable en angle, en largeur, en profondeur et en hauteur	NOUVEAU	118,48	125,00	600,00 (4)
Autres options de dossier						
BVA1265	☐	Cale tronc pour dossier réglable en tension Laguna 2 (la paire) (dimensions du coussin : l : 35 mm, h : 115 mm, p 130 mm)		142,18	150,00	600,00 (4)
BVA1280	☐	Kit de 2 cales de positionnement triangulaires (à insérer sous le coussin de dossier)		☐	☐	
BVA1300	☐	Indicateur d'inclinaison du dossier		☐	☐	
Options de potences / palettes						
BVA1330	☐	Sangle appui-mollets pour palette monobloc		☐	☐	
BVA1340	☐	Revêtements rembourrés pour palettes		☐	☐	
BVA1350	☐	Sangle appui-mollets confort remb. Revêtement PU bi-extensible noir		☐	☐	
BVA1351	☐	Maintiens de cheville Bodypoint ouverte à boucle, ajustables sur le côté, Large (paire) - livrés non montés avec fixations		170,62	180,00	600,00 (5)
BVA1352	☐	Maintiens de cheville Bodypoint ouverte à boucle, ajustables sur le côté, Medium (paire) - livrés non montés avec fixations		170,62	180,00	600,00 (5)
BVA1353	☐	Maintiens de cheville Bodypoint ouverte à boucle, ajustables sur le côté, Small (paire) - livrés non montés avec fixations		170,62	180,00	600,00 (5)
(1) code LPPR : 9913245 - VPH, adjonction, supplément appui-tête réglable, Invacare (4) code LPPR : 9981399 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur - dans la limite de 600,00 € (5) code LPPR : 9977848 - VPH, adjonction, PAP, forfait B adjonctions membre inférieur - dans la limite de 600,00 €						



1040



1080



1110



1100



1081/1087



1086



1140 / 1150




1220/1230



1265



1351 / 1352 / 1353



1040



1080

1110




1100



1081/1087



1086



1140 / 1150




1220/1230



1265



1351 / 1352 / 1353

Rea [®] Dahlia [®] 30°				Euros			
				Prix Public			LPPR/PLV
				HT	TTC		
CHASSIS							
Coloris de la bande réfléchissante							
BVA1360	☐ Bleu		☐	☐			
BVA1370	☐ Gris		☐	☐			
BVA1380	☐ Rouge		☐	☐			
BVA1390	☐ Champagne		☐	☐			
BVA1400	☐ Vert pétrole		☐	☐			
BVA1405	☐ Sans bande réfléchissante (châssis noir)		☒	☒			
Fixation des fourches							
BVA1410	☐ Fixes		☒	☒			
BVA1420	☐ Axes à démontage rapide		☐	☐			
Roues avant							
BVA1435	☐ 4" x 1" - 100 x 27 mm - Bandage noir souple	Pour hauteur d'assise 330 / 350 mm	☐	☐			
BVA1440	☐ 5" x 1" - 125 x 27 mm - Bandage noir souple	Pour hauteur d'assise 350 mm	☐	☐			
BVA1475	☐ 6" x 1.1/4" - 150 x 30 mm - Bandage noir souple	Pour hauteurs assise 380/450 mm	☒	☒			
BVA1495	☐ 8" x 1.1/4" - 200 x 32 mm - Bandage noir	Pour hauteurs assise 450/500 mm	☐	☐			
BVA1505	☐ 8" x 1.1/4" - 200 x 32 mm - Pneumatique noir	Pour hauteurs assise 450/500 mm	☐	☐			
BVA1515	☐ 8" x 2" - 200 x 45 mm - Bandage noir	Pour hauteurs assise 450/500 mm	☐	☐			
ROUES ARRIERE							
Position des roues arrière							
BVA1534	☐ Position standard, reculée, la plus stable		☒	☒			
BVA1538	☐ Position la plus active		☐	☐			
Diamètre des roues arrière							
BVA1545	☐ 16" - 405 mm avec axes fixes	NC : 1582, 1584	☐	☐			
BVA1555	☐ 20" - 515 mm avec axes à démontage rapide	NC : 1582, 1586, 1588, 1625, 1640, 1670	☐	☐			
BVA1565	☐ 22" - 560 mm avec axes à démontage rapide	NC : 1670	☐	☐			
BVA1575	☐ 24" - 600 mm avec axes à démontage rapide		☒	☒			
Type de roues arrière							
BVA1582	☐ Standard (moyeu noir, jante grise et rayons gris)	NC : 1660, 1670, 1728	☒	☒		 Standard	
BVA1584	☐ Renforcée (moyeu gris, jante grise, et rayons gris renforcés en acier)	NC : 1728	☐	☐			
BVA1586	☐ Frein tambour (moyeu frein tambour gris, jante grise et rayons gris renforcés en acier)		☐	☐			
BVA1588	☐ Double mains-courantes (moyeu noir, et rayons gris avec système de double mains-courantes)	NC : 1605, 1650, 1660, 1670, 1710, 1728	☐	☐			
Type de revêtement roues arrière (Attention double mains-courantes uniquement en gris jusqu'à Avril)							
BVA1605	☐ Pneumatique noir à crampons 1.3/8" - 35 mm		☐	☐			
BVA1625	☐ Bandage noir 1.3/8" - 35 mm		☒	☒			
BVA1640	☐ Pneumatique noir fin et lisse - moyenne pression 1" - 25 mm		☐	☐			
Mains-courantes							
BVA1650	☐ Aluminium		☒	☒			
BVA1660	☐ Anti-dérapantes noires		☐	☐			
BVA1670	☐ Acier inoxydable		☐	☐			
OPTIONS DE CHÂSSIS							
Protège-rayons							
BVA1710	☐ Protège-rayons "Frost"		☐	☐			
SÉCURITÉ							
Type de freins							
BVA1720	☐ Freins à tirer		☒	☒		 1730	
BVA1725	☐ Freins à câble à commande unilatérale à gauche		☐	☐			
BVA1727	☐ Freins à câble à commande unilatérale à droite		☐	☐			
BVA1728	☐ Freins tambour		☐	☐			

Rea® Dahlia® 30°				Euros		
				Prix Public		LPPR/PLV
				HT	TTC	
Options de sécurité						
Ceintures						
BVA1730	☐	Ceinture de maintien - boucle plastique		○	○	
BVA1731	☐	Ceinture de hanche, 2 points, Medium, Flat-Mount TM		189,57	200,00	600,00 (5)
BVA1732	☐	Ceinture de hanche, 2 points, Large, Flat-Mount TM		189,57	200,00	600,00 (5)
BVA1733	☐	Ceinture de hanche, 4 points, Medium, Flat-Mount TM		189,57	200,00	600,00 (5)
BVA1734	☐	Ceinture de hanche, 4 points, Large, Flat-Mount TM		189,57	200,00	600,00 (5)
Harnais						
BVA1736	☐	Harnais d'épaule PivotFit Dynamic, MD, Medium, Cinch-Mount	Uniquement avec dossiers Matrx ou avec appui-tête/nuque	189,57	200,00	600,00 (4)
BVA1737	☐	Harnais d'épaule PivotFit Dynamic, MD, Large, Cinch-Mount	Uniquement avec dossiers Matrx ou avec appui-tête/nuque	189,57	200,00	600,00 (4)
OPTIONS DE POSITIONNEMENT						
Pensez aux accessoires de positionnement Bodypoint : ceintures, harnais, maintiens de chevilles.						
AUTRES OPTIONS						
Tablettes						
BVA1750	☐	Tablette amovible réglable en profondeur 100% LPPR/PLV	NC : 1765	125,12	132,00	132,00 (2)
BVA1755	☐	Tablette amovible réglable en profondeur avec coussins appui-coudes	NC : 1765	125,12	132,00	132,00 (2)
BVA1756	☐	Demi-tablette escamotable à gauche	NC : 1760	125,12	132,00	132,00 (2)
BVA1757	☐	Demi-tablette escamotable à droite	NC : 1760	125,12	132,00	132,00 (2)
BVA1770	☐	Tablette escamotable	NC : 1760, 1780	125,12	132,00	132,00 (2)
BVA1775	☐	Tablette escamotable avec coussins appui-coudes	NC : 1780	125,12	132,00	132,00 (2)
Coussins de tablette						
BVA1760	☐	Coussin de tablette		○	○	
BVA1765	☐	Coussin pour demi-tablette		○	○	
Autres options						
BVA1780	☐	Goupille de verrouillage pour tablette		○	○	
BVA1810	☐	Fixation pour assistance électrique à la poussée et au freinage pour la tierce-personne alber viamobil V25	NC : 1870, 1900	313,74	331,00	
BVA1860	☐	Attache pour harnais		○	○	
BVA1870	☐	Tube basculeur	NC : 1900	23,70	25,00	25,00 (8)
BVA1890	☐	Accroches taxi		○	○	
BVA1900	☐	Porte accessoires (concentrateur à oxygène, ventilateur, ...)		473,93	500,00	500,00 (10)
BVA1920	☐	Tige porte-sérum		○	○	
BVA1930	☐	Kit de limitation d'angle		○	○	
(2) code LPPR : 9947184 - VPH, adjonction, tablette complète - 132,00 €						
(4) code LPPR : 9981399 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur - dans la limite de 600,00 €						
(5) code LPPR : 9977848 - VPH, adjonction, PAP, forfait B adjonctions membre inférieur - dans la limite de 600,00 €						
(8) code LPPR : 9979126 - VPH, adjonction, levier de basculement pour FRM - 25,00 €						
(10) code LPPR : 9982186 - VPH, adjonction, support d'oxygénothérapie et/ou d'appareil de ventilation assistée - 500,00 €						
TABLEAU DES COMPATIBILITÉS : Hauteur d'assise / taille des roues arrière / bascule d'assise						
Hauteur d'assise	Bascule d'assise réglée en production	Inclinaison de dossier réglée en production	Tailles des roues avant	Tailles des roues arrière		
330	10°-(20°)*	30°	4"	20"		
350	20°-(30°)*	20°-(30°)**	5"	20"		
350	10°-(20°)*	30°	5"	22"		
380	20°-(30°)*	10°-(30°)**	6"	20"		
400	30°	20°-(30°)**	6"	20"		
400	20°-(30°)*	10°-(30°)**	6"	22"		
430	30°	20°-(30°)**	6"	22"		
430	20°-(30°)*	10°-(30°)**	6"	24"		
450	30°	20°-(30°)**	6", 8"	24"		
500	30°	30°	8"	20"		
* bascule d'assise maximale possible selon le réglage du fauteuil						
** inclinaison de dossier maximale possible selon le réglage du fauteuil						