

SUNRISE
MEDICAL**ALLSTAR A2**

OF_RGK_ALLSTAR A2_FR_Rev2

Magasin

Adresse

Adresse

CP

Ville

Tél:



Livraison*:

Date commande:

N° Commande:

Quantité :

*Livraison : adresse si différente de l'adresse ci-contre

☐ Commande☐ Devis

Pendant la fabrication, certaines combinaisons d'options sélectionnées sur la fiche de mesure peuvent NE PAS être possibles.




Adresse mail service clientèle Sunrise Medical
commandes@sunrisemedical.fr

Poids max Utilisateur : 125 kg

**VEUILLEZ UTILISER LES CASES A COCHER ET
 INDiquer LES DIMENSIONS VIA UN PC ET NON
 DE FAÇON MANUSCRITE**

Prix Public HT: 3,933.65 €**Prix Public TTC: 4,150.00 €****INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES LIEES A L'UTILISATEUR**

Informations complémentaires : modèle fauteuil actuel, poids Utilisateur, taille Utilisateur ...


☒ Modèle ☒ Option standard / information ☐ Options ☒ Donnée obligatoire ☐ Information requise pour l'option					
MODELE		Prix € HT	Prix € TTC		
☒ ADAXZ010 ALLSTAR A2 ALLSTAR A2 Sports revendiqués : tennis (ou autre sport sans contact) et basket REMARQUE : TOUTS LES FAUTEUILS ROULANTS RGK SONT FABRIQUÉS SUR MESURE AVEC UNE TOLÉRANCE DE FABRICATION DE +/- 5 MM.		3,933.65	4,150.00		
					
DESSIN TECHNIQUE - CAD					
☐ XW009 DEVIS (FDM complète, coloris inclus) - SANS dessin QUOTE ONLY (No CAD for approval)		☐ XW011 COMMANDE SANS dessin pour approbation UNIQUEMENT POUR MESURES STANDARDS ORDER (NO CAD FOR APPROVAL)			
☐ XW012 DEVIS (FDM complète, coloris inclus) - AVEC dessin HT 312.00 € (valable pour 2 dessins max) TTC 329.16 € QUOTE / CAD drawing for approval (2 customer amendments ONLY)		☐ XW010 COMMANDE + dessin pour approbation HT 122.00 € (valable pour 2 dessins max.) TTC 128.71 € ORDER CAD drawing for approval (2 customer amendments ONLY)			
☒ NOTE : au-delà de 2 dessins modifiés chaque dessin supplémentaire sera facturé à hauteur de 62 € HT ☒ NOTE : la signature du dessin vaut pour acceptation du tarif public en vigueur à date de signature					
☒ MODIFICATIONS DESSIN : toute demande de modification doit comporter le dessin ainsi qu'un email explicatif listant les changements souhaités					
DIMENSIONS DU CHASSIS					
☐ ADAXY010 Largeur d'assise standard (intérieur protège-vêtements) Standard seat width (Inside of sideguards)		☐ XY010			
☒ Choisir une option : ☐ 355mm (14") ☐ 380mm (15") ☐ 405mm (16") ☐ 430mm (17") ☐ 455mm (18")					
☐ ADAXY012 Largeur d'assise personnalisée (intérieur protège-vêtements) HT 250.00 € Individual seat width TTC 263.75 € mm (Max - 510mm) (Min - 300mm)		☒ XY060			
☐ ADAXY020 Profondeur d'assise (longueur toile d'assise) : Standard seat length					
☒ Choisir une option : ☐ 355mm (14") ☐ 380mm (15") ☐ 405mm (16")					
☐ ADAXY022 Profondeur d'assise personnalisée HT 250.00 € Individual seat length TTC 263.75 € mm (Max - 420mm) (Min - 300mm)					
☒ XY070 Longueur totale du châssis (profondeur d'assise + 230mm +/- 20mm avec réglage centre de gravité) Frame length (Seat Length + 230mm +/- 20mm with COG adjustment)					
☐ XY420 Roues 24" 24" Wheels		☐ XY430 Roues 25" 25" Wheels		☐ XY440 Roues 26" 26" Wheels	
☒ XY060 Hauteur d'assise arrière Rear frame height ☒ (Préciser la hauteur initiale en mm) 375 400 425 450 ☐ ☐ ☐ ☐		☒ XY060 Hauteur d'assise arrière Rear frame height ☒ (Préciser la hauteur initiale en mm) 400 425 450 475 ☐ ☐ ☐ ☐		☒ XY060 Hauteur d'assise arrière Rear frame height ☒ (Préciser la hauteur initiale en mm) 450 475 500 525 ☐ ☐ ☐ ☐	
☒ XY050 Hauteur d'assise avant Front frame height ☒ (Préciser la hauteur initiale en mm) 475 500 525 ☐ ☐ ☐		☒ XY050 Hauteur d'assise avant Front frame height ☒ (Préciser la hauteur initiale en mm) 475 500 525 ☐ ☐ ☐		☒ XY050 Hauteur d'assise avant Front frame height ☒ (Préciser la hauteur initiale en mm) 475 500 525 ☐ ☐ ☐	
Note: avec option XY060 > à option XY050, l'option ADAXE330 (p. 4) est obligatoire.					
☒ XA025 Assise ergonomique (longueur std = 130mm) Ergonomic seat (Std length = 130mm)					

CHASSIS AVANT ET ASSISE


Option de châssis

- ☒ XY080 Largeur tubes d'assise avant rétrécis
Seat taper design

- ☐ Mesures optimisées
Optimise measurements



- ☒ XY330 Distance entre roues avant
Castor pin width

**Tableau des mesures optimisées**

XY010 Larg. assise 355mm	XY010 Larg. assise 380mm	XY010 Larg. assise 405mm	XY010 Larg. assise 430mm	XY010 Larg. assise 455mm
XY080 Larg. rétrécie 210mm	XY080 Larg. rétrécie 230mm	XY080 Larg. rétrécie 250mm	XY080 Larg. rétrécie 250mm	XY080 Larg. rétrécie 250mm
XY330 Dist. roues avt 305mm	XY330 Dist. roues avt 325mm	XY330 Dist. roues avt 345mm	XY330 Dist. roues avt 345mm	XY330 Dist. roues avt 345mm

- ☐ ADAXY087 Largeur tubes d'assise avant rétrécis personnalisée
Individual seat taper design
HT 250.00 €
TTC 263.75 € mm
Préciser largeur


Repose-pieds

Repose-pieds réglable


- ☐ ADAXB130 Repose-pieds clampé (plage de réglage 100mm)
Clamp on adjustable position footrest
- ☐ ADAXB085 Repose-pieds réglable en angle et hauteur
(plage de réglage 50 mm)
Adjustable position footrest (50mm range)

Hauteur et position


- ☐ Mesure du sol au haut du tube de l'avant du repose-pieds
Front footrest height
 mm (Min - 41mm pour ADAXB130
Min - 38 mm pour ADAXB085)



- ☐ Mesure du sol au haut du tube de l'arrière du repose-pieds
Rear footrest height
 mm (Min - 41mm pour ADAXB130
Min - 38 mm pour ADAXB085)




- ☐ Distance de l'arrière des fourches à l'avant du repose-pieds
Footrest position (front of footplate to castor pot)
 mm




Dimensions palette

- ☐ Largeur palette
Footrest width
 mm (Std= 220mm)



- ☐ Longueur palette
Footrest length
 mm (Std= 240mm)



Type de palette

- ☐ XB180 Palette aluminium (5 mm)
Aluminium footplate (5mm)
- ☐ XB100 Palette ABS avec rebords
HT 168.00 € **ABS moulded foot tray**
TTC 177.24 € Préciser longueur
 mm Max = 380 mm (pleine)
Std = 330 mm (si non renseignée)

CENTRE DE GRAVITE, BARRE D'ATTAQUE ET ANTI-BASCULE


Centre de gravité

- ☒ ADAXY517 Centre de gravité réglable
Adjustable centre of gravity

Indiquer dimension (en mm) :



120	130	140	150	160
☐	☐	☐	☐	☐



Carrossage roues arrière

- ☐ XY390 Angle de carrossage (en degré) (standard)
Camber angle (standard)

20




- ☐ ADAXY395 Angle de carrossage personnalisé
Individual camber angle
HT 250.00 €
TTC 263.75 €




18	22
☐	☐

Barre d'attaque (au choix)


- ☐ ADAXA127 Barre d'attaque arrondie amovible
HT 389.00 € Basketball
TTC 410.40 € *Removable round basketball wing*



- ☐ ADAXA140 Sans barre d'attaque (pour le Tennis)
No Wing (Tennis)



- ☐ ADAXA110 Barre d'attaque arrondie avec extrémités fixes
HT 250.00 € Basketball
TTC 263.75 € *Round basketball wing*



Roulette anti-bascule

- ☒ ADAXJ040 Roulette anti-bascule sport soudée
Single fixed anti tip
Indiquer la position


- ☐ Pour le Basket (5 mm à l'intérieur de la roue arrière)
Basketball (5mm inside rear wheel)

- ☐ Pour le Tennis (100 mm à l'extérieur de la roue arrière)
Tennis (100mm outside rear wheel)


PROTEGE-VETEMENTS

Type de protège-vêtements

- ☐ ADAXE030 Protège-vêtements aluminium, vissés noirs (standard)
Screw on aluminium (standard)
Note: Longueur = 340mm, Hauteur = 180mm



- ☐ ADAXE330 Protège-vêtements alu pour assise inversée
HT 190.00 € *Reverse seat sideguard upgrade*
TTC 200.45 € *Note: Uniquement avec XY440 roues 26"; obligatoire si le fauteuil est configuré avec une hauteur d'assise arrière (XY060) supérieure à la hauteur d'assise avant (XY050).*


**DOSSIER**

Hauteur de dossier

- ☒ ADAXY245 Dossier à hauteur REGLABLE
Adjustable height backrest
Indiquer la hauteur (mm):



250	275	300	325	350
☐	☐	☐	☐	☐



ROUES AVANT ET ROUES ARRIERE


Roues avant

- ☐ XC160 Roues avant 61mm, noir
Sport 61mm castor (Black) ☐ ADAXC230 Fourche aluminium extrudé
Extruded aluminium castor fork
- ☐ XC170 Roues avant 72 mm
Sport 72mm castor

Ecartement roues arrière / châssis

- ☐ XY460 Ecartement roues arrière / châssis
Rear wheel gap (standard)

25 mm



- ☐ ADAXY462 Ecartement roues arrière / châssis
HT 250.00 € personnalisé
TTC 263.75 € Individual rear wheel gap



mm

Max = 50mm
Min = 15mm

Type de roues arrière

- ☐ XK030 Equalizer 36/48 rayons (moyeux & rayons noirs)
Equalizer 36/48 spoke (Black hub and spokes) ☐ XK100 Spinergy XSLX, 24 rayons, tennis
HT 1,167.00 € Spinergy XSLX 24 spoke
TTC 1,231.19 €
- ☐ XK080 Spinergy SLX, 24 rayons
HT 1,064.00 € Spinergy SLX 24 spoke
TTC 1,122.52 € ☐ XK101 Spinergy XSLX, 24 rayons + bouchons, basket
HT 1,167.00 € Spinergy XSLX 24 spoke + caps
TTC 1,231.19 €

Option de couleur RAYONS roues Spinergy:

- ☐ Rayons - noir Black spokes ☐ Rayons - blanc White spokes ☐ Rayons - jaune Yellow spokes
- ☐ Rayons - rouge Red spokes ☐ Rayons - bleu Blue spokes ☐ Rayons - rose Pink spokes
- ☐ Rayons - violet Purple spokes ☐ Rayons - orange Orange spokes ☐ Rayons - vert Green spokes

- ☐ XK180 Personnalisation coloris rayons, roues SPINERGY
HT 202.00 € Individual spoke design (Specify colour)

TTC 213.11 € Coloris rayons, intérieur

Inside:

Coloris rayons, extérieur

Outside:

Option anodisation pour roues Spinergy: (si non renseignée, option "XK190 Moyeu noir" livrée)

- ☐ XK190 Moyeu noir (Std) HT 111.00 € Black hub (Std) TTC 117.11 € ☐ XK200 Moyeu argent HT 111.00 € Silver hub TTC 117.11 € ☐ XK201 Moyeu/jante HT 221.00 € rouge TTC 233.16 € Red hub/rims
- ☐ XK202 Moyeu/jante HT 221.00 € violet TTC 233.16 € Purple hub/rims ☐ XK203 Moyeu/jante HT 221.00 € bleu TTC 233.16 € Blue hub/rims ☐ XK204 Moyeu/jante HT 221.00 € coloris or TTC 233.16 € Gold hub/rims

Montage mains-courantes

- ☐ XY480 Montage étroit (std si non renseigné)
Narrow set handrim ☐ XY485 Montage large
Wide set handrim

Type de mains-courantes

- ☒ XL010 Aluminium anodisé (6 pattes de fixation)
(standard si non renseigné)
Aluminium hard anodised 6 tab

Pneus

- ☐ XM010 Kenda Kenda ☐ Gris Grey ☐ Bleu Blue ☐ Rouge Red ☐ XM150 IRC Exeracer Pro, rouge
HT 132.00 € IRC Exeracer Pro (Red Only)
TTC 139.26 €
- ☐ XM075 Kenda Kaliente HT 47.00 € Kenda Kaliente TTC 49.59 € ☐ Bleu Blue ☐ Rouge Red ☐ XM095 Kenda Wide, gris
HT 50.00 € Kenda Wide (Grey Only)
TTC 52.75 €
- ☐ XM096 Schwalbe Dunk King (Non disponible avec Spinergy 28" (700CC))
HT 187.00 € Schwalbe Dunk King (not available with Spinergy 28" (700CC))
TTC 197.29 €

Type de valves pour chambre à air

- ☐ XY500 Valve Schraeder, type auto
Schraeder inner tube valve ☐ XY490 Valve Presta, type vélo
(standard si non renseigné)
Presta inner tube valve (std)



PEINTURES ET FINITIONS DE CHÂSSIS**Châssis & Composants rapportés au châssis**

- ☒ XN010 Châssis - Peinture poudre époxy
(Inclus : cadre + barre d'attaque si choisie)
Powder coated frame
- ☐ XN150 Composants rapportés au châssis - Peinture poudre époxy
(protège-vêtements, supports pour : roues arrière, anti-basculé et palette)
(idem coloris de châssis si code non renseigné)
Powder coated components (Frame colour if not specified)

Châssis	Composants	<u>Brillant</u>	Châssis	Composants	<u>Mat</u>	Châssis	Composants	<u>Spécial</u>
☐	☐	Black gloss 103	☐	☐	Black matt 105	☐	☐	Chrome Mirror 300 - (1)
☐	☐	White gloss 100	☐	☐	White matt 101	☐	☐	Sparkle silver 170
☐	☐	Grey gloss 132	☐	☐	Grey matt 131	☐	☐	Metallic black matt 104
☐	☐	Cream gloss 135	☐	☐	Light grey matt 133	☐	☐	Metallic grey matt 130
☐	☐	Red gloss 108	☐	☐	Navy blue matt 152	☐	☐	Black sandpaper 201 - (1)
☐	☐	Yellow gloss 120				☐	☐	Grey sandpaper 202 - (1)
☐	☐	Forest green gloss 143				☐	☐	White sandpaper 200 - (1)
☐	☐	Green gloss 107						
☐	☐	Dark blue gloss 151						
☐	☐	Royal Blue gloss 154						
☐	☐	Blue gloss 174						
☐	☐	Duckegg blue gloss 141						
☐	☐	Pink gloss 188						
☐	☐	Orange gloss 180						
☐	☐	Purple gloss 157						

(1) Coloris non disponible pour les
repose-pieds - Noir brillant de série

- ☐ ADAXN030 Finition de châssis brossée
HT 374.00 € (Inclus : cadre + barre d'attaque si choisie, PAS les
TTC 394.57 € composants rapportés au châssis)
Brushed frame finish

Couleurs de contraste

NOTE : La couleur de contraste comprend : les fourches et les bouchons de fourche.

- ☒ Finition noire
Black accent

TOILES**Toile d'assise**

- ☒ XP040 Toile d'assise réglable en tension par sangles
Seat sling strap adjustable

Toile de dossier

- ☒ XP030 Toile de dossier nylon, noir (réglable en tension par sangles)
(std si non renseignée)
Nylon backrest strap adjustable (black)

Options de couleur / Colour information**Surpiqûre toile de dossier**

- ☒ Noir
Black

Coloris logo RGK

- ☒ Blanc (Std)
White (Std)

Coloris logo Allstar A2

- ☒ Blanc (Std)
White (Std)

Accessoires de dossier

- ☐ XP170 Toile de dossier avec broderie personnalisée (fournir fichier Jpeg et position)
HT 174.00 € A renseigner page 8 Individual backrest embroidery ADD DETAILS ON PAGE 8
TTC 183.57 €

COUSSINS D'ASSISE

- ☐ XP080 Coussin RGK mousse avec housse nylon
HT 108.00 € (sélectionner épaisseur de la mousse)
TTC 113.94 € *Cushion foam (select size below)*

☒ Densité moyenne (CMS050)
Medium (CMS050)

☐ Epaisseur 50 mm
50mm

☐ Epaisseur 75 mm
75mm

Housse de coussin

- ☐ XP085 Housse nylon, noir
Nylon cushion cover (Black)

- ☐ XP090 Housse toile aérée Air Lite, noir
HT 87.00 € *Air Lite cushion cover (Black)*
TTC 91.79 €

- ☐ XP380 Housse néoprène, noir
HT 115.00 € *Neoprene cushion cover (Black)*
TTC 121.33 €

SANGLES

Sangles Velcro

- ☐ XS010 Sangle réglable par velcro 100mm
HT 73.00 € (Position et longueur optimisées)
TTC 77.02 € *100mm adjustable velcro strap (Optimised position and length)*

Sangles fermeture à click

- ☐ XS020 Ceinture fermeture click (Click strap)
HT 113.00 € (Rembourrage 280 x 50 mm)
TTC 119.22 € *Sport ratchet strap (Click strap) (11" x 2" pad)*
- ☐ XS021 Sport ratchet strap, simple (pour stabiliser un seul membre)
HT 73.00 € *Sport ratchet strap (Single)*
TTC 77.02 €

- ☐ XS035 Sangle M2 à click (pour genoux et cuisses)
HT 174.00 € *M2 ratchet strap (For thighs and knees)*
TTC 183.57 €

☐ 8" (200mm) ☐ 10" (250mm) ☐ 12" (300mm)


- ☐ XS036 Sangle M2 à click, simple (pour pieds)
HT 174.00 € *M2 ratchet strap (Single) (For Feet)*
TTC 183.57 €

☐ 8" (200 mm) ☐ 10" (250mm) ☐ 12" (300mm)

Position sangles à click


- ☐ Sangle 1 type/code

- ☐ Sangle 2 type/code



Distance à partir du tube de dossier

mm



Distance à partir du tube de dossier

mm

- ☐ XS040 Paire d'inserts soudés (1 paire / sangle)
HT 111.00 € *Fixed mounting points* ☐ x1 ☐ x2 ☐ x3
TTC 117.11 € *(one set per click strap)*

- ☐ XS045 Paire d'inserts clampés (1 paire / sangle)
HT 111.00 € *Clamped mounting points* ☐ x1 ☐ x2 ☐ x3
TTC 117.11 € *(one set per click strap)*

ACCESSOIRES

- ☐ XR030 Sac de transport pour 3 roues (3 compartiments)
HT 233.00 € *Triple wheel bag (black)*
TTC 245.82 €

- ☐ XP130 Protections de châssis velcro Sport
HT 118.00 € (suivent la longueur du cadre avant)
TTC 124.49 € *Frame protectors full length*

- ☐ XA150 Tube plastique monté sur barre d'attaque offensive
HT 87.00 € *Plastic tube fitted to offensive wing*
TTC 91.79 €

- ☐ XS070 Sangle de pieds
Foot strap (select if required)


- ☐ XS060 Sangle mollets
Calf strap (select if required)

- ☒ XP400 Protection barre de dossier
Back bar protector

- ☒ XR090 Kit outils
Tool kit

NOTES COMPLEMENTAIRES**Toile de dossier avec broderie personnalisée**

Veillez fournir le fichier au format .JPG et la position souhaitée de la broderie

**BARRE DE DOSSIER****AUTRES NOTES :**☐

FABRICATIONS SPECIALES* (veuillez préciser ci-dessous le(s) numéro(s) de page et les détails de la fabrication spéciale ou des fabrications spéciales)

☐

**OFF SPEC REQUEST
APPROVED** (for internal
RGK office only)

RGK Internal Sign-off

* Les demandes de fabrications spéciales nécessitent une étude de faisabilité qui peut augmenter le prix de la commande et le délai de fabrication.
Toute demande de dimension, d'option ou de cadre ne figurant pas sur le bon de commande sera traitée comme une demande de fabrication spéciale.