


**ELITE RGK**
**SUNRISE  
MEDICAL.**


OF\_RGK\_ELITE\_FR\_Rev2

Magasin	
Adresse	
Adresse	
CP	
Ville	
Tél	



Livraison*	
Date de commande	
N° de commande	
Quantité	

\*Livraison : adresse si différente de l'adresse ci-contre

Pendant la fabrication, certaines combinaisons d'options sélectionnées sur la fiche de mesure peuvent **NE PAS** être possibles.

- ☐ Commande  
☐ Devis

 Adresse mail service clientèle Sunrise Medical  
[commandes@sunrisemedical.fr](mailto:commandes@sunrisemedical.fr)
**Poids max Utilisateur : 125 kg**






**VEUILLEZ UTILISER LES CASES A COCHER ET  
 INDiquer LES DIMENSIONS VIA UN PC ET NON  
 DE FAÇON MANUSCRITE**

Prix Public HT:	6,305.21 €
Prix Public TTC:	6,652.00 €

**INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES LIEES A L'UTILISATEUR**

Informations complémentaires : modèle fauteuil actuel, poids Utilisateur, taille Utilisateur ...

--

<input checked="" type="checkbox"/> Modèle		<input checked="" type="checkbox"/> Option standard / information requise	<input type="checkbox"/> Options	<input checked="" type="checkbox"/> Donnée obligatoire	<input type="checkbox"/> information requise pour l'option
MODELE				Prix € HT	Prix € TTC
<input checked="" type="checkbox"/>	ELAXZ010	ELITE ELITE		6,305.21	6,652.00
<input type="checkbox"/>	ELAXA062	Châssis standard (diamètre tube d'assise 22 mm) Standard Frame			
<input type="checkbox"/>	ELAXA063	Châssis standard avec rail d'assise 25mm Standard Frame with 25mm seatrail			
<input type="checkbox"/>	ELAXA280	Châssis renforcé (pour joueurs agressifs) (Roues Spinergy R10 requises)			
HT	699.00 €	Heavy Duty Frame (Spinergy R10 wheels also required)			
TTC	737.45 €				
<input type="checkbox"/>	ELAXA145	Châssis rugby Rugby League Upgrade			
HT	623.00 €				
TTC	657.27 €				
Poids max. Utilisateur 125 kg Poids max. Utilisateur ELAXA280 châssis renforcé 158 kg <input type="checkbox"/> Oui, je n'excède pas le poids maximum Utilisateur autorisé					
REMARQUE : TOUS LES FAUTEUILS ROULANTS RGK SONT FABRIQUÉS SUR MESURE AVEC UNE TOLÉRANCE DE FABRICATION DE +/- 5 MM.					
DESSIN TECHNIQUE - CAD					
<input type="checkbox"/>	XW009	DEVIS (FDM complète, coloris inclus) - SANS dessin QUOTE ONLY (No CAD for approval)	<input type="checkbox"/>	XW010	COMMANDE + dessin pour approbation (valable pour 2 dessins max.)
			HT	122.00 €	
<input type="checkbox"/>	XW012	DEVIS (FDM complète, coloris inclus) - AVEC dessin (valable pour 2 dessins max) TTC 329.16 €			ORDER CAD drawing for approval (2 customer amendments ONLY)
NOTE : au-delà de 2 dessins modifiés chaque dessin supplémentaire sera facturé à hauteur de 62 € HT					
NOTE : la signature du dessin vaut pour acceptation du tarif public en vigueur à date de signature					
<b>MODIFICATIONS DESSIN : toute demande de modification doit comporter le dessin ainsi qu'un email explicatif listant les changements souhaités</b>					
DIMENSIONS DU CHASSIS					
<input checked="" type="checkbox"/>	XY010	Largeur d'assise: (intérieur protège-vêtements) Seat width (Inside to inside of sideguards) (Max - 500 mm)			
<input checked="" type="checkbox"/>	XY020	Profondeur d'assise (longueur toile d'assise): Seat length (Max - 500mm)			
<input type="checkbox"/>	XY030	Profondeur additionnelle sans toile: (OPTIONNEL: fournit un support supplémentaire pour les jambes et pour les mains, facilite les transferts) Extra seat length (Provides additional leg support & hand grip)			
<input checked="" type="checkbox"/>	XY050	Hauteur d'assise avant Front frame height (Max - 630 mm) (Min - 360 mm)			
<input checked="" type="checkbox"/>	XY060	Hauteur d'assise arrière Rear frame height (Max - 630 mm) (Min - 360 mm)			
<input checked="" type="checkbox"/>	XY070	Longueur totale du châssis Frame length (Min XY020 + XY030 + 140 mm)			
<input type="checkbox"/>	XA020	Longueur assise ergonomique Ergonomic seat			
HT	104.00 €				
TTC	109.72 €				


## CHASSIS AVANT ET ASSISE

### Options du châssis avant (sélectionner un seul type)

- ☐ XY080 Largeur tubes d'assise avant rétrécis  
**Seat taper design**

mm  
Mesure intérieure tubes

(Optionnel, pour fournir un maintien des jambes au niveau des genoux)




- ☐ XA130 Largeur tubes d'assise avant rétrécis en V  
**V-seat design**

mm  
Préciser la largeur

Note: espacement requis entre l'intérieur des roues, code XY470 (voir page 7)

**NOTE: INSIDE TO INSIDE WHEEL (XY470) REQUIRED**




### Options châssis avant

- ☐ XY082 Position du départ du rétrécissement de l'assise  
**Seat taper position**

Préciser mesure

mm

(protège-vêtements toujours droits, le rétrécissement des tubes d'assise démarre ensuite. La mesure ne peut pas être inférieure à la longueur des protège-vêtements)



- ☐ XA131 Assise en V et rétrécissement de l'avant du châssis  
**V-seat and taper design**

Préciser mesure intérieure tubes à l'avant de l'assise en V (A)


mm

Préciser mesure intérieure tubes à l'avant de l'assise en V (B)

mm

Note: espacement requis entre l'intérieur des roues, code XY470 (voir page 7)


**NOTE: INSIDE TO INSIDE WHEEL (XY470) REQUIRED**



- ☐ XA136 Avant de châssis parallèle (seulement sans assise rétrécie XY080)  
**PARALLELE**

Mesure largeur

mm




- ☐ XA135 Avant de châssis asymétrique  
**Asymmetrical taper design**

Mesure largeur (A)

mm

Mesure du rétrécissement d'avant de châssis (B)

mm



Spécifiez le côté du retour du cadre

☐ Gauche  
**Left**

☐ Droit  
**Right**

### Options d'assise

- ☐ XR040 Plaque d'assise aluminium avec tubes de renfort d'assise (plaque rivetée au châssis)  
**Aluminum seat plate**

Préciser longueur de la plaque

mm (Standard XY020 - 20 mm)

- ☐ XR050 Plaque d'assise carbone avec tubes de renfort d'assise (plaque rivetée au châssis)  
**Carbon fibre seat plate**


Préciser longueur de la plaque

mm (Standard XY020 - 20 mm)

- ☐ XA260 Avant d'assise surbaissée (uniquement avec soit XR040 ou XR050)  
**Drop seat design**

Préciser la baisse

mm  
(Standard = 20 mm)



## REPOSE-PIEDS

### Repose-pieds fixe

- ☐ ELAXB080 Repose-pieds fixe (soudé au châssis)  
**Fixed position footrest**

### Hauteur et position

- ☐ Mesure du sol au haut du tube de l'avant du repose-pieds  
**Front footrest height**  
 mm  
(min = 35 mm)
- ☐ Mesure du sol au haut du tube de l'arrière du repose-pieds  
**Rear footrest height**  
 mm  
(min = 35 mm)
- ☐ Distance de l'arrière des fourches à l'avant du repose-pieds  
**Footrest position**  
 mm

### Dimensions palette (ND ABS)

- ☐ Largeur palette  
**Footrest width**  
 mm  
(standard 200 mm)
- ☐ Longueur palette  
**Footrest length**  
 mm  
(standard 250 mm)

### Type de palette

- ☐ XB180 Palette aluminium **Aluminium footplate**  
(hauteur de la palette 2,5 mm)
- ☐ XB190 Palette en fibre de carbone **Carbon fibre footplate**  
**HT 281.00 €**  
**TTC 296.46 €**
- ☐ XB100 Palette ABS avec rebords **ABS moulded foot tray**  
(le rebord moulé suit l'ensemble de la palette)  
**HT 168.00 €**  
**TTC 177.24 €**
- Préciser longueur palette ABS  
 mm Maximum 380 mm  
Standard 330 mm (si non renseigné)
- ☐ ELAXB140 Kit pour réglage en hauteur de la palette  
**HT 91.00 €**  
**TTC 96.01 €** **Spacer kit**
- ☐ ELAXB145 Repose-pieds tubulaire offensif multi-position  
**HT 180.00 €**  
**TTC 189.90 €** **Multi position footrest tubes**  
(recommandé pour pouvoir changer la position des pieds plusieurs fois pendant le jeu)



### Repose-pieds réglable

- ☐ ELAXB130 Repose-pieds CLAMPE (plage de réglage max. 100mm)  
**HT 272.00 €**  
**TTC 286.96 €** **Clamp on adjustable position footrest**
- ☐ ELAXB085 Repose-pieds réglable en angle et hauteur (plage de réglage max. 50mm)  
**HT 188.00 €**  
**TTC 198.34 €** **Adjustable position footrest**

### Hauteur et position

- ☐ Mesure du sol au haut du tube de l'avant du repose-pieds  
**Front footrest height**  
 mm  
(Min - 41mm pour ELAXB130 / Min - 38mm pour ELAXB085)
- ☐ Mesure du sol au haut du tube de l'arrière du repose-pieds  
**Rear footrest height**  
 mm  
(Min - 41mm pour ELAXB130 / Min - 38mm pour ELAXB085)
- ☐ Distance de l'arrière des fourches à l'avant du repose-pieds  
**Footrest position**  
 mm  
(si non précisée, la distance est fixée à 20 mm)

### Dimensions palette (ND ABS)

- ☐ Largeur palette  
**Footrest width**  
 mm  
(standard 200 mm)
- ☐ Longueur palette  
**Footrest length**  
 mm  
(standard 250 mm)

### Type de palette

- ☐ XB180 Palette aluminium (5 mm) **Aluminium footplate**
- ☐ XB100 Palette ABS avec rebords **ABS moulded foot tray**  
(le rebord moulé suit l'ensemble de la palette)  
**HT 168.00 €**  
**TTC 177.24 €**
- Préciser longueur palette ABS  
 mm Maximum 380 mm  
Standard 330 mm (si non renseigné)


### Options plaque de repose-pieds

- ☐ XB240 Rebords surélevés aluminium (tarif par côté)  
**HT 110.00 €**  
**TTC 116.05 €** **Aluminium raised edges** (Cost per Edge)
- ☐ Avant ☐ Arrière ☐ Gauche ☐ Droit
- Préciser hauteur  
 mm Maximum 60 mm

- ☐ XB250 Rebords surélevés fibre de carbone (1 côté uniquement)  
**HT 371.00 €**  
**TTC 391.41 €** **Carbon Fibre raised edge** (1 side only)
- ☐ Avant ☐ Arrière
- Préciser hauteur  
 mm Maximum 45 mm

### Largeur entre les roues avant

- ☒ XY330 Largeur entre roues avant  
**Castor pin width**  
 mm MAX 320 mm
- ☐ Ou mesure optimisée



**CENTRE DE GRAVITE, BARRE D'ATTAQUE ET ANTI-BASCULE****Centre de gravité**


- ☐ ELAXY510 Centre de gravité FIXE  
Fixed centre of gravity



Préciser la mesure

 mm

(Note : Mesure prise de l'avant  
du dossier au centre de l'axe)

**Carrossage des roues arrière**

- ☒ XY390 Angle de carrossage (en degré)


Camber angle




16 18 20 22  
☐ ☐ ☐ ☐

**Barre d'attaque (au choix)**


- ☒ ELAXA110 Barre d'attaque arrondie avec extrémités fixes  
(le centre de gravité du fauteuil reste fixe)  
Round design basketball wing



- ☒ ELAXA125 Barre d'attaque design en pointe  
Arrow design basketball wing  
HT 226.00 €  
TTC 238.43 €



- ☐ ELAXA120 Barre d'attaque arrondie avec côtés droits  
Straight sided design basketball wing  
HT 226.00 €  
TTC 238.43 €

**Roulettes anti-bascule (au choix)**

- ☐ ELAXJ040 Roulette anti-bascule sport soudée  
Single fixed anti tip
- ☐ ELAXJ060 Deux roulettes anti-bascule sport  
(avec tube de jonction)  
HT 319.00 €  
TTC 336.55 € Double fixed anti tip (With high mount joining bar)

Ecartement personnalisé entre les fourches

 mm

- ☐ Ou écartement optimisé  
(maximal autorisé - std si non précisé)

## PROTEGE-VETEMENTS


### Type de protège-vêtements

<input type="checkbox"/>	ELAXE230	Protège-vêtements aluminium, soudés sport (ND avec réglage centre de gravité dossier ELAXY515)	<input type="checkbox"/>	XE030	Protège-vêtements aluminium vissés, noir brillant <b>Screw on aluminium</b>
HT	476.00 €		HT	226.00 €	
TTC	502.18 €	<b>Welded aluminium sport</b>	TTC	238.43 €	
<input type="checkbox"/>	ELAXE250	Protège-vêtements tubulaires aluminium (ND avec réglage centre de gravité dossier ELAXY515)	<input type="checkbox"/>	XE050	Protège-vêtements carbone vissés (non recommandé pour le basketball) <b>Screw on carbon fibre</b> (Not recommended for basketball use)
HT	225.00 €		HT	502.00 €	
TTC	237.38 €	<b>Welded aluminium tubes only</b>	TTC	529.61 €	
<input type="checkbox"/>	XE310	Protège-vêtements réhaussés* (Uniquement avec option ELAXE230, <b>High design upgrade</b>			
HT	226.00 €				
TTC	238.43 €				




\* (recommandé pour assurer une forte stabilité pelvienne latérale en combinaison avec un dossier à profil bas)


### Design protège-vêtement (au choix)



☐ Design droit  
**Straight design**






☐ Design arrondi  
**Round design**




☐ Suivant le pneu  
**Follow tyre**

### Taille des protège-vêtements (au choix)

- ☐ Longueur protège-vêtements  
**Sideguard length**
- ☐ Hauteur protège-vêtements (arrière)  
**Sideguard height (back)**
- ☐ Hauteur protège-vêtements (avant)  
**Sideguard height (front)**  
(facultatif pour taille max. joueurs)



- ☐ Suivant le design du pneu  
**Follow Tyre Design**
- ☐ 25mm au-dessus du pneu  
(la forme suit le profil de la roue)  
**25mm above tyre**
- ☐ Hauteur personnalisée au-dessus du pneu  
(la forme suit le profil de la roue)  
**Individual above tyre**
- ☐ Au niveau du pneu  
(la forme suit le profil de la roue)  
**Level with tyre**




## DOSSIER

### Hauteur de dossier (au choix)

- ☐ XY230 Dossier à hauteur **FIXE**  
**Fixed backrest height**




mm



- ☐ XY245 Dossier à hauteur **REGLABLE** (+/-25mm)  
**Adjustable backrest height**
- HT 171.00 €  
TTC 180.41 €

mm




### Options ergonomiques - Inclinaison (au choix)

- ☒ XY360 Angle du dossier  
(en degré)  
**Backrest angle**


-5   -3   0   +3   +5  
☐   ☐   ☐   ☐   ☐

Angle personnalisé  Degré  
(angle maximal possible de -10° à +10°)




- ☐ XG100 Dossier ergonomique:  
(ND avec dossier réglable en hauteur ELAXY245)  
**Ergonomic backrest**

Hauteur de la partie verticale inférieure  mm




Inclinaison de la partie verticale supérieure  mm




- ☐ XG110 Dossier rétréci au-dessus des protège-vêtements  
(ND avec dossier réglable en hauteur ELAXY245)  
**Inward taper**  
(not with ELAXY245)

mm



- ☐ XG120 Dossier évasé au-dessus des protège-vêtements  
(ND avec dossier réglable en hauteur ELAXY245)  
**Outward flare**  
(not with ELAXY245)

mm





## ROUES AVANT ET ROUES ARRIERE

## Roues avant et fourches

☐ XC160 Roues avant, noir (61mm)  
**Sport 61mm castor**

☐ XC200 Micro fourche  
**Sport micro fork**

☐ XC181 Roulements haute performance "Red Bones"  
**Bones Reds bearings**

☐ XC182 Roues avant, roulements ultra-haute performance  
**'Bones Swiss Ceramic' (Billes en céramique)**  
HT 354.00 €  
TTC 373.47 € **Bones Swiss Ceramic bearings**

## Diamètres Roues arrière

☐ XY420 24"

☐ XY430 25"

☐ XY440 26"

☐ XY450 700C

## Ecartement roues / châssis

☐ XY460 Ecartement du haut de la roue au châssis  
**Rear wheel gap**



15

20

25

30

(personnalisé)

mm



NB: Ecartement standard si rien précisé: 25mm. Autres sous réserve de faisabilité technique

☐ XY470 Mesure intérieure roues arrière

NOTE : Mesure requise pour les cadres en V, options XA130 et XA131

**Inside to inside of wheel**

mm



## Types de roues (au choix)

☐ XK030 Roues Sport Equalizer High Performance  
(36 / 48 rayons)

☐ XK080 Spinergy Sport Light Extreme (SLX)  
HT 1,067.00 €  
TTC 1,125.69 € **Spinergy SLX 24 spoke**

## Options de couleur pour roues Spinergy :

☐ Rayons noirs  
**Black spokes**  
☐ Rayons rouges  
**Red spokes**  
☐ Rayons violets  
**Purple spokes**

☐ Rayons blancs  
**White spokes**  
☐ Rayons bleus  
**Blue spokes**  
☐ Rayons oranges  
**Orange spokes**

☐ Rayons jaunes  
**Yellow spokes**  
☐ Rayons roses  
**Pink spokes**  
☐ Rayons verts  
**Green spokes**

☐ XK330 Spinergy SLX R10 renforcée (moyeu rouge)  
(carrossage 18° uniquement)

HT 1,966.00 €  
TTC 2,074.13 € **Spinergy SLX R10 heavy duty 24 spoke (18 deg camber angle only)**

☐ XK101 Spinergy XSLX 24 rayons (+ bouchons)  
HT 1,167.00 €  
TTC 1,231.19 € **Spinergy XSLX 24 spoke + caps**

☐ XK180 Personnalisation coloris rayons  
HT 202.00 €  
TTC 213.11 € **Individual spoke design**

Rayons intérieurs (inside)

**Inside:**

Rayons extérieurs (outside)

**Outside:**

## Options anodisation pour roues Spinergy :

☐ XK190 Moyeu noir (Std)  
HT 111.00 €  
TTC 117.11 € **Black hub (Std)**

☐ XK200 Moyeu argent  
HT 111.00 €  
TTC 117.11 € **Silver hub**

☐ XK201 Moyeu/Jante rouge  
HT 221.00 €  
TTC 233.16 €

☐ XK202 Moyeu/Jante violet  
HT 221.00 €  
TTC 233.16 € **Purple hub/rim**

☐ XK203 Moyeu/Jante bleu  
HT 221.00 €  
TTC 233.16 € **Blue hub/rim**

☐ XK204 Moyeu/Jante or  
HT 221.00 €  
TTC 233.16 €

## Montage mains-courantes

☐ XY480 Montage étroit (Std si aucune option sélectionnée)  
**Narrow set handrim**

☐ XL090 Découpe des pattes de fixation  
HT 132.00 €  
TTC 139.26 € (Recommandée si la distance entre le châssis et la roue est de 20mm ou moins) (Montage étroit uniquement)  
**Remove excess mounting tabs**

☐ XY485 Montage large  
**Wide set handrim**

☐ XL080 Montage très étroit avec pattes de fixation courtes (uniquement pour MC Titane titane XL040 et inclus XL090)  
HT 257.00 €  
TTC 271.14 € **Super narrow set handrim (only with XL040 and includes XL090)**

## Type de mains-courantes

☐ XL010 Aluminium anodisé (6 pattes de fixation)  
(Standard si aucune option sélectionnée)  
**Aluminium hard anodised 6 tab**

☐ XL070 Aluminium anodisé - 12 pattes de fixation  
(ND avec roues 24")  
HT 132.00 €  
TTC 139.26 € **Aluminium hard anodised 12 tab**

☐ XL040 Titane (6 pattes de fixation)  
HT 303.00 €  
TTC 319.67 € (ND avec roues XY450 700 C)  
**Titanium 6 tab**

☐ XL050 Acier inoxydable (6 pattes de fixation)  
HT 173.00 €  
TTC 182.52 € **Stainless steel 6 tab**

## Pneus

☐ XM070 Kenda Kaliente (std si aucune option choisie)  
**Kenda Kaliente**  
☐ Rouge Red ☐ Bleu Blue

☐ XM150 IRC Exeracer Pro, rouge  
HT 132.00 €  
TTC 139.26 € **IRC Exeracer Pro**

☐ XM096 Schwalbe Dunk King (ND avec Spinergy 28" (700CC))  
HT 187.00 €  
TTC 197.29 € **Schwalbe Dunk King (not available with Spinergy 28" (700CC))**

☐ XM080 Tufo MS3 sport tubeless, bleu  
HT 132.00 €  
TTC 139.26 € **Tufo MS3 tubeless**

☐ XM095 Kenda Wide, gris  
HT 48.00 €  
TTC 50.64 € **Kenda Wide**

## Types de valves pour chambre à air

☐ XY500 Valve Schraeder, type auto



☐ XY490 Valve Presta, type vélo  
(Standard si aucune option sélectionnée)



## PEINTURES ET FINITIONS DE CHÂSSIS

### Châssis & Composants rapportés au châssis

XN010

Peinture poudre époxy  
(voir nuancier RGK)

Powder coated frame

Châssis

Comp.

Brillant

Black gloss 103

White gloss 100

Grey gloss 132

Cream gloss 135

Red gloss 108

Yellow gloss 120

Forest green gloss 143

Green gloss 107

Dark blue gloss 151

Royal Blue gloss 154

Blue gloss 174

Duckegg blue gloss 141

Pink gloss 188

Orange gloss 180

Purple gloss 157

ELAXN030

Châssis aluminium finition brossée

Brushed frame

(les composants rapportés au châssis seront de coloris noir mat sauf si option XN160 sélectionnée)

HT

374.00 €

TTC

394.57 €

ELAXN050

Châssis aluminium finition polie

Polished frame

(les composants rapportés au châssis seront de coloris noir brillant sauf si option XN170 sélectionnée)

HT

1,016.00 €

TTC

1,071.88 €

XN150

Peinture poudre époxy (repose-pieds, barre carrossage & protège-vêtements) (Coloris châssis si code non précisé)

Powder coated components (Frame colour if not specified)

Châssis

Comp.

Mat

Black matt 105

White matt 101

Grey matt 131

Light grey matt 133

Navy blue matt 152

Chrome Mirror 300 (1)

Sparkle silver 170

Metallic black matt 104

Metallic grey matt 130

Black sandpaper 201 (1)

Grey sandpaper 202 (1)

White sandpaper 200 (1)

'(1) Coloris non disponible pour les repose-pieds - Noir brillant de série

XN160

Finition brossée (repose-pieds, barre carrossage & protège-vêtements) (non requis avec repose-pied et dossier fixes)

Brushed components

HT

125.00 €

TTC

131.88 €

XN170

Finition polie (repose-pieds, barre carrossage & protège-vêtements) (non requis avec repose-pied et dossier fixes)

Polished components

HT

210.00 €

TTC

221.55 €

'(1) Coloris non disponible pour les repose-pieds - Noir brillant de série

### Couleurs de contraste (au choix)

**A NOTER :** La couleur de contraste s'applique pour : les bouchons de tête de fourches et fourches, décalcomanies. Le cas échéant : Coussin, sangle mollet, protection de châssis portent le logo RGK blanc

- |  |  |  |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Finition noire<br><b>Black accent</b> | <input type="checkbox"/> Finition argent<br><b>Silver accent</b> | <input type="checkbox"/> Finition violet<br><b>Purple accent</b> |
| <input type="checkbox"/> Finition rouge<br><b>Red accent</b>   | <input type="checkbox"/> Finition bleue<br><b>Blue accent</b>    |  |

## TOILES

### Toile d'assise

- ☒ XP040 Toile d'assise réglable en tension par sangles  
(Standard si aucune option sélectionnée)  
**Seat sling strap adjustable**

### Toile de dossier

- |   |  |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> XP055 Toile de dossier Airtech Sport (aérée et réglable en tension par sangles)<br><b>Airtech sport backrest strap adjustable</b> | <input type="checkbox"/> XP070 Ailes de dossier: renforts en cuir (noir)<br><b>Backrest upgrade to leather corners</b> |
|   | HT 155.00 €  |
|   | TTC 163.53 €   |

### Options de couleur pour surpiqûre des toiles

- |  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Argent<br><b>Silver</b> | <input type="checkbox"/> Noir<br><b>Black</b>    | <input type="checkbox"/> Bleu<br><b>Blue</b>     | <input type="checkbox"/> Couleur personnalisée<br><b>Individual:</b> |
| <input type="checkbox"/> Rouge<br><b>Red</b>     | <input type="checkbox"/> Orange<br><b>Orange</b> | <input type="checkbox"/> Violet<br><b>Purple</b> | <input type="text"/>   |

### Options de couleur pour logo RGK

- |  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Blanc (Std)<br><b>White (Std)</b> | <input type="checkbox"/> Vert<br><b>Green</b>    | <input type="checkbox"/> Bleu<br><b>Blue</b>     | <input type="checkbox"/> Couleur personnalisée<br><b>Individual:</b> |
| <input type="checkbox"/> Rouge<br><b>Red</b>               | <input type="checkbox"/> Orange<br><b>Orange</b> | <input type="checkbox"/> Violet<br><b>Purple</b> | <input type="text"/>   |

### Options de couleur pour logo ELITE

- |  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Blanc (Std)<br><b>White (Std)</b> | <input type="checkbox"/> Vert<br><b>Green</b>    | <input type="checkbox"/> Bleu<br><b>Blue</b>     | <input type="checkbox"/> Couleur personnalisée<br><b>Individual:</b> |
| <input type="checkbox"/> Rouge<br><b>Red</b>               | <input type="checkbox"/> Orange<br><b>Orange</b> | <input type="checkbox"/> Violet<br><b>Purple</b> | <input type="text"/>   |

### Accessoires de dossier

- ☐ XP170 Toile de dossier avec broderie personnalisée (fournir fichier Jpeg et position) Page 10  
**Individual backrest embroidery**
- HT 174.00 €  
TTC 183.57 €



## COUSSINS D'ASSISE

- ☐ XP080 Coussin mousse, sélectionner densité et épaisseur ci-dessous

HT 108.00 €

Cushion foam

TTC 113.94 €

- ☐ En mousse - densité souple  
Soft (CMS040)

- ☐ En mousse - densité moyenne  
Medium (CMS050)

- ☐ Epaisseur 50 mm  
50mm

- ☐ Epaisseur 75 mm  
75mm

- ☐ Epaisseur 100 mm  
100mm

- ☐ XP340 Coussin mousse haute densité Plastazote

HT 102.00 €

Hard Plastazote cushion upgrade

TTC 107.61 € (indiquer la hauteur maximale)

- ☐ 580 mm ☐ 630

## Housse de coussin (Note : option XP080 obligatoire pour toutes les housses)

- ☐ XP085 Housse nylon, noir  
Nylon cushion cover

- ☐ XP090 Housse toile aérée Air Lite, noir  
HT 87.00 € Air Lite cushion cover

TTC 91.79 €

- ☐ XP380 Housse néoprène, noir  
HT 115.00 € Neoprene cushion cover

TTC 121.33 €

## SANGLES

## Sangles Velcro

- ☐ XS050 Sangle double réglable par velcro 100mm - Sport Pro  
HT 155.00 € 100mm Pro adjustable velcro strap

TTC 163.53 €

- ☐ XS055 Sangle réglable par velcro 50mm - Sport Pro  
HT 155.00 € 50mm Pro adjustable velcro strap

TTC 163.53 €


- ☐ XS057 Sangle genou 50mm - Sport pro  
HT 155.00 € (mesure d'un tube à l'autre au-dessus des genoux)  
TTC 163.53 € 50mm Pro knee strap

## Position sangles à Velcro

- ☐ Sangle 1 - Position

type/code


(préciser le nom et le code de ceinture ci-dessus)



Longueur de la sangle



mm



Distance à partir du tube de dossier




mm

- ☐ Sangle 2 - Position

type/code


(préciser le nom et le code de ceinture ci-dessus)



Longueur de la sangle



mm



Distance à partir du tube de dossier



mm

## Sangles fermeture à click

- ☐ XS020 Ceinture fermeture click (Click strap)  
HT 113.00 € (Rembourrage 280 x 50 mm)

TTC 119.22 €

- ☐ XS021 Sport ratchet strap, simple (pour stabiliser un seul membre)  
HT 76.00 € Sport ratchet strap (Single)

TTC 80.18 €

- ☐ XS025 Sangle Pelvi Loc 2DA à click (pour genoux et cuisses)  
HT 272.00 € Pelvi Loc 2DA ratchet strap

TTC 286.96 €

Choisir une taille :

- ☐ M: 200 mm  
Medium 12"

- ☐ L: 250 mm  
Large 14"

- ☐ XS030 Sangle Pelvi Loc 3DA à click (pour hanches)  
HT 290.00 € Pelvi Loc 3DA ratchet strap

TTC 305.95 €

- ☐ XS : 8" (200mm)

- ☐ S : 12" (300mm)

Choisir une taille :

- ☐ M : 14" (355mm)

- ☐ L : 17" (430mm)

- ☐ XS035 Sangle M2 à click (pour genoux et cuisses)  
HT 174.00 € M2 ratchet strap

TTC 183.57 €

- ☐ 8" (200mm)

- ☐ 10" (250mm)

- ☐ 12" (300mm)

- ☐ XS036 Sangle M2 à click, simple (pour pieds)  
HT 174.00 € M2 ratchet strap (Single)

TTC 183.57 €

- ☐ 8" (200mm)


- ☐ 10" (250mm)

- ☐ 12" (300mm)


## Position sangles à click

- ☐ Sangle 1  
type/code


- ☐ Sangle 2  
type/code




Distance à partir du tube de dossier



mm



Distance à partir du tube de dossier



mm

- ☐ XS040 Paire d'inserts soudés (1 paire / sangle)  
HT 111.00 € Fixed mounting points

TTC 117.11 €

- ☐ x1

- ☐ x2

- ☐ x3

- ☐ XS045 Paire d'inserts clampés (1 paire / sangle)  
HT 111.00 € Clamped mounting points

TTC 117.11 €

- ☐ x1

- ☐ x2

- ☐ x3

## OPTIONS DE CHASSIS

- ☐ XR060 Passants de sangles mollets, soudés  
HT 134.00 € (indiquer la position de montage dans les notes P10)  
TTC 141.37 € Calf strap mounting loops



- ☐ XR065 Passants de sangle soudés aux tubes d'assise  
HT 134.00 € (indiquer la position de montage dans les notes P10) Strap location loops

TTC 141.37 €



## ACCESSOIRES

- ☐ XR030 Sac de transport pour 3 roues (3 compartiments)  
HT 233.00 € Triple wheel bag

TTC 245.82 €

- ☐ XP130 Protections de châssis velcro Sport  
HT 118.00 € (suivent la longueur du cadre avant)  
TTC 124.49 € Frame protectors full length

- ☐ XA150 Protection plastique pour barre d'attaque  
HT 97.00 € Plastic tube fitted to offensive wing

TTC 102.34 €

- ☐ XS070 Sangle de pieds  
Foot strap (select if required)

- ☐ XS060 Sangle mollets  
Calf strap (select if required)

- ☐ XP400 Protection barre de dossier  
Back bar protector

- ☐ XR090 Kit outils  
Tool kit

**NOTES COMPLEMENTAIRES****Toile de dossier avec broderie personnalisée**

Veuillez fournir le fichier au format .JPG et la position souhaitée de la broderie

**BARRE DE DOSSIER****AUTRES NOTES :**☐**FABRICATIONS SPECIALES\*** (veuillez préciser ci-dessous le(s) numéro(s) de page et les détails de la fabrication spéciale ou des fabrications spéciales)☐**OFF SPEC REQUEST  
APPROVED** (for internal  
RGK office only)*RGK Internal Sign-off*

\* Les demandes de fabrications spéciales nécessitent une étude de faisabilité qui peut augmenter le prix de la commande et le délai de fabrication.  
Toute demande de dimension, d'option ou de cadre ne figurant pas sur le bon de commande sera traitée comme une demande de fabrication spéciale.