



Fauteuil roulant électrique pliable SmartChair EVO2

LPPR : 9534111 - VPH, Achat neuf, FRE-B, modulaire à propulsion par moteur électrique - classe B Acekare

Date* :

Nom et numéro de téléphone du contact magasin* :

Nom de l'utilisateur* :

Adresse de livraison* :


Adresse de facturation (si différente) :

Caractéristiques techniques

| | |
|---------------------|---------------------------------|
| Poids du fauteuil | 29kg (hors batteries) |
| Capacité poids | 150kg |
| Autonomie | 28km (deux batteries) |
| Largeur d'assise | Au choix : 42 / 44 / 46 / 48 cm |
| Profondeur d'assise | De 42 à 48 cm |
| Pente max | 11% |

| | |
|--------------------|--|
| Repose-pieds | Double palette, réglable en hauteur et profondeur, rabattable et escamotable |
| Largeur hors tout | 59 à 63 cm |
| Dimensions plié | 45 X 63 X 83 (cm) max |
| Vitesse max | 6km /h |
| Franchissement max | 5 cm |







Sélectionner les options choisies ☒ Configuration standard ☐ Option sans coût additionnel

| Réf. | Description | Choix | Prix HT | Prix TTC | LPP | Visuel |
|--|--|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|---|
| SMARTCHAIR EVO2 Fauteuil roulant électrique pliable <i>Fourni avec deux batteries couplées</i> <i>Pantographe de série</i> | | | 3 679,70€ | 3 882,08€ | 3 882,08€ |  |
| | | +1,75€ HT d'éco-participation | | | | |
| 1. Choix de position du joystick | | | | | | |
| 24000162 | Boitier de commande à droite | | ◆ | ◆ | | |
| 24000161 | Boitier de commande à gauche | | ○ | ○ | | |
| 2. Choix de largeur d'assise | | | | | | |
| SC-EVO2-42 | SmartChair EVO2 – Largeur d'assise 42 cm* | | ○ | ○ | | |
| SC-EVO2-44 | SmartChair EVO2 – Largeur d'assise 44 cm* | | ○ | ○ | | |
| SC-EVO2-46 | SmartChair EVO2 – Largeur d'assise 46 cm** | | ○ | ○ | | |
| SC-EVO2-48 | SmartChair EVO2 – Largeur d'assise 48 cm** | | ○ | ○ | | |
| 4. Choix de position du levier d'inclinaison du dossier | | | | | | |
| | Levier d'inclinaison du dossier à gauche | | ◆ | ◆ | | |
| MO | Levier d'inclinaison du dossier à droite | | 25€ | 30€ | | |

* Sur la base d'un EVO2 mini (largeur hors tout 58cm)

** Sur la base d'un EVO2 standard (largeur hors tout 62cm)

Accessoires

| Réf. | Description | Choix | Prix HT | Prix TTC | LPP | Visuel |
|------------|---|-------|------------|----------------|--------|---|
| 13200228 | Ceinture de sécurité | ◆ | ◆ | ◆ | | |
| KIT-ROUTE | Kit route : 2 feux avant, clignotants, lumière arrière | | ○ | ○ | | |
| 24000180 | Appui-tête multi-réglages LPP : 9995958 - VPH, adjonction, supplément ap-pui-tête réglable, ACEKARE | | 151,66 € | 160€ | 160€ |  |
| EVO2-DC | Double commande (utilisateur-accompagnateur) LPP : 9972414 - VPH, adjonction, boîtier de commande personnalisé pour FRE, ACEKARE | | 1 421,80 € | 1 500€ | 1 500€ |  |
| 24000152 | Déport joystick à l'arrière (tierce personne) Non compatible avec pantographe Remplacement du par une pince attache rapide. | | 47,39 € | 50€ | | |
| EVO10121 | Réhausseurs d'accoudoirs (la paire) Recommandé pour les utilisateurs > 1m80 | | 47,39 € | 50 € | | |
| 24000158 | Kit adaptateur + paire repose jambes pour SmartChair EVO² | | 236,02 € | 249 € | |  |
| AC10014 | Support porte canne Diamètre de 19mm ou 22mm. | | 18,01 € | 19 € | | |
| P0060179 | Batterie 24v-12Ah Lithium supplémentaire pour SmartChair EVO² | | 658,77 € | 695 € | | |
| 24000164 | Batterie 24V-8Ah Lithium supplémentaire Se branche en parallèle avec la batterie de série => 24v20Ah soit jusqu'à +10km. Connectique incluse | | 425,59 € | 449 € | | |
| 13100267 | Protection coffre SmartChair (1m50 * 1m20) | | 56,87 € | 60€ | |  |
| RC | Manette de téléguidage bluetooth | | 122,27 € | 129€ | |  |
| SMARTUP-BG | Plateforme élévatrice SmartUp Aide au chargement de votre solution de mobilité Poids max soulevé : 40kg | | 1 033,18 € | 1 090 € | |  |
| ALTOO | Grue de coffre ALTOO Aide au chargement de votre solution de mobilité Poids max soulevé : 60kg Batterie incluse | | 2 265,40 € | 2 390€ | |  |

Frais de port 55€ TTC

Commentaires :

Signature et cachet du revendeur :

acekare

contact@acekare.com | 09.80.80.85.15 | www.acekare.com | 7 rue Mireport, 33310 Lormont, FRANCE

© Tous droits réservés | Version : 17.12.2025 | Période de validité : du 01.12.2025 au 31/12/2026

page 2/2