



## Fauteuil roulant électrique pliable SmartChair EVO2

Date\* :

Nom de l'utilisateur\* :

Nom et numéro de téléphone du contact magasin\* :

Adresse de livraison\* :

Adresse de facturation (si différente) :

\*Nécessaire

### Paramètres

Capacité max.  
**150kg**

Poids total  
**29kg**

Vitesse max.  
**6km/h**

Autonomie  
**18km**  
(option 30km)



LPPR : VHP, ELEC, ASSISE ADAPTEE, DOSSIER REGLABLE, PLATINES CRANTEES, ACEKARE 9178337

Sélectionner les options choisies

◆ Configuration standard

○ Option sans coût additionnel

Réf.	Description	Choix	Prix HT	Prix TTC	LPP	Visuel
SCEVO2-ST	FAUTEUIL <b>SMARTCHAIR EVO2   MONOBLOC</b> <b>Attention non compatible avec SmartRoll®</b> Largeur entre accoudoirs : 47 cm de série Largeur d'assise : 42 cm Profondeur d'assise : réglable de 44 à 48 cm		3 687,20 €	<b>3890 €</b>	3487,95 €	
			+1,75€ HT d'éco-participation			
SCEVO2-DP	FAUTEUIL <b>SMARTCHAIR EVO2   DOUBLE PALETTE</b> <b>Roulettes d'aide au chargement SmartRoll® incluses</b> Largeur entre accoudoirs : 47 cm de série Largeur d'assise : 42 cm Profondeur d'assise : réglable de 44 à 48 cm		3 687,20 €	<b>3890 €</b>	3487,95 €	
			+1,75€ HT d'éco-participation			
SCEVO2-S	FAUTEUIL <b>SMARTCHAIR EVO2   MINI</b> <b>Roulettes d'aide au chargement SmartRoll® incluses</b> Largeur entre accoudoirs : 42 cm de série Largeur d'assise : 37 cm Profondeur d'assise : réglable de 40 à 44 cm		3 687,20 €	<b>3890 €</b>	3487,95 €	 CE
			+1,75€ HT d'éco-participation			

#### 1. Choix de position du joystick

	Boitier de commande à droite		◆	◆		
24000161	Boitier de commande à gauche		○	○		


#### 2. Choix de largeur entre accoudoirs

<b>SMARTCHAIR EVO2   STANDARD   47 cm de série</b>			◆	◆		
24000165	Kit entretoise EVO <sup>2</sup> <b>48 cm</b>		○	○		
24000165	Kit entretoise EVO <sup>2</sup> <b>49 cm</b>		○	○		
24000166	Kit entretoise EVO <sup>2</sup> <b>50 cm</b>		○	○		
24000166	Kit entretoise EVO <sup>2</sup> <b>51 cm</b>		○	○		
<b>SMARTCHAIR EVO2   MINI   42 cm de série</b>			◆	◆		
24000165	Kit entretoise EVO <sup>2</sup> <b>44 cm</b>		○	○		
24000166	Kit entretoise EVO <sup>2</sup> <b>46 cm</b>		○	○		

#### 3. Choix de position du levier d'inclinaison du dossier

	Levier d'inclinaison main gauche		◆	◆		
MO	Levier d'inclinaison main droite		25€	30€		

## Accessoires

Réf.	Description	Choix	Prix HT	Prix TTC	LPP	Visuel
EVO10121	Réhausseurs d'accoudoirs (la paire) Recommandé pour les utilisateurs > 1m80		47,39 €	50 €		
EVO10050	Double commande (Code LPP 9384628)		677,02 €	714,26€	714,26€	
EVO10040	Déport tierce personne (Code LPP 9384539) <b>Non compatible avec le pantographe.</b> Remplacement du pantographe par une pince attache rapide.		47,39 €	50€	35,71€	
SC-LIGHT	Eclairage avant et arrière		19,81 €	20,90 €		
24000158	Kit adaptateur + paire repose jambes pour SmartChair EVO²		236,02 €	249 €		
AC10014	Support porte canne Diamètre de 19mm ou 22mm.		18,01 €	19 €		
P0060179	Batterie 24v-12Ah Lithium supplémentaire pour SmartChair EVO²		658,77 €	695 €		
24000164	Batterie 24V-8Ah Lithium supplémentaire <i>Se branche en parallèle avec la batterie de série =&gt; 24v20Ah soit jusqu'à +10km.</i> <i>Connectique incluse</i>		425,59 €	449 €		
13100267	Protection coffre SmartChair (1m50 * 1m20) Protège votre coffre et se rabat sur le fauteuil		56,87 €	60€		
RC	Manette de téléguidage bluetooth		122,27 €	129€		
SMARTUP	Plateforme élévatrice SmartUp (hors batterie) <i>Livrée avec adaptateur batterie SmartChair EVO2 AC10084</i> <i>Hauteur de charge: 90cm ; Charge max.: 40kg.</i>		696,68 €	735 €		
SMARTUP-BG	Plateforme élévatrice SmartUp Livrée avec <b>Batterie externe 5Ah</b> et chargeur		1027,48 €	1084 €		
Frais de port 55€ TTC						

Commentaires :

Signature et cachet du revendeur :