

BON DE COMMANDE 2025

ASSISTANCE MOTORISÉE POUR FAUTEUIL ROULANT MANUEL

Commande à envoyer à : commande@rehasense.com

Prix public HT 2.995,26€

Prix public TTC 3.160,00€

- Compatible fauteuil rigide et pliant
- Compatible avec potences avant fixes
- Fixation manuelle par pinces
- Multiples possibilités d'ajustements en profondeur, en angulation, latérale, en hauteur, en largeur
- Compatible avec largeur de fauteuil : 210 à 480 mm



Données techniques :

- Moteur 350W - 48V
- Vitesse maximale : 20 km/h
- Autonomie : jusqu'à 30 km
- Capacité franchissement : 10%
- Supports de pinces 100 mm : Pour largeur de potences de 270 à 380 mm
- Supports de pinces 150 mm : Pour largeur de potences de 370 à 450 mm
- Batterie compatible transport aérien
- Poids total : 15,45kg
- Poids transport : 10 kg
- Poids max. utilisateur : 110 kg
- Taille roue : 12"
- Taille pneu : 12.1/2" x 2.1/4"
- Ecran LCD couleur
- Nombre modes : 3
- Marche arrière : oui
- Fonction vitesse de la marche : oui
- Régulateur de vitesse : oui
- Anti-patinage : oui
- Accélérateur poignée complète à droite

1. ECO ASSIST

Selection	Référence	Description	Prix public HT	Prix public TTC
	REA12MMS00_SP	ECO ASSIST Batterie 48 V - 5,8Ah (278 Wh) Inclus 2 supports de pinces : longueur 100mm et 150 mm	2.995,26 €	3.160,00 €
	REA12MMS00_HC	ECO ASSIST Batterie 48 V - 11,6Ah (556,8 Wh) Inclus 2 supports de pinces : longueur 100mm et 150 mm	3.370,00 €	3.555,35 €

Forme des tubes de potences : **Ronds** **Ovales** **Küschall K2 & K1 / Nouveau Meyra / Offcar** Autres :

Nom:	Date:
Client:	Ref commande :
Contact:	Adresse livraison
E-Mail:	N° et rue :
Tel.:	C.P. / ville:

Par la présente, j'accepte le traitement de mes données personnelles dans le but d'exécuter la commande d'un équipement de rééducation conformément à l'article 4, paragraphe 11 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 sur la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (Règlement général sur la protection des données)




Commande à envoyer à : commande@rehasense.com

BON DE COMMANDE 2025

2. Supports pour réglage en largeur

Selection	Référence	Description	Photo	Prix public HT	Prix public TTC
	EBC202A-BK	Supports de pinces L. 100 mm Supports standards livrés avec votre motorisation Largeur entre potences (centre tubes) : De 270 à 380 mm		Inclus	-
	EBC202B-BK	Supports de pinces L. 150 mm Supports standards livrés avec votre motorisation Largeur entre potences (centre tubes) : De 370 à 450 mm			
	EBC202C-BK	Supports de pinces L. 180 mm Largeur entre potences (centre tubes) : De 430 à 480 mm		96,88€	102,21€
	EBC212A-BK / EBC212B-BK	Supports de pinces L. 100 mm inclinés (9,5°) Largeur entre potences (centre tubes) : De 210/220 à 320/330 mm		96,88€	102,21€

3. Pinces

	EBX035-BK/ EBX036-BK	Pinces standards noires		Inclus	-
	EBX06F-BK / EBX06E-BK	Paire de pinces H.50 mm pour nouveaux tubes Küschall K2, K1, Meyra FUSE R et OFFCARR ** mâchoires vendues seules - hors supports de pinces		148,53€	156,69€
	EBX07A-BK / EBX07B-BK	Paire de pinces H.50 mm pour tubes ovales ** mâchoires vendues seules - hors supports de pinces		148,53€	156,69€

3. Tubes de pinces

	EBC203	Tubes standards de pinces d' ECO ASSIST - L.100mm		inclus	-
	EBC213A-BK	Tubes rallongés de pinces d' ECO ASSIST - L.210mm		105,49€	111,29€

4. Accélérateur optionnel

	EBE00M-LT	Accélérateur poignée complète à gauche		0,00€	0,00€
--	-----------	--	---	-------	-------

5. Béquille optionnelle

	EBL200A	Béquille avec roulettes		97,85€	103,23€
--	---------	-------------------------	---	--------	---------

6. Accessoires

EBB0048T2A	Batterie supplémentaire 48V 11,6Ah		753,45 €	794,88€
431210	Pneu tout terrain avec crampons		94,72€	99,93 €
EBH01B	Rétroviseur, monté au guidon à gauche		60,28 €	63,59€
EBH220	Support de téléphone		45,32 €	47,81€
EBE01D	Compresseur d'air électronique		80,73€	85,17€
R02988H	Repose-pieds souple Se place dans les receveurs du fauteuil (diam. tube 17,8mm)		50,47€	53,25€
EBH01Y-2	Paire de roues pour faciliter le chargement (amovibles) Se placent sur les poignées du guidon		87,55€	92,37€
264EZGSET	Paire de roues arrière MTB 24" complètes avec pneus mountain bike 1,75" Diamètre hors tout 24"		344,40€	363,34€
6183E2	Axes quick release avec bouton poussoir noir ø1/2"x 104 mm (autres longueurs disponibles - préciser en commentaire)		53,83€	56,79€

Roues de transport EBH01Y-2
(convient aux ECO ASSIST et PAWS)



Paire de roues MTB 24"

