

 <p>photo non contractuelle</p>	<h1>REAL 9000/9100 EL</h1>	<p><b>REAL 9000, REAL 9100 EL</b>, releveur hydraulique/ électrique, dispositif médical pour handicapés moteurs, mécanisme de dossier réglable en hauteur et inclinaison, levier de frein manuel à pousser 35 cm, tubes d'accoudoirs réglables en largeur et hauteur 32 cm, manchettes 35 cm, poids utilisateur maximum utilisateur 130 kg. Embase en H médicalisée 48 x 53 cm, roulettes 100 mm, pack de positionnement au choix, indissociable du dispositif.</p>	<p>Date :</p>
	<p>Référence d'achat :</p>		
			<p>Code client :</p>
			<p>Signature :</p>

### 1. Dispositif

<input type="checkbox"/>	110MODM24V1G	<b>REAL 9000</b>	REAL 9000, releveur hydraulique, dispositif médical pour handicapés moteurs, mécanisme de dossier réglable en hauteur et inclinaison, levier de frein manuel à pousser 35 cm, tubes d'accoudoirs réglables en largeur et hauteur 32 cm, manchettes 35 cm, poids utilisateur maximum utilisateur 130 kg. Embase en H médicalisée 48 x 53 cm, roulettes 100 mm, pack de positionnement au choix, indissociable du dispositif.	<b>1971 €</b>
<input type="checkbox"/>	11MODEV24V1G	<b>REAL 9100 EL</b>	REAL 9100 EL, releveur électrique, dispositif médical pour handicapés moteurs, mécanisme de dossier réglable en hauteur et inclinaison, levier de frein manuel à pousser 35 cm, tubes d'accoudoirs réglables en largeur et hauteur 32 cm, manchettes 35 cm, poids utilisateur maximum utilisateur 130 kg. Embase en H médicalisée 48 x 53 cm, roulettes 100 mm, pack de positionnement au choix, indissociable du dispositif.	<b>4 799 €</b>

### 2a. Vérin REAL 9000

<input type="checkbox"/>	<b>Vérin long</b> 40 à 60 cm - Manette d'actionnement sous assise	côté droit	<b>STD</b>
<input type="checkbox"/>		côté gauche	<b>STD</b>
<input type="checkbox"/>	<b>Vérin court</b> 32 à 46 cm - Manette d'actionnement sous assise	côté droit	<b>STD</b>
<input type="checkbox"/>		côté gauche	<b>STD</b>
<input type="checkbox"/>	<b>Vérin Long</b> 40 à 60 cm - Manette d'actionnement sous accoudoir	côté droit	<b>708 €</b>
<input type="checkbox"/>		côté gauche	<b>708 €</b>
<input type="checkbox"/>	<b>Vérin court</b> 32 à 46 cm - Manette d'actionnement sous accoudoir	côté droit	<b>708 €</b>
<input type="checkbox"/>		côté gauche	<b>708 €</b>

### 2b. Vérin REAL 9100 EL

<input type="checkbox"/>	<b>Vérin long</b> 47 à 75 cm	Boîtier de commande côté droit	<b>STD</b>
<input type="checkbox"/>		Boîtier de commande côté gauche	<b>STD</b>
<input type="checkbox"/>	<b>Vérin court</b> 40 à 60 cm	Boîtier de commande côté droit	<b>STD</b>
<input type="checkbox"/>		Boîtier de commande côté gauche	<b>STD</b>
<input type="checkbox"/>	<b>Vérin Extra-court</b> 32 à 47 cm	Boîtier de commande côté droit	<b>STD</b>
<input type="checkbox"/>		Boîtier de commande côté gauche	<b>STD</b>
<input type="checkbox"/>	<b>Télécommande filaire</b>		<b>302 €</b>

### 3. Coloris

<input type="checkbox"/>	46	Velours gris	<input type="checkbox"/>	41	Velours bordeaux	<input type="checkbox"/>	45	Velours bleu
<input type="checkbox"/>	48	Velours noir						
<input type="checkbox"/>	31	Similicuir rouge	<input type="checkbox"/>	32	Similicuir marron	<input type="checkbox"/>	35	Similicuir bleu
<input type="checkbox"/>	36	Similicuir gris	<input type="checkbox"/>	38	Similicuir noir			

# REAL 9000/9100 EL

4a. Pack ErgoMedic		152 €
Assise ErgoMedic		
<input type="checkbox"/>	ST1015XX L : 44 x P : 48 cm <input type="checkbox"/> ST1010XX L : 48 x P : 48 cm <input type="checkbox"/> ST1020XX L : 44 x P : 43 cm	
<input type="checkbox"/>	ST1030XX L : 40 x P : 43 cm <input type="checkbox"/> ST1035XX L : 40 x P : 39 cm <input type="checkbox"/> ST1045XX L : 36 x P : 39 cm	
<input type="checkbox"/>	ST1050XX L : 33 x P : 35 cm	
Dossier plats ErgoMedic		
<input type="checkbox"/>	BR1015XX L : 42 x H : 43 cm <input type="checkbox"/> BR1030XX L : 40 x H : 34 cm <input type="checkbox"/> BR1055XX L : 38 x H : 26 cm	
<input type="checkbox"/>	Assise incurvée Ergomedic plus 6 cm	0 €
<input type="checkbox"/>	Assise viscoélastique	285 €

4b. PACK COXIT		978 €
Assise arthrodèse		<p>CODE LPP : 6275488 Siège de serie modulable et évolutif</p>
<input type="checkbox"/>	ST1315XX L : 44 x P : 48 cm <input type="checkbox"/> ST1310XX L : 48 x P : 48 cm <input type="checkbox"/> ST1320XX L : 44 x P : 43 cm	
<input type="checkbox"/>	ST1330XX L : 40 x P : 43 cm <input type="checkbox"/> ST1335XX L : 40 x P : 39 cm	
Dossier plats ErgoMedic		
<input type="checkbox"/>	BR1015XX L : 42 x H : 43 cm <input type="checkbox"/> BR1030XX L : 40 x H : 34 cm <input type="checkbox"/> BR1055XX L : 38 x H : 26 cm	
<input type="checkbox"/>	Dossier galbé Ergomedic plus 6 cm	0 €
<input type="checkbox"/>	Dossier galbé Ergomedic plus plus 10 cm	278 €
<input type="checkbox"/>	Assise arthrodèse viscoélastique	285 €

4c. PACK ErgoMedic PLUS, GALBE 6 CM		978 €
Assise incurvée ErgoMedic plus		<p>CODE LPP : 6275488 Siège de serie modulable et évolutif : 838,47 €</p>
<input type="checkbox"/>	ST2015XX L : 44 x P : 48 cm <input type="checkbox"/> ST2010XX L : 48 x P : 48 cm <input type="checkbox"/> ST2020XX L : 44 x P : 43 cm	
<input type="checkbox"/>	ST2030XX L : 40 x P : 43 cm <input type="checkbox"/> ST2035XX L : 40 x P : 39 cm <input type="checkbox"/> ST2045XX L : 36 x P : 39 cm	
<input type="checkbox"/>	ST2050XX L : 33 x P : 35 cm	
Dossier galbé ErgoMedic plus		
<input type="checkbox"/>	BR2015XX L : 42 x H : 43 cm <input type="checkbox"/> BR2030XX L : 40 x H : 34 cm <input type="checkbox"/> BR2055XX L : 38 x H : 26 cm	
<input type="checkbox"/>	Coussin lombaire gonflable BR2115XX	455 €
<input type="checkbox"/>	Assise plane ErgoMedic	0 €
<input type="checkbox"/>	Assise viscoélastique	285 €

4d. PACK ErgoMedic PLUS PLUS, GALBE 10 CM		1 006 €
Assise viscoélastique		<p>CODE LPP : 6275488 Siège de serie modulable et évolutif : 838,47 €</p>
<input type="checkbox"/>	ST??15XX L : 44 x P : 48 cm <input type="checkbox"/> ST??10XX L : 48 x P : 48 cm <input type="checkbox"/> ST??20XX L : 44 x P : 43 cm	
<input type="checkbox"/>	ST??30XX L : 40 x P : 43 cm <input type="checkbox"/> ST??35XX L : 40 x P : 39 cm <input type="checkbox"/> ST??45XX L : 36 x P : 39 cm	
<input type="checkbox"/>	ST??50XX L : 33 x P : 35 cm	
Dossier galbé ErgoMedic plus plus		
<input type="checkbox"/>	BR2515XX L : 42 x H : 43 cm <input type="checkbox"/> BR2530XX L : 40 x H : 34 cm <input type="checkbox"/> BR2555XX L : 38 x H : 26 cm	
<input type="checkbox"/>	Coussin lombaire gonflable BR2115XX	455 €
<input type="checkbox"/>	Assise plane ErgoMedic	- 123 €
<input type="checkbox"/>	Assise incurvée ErgoMedic plus 6 cm	- 123 €

# REAL 9000/9100 EL

5. Réglage de l'assise			
<input type="checkbox"/>	Pas de réglage pour l'angle de l'assise	Par défaut	STD
<input type="checkbox"/>	Inclinaison d'assise par vérin hydraulique, 15° vers l'avant, 8° vers l'arrière	Manette sous assise, côté droit	683 €
<input type="checkbox"/>		Manette sous assise, côté gauche	683 €
<input type="checkbox"/>		Manette sous accoudoir, côté droit	830 €
<input type="checkbox"/>		Manette sous accoudoir, côté gauche	830 €
<input type="checkbox"/>	Inclinaison d'assise par manivelle, 15° vers l'avant, 8° vers l'arrière	Actionnement à l'arrière de l'assise	437 €
<input type="checkbox"/>	Inclinaison d'assise électrique* interrupteur sous accoudoir 8° vers l'avant, 15° vers l'arrière	Côté droit	1 975 €
<input type="checkbox"/>		Côté gauche	1 975 €
<input type="checkbox"/>	Inclinaison d'assise électrique* interrupteur sous accoudoir 15° vers l'avant, 8° vers l'arrière	Côté droit	1 975 €
<input type="checkbox"/>		Côté gauche	1 975 €
<input type="checkbox"/>	Inclinaison d'assise électrique* avec télécommande filaire		1975 €
<input type="checkbox"/>	Mouvement des accoudoirs avec une inclinaison d'assise	Les accoudoirs suivent l'inclinaison	
<input type="checkbox"/>		Les accoudoirs ne suivent pas l'inclinaison	

6. Mécanisme de dossier			
<input type="checkbox"/>	Mécanisme de dossier standard, réglable en hauteur et en inclinaison	Par défaut	STD
<input type="checkbox"/>	Mécanisme de dossier MEDIC, réglable en profondeur	15 cm, hauteur : 24 cm et en angle	474 €
<input type="checkbox"/>	Mécanisme de dossier CONFORT	Manette sous assise, côté gauche	516 €
<input type="checkbox"/>		Manette sous assise, côté droit	516 €
<input type="checkbox"/>		Manette sous accoudoir, côté gauche	830 €
<input type="checkbox"/>		Manette sous accoudoir, côté droit	830 €
<input type="checkbox"/>	Mécanisme de dossier électrique* angulation -1,5 à +29,5° interrupteur sous accoudoir	Côté droit	1 975 €
<input type="checkbox"/>		Côté gauche	1 975 €

7. Manchettes				
<input type="checkbox"/>	AR1X3038	Manchettes d'accoudoir moulées, polyuréthane	35 cm - Paire	STD
<input type="checkbox"/>	AR1X1038		25 cm - Paire	0 €
<input type="checkbox"/>	AR1X2038		30 cm - Paire	0 €
<input type="checkbox"/>	AR1X4038		40 cm - Paire	0 €
<input type="checkbox"/>	AR502038	Manchettes d'accoudoir confort	30 cm - Paire	117 €
<input type="checkbox"/>	AR503038		35 cm - Paire	117 €
<input type="checkbox"/>	AR504038		40 cm - Paire	117 €
<input type="checkbox"/>	AR511038	Manchettes d'accoudoir extra moelleux	25 cm - Paire	154 €
<input type="checkbox"/>	AR512038		30 cm - Paire	154 €
<input type="checkbox"/>	AR513038		35 cm - Paire	154 €

# REAL 9000/9100 EL

8. Accoudoirs				
<input type="checkbox"/>	ARM101X	Tubes d'accoudoirs 9000 PLUS, 32 cm	Réglables en hauteur et largeur par molette de serrage, par défaut	STD
<input type="checkbox"/>	ARM301X	Tubes d'accoudoirs escamotables vers l'arrière 32 cm	Réglables en hauteur et largeur	431 €
<input type="checkbox"/>	802989	Accoudoir hémiplégique	Droit	259 €
<input type="checkbox"/>	802990		Gauche	259 €

9. Roulettes				
<input type="checkbox"/>	90WE1010	Roulettes standard XL, 100 mm	Par défaut	STD
<input type="checkbox"/>	90WE3010	Roulettes roulement facile	SL 100 mm	327 €
<input type="checkbox"/>	90WE2010	Roulettes larges, roulement facile	BXL 100 mm	327 €
<input type="checkbox"/>	90WE1030	Roulettes 125 mm avec extensions du châssis		327 €
<input type="checkbox"/>	90WE1040	Roulettes 150 mm avec extensions du châssis		327 €

10. Freins				
<input type="checkbox"/>	BD1010	Levier de frein 35 cm, amovible	Côté droit	STD
<input type="checkbox"/>	BD1010		Côté gauche	STD
<input type="checkbox"/>	BD1030	Levier de frein 45 cm, amovible	Côté droit	68 €
<input type="checkbox"/>	BD1030		Côté gauche	68 €
<input type="checkbox"/>	BD1040	Levier de frein 55 cm, amovible	Côté droit	68 €
<input type="checkbox"/>	BD1040		Côté gauche	68 €
<input type="checkbox"/>	LB1010	Boule de préhension	5 cm	31 €
<input type="checkbox"/>	RC1010	Levier de frein en croix		92 €
<input type="checkbox"/>	90BEA14	Frein électrique*	Interrupteur sur boîtier montée/descente	1 975 €
<input type="checkbox"/>	BEX20	Extension d'embase	Arrière - La paire	141 €
<input type="checkbox"/>	BEX10		Avant - La paire	141 €

11. Repose-pieds				
<input type="checkbox"/>	FR1010	Tube reposer-pieds	1/8 cale-pied, droit	252 €
<input type="checkbox"/>	FR2010		1/8 cale-pied, gauche	252 €
<input type="checkbox"/>	FR3010		1/4 escamotable	252 €
<input type="checkbox"/>	LS202110	Repose-pieds monobloc rabattable I : 32 x p : 24 cm	Réglage en hauteur : 30-38 cm	523 €
<input type="checkbox"/>	LS202210		Réglage en hauteur : 37-53 cm	523 €
<input type="checkbox"/>	LS212110	Repose-pieds monobloc rabattable I : 25 x p : 18 cm	Réglage en hauteur : 30-38 cm	523 €
<input type="checkbox"/>	LS212210		Réglage en hauteur : 37-53 cm	523 €
<input type="checkbox"/>	LS222110	Repose-pieds monobloc rabattable I : 32 x p : 10 cm	Réglage en hauteur : 30-38 cm	523 €
<input type="checkbox"/>	LS222210		Réglage en hauteur : 37-53 cm	523 €
<input type="checkbox"/>	LS151110	Repose-pieds Medic, palettes séparées relevables I : 15,5 x p : 21 cm	Réglage en hauteur : 18-24 cm	720 €
<input type="checkbox"/>	LS151210		Réglage en hauteur : 23-32 cm	720 €
<input type="checkbox"/>	LS151310		Réglage en hauteur : 28-41 cm	720 €
<input type="checkbox"/>	LS151410		Réglage en hauteur : 38-51 cm	720 €

# REAL 9000/9100 EL

12. Positionnement du corps et autres fonctions				
<input type="checkbox"/>	TS11	Cale-tronc, patte de fixation droite, coussinet 15 x 13 cm	Coté droit	473 €
<input type="checkbox"/>	TS12		Coté gauche	473 €
<input type="checkbox"/>	TS21	Cale-tronc, patte de fixation incurvée, coussinet 15 x 13 cm	Coté droit	473 €
<input type="checkbox"/>	TS22		Coté gauche	473 €
<input type="checkbox"/>	NS2010XX	Mécanisme d'appui-tête standard, h : 38 cm et Coussin	Coussin plat 29 x 16 cm	474 €
<input type="checkbox"/>	NS2030XX		Coussin incurvé 31 x 18 cm	569 €
<input type="checkbox"/>	NS2020XX		Coussin EM PLUS 30 x 23 cm	593 €
<input type="checkbox"/>	NS2040XX		Coussin EM PLUS 30 x 8 cm	593 €
<input type="checkbox"/>	SS10XX	Cale-cuisses avec patte de fixation type tube d'accouder	15 x 8 cm, la paire	523 €
<input type="checkbox"/>	SS20XX		28 x 8 cm, la paire	523 €
<input type="checkbox"/>	SS30XX		24 x 14 cm, la paire	523 €
<input type="checkbox"/>	SS40XX		30 x 16 cm, la paire	523 €
<input type="checkbox"/>	TA1020	Tablette 60 x 45 cm, montage côté gauche		584 €
<input type="checkbox"/>	PB1010	Poignées de poussée		486 €
<input type="checkbox"/>	PB1011	Barre de poussée		486 €