

**CROCODILE TAILLE 0 (Tarif Code A)**

- Cadre pliable en aluminium et ABS (Couleur Blanc)
- Poignées multi réglables en largeur et en hauteur
- Châssis du haut ajustable en hauteur
- Revêtement mousse sur le cadre haut ;
- Roues avant pivotantes avec stabilisateur directionnel
- Roues increvables à l'avant et à l'arrière
- Frein progressif sur roues arrières
- Butées anti-recul
- Taille de l'utilisateur: Jusqu'à 105cm

**DIMENSIONS EN CM:**

LARGEUR ENTRE POIGNEES:	10-25
HAUTEUR CADRE HAUT:	30-61
HAUTEUR POIGNEES:	30-61
LONGUEUR HORS TOUT:	62
LARGEUR HORS TOUT:	58
LONGUEUR PLIÉ:	65
HAUTEUR PLIÉ:	30
DIAMETRE ROUE AV/AR:	15/20
CHARGE MAXI:	30Kg
POIDS TOTAL:	5,5Kg

CODE LPPR:

	Code LPPR	Montant
(a)	6264869	53,81 €
(b)	6264875	363,74 €
(c)	6264898	18,45 €
(d)	6264912	35,06 €

Les codes LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas la société CREE

INFORMATIONS CLIENT:

Prestataire N° Client CREE:

Contact / Tel:

Adresse:

Code Poste:

Ville:


Email:

INFORMATIONS STRUCTURE:

Prescripteur:

Nom / Structure:

Tel / Email:

INFORMATION DE L'UTILISATEUR:

Utilisateur:

Adresse:

Code Postal:

Ville:

Email:

Diagnostic:

Age:

Poids: kg

Taille: cm

REFERENCES CROCODILES:

	Désignation	PRIX HT	PRIX TTC	CODE LPPR	MONTANT LPPR
☐ 02609	Crocodile T.0	912,00 €	1 003,20 €	(a)	53,81 €
☐ 02609P	Crocodile T.0 + Support de buste T0 + Culotte T0(*)/(*)/(*)	1 619,00 €	1 780,90 €	(b) + (c) + (d)	417,25 €

(*)/(*)/(*) Uniquement sur Crocodile Taille 0

REFERENCES ACCESSOIRES

	Désignation		PRIX HT	PRIX TTC
☐ 02382-2	Guidon		134,00 €	147,40 €
☐ 02382-1	Support de buste		572,00 €	629,20 €
☐ 02383	Cales de hanches		495,00 €	544,50 €
☐ 023792	Support d'avant-bras		513,00 €	564,30 €
☐ 02384-1	Siège escamotable		335,00 €	368,50 €
☐ 02377-1	Culotte		139,00 €	152,90 €
☐ 02381	Kit anti-basculé		418,00 €	459,80 €
☐ 02386	Sac		102,00 €	112,20 €

TVA 10%

