

**CROCODILE TAILLE 2 (Tarif Code A)**

- Cadre pliable en aluminium et ABS (Couleur orange ou noir)
- Poignées multi réglables en largeur et en hauteur
- Châssis du haut ajustable en hauteur
- Revêtement mousse sur le cadre haut ;
- Roues avant pivotantes avec stabilisateur directionnel
- Roues increvables à l'avant et à l'arrière
- Frein progressif sur roues arrières
- Butées anti-recul
- Taille de l'utilisateur: 115 à 150cm

**DIMENSIONS EN CM:**

LARGEUR ENTRE POIGNEES:	32-60
HAUTEUR CADRE HAUT:	65-82
HAUTEUR POIGNEES:	55-88
LONGUEUR HORS TOUT:	84
LARGEUR HORS TOUT:	69
LONGUEUR PLIÉ:	86
HAUTEUR PLIÉ:	27
DIAMETRE ROUE AV/AR:	15/20
CHARGE MAXI:	45kg
POIDS TOTAL:	6,5kg


CODE LPPR:

	Code LPPR	Montant
(a)	6264869	53,81 €

Les codes LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas la société CREE

INFORMATIONS CLIENT:

Prestataire N° Client CREE:
Contact / Tel:
Adresse:
Code Poste:
Ville:
Email:



Utilisateur:
Adresse:
Code Postal:
Ville:
Email:
Diagnostic:

INFORMATIONS STRUCTURE:

Prescripteur:
Nom / Structure:
Tel / Email:

Age:
Poids: kg
Taille: cm

REFERENCE CROCODILE:

	Désignation	PRIX HT	PRIX TTC	CODE LPPR	MONTANT LPPR
☐	02376 CROCODILE T.2	984,00 €	1 082,40 €	(a)	53,81 €
☐	02376-N CROCODILE T.2 NOIR	984,00 €	1 082,40 €	(a)	53,81 €

REFERENCES ACCESSOIRES:

	Désignation		PRIX HT	PRIX TTC
☐	02382 DOSSIER		253,00 €	278,30 €
☐	02383 CALES DE HANCHES		495,00 €	544,50 €
☐	02378 CULOTTE CROCODILE T.2		253,00 €	278,30 €
☐	02385 SIEGE ESCAMOTABLE		342,00 €	376,20 €
☐	02385-N SIEGE ESCAMOTABLE CROCODILE T.2 NOIR		342,00 €	376,20 €
☐	23802 SUPPORTS D'AVANT BRAS**		513,00 €	564,30 €
☐	02372 FREINS A MAINS**		289,00 €	317,90 €
☐	C2388 KIT DE COMBINAISON DES FREINS A MAINS + SUPPORTS D'AVANT BRAS T2**		253,00 €	278,30 €

****Attention: Si vous vous avez coché les références 023802 + 02372, il faut impérativement prendre la référence C2388**

☐	02381 KIT ANTI-BASCULE CROCODILE T.0/1/2		418,00 €	459,80 €
☐	02386 SAC POUR CROCODILE T.0/1/2		102,00 €	112,20 €

TVA 10%

