


**CROCODILE TAILLE 3 (Tarif Code A)**

- Cadre pliable en aluminium et ABS (Couleur anthracite)
- Poignées multi réglables en largeur et en hauteur
- Montant Droit et Gauche réglables indépendamment
- Revêtement mousse sur le cadre haut ;
- Roues avant pivotantes avec stabilisateur directionnel
- Roues increvables à l'avant et à l'arrière
- Frein progressif sur roues arrières
- Butées anti-recul
- Taille de l'utilisateur: 150 à 180cm



DIMENSIONS EN CM:		CODE LPPR:							
LARGEUR ENTRE POIGNEES:	35-69	<table><tr><td></td><td>Code LPPR</td><td>Montant</td></tr><tr><td>(a)</td><td>6264869</td><td>53,81 €</td></tr></table>			Code LPPR	Montant	(a)	6264869	53,81 €
	Code LPPR			Montant					
(a)	6264869			53,81 €					
HAUTEUR CADRE HAUT:	77								
HAUTEUR POIGNEES:	70-100								
LONGUEUR HORS TOUT:	87								
LARGEUR HORS TOUT:	69								
LONGUEUR PLIÉ:	100								
HAUTEUR PLIÉ:	29								
DIAMETRE ROUE AV/AR:	15/20								
CHARGE MAXI:	80kg								
POIDS TOTAL:	12kg								

Les codes LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas la société CREE

INFORMATIONS CLIENT:	INFORMATIONS DE L'UTILISATEUR:
Prestataire N° Client CREE: Contact / Tel: Adresse: Code Poste: Ville: Email:	 Utilisateur: Adresse: Code Postal: Ville: Email: Diagnostic: Age: Poids: kg Taille: cm


REFERENCE CROCODILE:					
	Désignation	PRIX HT	PRIX TTC	CODE LPPR	MONTANT LPPR
☐	02370 CROCODILE T.3	1 104,00 €	1 214,40 €	(a)	53,81 €

REFERENCES ACCESSOIRES:				
	Désignation		PRIX HT	PRIX TTC
☐	02382 DOSSIER CROCODILE T.1-3		253,00 €	278,30 €
☐	02367 DOSSIER COURBE REGLABLE CROCODILE T.3**		580,00 €	638,00 €
☐	02366 BARRE TRANSVERSALE (POUR DOSSIER ET SAC) / CROCODILE T3**		120,00 €	132,00 €

**ATTENTION: Si vous vous avez coché La référence 02367, il faut impérativement prendre la référence 02366

☐	02373 JEU DE BUTEE DE POIGNEES CROCODILE T3		51,00 €	56,10 €
☐	02383 CALES DE HANCHES		495,00 €	544,50 €
☐	02374 SIEGE ESCAMOTABLE CROCODILE T.3		342,00 €	376,20 €
☐	023692 SUPPORTS D'AVANT BRAS CROCODILE T.3**		581,00 €	639,10 €
☐	02365 FREINS A MAIN**		284,00 €	312,40 €
☐	C2389 KIT DE FIXATION FREINS A MAIN SUR SUPPORTS D AVANT BRAS T3***		253,00 €	278,30 €

**ATTENTION: Si vous vous avez coché les références 023792 + 02365, il faut impérativement prendre la référence C02389

☐	02368 KIT ANTI-BASCULE CROCODILE T.3		412,00 €	453,20 €
☐	23702 SAC POUR CROCODILE T.3**		138,00 €	151,80 €

**ATTENTION: Si vous vous avez coché La référence 23702, il faut impérativement prendre la référence 02366

TVA 10%

