

**DYNAMICO D'EXTERIEUR (Tarif Code A)**

- Disponible en 3 tailles.
- Couleur jaune pour la taille 3 / Couleur noir pour les tailles 4 et 5
- Anneaux thoracique et pelvien réglables en hauteur (seuls les anneaux T3 sont interchangeables) ;
- Equipé en standard d'un soutien pelvien et d'un soutien thoracique amovibles et d'une culotte
- Soutiens thoracique et pelvien (revêtus mousse) s'ouvrant par l'arrière pour l'installation de l'enfant ou de l'adulte
- 2 roues avant $\varnothing$ 17 cm et 2 roues arrière $\varnothing$ 30 cm
- Equipées de freins de stationnement et de pare-chocs (roues avant) permettant la protection des murs

CODES LPPR*:

*Les codes LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas la société CREE

	Ancien Code LPPR	Nouveau Code LPPR	Montant LPPR
(a)	1266846	6264875	363,74 €
(b)	1238152	6264898	18,45 €
(c)	1207507	6264912	35,06 €

DIMENSIONS EN CM:

	TAILLE 3	TAILLE 4	TAILLE 5
HAUTEUR SOUS AXILLAIRE (B)	97 - 124	100 - 134	116 - 146
HAUTEUR ANNEAU PELVIEN (A)	85 - 110	93 - 120	106 - 133
PERIMETRE (E)	85	110	120
PROFONDEUR SUPPORT INTERIEUR (C)	25	30	32(ST)*/41(SP)*
LARGEUR SUPPORTS INTERIEUR (D)	30	35	41
LONGUEUR HORS TOUT (F)	94	101	111
LARGEUR HORS TOUT (G)	74	78	84
POIDS	19,3Kg	20,4Kg	22,7Kg
CHARGE MAXI	85Kg	100Kg	115Kg



*ST: Support Thoracique / SP: Support Pelvien

INFORMATIONS CLIENT:

Prestataire N° Client CREE:

Contact / Tel:

Adresse:

Code Poste:

Ville:

Email:

UTILISATEUR:

Nom:

Prénom:

Adresse:

Code Postal:

Ville:

Email:

Diagnostic:

Date de l'essai:

INFORMATIONS STRUCTURE:

Prescripteur:

Nom / Structure:

Tel / Email:

REFERENCES DYNAMICO:

	Désignation	PRIX HT	PRIX TTC*	Code LPPR	Montant LPPR
02526	☐ DYNAMICO 3 POUR L'EXTERIEUR*				
ORM171289	☒ CULOTTE DYNAMICO T3	1 879,00 €	1 982,35 €	(a) + (b) + (c)	417,25 €
02536	☐ DYNAMICO 4 POUR L'EXTERIEUR*				
ORM171290	☒ CULOTTE DYNAMICO T4	1 962,00 €	2 069,91 €	(a) + (b) + (c)	417,25 €
02537	☐ DYNAMICO 5 POUR L'EXTERIEUR*				
ORM171291	☒ CULOTTE DYNAMICO T5	1 978,00 €	2 086,79 €	(a) + (b) + (c)	417,25 €

■ Equipement en standard sur le Dyanmico

ACCESSOIRES:

	Désignation	PRIX HT	PRIX TTC*	
02517	☐ SUPPORT D'AVANT-BRAS T.2/3*	699,00 €	737,45 €	
02527	☐ SUPPORTS D'AVANT-BRAS T.4/5*	699,00 €	737,45 €	
02524	☐ GUIDON REGLABLE DYNAMICO T.3*	261,00 €	275,36 €	
02534	☐ GUIDON REGLABLE DYNAMICO T.4-T-5*	261,00 €	275,36 €	
02521	☐ LEST DYNAMICO T.3*	208,00 €	219,44 €	
02531	☐ LEST DYNAMICO T.4*	244,00 €	257,42 €	
02539	☐ LEST DYNAMICO T.5*	244,00 €	257,42 €	
ORM171289	☐ CULOTTE DYNAMICO T.3*	180,00 €	189,90 €	
ORM171290	☐ CULOTTE DYNAMICO T.4*	180,00 €	189,90 €	
ORM171291	☐ CULOTTE DYNAMICO T.5*	180,00 €	189,90 €	

ATTENTION: CULOTTE EN STANDARD SUR LE DYNAMICO (A cocher seulement si vous désirez une culotte supplémentaire)

TVA 5,5%

