

# Solo - Dispositif de propulsion électrique à commande par l'utilisateur

## Informations générales :

Prix **Décembre 2025** en € TTC (TVA : 5,5%), Code LPPR 4520006, franco de port (France métropolitaine).

Ces prix peuvent être modifiés sans préavis. Garantie appareil 2 ans, batteries 6 mois (gel) / 1 an (lithium)

Poids maximal autorisé : 210kg (usage, fauteuil et max-e)

Poids indicatif : 24,2 kg (Lithium) et 29,4 kg (Gel-plomb)



### Équipement de base :

**Roues motorisées 24" pneus pleins** (insert airless), **batterie, chargeur**

Manipulateur avec liaison par câble,

Vitesse marche avant 6 km/h, marche arrière 3 km/h,

Autonomie jusqu'à 35 km, Pente maximale 20% avec une personne jusqu'à 160 kg

### Coordonnées :

Nom : \_\_\_\_\_

Adresse : \_\_\_\_\_

### Date essai:

Nom client : \_\_\_\_\_

Tel : \_\_\_\_\_

N° d'article		Désignation		Prix en €
Solo				
335450 335053	<input type="checkbox"/>	Solo B batterie Gel-plomb (garantie 6 mois) autonomie jusqu'à 25 km—poids maximal de la personne : 160 kg (total 210 kg)	set	6 000
335400 335053	<input type="checkbox"/>	Solo L batterie Lithium-ion (garantie 1 an) autonomie jusqu'à 35km—poids maximal de la personne : 160 kg (total 210 kg)	set	
335013		Adaptation standard (pour la fixation au fauteuil roulant) Marque :		